



Handleiding Pimple Patches

Hoe te gebruiken?

Gebruiksaanwijzing

1. Zorg ervoor dat je huid schoon en droog is voordat je de pimple patch aanbrengt.
2. Verwijder voorzichtig de beschermfolie van de specifieke pimple patch zonder het kleefoppervlak aan te raken.
3. Plaats de patch direct op de onzuiverheid en druk deze gedurende 3-5 seconden zachtjes aan om een stevige hechting te garanderen.
4. Laat de patch maximaal 8 uur, bij voorkeur 's nachts, op de huid zitten. Gedurende deze tijd absorbeert de patch ongewenste stoffen, vuil en bacteriën, die effectief worden opgenomen.
5. Verwijder de patch binnen 8 uur. Je zult merken dat de huid hersteld is zonder littekens, waardoor je een vernieuwde uitstraling krijgt.

Waarschuwingen:

- Bij irritatie: Indien uw huid rood of geïrriteerd raakt, stop dan het gebruik en raadpleeg uw dermatoloog.

Inhoud

Er zitten 144 patches in de PurelyGoods Pimple Patches verpakking. Waarvan 3 verschillende maten, per maat 48 stuks. Er zitten 6 vellen in, waarvan elk vel 24 patches bevat.

klantenservice@purelygoods.nl



Puisten



Mee-eters



Papels



Pustels



Rode puist



Usage Pimple Patches

How to use?

Instructions

1. Make sure your skin is clean and dry before applying the pimple patch.
2. Carefully remove the protective film from the specific pimple patch without touching the adhesive surface.
3. Place the patch directly on the blemish and press gently for 3-5 seconds to ensure a firm bond.
4. Leave the patch on the skin for up to 8 hours, preferably overnight. During this time, the patch absorbs unwanted substances, dirt and bacteria, which are effectively absorbed.
5. Remove the patch within 8 hours. You will notice that the skin has recovered without scars, giving you a renewed appearance.

Warnings:

- In case of irritation: If your skin becomes red or irritated, discontinue use and consult your dermatologist.

Contents

There are 144 patches in the PurelyGoods Pimple Patches package. Of which 3 different sizes, 48 pieces per size. There are 6 sheets, each sheet contains 24 patches.

klantenservice@purelygoods.nl



Pimple

Blackheads

Papules

Pustels

Red pimple



Comment utiliser?

Manuel d'utilisation

1. Assurez-vous que votre peau est propre et sèche avant d'appliquer le patch anti-boutons.
2. Retirez délicatement le film protecteur du patch à boutons spécifique sans toucher la surface adhésive.
3. Placez le patch directement sur l'imperfection et appuyez doucement pendant 3 à 5 secondes pour assurer une liaison ferme.
4. Laissez le patch sur la peau jusqu'à 8 heures, de préférence toute la nuit. Pendant ce temps, le patch absorbe les substances indésirables, la saleté et les bactéries, qui sont efficacement absorbées.
5. Retirez le patch dans les 8 heures. Vous remarquerez que la peau s'est rétablie sans cicatrices, vous donnant une apparence renouvelée.

Avertissements:

- En cas d'irritation : Si votre peau devient rouge ou irritée, arrêtez l'utilisation et consultez votre dermatologue.

Contenu

Il y a 144 correctifs dans le package PurelyGoods Pimple Patches. Dont 3 tailles différentes, 48 pièces par taille. Il y a 6 feuilles, chaque feuille contient 24 patchs.

klantenservice@purelygoods.nl



En bois

Points noirs

Papules

Pustels

Bouton rouge