



FR
<b>MILEX</b> <sup>®</sup> <p><small>a CooperSurgical Brand</small></p>
<b>Pessaire GEHRUNG pliable</b>
Soutien efficace en cas de cystocèle <b>RxOnly</b>
<b>MODÈLES DISPONIBLES</b>
<p>GEHRUNG <span style="float:right">GEHRUNG avec BOUTON</span></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><span>REF</span> MXPGRS (Pessaire uniquement) MXKPGS (Pessaire, TRIMO-SAN™, Jell Jector)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><span>REF</span> MXPGRK (Pessaire uniquement) MXKPGSK (Pessaire, TRIMO-SAN™, Jell Jector)</p> </div> </div> <p><span>NATRE</span> <b>Utilisation à usage unique (une seule patiente)</b> <span>CE0086</span></p>
<b>Avant sa première utilisation, laver le pessaire avec un savon doux et le rincer abondamment.</b>
<b>DESCRIPTION</b>
Le Pessaire GEHRUNG Milex <sup>®</sup> est un dispositif médical en silicone à insérer dans le vagin pour soutenir l'utérus, la vessie et/ou le rectum.
<b>MISES EN GARDE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Le pessaire GEHRUNG avec ou sans le BOUTON contient une bobine de fil à retirer avant toute radio ou IRM.</li> <li>Ne pas laisser en place les pessaires pendant de longues périodes, car il existe un risque de complications graves pouvant nécessiter une intervention chirurgicale.</li> <li>Ne pas utiliser ces pessaires sur une patiente allergique au silicone.</li> <li>Les substances chimiques présentes dans diverses préparations vaginales peuvent interagir avec le matériel du pessaire et entraîner sa décoloration ou sa détérioration. Le TRIMO-SAN™ n'interagit pas avec le matériel du pessaire.</li> <li>Utiliser exclusivement du TRIMO-SAN. La compatibilité des autres matériaux n'a pas été testée.</li></ul>
<b>CooperSurgical</b>

--

--

SV
<b>MILEX</b> <sup>®</sup> <p><small>a CooperSurgical Brand</small></p>
<b>GEHRUNG vikbar livmoderring</b>
För effektivt stöd vid cystocèle <b>RxOnly</b>
<b>TILLGÅNGLIGA MODELLER</b>
<p>GEHRUNG <span style="float:right">GEHRUNG med KNOPP</span></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><span>REF</span> MXPGRS (Endast livmodering) MXKPGS (Livmodering, TRIMO-SAN™, Jell Jector)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><span>REF</span> MXPGRSK (Endast livmodering) MXKPGSK (Livmodering, TRIMO-SAN™, Jell Jector)</p> </div> </div> <p><span>NATRE</span> <b>Ska endast användas av en och samma patient</b> <span>CE0086</span></p>
<b>Rengör livmoderringen med mild tvål och skölj noga innan den används för första gången.</b>
<b>BESKRIVNING</b>
Milex <sup>®</sup> GEHRUNG livmodering är en medicinteknisk produkt tillverkad i silikon som förs in i slidan som stöd åt livmodern, urinblåsan och ändtarmen.
<b>VARNINGAR</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>GEHRUNG livmodering med eller utan KNOPP innehåller en trådspole som måste avlägsnas före röntgen eller magnetisk resonanstomografi.</li> <li>Använd inte en livmodering under en längre tid, då det kan uppstå allvarliga komplikationer som kan kräva kirurgiskt ingrepp.</li> <li>Patienter som har en känd allergi mot silikon ska inte använda dessa livmoderingar.</li> <li>Kemikalier<span></span>na i olika vaginalpreparat kan reagera med materialet i livmoderringen och leda till missfärgning eller nedbrytning av denna. TRIMO-SAN™ reagerar inte med materialet i livmoderringen.</li> <li>Använd endast TRIMO-SAN. Andra material har inte testats för kompatibilitet.</li></ul>
<b>CooperSurgical</b>

--

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES**

Soutien efficace en cas de cystocèle. Il peut aussi être modélé manuellement pour réduire une rectocèle. Le pessaire GEHRUNG est plus facilement adaptable dans les cas où une cystocèle a tendance à glisser lors de l'utilisation d'autres pessaires.

- Il est soutenu par les restes du releveur anal, latéralement. Ceci évite la pression sur le rectum, qui, en particulier chez les patientes âgées, entrave parfois le transit intestinal.
- Le pessaire GEHRUNG fournit également un soutien large sous la vessie et évite la descente de l’utérus. Il n’interfère pas avec les douches vaginales ou le coit. Le pessaire GEHRUNG avec BOUTON stabilise la jonction urétéro-vésicale.

**CONTRE-INDICATIONS**

- Présence d’infections pelviennes et/ou de lacerations
- Patiente non-compliante
- Endométriose
- Grossesse

**INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE\***

- Préparer une solution de nettoyage en mélangeant un savon doux (Dawn<sup>®</sup> ou équivalent) à de l'eau du robinet, en respectant les consignes de concentration du fabricant du savon. Préparer cette solution dans un récipient assez grand pour pouvoir immerger complètement le dispositif.
- Laisser tremper et frotter
  - Laisser tremper le dispositif dans le récipient de solution de nettoyage pendant au moins 5 minutes.
  - Après la période de trempage de 5 minutes, frotter le dispositif pendant au moins 15 secondes avec une brosse à poils doux, telle qu'une brosse à dents et/ou une brosse à tube. Frotter le dispositif dans l'eau pour éviter la dissémination des contaminants dans l'air.
  - Après avoir frotté, vérifier visuellement l'absence de résidus de saletés sur le dispositif.
- Rincer
  - Retirer le dispositif de la solution de nettoyage et le rincer abondamment sous l'eau courante, pendant au moins 30 secondes.
  - Laisser sécher le dispositif.

\*Les pessaires neufs sont recouverts de poudre de qualité alimentaire.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU PESSAIRE DESTINÉES À LA PATIENTE

**IMPORTANT**

COOPERSURGICAL CONSEILLE LA MISE EN PLACE ET LE RETRAIT DES PESSAIRES PAR LE MÉDECIN OU TOUT AUTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ, SAUF INSTRUCTIONS CONTRAIRES.

- Pour garantir la bonne prise en charge de votre problème, votre professionnel de santé a besoin de votre pleine coopération.
- Il est essentiel que votre professionnel de santé examine votre vagin à intervalles réguliers pour vérifier l'absence de pression et de réaction allergique.
- Une augmentation graduelle de l'intervalle d'examen peut être envisagée à la discrétion du médecin.
- Il est important d'évaluer les effets du gel vaginal TRIMO-SAN.

**LES SYMPTÔMES SUIVANTS DOIVENT ÊTRE RAPPORTÉS À VOTRE MÉDECIN :**

- Difficultés pour uriner
- Inconfort
- Modification de la couleur ou de la consistance des pertes vaginales
- Augmentation de la quantité de pertes vaginales ou des saignements vaginaux
- Pertes vaginales malodorantes
- Démangeaisons au niveau du vagin
- Sortie du pessaire

**Pour les urgences médicales et pour tout avis médical, consulter votre professionnel de santé.**

## POUR LE MÉDECIN / LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Passer ces instructions en revue avec la patiente pour établir le mode d'utilisation.

**INSTRUCTIONS**




Figure 1

--

## PATIENTANVISNINGAR VID ANVÄNDNING AV LIVMODERRING

**FÖRSIKTIGHET**

COOPERSURGICAL REKOMMENDERAR ATT LIVMODERRINGEN INPASSAS AV LÅKARE ELLER ANNAN HÅLSOVÅRSPERSONAL, SAVIDA INGET ANNAT ANGES.

- Vårdgivaren behöver ditt samarbete för att säkerställa önskad korrigering av ditt tillstånd.
- Det är viktigt att vårdgivaren regelbundet undersöker ditt underliv för tecken på tryck från ringen och/eller allergiska reaktioner.
- Undersökningarnas intervall kan gradvis ökas om behandlande läkare finner det lämpligt.
- Det är viktigt att utvärdera effekterna av TRIMO-SAN vaginalgel.

**MEDDELA LÅKAREN OM NAGOT AV FÖLJANDE SYMPTOM UPPSTÅR:**

- Svårigheter att kissa
- Obehag
- Förändring av flytningars färg eller konsistens
- Ökning av flytningar eller livmoderblödningar
- Konstlig lukt associerad med flytningar
- Vaginalklåda
- Om livmoderringen faller ut

**Rådfråga vårdgivaren vid nödsituationer eller om du söker läkarråd.**

## FÖR LÅKARE/HÅLSOVÅRSPERSONAL

Gå igenom dessa anvisningar tillsammans med patienten för att fastslå en användningsregim.

**ANVISNINGAR**




Figure 1



- Attåta 2
- Attåta 3
- Attåta 4
- Attåta 5
- Attåta 6
- Attåta 7
- Attåta 8
- Attåta 9
- Attåta 10
- Attåta 11

- REMARKER:** Om patienten inte kan urinera med livmoderringen på plats ska du ta ut den och prova med nästa mindre storlek. Upprepa vid behov.
- Om patienten kan urinera utan svårigheter, en ny undersökning visar att livmoderringen har behållit sin position och patienten känner sig bekväm med ringen på plats, är det goda tecken på att rätt storlek har valts. Upplevelsen kan skilja sig från patient till patient.
- Undersök patienten medan hon står upp för att utesluta att livmoderringen har skiftat position. Våll i denna position borde patienten inte känna av ringen. Ringen bör inte sitta alltför löst eftersom den kan vrida sig eller falla ut och inte alltför hårt eftersom det kan orsaka obehag.
- OBSERVERA:** Om patienten inte kan urinera med livmoderringen på plats ska du ta ut den och prova med nästa mindre storlek. Upprepa vid behov.
- Om patienten kan urinera utan svårigheter, en ny undersökning visar att livmoderringen har behållit sin position och patienten känner sig bekväm med ringen på plats, är det goda tecken på att rätt storlek har valts. Upplevelsen kan skilja sig från patient till patient.
- Undersök patienten medan hon står upp för att utesluta att livmoderringen har skiftat position. Våll i denna position borde patienten inte känna av ringen. Ringen bör inte sitta alltför löst eftersom den kan vrida sig eller falla ut och inte alltför hårt eftersom det kan orsaka obehag.
- Om patienten kan urinera utan svårigheter, en ny undersökning visar att livmoderringen har behållit sin position och patienten känner sig bekväm med ringen på plats, är det goda tecken på att rätt storlek har valts. Upplevelsen kan skilja sig från patient till patient.
- Undersök patienten medan hon står upp för att utesluta att livmoderringen har skiftat position. Våll i denna position borde patienten inte känna av ringen. Ringen bör inte sitta alltför löst eftersom den kan vrida sig eller falla ut och inte alltför hårt eftersom det kan orsaka obehag.
- Om patienten kan urinera utan svårigheter, en ny undersökning visar att livmoderringen har behållit sin position och patienten känner sig bekväm med ringen på plats, är det goda tecken på att rätt storlek har valts. Upplevelsen kan skilja sig från patient till patient.



Figure 2




Figure 3

Figure 4

- Porter des gants secs. Si nécessaire, lubrifier l’extrémité d’insertion du pessaire avec du TRIMO-SAN.
- Plier et insérer le pessaire dans le vagin avec les deux talons parallèles au plancher pelvien en commençant par le talon gauche (voir Figure 2).
- Enfoncer le pessaire au-delà de l’entrée du vagin, puis le tourner graduellement en reculant le talon droit et en avançant le talon gauche (voir Figure 3). Maintenir les deux talons parallèles au plancher pelvien pendant toute la procédure d’ajustement.
- Pousser petit à petit l’arche arrière au-dessus du col utérin dans le cul-de-sac vaginal antérieur et l’arche avant derrière la symphyse pubienne (voir Figure 4).
- Lors de l’ajustement du pessaire GEHRUNG avec BOUTON, le bouton doit reposer de manière à soutenir la jonction urétéro-vésicale. Si le pessaire ne provoque pas d’inconfort, demander à la patiente de vider sa vessie. Si elle est incapable d’uriner une fois le pessaire installé, installer un pessaire de la taille inférieure et lui faire vider sa vessie.
- Un pessaire correctement installé a les deux talons qui reposent sur le plancher pelvien avec les arches et le support transversal qui forment un pont pour soulever la vessie comme illustré (voir Figure 5).
- Demander à la patiente de s’asseoir, de se lever et de pousser. Examiner la patiente quand elle est debout pour s’assurer que le pessaire n’a pas bougé. Une fois qu’il est en place, la patiente ne doit pas sentir le pessaire. Le pessaire ne doit pas être trop lâche car il pourrait tourner ou être expulsé, et il ne doit pas être trop serré pour ne pas causer d’inconfort.
- REMARQUE :** Si la patiente est incapable d’uriner une fois le pessaire installé, le retirer et installer un pessaire de la taille inférieure. Répéter la procédure.
- Si la patiente peut vider sa vessie sans difficulté et que le pessaire reste en place après réexamen, et si la patiente ne ressent pas d’inconfort dû au pessaire, cela indique que la bonne taille a été sélectionnée. La sensation peut varier selon les patientes.



Figure 2

Figure 3

Figur 4

- Använd torra handskar. Vid behov kan den inträdande änden av livmoderringen smörjas med TRIMO-SAN.
- Livmoderringen viks upp och förs in i slidan med båda klackar parallellt mot bäckenbotten, med vänstra klacken först (se figur 2).
- Tryck in ringen förbi introitus och vrid den gradvis genom att trycka den högra klacken bakåt och den vänstra framåt (se figur 3). Håll båda klackar parallellt mot bäckenbotten under hela inpassningen.
- Tryck gradvis den bakre bågen över livmoderhalsen och in i främre fornix och den främre bågen bakom blodbjodensfogen (se figur 4).
- Vid inpassning av GEHRUNG med KNOPP livmodering ska knoppen vara så vis ut att den ger stöd åt det uretro-vesikala segmentet. Om livmoderringen sitter bekvämt ska du be patienten att tömma blåsan. Om hon inte kan urinera med ringen på plats ska du prova med nästa mindre storlek. Be henne tömma blåsan igen.
- En korrekt placerad livmodering har båda klackar vilandes på bäckenbotten och bägarna och korsstödet formar en bro som lyfter upp blåsan så som visas (se figur 5).
- Be patienten att sitta ned, stå upp och huka sig. Undersök patienten medan hon står upp för att utesluta att livmoderringen har skiftat position. Våll i denna position borde patienten inte känna av ringen. Ringen bör inte sitta alltför löst eftersom den kan vrida sig eller falla ut och inte alltför hårt eftersom det kan orsaka obehag.
- OBSERVERA:** Om patienten inte kan urinera med livmoderringen på plats ska du ta ut den och prova med nästa mindre storlek. Upprepa vid behov.
- Om patienten kan urinera utan svårigheter, en ny undersökning visar att livmoderringen har behållit sin position och patienten känner sig bekväm med ringen på plats, är det goda tecken på att rätt storlek har valts. Upplevelsen kan skilja sig från patient till patient.
- Undersök patienten medan hon står upp för att utesluta att livmoderringen har skiftat position. Våll i denna position borde patienten inte känna av ringen. Ringen bör inte sitta alltför löst eftersom den kan vrida sig eller falla ut och inte alltför hårt eftersom det kan orsaka obehag.




- من الضروري أن يقوم أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بفحص المهبل على فترات متكررة للتأكد من أي ضغط أو حساسية.
- يمكن النظر في زيادة تدريجية لفترة الفحص حسب تغيير الطبيب المعالج.
- من المهم تقييم آثار الحمل المهبل TRIMO-SAN.

**أبدا طبيبك بأي من الأعراض التالية:**

- وجود أي صعوبة في التبول
- أي عدم راحة
- أي تغييرات في لون أو اتساق الإفرازات المهبلية
- أي زيادة في كمية الإفرازات المهبلية أو الزيف المهبلي
- أي رائحة كريهة مرتبطة بالإفرازات المهبلية
- وجود حسكة مهبلية
- إذا سقطت الفرجة

**لحالات الطوارئ الطبية وجميع النصائح الطبية ذات الصلة، يرجى طلب المشورة من أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.**



- يجب ارتداء قفازات جافة. يمكن وضع TRIMO-SAN على طرف إدخال الفرجة عند الضرورة.
- يتم طي الفرجة وإدخالها في المهبل بحيث يلامس كلا الكعبيين موازيين لقاع الحوض، بدءاً من الكعب الأيسر (انظر الشكل 2).
- ادفع الفرجة وراء المدخل ثم لف الفرجة تدريجياً برفق الكعب الأيمن للخلف وسحب الكعب الأيسر للأمام (انظر الشكل 3). احتفظ بكلا الكعبيين موازيين لقاع الحوض خلال التركيب بالكامل.
- ادفع القوس الخلفي فوق عنق الرحم تدريجياً في القبو الأمامي والقوس الأمامي خلف الارتفاق المعاني (انظر الشكل 4).

- Examiner la patiente quand elle est debout pour s’assurer que le pessaire n’a pas bougé. Une fois qu’il est en place, la patiente ne doit pas sentir le pessaire. Le pessaire ne doit pas être trop lâche car il pourrait tourner ou être expulsé, et il ne doit pas être trop serré pour ne pas causer d’inconfort.
- Le professionnel de santé doit pouvoir passer un doigt entre le pessaire et les parois du vagin. S’il manque d’espace pour le faire, essayer avec la taille inférieure. Si l’espace est trop grand, le pessaire sera inefficace et peut tourner et même être expulsé.
- Il est parfois nécessaire d’installer un pessaire de taille ou de type différent sur une même patiente après certain laps de temps. Ne pas partir du principe qu’un remplacement se fera automatiquement avec un pessaire de même taille. Vérifier l’ajustement du dispositif pour s’assurer du confort de la patiente et de la correction de ses symptômes. La durée de vie d’un pessaire est limitée. Rechercher fréquemment des signes de détérioration (fissures ou cassures dans la surface en silicone). Un pessaire endommagé doit être remplacé.
- Des ulcérations et des érosions se produisent fréquemment en cas de prolapsus intégral, en raison de l’irritation du col utérin ou des parois vaginales sorti(es). Si possible, réduire la masse et traiter l’irritation sont les premières étapes à effectuer avant l’utilisation d’un pessaire. La réduction du prolapsus peut résoudre l’irritation du col utérin ou du vagin. Vérification de la cytologie cervicale (frottis) et/ou biopsie selon l’indication clinique.
- À chaque visite, le vagin doit être soigneusement examiné à la recherche d’un signe de pression ou de réaction allergique. La patiente doit être questionnée concernant les douches vaginales, ses pertes vaginales, ses problèmes de transit ou urinaires. Il peut s’avérer nécessaire d’installer une autre taille ou un tout autre type de pessaire.
- À la discrétion du médecin, ce dernier peut indiquer à la patiente comment retirer, nettoyer et réinsérer elle-même son pessaire. Cette procédure peut être exécutée par la patiente tous les soirs ou même une fois par semaine dans des circonstances idéales.

**RETRAIT**

- Repousser petit à petit l’arche du col utérin tout en tournant le pessaire.
- Avancer un talon tout en reculant l’autre talon.
- Plier le pessaire avec l’arche en haut, tirer doucement sur le pessaire, faire passer d’abord un talon par l’entrée du vagin en gardant les deux talons parallèles au plancher pelvien.

--

--

--

--

- Vårdgivaren bör kunna glida ett finger mellan livmoderringen och slidans väggar. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för detta ska du prova med nästa mindre storlek. Om det finns alltför mycket utrymme kommer inte ringen att vara effektiv och kan rotera eller t.o.m. falla ut.
- Ibland är det nödvändigt att inpassa patienten med en annan storlek eller typ av livmodering efter en tid. Du bör inte anta att utbytet alltid kommer att vara mot en av samma storlek som föregående. Kontrollera inpassningen för att säkerställa fortsatt bekvämlighet och symptomlindring för patienten. Livmoderingarnas livslängd är begränsad. Undersök dem regelbundet för tecken på försämring (exempelvis sprickor eller öppningar i den yttre silkonytan). Ersätt skadade ringar.
- Särbildning och erosion uppstår regelbundet vid komplett framfall eftersom livmoderhalsens utsidå och slidans väggar irriteras. Om möjligt bör massan reduceras och irritationen behandlas innan livmoderingen börjar användas. Vid reduktion av framfallet kan irritationen i livmoderhals och slida försvinna. Vaginalcytologiskt prov (papa-prov) och/eller vävnadsprov ska utföras om det bedöms nödvändigt.
- Vid varje besök ska slidan undersökas noga för tecken på tryck eller allergiska reaktioner. Patientens ska utfrågas angående sköjlning, flytningar, störningar av tarmfunktionen och urinerung. Det kan vara nödvändigt att prova ut en ny storlek eller en annan typ av livmodering.
- Om läkaren bedömer det passande kan patienten få anvisningar för att avlägsna, rengöra och återinpassa sin egen livmodering. I bästa fall kan detta utföras av patienten varje natt eller veckovis.

**AVLÅGSNANDE**

- Tryck bågen bakåt från livmoderhalsen gradvis medan du vridar på livmoderringen.
- Dra en av klackama framåt medan du trycker den andra bakåt.
- Vik ringen med bågen uppåt. Dra försiktigt ut ringen med en klack först genom introitus och båda klackama parallellt mot bäckenbotten.

**REKOMMENDATIONER FÖR UPPFÖLJNING**

- Patienten ska komma på återbesök inom det första dygnet för en första undersökning.
- Patienten ska komma på sitt andra återbesök inom 3 dagar.
- Sedan ska patienten komma på återbesök var femte månad.

**OBSERVERA:** Ovannämnda uppföljningsschema för undersökningar kan ändras för att passa patientens behov och om vårdgivaren finner det lämpligt.

**SUIVI RECOMMANDÉ**

- Demander à la patiente de revenir dans les 24 heures pour un premier examen.
- Demander à la patiente de revenir dans les 3 jours pour un deuxième examen.
- Demander à la patiente de revenir régulièrement pour des examens espacés de quelques mois.

**REMARQUE :** La planification des examens de suivi peut être modifiée à la discrétion du professionnel de santé, en fonction des besoins de la patiente.

--

--

--

--

--

--

--

**IMPORTANT :** En vertu de la loi fédérale des États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance d’un médecin

Représentant Agréé au sein de l’Union Européenne.

<span>REF</span>	Numéro de référence
<span>LOT</span>	Code du lot
<span>SD</span>	Date de péremption
<span>IB</span>	Consulter la notice d'utilisation
<span>NATRE</span>	Exempt de latex de caoutchouc naturel

**RxOnly**

**EC|REP**

<span>FA</span>	Fabricant
-----------------	-----------

--

Dawn<sup>®</sup> est une marque déposée de Proctor & Gamble, Cincinnati, Ohio 45202. TRIMO-SAN™ est une marque de CooperSurgical, Inc. Milex<sup>®</sup> et CooperSurgical sont des marques déposées de CooperSurgical, Inc.

© 2017 CooperSurgical, Inc.

--

--

--

**RxOnly**

**EC|REP**

**FA**

Dawn<sup>®</sup> är ett registrerat varumärke som tillhör Proctor & Gamble, Cincinnati, Ohio 45202. USA. TRIMO-SAN™ är ett varumärke som tillhör CooperSurgical, Inc. Milex<sup>®</sup> och CooperSurgical är registrerade varumärken som tillhör CooperSurgical, Inc.

© 2017 CooperSurgical, Inc.

--

--

--

--

**RxOnly**

**EC|REP**

**FA**

--

## فرجة GEHRUNG قابلة للطي

لذرع فعال في حالات فتق المثانة
**معلومات المتوفرة**

<span>REF</span>	GEHRUNG	نات مقبض
<span>REF</span>	MXPGRS (فرجة فقط)	مقبض مقبض
<span>REF</span>	MXPGRSK (فرجة)	مقبض مقبض

(TRIMO-SAN™, Jell Jector)

**CE0086**

لاستخدام مريضة واحدة

**وصف**

فرجة GEhrung Milex<sup>®</sup> هي جهاز طبي مصنوع من السيليكون يتم إدخاله في المهبل لعمل كيفية دائمة لألرحم والو المثانة والستقيم.

**تجذبات**

- تحتوي فرجة GEHRUNG ذات المقبض وبدون عنق ملف سلكي يجب إزالته قبل إجراء أشعة سينية أو تصوير بالأشعة المغناطيسية.
- لا يجب ترك الفرجات في مكانها لفترات طويلة من الوقت، حيث يمكن أن تؤدي لحوث مضاعفات خطيرة والتي قد تتطلب للتدخل الجراحي.
- لا تستخدم هذه الفرجات مع مريضة تعاني من حساسية معروفة للسيليكون.
- يمكن أن تتفاعل المواد الكيميائية في مختلف المستحضرات المهبلية مع مواد الفرجة، مما يؤدي إلى تغير لون الفرجة أو تدهورها. لا يتفاعل TRIMO-SAN™ مع مواد الفرجة.
- لا تستخدمى سوى TRIMO-SAN. لم يتم اختبار مواد أخرى لمعرفة مدى توافقها.

تومي شركة CooperSurgical بإنتاج الفرجات وإزالتها من قبل الطبيب أو أخصائي رعاية محبة آخر ما لم يتم إعطاء توجيهات تخالف ذلك.

- لضمان تحقيق التصحيح المرغوب لحالتك، يحتاج أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إلى تعاونكم الكامل.

--

--

<sup>[1]</sup> صنع في الولايات المتحدة الأمريكية