



Lifeproducts
Live a Better Life

Massage Gun Elite

GEBRUIKSAANWIJZING



Inhoudsopgave

Nederlands	2-8
Engels	9-16
Frans	17-24
Duits	25-32
Pools	33-40
Spaans	41-48
Zweeds	49-56

1.	Introductie	2
2.	Waarschuwingen & veiligheidsinstructies	2
3.	Ontvangen van verzending	4
4.	Inhoud verpakking & producteigenschappen	4
5.	Instructies voor gebruik	5
6.	Toelichting massagekoppen	6
7.	Problemen en oplossingen	8
8.	Onderhoud en reiniging	8
9.	Weggoeien & recyclen	8
10.	Service & garantie	8

1. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze Lifeproducts producten!
Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email:
klantenservice@lifeproductsstore.nl

De Lifeproducts Massage Gun Elite is geschikt voor het hele lichaam. De massagegun heeft 8 verschillende massagekoppen, 9 verschillende snelheden en 2 verschillende standen. Hij is opgeladen in 3 tot 4 uur en vervolgens 5-6 uur te gebruiken.

2. Waarschuwingen & veiligheidsinstructies

⚠ Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

⚠ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

Algemeen

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van de massage gun. Misbruik van de massage gun kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik de massage gun alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding. Als de massage gun niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik hem dan NIET en neem contact met ons op per e-mail.
- De massage gun is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden.
- Laat de massage gun NIET onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Controleer de massage gun en de accu zorgvuldig voor elk gebruik.
- De massage gun is alleen geschikt voor binnengebruik.

Personen en gebruik

- Dit apparaat is NIET geschikt voor personen onder de 18 jaar of voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik en bewaar de massage gun buiten het bereik van kinderen onder de 18 jaar. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met het massagekussen spelen.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 180 seconden op dezelfde plek en niet meer dan 30 minuten achter elkaar. Stop het gebruik direct als er schaafwonden of andere ongemakken ontstaan.
- Houd de massage gun uit de buurt van je haar.

- Houd je vingers uit de buurt van de telescopische tang van het apparaat en de koelgaten aan de achterkant van de motor om beknelling te voorkomen.
- Houd de koelgaten aan de achterkant van de motor vrij van blokkades. Steek geen voorwerpen in de koelgaten van de motor.
- Gebruik de hoge snelheid en druk alleen op het zachte weefsel van het lichaam om persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet als je moe bent, medicijnen ingenomen hebt, of alcohol gedronken hebt.

Medische opmerkingen

- Dit apparaat dient NIET als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut.
- Raadpleeg een arts voordat je de massage gun gebruikt als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt.
- Gebruik het apparaat NIET: Als je zwanger bent; Als je een pacemaker of andere elektronische implantaten, kunstgewrichten, een hoge bloeddruk, hartklachten, cerebrale atherosclerose, cerebrale trombose, botbreuken, kwaadaardige tumoren, circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid, ontsteking van de aderen, geelzucht, diabetes, zenuwafwijkingen, acute ontstekingen of andere gezondheidsproblemen hebt. Als je onverklaarbare pijn hebt; Op de buik, de botten (zoals gewrichten en ruggengraat), het hoofd, op of rondom de keel, op of rondom het genitale gebied, op of rondom de nieren of andere gevoelige of zwakke gebieden;
- Op verbrande of gevoelige huid, gezwollen of ontstoken gebieden, gebieden met een slechte circulatie, kapotte of gewonde huid, blauwe plekken, of huid-irritaties.
- Op bewusteloze of slapende mensen; Geruime tijd op dezelfde plek, dit kan klachten of pijn veroorzaken; In bed.
- Stop direct met gebruik en raadpleeg je arts als je pijn of discomfort ervaart tijdens het gebruiken van de massage gun, of de massage onprettig vindt. Val NIET in slaap, als je het Massageapparaat gebruikt.

Elektra

- Haal de massage gun NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de massage gun altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de oplader en de massage gun aansluit.
- Gebruik de massage gun NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Er mogen geen vloeistoffen, warmtebronnen, stof en vuil in de koelopeningen van de motor binnendringen.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van licht ontvlambare stoffen, De massager kan een vonk genereren wat tot brand of explosies kan leiden.
- Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water. Dompel het apparaat NIET onder in water. Als er toch water in of op het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Gebruik het massageapparaat niet op een natte huid. Raak het apparaat en het stroomsnoer NIET met natte handen aan.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Dek de massage gun niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het apparaat of ertegenaan. Dit kan tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden.
- Laad het apparaat alleen op met de bijgeleverde oplader van Lifeproducts.

Overig

- Kies de juiste massagekop volgens de massagebehoeften van de verschillende delen van het lichaam.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik de massage gun niet in combinatie met massageolie, lotion, zalven etc.

3. Ontvangen van verzending

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

4. Inhoud verpakking

Lifeproducts Massage Gun Elite - MA-08-NL/EU - EAN 8719327429662

Bijgevoegde accessoires

- 8x Opzetstukken • 1x EU-adapter
- 1x Draagzak • 1x Handleiding

Afmetingen verpakking	290x251x79mm
Gewicht	0,81 KG
Kleur	Zwart
Materiaal	ABS
Batterij	Lithium-Ion 2600mAh
Batterijduur	5-6 uur
Oplaadtijd	3-4 uur
Voeding	Frequentie-Vermogen: 100V 240V AC 50/60Hz 30W (oplader) 16,8V, 0,8A
Snelheden	9 snelheden: 20/30/40/50/60/70Hz van 1200 - 3000 rpm
Verschillende standen	2
Oververhitting beveiliging	Ja

5. Instructies voor gebruik

- ⚠ • Gebruik het massageapparaat NIET op een natte huid.
- ⚠ • Gebruik het apparaat NIET op het hoofd, de buik, de gewrichten op botdelen of op gevoelige of zwakke delen van het lichaam.
- ⚠ • Stop het gebruik direct als je pijn of ongemak ervaart.

Gebruik

1. Druk 3 seconden op de aan-/uit knop op de achterkant van het apparaat. Het apparaat staat in stand 1.
2. Om de snelheid te verhogen of te verlagen drukt u kort op de knop die u ook gebruikt om het apparaat aan-/uit te zetten.
3. Om het apparaat uit te schakelen houdt u de aan-/uit knop 3 seconden ingedrukt. Het apparaat zal na een druk op de aan-/uit knop op de 9e stand ook uitschakelen.
4. Het batterijniveau wordt rechts weergegeven op de achterkant van de massagegun. Laad de massagegun 4 uur op voor een volle batterij.


De Massage Gun Elite heeft een bijzondere **medi-functie**. Deze staat links weergegeven op de massagegun. De medi-stand heeft 2 snelheden. Je kan verwisselen naar de medi-stand door 2x snel op de aan-/uit knop te drukken.

Wat is de medi-stand? De medi-stand is een speciaal programma waarbij de gun automatisch de snelheid van de gun versnelt en vertraagt. Zo ervaar je een heerlijke therapeutische massage. Je hebt 2 standen, stand 2 is wat sneller en dus intensiever. De fitness stand heeft 9 snelheden van 1400 tot wel 3200 RPM! In deze stand blijven de snelheden gelijk.




Massagekop verwisselen

1. Trek de huidige massagekop uit de massagegun



2. Klik de gewenste massagekop in de massagegun



6. Toelichting massagekoppen




Ronde kop

Geschikt voor alle spiergroepen



Platte ronde kop

Geschikt voor het hele lichaam



U-vormige kop

Geschikt voor de rug



Kogelvormige kop

Geschikt voor: meridiane
acupressuurpunten en voetzolen



Luchtkussen kop

Geschikt voor het hele lichaam.
Vermindert trillen van spieren.



Platte kop met massagepunten

Geschikt voor het hele lichaam.



Bij de Lifeproducts Massage Gun Elite zitten naast bovenstaande massagekoppen, nog 2 speciale metalen koppen:



Bolvormige metalen kop

Geschikt voor mensen met een gevoelige huid. Kan met massageolie gebruikt worden. Dit stimuleert de massage waardoor je geniet van ultieme ontspanning!



Ronde platte metalen kop

Geschikt voor mensen met een gevoelige huid. Kan met massageolie gebruikt worden. Dit stimuleert de massage waardoor je geniet van ultieme ontspanning!



7. Problemen & oplossingen

1. Het apparaat stopt met werken na 20 minuten gebruik

De oververhittingsbeveiliging is aangegaan. Herstart het apparaat na 5 minuten.

2. Het apparaat gaat uit tijdens gebruik

De massagekoppen worden te hard op de huid gedrukt, waardoor het apparaat tijdelijk stopt met werken. Herstart het apparaat door 3 seconden op de aan-/uit knop te drukken.

8. Onderhoud & reiniging

- Veeg het oppervlak van het apparaat af met een licht vochtige doek en droog het apparaat met een schone en droge doek.
- Bewaar de massage gun op een droge en schone plek.
- Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

9. Weggoien & recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de massage gun aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

10. Service & garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar klantenservice@lifeproductsstore.nl

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt.

Let op! de garantie geldt niet bij:

Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

Index

Dutch	2-8
English	9-16
French	17-24
German	25-32
Polish	33-40
Spanish	41-48
Swedish	49-56

1.	Introduction	10
2.	Warnings + safety instructions	10
3.	Received from shipment	12
4.	Contents packaging + product features	12
5.	Instructions for use	13
6.	Massage heads explanation	14
7.	Problems and solutions	16
8.	Maintenance and cleaning	16
9.	Dispose and recycle	16
10.	Service + Warranty	16

1. Introduction

Thank you for choosing one of our Lifeproducts products! **Please follow the safety instructions at all times for safe use.** Should there be any questions about the product, please contact us via email: klantenservice@lifeproductsstore.nl

The Lifeproducts Massage Gun Elite is suitable for the entire body. The massage gun has 8 different massage heads, 9 different speeds and 2 different settings. It charges in 3 to 4 hours and then can be used for 5-6 hours.

2. Warnings + safety instructions

- ⚠ Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They may suffocate!
- ⚠ Read the instructions carefully before use and keep them in a safe place!

General

- Be aware of the risks and consequences of improper use of the massage gun. Misuse of the massage gun can result in personal injury and damage to the unit or products connected to it.
- Use the massage gun only for the purposes indicated in this manual. If the massage gun does not function properly, is dropped or damaged, DO NOT use it and contact us by e-mail.
- The massage gun is designed and intended for private use. Do not use it for commercial purposes.
- DO NOT leave the massage gun unattended when it is in use.
- Inspect the massage gun and battery carefully before each use.
- The massage gun is suitable for indoor use only.

Persons and usage

- This device is NOT suitable for persons under 18 years of age or for persons with physical or mental disabilities. Use of the appliance is permitted only when a supervisor is present, who is responsible for the safety of the user.
- Use and store the massage gun out of the reach of children under the age of 18. Supervise children so that they do not play.
- Do not use the device in the same place for more than 180 seconds and not more than 30 minutes at a time. Stop using immediately if abrasions or other discomforts occur.
- Keep the massage gun away from your hair.

- Keep your fingers away from the unit's telescopic pliers and the cooling holes on the back of the motor to avoid entrapment.
- Keep the cooling holes on the back of the motor free of obstructions. Do not insert objects into the cooling holes of the motor.
- Use high speed and pressure only on the soft tissue of the body to avoid personal injury.
- Do not use the device if you are tired, have taken medication, or have consumed alcohol.

Medical Notes

- This device is NOT a substitute for treatment from a physician or a physical therapist.
 - Consult a physician before using the massage gun if you have unexplained pain, are undergoing medical treatment, or are using medical equipment.
 - Do NOT use the device: If you are pregnant; If you have a pacemaker or other electronic implants, artificial joints, high blood pressure, heart disease, cerebral atherosclerosis, cerebral thrombosis, broken bones, malignant tumors, circulation problems, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins, jaundice, diabetes, nervous disorders, acute inflammation or other health problems. If you have unexplained pain; On the abdomen, bones (such as joints and spine), head, on or around the throat, on or around the genital area, on or around the kidneys or other sensitive or weak areas;
 - On burnt or sensitive skin, swollen or inflamed areas, areas of poor circulation, broken skin, or any other area that is sensitive or weak.
 - On unconscious or sleeping people; In the same place for a long time, this may cause symptoms or pain; In bed.
 - Stop using immediately and consult your doctor if you experience pain or discomfort while using the massage gun, or find the massage unpleasant.
- DO NOT fall asleep while using the Massage Gun.

Electrical

- DO NOT disassemble, repair or restore the massage gun. This may cause damage to the unit. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the massage gun to a service center for repairs to avoid damage and personal injury.
- Before connecting the charger and the massage gun, make sure that the mains voltage indicated on the type plate matches that of your mains supply.
- DO NOT use the massage gun near a bath, a shower, a swimming pool, or near a (wash) tub filled with water. No liquids, heat sources, dust or dirt should be allowed to penetrate the motor's cooling vents.

- Do not use the device near highly flammable substances, The massager may generate a spark which could lead to fire or explosion.
- Do NOT allow the device to come into contact with water. DO NOT immerse the device in water. If water does get into or on the unit, turn the unit off immediately and contact our customer service department.
- Do not use the massager on wet skin. DO NOT touch the appliance or the power cord with wet hands.
- Keep the device away from moisture, heat, rooms where the temperature is relatively high and heat sources such as ovens.
- Do not cover the massage gun when it is on. Never place pillows or blankets on or against the unit. This can lead to personal injury or damage to the unit.
- Charge the device only with the Lifeproducts charger provided.

Other

- Choose the right massage head according to the massage needs of different- the parts of the body.
- Do not expose the device to direct sunlight.
- Do not use the massage gun in combination with massage oil, lotion, ointments, etc.

3. Received from shipment

Check that the contents of the package match the packing slip when you receive the shipment. Inform your supplier if any parts are missing. If the equipment appears damaged, file a complaint with the carrier immediately and provide the supplier with a detailed description of the damage. Keep the damaged packages to substantiate your complaint.

4. Contents packaging

Lifeproducts Massage Gun Elite - MA-08-NL/EU - EAN 8719327429662

Accessoires

- 8x Attachments
- 1x EU-adapter
- 1x Carrying bag
- 1x Instruction manual

Dimensions packaging	290x251x79mm
Weight	0,81 KG
Color	Black
Material	ABS
Battery	Lithium-Ion 2600mAh
Battery life	5-6 hours
Charging time	3-4 hours
Power supply	Frequency power: 100V 240V AC 50/60Hz 30W (charger) 16,8V, 0,8A
Speeds	9 speeds: 20/30/40/50/60/70Hz from 1200 - 3000 rpm
Different modes	2
Overheat protection	Ja

5. Instruction for use


- ⚠ • DO NOT use the massage device on wet skin.
- ⚠ • DO NOT use the device on the head, abdomen, joints on bone parts or on sensitive or weak parts of the body.
- ⚠ • Stop using immediately if you experience pain or discomfort.

Use

1. Press the power button on the back of the unit for 3 seconds. The device is in position 1.
2. To increase or decrease the speed, briefly press the same button you use to turn the unit on/off.
3. To turn the device off, press and hold the power button for 3 seconds. The device will also turn off after pressing the power button at the 9th position.
4. The battery level is displayed on the right side on the back of the massage gun. Charge the massage gun for 4 hours for a full battery.


The Massage Gun Elite has a special **medi-function**. This is shown on the left side of the massage gun. The medi-position has 2 speeds. You can switch to the medi-position by pressing the on/off button 2x quickly.

What is the medi-mode? The medi-mode is a special program where the gun automatically speeds up and slows down. So you experience a wonderful therapeutic massage. You have 2 positions, position 2 is faster and therefore more intense. The fitness mode has 9 speeds from 1400 to 3200 RPM! In this mode the speeds remain the same.




Change massage head

1. Pull the current massage head from the massage gun



2. Click the desired massage head into the massage gun



6. Massage head explanation




Round head

Suitable for all muscle groups




Flat round head

Suitable for the whole body



U-shaped head

Suitable for the back



Spherical head

Suitable for meridian acupressure points and soles of the feet



Air cushion head

Suitable for the whole body.
Reduces muscle tremors.



Flat head with massage points

Suitable for the whole body



in addition to the above massage heads, there are 2 more special metal heads:



Ball shaped metal head

Suitable for people with sensitive skin. Can be used with massage oil. This stimulates the massage allowing you to enjoy ultimate relaxation!



Flat round metal head

Suitable for people with sensitive skin. Can be used with massage oil. This stimulates the massage allowing you to enjoy ultimate relaxation!



7. Problems and solutions

1. The device stops working after 20 minutes of operation

The overheating protection has been activated. Restart the device after 5 minutes.

2. The device turns off during use

The massage heads are pressed too hard on the skin, so the device temporarily stops working. Restart the device by pressing the power button for 3 seconds.

8. Maintenance and cleaning

- Wipe the surface of the device with a slightly damp cloth and dry the device with a clean and dry cloth.
- Store the massage gun in a dry and clean place.
- Do not store the device in extremely high or low temperatures.

9. Dispose and recycle

Think of the environment and contribute to a cleaner living environment! At the end of its life, do not throw away the massage gun with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point to be recycled.

10. Service & warranty

If you need service or information about your product, do not hesitate to send an e-mail to klantenservice@lifeproductsstore.nl.

We provide a 1 year warranty on our products. The customer must be able to show proof of the purchase and the warranty must be valid within a period of 1 year from the date of purchase.

Please note that the warranty does not apply to: Damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear; for defects of which the customer was aware at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Disclaimer

Specifications may change without reason.

Table des matières

Néerlandais	2-8	
Anglais	9-16	
Français	17-24	
Allemand	25-32	
Polonais	33-40	
Espagnol	41-48	
Suédois	49-56	
1.	Introduction	18
2.	Avertissements et consignes de sécurité	18
3.	Réception de l'envoi	20
4.	Contenu de l'emballage et caractéristiques du produit	20
5.	Mode d'emploi	21
6.	Explication des têtes de massage	22
7.	Problèmes et solutions	24
8.	Entretien et nettoyage	24
9.	Élimination et recyclage	24
10.	Service et garantie	24

1. Introduction

Merci d'avoir choisi l'un de nos produits Lifeproducts! **Veuillez suivre les instructions de sécurité à tout moment pour une utilisation sûre.** Pour toute question concernant le produit, veuillez nous contacter par e-mail : klantenservice@lifeproductsstore.nl.

Le Lifeproducts Massage Gun Elite convient à tout le corps. Le pistolet de massage possède 8 têtes de massage différentes, 9 vitesses différentes et 2 réglages différents. Il se charge en 3 à 4 heures et peut ensuite être utilisé pendant 5 à 6 heures.

2. Avertissements et consignes de sécurité

⚠️ Veuillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils risquent de s'étouffer!

⚠️ Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation et conservez-les dans un endroit sûr!

Général

- Prendre connaissance des risques et des conséquences liés à une mauvaise utilisation du pistolet de massage. Une mauvaise utilisation du pistolet de massage peut entraîner des dommages corporels et des lésions à l'appareil ou aux produits à connecter.
- Utiliser le pistolet de massage aux fins indiquées dans ce manuel uniquement. Dans le cas où le pistolet de massage ne fonctionne pas correctement, est endommagé ou abîmé, ne pas l'utiliser et prendre contact avec nous par e-mail.
- Le pistolet de massage est conçu et destiné à un usage privé. Ne pas l'utiliser à des fins commerciales.
- Ne pas laisser le pistolet de massage sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Contrôler le pistolet de massage et la batterie avec soin avant chaque utilisation.
- Le pistolet de massage est uniquement adapté à un usage intérieur.

Personnes et utilisation

- Cet appareil NE convient PAS aux personnes de moins de 18 ans ou aux personnes souffrant d'un handicap physique ou mental. avec des handicaps physiques ou mentaux. L'utilisation de l'appareil n'est autorisée que si elle est accompagnée d'un superviseur responsable de la sécurité de l'utilisateur.
- Utilisez et rangez le pistolet de massage hors de portée des enfants de moins de 18 ans. 18 ans révolus. Surveillez les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec le pistolet de massage. jouer avec le coussin de massage.

- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 180 secondes au même endroit ou pendant plus de 30 minutes à la fois. plus de 30 minutes. Arrêtez immédiatement de l'utiliser s'il provoque des abrasions ou d'autres désagréments.
- Tenez le pistolet de massage éloigné de vos cheveux.
- Tenez vos doigts éloignés des pinces télescopiques de l'appareil et des trous de refroidissement à l'arrière du moteur pour éviter de les pincer.
- Veillez à ce que les orifices de refroidissement situés à l'arrière du moteur ne soient pas obstrués. N'insérez aucun objet dans les orifices de refroidissement du moteur.
- Utilisez la haute vitesse et la pression uniquement sur les tissus mous de l'épaule. corps afin d'éviter toute blessure corporelle.
- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes fatigué, si vous avez pris des médicaments ou si vous avez bu de l'alcool. ont consommé de l'alcool.

Notes médicales

- Cet appareil ne remplace PAS un traitement par un médecin ou un physiothérapeute. physiothérapeute.
- Consultez un médecin avant d'utiliser le pistolet de massage si vous souffrez de douleurs inexplicables, si vous suivez un traitement médical ou si vous avez des problèmes de santé.

des douleurs, suivent un traitement médical ou utilisent un équipement médical.

- N'utilisez pas l'appareil : Si vous êtes enceinte ; Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres implants électroniques, des articulations artificielles, une pression artérielle élevée, une maladie cardiaque, une athérosclérose cérébrale, une thrombose cérébrale, des fractures osseuses, des tumeurs malignes, des problèmes de circulation, des varices, des plaies ouvertes, des ecchymoses, une peau cassée, une inflammation des veines, une jaunisse, un diabète, des troubles nerveux, une inflammation aiguë ou d'autres problèmes de santé. Si vous avez une douleur inexplicable ; Sur l'abdomen, les os (tels que les articulations et la colonne vertébrale), la tête, sur ou autour de la gorge, sur ou autour de la zone génitale, sur ou autour des reins ou d'autres zones sensibles ou faibles
- Sur les peaux brûlées ou sensibles, les zones enflées ou enflammées, les zones de mauvaise circulation, les peaux cassées ou blessées, les bleus ou les irritations cutanées.
- Sur des personnes inconscientes ou endormies ; Au même endroit pendant une longue période, ce qui peut provoquer une gêne ou une douleur ; Au lit.
- Arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez votre médecin si vous ressentez une douleur ou une gêne lors de l'utilisation du pistolet de massage, ou si vous trouvez le massage désagréable. NE PAS s'endormir pendant l'utilisation du masseur.

Électricité

- NE PAS démonter, réparer ou restaurer le pistolet de massage. Cela pourrait endommager l'appareil. Pour votre sécurité, ces pièces ne doivent être remplacées que par un personnel de service agréé. Pour éviter tout dommage et toute blessure, envoyez toujours le pistolet de massage à un centre de service pour réparation.
- Avant de connecter le chargeur et le pistolet de massage, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation électrique
- NE PAS utiliser le pistolet de massage à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou d'un bassin rempli d'eau. Ne laissez pas de liquides, de sources de chaleur, de poussière ou de saleté pénétrer dans les orifices de refroidissement du moteur.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité de substances hautement inflammables. Le masseur peut générer une étincelle qui pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
- Ne laissez PAS l'appareil entrer en contact avec l'eau. NE PAS immerger l'appareil dans l'eau. Si de l'eau pénètre dans ou sur l'appareil, éteignez-le immédiatement et contactez notre service clientèle.
- N'utilisez pas le masseur sur une peau humide. NE PAS toucher l'appareil ou le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité, de la chaleur, des pièces où la température est relativement élevée et des sources de chaleur telles que les fours.
- Ne couvrez pas le pistolet de massage lorsqu'il est en marche. Ne placez jamais de coussins ou de couvertures sur ou contre l'appareil. Cela peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Chargez l'appareil uniquement avec le chargeur Lifeproducts fourni.

Autre

- Choisissez la tête de massage appropriée en fonction des besoins de massage des différentes parties du corps.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le pistolet de massage en combinaison avec une huile de massage, une lotion, une pommade, etc.

3. Réception après livraison

Vérifier que le contenu de l'emballage correspond au bordereau d'expédition lorsque vous réceptionnez la livraison. Signaler à votre fournisseur toute pièce manquante. Si l'équipement est endommagé, déposer immédiatement une plainte auprès du transporteur et du fournisseur avec une description détaillée des dommages. Conserver l'emballage endommagé pour faire une réclamation.

3. Accessoires inclus

Pistoler de massade Élite Llifeproducts - MA-08-NL/EU - EAN 8719327429662

Accessoires attachés

- 8x annexes
- 1x Sac de rangement
- 1x Adapteur EU
- 1x Manuel d'instruction

Dimensions de l'emballage	290x251x79mm
Poids	0,81 KG
Couleur	Noir
Matériau	ABS
Batterie	Lithium-Ion 2600mAh
Durée de vie de la batterie	5-6 h
Temps de charge	3-4 h
Alimentation	Puissance de la fréquence : 100V 240V AC 50/60Hz + 30W (chargeur) + 16.8V, 0.8A
Vitesses	9 vitesses : 20/30/40/50/60/70Hz de 1200 + 3000 tr/min
Différentes positions	2
Sécurité contre la surchauffe	Oui

5. Instructions d'utilisation

- ⚠ • Ne pas utiliser le masseur sur une peau humide.
- ⚠ • Ne PAS utiliser l'appareil sur la tête, le ventre, les articulations, les parties osseuses ou les parties sensibles ou faibles du corps.
- ⚠ • Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil si vous ressentez une douleur ou une gêne.

Utilisation

1. Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil. L'appareil se met en position 1.
2. Pour augmenter ou diminuer la vitesse, appuyer brièvement sur le même bouton.
3. Pour éteindre l'appareil, appuyer et maintenir le bouton on/off pendant 3 secondes. L'appareil s'éteindra également après avoir appuyé sur le bouton on/off en 9 ème position.
4. Le niveau de la batterie s'affiche à l'arrière de l'appareil de massage. Charger le pistolet de massage pendant 4 heures pour avoir une batterie pleine.


Le Pistolet de massage Elite est équipé d'une **fonction spéciale medi**, indiqué sur la gauche de l'appareil.

Qu'est-ce que le mode medi? Le mode medi est un programme spécial au cours duquel le pistolet accélère et ralentit automatiquement la vitesse. Vous bénéficiez ainsi d'un merveilleux massage thérapeutique. 2 positions sont disponibles, la position 2 est un peu plus rapide et donc plus intensive. La position fitness a 9 vitesses de 1400 jusqu'à bien 3200 RPM!




Changer l'embout de massage

1. Retirer l'embout de massage



2. Cliquez sur la tête de massage souhaitée dans le pistolet de massage



6. Explications embouts de massage




Tête ronde

Pour tous les groupes musculaires




Tête plate et ronde

Pour tout le corps



Tête en U

Convient pour le dos



Tête en forme de boule

Convient pour les points d'acupression méridiens et la plante des pieds.




Tête à coussin d'air

Convient à l'ensemble du corps, réduit les tremblements musculaires.



Tête plate avec points de massage

Convient à l'ensemble du corps.



Le Lifeproducts Massage Gun Elite est livré avec 2 têtes de massage spéciales en métal en plus de celles mentionnées ci-dessus :



Coupe métallique sphérique

Convient aux personnes à la peau sensible. Peut être utilisé avec de l'huile de massage. Cela stimule le massage et vous permet de profiter d'une relaxation ultime!



Coupe embout plat rond en métal

Convient aux personnes à la peau sensible. Peut être utilisé avec de l'huile de massage. Cela stimule le massage et vous permet de profiter d'une relaxation ultime!



7. Problème & solutions

1. L'appareil cesse de fonctionner après 20 minutes d'utilisation.

La protection contre la surchauffe est activée. Redémarrer l'appareil au bout de 5 minutes.

2. L'appareil s'éteint pendant l'utilisation

Les embouts de massage sont pressés trop fort contre la peau, ce qui entraîne un arrêt temporaire de l'appareil. Redémarrer l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes.

8. Maintenance et nettoyage

- Essuyer la surface de l'appareil avec un chiffon légèrement humide et sécher l'appareil avec un chiffon propre et sec.
- Conserver le pistolet de massage dans un endroit sec et propre.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes, hautes ou basses.

9. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Ne jetez pas le pistolet de massage en fin de vie avec les ordures ménagères ordinaires mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.

10. Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'informations sur votre produit, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à notre service client service@lifeproductsstore.nl

Nous offrons une garantie d'un an sur nos produits. Le client doit fournir une preuve d'achat et la garantie est valable dans une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Attention! La garantie ne s'applique pas pour:

Les dommages causés par une utilisation ou une réparation inadéquate ; pour l'usure des composants ; pour les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; défauts causés par le client, dommages causés par un tiers.

Mentions légales

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Inhaltsübersicht

Niederländisch	2-8
Englisch	9-16
Französisch	17-24
Deutsch	25-32
Polnisch	33-40
Spanisch	41-48
Schwedisch	49-56

1.	Einführung	26
2.	Warnungen und Sicherheitshinweise	26
3.	Erhalt der Sendung	28
4.	Packungsinhalt & Produktmerkmale	28
5.	Anweisungen für den Gebrauch	29
6.	Erläuterung der Massageköpfe	30
7.	Probleme und Lösungen	32
8.	Wartung und Reinigung	32
9.	Entsorgung und Recycling	32
10.	Service & Garantie	32

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Lifeproducts-Produkte entschieden haben!
Bitte beachten Sie stets die Sicherheitshinweise für einen sicheren Gebrauch. Wenn Sie Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: klantenservice@lifeproductsstore.nl

Die Lifeproducts Massage Gun Elite ist für den ganzen Körper geeignet. Die Massagepistole hat 8 verschiedene Massageköpfe, 9 verschiedene Geschwindigkeiten und 2 verschiedene Einstellungen. Es kann in 3 bis 4 Stunden aufgeladen und dann 5 bis 6 Stunden lang benutzt werden.

2. Warnungen & Sicherheitshinweise

⚠ Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Sie können daran ersticken!

⚠ Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung aufmerksam durch und halten Sie diese gut ein!

Allgemein

- Seien Sie sich der Risiken und Folgen bewusst, die mit einer falschen Verwendung der Massagepistole verbunden sind. Fehlgebrauch der Massagepistole kann zu Personenschäden und Verletzungen am Gerät oder an den Produkten führen, die oben angeführt werden.
- Verwenden Sie die Massagepistole nur für die, in dieser Anleitung angegebenen Zwecke. Wenn die Massagepistole nicht gut funktioniert, oder das Gehäuse beschädigt ist, verwenden Sie sie dann NICHT und nehmen Sie Kontakt zu uns per E-Mail auf.
- Die Massagepistole ist für den privaten Gebrauch konzipiert und gedacht. Verwenden Sie sie nicht für kommerzielle Zwecke.
- Lassen Sie die Massagepistole NICHT unbeaufsichtigt zurück, wenn sie in Gebrauch ist.
- Prüfen Sie die Massagepistole und die Batterie vor jedem Gebrauch sorgfältig.
- Die Massagepistole ist allein für den Einsatz in Innenräumen geeignet.

Menschen und Nutzung

- Dieses Gerät ist NICHT geeignet für Personen unter 18 Jahren oder für Personen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung. Die Benutzung des Geräts ist nur gestattet, wenn eine Aufsichtsperson für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich ist.
- Verwenden und lagern Sie die Massagepistole außerhalb der Reichweite von Kindern unter 18 Jahren. Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Massagekissen spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 180 Sekunden an der gleichen Stelle und nicht länger als 30 Minuten am Stück. Unterbrechen Sie die Verwendung sofort, wenn irgendwelche Abschürfungen oder andere Unannehmlichkeiten auftreten.
- Halten Sie die Massagepistole aus der Nähe Ihrer Haare fern.

- Halten Sie Ihre Finger aus der Nähe der Teleskopzange des Geräts und den Kühllöchern am hinteren Ende vom Motor fern, um ein Einklemmen zu verhindern.
- Lassen Sie die Kühllöffnungen am hinteren Ende des Motors frei von Verstopfungen. Es dürfen keine Gegenstände in die Kühllöffnungen vom Motor kommen.
- Verwenden Sie eine hohe Geschwindigkeit und drücken Sie nur auf das weiche Gewebe des Körpers, um persönliche Schäden zu verhindern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind, Medikamente eingenommen oder Alkohol getrunken haben.

Medizinische Hinweise

- Dieses Gerät dient NICHT als Ersatz von Behandlungen durch einen Arzt oder einen Physiotherapeuten.
- Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie die Massagepistole verwenden, wenn Sie unerklärlicherweise Schmerzen haben, sich in medizinischer Behandlung befinden oder medizinische Geräte verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT: Wenn Sie schwanger sind; wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektronische Implantate, künstliche Gelenke, Bluthochdruck, Herzprobleme, zerebrale Arteriosklerose, zerebrale Thrombose, Knochenbrüche oder bösartige Tumore, Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Blutergüsse, Hautverletzungen, Venenentzündungen, Gelbsucht, Diabetes, Nervenerkrankungen, akute Entzündungen oder andere gesundheitliche Probleme. Wenn Sie unerklärliche Schmerzen haben: am Bauch, an den Knochen (z. B. Gelenke und Wirbelsäule), am Kopf, am oder um den Hals, am oder um den Genitalbereich, an oder um die Nieren oder an anderen empfindlichen oder schwachen Stellen;
- Auf verbrannter oder empfindlicher Haut, geschwollenen oder entzündeten Stellen, - bei schlechter Durchblutung, gebrochener oder verletzter Haut, blauen Stellen oder Hautreizungen.
- Auf bewusstlosen oder schlafenden Menschen; am gleichen Ort für eine lange Zeit, kann dies Beschwerden oder Schmerzen verursachen; Im Bett.
- Brechen Sie die Anwendung sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie bei der Verwendung der Massagepistole Schmerzen oder Unwohlsein verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden. NICHT im Schlaf, wenn Sie das Massagegerät verwenden.

Strom

- Nehmen Sie die Massagepistole NICHT auseinander, fixieren und reparieren Sie das Gerät NICHT. Dies kann das Gerät beschädigen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten die Einzelteile nur durch autorisiertes Wartungspersonal ausgetauscht werden. Schicken Sie das Massagegerät für Reparaturen immer an ein Service-Center, um Schäden zu vermeiden und Personenschäden vorzubeugen.
- Achten Sie darauf, dass die Netzspannung, die auf dem Typenschild angegeben ist, mit der von Ihnen genutzten Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Ladegerät und die Massagepistole anschließen.
- Verwenden Sie die Massagepistole NICHT in der Nähe von einer Badewanne, einer Dusche, einem Schwimmbad oder einem mit Wasser gefüllten (Wäsche-)Behälter. Es dürfen keine Flüssigkeiten, Wärmequellen, Staub und Schmutz in die Kühlluftöffnungen des Motors eindringen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammaren Stoffen, das Massagegerät kann einen Funken erzeugen, was zu Bränden oder Explosionen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT mit Wasser in Berührung kommt. Tauchen Sie das Gerät NICHT unter Wasser. Sollte dennoch Wasser in oder auf das Gerät kommen, entfernen Sie das Gerät dann sofort und nehmen Sie Kontakt zu unserem Kundendienst auf.
- Verwenden Sie das Massagegerät nicht auf nasser Haut. Fassen Sie das Gerät und das Netzkabel NICHT mit nassen Händen an.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Hitze, Räumen mit relativ hohen Temperaturen und Wärmequellen wie Öfen fern.
- Decken Sie die Massagepistole nicht ab, wenn die eingeschaltet ist. Legen Sie niemals Kissen oder Decken auf das Gerät. Dies kann zu Personenschäden oder Schäden am Gerät führen.
- Laden Sie das Gerät allein mithilfe des mitgelieferten Ladegeräts von Life products.

Weiteres

- Wählen Sie den geeigneten Massagekopf je nach den Massagebedürfnissen der verschiedenen Körperteile aus.
- Koppeln Sie das Gerät nicht gleich nach Einstrahlung von Sonnenlicht auf die Haut.
- Verwenden Sie die Massagepistole nicht in Kombination mit Massageöl, Lotion, Salben usw.

3. Im Versand enthalten

Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung, ob der Inhalt des Pakets mit dem Lieferschein übereinstimmt. Benachrichtigen Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen. Scheint das Gerät beschädigt, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Lieferanten eine detaillierte Beschreibung des Schadens an. Bewahren Sie die beschädigte Verpackung zu Ihrer Reklamation bei den Unterlieferanten auf.

4. Inhalt der Verpackung

Lifeproducts Massage Gun Elite - MA-08-NL/EU - EAN 8719327429662

Beigefügtes Zubehör

- 8x Aufsätze
- 1x EU-adapter
- 1x Aufbewahrungstasche
- 1x Gebrauchsanweisung

Abmessungen Verpackung	290x251x79mm
Gewicht	0,81 KG
Farbe	Schwarz
Material	ABS
Batterie	Lithium-Ion 2600mAh
Lebensdauer der Batterie	5-6 uhr
Aufladezeit	3-4 uhr
Ernährung	Frequenz Leistung: 100V 240V AC 50/60Hz 30W (ladegerät) 16,8V, 0,8A
Geschwindigkeiten	9 Drehzahlen: 20/30/40/50/60/70Hz van 1200 - 3000 rpm
Verschiedene Positionen	2
Sicherheit bei Überhitzung	Ja

5. Anweisungen vor der Verwendung

- ⚠ • Verwenden Sie das Massagegerät NICHT auf nasser Haut.
- ⚠ • Verwenden Sie das Gerät NICHT auf dem Kopf, dem Bauch, den Gelenken, auf Knochenanteilen oder auf empfindlichen oder schwachen Körperteilen.
- ⚠ • Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren.

Verwendung

1. Drücken Sie 3 Sekunden lang auf den Ein-Aus-Knopf auf der Rückseite des Geräts. Das Gerät steht in Position 1.
2. Zum Erhöhen der Geschwindigkeit bei oder zum Verringern drücken Sie kurz auf den Knopf, den Sie auch zum Einschalten des Gerätes bei verwendet haben.
3. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Es soll sich nach einem Moment auf dem Ein-Aus-Knopf auf der 9. Position ebenfalls ausschalten.
4. Der Batteriestand wird direkt auf der Rückseite der Massagepistole angezeigt. Laden Sie die Massagepistole auf 4 Uhr vor einer vollen Batterie.


Die Massagepistole Elite hat eine spezielle **medi funktion**. Diese ist auf der linken Seite der Massagepistole zu sehen. Der medi -Stand hat 2 Geschwindigkeiten. Je kann der medi -Stand mittels 2x schnell auf den Ein-Aus-Knopf drücken umschalten.

Was ist der Medi-Modus? Der Medi-Modus ist ein spezielles Programm, bei dem die Pistole automatisch beschleunigt und verlangsamt wird. Auf diese Weise erleben Sie eine wunderbare therapeutische Massage. Es gibt 2 Positionen, Position 2 ist etwas schneller und daher intensiver. Die Fitness-Position hat 9 Geschwindigkeiten von 1400 bis gut 3200 RPM! In dieser Position können Sie die Geschwindigkeiten direkt beibehalten.




Massagekopf-Tausch

1. Ziehen Sie den aktuellen Massagekopf von der Massagepistole ab



2. Klicken Sie den gewünschten Massagekopf in die Pistole



6. Erläuterung der Massageköpfe



Runder Kopf

Geeignet für alle Muskelgruppen




Flacher runder Kopf

Passend für den ganzen Körper



U-förmiger Kopf

Geeignet für den Rücken



Kugelförmiger Kopf

Geeignet für meridian-Akupressurpunkte und Fußsohlen




Luftkissenbecher

Geeignet für den ganzen Körper. Verringert das Vibrieren der Muskeln.



flacher Becher mit Massagepunkten

Geeignet vor dem ganzen Körper.



Die Life Products Massagepistole Elite besitzt neben den oben genannten Massageköpfen, noch 2 spezielle Metallkopfstücke:



Kugelförmiger Metallbecher

Geeignet für Menschen mit empfindlicher Haut. Kann mit Massageöl verwendet werden, werden. Dies stimuliert die Massage und lässt Sie ultimative Entspannung genießen!



Runder flacher Metallbecher

Geeignet für Menschen mit empfindlicher Haut. Kann mit Massageöl verwendet werden, werden. Dies stimuliert die Massage und lässt Sie ultimative Entspannung genießen!



7. Probleme und Lösungen

1. Das Gerät hört nach 20 Minuten Benutzung auf zu arbeiten.

Der Überhitzungsschutz ist aktiviert. Starten Sie das Gerät nach 5 Minuten neu.

2. Das Gerät geht während der Nutzung aus

Die Massageköpfe werden zu stark auf die Haut gedrückt, wodurch das Gerät vorübergehend nicht mehr funktioniert. Starten Sie das Gerät neu, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste 3 Sekunden lang auf drücken.

8. Reinigung

- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem leicht feuchten Tuch ab und trocknen Sie das Gerät mit einem sauberen und trockenen Tuch.
- Bewahren Sie die Massagepistole an einem trockenen und sauberen Ort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen auf.

9. Wegwurf & recycling

Denken Sie an die Umwelt und leisten Sie einen Beitrag zu einer sauberen Lebensumwelt! Werfen Sie die Massagepistole am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll weg, sondern geben Sie sie bei einer staatlich ausgewiesenen Sammelstelle ab, um sie der Wiederverwertung zuzuführen.

10. Service & garantie

Wenn Sie Service oder Informationen über Ihr Produkt nötig haben, zögern Sie nicht und senden Sie eine E-Mail an service@lifeproductsstore.nl

Wir gewähren eine 1-jährige Garantie auf unsere Produkte. Der Kunde muss einen Kaufnachweis erbringen und die Garantie ist innerhalb eines Zeitraums von 1 Jahr ab dem Kaufdatum gültig gemacht werden.

Die Garantie gilt Nicht für folgendes:

Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Reparatur; für Verschleißteile; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; Schäden durch eigenes Verschulden des Kunden, Benutzerschäden durch Dritte.

Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Spezifikationen können ohne Angabe von Gründen geändert werden.

Indeks

Niderlandy	2-8
Język angielski	9-16
Francuski	17-24
Niemiecki	25-32
Polska	33-40
Hiszpański	41-48
Szwedzki	49-56

1.	Wprowadzenie	34
2.	Ostrzeżenia † Instrukcje bezpieczeństwa	34
3.	Otrzymanie przesyłki	36
4.	Zawartość opakowania † cechy produktu	36
5.	Instrukcje dotyczące użytkowania	37
6.	Objaśnienie głowic masujących	38
7.	Problemy i rozwiązania	40
8.	Konserwacja i czyszczenie	40
9.	Wyrzucanie + utylizacja	40
10.	Serwis + Gwarancja	40

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów Lifeproducts!
Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, aby zawsze bezpiecznie korzystać z produktu. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: klantenservice@lifeproductsstore.nl

Pistolet do masażu Lifeproducts Massage Gun Elite jest odpowiedni do masażu całego ciała. Pistolet do masażu posiada 8 różnych uchwytów do masażu, 9 różnych uchwytów do snelheden i 2 uchwyty do masażu.

2. Ostrzeżenia & Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ Należy dopilnować, aby materiał opakowaniowy nie dostał się w ręce dzieci. Mogą się w nim udusić!

⚠ Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem i zachowaj ją w dobrym stanie!

Ogólne

- Należy być świadomym zagrożeń i konsekwencji związanych z niewłaściwym użytkowaniem pistoletu do masażu. Niewłaściwe użytkowanie pistoletu do masażu może spowodować obrażenia ciała i urazy urządzenia lub Produkty, które należy podłączyć.
- Jeśli pistolet do masażu nie działa prawidłowo, nie ma obudowy lub jest uszkodzony, nie należy go używać, a następnie skontaktować się z firmą U.S. na adres e-mail.
- Pistolet do masażu został zaprojektowany i przeznaczony do użytku prywatnego. Nie używaj go do celów komercyjnych.
- Nie zostawiaj pistoletu do masażu bez nadzoru, gdy jest używany.
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić pistolet do masażu i baterię.
- Pistolet do masażu nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Ludzie i użytkowanie

- To urządzenie NIE jest odpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia ani dla osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym. Korzystanie z urządzenia jest dozwolone tylko w obecności osoby nadzorującej, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo użytkownika.
- Używać i przechowywać pistolet do masażu w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 18 roku życia. Należy zapewnić nadzór nad dziećmi, aby nie korzystały z poduszki masującej podczas zabawy.
- Używać urządzenia nie dłużej niż 180 sekund w tym samym miejscu i nie dłużej niż 30 minut jednorazowo. W przypadku wystąpienia otarć lub innych niedogodności należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
- Nie należy używać pistoletu do masażu z okolic włosów.

- Lubi palce z okolicy szczypic teleskopowych z urządzenia i otwory chłodzące z tyłu silnika, aby zapobiec uwięzieniu.
- Nie wolno blokować otworów chłodzących w tylnej części silnika. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w otworach chłodzących silnika.
- Należy używać dużej prędkości i naciskać tylko na miękką tkankę ciała, aby zapobiec uszkodzeniom ciała.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś zmęczony, zażyłeś leki lub jesteś pod wpływem alkoholu.

Uwagi medyczne

- To urządzenie NIE służy do wymiany przed zabiegami wykonywanymi przez lekarza lub fizjoterapeutę.
- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem pistoletu do masażu, jeśli w niewytłumaczalny sposób odczuwasz ból, jesteś w trakcie leczenia lub używasz sprzętu medycznego.
- NIE WOLNO używać tego urządzenia: Jeśli jesteś w ciąży; Jeśli masz rozrusznik serca lub inne implanty elektroniczne, sztuczne stawy, wysokie ciśnienie krwi, problemy z sercem, miażdżycę naczyń mózgowych, zakrzepicę naczyń mózgowych, złamania kości, guzy złośliwe, problemy z krążeniem, żylaki, otwarte rany, siniaki, pęknięta skóra, zapalenie żył, żółtaczka, cukrzyca, zaburzenia nerwowe, ostre stany zapalne lub inne problemy zdrowotne. W przypadku wystąpienia niewyjaśnionego bólu: brzucha, kości (takich jak stawy i kręgosłup), głowy, gardła lub jego okolic, narządów płciowych, nerek lub innych wrażliwych lub słabych miejsc; na spalonej lub wrażliwej skórze, w miejscach opuchniętych lub zapalonych, w miejscach.
- na skórze poparzonej lub wrażliwej, w miejscach opuchniętych lub zapalonych, w miejscach o słabym krążeniu, na skórze popękanej lub zranionej, w miejscach sinych lub podrażnionych.
- Na osoby nieprzypadkowe lub śpiące; W tym samym miejscu przez dłuższy czas, może to powodować dolegliwości lub ból; W łóżku.
- Należy natychmiast zaprzestać używania masażera i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu podczas korzystania z masażera lub gdy masaż jest nieprzyjemny.

Energia elektryczna

- Nie odłączaj pistoletu do masażu od siebie, nie naprawiaj i nie odzyskuj urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Dla własnego bezpieczeństwa, części te należy wymieniać wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanego serwisu. W celu uniknięcia uszkodzeń i szkód osobowych należy zawsze wysłać urządzenie do centrum serwisowego w celu dokonania naprawy.
- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe, które jest podane na tabliczce znamionowej, dopasować je do sieci elektrycznej, a następnie podłączyć ładowarkę i pistolet do masażu.
- Używać pistoletu do masażu NIE w pobliżu wanny, prysznica, basenu lub kosza na pranie wypełnionego wodą. Nie wolno dopuścić, aby do otworów wentylacyjnych silnika przedostały się pary, źródła ciepła, kurz i brud.

- Używać urządzenia nie w sąsiedztwie z lekkich tkanin łatwopalnych , masażer może iskra do generowania co do pożaru lub eksplozji może kierować.
- Upewnij się, że urządzenie NIE ma kontaktu z wodą. W przypadku pojawienia się wody w urządzeniu lub na jego powierzchni należy je przenieść, a następnie skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
- Nie należy używać masażera na mokrej skórze. Nie należy dotykać urządzenia i przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Urządzenie należy trzymać z dala od wilgoci, źródeł ciepła, pomieszczeń, w których temperatura jest stosunkowo wysoka oraz źródeł ciepła, takich jak piece.
- Nie wyłączać pistoletu do masażu, jeśli jest włączony. Nigdy nie kładź pocałunków ani koców na urządzeniu lub na nim. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy ładować urządzenia wyłącznie za pomocą ładowarki dostarczonej z produktami firmy Life.

Inne

- Wybierz odpowiednią głowicę masującą zgodnie z potrzebami masażu różnych części ciała.
- Urządzenie nie powinno być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używać pistoletu do masażu w połączeniu z olejkami do masażu, balsamem, maściami itp.

3. Odbiór z wysyłki

Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić, czy zawartość opakowania jest zgodna z listem przewozowym. W przypadku braku jakichkolwiek części należy powiadomić dostawcę. Jeżeli sprzęt jest uszkodzony, należy niezwłocznie złożyć reklamację u przewoźnika i dostawcy, podając szczegółowy opis uszkodzenia. Uszkodzone opakowanie należy zachować do celów reklamacji w obiektach budowlanych.

4. Zawartość opakowania

life products Pistolet do masażu Elite - MA-08-NL/EU - EAN 8719327429662

Dołączone akcesoria

- 8x nasadki
- 1x Adapter EU
- 1x torba do przechowywania
- 1x instrukcja obsługi

Wymiary opakowania	290x251x79mm
Waga	0,81 KG
Kolor	Czarny
Materiał	ABS
Bateria	Litowo-jonowy 2600mAh
Żywotność baterii	5-6 godzin
Czas ładowania	3-4 godzin
Wartości odżywcze	Częstotliwość zasilania : 100V 240V AC 50/60Hz 30W (ładowarka) 16,8V, 0,8A
Prędkości	9 prędkości : 20/30/40/50/60/70Hz van 1200 - 3000 rpm
Różne pozycje	2
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak

5. Instrukcja użytkowania

- ⚠ • Masażera NIE należy używać na mokrej skórze.
- ⚠ • Nie należy używać urządzenia na głowie, brzuchu, stawach, kościach ani na wrażliwych lub słabych częściach ciała.
- ⚠ • W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

Zastosowanie

1. 3 sekundy na pokrętło włączania/wyłączania znajdującym się z tyłu urządzenia. Urządzenie stoi w pozycji 1.
2. Aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość naciśnij krótko na pokrętło, które również służyło do włączania i wyłączania urządzenia.
3. Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Urządzenie wyłączy się po zajęciu pokrętła włączania/wyłączania na 9 pozycji.
4. Poziom naładowania baterii będzie wyświetlany na tylnej części pistoletu do masażu. Załaduj pistolet do masażu na godzinę czwartą, aby bateria była pełna.


Pistolet do masażu Massage Gun Elite posiada specjalną funkcję medi. Jest ona przedstawiona po lewej stronie, aby włączyć pistolet do masażu. Stojak medi ma 2 prędkości. Można go zmienić za pomocą 2x szybkiego naciśnięcia pokrętła włączania/wyłączania.

Co to jest tryb medi? Tryb medi to specjalny program, w którym pistolet automatycznie przyspiesza i zwalnia prędkość pracy. W ten sposób można doświadczyć wspaniałego masażu leczniczego. Masz do dyspozycji 2 pozycje, pozycja 2 jest nieco szybsza, a przez to bardziej intensywna. Pozycja fitness ma 9 prędkości od 1400 do 3200 obrotów na minutę! W tej pozycji można bezpośrednio zmieniać prędkość.




wymiana głowicy masującej

1. Wyciągnąć aktualną głowicę masującą z pistoletu do masażu



2. Kliknąć nowy massagekop w pistolecie do masażu.



6. Objaśnienie głowic masujących




Głowica okrągła

Odpowiednie dla wszystkich grup mięśniowych




Płaska głowka okrągła

Odpowiednie dla całego ciała



Głowica w kształcie litery U

Odpowiednie dla pleców



Głowa w kształcie kuli

Odpowiednie dla: meridianów punktów akupresurowych i podeszew stóp




Głowica z poduszką powietrzną

Odpowiedni dla całego ciała, zmniejsza drżenie mięśni



płaski kubek z punktami masażu

Odpowiednia do masażu całego ciała



Bee produktów życia Massage gun Elite do siedzenia obok nad głowicami masującymi, jeszcze 2 specjalne jeden metalowych nagłóweków:



metalowy kubek sferyczny

Odpowiedni dla osób o wrażliwej skórze. Może być stosowany z olejkem do masażu stać. To stymuluje masaż Powoduje, że można cieszyć się z ostatecznego relaksu!



Okrągły płaski kubek metalowy

Odpowiedni dla osób o wrażliwej skórze. Może być stosowany z olejkem do masażu stać. To stymuluje masaż Powoduje, że można cieszyć się z ostatecznego relaksu!



7. Problemy i rozwiązania

1. Urządzenie przestaje działać po 20 minutach użytkowania.

Włączone jest zabezpieczenie przed przegrzaniem. Po 5 minutach należy ponownie uruchomić urządzenie.

2. Urządzenie przestaje działać podczas używania

Główce masujące są zbyt mocno dociskane do skóry, co powoduje chwilowe zatrzymanie pracy urządzenia. Zrestartuj urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.

8. Konserwacja i czyszczenie

- Przetrzeć powierzchnię urządzenia lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć urządzenie do sucha czystą i suchą ściereczką.
- Przechowywać pistolet do masażu w suchym i czystym miejscu.
- Przechowywać urządzenie w miejscu, w którym nie występują ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.

9. Utylizacja i recykling

Pomyśl o środowisku i przyczyni się do czystszej przyszłości! Nie wyrzucaj pistoletu do masażu po zakończeniu jego eksploatacji razem z normalnymi odpadami domowymi, ale oddaj go w wyznaczonym przez rząd punkcie zbiórki odpadów, aby przekazać go do recyklingu.

10. Serwis i gwarancja

Jeśli usługa lub informacje niezbędne mają o produkcie, trepidation niż nie i wysłać e-mail paskudny klienta service@lifeproductsstore.nl

Na nasze produkty udzielamy 1 roku gwarancji. Klient musi przedstawić dowód zakupu, a gwarancja jest ważna w okresie 1 roku od daty zakupu ważnej w momencie dokonania zakupu.

Gwarancja nie dotyczy Bee:

Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub naprawą; za zużycie elementów; za wady, o których klient wiedział w momencie zakupu; Bee wad poprzez własny dług klienta, Bee szkód spowodowanych przez osoby trzecie.

Zastrzeżenia

Zastrzega się możliwość zmian; dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Índice

Holandés	2-8
Inglés	9-16
Francés	17-24
Alemán	25-32
Polaco	33-40
Español	41-48
Sueco	49-56

1. Introducción	42
2. Advertencias e instrucciones de seguridad	42
3. Recibir del envío	44
4. Contenido del paquete	44
5. Instrucciones de uso	45
6. Explicación de los cabezales de masaje	46
7. Problemas y soluciones	48
8. Mantenimiento y limpieza	48
9. Eliminación y reciclaje1	48
10. Servicio y garantía	48

1. Introducción

Gracias por elegir uno de nuestros productos Lifeproducts.

Siga las instrucciones de seguridad para un uso seguro en todo momento. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: klantenservice@lifeproductsstore.nl

La pistola de masaje Lifeproducts Elite es apta para todo el cuerpo. La pistola de masaje cuenta con 8 cabezales de masaje diferentes, 9 cabezales de masaje diferentes y 2 cabezales de masaje diferentes.

2. Advertencias + instrucciones de seguridad

⚠ Asegúrese de que el material de embalaje no llega a las manos de los niños. ¡Pueden asfixiarse con él!

⚠ ¡Lea atentamente las instrucciones de uso y manténgalas en buen estado!

General

- Sea consciente de los riesgos y consecuencias asociados al mal uso de la pistola de masaje. El uso incorrecto de la pistola de masaje puede provocar daños personales y en el aparato o en los productos que se conecten.
- Sólo utilice la pistola de masaje para los fines indicados en este manual. Si la pistola de masaje no funciona bien, NO la use y contáctenos por correo electrónico.
- La pistola de masaje está diseñada y pensada frente al uso privado. No la utilice con fines comerciales.
- NO deje la pistola de masaje desatendida cuando esté en uso.
- Compruebe la pistola de masaje y la batería con atención antes de cada uso.
- La pistola de masaje sólo es adecuada para su uso en interiores.

Personas y uso

- Este aparato NO es adecuado para personas menores de 18 años ni para personas con discapacidades físicas o mentales. El uso del aparato sólo está permitido si hay un supervisor responsable de la seguridad del usuario.
- Utilice y guarde la pistola de masaje fuera del alcance de los niños menores de 18 años. Supervise a los niños para que no jueguen con el masajeador.
- Utilice el aparato durante no más de 180 segundos en el mismo lugar y no más de 30 minutos seguidos. Interrumpa el uso inmediatamente si se producen abrasiones u otros problemas.
- Ame la pistola de masaje desde la vecindad de su pelo.

- Disfrute de sus dedos cerca de las pinzas telescópicas del aparato y de los orificios de refrigeración de la parte trasera del motor para evitar que se atasquen.
- No obstruya los orificios de refrigeración de la parte trasera del motor. No introduzca objetos en los orificios de refrigeración del motor.
- Utilice la alta velocidad y presione sólo en el tejido blando del cuerpo para evitar daños personales.
- No utilice el aparato si está cansado, ha tomado medicación o ha bebido alcohol.

Comentarios médicos

- Este aparato NO sirve en caso de reemplazo frente a los tratamientos de un médico o un fisioterapeuta.
- Consulte a un médico antes de utilizar la pistola de masaje si inexplicablemente tiene dolor, se somete a un tratamiento médico o se utiliza un equipo médico.
- NO utilice el aparato si está embarazada; si tiene un marcapasos u otros implantes electrónicos, articulaciones artificiales, presión arterial alta, problemas cardíacos, aterosclerosis cerebral, trombosis cerebral, fracturas óseas, tumores malignos, problemas de circulación, varices, heridas abiertas, hematomas, piel rota, inflamación de las venas, ictericia, diabetes, trastornos nerviosos, inflamación aguda o tiene otros problemas de salud. Si tiene un dolor inexplicable; en el vientre, los huesos (como las articulaciones y la columna vertebral), la cabeza, en o alrededor de la garganta, en o alrededor de la zona genital, en o alrededor de los riñones, o cualquier otra zona sensible o débil;
- Sobre la piel quemada o sensible, zonas inflamadas o encendidas, zona de mala circulación, piel rota o lesionada, lugares azules o irritaciones de la piel.
- Sobre personas inconscientes o dormidas; En el mismo lugar durante mucho tiempo, esto puede provocar molestias o dolor; En la cama.
- Deje de utilizarlo inmediatamente y consulte a su médico si experimenta dolor o molestias al utilizar la pistola de masaje, o si el masaje le resulta desagradable. NO utilizar mientras duerme.

Electricidad

- NO se debe utilizar la pistola de masaje, reparar y restaurar el aparato. Esto puede dañar el dispositivo. Para su propia seguridad, solo pueden repararse las piezas en un servicio de mantenimiento autorizado. Siempre ir a un centro de servicio para las reparaciones para evitar daños y perjuicios personales.
- Cuide que el voltaje de la red que aparece en la placa de la descripción coincida con el tipo indicado.
- NO utilice la pistola de masaje cerca de una bañera, una ducha, una piscina o un cubo lleno de agua. No permita la entrada de líquidos, fuentes de calor, polvo o suciedad en los conductos de refrigeración del motor.
- No use el aparato cerca de telas livianas e inflamables, el masajeador puede generar una chispa hasta que el fuego o las explosiones puedan dirigirse.
- Asegúrese de que el aparato NO entre en contacto con el agua. NO sumerja el aparato en el agua. si hay agua dentro o sobre el aparato, aleje el aparato y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- No utilice el masajeador sobre la piel mojada. NO toque el aparato ni el cable de alimentación con las manos mojadas.

- Mantenga el aparato alejado de la humedad, el calor, las habitaciones donde la temperatura es relativamente alta es y las fuentes de calor como los hornos.
- No apague la pistola de masaje si está encendida. No ponga nunca mantas sobre el aparato o contra él. Esto puede causar lesiones personales o daños en el aparato a directo.
- Cargue el aparato solo con el cargador suministrado por Life Products.

Otros

- Elija el cabezal de masaje adecuado según las necesidades de masaje de las diferentes partes del cuerpo.
- No acople el aparato a la luz del sol.
- No utilice la pistola de masaje en combinación con aceite de masaje, loción, ungüentos, etc.

3. Recibir del envío

Compruebe si el contenido del paquete se corresponde con el albarán cuando reciba el envío. Notifique a su proveedor si falta alguna pieza. Si el equipo está dañado, presente inmediatamente una reclamación al transportista y al proveedor con una descripción detallada de los daños. Conserve el embalaje dañado para su reclamación en las subestructuras..

4. Contenido del paquete

Life Products Pistola de masaje Elite - MA-08-NL/EU - EAN 8719327429662

Accesorios

- 8x Accesorios
- 1x Adaptador UE
- 1x bolsa de almacenaje
- 1x Manual de Instrucciones

Dimensiones del paquete	290x251x79mm
Peso	0,81 KG
Color	Negro
Material	ABS
Batería	Ion-litio 2600mAh
Duración de la batería	5-6 en punto
Tiempo de carga	3-4 en punto
Alimentación	Frecuencia Potencia : 100V 240V AC 50/60Hz 30W (cargador) 16,8V, 0,8A
Velocidades	9 velocidades : 20/30/40/50/60/70Hz del200 - 3000 rpm
Varias posiciones	2
Obre calentamiento	Si

5. Instrucciones de uso

- ⚠ • NO utilice el masajeador sobre la piel húmeda.
- ⚠ • No utilice el aparato sobre la cabeza, el vientre, las articulaciones, las partes óseas o las partes sensibles o débiles del cuerpo.
- ⚠ • Deje de utilizarlo inmediatamente si experimenta dolor o molestias.

Uso

1. Pulse 3 segundos en el mando de encendido y apagado en la parte trasera del aparato. El aparato se queda en la posición 1.
2. Para aumentar o bajar la velocidad pulse brevemente sobre el mando que también ha utilizado para encender y apagar.
3. Para apagar el aparato, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos. El aparato se apagará también después de una pulsar en el botón de encendido y apagado en la 9ª posición.
4. El nivel de la batería se mostrará en la parte trasera de la pistola de masaje. Cargue la pistola de masaje para conseguir la batería llena.


La Pistola de Masaje Elite tiene una **función especial medi**. Esto se muestra a la izquierda en la pistola de masaje. El medi tiene 2 velocidades que puede intercambiar para aumentar la velocidad x2 pulsando la perilla de encendido y apagado.

¿Qué es el modo medi? El modo medi es un programa especial en el que la pistola acelera y reduce automáticamente su velocidad. Así se experimenta un maravilloso masaje terapéutico. Dispone de 2 posiciones, la posición 2 es un poco más rápida y por tanto más intensa. ¡La posición fitness tiene 9 velocidades desde 1400 hasta bien 3200 RPM!




Cambio de Cabezal de Masaje

1. Saque el cabezal de masaje actual de la pistola de masaje



2. Introduzca el cabezal de masaje deseado en la pistola de masaje



6. Explicación de los cabezales de masaje



Cabezal redondo

Adecuado para todos los grupos musculares



Cabeza redonda plana

Apto para todo el cuerpo



Cabeza en forma de U

Adecuado para la espalda



Cabeza en forma de bola

Adecuado para: puntos de acupresión meridianos y plantas de los pies




Cojín de Aire

Adecuada para todo el cuerpo.
Disminuye las vibraciones de los músculos



Copa plana de puntos de masaje

Adecuado para todo el cuerpo.



Life Products Pistola de masaje Elite para colocar al lado de los cabezales de masaje, incluye 2 cabezales especiales de metal:



Copa metálica esférica

Adecuado para personas con piel sensible. Puede utilizarse con aceite de masaje. Esto estimula el masaje ¡Haciendo que disfrute de la máxima relajación!



Copa metálica plana y redonda

Adecuado para personas con piel sensible. Puede utilizarse con aceite de masaje. Esto estimula el masaje ¡Haciendo que disfrute de la máxima relajación!



7. Problemas y soluciones

1. El aparato deja de funcionar después de 20 minutos de uso

La protección contra el sobrecalentamiento se activa. Reinicie el aparato después de 5 minutos.

2. El aparato deja de funcionar mientras se utiliza

Los cabezales de masaje se presionan demasiado contra la piel, lo que hace que el aparato deje de funcionar temporalmente. Reinicie el aparato pulsando el botón de encendido/apagado a la vez durante 3 segundos.

8. Mantenimiento y limpieza

- Limpie la superficie del aparato con un paño ligeramente húmedo y seque el aparato con un paño limpio y seco.
- Mantenga la pistola de masaje en un lugar seco y limpio.
- No mantenga el aparato a temperaturas extremadamente altas o bajas.

9. Desecho y reciclaje

¡Piense en el medio ambiente y contribuya a una vida más limpia! No tire la pistola de masaje al final de su vida útil con los residuos domésticos normales, sino deposítela en un punto de recogida designado por el gobierno para que la dejen reciclar.

10. Servicio y garantía

Si necesita asistencia o información sobre su producto, envíe un correo electrónico a Soporte al Cliente en service@lifeproductsstore.nl

Ofrecemos una garantía de 1 año para nuestros productos. El cliente debe proporcionar la prueba de compra y la garantía es válida en un período de 1 año a partir de la fecha de compra.

La Garantía no se aplica a:

Los daños causados por el uso o la reparación inadecuada; para los componentes desgastados; para los defectos de los que el cliente era consciente en el momento de la compra; Los defectos por medio de la culpa propia del cliente, Los daños causados por terceros.

Descargo de responsabilidad

Sujeto a cambios; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Innehållsförteckning

Nederländska	2-8
Engelska	9-16
Franska	17-24
Tyska	25-32
Polska	33-40
Spanska	41-48
Svenska	49-56

1.	Introduktion	50
2.	Varningar & säkerhetsinstruktioner	50
3.	Ta emot från leverans	52
4.	Innehåll förpackning & produktenskaper	52
5.	Instruktioner före användning	53
6.	Förklaring massagehuvuden	55
7.	Problem och lösningar	56
8.	Underhåll och rengöring	56
9.	Släng & för återvinning	56
10.	Service & Garanti	56

1. Introduktion

Tack för att du har valt en av våra Lifeproducts-produkter! **Följ alltid säkerhetsinstruktionerna för säker användning.** Om du har några frågor om produkten kan du kontakta oss via e-post: klantenservice@lifeproductsstore.nl

Lifeproducts Massage Gun Elite är lämplig för hela kroppen. Massagepistolen har 8 olika massagehuvuden, 9 olika hastigheter och 2 olika inställningar. Den kan laddas på 3-4 timmar och sedan användas i 5-6 timmar.

2. Varningar + säkerhetsinstruktioner

⚠ Se till att förpackningsmaterialet inte kommer i rörs av barn. De kan kvävas!

⚠ Läs instruktionerna före användning noggrant med hjälp av och håll detta bra!

General

- Var medveten om de risker och konsekvenser som är förknippade med felaktig användning av massagepistolen. Felaktig användning av massagepistolen kan resultera i personskada och skada på enheten eller produkter som ovanpå ska anslutas.
- Använd endast massagepistolen för de syften som anges i denna bruksanvisning. Om massagepistolen inte fungerar som den ska, eller fodral är skadad, använd den **ÄN INTE** och ta kontakt med oss på per e-post.
- Massagepistolen är designad och avsedd för privat bruk. Använd den inte för kommersiella ändamål.
- Lämna **INTE** massagepistolen obebakad när den används.
- Kontrollera massagepistolen och batteriet noggrant före varje användning.
- Massagepistolen är ensam lämplig framför inomhusbruk.

Personer och användning

- Denna enhet är **INTE** lämplig framför personer under 18 år eller inför personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Användning av enheten är endast tillåten om det finns en arbetsledare som är ansvarig för användarens säkerhet.
- Använd och förvara massagepistolen utom räckhåll för barn under 18 år. Älskar tillsyn på barn så att de inte av massagekudden används.
- Använd inte enheten längre än 180 sekunder på samma plats och inte mer än 30 minuter åt gången. Avbryt användningen omedelbart om några skavsår eller andra olägenheter uppstår.
- Använd massagepistolen bort från ditt hår.

- Håll dig fingrar från närheten av teleskoptynget från enheten och kylhålen på baksidan från motorn till instängning vid förhindra.
- Håll kylhålen i bakändan fria från blockeringar. Stoppa inte in några föremål i kylhålen från motorn.
- Använd den höga hastigheten och tryck endast på kroppens mjuka vävnader för att förhindra personlig skada.
- Använd inte enheten om du är trött, har tagit medicin eller har druckit alkohol.

Medicinska kommentarer

- Den här enheten är INTE en ersättning för behandling av en läkare eller en sjukgymnast.
- Rådgör med en läkare innan du använder massagepistolen om du har oförklarlig smärta, genomgår medicinsk behandling eller använder medicinsk utrustning, användningsområden.
- Använd INTE apparaten: Om du är gravid; Om du har en pacemaker eller andra elektroniska implantat, konstgjorda leder, högt blodtryck, hjärtsjukdom, cerebral ateroskleros, cerebral trombos, brutna ben, maligna tumörer, cirkulationsproblem, åderbräck, öppna sår, blåmärken, trasig hud, inflammation i venerna, gulsot, diabetes, nervösa störningar, akut inflammation eller andra hälsoproblem. Om du har oförklarlig smärta; På buken, benen (t.ex. leder och ryggrad), huvudet, på eller runt halsen, på eller runt genitalområdet, på eller runt njurarna eller andra känsliga eller svaga områden;
- På bränd eller känslig hud, svullna eller inflammerade områden, områden med dålig blodcirkulation, trasig hud eller andra känsliga eller svaga områden. Områden med dålig cirkulation, trasig eller skadad hud, blåmärken eller hudirritationer.
- På medvetlösa eller sovande personer; På samma plats under en längre tid, detta kan orsaka symtom eller smärta; I sängen.
- Sluta använda omedelbart och kontakta din läkare om du upplever smärta eller obehag.
när du använder massagepistolen eller om du tycker att massagen är obehaglig.
Somna INTE när du använder massagepistolen.

Elektricitet

- Går massagepistolen INTE igång, fixa och återställ INTE enheten. Detta kan skada enheten. För din egen säkerhet kan endast dessa underdelar ersättas av auktoriserad underhållspersonal. Skicka massagen gå alltid till ett servicecenter för reparationer för att undvika skador och personskador.
- Vilken typ av nätspänning står indikerad, matcha den från ditt elnät, framför dig kopplar laddaren och massagepistolen ihop.
- Använd massagepistolen INTE i närheten från ett bad, en dusch, en simbassäng eller en (tvätt)behållare fylld med vatten. inte tillåtas att vätskor, värmekällor, damm och smuts i kylventilerna från motorn tränger in.

- Använd enheten inte i närheten av lätta brandfarliga tyger, massageapparaten kan engnista för att generera vad tills brand eller explosioner kan rikta.
- Se till att enheten INTE kommer i kontakt med vatten. Sänk ned INTE enheten nedan vatten. Om det dock kommer vatten i eller på enheten, flytta enheten direkt från vattnet och ta kontakt med vår kundtjänst.
- Använd inte massageapparaten på våt hud. Rör INTE vid enheten och nätsladden med våta händer.
- Håll enheten borta från fukt, värme, rum där temperaturen är relativt hög och värmekällor som ugnar.
- Stäng av massagepistolen om den är på. Lägg aldrig på filter på enheten eller mot den. Detta kan orsaka personskada eller skada på enheten.
- Ladda enheten ensam med den medföljande laddaren från LifeProducts.

Annat

- Välj lämpligt massagehuvud efter massagebehoven hos de olika delarna från kroppen.
- Koppla inte enheten direkt solljus.
- Använd inte massagepistolen i kombination med massageolja, lotion, salvor etc.

3. Ta emot leverans

Kontrollera om innehållet i paketet överensstämmer med följesedeln när du tar emot försändelsen. Meddela din leverantör om några delar saknas. Verkar utrustningen skadad, gör omedelbart ett klagomål till transportören och leverantören en detaljerad beskrivning av skadan. Förvara den skadade förpackningen till din reklamation vid underkonstruktioner.

4. Innehållsförpackning

Life Products Massagepistol Elite - MA-08-NL/EU - EAN 8719327429662

Bifogade tillbehör

- 8x Bilagor
- 1x EU-adapter
- 1x förvaringsväska
- 1x Bruksanvisning

Måttförpackning	290x251x79mm
Vikt	0,81 KG
Färg	Svart
Material	ABS
Batteri	Lithium-Ion 2600mAh
Batteriliv	5-6 timmar
Laddningstid	3-4 timmar
Ström	Frekvens effekt: 100V 240V AC 50/60Hz 30W (laddare) 16,8V, 0,8A
Hastighet	9 hastigheter: 20/30/40/50/60/70Hz van 1200 - 3000 rpm
Olika positioner	2
Överhettningssäkerhet	Ja

5. Instruktioner före användning

- ⚠ • Använd INTE massageapparaten på våt hud.
- ⚠ • Använd INTE enheten på huvudet, magen, lederna på bendelar eller på känsliga eller svaga delar av kroppen.
- ⚠ • Avbryt användningen omedelbart om du upplever smärta eller obehag.

Användning

1. Tryck 3 sekunder på på-av-knappen på baksidan av enheten. Enheten står i position
2. Till hastigheten på för att öka eller vid för att sänka trycker du kort på ratten som du också brukade slå på enheten vid för att göra.
3. För att stänga av enheten, tryck och håll in på/av-knappen i 3 sekunder. Den ska efter en Upptagen på av-knappen på 9:e positionen också stängas av.
4. Batterinivån kommer att visas på baksidan av massagepistolen. Ladda massagepistolen klockan 4 framför ett fullt batteri.


Massage Gun Elite har en speciell **medifunktion**. Detta visas till vänster för att ge på massagepistolen. Medi-stativet har 2 hastigheter. du kan byta otäck medi -stativet med hjälp av 2x snabb på av-knappen vid för att trycka.

Vad är medifunktionen? Medifunktionen är ett specialprogram där pistolen automatiskt ökar och saktar ner pistolens hastighet. Så upplever du en härlig terapeutisk massage. Du har 2 positioner, position 2 är lite snabbare och därför mer intensiv. Fitnesspositionen har 9 hastigheter från 1400 till väl 3200 RPM! I detta läge för att hålla hastigheterna direkt.




Byte av massagehuvud

1. Dra det aktuella massagehuvudet från massagepistolen



2. Klicka på önskat massagehuvud i massagepistolen



6. Beskrivning av massagehuvuden



Rundt huvud

Lämplig för alla muskelgrupper



Platt rund huvud

Lämplig för hela kroppen



U-format huvud

Lämplig för ryggen



Bollformat huvud

Lämplig för meridian akupressurpunkter och fotsulor



Luftkuddehuvud

Lämplig för hela kroppen, minskar muskelskakningar.



Platt huvud med massagepunkter

Lämplig för hela kroppen.



Life Products Massage Gun Elite sitter ovanför massagehuvuden, men 2 speciella metallrubriker:



Sfärisk metallkopp

Lämplig för personer med känslig hud. Kan användas med massageolja bli. Detta stimulerar massagen och får dig att njuta av den ultimata avkopplingen!



Rund platt metallkopp

Lämplig för personer med känslig hud. Kan användas med massageolja bli. Detta stimulerar massagen och får dig att njuta av den ultimata avkopplingen!



7. Problem & lösningar

1. Enheten slutar att fungera efter 20 minuters användning

Överhettningsskyddet börjar. Starta om enheten efter 5 minuter.

2. Enheten stänger av medan den används

Massagehuvudena pressas för hårt mot huden, vilket gör att enheten tillfälligt slutar fungera. Starta om enheten genom att trycka på på/av-knappen i 3 sekunder vid för att trycka.

8. Underhåll & rengöring

- Torka av enhetens yta med en lätt fuktig trasa och torka enheten med en ren och torr trasa.
- Förvara massagepistolen på en torr och ren plats.
- Förvara inte enheten i extremt höga eller låga temperaturer.

9. Att slänga & återvinning

Tänk på miljön och levern ett bidrag till en renare boendemiljö! Kasta inte massagepistolen vid slutet av dess livslängd tillsammans med det vanliga hushållsavfallet, utan lämna in det på en av myndigheterna utsedd insamlingsplats för att lämna för återvinning.

10. Service & garantier

Om du behöver service eller information till din produkt, skicka ett e-postmeddelande otäck kundservice@lifeproductsstore.nl

Vi lämnar 1 års garanti på våra produkter. Kunden måste tillhandahålla inköpsbevis och garantin är giltig inom en period av 1 år från inköpsdatumet giltigt vid genomförd.

Garantin gäller:

Skador orsakade av felaktig användning eller reparation; för slitagekomponenter; för defekter som kunden var medveten om vid köptillfället; Bifel genom egen skuld från kunden, Biskada med hjälp av tredje part.

Ansvarsfriskrivning:

Ändringar kan komma att göras, specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.



Lifeproducts

Live a Better Life

Lifeproducts B.V.
Lavendelstraat 21
4431EG, 's-Gravenpolder
Klantenservice@lifeproductsstore.nl