


**Rechargeable Sonic Power Toothbrush**  
**Ultrasoon Elektrische Tandborstel**  
**Operating Instructions**  
**Handleiding**  
Model: DT20



Lees deze instructies volledig voor voordat u het product gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

**Table of contents - inhoudstafel**

**Nederlands**

Belangrijke veiligheidsmaatregelen... 1  
 Gevaar-water... 7  
 Gevaar-spanning... 1  
 Gevaar-waarschuwingen... 2  
 Medische waarschuwingen... 2  
 Configuratie... 4  
 Eerste gebruik... 4  
 Hoe te gebruiken... 4  
 Onderhoud... 6  
 Probleemoplossen... 6  
 Garantie... 8  
 Disposal... 13

**Engish**

Important safeguards... 7  
 Dangers-water... 7  
 Dangers-voltage... 7  
 Dangers-warnings... 7  
 Medical-warnings... 2  
 Configuration... 4  
 Getting started... 4  
 How to use... 4  
 Maintenance... 6  
 Troubleshooting... 6  
 Warranty... 8  
 Disposal... 13

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN**

De elektrische tandborstel is veilig en effectief bij gebruik volgens de instructies. Het is bij het gebruik van elektrische tandborstels belangrijk om de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen, vooral als u kinderen in de buurt zijn.

**LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEbruIK**

**GEVAAR-WATER**

De elektrische tandborstel is waterdicht, maar niet geschikt voor onderdompeling.  
 • Plaats de tandborstel niet in water of vocht en vermijd contact met water.  
 • Gebruik de tandborstel niet in water of vocht en vermijd contact met water.  
 • Gebruik de tandborstel niet in water of vocht en vermijd contact met water.  
 • Gebruik de tandborstel niet in water of vocht en vermijd contact met water.

**GEVAAR-SPANNING**

De elektrische tandborstel is niet geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen.  
 • Gebruik de tandborstel niet in vochtige omgevingen.  
 • Gebruik de tandborstel niet in vochtige omgevingen.  
 • Gebruik de tandborstel niet in vochtige omgevingen.

**GEVAAR-WAARSCHUWINGEN**

De elektrische tandborstel is niet geschikt voor gebruik door kinderen.  
 • Gebruik de tandborstel niet door kinderen.  
 • Gebruik de tandborstel niet door kinderen.  
 • Gebruik de tandborstel niet door kinderen.

**Medische Waarschuwingen**


• Als u de tandborstel niet gebruikt, kan het risico op tandvleesontsteking toenemen.  
 • Als u de tandborstel niet gebruikt, kan het risico op tandvleesontsteking toenemen.  
 • Als u de tandborstel niet gebruikt, kan het risico op tandvleesontsteking toenemen.

**Garantie**

De tandborstel heeft een garantie van 1 jaar tegen fabrieksfouten. De garantie is niet van toepassing op schade van nature, schade van gebruik, schade van overmatige gebruik, schade van overmatige gebruik, schade van overmatige gebruik.

**CONFIGURATIE**

Professionele opzetborstel  
 Haar-rip  
 Aan-Afknop  
 Modus-Indicator  
 Opspanningsmotor  
 Opspanningskabel  
 Oplader



**Eerste gebruik**

**Opladen van de tandborstel**


• Het opladen van de tandborstel moet 24 uur worden uitgevoerd.  
 • Het opladen van de tandborstel moet 24 uur worden uitgevoerd.  
 • Het opladen van de tandborstel moet 24 uur worden uitgevoerd.

**HOE TE GEBRUIKEN**

• Schud de opzetborstel op de haargroep. Draai de opzetborstel dan voorzichtig tegen de tanden.  
 • Schud de opzetborstel op de haargroep. Draai de opzetborstel dan voorzichtig tegen de tanden.  
 • Schud de opzetborstel op de haargroep. Draai de opzetborstel dan voorzichtig tegen de tanden.

**Onderhoud**

Zorg ervoor dat de tandborstel uit het stopcontact wordt verwijderd.  
 1. Tandborstel  
 2. Oplader



**PROBLEEMOPLOSSEN**

Probleem	mogelijke oorzaken	Oplossing
De tandborstel doet het niet.	• Het opladen van de tandborstel is niet voltooid. • De tandborstel is niet ingeschakeld.	• Laad de tandborstel op. • Schud de tandborstel op de haargroep.
Zwakke of onregelmatige borstelwerking.	• De tandborstel is niet goed opgeladen. • De tandborstel is niet goed opgeladen.	• Laad de tandborstel op. • Schud de tandborstel op de haargroep.
De tandborstel geeft een geluidssignaal.	• De tandborstel is niet goed opgeladen. • De tandborstel is niet goed opgeladen.	• Laad de tandborstel op. • Schud de tandborstel op de haargroep.

**Garantie**

De tandborstel heeft een garantie van 1 jaar tegen fabrieksfouten. De garantie is niet van toepassing op schade van nature, schade van gebruik, schade van overmatige gebruik, schade van overmatige gebruik, schade van overmatige gebruik.

**IMPORTANT SAFEGUARDS**

The Power toothbrush is safe and effective when used according to directions. Use all electrical appliances, however, basic safety precautions should be followed, especially when children are present.

**DANGERS-WATER**

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:  
 • Do not place or store the Charger base where it can fall or be pulled into a bathtub, toilet, or sink.  
 • Do not place or store the Charger into water or other liquid.  
 • Do not use the product that has been taken into water or other liquid, including immediately.  
 • Do not use any hair-follicle.  
 • Unplug charger base before cleaning and assure that it is dry before plugging into an electrical outlet.

**DANGERS-VOLTAGE**


To reduce the risk of electric shock, electrocution, fire, or injury to persons:  
 • Do not plug the charger base into an outlet with a voltage other than specified on the label of the Charger.  
 • This product is designed to operate within a range of 100-240 volts.  
 • Voltage conversion is not guaranteed compatibility.  
 • Do not wire the plug into an outlet.  
 • The plug does not fit easily into the outlet, do not force it.

**DANGERS-WARNINGS**

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:  
 • Do not use the product if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water, immediately discontinue use of the product especially damage in any way.  
 • Do not use the product if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water, immediately discontinue use of the product especially damage in any way.  
 • Do not use the product if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water, immediately discontinue use of the product especially damage in any way.

**CONFIGURATION**

Professional brush head  
 Color ring  
 Power button  
 Mode button  
 Charging indicator  
 Charger base  
 Power cord  
 Power plug



**SAVE THESE INSTRUCTIONS**


**GETTING STARTED**

**Charging the toothbrush**

Be sure to turn off the toothbrush before charging. Plug the power plug into the outlet. Then insert the toothbrush into the charging. The charger indicator light will be on, indicating the toothbrush is charging. After the battery is fully charged, the charger indicator light will turn off, indicating the toothbrush is fully charged.

**HOW TO USE**

Slide the brush head onto the handle. Push brush head down until it locks into place on handle. There is a small gap between color ring and the handle (Fig 1).  
 Use the toothbrush and apply a small amount of toothpaste.  
 Apply toothpaste to the brush head (Fig 2).  
 Push the mode button to select mode.  
 If the toothbrush has not been used for a long time, it may need to be recharged. There are 4 modes: a. CLEAN: Standard brushing with polishing. b. SOFT: Gentle brushing with polishing. c. WHITE: Whitening brushing with polishing. d. MASSAGE: Pulse with gentle gum stimulation.



**TRUBLESHOOTING**

Problem	Possible cause	Solution
The toothbrush does not work.	You have not purchased the correct model for your country.	Change the main unit for the correct model.
The toothbrush does not work properly.	The toothbrush is pressed against your teeth.	Press the brush head gently against your teeth.
The toothbrush does not work properly.	The battery has reached its capacity.	Contact service center for support.
The toothbrush does not work properly.	Changing the time of use.	Contact service center for support.

**WARRANTY**


Your toothbrush is guaranteed for 1 year against manufacturer's defects. The warranty is not valid if the product is damaged due to misuse, accident, or other causes. The warranty is not valid if the product is damaged due to misuse, accident, or other causes. The warranty is not valid if the product is damaged due to misuse, accident, or other causes.

**HOW TO USE**

Apply light pressure and gently move the brush head across the teeth in a semi-circle motion.  
 • Apply light pressure and gently move the brush head across the teeth in a semi-circle motion.  
 • Apply light pressure and gently move the brush head across the teeth in a semi-circle motion.

**MAINTENANCE**

To clean the plug from the electrical outlet before cleaning the product:  
 • To clean the plug from the electrical outlet before cleaning the product:  
 • To clean the plug from the electrical outlet before cleaning the product.




**DISPOSAL**

The general advice for this product is to recycle. Please do not dispose of the product in the trash. Please do not dispose of the product in the trash. Please do not dispose of the product in the trash.

**BINTOI**

Remove and recycle the battery.  
 • Remove and recycle the battery.  
 • Remove and recycle the battery.



**Garantie**

De tandborstel heeft een garantie van 1 jaar tegen fabrieksfouten. De garantie is niet van toepassing op schade van nature, schade van gebruik, schade van overmatige gebruik, schade van overmatige gebruik, schade van overmatige gebruik.

**Garantie**

De tandborstel heeft een garantie van 1 jaar tegen fabrieksfouten. De garantie is niet van toepassing op schade van nature, schade van gebruik, schade van overmatige gebruik, schade van overmatige gebruik, schade van overmatige gebruik.

**Garantie**

De tandborstel heeft een garantie van 1 jaar tegen fabrieksfouten. De garantie is niet van toepassing op schade van nature, schade van gebruik, schade van overmatige gebruik, schade van overmatige gebruik, schade van overmatige gebruik.

**Garantie**

De tandborstel heeft een garantie van 1 jaar tegen fabrieksfouten. De garantie is niet van toepassing op schade van nature, schade van gebruik, schade van overmatige gebruik, schade van overmatige gebruik, schade van overmatige gebruik.