

Gebruikershandleiding

User manual | Manuel de l'utilisateur

Mee eters verwijderaar

Blackhead remover

Éliminateur de points noirs

Lees de instructies voor gebruik

Read the instructions before use

Lire les instructions avant l'utilisation

Productinformatie

De Nuvance Comedonenlepel Set is speciaal ontworpen om mee-eters, puistjes, talgbultjes en gerstekorrels hygiënisch en effectief te verwijderen. Het is een veilige en professionele manier om onzuiverheden te behandelen, zónder je huid te beschadigen of littekens te veroorzaken – mits goed gebruikt.

Totaalpakket:

- 4x blackhead removers
- Opbergdoosje
- Handleiding

Veiligheidstips

- Reinig je handen én tools altijd voor én na gebruik.
- Gebruik de tools nooit op open wonden of ontstekingen.
- Desinfecteer het gereedschap met alcohol (min. 70%).
- Druk niet te hard – dat kan littekens of beschadiging veroorzaken.
- Reinig en hydrateer je huid na afloop.
- Behandel je huid maximaal 1-2 keer per week

Hoe te gebruiken?

Vorbereiding

1. Was je gezicht met een milde cleanser of facewash.
2. Stoom je gezicht 5-10 minuten boven een kom met heet water of gebruik een warme vochtige handdoek.
3. Hierdoor openen je poriën zich en worden onzuiverheden makkelijker verwijderbaar.

Gebruik

1. Naald/lancet

- Alleen gebruiken voor gesloten comedonen (witte pukkeltjes).
- Prik voorzichtig het bovenste puntje aan – niet diep!
- Gebruik vervolgens een lus om te drukken.

2. Ronde lus (klein of groot)

- Plaats de ring over de mee-eter.
- Druk zachtjes en geleidelijk naar beneden.
- Veeg het verwijderde talg weg met een schoon doekje.

3. Schuine lus

- Ideaal voor neusvleugels, kin en randen van het gezicht.

- Gebruik dezelfde techniek als bij de rechte lus, maar onder een lichte hoek.

Nabehandeling

1. Reinig je huid met een milde toner of micellair water.
2. Breng een kalmerende crème of gel aan
3. Vermijd make-up of zonblootstelling voor minimaal 4 uur na de behandeling.

Onderhoud

- Desinfecteer vóór en na gebruik met alcohol (min. 70%).
- Bewaar de tools droog in het meegeleverde doosje.
- Reinig de tools af en toe grondig met warm water en zeep.

Kennisgeving

Mobius Lus



Dit product (of de verpakking) is recyclebaar.
Gooi het weg volgens de lokale recyclingvoorschriften.

Triman



Dit product (of de verpakking) valt onder gescheiden inzameling. Volg de lokale recyclingvoorschriften voor correcte afvalverwerking.

Groene Punt



Het Groene Punt geeft aan dat de fabrikant financieel bijdraagt aan een systeem voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingsafval. Controleer de lokale recyclingrichtlijnen voor de juiste afvalverwerking.

Europese richtlijnen



CE-markering op dit product geeft aan dat het voldoet aan de relevante Europese richtlijnen. Meer informatie over conformiteit en technische documentatie is op aanvraag beschikbaar.

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. streeft naar volledige, nauwkeurige en actuele informatie in de handleiding en op de bijbehorende webpagina's. Bij vragen of foutieve informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. TLS Commerce B.V. is niet verantwoordelijk voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

Bedrijfsgegevens

TLS Commerce B.V. | Nuvance

KvK: 85524271

BTW nr: NL863652591B01

Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Nederland.

Product

The Nuvance Codonein Spoon Set is specially designed to remove blackheads, pimples, sebaceous bumps and barley grains hygienically and effectively. It is a safe and professional way to treat blemishes without damaging your skin or causing scars – if used properly.

Total package:

- 4x blackhead removers
- Storage box
- Manual

Safety Tips

- Always clean your hands and tools before and after use.
- Never use the tools on open wounds or inflammations.
- Disinfect the tool with alcohol (min. 70%).
- Don't press too hard – this can cause scarring or damage.
- Cleanse and moisturize your skin afterwards.
- Treat your skin up to 1-2 times a week

How to use?

Preparation

1. Wash your face with a mild cleanser or facewash.
2. Steam your face over a bowl of hot water for 5-10 minutes or use a warm damp towel.
3. This opens up your pores and makes impurities easier to remove.

Use

1. Needle/lancet
 - Use only for closed comedones (white pimples).
 - Carefully pierce the top tip – not deep!
 - Then use a loop to press.
2. Ronde lus (klein of groot)
 - Place the ring over the blackhead.
 - Press down gently and gradually.
 - Wipe away the removed sebum with a clean cloth.
3. Angled loop
 - Ideal for nostrils, chin and edges of the face.
 - Use the same technique as with the straight loop, but at a slight angle.

Post-treatment

1. Cleanse your skin with a mild toner or micellar water.

2. Apply a soothing cream or gel
3. Avoid makeup or sun exposure for at least 4 hours after the treatment.

Maintenance

- Disinfect with alcohol before and after use (min. 70%).
- Store the tools dry in the supplied case.
- Clean the tools thoroughly with warm water and soap from time to time.

Notice

Mobius Lus



This product (or its packaging) is recyclable. Throw it away according to the local recycling regulations.

Triman



This product (or its packaging) is covered by separate collection. Follow the local recycling requirements for correct Waste management.

Green Dot



The Green Dot indicates that the manufacturer contributes financially to a system for the collection, sorting and recycling of Packaging waste. Check the local recycling guidelines for the correct Waste management.

European directives



CE marking on this product indicates that it complies with the relevant European Directives. Learn more about compliance and Technical documentation is available on request available.

Disclaimer

By using this manual, you consent to this disclaimer. TLS Commerce B.V. strives to provide complete, accurate and up-to-date information in the manual and on the accompanying web pages. If you have any questions or have incorrect information, please contact the customer service of TLS Commerce B.V. All information is intended for personal use. TLS Commerce B.V. is not responsible for damage caused by use, incompleteness or inaccuracy of the information in the event of careless use. The information is subject to change without prior notice.

Company information

TLS Commerce B.V. | Nuvance

Chamber of Commerce: 85524271

VAT no: NL863652591B01

Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Netherlands.

Produit

L'ensemble de cuillères Nuvance Codonein est spécialement conçu pour éliminer les points noirs, les boutons, les bosses sébacées et les grains d'orge de manière hygiénique et efficace. C'est un moyen sûr et professionnel de traiter les imperfections sans endommager votre peau ni causer de cicatrices - s'il est utilisé correctement.

Forfait complet :

- 4x dissolvants de points noirs
- Boîte de rangement
- Manuelle

Conseils de sécurité

- Nettoyez toujours vos mains et vos outils avant et après utilisation.
- N'utilisez jamais les outils sur des plaies ouvertes ou des inflammations.
- Désinfectez l'outil avec de l'alcool (min. 70 %).
- N'appuyez pas trop fort, cela peut causer des cicatrices ou des dommages.
- Nettoyez et hydratez votre peau par la suite.
- Traitez votre peau jusqu'à 1 à 2 fois par semaine

Comment l'utiliser ?

Préparation

1. Lavez votre visage avec un nettoyant doux ou un nettoyant pour le visage.
2. Faites cuire votre visage à la vapeur dans un bol d'eau chaude pendant 5 à 10 minutes ou utilisez une serviette chaude et humide.
3. Cela ouvre vos pores et facilite l'élimination des impuretés.

Utiliser

1. Aiguille/lancette

- À utiliser uniquement pour les comédons fermés (boutons blancs).
- Percez soigneusement la pointe supérieure – pas profondément !
- Utilisez ensuite une boucle pour appuyer.

2. Ronde lus (klein de groot)

- Placez l'anneau sur le point noir.
- Appuyez doucement et progressivement.
- Essuyez le sébum éliminé avec un chiffon propre.

3. Boucle inclinée

- Idéal pour les narines, le menton et les bords du visage.

- Utilisez la même technique qu'avec la boucle droite, mais légèrement inclinée.

Post-traitement

1. Nettoyez votre peau avec un tonique doux ou de l'eau micellaire.
2. Appliquez une crème ou un gel apaisant
3. Évitez le maquillage ou l'exposition au soleil pendant au moins 4 heures après le traitement.

Entretien

- Désinfecter avec de l'alcool avant et après utilisation (min. 70 %).
- Rangez les outils au sec dans l'étui fourni.
- Nettoyez soigneusement les outils avec de l'eau tiède et du savon de temps en temps.

Remarquer

Mobius Lus



Ce produit (ou son emballage) est recyclable.
Jetez-le selon le local réglementation du recyclage.

Triman



Ce produit (ou son emballage) est couvert par Collecte séparée. Suivez les exigences de recyclage pour la Gestion des déchets.

Point vert



Le point vert indique que le fabricant contribue financièrement à un système pour la collecte, le tri et le recyclage des Déchets d'emballage. Vérifiez les directives de recyclage pour la bonne Gestion des déchets.

Directives européennes



Le marquage CE sur ce produit indique qu'il est conforme aux normes européennes Directives. En savoir plus sur la conformité et La documentation technique est disponible sur demande disponible.

Démenti

En utilisant ce manuel, vous acceptez cette clause de non-responsabilité. TLS Commerce B.V. s'efforce de fournir des informations complètes, exactes et à jour dans le manuel et sur les pages Web qui l'accompagnent. Si vous avez des questions ou si vous avez des informations incorrectes, veuillez contacter le service clientèle de TLS Commerce B.V. Toutes les informations sont destinées à un usage personnel. TLS Commerce B.V. n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation, l'incomplétude ou l'inexactitude des informations en cas d'utilisation négligente. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations sur l'entreprise

TLS Commerce B.V. | Nuvance

Chambre de Commerce : 85524271

N° de TVA : NL863652591B01

Graafschap Hornelaan 200

6004 HT Weert

Pays-Bas.