

HOME HUID SCHOONHEID INSTRUMENT

INSTRUCTIE VOOR GEBRUIK

HOME SKIN BEAUTY INSTRUMENT

INSTRUCTIONS FOR USE

Directory

- Veiligheidsmaatregelen.....01
- Product structuur.....02
- Product Profiel.....03
- Vorbereiding Voor gebruik.....04
- Gebruik Operatie.....05
- Gebruik Ersorg.....06
- Reiniging en onderhoud.....07
- Bevelschrift.....08

Directory

- Safety Precautions.....01
- Product structure.....02
- Product Profile.....03
- Preparation before use.....04
- Use Operation.....05
- User Care.....06
- Cleaning and Maintenance.....07
- Warrant.....08

VEILIGHEIDSMATREGEL

Breng geen gebruik van verzorgingsproducten (als een verzorgingsgel, een verzorgingscrème) op de huid vóór gebruik. Zorg ervoor dat u het product voorzichtig en voorzichtig volgens de voorschriften aanbrengt. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor onderzoek. Als u vragen heeft tijdens het gebruik, neem dan contact op met de online klantenservice of de gegevens taal.

GEVAARLIJK

- ⚠️ Let op: Gebruik het product niet in de buurt van licht, donkerheid, warmte of andere mensen. Gebruik de behandelaar niet in de buurt van kinderen, zwangere vrouwen, personen met een pacemaker of andere elektrische apparaten.
- ⚠️ Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen.

SAFETY PRECAUTIONS

- ⚠️ Do not apply any or care products (like vera gel, etc.) before use. Please be sure to assemble and use the product according to the regulations contained in the instruction manual. Please refer to the instructions for use carefully and keep it for inquiry if you have any questions during use, please contact our customer service in the specified language.
- ⚠️ Please do not use this product near a bath, shower, bath, or near others. Please do not use the instrument near children, pregnant women, people with a pacemaker or other electrical devices.
- ⚠️ It is not recommended to use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet.


⚠️ WEES VOORZICHTIG

- ⚠️ Gebruik dit instrument niet voor een natuurlijke zware huid.
- ⚠️ Gebruik de huid niet in de buurt van licht, donkerheid, warmte of andere mensen. Gebruik de behandelaar niet in de buurt van kinderen, zwangere vrouwen, personen met een pacemaker of andere elektrische apparaten.

⚠️ BE CAREFUL


- ⚠️ Do not use this instrument for natural black skin.
- ⚠️ Do not use this product near a bath, shower, bath, or near others. Please do not use the instrument near children, pregnant women, people with a pacemaker or other electrical devices.
- ⚠️ It is forbidden to use in dark light environment.

PRODUCT STRUCTUUR (Bevestiging punt) (BHRL-04)




- ① flash knob
- ② Flash Venster
- ③ Pannelen
- ④ DC socket interface

STRUCTURE (ICE FREEZING PL HAIR REMOVAL) (BHRL-04)




- ① flash button
- ② flash window
- ③ Ice panel
- ④ Air inlet
- ⑤ Display screen
- ⑥ DC socket interface

PRODUCT STRUCTUUR (niet-bevestigende modellen) (BHRL-04B)



- ① Flash knob
- ② Flash Venster
- ③ Luchtinlaat
- ④ Weergegeven Scherm
- ⑤ DC socket interface

STRUCTURE (NON-ICE FREEZING PL HAIR REMOVAL) (BHRL-04B)



- ① flash button
- ② flash window
- ③ air inlet
- ④ Display screen
- ⑤ DC socket interface

PRODUCT INTRODUCTIE

De naam van het product is de naam van het apparaat. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen.

Model	Specificatie parameters	
BHRL-04	Gewicht: 0.32kg	Atmosferische druk: 86kPa-106.0kPa
	Voltage: AC220V 50Hz	Milieu-temperatuur: 5-40°C
	Macht: 30W	Harde koolstofmethode: koude licht
BHRL-04B	Lichtintensiteit: 5-verstelbaar	Temperatuur: 1-100°C
	Chargetijd: ongeveer 2 uur	Laadmodus: 100%
	Relatieve vochtigheid: $5\% \sim 95\%$	Implementatie standaard: GB4706.1

PRODUCT INTRODUCTION

ICE freezing point removal instrument, first use a shaver to clean the hair on the surface of the body, skin, and surrounding tissues due to temperature rise, thereby inhibiting hair growth and pain, and ensuring the experience of using the instrument. It is not recommended to use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet.

Model	Specification parameters	
BHRL-04	Weight: 0.32kg	Atmospheric pressure: 86kPa-106.0kPa
	Voltage: AC220V 50Hz	Environment temperature: 5-40°C
	Power: 30W	Light intensity: 5-stage adjustable
BHRL-04B	Light intensity: 5-stage adjustable	Temperature: 1-100°C
	Charging time: approximately 2 hours	Charging mode: 100%
	Relative humidity: $5\% \sim 95\%$	Implementation standard: GB4706.1

INSTRUCTIE

Intermittente Flash-Modus Gebruik Stappen

- 01 Plaats de beschermende oogkappen op het haar dat wordt afgevoerd nadat de scherm is afgesloten.
- 02 Maak de huid schoon en droog, gedurende 3 seconden op de AAN / UIT knop om op start en af te sluiten het apparaat het scherm is afgesloten.
- 03 Kies de huid schoon en droog, gedurende 3 seconden op de AAN / UIT knop om op start en af te sluiten het apparaat het scherm is afgesloten.
- 04 Kies de huid schoon en droog, gedurende 3 seconden op de AAN / UIT knop om op start en af te sluiten het apparaat het scherm is afgesloten.
- 05 Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen.

INSIRCTIONS

Intermittent Flash Mode Usage Steps

- 01 Please wear protective eye caps on the hair that is being shaved after the screen is closed.
- 02 Clean the skin and dry it for 3 seconds, turn on the power by pressing the On/Off key, and the screen will be closed after 3 seconds.
- 03 Clean the skin and dry it for 3 seconds, turn on the power by pressing the On/Off key, and the screen will be closed after 3 seconds.
- 04 Clean the skin and dry it for 3 seconds, turn on the power by pressing the On/Off key, and the screen will be closed after 3 seconds.
- 05 It is not recommended to use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet.

Procedures voor het gebruik van ice compress care mode

- 01 Plaats de beschermende oogkappen op het haar dat wordt afgevoerd nadat de scherm is afgesloten.
- 02 Maak de huid schoon en droog, gedurende 3 seconden op de AAN / UIT knop om op start en af te sluiten het apparaat het scherm is afgesloten.
- 03 Kies de huid schoon en droog, gedurende 3 seconden op de AAN / UIT knop om op start en af te sluiten het apparaat het scherm is afgesloten.
- 04 Kies de huid schoon en droog, gedurende 3 seconden op de AAN / UIT knop om op start en af te sluiten het apparaat het scherm is afgesloten.
- 05 Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen.

Procedures for using ice compress care mode

- 01 Please wear protective eye caps on the hair that is being shaved after the screen is closed.
- 02 Clean the skin and dry it for 3 seconds, turn on the power by pressing the On/Off key, and the screen will be closed after 3 seconds.
- 03 Clean the skin and dry it for 3 seconds, turn on the power by pressing the On/Off key, and the screen will be closed after 3 seconds.
- 04 Clean the skin and dry it for 3 seconds, turn on the power by pressing the On/Off key, and the screen will be closed after 3 seconds.
- 05 It is not recommended to use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet.

KENNISGEVING

- 01 Gebruik geen verzorgingsproducten (als een verzorgingsgel, een verzorgingscrème) op de huid vóór gebruik. Zorg ervoor dat u het product voorzichtig en voorzichtig volgens de voorschriften aanbrengt. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor onderzoek. Als u vragen heeft tijdens het gebruik, neem dan contact op met de online klantenservice of de gegevens taal.
- 02 Plaats de beschermende oogkappen op het haar dat wordt afgevoerd nadat de scherm is afgesloten.
- 03 Maak de huid schoon en droog, gedurende 3 seconden op de AAN / UIT knop om op start en af te sluiten het apparaat het scherm is afgesloten.
- 04 Kies de huid schoon en droog, gedurende 3 seconden op de AAN / UIT knop om op start en af te sluiten het apparaat het scherm is afgesloten.
- 05 Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen.

NOTICE

- 01 Please do not use any or care products (like vera gel, etc.) before use. Please be sure to assemble and use the product according to the regulations contained in the instruction manual. Please refer to the instructions for use carefully and keep it for inquiry if you have any questions during use, please contact our customer service in the specified language.
- 02 Please wear protective eye caps on the hair that is being shaved after the screen is closed.
- 03 Clean the skin and dry it for 3 seconds, turn on the power by pressing the On/Off key, and the screen will be closed after 3 seconds.
- 04 Clean the skin and dry it for 3 seconds, turn on the power by pressing the On/Off key, and the screen will be closed after 3 seconds.
- 05 It is not recommended to use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet.

Ongemakkelijke groepen en omstandigheden

- Gebruik geen verzorgingsproducten (als een verzorgingsgel, een verzorgingscrème) op de huid vóór gebruik. Zorg ervoor dat u het product voorzichtig en voorzichtig volgens de voorschriften aanbrengt. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor onderzoek. Als u vragen heeft tijdens het gebruik, neem dan contact op met de online klantenservice of de gegevens taal.
- Gebruik het product niet op de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen.

Uncomfortable groups and conditions

- Do not use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet.
- Do not use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet.

VERZORGING

- Gebruik het product niet op de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen.
- Gebruik het product niet op de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen.

CARE

- Do not use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet.
- Do not use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Gebruik het product niet op de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen.
- Gebruik het product niet op de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet.
- Do not use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet.

GARANTIE

De garantieperiode van het product is afhankelijk van het land waarin het wordt verkocht, en kan variëren van land tot land. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen. Het is niet aanbevolen om de huid van de ogen, de ogen, de hals, de nek, de onderarmen, de handen of de voeten te behandelen.

WARRANTY

The warranty period of this product varies according to the country in which it is sold, and will vary from country to country. It is not recommended to use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet. It is not recommended to use the instrument on the face of the eyes, the neck, the arms, the hands, or the feet.