

# auronic

## Gebruiksaanwijzing - Massagekussen

## User Manual - Massage Pillow

## Manuel d'utilisation - Coussin de massage


---

**NL:** p.3-6

Model/Modèle: AU3032

**EN:** p.7-10

**FR:** p.11-14



**RoHS**

**CE**

CHN  
MADE IN CHINA



Lees de instructies  
Please read the manual  
Veuillez lire ce mode d'emploi

## Introductie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze Auronic producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: service@auronic.nl
- Het Auronic massagekussen is geschikt voor de benen, bovenrug, nek, onderrug, schouders, voeten, kuit, armen. Voor jouw veiligheid schakelt het Massagekussen na 15 minuten automatisch uit. Met drie snelheidsstanden en een warmtefunctie. Makkelijk mee te nemen in de draagtas en overal te gebruiken.

## Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

⚠ Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

⚠ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

### Algemeen

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het Massagekussen, dit kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Gebruik het Massagekussen alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als het Massagekussen niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het dan NIET en raadpleeg dan de Customer Service.
- Het Massagekussen is ontworpen en bedoeld voor privégebruik, gebruik het NIET voor commerciële doeleinden.
- Laat het Massagekussen NIET onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het Massagekussen niet gebruikt, zet het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Trek NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Verplaats het apparaat NIET door aan het snoer te trekken en draai het snoer NIET.
- Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vast zit.
- Het Massagekussen is NIET geschikt om te gebruiken tijdens het rijden.

### Personen en gebruik

- Dit apparaat is NIET geschikt voor kinderen of voor mensen met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- We raden aan om het Massagekussen alleen te gebruiken als je 16 jaar of ouder bent. Gebruik en bewaar het Draadloze Massageapparaat buiten het bereik van kinderen jonger dan de aanbevolen leeftijd.
- Gebruik het apparaat NIET: Als je zwanger bent; Bij: koorts, spataders, trombose, geelzucht, diabetes, zenuwafwijkingen (zoals sciatica), of acute ontstekingen; Als je onverklaarbare pijn in je buik of je kuit hebt; Als je gevoelig bent voor warmte; Op botten (zoals gewrichten en ruggengraat), het hoofd, op of rondom de keel, op of rondom het genitale gebied, op of rondom de nieren of andere gevoelige gebieden; Op verbrande of gevoelige huid, gezwollen of ontstoken gebieden, gebieden met een slechte circulatie, kapotte of gewonde huid, blauwe plekken, of huidirritaties; Op bewusteloze of slapende mensen; Geruime tijd op dezelfde plek, dit kan klachten of pijn veroorzaken; In bed.
- Stop direct met gebruik en raadpleeg je arts als je pijn of discomfort ervaart tijdens het gebruiken van het Massagekussen, of de massage onprettig vindt.
- Gebruik het Massagekussen niet langer dan 15 minuten achter elkaar en niet meer dan 30 minuten per dag.
- Na 15 minuten schakelt het apparaat automatisch uit. Laat het apparaat afkoelen voordat je het weer gebruikt.
- Val NIET in slaap, als je het Massageapparaat gebruikt. Als u het apparaat te lang op dezelfde plaats houdt, kan dit pijnlijk zijn en tot brandwonden leiden!

## Medische opmerkingen

- Dit apparaat dient NIET als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut.
- Raadpleeg een arts voordat je het Massagekussen gebruikt als je een pacemaker, kunstmatige gewrichten of elektronische implantaten hebt, onverklaarbare pijn hebt of een medische behandeling ondergaat.

## Elektra

- Haal het Massagekussen NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het Massagekussen altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het Massagekussen aansluit.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het Massagekussen dan NIET en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik het Massagekussen NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was) bak gevuld met water.
- Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water. Dompel het apparaat NIET onder in water. Als er toch water in of op het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Raak het apparaat en het stroomsnoer NIET met natte handen aan.
- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het Massagekussen dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Het Massagekussen wordt warm tijdens gebruik. Gebruik het apparaat niet als je gevoelig bent voor hitte.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Dek het Massagekussen niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het apparaat of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden.
- Steek GEEN objecten in de openingen van het Massageapparaat. Zorg ervoor dat de bewegende onderdelen niet geblokkeerd worden en dat er niks geklemd zit.
- Gebruik alleen de adapter en accessoires die door Auronic geleverd worden om oververhitting, explosies, elektrische schokken, brand, andere schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het apparaat NIET voor het slapengaan. De massage heeft een stimulerende werking en kan het inslapen bemoeilijken.

## Ontvangen van verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

## Inhoud Verpakking

- Auronic Massagekussen - Model AU3032 - EAN 8720195254812

### Bijgevoegde accessoires


- 1x Handleiding
- 1x Adapter
- 1x Draagtas

## Producteigenschappen


Geschikt voor




Nek & Schouders




Nek



Rug



Middel



Buik




Bovenbenen



Benen



Voeten






Kuiten

Technische data

Grootte	41 x 17 x 50 cm	Standen	3 snelheidsstanden
Gewicht	1,2 kg	Automatische uitschakeling	Na 15 min.
Kleur	Zwart/grijs	Oververhittingsbeveiliging	Ja
Materiaal	PU-leer	Massagetype	Shiatsu massage
Voeding - Frequentie - Output	12V - 50 Hz - 5A	Aantal massagekoppen	8
Vermogen	24W	Warmtefunctie	Ja
Geschikt voor (lichaamsdeel)	Benen, bovenrug, nek, onderrug, schouders, voeten, kuit, armen	Grootte draagtas	40,00 x 18,00 x 12,00 cm
		Materiaal draagtas	Leer

## Instructies voor Gebruik

	<b>Aan/Uit</b> Hiermee start of beëindigt u de massage. Na 15 minuten stopt hij vanzelf.
	<b>Snelheid</b> Pas de rotatiesnelheid aan van de massage-knoppen naar uw persoonlijke voorkeur.
	<b>Richting</b> Kies zelf of de knoppen linksom of rechtsom draaien. Zo pak je de probleemgebieden efficiënt aan.
	<b>Warmtestand</b> Hiermee schakelt u de warmtestand in en uit.

## Onderhoud en reiniging

- Haal het Massagekussen uit de oplader voordat je het schoonmaakt. Gebruik een zachte, vochtige doek en niet-schurende schoonmaakmiddelen. Dompel het apparaat NIET onder in water of andere vloeistoffen en houd het uit de buurt van oplosmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen.

## Opslag

- Bewaar het Massagekussen op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

## Weggoien - recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

## Service en garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl)
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

## Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

## Introduction

- Thank you for choosing our Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: [service@Auronic.nl](mailto:service@Auronic.nl)
- The Auronic Massage Pillow is suited for different body parts: your legs, upper back, neck, lower back, shoulders, feet, calves, and arms. The Massage Pillow will turn off automatically after 15 minutes of usage to ensure user safety. Choose between three speed modes and a heat mode. Easy to carry with you and including a carry-on bag.

## Warnings and Safety Instructions

- ⚠ Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!
- ⚠ Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully before using your Auronic Massage Pillow

### General

- If you have not used the Auronic Massage Pillow before, it is important that you read and follow the instructions as stated in the user manual. Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Massage Pillow. Misuse of the Massage Pillow can result in personal injury, or destruction of the instrument/appliance/device and of the installations.
- Use the Massage Pillow only for purposes described in this user manual.
- If the Massage Pillow malfunctions, is dropped or (appears to be) damaged in any manner, do NOT use the product and contact Customer Service.
- The Massage Pillow is designed and intended for private, non-commercial use only.
- Do NOT leave the Massage Pillow unattended when in use. When you are not using the Massage Pillow, turn the device off and disconnect the device from the power socket
- Do NOT disconnect the Massage Pillow from its power supply by pulling the cable.
- Do NOT carry, pull or twist the device by its cable.
- Make sure that you do NOT trip over the cable. The cable should not be kinked, trapped or twisted.
- Do NOT use the Massage Pillow when you are driving.

### Persons and Use

- This device should NOT be used by persons (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or persons (including children) with lack of experience with and knowledge of the device, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use by a person responsible for their safety.
- Do NOT use the Massage Pillow: If you Are pregnant; If you have a cold with high temperatures, varicose veins, thromboses, jaundice, diabetes, nerve disorders (e.g. sciatica) or acute inflammation; If you have unexplained abdominal pain or pain in the calves; If you are sensitive to heat; On bones (e.g. joints, spine) the head, the throat area, the genital area, around the kidneys, or other sensitive areas; On burned or sensitive skin, swollen or inflamed areas, areas with poor circulation, broken or injured skin, bruises, or areas with skin rashes; On unconscious or sleeping people; On the same body part for a long time, this can cause complaints and burns; In bed.
- We recommend to only use the Massage Pillow if you are 16 or over. Keep the Massage Pillow away from children when using and storing.
- Do NOT use the Massage pillow for more than 15 minutes at a time and not more than 30 minutes a day.
- The Massage Pillow will turn off automatically after 15 minutes of continuous use. Let the device cool down before you use it again.
- If you feel any pain or discomfort from use of the Massage Pillow, or find the massage unpleasant, stop the treatment and consult your doctor.

### Medical remarks

- Persons with cardiac pacemakers, artificial joints or electronic implants should consult their doctor before using the Massage Pillow and should never massage the region of and around the heart.
- This device is NOT a substitute for treatments administered by doctors or physiotherapists.
- Before using the Massage Pillow, consult your doctor regarding any unexplained pain, if you are undergoing medical treatment or using medical equipment.

### Electronics

- Do NOT reconstruct, repair or disassemble the Massage Pillow. This can damage the device. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the Massage Pillow to the service centre for repairs.
- Make sure your outlet supplies the correct power voltage to avoid damage to the Massage Pillow.
- Always check the power cord and plug before using the Massage Pillow. Do NOT operate the Massage Pillow with a damaged cord or plug. A damaged cord or plug must be replaced by a qualified person in order to avoid damages and personal injuries.
- Only use the adapter provided by Auronic.
- Do NOT use the Massage Pillow in or near a bath, shower, swimming pool, or over a basin filled with water.
- Make sure to prevent any contact with water. Do NOT submerge the Massage Pillow in water. If water does get inside the casing, turn the Massage Pillow off immediately and contact our customer service.
- Do NOT operate the device with damp or wet hands and do NOT touch the power cord with damp or wet hands.
- If the power fails during the massage, turn off the Massage Pillow immediately and pull the plug from the socket.
- The Massage Pillow heats up during use. Do NOT use the device if you are sensitive to heat.
- Keep the Massage Pillow away from moisture, heat and in or close to areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat).
- Do NOT cover the Massage Pillow when it is switched on. Never put blankets or cushions on top of or against the Massage Pillow. This poses a risk of fire, electric shock or injury.
- Do NOT insert any objects into the openings of the device. Make sure that the moving parts can always move freely and no objects are jammed.
- Make sure to keep your fingers and hair away from the moving parts, to avoid injuries.
- Only use the adapter, massage heads and accessories provided by Auronic, to avoid overheating, explosions, electric shocks, fire, other damages and personal injuries.
- We recommend NOT using this device directly before retiring - the massage that it delivers has a stimulating effect and may delay sleep

### Receiving Your Shipment

- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

### Contents of Package

- Auronic Massage Pillow - Model AU3032 - EAN 8720195254812

#### Included Accessories


- 1x User Manual
- 1x Power Adapter
- Carry-on bag

### Product Features


Suitable for




Neck & Shoulders




Neck



Back



Waist



Abdomen



Thighs



Legs



Feet







Calves

### Technical Data

Size	41 x 17 x 50 cm	Speed modes	3
Weight	1,2 kg	Automatic shut-down	After 15 min.
Colour	Black/Grey	Overheat protection	Yes
Material	PU leather	Massage Type	Shiatsu massage
Input - Frequency - Output	12V - 50 Hz - 5A	Number of Massage Nodes	8
Power	24W	Heat function	Yes
Suitable for (body part)	Legs, upper back, neck, lower back, shoulders, feet, calves, arms	Size Carry-on bag	40,00 x 18,00 x 12,00 cm
		Material Carry-on bag	Leather

## Operating Instructions

	<b>On/Off</b> Turn the massager on or off. The massager turns off automatically after 15 minutes of continuous use
	<b>Speed</b> Increase/decrease the rotation speed of the massagenodes
	<b>Direction</b> Choose whether you want the massage nodes to turn clockwise or counterclockwise
	<b>Heat mode</b> Turn the heat mode on or off

## Maintenance and Cleaning

- Unplug the Massage Pillow prior to cleaning. Use a soft damp cloth and non-abrasive cleaners. Do NOT submerge the Massager in water or any other liquids and keep it away from solvents and harsh detergents.

## Storage

- Store the Massage Pillow in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or extreme low temperatures.

## Disposal - Recycle

- Contribute to a cleaner living environment! This product is subject to the European Directive (EU) 2012/19/EU. Do not dispose of the Massage Pillow with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.

## Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact the Auronic Customer Support at [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl)
- Auronic provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.

## Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

## Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de Auronic ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl)
- Le coussin de massage de Auronic est approprié pour les jambes, le haut du dos, le cou, le bas du dos, les épaules, les pieds, les mollets et les bras. Le coussin de massage s'éteint automatiquement après 15 minutes pour votre sécurité. Avec trois réglages de vitesse et une fonction chauffante. Facile à transporter dans le sac de rangement pour être utilisé partout.

## Avertissements et consignes de sécurité

- ⚠ Veillez à ce que l'emballage soit tenu hors de portée des enfants ! Risque d'étouffement !
- ⚠ Veillez à conserver ce manuel d'utilisation. Avant d'utiliser votre coussin de massage, lisez ce qui suit :

### Général

- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance du coussin de massage. La maltraitance du coussin de massage peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.
- Utilisez le coussin de massage uniquement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Si le coussin de massage ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, ne l'utilisez PAS et consultez le service à la clientèle.
- Le coussin de massage est conçu pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales.
- Ne laissez pas le coussin de massage sans surveillance en cours d'utilisation. Quand vous n'utilisez pas le coussin de massage, éteignez l'appareil et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Ne tirez PAS sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise électrique.
- Ne déplacez PAS l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation et ne déformez PAS le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que vous ne trébuchez pas sur le cordon et que le cordon n'est PAS brisé, déformé ou accroché.
- Le coussin de massage n'est pas approprié pour être utilisé pendant la conduite.

### Personnes et utilisation

- Des enfants et des personnes ayant un handicap physique ou mental, des personnes qui n'ont pas d'expérience avec cet appareil et des personnes qui n'ont pas de connaissance sur cet appareil ne peuvent PAS utiliser cet appareil. Utilisation de l'appareil est uniquement permis si ces personnes sont supervisées ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques liés à l'utilisation.
- Nous recommandons d'uniquement utiliser le coussin de massage si vous êtes âgé de 16 ans ou plus.
- Utilisez et gardez le coussin de massage hors de la portée des enfants qui sont moins âgés que l'âge recommandé.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil : Si vous êtes enceinte ; Avec : de la fièvre, des varices, de la thrombose, de la jaunisse, du diabète, des troubles neurologiques (par exemple sciatique), ou des inflammations aiguës ; Si vous sentez des douleurs inexplicables à l'abdomen ou aux mollets ; Si vous êtes sensibles à la chaleur ; Sur les os (par exemple les articulations et la colonne vertébrale), sur la tête, sur ou autour de la gorge, sur ou autour de la région génitale, sur ou autour des reins ou sur d'autres régions sensibles ;
- Sur la peau brûlée ou sensible, sur les régions enflées ou enflammées, sur les régions avec une mauvaise circulation, sur la peau irritée ou blessée, sur les ecchymoses ou sur les irritations de la peau ; Sur les gens inconscients ou endormis ; Longtemps au même endroit, cela peut entraîner des plaintes ou de la douleur ; Dans le lit.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin si vous ressentez des douleurs ou des inconforts pendant l'utilisation du coussin de massage ou si vous trouvez le massage désagréable.
- N'utilisez pas le coussin de massage plus longtemps que 15 minutes sans interruption et plus longtemps que 30 minutes par jour.

- L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes. Laissez refroidir l'appareil avant que vous l'utilisiez à nouveau.
- Ne vous endormez PAS pendant l'utilisation du coussin de massage. Si vous gardez l'appareil trop longtemps au même endroit, cela peut être douloureux et entraîner des brûlures !

#### Remarques médicales

- Cet appareil ne doit pas être considéré comme un remplacement d'un médecin ou un physiothérapeute.
- Consultez un médecin avant que vous utilisiez le coussin de massage si vous avez un stimulateur cardiaque, des articulations artificielles, des implants électroniques, des douleurs inexplicables ou si vous subissez un traitement médical.

#### Équipement électrique

- Ne démontez PAS le coussin de massage. Ne réparez ou restaurez PAS l'appareil. Cela peut entraîner des dégâts à l'appareil. Pour votre propre sécurité, les pièces peuvent être remplacées seulement par personnel de maintenance autorisé. Envoyez toujours le coussin de massage à un centre de service pour des réparations pour prévenir des dégâts et des dommages corporels.
- Assurez-vous que la tension du réseau qui est indiquée sur l'image indication-modèle, correspond à celle de votre réseau électrique avant que vous branchiez le coussin de massage.
- Contrôlez le cordon d'alimentation et la fiche régulièrement pour des signes de dommages ou d'usure.
- En cas de dommages ou d'usure, n'utilisez PAS le coussin de massage et laissez remplacer ou réparer le cordon et / ou la fiche par personnel de maintenance autorisé.
- N'utilisez PAS le coussin de massage à proximité d'un bain, une douche, une piscine ou un lavabo rempli d'eau.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre PAS en contact avec de l'eau. Ne plongez PAS l'appareil dans l'eau.
- S'il entre quand même de l'eau sur ou dans l'appareil, éteignez l'appareil immédiatement et contactez notre service clientèle.
- Ne touchez PAS l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- En cas de coupure d'électricité lors de l'utilisation, éteignez le coussin de massage immédiatement et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Le coussin de massage se réchauffe lors de l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes sensible à la chaleur.
- Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.
- Ne couvrez pas le coussin de massage quand c'est activé. Ne placez jamais de coussinets ou des couvertures sur ou près de l'appareil. Cela peut entraîner un risque d'incendie, une décharge électrique, des dommages corporels ou des dégâts à l'appareil.
- Ne mettez pas d'objets dans ou à travers les ouvertures de l'appareil. Assurez-vous que les pièces mobiles ne sont pas bloquées et que rien n'est coincé.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par Auronic. Les autres adaptateurs peuvent entraîner une surchauffe, des explosions, des décharges électriques, un feu, d'autres dégâts et des dommages corporels.
- N'utilisez PAS l'appareil avant d'aller au lit. Le massage a une action stimulante et rend le sommeil plus difficile.

#### Recevoir la livraison

- Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

#### Contenu de la boîte

- Auronic Coussin de massage - Modèle AU3032 - EAN 8720195254812

#### Accessoires inclus


- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Adaptateur
- 1x Sac de rangement

## Caractéristiques du produit


Approprié pour




Cou & épaules




Dos



Dos



Taille



Ventre



Le haut des jambes



Jambes



Pieds






Mollets

#### Données techniques

Taille	41 x 17 x 50 cm	Éteint automatique	Après 15 min.
Poids	1,2 kg	Protection contre la surchauffe	Oui
Couleur	Noir / gris	Type de massage	Massage shiatsu
Matériel	Cuir PU	Quantité de têtes de massage	8
Tension - Fréquence - Tension de sortie	12V - 50 Hz - 5A	Fonction chauffante	Oui
Puissance Nominale	24W	Dimensions du sac de rangement	40,00 x 18,00 x 12,00 cm
Approprié pour (partie du corps)	Jambes, haut du dos, cou, bas du dos, épaules, pieds, mollets, bras	Matériel du sac de rangement	Cuir
Réglages	3 réglages de vitesse		

## Instructions d'utilisation

	<b>Marche/Arrêt</b> Démarrez ou interrompez le massage. Il s'arrête automatiquement après 15 minutes.
	<b>Vitesse</b> Ajustez la vitesse de rotation des têtes de massage en fonction de vos besoins.
	<b>Direction</b> Choisissez si les boutons tournent dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire. De cette façon, vous vous occupez efficacement des régions problématiques.
	<b>Fonction chauffante</b> Activez ou désactivez la fonction chauffante.

## Entretien et nettoyage

- Retirez le coussin du chargeur avant que vous le nettoyez. Nettoyez le coussin de massage avec un chiffon humide et doux. N'utilisez PAS d'abrasifs ou de produits de nettoyage agressifs. Ne plongez PAS l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides et gardez-le loin des solvants.

## Stockage

- Rangez le coussin de massage dans un endroit propre et sec. Ne le rangez pas dans des lieux soumis à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

## Élimination - Recyclage

- Contribuez à un environnement de vie plus propre ! Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Ne jetez pas le coussin de massage avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter le produit à un point de collecte désigné. Veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.

## Assistance et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de Auronic à l'adresse [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl)
- Auronic offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.

## Clause de non-responsabilité

- Sous réserve de modifications ; les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans justification.



© **LifeGoods B.V.**

Wisselweg 33

1314CB Almere

Netherlands

06/2022 - V.2.0

[www.auronic.nl](http://www.auronic.nl)