

HOMEDICS[®]
BEAUTY



illumi

HOT COLD BEAUTY TREATMENT

Instructions for use

PRODUCT FEATURES

- 3 modes: Cooling, Heating, Alternating
- Built in rechargeable battery



Charging the Device

1. Ensure that the device is switched off.
2. Plug the device into a USB power supply using the USB power lead provided.
3. Device's lights will start to pulse whilst device is charging.
4. Once lights stop pulsing, device is fully charged.
5. Charge for 3 hours for 80 minutes of use time.
6. Do not use the device whilst it is charging.

Using the Device

1. Turn the device on.
2. Press the power button to select the mode, the device will switch between cooling, heating and alternating on each button press.
3. Hold the device to your face in the required treatment area(s).
4. Alternate the side of the face being treated after each beep.
5. When the treatment is finished, the device will beep 3 times and turn off.

Device Modes

Mode	Indicator	Function
Cooling	Blue Light	Product will cool and provide a beep every 60 seconds to indicate when to switch side (2 repetitions each side of face)
Heating	Red Light	Product will heat and provide a beep every 60 seconds to indicate when to switch side (2 repetitions each side of face)
Alternating	Blue and Red Lights	Product will alternate between heating and cooling modes with a beep to indicate when to switch sides (once each side of face)

Low Battery

When the battery is low, the product will beep 3 times and the LED's will flash. This indicates that the product needs charging.

Cleaning the Device

Wipe the device with a damp cloth and dry thoroughly.

Storing the Device

Store the device in its charging pouch. To avoid breakage, do not wrap the charging cable around the device.

FONCTIONS DU PRODUIT

- 3 modes - Froid, Chaud, Alterné
- Batterie rechargeable intégrée



Batterie faible

Quand le niveau de la batterie est faible, l'appareil émet 3 bips sonores et les voyants clignotent. Cela indique que l'appareil a besoin d'être rechargé.

Entretien de l'appareil

Essuyer l'appareil avec un chiffon humide et sécher complètement.

Stocker l'appareil

Ranger l'appareil dans sa pochette de recharge. Pour éviter tout dommage, ne pas enrouler le câble de recharge autour de l'appareil.

Charger l'appareil

1. S'assurer que l'appareil est hors tension.
2. Brancher l'appareil sur une unité d'alimentation USB à l'aide du câble d'alimentation USB fourni.
3. Les voyants de l'appareil commencent à clignoter pendant la mise en charge.
4. Quand les voyants cessent de clignoter cela indique que l'appareil est entièrement chargé.
5. Pour une durée d'utilisation de 80 minutes, charger l'appareil pendant 3 heures.
6. Ne pas utiliser l'appareil pendant qu'il est en train de charger.

Mode d'emploi de l'appareil

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Appuyer sur le bouton d'alimentation pour sélectionner le mode, l'appareil bascule entre les modes Froid, Chaud et Alterné à chaque pression du bouton.
3. Appliquez l'appareil sur la ou les zones du visage à traiter.
4. Changer de côté du visage après chaque bip sonore.
5. Une fois le soin terminé, l'appareil émet 3 bips sonores et s'éteint.

Modes de l'appareil

Mode	Voyant	Fonction
Froid	Voyant bleu	L'appareil refroidit et émet un bip sonore toutes les 60 secondes pour indiquer à quel moment changer de côté (2 fois de chaque côté du visage)
Chaud	Voyant rouge	L'appareil chauffe et émet un bip sonore toutes les 60 secondes pour indiquer à quel moment changer de côté (2 fois de chaque côté du visage)
Alterné	Voyants bleu et rouge	L'appareil alterne entre les modes Chaud et Froid en émettant un bip sonore pour indiquer à quel moment changer de côté (une fois de chaque côté du visage)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 3 Modi - Kühlen, Wärme, Abwechselnd
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie



Batterie schwach

Wenn die Batterie schwach ist, piept das Gerät 3 Mal und die LED blinkt. Dadurch wird angezeigt, dass das Gerät geladen werden muss.

Reinigung des Gerätes

Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es sorgfältig.

Aufbewahrung des Gerätes

Bewahren Sie das Gerät in seinem Ladeetui auf. Um Kabelbruch zu vermeiden, wickeln Sie das Ladekabel bitte nicht um das Gerät.

Laden des Geräts

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Stromkabel an ein USB-Netzwerk an.
3. Die Betriebsanzeige des Gerätes blinkt, während das Gerät aufgeladen wird.
4. Wenn Die Anzeigen nicht mehr blinken, ist das Gerät vollständig aufgeladen.
5. Ladezeit für 80 Betriebsminuten 3 Stunden.
6. Betreiben Sie das Gerät während der Ladezeit nicht.

Verwendung des Gerätes

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Betätigen Sie den Betriebsschalter, um den Modus auszuwählen, das Gerät schaltet mit jeder Betätigung der Taste zwischen Kühlen, Wärme und Wechsel um.
3. Halten Sie das Gerät auf die gewünschten Behandlungsbereiche auf Ihrem Gesicht.
4. Wechseln Sie die zu behandelnden Seiten Ihres Gesichts nach jedem Piepton.
5. Nach Ende der Behandlung piept das Gerät 3 Mal und schaltet sich aus.

Geräte-Modi

Modus	Anzeige	Funktion
Kühlen	Blaues Licht	Das Gerät kühlt und gibt alle 60 Sekunden einen Piepton ab, um anzuzeigen, wann die Seiten gewechselt werden müssen (2 Wiederholungen auf jeder Seite des Gesichts)
Wärme	Rotlicht	Das Gerät strahlt Wärme aus und gibt alle 60 Sekunden einen Piepton ab, um anzuzeigen, wann die Seiten gewechselt werden müssen (2 Wiederholungen auf jeder Seite des Gesichts)
Abwechselnd	Blaues und rotes Licht	Das Gerät wechselt zwischen dem Wärme- und Kühlmodus mit einem Piepton, um anzuzeigen, wann die Seiten gewechselt werden müssen (einmal auf jeder Seite des Gesichts)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 3 Modos: Frío, calor y alternante
- Batería recargable integrada



Batería baja

Cuando la batería esté baja, el dispositivo emitirá 3 pitidos y los LED parpadearán. Esto indica que tiene que cargar el producto.

Limpieza del dispositivo

Límpielo con un paño humedecido y séquelo bien después.

Guardar el dispositivo

Guarde el dispositivo dentro de su funda de carga. Para evitar roturas, no enrolle el cable alrededor del aparato.

Recarga del dispositivo

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Conecte el producto a una fuente de alimentación con USB mediante el cable suministrado para USB.
3. Los pilotos del producto emiten pulsaciones cuando el dispositivo se esté cargando.
4. Cuando el dispositivo está completamente cargado dejan de emitir pulsaciones.
5. Para usarlo 80 minutos, cárguelo durante 3 horas.
6. No use el dispositivo mientras se esté cargando.

Cómo usar el dispositivo

1. Encienda el dispositivo.
2. Pulse el botón de encendido para seleccionar el modo, el dispositivo alternará entre el modo frío, calor o alternante cada vez que lo pulse.
3. Ponga el dispositivo cerca de la(s) zona(s) de tratamiento requeridas de la cara.
4. Después de cada pitido alterne el lado de la cara que esté tratando.
5. Una vez acabado el tratamiento, el dispositivo emitirá 3 pitidos y se apagará.

Modos del dispositivo

Modo	Indicador	Función
Frío	Luz azul	El producto emitirá frío y reproducirá un pitido cada 60 segundos para indicar que debe cambiar de lado (2 repeticiones a cada lado de la cara).
Calor	Luz roja	El producto emitirá calor y reproducirá un pitido cada 60 segundos para indicar que debe cambiar de lado (2 repeticiones a cada lado de la cara).
Alternante	Luces azul y roja	El producto alternará los modos de calor y frío con un pitido para indicarle que debe cambiar de lado (una vez a cada lado de la cara).

FUNZIONI PRODOTTO

- 3 Modi: raffreddamento, riscaldamento, alternato
- Batteria ricaricabile integrata



Batteria scarica

Quando il livello di batteria è basso, il prodotto emetterà 3 segnali acustici e il LED lampeggerà. Il prodotto dovrà pertanto essere ricaricato.

Pulizia del dispositivo

Passare il dispositivo con un panno umido e asciugare con cura.

Custodia del dispositivo

Custodire il dispositivo nell'astuccio di ricarica. Per evitare rotture, non avvolgere il cavo di ricarica intorno al dispositivo.

Ricarica del dispositivo

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Collegare il prodotto a una presa di alimentazione USB usando l'apposito cavo fornito.
3. Durante la ricarica, le luci del prodotto lampeggeranno.
4. Una volta completata la ricarica, le luci smetteranno di lampeggiare.
5. Ricarica per 3 ore per 80 minuti di utilizzo.
6. Non usare il dispositivo durante la ricarica.

Utilizzo del dispositivo

7. Accendere il dispositivo.
8. Premendo il pulsante di accensione, si selezionerà il modo: raffreddamento, riscaldamento e alternato.
9. Tenere il dispositivo sul viso, nell'area che richiede il trattamento.
10. Al segnale acustico, alternare i lati del viso trattati.
11. A trattamento completato, il dispositivo emetterà 3 segnali acustici e si spegnerà.

Modalità dispositivo

Modo	Spia	Funzione
Raffreddamento	Luce blu	Il prodotto raffredderà emettendo un segnale acustico ogni 60 secondi per indicare quando cambiare lato (2 ripetizioni da ogni lato del viso)
Riscaldamento	Luce rossa	Il prodotto riscalderà emettendo un segnale acustico ogni 60 secondi per indicare quando cambiare lato (2 ripetizioni da ogni lato del viso)
Alternato	Luci blu e rossa	Il prodotto alternerà la funzione di riscaldamento e raffreddamento emettendo un segnale acustico quando cambiare lato (una volta per lato del viso)



HOMEDICS®
B E A U T Y

FKA Brands Ltd

Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

Customer Support: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk



IB-FHC300EU-0818-01