

Prima del primo utilizzo: Sfiatare l'apparecchio (#2): per motivi di produzione, nell'apparecchio è presente dell'aria, per sfiatare l'apparecchio, rimuovere il contenitore dell'acqua dall'apparecchio. Tenere chiusa con un dito la parte inferiore del tubo di ingresso e accendere l'apparecchio. Non appena si sente che il dito viene leggermente risucchiato, l'aria è uscita completamente. Spegnere l'apparecchio. L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

Inserimento e sostituzione della punta per l'irrigazione (#3) Mettere la punta per l'irrigazione sul connettore della punta per l'irrigazione. Tenere la punta e ruotare il connettore in senso orario per fissarlo.

Carica dell'apparecchio (#4-5)

- Caricare l'apparecchio tramite la porta USB-C e il cavo di ricarica in dotazione.
- Durante il processo di carica, ogni LED si accende e indica lo stato di carica percentuale di ciascun LED.
- Quando tutti i LED si accendono, l'apparecchio è completamente carico.
- Quando la batteria è scarica, tutti e 3 i LED si accendono contemporaneamente e lampeggiano. Indicano che la batteria è scarica e che è necessario caricare l'apparecchio.

Impostazioni di pressione e pulizia dell'orecchio (#5) Sono disponibili 3 diverse impostazioni di pressione per la pulizia. Livello di pressione bassa 1, Livello di pressione media 2, Livello di pressione alta 3

La nostra punta a triplo spruzzo dirige l'acqua ai lati del condotto uditivo per rimuovere delicatamente il cerume. Iniziare a sciocquare le orecchie con il livello di pressione 1. Una volta abituati, si può passare al livello 2 e così via. Per la pulizia generale delle orecchie, il livello di pressione 1 è sufficiente e può essere utilizzato 2 volte alla settimana sotto la doccia su un lavandino. Nella maggior parte dei casi, 10-15 secondi sono sufficienti per rimuovere lo sporco. Per rimuovere l'acqua in eccesso dal condotto uditivo, inclinare la testa verso l'orecchio per far defluire l'acqua residua. Tirate delicatamente il lobo dell'orecchio per raddrizzare il condotto uditivo in modo che l'acqua possa defluire. Asciugare l'orecchio con un asciugamano morbido.

Rimozione e pulizia del serbatoio dell'acqua (#6)

- Estrarre il contenitore dall'unità principale.
- Rimuovere il contenitore e lavarlo all'interno e all'esterno con un detergente delicato e acqua calda.
- Asciugare l'esterno del contenitore con un panno asciutto e lasciarlo asciugare all'aria all'interno.

Uso (#7-10)

- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, sciocquare e lasciare asciugare all'aria il serbatoio dell'acqua.
- Caricare l'apparecchio tramite il cavo USB-C.
- Riempire il serbatoio con acqua. UTILIZZARE SOLO ACQUA CALDA!!! Aprire lo sportello di accesso rapido e riempire con acqua calda (temperatu corporea).
- Sollevere il braccio.
- Impostare la pressione (per il primo utilizzo si consiglia di iniziare con un'impostazione bassa).
- Inserire delicatamente la punta per l'irrigazione nel condotto uditivo.
- Premere il tasto di accensione/spengimento, per avviare la pompa dell'acqua. Quando si sciocqua l'orecchio destro, inclinare la testa verso destra in modo da far defluire l'acqua e la secrezioni auricolari. Quando si sciocqua l'orecchio destro, inclinare la testa verso destra in modo da far defluire l'acqua e la secrezioni auricolari.
- Usare sotto la doccia o tenere il vassoio in dotazione sotto l'orecchio perraccogliere l'acqua che scorre. (Se utilizzato nella doccia, non è necessaria la vaschetta).
- Una volta finito, spegnere l'apparecchio e svuotare l'acqua rimasta nel serbatoio dell'acqua.

Dati tecnici:

Input: 5V← 1A
Batteria: 3,7V← 2000mAh 7,4Wh

NI
WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSISTRUCTIES
• Lees voordat aan het gebruik alle aanwijzingen. Gebruik dit product uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt aangeduid of zoals door uw arts geadviseerd.
Raadpleeg voor gebruik uw arts als u lijdt aan een oorandoening.
• NIET GEBRUIKEN als u buisjes in uw trommelvlies heeft, een ooroperatie heeft ondergaan, als u vermoedt dat bijv. uw trommelvlies is gereperfeerd of als u een oorontsteking heeft. Raadpleeg uw KNO-arts.
• Gebruik voor de verwijdering van oorsmeer alleen warm water (op lichaamstemperatuur). Maak geen gebruik van koud of heet water, wat dit kan leiden tot dooizeligheid.
• U hoeft geen gebruik te maken van zoutoplossing of steriel water.
• Staak het gebruik onmiddellijk als er prikkeling, bloeding of ander letsel in de gehoorgang optreden.
• Tijdens het gebruik kan er hard geluid en druk ontstaan. Dit is te verwachten een normaal. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als u op een bepaald moment tijdens het gebruik pijn ondervindt.
• Waterdichte IPX 5 - kan onder de douche worden gebruikt.
• Dit apparaat dient niet gebruikt te worden door kinderen
• Buiten bereik van kinderen bewaren. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en laat ze er niet mee spelen. Dit product is geen speelgoed. Gooi het apparaat onmiddellijk weg als het beschadigd is.
• Apparaten mogen worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Voor het eerste gebruik: Apparaat ontluhten (#2):

om productieredenen zit er wat lucht in het apparaat, om het apparaat te ontluhten trek u het waterreservoir uit het apparaat. Houd de onderkant van de inlaatslang met een vinger dicht en schakel het apparaat in. Zodra u voelt dat u vinger lichtjes naar binnen wordt gezogen, is de lucht volledig ontsnapt. Schakel het apparaat uit. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

NO
WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSISTRUCTIES
• Lees voordat aan het gebruik alle aanwijzingen. Gebruik dit product uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt aangeduid of zoals door uw arts geadviseerd.
Raadpleeg voor gebruik uw arts als u lijdt aan een oorandoening.
• NIET GEBRUIKEN als u buisjes in uw trommelvlies heeft, een ooroperatie heeft ondergaan, als u vermoedt dat bijv. uw trommelvlies is gereperfeerd of als u een oorontsteking heeft. Raadpleeg uw KNO-arts.
• Gebruik voor de verwijdering van oorsmeer alleen warm water (op lichaamstemperatuur). Maak geen gebruik van koud of heet water, wat dit kan leiden tot dooizeligheid.
• U hoeft geen gebruik te maken van zoutoplossing of steriel water.
• Staak het gebruik onmiddellijk als er prikkeling, bloeding of ander letsel in de gehoorgang optreden.
• Tijdens het gebruik kan er hard geluid en druk ontstaan. Dit is te verwachten een normaal. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als u op een bepaald moment tijdens het gebruik pijn ondervindt.
• Waterdichte IPX 5 - kan onder de douche worden gebruikt.
• Dit apparaat dient niet gebruikt te worden door kinderen
• Buiten bereik van kinderen bewaren. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en laat ze er niet mee spelen. Dit product is geen speelgoed. Gooi het apparaat onmiddellijk weg als het beschadigd is.
• Apparaten mogen worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSISTRUCTIES

• Lees voordat aan het gebruik alle aanwijzingen. Gebruik dit product uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt aangeduid of zoals door uw arts geadviseerd.

Raadpleeg voor gebruik uw arts als u lijdt aan een oorandoening.

• NIET GEBRUIKEN als u buisjes in uw trommelvlies heeft, een ooroperatie heeft ondergaan, als u vermoedt dat bijv. uw trommelvlies is gereperfeerd of als u een oorontsteking heeft. Raadpleeg uw KNO-arts.

• Gebruik voor de verwijdering van oorsmeer alleen warm water (op lichaamstemperatuur). Maak geen gebruik van koud of heet water, wat dit kan leiden tot dooizeligheid.

• U hoeft geen gebruik te maken van zoutoplossing of steriel water.

• Staak het gebruik onmiddellijk als er prikkeling, bloeding of ander letsel in de gehoorgang optreden.

• Tijdens het gebruik kan er hard geluid en druk ontstaan. Dit is te verwachten een normaal. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als u op een bepaald moment tijdens het gebruik pijn ondervindt.

• Waterdichte IPX 5 - kan onder de douche worden gebruikt.

• Dit apparaat dient niet gebruikt te worden door kinderen

• Buiten bereik van kinderen bewaren. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en laat ze er niet mee spelen. Dit product is geen speelgoed. Gooi het apparaat onmiddellijk weg als het beschadigd is.

• Apparaten mogen worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Voor het eerste gebruik: Apparaat ontluhten (#2):

om productieredenen zit er wat lucht in het apparaat, om het apparaat te ontluhten trek u het waterreservoir uit het apparaat. Houd de onderkant van de inlaatslang met een vinger dicht en schakel het apparaat in. Zodra u voelt dat u vinger lichtjes naar binnen wordt gezogen, is de lucht volledig ontsnapt. Schakel het apparaat uit. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

PL
WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSISTRUCTIES
• Lees voordat aan het gebruik alle aanwijzingen. Gebruik dit product uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt aangeduid of zoals door uw arts geadviseerd.
Raadpleeg voor gebruik uw arts als u lijdt aan een oorandoening.
• NIET GEBRUIKEN als u buisjes in uw trommelvlies heeft, een ooroperatie heeft ondergaan, als u vermoedt dat bijv. uw trommelvlies is gereperfeerd of als u een oorontsteking heeft. Raadpleeg uw KNO-arts.
• Gebruik voor de verwijdering van oorsmeer alleen warm water (op lichaamstemperatuur). Maak geen gebruik van koud of heet water, wat dit kan leiden tot dooizeligheid.
• U hoeft geen gebruik te maken van zoutoplossing of steriel water.
• Staak het gebruik onmiddellijk als er prikkeling, bloeding of ander letsel in de gehoorgang optreden.
• Tijdens het gebruik kan er hard geluid en druk ontstaan. Dit is te verwachten een normaal. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als u op een bepaald moment tijdens het gebruik pijn ondervindt.
• Waterdichte IPX 5 - kan onder de douche worden gebruikt.
• Dit apparaat dient niet gebruikt te worden door kinderen
• Buiten bereik van kinderen bewaren. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en laat ze er niet mee spelen. Dit product is geen speelgoed. Gooi het apparaat onmiddellijk weg als het beschadigd is.
• Apparaten mogen worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Plaatens en omwisselen van het spoeluiteinde (#3)

Zet het spoeluiteinde op de aansluiting van de spoeluiteinden. Houd hierbij het uiteinde vast en draai de aansluiting met de klok mee om het vast te zetten.

Opladen van het apparaat (#4-5)

- Laad het apparaat op via de USB-C-aansluiting en de meegeleverde oplaadkabel.
- Tijdens het opladen gaat elk LED branden om het oplaadpercentage per led aan te duiden.
- Als alle leds branden, is het apparaat volledig opgeladen.
- Bij een lage batterijstand gaan alle 3 de leds gelijktijdig branden en knipperen. Dat geeft aan dat de batterij zwak is en het apparaat opgeladen moet worden.

Drukinstellingen en oorreiniging (#5)

Er zijn 3 verschillende drukinstellingen om te reinigen.

Laag - drukstand 1
Medium - drukstand 2
Hoog - drukstand 3

Ons drievoudige sproei-uiteinde leidt het water langs de wanden van de gehoorgang om het oorsmeer zacht te verwijderen. Begin met de oorspoeling op drukstand 1. Zodra u hieraan gewend bent, kunt u verdergaan op drukstand 2 enz. Voor de algemene oorreiniging is drukstand 1 voldoende en kan tweemaal per week onder de douche of boven de wastafel worden gebruikt. In de meeste gevallen is 10-15 seconden voldoende om het vuil te verwijderen. Om het overtollige water uit de gehoorgang te verwijderen buigt u uw hoofd naar de richting van het oor om de waterrest uit het oor te laten lopen. Trek voorzichtig aan uw oorlel om de gehoorgang recht te zetten zodat het water naar buiten kan lopen. Droog uw oor af met een zachte handdoek.

Verwijderen en reinigen van het waterreservoir (#6)

- Trek het reservoir uit de basisseenheid.
- Neem het reservoir uit en reinig het van binnen en buiten met een mild reinigingsmiddel en warm water.
- Droog het reservoir van buiten af met een droge doek en laat de binnenkant aan de lucht drogen.

Gebruik (#7-10)

- Spoel het apparaat voor het eerste gebruik af en laat het waterreservoir aan de lucht drogen.
- Laat het apparaat op met de USB-C-kabel.
- Vul het waterreservoir met water. UITSLUTEND WARM WATER GEBRUIKEN!!! Open de dop voor sneltoegang en vul met warm water (op lichaamstemperatuur).
- Doe de arm omhoog.
- Stel de druk in (bij het eerste gebruik raden wij aan met de laagste stand te beginnen).
- Breng het spoeluiteinde behoedzaam in de gehoorgang.
- Druk op de aan/uit-knop om de waterpomp te starten. Als u uw rechteroor spoelt, buig uw hoofd dan naar rechts om het water en oorvul naar buiten te laten lopen. Wenn Sie Ihr linkes Ohr spülen, neigen Sie Ihren Kopf nach links, damit Wasser und Öhrensekret herausfließen.
- Gebruiken onder de douche of de meegeleverde opvangbakje onder het oor houden om het naar buiten lopende water op te vangen. (Bij gebruik onder de douche is geen opvangbakje nodig).
- Schakel na gebruik het apparaat uit en leeg het resterende water uit het waterreservoir.

Technische gegevens:

Invoer: 5V← 1A
Batterij: 3,7V← 2000mAh 7,4Wh

HU
FIGYELMEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Kérjük, a készülék használatá előtt olvasson el minden útmutatást. Ezt a terméket csak a jelen útmutatóban leírt vagy az orvosa által javasolt módon használja.
• Használat előtt konzultáljon orvosával, ha már felbetegségben szenved.
• NE HASZNÁLJA, ha dobörgéskanálje (dobhártyán áthatoló kanülje) van, fülműtéten esett át, ha gyanítja, hogy dobhártyája perforált, vagy ha fülgyulladás van. Kérje ki fül-orr-gégész orvosa tanácsát.
• A fülzsír eltávolításához csak (testhőmérsékletű) meleg vizet használjon. Ne használjon hideg vagy forró vizet, mert az szédülést okozhat.
• Konyhásoldat vagy steri víz használata nem szükséges.
• A készülék használatát azonnal hagyja abba, ha irritációk, vérzés vagy más hallójáratí károsodást észel.
• Használat közben hangos zaj és nyomás léphet fel. Ez várható és természetes jelenség. Ha a készülék használatá során bármikor fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a fül tisztítását, és forduljon orvoshoz.
• Vizilóg IPX 5 - zuhany alatt is használható.
• Ez a készülék gyermekem nem használható!
• Mindig tartsa gyermekétől távol. A készülékkel vagy annak közelében gyermekek nem játszhatnak. A termék nem gyerekek kezbe való játék. Ha a termék megsérül, azonnal dobja ki.
• A készülékkel csakként fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy a szükséges ismeretekkel és/vagy tapasztalattal nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatáról tájékoztatást kaptak, és megértették az ezzel kapcsolatos veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékek.

IT
WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSISTRUCTIES
• Lees voordat aan het gebruik alle aanwijzingen. Gebruik dit product uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt aangeduid of zoals door uw arts geadviseerd.
Raadpleeg voor gebruik uw arts als u lijdt aan een oorandoening.
• NIET GEBRUIKEN als u buisjes in uw trommelvlies heeft, een ooroperatie heeft ondergaan, als u vermoedt dat bijv. uw trommelvlies is gereperfeerd of als u een oorontsteking heeft. Raadpleeg uw KNO-arts.
• Gebruik voor de verwijdering van oorsmeer alleen warm water (op lichaamstemperatuur). Maak geen gebruik van koud of heet water, wat dit kan leiden tot dooizeligheid.
• U hoeft geen gebruik te maken van zoutoplossing of steriel water.
• Staak het gebruik onmiddellijk als er prikkeling, bloeding of ander letsel in de gehoorgang optreden.
• Tijdens het gebruik kan er hard geluid en druk ontstaan. Dit is te verwachten een normaal. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als u op een bepaald moment tijdens het gebruik pijn ondervindt.
• Waterdichte IPX 5 - kan onder de douche worden gebruikt.
• Dit apparaat dient niet gebruikt te worden door kinderen
• Buiten bereik van kinderen bewaren. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en laat ze er niet mee spelen. Dit product is geen speelgoed. Gooi het apparaat onmiddellijk weg als het beschadigd is.
• Apparaten mogen worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

ES
WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSISTRUCTIES
• Lees voordat aan het gebruik alle aanwijzingen. Gebruik dit product uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt aangeduid of zoals door uw arts geadviseerd.
Raadpleeg voor gebruik uw arts als u lijdt aan een oorandoening.
• NIET GEBRUIKEN als u buisjes in uw trommelvlies heeft, een ooroperatie heeft ondergaan, als u vermoedt dat bijv. uw trommelvlies is gereperfeerd of als u een oorontsteking heeft. Raadpleeg uw KNO-arts.
• Gebruik voor de verwijdering van oorsmeer alleen warm water (op lichaamstemperatuur). Maak geen gebruik van koud of heet water, wat dit kan leiden tot dooizeligheid.
• U hoeft geen gebruik te maken van zoutoplossing of steriel water.
• Staak het gebruik onmiddellijk als er prikkeling, bloeding of ander letsel in de gehoorgang optreden.
• Tijdens het gebruik kan er hard geluid en druk ontstaan. Dit is te verwachten een normaal. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als u op een bepaald moment tijdens het gebruik pijn ondervindt.
• Waterdichte IPX 5 - kan onder de douche worden gebruikt.
• Dit apparaat dient niet gebruikt te worden door kinderen
• Buiten bereik van kinderen bewaren. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en laat ze er niet mee spelen. Dit product is geen speelgoed. Gooi het apparaat onmiddellijk weg als het beschadigd is.
• Apparaten mogen worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het toestel en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Első használat előtt: A készülék légtelenítése (#2):

A gyártástechnológiai okokból a készülékben némi levegő található. A készülék légtelenítéséhez húzza ki a víztartályt a készülékből. Ugyanjjel tartsa lezárva a bemeneti tömlőt alsó felén lévő lyukak, és kapcsolja be a készüléket. Amint érzik, hogy a tömlővég az ujját kissé beszívja, a levegő teljesen eltávozott a készülékből. Kapcsolja ki a készüléket. A készülék használatra kész.

A tisztítófej behelyezése és cseréje (#3)

A tisztítófejet helyezze rá a tisztítófej-csatlakozóra. Erősen tartsa meg a fejet, a rögzítéshez pedig forgassa el a csatlakozót az óramutató járásával megegyező irányba.

A készülék feltöltése (#4-5)

- Töltse fel a készüléket a USB-C-csatlakozó és a csomagban található töltőkábel segítségével.
- A töltési folyamat során minden LED kigyullad, és százalékos értékben mutatja meg az egyes LED-ek töltöttségi állapotát.
- Amikor az összes LED világít, a készülék teljesen fel is van töltve.
- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, mind a 3 LED egyszerre világít és villog. Azt jelzik, hogy az akkumulátor lemerült, és a készüléket fel kell tölteni.

Nyomásbeállítások és fültisztítás (#5)

A fülék tisztításához 3 különböző nyomásbeállítás áll rendelkezésre.

Alacsony - 1. nyomásfokozat
Középs - 2. nyomásfokozat
Magas - 3. nyomásfokozat

A háromdarabos tisztítófej a fülzsír finom eltávolítása érdekében a vizet a hallójáratl oldalaira irányítja. A fül tisztítását kezdje el az 1. nyomásfokozaton. Miután ezt megszünteti, továbbléphet a 2. fokozatra, és így tovább. Az általános fültisztításhoz elegendő az 1. nyomásfokozat, amelyel a készülék hetente 2 alkalommal használható a zuhany alatt vagy a mosdókagyló fölött. A legtöbb esetben 10-15 másodperc elegendő a szennyeződések eltávolításához. A felesleges viznek a hallójáratból történő eltávolítása érdekében döntse fejjel a fülé irányába, hogy a fülében maradt víz elfolyhasson. Hallójáratra kiegyenesítéséhez finoman húzza meg a fültömpáját, hogy a víz elfolyhasson. Fülét puha törülközővel törölje szárazra.

A víztartály eltávolítása és tisztítása (#6)

- Vegye ki a tartályt a központi gépegységéből.
- Vegye ki a tartályt, és kívül-belül emyhé hatási mosószerrel és meleg vízzel mossa el.
- A tartályt külsőjét száraz ruhával törölje szárazra, a belsejét pedig levegőn hagyja megszáradni.

Alkalmazás (#7-10)

- Első használat előtt öblítse le a készüléket, és hagyja levegőn megszáradni a víztartályt.
- Töltse fel a készüléket az USB-C-kábel segítségével.
- Töltse fel a víztartályt. KIZÁRÓLAG MELEG VIZET HASZNÁLJON!!! Nyissa fel a gyors hozzáférést biztosító zárközpokot, és töltse fel (testhőmérsékletű) meleg vízzel.
- Emelje meg a kart.
- Állítsa be a nyomást (első használatkor ajánlatos alacsony fokozattal kezdeni).
- A tisztítófejet óvatosan vezesse be a hallójáratba.
- A vízzárvítály elindításához nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot. A jobb fül kiültetésekor döntse jobbra a fejt, hogy a víz és a fültöltődék kifolyjon. A bal fül kiültetésekor döntse balra a fejt, hogy a víz és a fültöltődék kifolyjon.

8. Használja a zuhany alatt, vagy tartsa a csomagban található felfüggedényt a fülé alá, hogy felfogja a kifolyó vizet. (Zuhany alatt történő használat esetén felfüggedényre nincs szükség).

9. Ha elkészült a fülék megtisztításával, kapcsolja ki a készüléket, és irtse ki a víztartályban megmaradt vizet.

Műszaki adatok:

Bemenet: 5V← 1A
Akkumulátor: 3,7V← 2000mAh 7,4Wh

CZ
WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSISTRUCTIES
• Lees voordat aan het gebruik alle aanwijzingen. Gebruik dit product uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt aangeduid of zoals door uw arts geadviseerd.
Raadpleeg voor gebruik uw arts als u lijdt aan een oorandoening.
• NIET GEBRUIKEN als u buisjes in uw trommelvlies heeft, een ooroperatie heeft ondergaan, als u vermoedt dat bijv. uw trommelvlies is gereperfeerd of als u een oorontsteking heeft. Raadpleeg uw KNO-arts.
• Gebruik voor de verwijdering van oorsmeer alleen warm water (op lichaamstemperatuur). Maak geen gebruik van koud of heet water, wat dit kan leiden tot dooizeligheid.
• U hoeft geen gebruik te maken van zoutoplossing of steriel water.
• Staak het gebruik onmiddellijk als er prikkeling, bloeding of ander letsel in de gehoorgang optreden.
• Tijdens het gebruik kan er hard geluid en druk ontstaan. Dit is te verwachten een normaal. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als u op een bepaald moment tijdens het gebruik pijn ondervindt.
• Waterdichte IPX 5 - lze používat pod sprchou.
• Tento přístroj nesmí být používán dětmi.
• Vždy ho uchovávejte tak, aby byl nedostupný pro děti. Nenechávejte děti v blízkosti přístroje nebo si s ním hrať. Přístroj není hračka.
• Pokud je produkt poškozen, ihned ho prosím vyhoďte.
• Přístroje mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly instruovány o bezpečném používání přístroje a byly obeznámeny se z toho plnými bezpečnostními. Děti si s přístrojem nesmí hrát.

• Pokud již trpíte usním onemocněním, předem konzultujte použití se svým lékařem.

• NEPOUŽÍVEJTE, pokud máte Paukenovnu trubičku (Tympanostomická trubička), operované ucho, máte podezření na perforaci bubinku, resp. pokud trpíte usním infekcí. Konzultujte prosím se svým ORL lékařem.

• K odstraňování ušního mazu používejte jen teplou vodu (tělesná teplota). Nepoužívejte studenou nebo horkou vodu, protože to může vést k pocitům závratě.

• Není potřebné používat roztoku kuchyňské soli nebo sterilizovanou vodu.

• Při výskytu podráždění, krvácení nebo jiných poruchách sluchovou přerušeno okamžitě přerušete.

• Během používání mohou být vnímany hlasité zvuky a tlak. To lze očekávat a je to normální. Pokud v některém okamžiku během použití pocítíte bolest, ihned přestaňte a vyhleďte lékaře.

• Vodotěsný IPX 5 – lze používat pod sprchou.

• Tento přístroj nesmí být používán dětmi.

• Vždy ho uchovávejte tak, aby byl nedostupný pro děti. Nenechávejte děti v blízkosti přístroje nebo si s ním hrať. Přístroj není hračka.

• Pokud je produkt poškozen, ihned ho prosím vyhoďte.

• Přístroje mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly instruovány o bezpečném používání přístroje a byly obeznámeny se z toho plnými bezpečnostními. Děti si s přístrojem nesmí hrát.

Před prvním použitím: Odvzdušnění přístroje (#2):

Z důvodu technologie výroby je v přístroji malé množství vzduchu. K odvzdušnění přístroje z něj vytáhněte nádržku na vodu. Přidržte vítrdní hadičk prstem dole a přístroj zapněte. Jakmile ucítíte, že je váš prst lehce nasávaný, došlo k úplnému vypuštění vzduchu. Vypněte přístroj. Přístroj je nyní připraven k použití.

Používání a výměni vylpachovací špičky (#3)

Nasaďte vylpachovací špičku na přípojku vylpachovacích špiček. Pevně držte špičku a k jejimu zajištění s ní otačteje ve směru hodinových ručiček.

Nabití přístroje (#4-5)

- Nabijte přístroj přes přípojku USB-C pomocí dodaného nabíjecího kabelu.
- Během nabíjení se rozsvítí všechny LED a zobrazují procentuální stav nabití jednotlivých LED.
- Když svítí všechny LED, je přístroj úplně nabitý.
- Při nízkém stavu nabití baterie svítí všechny 3 LED současně a blikají. Tim indikují, že baterie slabá a je nutné nabít přístroj.

Nastavení tlaku & čištění uší (#5)

Jsou k dispozici 3 různá nastavení tlaku pro čištění.

Nízké - stupeň tlaku 1
Střední - stupeň tlaku 2
Vysoký - stupeň tlaku 3

Třířádní vylpachovací špička vede vodu na strany sluchovodu k jemnému odstranění ušního mazu. Vylpachování ucha začněte na stupni tlaku 1. Jakmile si na něj zvyknete, přejděte na stupeň 2 atd. Pro běžné čištění uší je dostatečný stupeň tlaku 1 a může být používán 2 krát týdně ve sprše nebo nad umyvadlem. Ve většině případů dostatek k odstranění nečistot 10-15 sekund. K odstranění přebytečné vody ze sluchovodu nakloňte hlavu ve směru ucha, aby mohla zbývající voda vytéct. K narovnaní sluchovodu a umožnění vytěčení vody opatrně zatáhnete za svůj ušní lalůček. Osušte ucho měkkým ručníkem.

Vymytí & čištění nádržky na vodu (#6)

- Stáhněte nádobku z hlavní jednotky.
- Vyjměte nádobku a omyjte ji zevnitř i venku jemným mycím prostředkem a teplou vodou.
- Nádobku zevně ořtře suchou utěrkou a nechte ji zevnitř uschnout na vzduchu.

Použití (#7-10)

- Před prvním použitím přístroje ho vypláchněte a nechte vodní nádržku uschnout na vzduchu.
- Nabijte přístroj pomocí kabelu USB-C.
- Naplněte nádržku na vodu. POUŽÍVAJTE JEN TEPLOU VODU!!! Otevřete klapku rychlého přístupu a naplňte teplou vodou (tělesná teplota).
- Zdvihněte paži.
- Nastavte tlak (při prvním použití se doporučuje začít nastavením nízkého tlaku).
- Opatrně zavste vylpachovací špičku do zvukovodu.
- Ke spuštění čerpadla vodí stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Při vylpachování vašeho pravého ucha nakloňte hlavu doprava, aby mohla vytéct voda a ušní sekret. Při vylpachování vašeho levého ucha nakloňte hlavu doleva, aby mohla vytéct voda a ušní sekret.
- Používejte ve sprše nebo držte pod uchem dodanou záchrannou miskú, aby byla zachycena vytékající voda. (při použití ve sprše není potřebná miska).
- Když jste hotoví, přístroj vypněte a vyprázdněte zbývající vodu z nádobky na vodu.

Technické údaje:

Vstup: 5V← 1A
Baterie: 3,7V← 2000mAh 7,4Wh

SK
WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDSISTRUCTIES
• Lees voordat aan het gebruik alle aanwijzingen. Gebruik dit product uitsluitend zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt aangeduid of zoals door uw arts geadviseerd.
Raadpleeg voor gebruik uw arts als u lijdt aan een oorandoening.
• NIET GEBRUIKEN als u buisjes in uw trommelvlies heeft, een ooroperatie heeft ondergaan, als u vermoedt dat bijv. uw trommelvlies is gereperfeerd of als u een oorontsteking heeft. Raadpleeg uw KNO-arts.
• Gebruik voor de verwijdering van oorsmeer alleen warm water (op lichaamstemperatuur). Maak geen gebruik van koud of heet water, wat dit kan leiden tot dooizeligheid.
• U hoeft geen gebruik te maken van zoutoplossing of steriel water.
• Staak het gebruik onmiddellijk als er prikkeling, bloeding of ander letsel in de gehoorgang optreden.
• Tijdens het gebruik kan er hard geluid en druk ontstaan. Dit is te verwachten een normaal. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts als u op een bepaald moment tijdens het gebruik pijn ondervindt.
• Waterdichte IPX 5 - lze používat pod sprchou.
• Tento přístroj nesmí být používán dětmi.
• Vždy ho uchovávejte mimo dosahu dětí. Nedovtejte deřom hrať sa s týmto prístrojom alebo v jeho blízkosti. Toto nie je hračka pre deti. Ak sa

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si prečítajte všetky pokyny. Prístroj používajte iba podľa pokynov v tomto návode alebo