

# auronic

## MASSAGE PISTOOL MINI

---


NL - Handleiding - Massage Pistoel Mini

EN - User manual - Massage Gun Mini

FR - Manuel d'utilisation - Pistolet de massage Mini

Model/Modèle:

AU3216



Lees de instructies - Please read the manual -

Veillez lire ce mode d'emploi

## Index

<b>NL – Handleiding</b>	<b>3</b>
Waarschuwingen en veiligheidsinstructies	4
Ontvangen van verzending	11
Producteigenschappen	12
Instructies voor gebruik	14
Onderhoud en reiniging	16
Opslag	16
Weggooiën - recyclen , Service en garantie, Disclaimer	17
<b>EN – User manual</b>	<b>18</b>
Warnings and Safety Instructions	19
Receiving your shipment	25
Product features	26
Operating instructions	28
Maintenance and cleaning	30
Storage	30
Disposal - recycle, Service and warranty, Disclaimer	31
<b>FR – Manuel d'utilisation</b>	<b>32</b>
Avertissements et consignes de sécurité	33
Recevoir la livraison	41
Contenu de la boîte	41
Caractéristiques du produit	42
Instructions d'utilisation	45
Entretien et nettoyage, Stockage, Élimination - recyclage	47
Service et garantie	48
Clause de non-responsabilité	48

## NL – Handleiding

### INTRODUCTIE

---

Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via e-mail: [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl)

#### Beoogd gebruik

Dit product is een elektronisch apparaat dat bedoeld is om het hele lichaam te masseren. Het is niet bedoeld voor gebruik op het hoofd, gezicht of genitale gebieden. Niet geschikt voor toepassing op baby's of dieren. Kinderen of personen met een gebrek aan fysieke handigheid of mentale capaciteit mogen het product alleen gebruiken onder toezicht. Dit is een product dat bedoeld is voor gebruik privégebruik en niet voor commerciële of medische doeleinden.

Dit product is uitsluitend bestemd voor de doeleinden beschreven in de handleiding.

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan.

## WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

---



*Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!*

*Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!*

Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer je gebruik maakt van 'de Massage Pistool Mini', hierna te noemen 'het product'.

### Algemeen

- Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en eventuele stickers.
- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het product. Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product.

- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Dit kan schade aan het product aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Gebruik geen accessoires die niet aangeboden worden door de leverancier. Deze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het product beschadigen.
- Controleer voor elk gebruik de onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barsten/breuken) die het functioneren negatief kunnen beïnvloeden en vervang ze, als hiervan sprake is, door originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires.
- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raadpleeg onze klantenservice.
- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen.
- Houd het product uit de buurt van hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Stel het product niet een langere tijd bloot aan direct zonlicht, extreme temperaturen, vochtigheid of natte omgevingen.
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas in de buurt van of in het product.
- Houdt lang haar en spullen zoals dassen, sjaals, kettingen uit de buurt van het product. Dit kan vast komen te zitten en zorgen voor lichamelijk letsel en/of schade aan het product.

- Zorg voor vrije ruimte rond de motorbehuizing. Houd de ventilatieopeningen van de motorbehuizing vrij van stof en pluisjes om brand te voorkomen, stel ze nooit bloot aan vloeistoffen en ook niet aan ontvlambare materialen zoals kranten, servetten, theedoeken, etc.
- Het product is geschikt voor zowel gebruik binnenshuis als buitenshuis. Het product heeft een IPx3 waarde, houdt daar rekening mee bij gebruik van het product.

## Personen

- Het product is niet geschikt voor dieren.
- Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Laat huisdieren of kleine kinderen niet op het netsnoer kauwen om een elektrische schok te voorkomen.
- Laat kinderen niet met het product spelen. Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
- Plaats het product buiten bereik van (huis)dieren.
- Gebruik het product niet als je moe bent, medicijnen ingenomen hebt of alcohol gedronken hebt. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen. Het reinigen en onderhouden van het product mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Het product mag gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.

## Medisch gebruik

- Als je pijn of ongemakken ervaart tijdens gebruik van het product, stop dan direct en raadpleeg je arts.
- Dit product dient niet als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut. Chronische klachten kunnen verergeren.
- Raadpleeg een arts voordat je het product gebruikt als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt.
- Gebruik het product niet als je problemen met je bloedsomloop hebt en gebruik het product niet op plekken die gevoelig zijn voor hitte. Dit kan leiden tot brandwonden!
- Gebruik het product niet of raadpleeg een arts: als je zwanger bent; als je een pacemaker of andere elektronische implantaten hebt; kunstgewrichten, een hoge bloeddruk, hartklachten; cerebrale atherosclerose, cerebrale trombose, botbreuken, kwaadaardige tumoren, circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid, ontsteking van de aderen, geelzucht, diabetes, zenuwafwijkingen, acute ontstekingen of andere gezondheidsproblemen hebt; tijdens of direct na grote inspanningen; direct na het douchen, het nemen van een bad, of na de sauna; als je alcohol hebt gedronken; tijdens of direct na het eten; als je koorts hebt; als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt; als je een of meer van de volgende aandoeningen hebt: circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid, ontsteking van de aderen.
- Gebruik het product niet; op verbrande of gevoelige huid; gezwollen of ontstoken gebieden; gebieden met een slechte circulatie, kapotte of gewonde huid, blauwe plekken of huidirritaties; op bewusteloze of slapende mensen; geruime tijd op dezelfde plek, in bed. Dit kan klachten of pijn veroorzaken.

## Gebruik

- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Raak het product en het stroomsnoer niet met natte handen aan. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussens of dekens op het product of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.
- Steek geen vingers of objecten in het product als hij aanstaat. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Houd je vingers en haar uit de buurt van de roterende onderdelen als het product aanstaat. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Steek nooit vingers, andere lichaamsdelen, potloden of andere objecten in het product als de stekker in het stopcontact zit. Dit kan persoonlijk letsel en schade aan het product veroorzaken.
- Houd het product uit de buurt van extreme warmtebronnen of direct zonlicht.
- Laat het product nooit onbeheerd als hij in gebruik is.
- Gebruik het product niet langer dan 3 minuten op dezelfde plek en niet meer dan 30 minuten achter elkaar. Stop het gebruik direct als er schaafwonden of andere ongemakken ontstaan.
- Gebruik het product niet op een natte huid. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.



## Elektra

- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het product dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Als het oppervlak van het product gebarsten is, zet dan het product uit om een elektrische schok te voorkomen.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het product dan niet en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Dompel het product, de stroomkabel of de stekker niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Gebruik en bewaar het product zo dat de kabels niet beschadigd kunnen raken.
- Gebruik het product niet als je vermoedt dat de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, om een elektrische schok te voorkomen. Een beschadigde stroomkabel of stekker moeten gerepareerd of vervangen worden door een professional (een geautoriseerde distributeur).
- Haal de stekker uit het stopcontact en zet het product uit wanneer je het product niet gebruikt en voordat je het product schoonmaakt.
- Haal de stekker van het product niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Komt er zwarte rook uit het product, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact. Wacht tot de rook weg is voordat je de inhoud van het product verwijdert en neem contact op met onze klantenservice.
- Laat de kabel(s) niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.

- Leg de kabel(s) niet op warme oppervlakken of in de buurt van olie.
- Stop de kabel(s) niet onder tapijten of dekens. Zorg ervoor dat de kabel nooit in een wandelgang ligt.
- Verplaats het product niet door aan het snoer te trekken en draai het snoer niet.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel(s) struikelt en dat de kabel(s) niet geknakt of gedraaid is(/zijn), of vastzit(ten).

## Batterij/Accu

- Als het batterij-/accupakket lekt, contacteer dan jouw lokale gemeente of de huiselijk afval ophaalservice voor informatie hoe je deze het beste kunt weggooien.
- Breek het batterij-/accupakket niet en haal deze niet uit elkaar.
- Controleer het batterij-/accupakket altijd op tekenen van schade of lekken voordat je het product gebruikt. Laad beschadigde of lekkende batterij-/accupakketten niet op.
- De lader is ontworpen voor een specifieke spanning. Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.
- De levensduur van de accu kan het beste gewaarborgd worden door het product pas op te laden als de batterij leeg is. Probeer tussentijdse oplaadmomenten te voorkomen.
- Gooi batterijen/accu's niet bij het huisvuil. Batterijen/accu's bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.
- Gooi geen batterijen/accu's in het vuur. Probeer batterijen/accu's niet te pletten, te doorboren of op een andere manier uit elkaar te halen, om welke reden dan ook.

- Warm het batterij-/accupakket niet op en plaats het niet in de buurt van een warmtebron.
- Laad het product volledig op voordat je het voor de eerste keer gebruikt. Dit kan een paar uur duren.

## **ONTVANGEN VAN VERZENDING**

---

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

### **Inhoud verpakking**

Auronic Massage Pistool Mini – Siliconenkoppen – Model AU3216 – EAN 8720195258353


### **Bijgevoegde accessoires**

- 1x Handleiding
- 3x Siliconen opzetstuk
- 1x EVA-opzetstuk
- 1x USB-A naar USB-C oplaadkabel
- 1x Koffer

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

### Productoverzicht

1. Opzetstuk
2. Handgreep
3. Snelheidsindicatie
4. Batterij-indicatie
5. Aan/uitknop en snelheidsknop
6. USB-C oplaadpunt
7. Opzetstuk: Bal
8. Opzetstuk: U-vorm
9. Opzetstuk: Kogel
10. Opzetstuk: Plat



## Technische data

Afmeting	9,4 x 4,3 x 13,7 cm
Gewicht	470 g
Kleur	Metallic grijs
Materiaal	Aluminium legering en ABS plastic
Snoerlengte	30 cm
Spanning	Max. 8.4V 6A
Vermogen	Max. 14.8kWh
Stroomverbruik	180kWh
Ingangsspanning	5V  2A
Uitgangsspanning	Max. 7.4V
Snelheid	2000 - 3200 RPM
Gebruiksduur	8 - 9 uur
Accu type	Oplaadbare 18650 Lithium accu
Accucapaciteit	2000mAh (2x)
Vervangbare accu	Nee
Accu levensduur	300 keer gebruiken
Oplaadtijd	±3 uur (bij een volledige lading)
Geluidsniveau	45dB
Drukvermogen	Max. 10 kg

IP-waarde	IPx3
Bedrijfstemperatuur	5°C tot 40°C
Opslagtemperatuur	5°C tot 40°C
Bedrijfsvochtigheid	≤80%
Opslagvochtigheid	≤80%
Oververhittingsbeveiliging	Ja

### Overige eigenschappen

- Met 5 instelbare snelheden: 2000/2500/3000/3200 RPM en een AI-stand (hoe harder je drukt, hoe sneller hij gaat).
- Met 4 verschillende opzetstukken waarvan 3 siliconen.
- Kan op de laagste stand 8 tot 9 uur gebruikt worden.
- Schakelt na 10 minuten automatisch uit.
- Kan tot 6 mm diep masseren.
- Kan ook met massageolie gebruikt worden.
- Inclusief een opbergtas waar alle onderdelen in passen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

---

### Opladen

Om het product op te laden sluit je de USB-C stekker aan op het oplaadpunt van het product. De USB-A stekker sluit je aan op een daarvoor bestemde stopcontact of oplaadadapter. De oplaadadapter sluit je aan op een stopcontact.

- Rood licht knippert: het accuniveau is laag.
- Rood licht brandt: de accu is aan het opladen.
- Groen licht brandt: de accu is volledig opgeladen.

## Opzetstukken




*(De)Monteer nooit een opzetstuk wanneer het product aan staat!*

Het product heeft 4 verschillende opzetstukken die je op het product moet monteren voor gebruik:

- Bal: Voor het masseren van gevoelige en pijnlijke gebieden.
- U-vorm: Voor het masseren van de wervelkolom en de nek.
- Kogel: Gerichte massage zoals voor handen, voeten en knopen in de spieren.
- Plat: Voor het masseren van grote spiergroepen en algemeen gebruik.

## Gebruiken

1. Pak de gewenste opzetstuk en duw deze in het daarvoor bestemde gat in de handgreep.
2. Druk 2 seconden op de aan/uitknop om het product aan te zetten.
3. Druk herhaaldelijk op de snelheidsknop om de gewenste snelheid in te stellen. Standaard staat het product ingesteld op snelheidsstand 1. De snelheidsindicatie geeft aan wat de ingestelde snelheid is.
4. Houdt de massagekop (opzetstuk) op de gewenste spier en beweeg langzaam over je huid.
5. Druk 2 seconden op de aan/uitknop om het product uit te zetten.



Hoe hoger de snelheid, hoe hoger de intensiteit van de massage zal zijn. Hierbij een indicatie van de snelheden:

- Eén blauw licht: Voor het opwarmen van spieren of hele gevoelige spieren.
- Twee blauwe lichten: Voor het verzachten van vermoeide of pijnlijke spieren.
- Drie blauwe lichten: Voor het ontspannen van stijve spieren.
- Vier blauwe lichten: Voor het masseren van zeer stijve spieren of diep gespannen knopen.
- Vier scrollende blauwe lichten: Past automatisch de massagesterkte en -snelheid aan op basis van je drukkracht.

## **Automatische uitschakeling**

Het product zal in sommige situaties automatisch uitschakelen:

- Lage accu: Wanneer de spanning daalt tot 7.3V begint de rode indicator te knipperen. Het product wordt uitgeschakeld wanneer de spanning lager is dan 7V.
- Maximale gebruikerstijd: Het product stopt automatisch wanneer het 15 minuten continu gebruikt wordt. Om opnieuw te starten, druk je 2 seconden op de aan/uitknop en stel je de gewenste snelheid in door op de snelheidsknop te drukken.

## **ONDERHOUD EN REINIGING**

---

Reinig het product met een vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

## **OPSLAG**

---

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.



## **WEGGOOIEN – RECYCLEN**

---

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.

## **SERVICE EN GARANTIE**

---

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl)

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

## **DISCLAIMER**

---

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaaf van redenen.

## EN – User manual

### **INTRODUCTION**

---

Thank you for choosing a Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by e-mail: [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl)

#### **Intended use**

This product is an electronic device intended to massage the entire body. It is not intended for use on the head, face or genital areas. Not suitable for application to infants or animals. Children or persons lacking physical dexterity or mental capacity should use the product only under supervision. This is a product intended for private use and not for commercial or medical purposes.

This product is only intended for the purposes described in the manual. The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product outside of its intended use.

## WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS

*Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!*



*Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully!*

Always observe the following precautions when using 'the Massage Gun Mini', hereinafter referred to as 'the product'.

### General

- Before first use, remove all packaging material and any stickers.
- Be aware of the risks and consequences associated with incorrect use of the product. Improper use of the product can lead to personal injury and damage to the product.
- Do not disassemble, repair or repair the product. This may damage the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the product to the service center for repairs to avoid damage and personal injury.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.
- Do not use accessories not offered by the supplier. They may pose a danger to the user and damage the product.

- Before each use, inspect the parts and accessories for damage or wear (cracks/breaks) that could impair function and if so, replace them with original parts and accessories recommended by the manufacturer.
- If the product is not working properly, has been dropped or damaged, do not use the product and contact our customer service.
- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully.
- Keep the product away from heat, areas where the temperature is relatively high and heat sources such as ovens.
- The product is designed and intended for private use. Do not use the product for commercial purposes.
- Do not expose the product to direct sunlight, extreme temperatures, humidity or wet environments for an extended period of time.
- Do not store explosive substances such as aerosols containing flammable propellant near or in the product.
- Keep long hair and items such as ties, scarves, necklaces away from the product. These may get caught and cause bodily injury and/or damage to the product.
- Provide free space around the motor housing. Keep the vents of the motor housing free from dust and lint to prevent fire, never expose them to liquids or flammable materials such as newspapers, napkins, tea towels, etc.
- The product is suitable for both indoor and outdoor use. The product has an IPx3 rating, please keep that in mind when using the product.

## Persons

- The product is not suitable for animals.
- Keep the product and cord out of the reach of children.
- To avoid electric shock, do not allow pets or small children to chew on the power cord.
- Do not let children play with the product. Use and store the product out of the reach of children.
- Place the product out of reach of (domestic) animals.
- Do not use the product if you are tired, have taken medication or drank alcohol. This may cause personal injury.
- This product may be used by children 8 years of age and older, provided that they are properly instructed and informed as to the safe use of the product and understand its potential hazards. Cleaning and maintenance of the product should not be performed by children unless they are over 8 years of age and supervised.
- The product may be used by people with physical or mental disabilities, provided they are properly supervised and informed about the safe use of the product and understand the potential hazards involved.

## Medical use

- If you experience pain or discomfort while using the product, stop immediately and consult your doctor.
- This product is not a substitute for treatment from a physician or physiotherapist. Chronic complaints can worsen.
- Consult a physician before using the product if you have unexplained pain, are undergoing medical treatment or use medical equipment.
- Do not use the product if you have circulation problems and do not use the product in areas that are sensitive to heat. This can lead to burns!

- Do not use the product or consult a doctor: if you are pregnant; if you have a pacemaker or other electronic implants, artificial joints, high blood pressure, heart problems, cerebral atherosclerosis, cerebral thrombosis, fractures, malignant tumors, circulation problems, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins, jaundice, diabetes, have nerve disorders, acute inflammation or other health problems; during or immediately after strenuous exercise; immediately after showering, taking a bath, or after the sauna; if you have drunk alcohol; during or immediately after eating; if you have a fever; if you have unexplained pain, are undergoing medical treatment or use medical equipment; if you have one or more of the following conditions: circulation problems, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins.
- Do not use the product; on burnt or sensitive skin; swollen or inflamed areas; areas with poor circulation, broken or injured skin, bruises or skin irritations; on unconscious or sleeping people; in the same place, in bed for a long time. This can cause symptoms or pain.

## Use

- Do not use the product near a bath, shower, swimming pool, or near a basin or sink filled with water. Do not touch the product and power cord with wet hands. Make sure that the product does not come into contact with water. Do not immerse the product in water. If water does get in or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service.
- Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the product. This could result in a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.

- Do not insert fingers or objects into the product when it is on. Doing so may result in personal injury and damage to the product.
- Keep your fingers and hair away from the rotating parts when the product is on. This may cause personal injury.
- Never insert fingers, other body parts, pencils or other objects into the product when the power cord is plugged in. This may cause personal injury and damage to the product.
- Keep the appliance away from extreme heat sources or direct sunlight.
- Never leave the product unattended when in use.
- Do not use the product in the same place for more than 3 minutes or more than 30 minutes at a time. Stop use immediately if chafing or other discomfort occurs.
- Do not use the product on wet skin. This may cause personal injury.

## Electronics

- If the power fails during use, turn off the product immediately and unplug the power cord.
- If the surface of the product is cracked, please turn off the product to avoid electric shock.
- Periodically inspect both power cord and plug for signs of damage or wear, and if any, do not operate the product and have the power cord and/or plug replaced or repaired by authorized service personnel.
- Do not immerse the product, power cord or plug in water. If water does get inside or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service department.
- Use and store the product so that the cables cannot be damaged.

- To avoid electric shock, do not use the product if you suspect that the power cord or plug is damaged. A damaged power cord or plug must be repaired or replaced by a professional (an authorized distributor).
- Unplug the product and turn off the product when not in use and before cleaning the product.
- Do not unplug the product by pulling on the power cord. This may cause fire or electric shock.
- If black smoke comes out of the product, unplug the power cord immediately. Wait for the smoke to clear before removing the contents of the product and contact our customer service.
- Do not let the cable(s) hang over the edge of a table or countertop.
- Do not place the cable(s) on hot surfaces or near oil.
- Do not tuck the cable(s) under rugs or blankets. Make sure the cable is never in a walkway.
- Do not move the product by pulling or twisting the cord.
- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the type rating plate corresponds to that of your mains supply.
- Make sure you do not trip over the cable(s) and that the cable(s) are not kinked, twisted, or stuck.

## **Battery**

- If the battery pack leaks, contact your local municipality or household waste collection service for information on how best to dispose of it.
- Do not break or disassemble the battery pack.
- Always check the battery pack for signs of damage or leaks before using the product. Do not charge damaged or leaking battery packs.



- The charger is designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage matches the voltage on the rating plate.
- The charger is designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage matches the voltage on the rating plate.
- Do not dispose of batteries in the household waste. Batteries contain chemicals that are harmful to the environment.
- Do not throw batteries into fire. Do not attempt to crush, puncture, or otherwise disassemble batteries for any reason.
- Do not heat the battery pack or place it near a heat source.
- Fully charge the product before using it for the first time. This may take a few hours.

## RECEIVING YOUR SHIPMENT

---

When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

### Contents of package

Auronic Massage Gun Mini - Silicone heads - Model AU3216 - EAN 8720195258353

### Included accessories


- 1x User manual
- 3x Silicone attachments
- 1x EVA attachment
- 1x USB-A to USB-C charging cable
- 1x Case

## PRODUCT FEATURES


---

### Product overview

1. Attachment
2. Handle
3. Speed indication
4. Battery indicator
5. Power button and speed button
6. USB-C charging point
7. Attachment: Ball
8. Attachment: U-Shape
9. Attachment: Bullet
10. Attachment: Flat



## Technical data

<b>Dimension</b>	9.4 x 4.3 x 13.7 cm
<b>Weight</b>	470 g
<b>Color</b>	Metallic grey
<b>Material</b>	Aluminum alloy and ABS plastic
<b>Cord length</b>	30 cm
<b>Voltage</b>	Max. 8.4V 6A
<b>Power</b>	Max. 14.8kWh
<b>Power Consumption</b>	180kWh
<b>Input voltage</b>	5V  2A
<b>Output voltage</b>	Max. 7.4V
<b>Speed</b>	2000 - 3200 RPM
<b>Operating time</b>	8 - 9 hours
<b>Battery type</b>	Rechargeable 18650 Lithium battery
<b>Battery capacity</b>	2000mAh (2x)
<b>Replaceable battery</b>	No
<b>Battery life</b>	300 uses
<b>Charging time</b>	±3 hours (for a full charge)
<b>Noise level</b>	45dB
<b>Pressure capacity</b>	Max. 10 kg
<b>IP value</b>	IPx3

<b>Operating temperature</b>	5°C to 40°C
<b>Storage Temperature</b>	5°C to 40°C
<b>Operating humidity</b>	≤80%
<b>Storage humidity</b>	≤80%
<b>Overheating protection</b>	Yes

### **Other features**

- With 5 adjustable speeds: 2000/2500/3000/3200 RPM and an AI mode (the harder you press, the faster it goes).
- With 4 different attachments, 3 of which are silicone.
- Can be used on the lowest setting for 8 to 9 hours.
- Turns off automatically after 10 minutes.
- Can massage up to 6 mm deep.
- Can also be used with massage oil.
- Includes a carrying bag where all parts fit.

## **OPERATING INSTRUCTIONS**

---

### **Charging**

To charge the product, connect the USB-C plug to the charging point of the product. The USB-A plug connects to a designated outlet or charging adapter. The charging adapter plugs into an electrical outlet.

- Red light is flashing: the battery level is low.
- Red light on: the battery is charging.
- Green light is on: the battery is fully charged.

## Attachments




*Never (de)assemble an attachment when the product is on!*

The product has 4 different attachments that you need to mount on the product before use:

- Ball: For massaging sensitive and painful areas.
- U-shape: For massaging the spine and neck.
- Bullet: Targeted massage such as for hands, feet and knots in the muscles.
- Flat: For massaging large muscle groups and general use.

## How to use

1. Take the desired attachment and push it into the designated hole in the handle.
2. Press the power button for 2 seconds to turn on the product.
3. Press the speed button repeatedly to set the desired speed. By default, the product is set to speed setting 1. The speed indicator shows the set speed.
4. Hold the massage head (attachment) on the desired muscle and slowly move over your skin.
5. Press the on/off button for 2 seconds to turn the product off.



The higher the speed, the higher the intensity of the massage will be. Herewith an indication of the speeds:

- One blue light: For warming up muscles or very sensitive muscles.
- Two blue lights: For soothing tired or sore muscles.
- Three blue lights: For relaxing stiff muscles.
- Four blue lights: For massaging very stiff muscles or deeply tense knots.
- Four scrolling blue lights: Automatically adjusts massage strength and speed based on your pressure force.

## **Automatic shutdown**

The product will automatically turn off in some situations:

- Low battery: When the voltage drops to 7.3V, the red indicator starts flashing. The product will turn off when the voltage is below 7V.
- Maximum usage time: The product automatically stops when it is used continuously for 15 minutes. To restart, press the power button for 2 seconds and set the desired speed by pressing the speed button.

## **MAINTENANCE AND CLEANING**

---

Clean the product with a damp, clean cloth and dry it well. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.

## **STORAGE**

---

Store the product in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or extreme low temperatures.

## DISPOSAL – RECYCLE

---

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! This product is subject to the European Directive (EU) 2012/19/EU. At the end of its service life, do not dispose of the product with normal household waste, but deliver it to a collection point designated by the authorities for recycling.

## SERVICE AND WARRANTY

---

If you need service or information regarding your product, please contact our Customer Support at [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl)

We provide a 2-year warranty on our products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.

## DISCLAIMER

---

Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

## FR – Manuel d'utilisation

### **INTRODUCTION**

---

Merci d'avoir choisi ce produit de Auronic ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl)

#### **Utilisation prévue**

Ce produit est un appareil électronique destiné à masser tout le corps. Il n'est pas destiné à être utilisé sur la tête, le visage ou les parties génitales. Ne convient pas pour une utilisation sur les bébés ou les animaux. Les enfants ou les personnes manquant de dextérité physique ou de capacité mentale ne peuvent utiliser le produit que sous surveillance. Il s'agit d'un produit destiné à un usage privé et non à des fins commerciales ou médicales.

Ce produit est uniquement destiné à l'usage décrit dans le manuel.



Le fournisseur est dégage de toute responsabilité pour toute blessure ou tout dommage causé par l'utilisation du produit en dehors de son usage prévu.

## AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---



*Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !*

*Lisez attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr !*

Respectez toujours les précautions suivantes lors de l'utilisation du «Pistolet de massage Mini», ci-après dénommé «le produit».

### Général

- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et tous les autocollants.
- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance de le produit. La maltraitance de le produit peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.

- Ne démontez pas le produit. Ne réparez ou ne restaurez pas l'appareil. Cela peut entraîner des dégâts à l'appareil. Pour votre propre sécurité, les pièces peuvent être remplacées seulement par personnel de maintenance autorisé. Envoyez toujours le produit à un centre de service pour des réparations pour prévenir des dégâts et des dommages corporels.
- Utilisez le produit uniquement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- N'utilisez pas d'accessoires non mis à disposition par le fournisseur. Ils peuvent présenter un danger pour l'utilisateur et endommager le produit.
- Après chaque utilisation, contrôlez les pièces et les accessoires pour des signes de dommages ou d'usure (des fissures / des fractures) qui peuvent négativement affecter le fonctionnement du produit. En cas de dommages ou d'usure, remplacez-les par des pièces ou des accessoires originaux ou recommandés par le fabricant.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, ne l'utilisez pas et consultez le service à la clientèle.
- Si c'est la première fois que vous utilisez ce produit, il est important que vous lisiez attentivement le manuel d'utilisation et les instructions.
- Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.
- Le produit est conçu pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des environnements humides pendant une période prolongée.

- Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols contenant un gaz propulseur inflammable à proximité ou dans le produit.
- Éloignez les cheveux longs et les objets tels que les cravates, les écharpes et les colliers de l'appareil. Ils risquent de se coincer et de provoquer des blessures corporelles et/ou d'endommager l'appareil.
- Veillez à ce que l'espace autour du boîtier du moteur soit libre. Veillez à ce que les orifices d'aération du boîtier du moteur soient exempts de poussière et de peluches afin d'éviter tout risque d'incendie. Ne les exposez jamais à des liquides ou à des matériaux inflammables tels que des journaux, des serviettes de table, des torchons, etc.
- Le produit peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Le produit a un indice de protection IPx3, veuillez en tenir compte lors de l'utilisation du produit.

## Personnes

- Le produit n'est pas approprié pour les animaux.
- Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants.
- Ne laissez pas les animaux domestiques ou les jeunes enfants mâchouiller le cordon d'alimentation pour éviter tout choc électrique.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Utilisez et gardez le produit hors de la portée des enfants.
- Placez le produit hors de portée des animaux (domestiques).
- N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué, si vous avez pris des médicaments ou si vous avez bu de l'alcool. Vous risqueriez de vous blesser.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, à condition qu'ils soient correctement instruits et informés de l'utilisation sûre du produit et qu'ils en comprennent les dangers possibles. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés.
- Le produit peut être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, à condition qu'elles soient correctement supervisées et informées sur l'utilisation sûre du produit et qu'elles comprennent ses dangers éventuels.

## Remarques médicales

- Si vous ressentez des douleurs (inexplicables) et / ou si vous vous sentez indisposé lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin.
- Cet appareil ne doit pas être considéré comme un remplacement d'un médecin ou un physiothérapeute. Les plaintes chroniques peuvent s'aggraver.
- Consultez un médecin avant que vous utilisiez le produit si vous avez des douleurs inexplicables, si vous subissez un traitement médical ou si vous utilisez des équipements médicaux.
- N'utilisez pas le produit si vous avez des problèmes avec la circulation et n'utilisez pas le produit sur des zones sensibles à la chaleur. Cela peut entraîner des brûlures !
- N'utilisez pas l'appareil ou consultez un médecin si vous : êtes enceinte ; Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres implants électroniques, des articulations artificielles, une pression artérielle élevée, des troubles cardiaques, de l'athérosclérose cérébrale, de la thrombose cérébrale, des fractures osseuses, des tumeurs malignes, des problèmes de la circulation périphérique, des varices, des plaies ouvertes, des ecchymoses, de la peau éraflée,

de l'inflammation des veines, de la jaunisse, du diabète, des anomalies du nerf, une inflammation aiguë ou d'autres problèmes de santé ; pendant ou immédiatement après de grands efforts ; immédiatement après une douche, avoir pris un bain ou après le sauna ; si vous avez bu de l'alcool ; pendant ou immédiatement après avoir mangé ; si vous avez de la fièvre ; si vous ressentez des douleurs inexplicables, subissez un traitement médical ou utilisez des équipements médicaux. Si vous avez des problèmes de circulation, des varices, des plaies ouvertes, des ecchymoses, de la peau éraflée ou de l'inflammation des veines.

- Ne pas utiliser le produit sur une peau brûlée ou sensible, sur des zones enflées ou enflammées, sur des zones à faible circulation, sur une peau cassée ou blessée, sur des ecchymoses ou des irritations cutanées, sur des personnes inconscientes ou endormies, au même endroit, dans un lit, pendant une longue période. Cela peut provoquer des symptômes ou des douleurs.

## Utilisation

- N'utilisez pas le produit à proximité d'un bain, une douche, une piscine ou un lavabo rempli d'eau. Ne touchez pas l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec de l'eau. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. S'il entre quand même de l'eau sur ou dans l'appareil, éteignez immédiatement l'appareil et contactez notre service clientèle.
- Ne couvrez pas le produit quand c'est activé. Ne placez jamais de coussinets ou des couvertures sur ou près de l'appareil. Cela peut entraîner un risque d'incendie, une décharge électrique, des dommages corporels ou des dégâts à l'appareil.

- N'insérez pas vos doigts ou des objets dans le produit lorsqu'il est allumé. Vous risqueriez de vous blesser et d'endommager le produit.
- Tenez vos doigts et vos cheveux à l'écart des pièces en rotation lorsque l'appareil est en marche. Cela pourrait provoquer des blessures.
- Ne jamais introduire les doigts, d'autres parties du corps, des crayons ou d'autres objets dans le produit lorsque la fiche est branchée. Cela pourrait entraîner des blessures et endommager l'appareil.
- Gardez l'appareil à l'abri des sources de chaleur extrême ou des rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance en cours d'utilisation.
- Ne pas utiliser le produit au même endroit pendant plus de 3 minutes ou plus de 30 minutes à la fois. Cesser immédiatement l'utilisation en cas d'abrasion ou d'autres désagréments.
- Ne pas utiliser le produit sur une peau mouillée. Cela pourrait entraîner des blessures.

## Équipement électrique

- En cas de coupure d'électricité lors de l'utilisation, éteignez immédiatement le produit et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Si la surface du produit est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter une décharge électrique.
- Contrôlez le cordon d'alimentation et la fiche régulièrement pour des signes de dommages ou d'usure. En cas de dommages ou d'usure, n'utilisez pas le produit et laissez remplacer ou réparer le cordon et / ou la fiche par personnel de maintenance autorisé.

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. S'il entre quand même de l'eau sur ou dans l'appareil, éteignez immédiatement l'appareil et contactez notre service clientèle.
- Utilisez et stockez le produit de manière à ce que les câbles ne puissent pas être endommagés.
- N'utilisez pas le produit si vous suspectez que le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés pour éviter une décharge électrique. Un cordon d'alimentation endommagé ou une fiche endommagée doivent être remplacées par un professionnel (un distributeur autorisé).
- Retirez la fiche de la prise électrique et éteignez le produit si vous ne l'utilisez pas et avant que vous le nettoyez.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise électrique. Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Si la fumée noire émet du produit, il faut immédiatement retirer la fiche de la prise électrique. Attendez jusqu'à ce que la fumée disparaisse avant que vous retiriez le contenu du produit et contactez notre service clientèle.
- Ne laissez pas le(s) câble(s) pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
- Ne posez pas le(s) câble(s) sur des surfaces chaudes ou à proximité d'huile.
- Ne pas faire passer le(s) câble(s) sous des tapis ou des couvertures. Veillez à ce que le câble ne se trouve jamais dans une allée.
- Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation et ne déformez pas le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que la tension du réseau qui est indiquée sur l'image indication-modèle, correspond à celle de votre réseau électrique avant que vous branchiez le produit.

- Assurez-vous que vous ne trébuchez pas sur le(s) câble(s) et que le(s) câble(s) n'est(sont) pas plié(s), tordu(s) ou coincé(s).

## Pile

- Si le bloc-piles fuit, contactez votre municipalité ou votre service de collecte des déchets ménagers pour obtenir des informations sur la meilleure façon de le mettre au rebut.
- Ne cassez pas et ne démontez pas le bloc-piles.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours que le bloc-piles ne présente pas de signes de dommages ou de fuites. Ne chargez pas les blocs-piles endommagés ou qui fuient.
- Le chargeur est conçu pour une tension spécifique. Vérifiez toujours que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- La meilleure façon de garantir la durée de vie de la batterie est de ne charger le produit que lorsque la batterie est vide. Essayez d'éviter les moments de charge intermédiaire.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Les piles contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement.
- Ne jetez pas les piles dans le feu. N'essayez pas d'écraser, de percer ou de démonter les piles d'une autre façon, pour quelques raisons que ce soit.
- Ne chauffez pas le bloc-piles et ne le placez pas à proximité d'une source de chaleur.
- Chargez complètement le produit avant de l'utiliser pour la première fois. Cela peut prendre quelques heures.



## RECEVOIR LA LIVRAISON

---

Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

### Contenu de la boîte

Auronic Pistolet de massage Mini - Têtes en silicone - Modèle AU3216 - EAN 8720195258353


### Accessoires inclus

- 1x Manuel d'utilisation
- 3x Attaches en silicone
- 1x Attachement EVA
- 1x Câble de charge USB-A vers USB-C
- 1x Étui


## **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

### **Description du produit**

1. Attachement
2. Gérer
3. Indicateur de vitesse
4. Indicateur de batterie
5. Bouton marche/arrêt et bouton de vitesse
6. Point de charge USB-C
7. Attachement : Boule
8. Attachement : Forme en U
9. Attachement : Balle
10. Attachement : Plat



## Données techniques

<b>Dimensions</b>	9,4 x 4,3 x 13,7 cm
<b>Poids</b>	470 g
<b>Couleur</b>	Gris métallisé
<b>Matériau</b>	Alliage d'aluminium et plastique ABS
<b>Longueur du cordon</b>	30 cm
<b>Tension</b>	Max. 8.4V 6A
<b>Puissance</b>	Max. 14.8kWh
<b>Consommation de courant</b>	180kWh
<b>Tension d'entrée</b>	5V  2A
<b>Tension de sortie</b>	Max. 7.4V
<b>Vitesse</b>	2000 - 3200 TR/MIN
<b>Durée de fonctionnement</b>	8 - 9 heures
<b>Type de batterie</b>	Batterie rechargeable au lithium 18650
<b>Capacité de la batterie</b>	2000mAh (2x)
<b>Batterie remplaçable</b>	Non
<b>Durée de vie de la batterie</b>	300 utilisations

<b>Temps de charge</b>	±3 heures (avec une charge complète)
<b>Niveau sonore</b>	45dB
<b>Pression de sortie</b>	Max. 10 kg
<b>Valeur IP</b>	IPx3
<b>Température de fonctionnement</b>	5°C à 40°C
<b>Température de stockage</b>	5°C à 40°C
<b>Humidité de fonctionnement</b>	≤80%
<b>Humidité de stockage</b>	≤80%
<b>Protection contre la surchauffe</b>	Oui

### **Autres caractéristiques**

- Avec 5 vitesses réglables : 2000/2500/3000/3200 RPM et un mode AI (plus vous appuyez fort, plus il va vite).
- Avec 4 accessoires différents, dont 3 en silicone.
- Peut être utilisé sur le réglage le plus bas pendant 8 à 9 heures.
- S'éteint automatiquement après 10 minutes.
- Peut masser jusqu'à 6 mm de profondeur.
- Peut également être utilisé avec de l'huile de massage.
- Comprend une mallette de transport dans laquelle toutes les pièces se rangent.

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

---

## Chargement

Pour charger le produit, connectez la prise USB-C au point de charge du produit. La fiche USB-A se connecte à une prise désignée ou à un adaptateur de charge. Branchez l'adaptateur de charge sur une prise murale.

- Voyant rouge clignote : le niveau de la batterie est faible.
- Voyant rouge allumé : la batterie est en cours de chargement.
- Voyant vert allumé : la batterie est complètement chargée.

## Attaches




*Ne (dé)montez jamais un accessoire lorsque l'appareil est allumé !*

Le produit dispose de 4 accessoires différents que vous devez monter sur le produit avant de l'utiliser :

- Boule : Pour masser les zones sensibles et douloureuses.
- Forme en U : Pour masser la colonne vertébrale et le cou.
- Balle : Massage ciblé des mains, des pieds et des nœuds musculaires.
- Plat : Pour le massage des grands groupes musculaires et l'utilisation générale.

## Utilisation

1. Prendre l'accessoire souhaité et l'enfoncer dans le trou prévu à cet effet dans la poignée.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour mettre le produit en marche.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de vitesse pour régler la vitesse souhaitée. Par défaut, le produit est réglé sur la vitesse 1. L'indicateur de vitesse affiche la vitesse réglée.
4. Maintenez la tête de massage (accessoire) sur le muscle souhaité et déplacez-la lentement sur votre peau.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour éteindre le produit.



Plus la vitesse est élevée, plus l'intensité du massage est importante. Voici une indication des vitesses :

- Une lumière bleue : Pour échauffer les muscles ou les muscles très sensibles.
- Deux lumières bleues : Pour apaiser les muscles fatigués ou endoloris.
- Trois lumières bleues : Pour détendre les muscles raides.
- Quatre lumières bleues : Pour masser les muscles très raides ou les nœuds profondément tendus.
- Quatre lumières bleues défilantes : Ajuste automatiquement l'intensité et la vitesse du massage en fonction de la force de pression exercée.

## Arrêt automatique

Dans certaines situations, le produit s'éteint automatiquement :

- Batterie faible : lorsque la tension tombe à 7,3 V, l'indicateur rouge commence à clignoter. Le produit s'éteint lorsque la tension descend en dessous de 7V.
- Durée d'utilisation maximale : le produit s'arrête automatiquement lorsqu'il est utilisé de manière continue pendant 15 minutes. Pour le redémarrer, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes et réglez la vitesse souhaitée en appuyant sur le bouton de vitesse.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

---

Nettoyez le produit avec un chiffon humide et propre et séchez-le bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

## STOCKAGE

---

Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

## ÉLIMINATION - RECYCLAGE

---

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers normaux, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités pour le recyclage.

## **SERVICE ET GARANTIE**

---

Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de Auronic à l'adresse [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl)

Auronic offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ**

---

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

## **MASSAGE PISTOOL MINI**

---

LifeGoods B.V.  
Wisselweg 33, 1314 CB Almere  
[www.auronic.nl](http://www.auronic.nl)  
05/2023 - v1.0