

auronic

Gebruiksaanwijzing - Waterflosser

User Manual - Water Flosser


Manuel d'utilisation - Hydropulseur

NL: p.3 - 13

EN: p.14 - 24

FR: p.25 - 35

Model/Modèle: AU3041



RoHS

CE

CHN
MADE IN CHINA



Lees de instructies
Please read the manual
Veuillez lire ce mode d'emploi

Introductie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product!
Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.
Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via e-mail: service@auronic.nl.

Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend bestemd voor de doeleinden beschreven in de handleiding.
- De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan.
- Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u gebruik maakt van 'de waterflosser, hierna te noemen 'het product'.

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

- ⚠ Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- ⚠ Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

Algemeen

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen.
- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raadpleeg onze klantenservice.
- Controleer voor elk gebruik de onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barsten/breuken) die het functioneren negatief kunnen beïnvloeden en vervang ze, als hiervan sprake is, door originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires.

- Gebruik geen accessoires die niet aangeboden worden door de leverancier. Deze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het product beschadigen.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Dit kan schade aan het product aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het product. Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Houd het product uit de buurt van hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het product niet gebruikt, zet het product dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Dek het product niet af, ook niet als hij uitstaat.
- Vul het product met schoon water. Doe geen andere vloeistoffen in het product.

Personen

- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen. Het reinigen en onderhouden van het product mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het product kan gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.

- Het reinigen en onderhouden van het product mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Laat kinderen niet met het product spelen. Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

Gebruik

- Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussens of dekens op het product of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.
- Maak het product niet schoon als deze nog in het stopcontact zit.
- Gebruik het product niet langer dan 2 minuten achter elkaar.
- Gebruik het product niet om water in je oren, neus, of andere gevoelige plekken te spuiten. De waterdruk kan persoonlijke letsel op deze plekken veroorzaken.
- Gebruik het product niet in de buurt van zuurstof- of aerosolsprays.
- Gebruik het product niet als je orale sieraden draagt.

Medische opmerkingen

- Als je pijn of ongemakken ervaart tijdens gebruik van het product, stop dan direct en raadpleeg je arts.
- Dit product dient niet als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut. Chronische klachten kunnen verergeren.
- Gebruik het product niet als je een wond of ontsteking op je tong of in je mond hebt.
- Raadpleeg voor gebruik je arts als je tandaandoeningen hebt of orale chirurgie hebt gehad.
- Dit product dient niet als vervanging voor behandelingen van een (tand)arts.

Elektra

- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het product dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.

- Als het oppervlak van het product gebarsten is, zet dan het product uit om een elektrische schok te voorkomen.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het product dan niet en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik alleen de adapter en/of accessoires die door de leverancier geleverd worden om oververhitting, explosies, elektrische schokken, brand, andere schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet als je vermoedt dat de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, om een elektrische schok te voorkomen. Een beschadigde stroomkabel of stekker moeten gerepareerd of vervangen worden door een professional (een geautoriseerde distributeur).
- Haal de stekker uit het stopcontact en zet het product uit wanneer je het product niet gebruikt en voordat je het product schoonmaakt.
- Haal de stekker van het product niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Laat de kabel niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Laat het product niet vallen en stel het product niet bloot aan grote schokken.
- Leg de kabel niet op warme oppervlakken of in de buurt van olie.
- Stop de stroomkabel niet onder tapijten of dekens. Zorg ervoor dat de kabel nooit in een wandelgang ligt.
- Verplaats het product niet door aan het snoer te trekken en draai het snoer niet.
- Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en eventuele stickers.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.

- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt en dat de kabel niet geknakt of gedraaid is, of vastzit.
- Komt er zwarte rook uit het product, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact. Wacht tot de rook weg is voordat je de inhoud van het product verwijdert en neem contact op met onze klantenservice.
- Steek geen objecten in de openingen van het product. Zorg ervoor dat de bewegende onderdelen niet geblokkeerd worden en dat er niks geklemd zit.

› Ontvangen van verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

› Inhoud verpakking


- Auronic Waterflosser - Model AU3041 - EAN 8720195255192

Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding
- 4x Opzetstuk
- 1x USB-oplaadkabel
- 1x USB-adapter (euro stekker)
- 1x Reistas

Producteigenschappen

Productoverzicht



1. Opzetstuk
2. Ontgrendelknop
3. Aan-/uitknop
4. Modusknop
5. Indicatielicht normale stand (Normal)
6. Indicatielicht zachte stand (Soft)
7. Indicatielicht massage stand (Pulse)
8. Indicatielicht accu
9. Waterreservoir
10. Opzetstukken
11. Oplaadpunt

Technische data

Afmeting	7,6 x 6,7 x 20,4 cm
Gewicht	305 g
Kleur	Zwart
Materiaal	ABS Plastic
Snoerlengte	80 cm
Adapter input	100 - 240V~
Adapter output	5V 1A
Frequentie	50/60Hz
Stroomsterkte	5W
IP-nummer	IPX7
Batterij	3.7V Lithium 1400mAh
Druk	30 - 100 psi
Pulsen	1400 - 1800 keer/minuut
Inhoud waterreservoir	300 ml
Oplaadtijd	4 uur
Accuduur	20 dagen (indien volledig opgeladen)
Standen	3: normaal, zacht, massage

Overige eigenschappen

- Afneembaar waterreservoir;
- 360° draaibaar opzetstuk;
- Draadloos te gebruiken;
- Geheugenfunctie om uw voorkeusmodus te onthouden;
- 4 opzetstukken waarvan 1 orthodontisch.

Instructies voor gebruik

Voor gebruik

- Laad het product voor gebruik volledig op. Dit duurt ongeveer 4 uur. Gebruik het product niet als hij aan het opladen is.


Opzetstuk bevestigen/verwijderen

- Bevestigen: zet het opzetstuk bovenin de opening van het product en draai totdat je een klik hoort.
- Verwijderen: druk op de ontgrendelknop en haal het opzetstuk uit de opening door deze voorzichtig omhoog te trekken.

Gebruiken

1. Zorg ervoor dat het product uit staat. Open de deksel van het waterreservoir en giet er water. NB: Zorg ervoor dat je de 300 ml-lijn niet overschrijdt.
2. Kies de gewenste stand door op de modusknop te drukken: standaard, zacht of massage. Je kunt de gewenste stand zowel kiezen als het product aan staat als wanneer het product uit staat.
3. Houd het product schuin naar beneden, plaats het uiteinde van het opzetstuk in je mond en richt op de tanden. Plaats het product zo dat het water in een hoek van 90° op je tandvlees spuit. Je kan het opzetstuk draaien om de juiste positie te vinden. Sluit je mond lichtjes om te vermijden dat het water naar buiten spuit.
4. Zet het product aan door op de aan-uitknop te drukken.


5. Begin aan de buitenkant van je bovenste gebit (1). Ga daarna verder met de binnenkant (2). Ga dan verder met de binnenkant van je onderste gebit (3). Ga tenslotte aan de slag met de buitenkant van je onderste gebit (4).



- Het product gaat na 2 minuten continu gebruik automatisch uit.
- Als het product op de massagestand staat, wordt na 3 seconden de batterijduur weergegeven.
- De batterij is bijna leeg als alle drie indicatielichten knippen tijdens gebruik. Laad het product dan op.
- Het product heeft een geheugenfunctie. Als je het product aanzet, staat hij automatisch op de laatst gebruikte stand.


Na gebruik

1.




Verwijder het waterreservoir door het product vast te houden met je linkerhand en het waterreservoir met je rechterhand. Draai het waterreservoir tegen de klok in terwijl je hem rustig naar beneden trekt.

2.



Leeg het waterreservoir door de deksel van het waterreservoir te openen en deze leegte gieten.

3.



Plaats het waterreservoir terug door deze terug met de klok mee te draaien op het product.

Onderhoud en reiniging

- Als je het product een lange tijd niet hebt gebruikt, laat hem dan volledig op voordat je hem weer gebruikt. Laad het product tijdig op om de accuduur te verlengen.
- Reinig het product met een vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

Opslag

- Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggoaien - recycelen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schone leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycelen.

Service en garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgave van redenen.

Introduction

- Thank you for choosing a Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by e-mail: service@auronic.nl.

Intended use

- This product is only intended for the purposes described in the manual.
- The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product outside of its intended use.
- Always observe the following precautions when using 'the water flosser', hereinafter referred to as 'the product'.

Warnings and Safety Instructions

- ⚠ Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!
- ⚠ Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully!

General

- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully.
- If the product is not working properly, has been dropped or damaged, do not use the product and contact our customer service.
- Before each use, inspect the parts and accessories for damage or wear (cracks/breaks) that could impair function and if so, replace them with original parts and accessories recommended by the manufacturer.
- Do not use accessories not offered by the supplier. They may pose a danger to the user and damage the product.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.

- Do not disassemble, repair or repair the product. This may damage the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the product to the service center for repairs to avoid damage and personal injury.
- Be aware of the risks and consequences associated with incorrect use of the product. Improper use of the product can lead to personal injury and damage to the product.
- The product is designed and intended for private use. Do not use the product for commercial purposes.
- Keep the product away from heat, areas where the temperature is relatively high and heat sources such as ovens.
- Do not leave the product unattended when in use. When not using the product, turn off the product and unplug the power cord.
- Do not cover the product, even when it is turned off.
- Fill the product with clean water. Do not put any other liquids in the product.

Persons

- This product may be used by children aged 8 years and above if they are properly supervised and informed about the safe use of the product and understand the potential hazards involved. Cleaning and maintenance of the product should not be carried out by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the product and cord out of the reach of children under 8 years old.
- The product can be used by people with physical or mental disabilities, provided they are properly supervised and informed about the safe use of the product and understand the potential hazards involved.
- Cleaning and maintenance of the product should not be carried out by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Do not let children play with the product. Use and store the product out of the reach of children.

Use

- Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the product. This could result in a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.
- Do not clean the product while it is still plugged in.
- Do not use the product for longer than 2 minutes in a row.
- Do not use the product to spray water into your ears, nose, or other sensitive areas. The water pressure may cause personal injury in these areas.
- Do not use the product near oxygen or aerosol sprays.
- Do not use the product if you wear oral jewelry.

Medical notes

- If you experience pain or discomfort while using the product, stop immediately and consult your doctor.
- This product is not a substitute for treatment from a physician or physiotherapist. Chronic complaints can worsen.
- Do not use the product if you have a wound or inflammation on your tongue or in your mouth.
- Consult your doctor before use if you have dental conditions or have had oral surgery.
- This product does not serve as a substitute for treatments from a (dental) doctor.

Electronics

- If the power fails during use, turn off the product immediately and unplug the power cord.
- If the surface of the product is cracked, please turn off the product to avoid electric shock.
- Periodically inspect both power cord and plug for signs of damage or wear, and if any, do not operate the product and have the power cord and/or plug replaced or repaired by authorized service personnel.
- To avoid overheating, explosion, electric shock, fire, other damage and personal injury, use only the adapter and/or accessories supplied by the supplier.

- To avoid electric shock, do not use the product if you suspect that the power cord or plug is damaged. A damaged power cord or plug must be repaired or replaced by a professional (an authorized distributor).
- Unplug the product and turn off the product when not in use and before cleaning the product.
- Do not unplug the product by pulling on the power cord. This may cause fire or electric shock.
- Do not let the cable hang over the edge of a table or counter.
- Do not drop the product or subject it to large shocks.
- Do not place the cable on hot surfaces or near oil.
- Do not tuck the power cord under rugs or blankets. Make sure that the cable is never in a walkway.
- Do not move the product by pulling or twisting the cord.
- Before first use, remove all packaging material and any stickers.
- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the type rating plate corresponds to that of your mains supply.
- Make sure that you do not trip over the cable and that the cable is not bent, twisted, or caught.
- If black smoke comes out of the product, unplug the power cord immediately. Wait for the smoke to clear before removing the contents of the product and contact our customer service.
- Do not insert objects into the openings of the product. Make sure that the moving parts are not blocked and that nothing is pinched.

Receiving your shipment

- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

Contents of package


- Auronic Water flosser - Model AU3041 - EAN 8720195255192

Included accessories

- 1x User Manual
- 4x Attachment
- 1x USB-charging cable
- 1x USB adapter (euro plug)
- 1x Travel Bag

Product features

Product overview



- | | |
|---|---|
| 1. Attachment | 7. Indicator light massage mode (Pulse) |
| 2. Release button | 8. Indication light battery |
| 3. On/off button | 9. Water tank |
| 4. Mode button | 10. Attachments |
| 5. Indicator light normal mode (Normal) | 11. Charging point |
| 6. Indicator light soft mode (Soft) | |

Technical data

Dimension	7.6 x 6.7 x 20.4 cm
Weight	305 g
Color	Black
Material	ABS Plastic
Cord length	80 cm
Adapter input	100 - 240V~
Adapter output	5V 1A
Frequency	50/60Hz
Current	5W
IP number	IPX7
Battery	3.7V Lithium 1400mAh
Pressure	30 - 100 psi
Pulses	1400 - 1800 times/minute
Water tank capacity	300 ml
Charging time	4 hours
Battery life	20 days (if fully charged)
Modes	3: normal, soft, massage

Other features

- Removable water tank;
- 360° rotatable attachment;
- Cordless use;
- Memory function to remember your preference mode;
- 4 attachments including 1 orthodontic.

Operating instructions

Before use


- Fully charge the product before use. This takes about 4 hours. Do not use the product while it is charging.

Attach/remove attachment

- Attach: place the attachment at the top of the product's opening and turn until you hear a click.
- Remove: press the release button and remove the attachment from the opening by gently pulling it upwards.


Using

1. Make sure the product is off. Open the lid of the water reservoir and pour in water. Note: Make sure not to exceed the 300 ml line.
2. Choose the desired mode by pressing the mode button: standard, soft or massage. You can choose the desired mode both when the product is on and when the product is off.
3. Holding the product at an angle downward, place the end of the attachment in your mouth and aim at the teeth. Position the product so that the water sprays at a 90° angle to your gums. You can rotate the attachment to find the right position. Close your mouth slightly to prevent the water from squirting out.
4. Turn the product on by pressing the power button.
5. Start on the outside of your upper teeth (1). Then continue with the inside (2). Then continue with the inside of your lower teeth (3). Finally, start working on the outside of your lower teeth (4).




- The product turns off automatically after 2 minutes of continuous use.
- If the product is in massage mode, the battery life is displayed after 3 seconds.
- The battery is low if all three indicator lights flash during use. In this case, charge the product.
- The product has a memory function. When you turn on the product, it is automatically on the last used mode.

After use




Remove the water tank by holding the product with your left hand and the water tank with your right hand. Turn the water tank counterclockwise while gently pulling it down.

2.



Empty the water tank by opening the water tank lid and pouring it out.

3.



Place the water tank back on the product by rotating it clockwise back onto the product.

Maintenance and cleaning

- If you have not used the product for a long time, let it fully charge before using it again. Charge the product in a timely manner to extend the battery life.
- Clean the product with a damp, clean cloth and dry it thoroughly. Do not use abrasive or harsh cleaning agents.

Storage

- Store the product in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or extreme low temperatures.

Disposal - recycle

- Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! This product is subject to the European Directive (EU) 2012/19/EU. At the end of its service life, do not dispose of the product with normal household waste, but deliver it to a collection point designated by the authorities for recycling.

Service and warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact our Customer Support at service@auronic.nl.
- We provide a 2-year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.

Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de Auronic ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : service@auronic.nl.

Utilisation prévue

- Ce produit est uniquement destiné à l'usage décrit dans le manuel.
- Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité pour toute blessure ou tout dommage causé par l'utilisation du produit en dehors de son usage prévu.
- Respectez toujours les précautions suivantes lors de l'utilisation du "l'hydropulseur", ci-après dénommé "le produit".

Avertissements et consignes de sécurité

- ⚠ Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser et
- ⚠ conservez-le dans un endroit sûr !

Général

- Si c'est la première fois que vous utilisez ce produit, il est important que vous lisiez attentivement le manuel d'utilisation et les instructions.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, ne l'utilisez pas et consultez le service à la clientèle.
- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance de le produit. La maltraitance de le produit peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.

- Après chaque utilisation, contrôlez les pièces et les accessoires pour des signes de dommages ou d'usure (des fissures / des fractures) qui peuvent négativement affecter le fonctionnement du produit. En cas de dommages ou d'usure, remplacez-les par des pièces ou des accessoires originaux ou recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas d'accessoires non mis à disposition par le fournisseur. Ils peuvent présenter un danger pour l'utilisateur et endommager le produit.
- Utilisez le produit uniquement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Ne démontez pas le produit. Ne réparez ou ne restaurez pas l'appareil. Cela peut entraîner des dégâts à l'appareil.
- Pour votre propre sécurité, les pièces peuvent être remplacées seulement par personnel de maintenance autorisé.
- Envoyez toujours le produit à un centre de service pour des réparations pour prévenir des dégâts et des dommages corporels.
- Le produit est conçu pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales.
- Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance en cours d'utilisation. Quand vous n'utilisez pas le produit, éteignez l'appareil et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Ne couvrez pas le produit, même si c'est éteint.
- Remplissez le produit avec de l'eau propre. Ne mettez pas d'autres liquides dans le produit.

Personnes

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques liés à l'utilisation. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne peut pas être fait par des enfants sauf s'ils sont plus âgés que 8 ans et supervisés.

- Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Des personnes ayant un handicap physique ou mental peuvent utiliser cet appareil. Utilisation de l'appareil est uniquement permis si ces personnes sont supervisées ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques liés à l'utilisation.
- Le nettoyage et la maintenance du produit ne doit pas être fait par les enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont supervisés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Utilisez et gardez le produit hors de la portée des enfants.

Utilisation

- Ne couvrez pas le produit quand c'est activé. Ne placez jamais de coussinets ou des couvertures sur ou près de l'appareil. Cela peut entraîner un risque d'incendie, une décharge électrique, des dommages corporels ou des dégâts à l'appareil.
- Ne nettoyez pas le produit lorsqu'il est encore branché.
- N'utilisez pas l'appareil plus longtemps que ... minutes sans interruption.
- N'utilisez pas le produit pour pulvériser de l'eau dans vos oreilles, votre nez ou d'autres zones sensibles. La pression de l'eau peut provoquer des blessures dans ces zones.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'oxygène ou d'aérosols.
- N'utilisez pas le produit si vous portez des bijoux oraux.

Remarques médicales

- Si vous ressentez des douleurs (inexplicables) et / ou si vous vous sentez indisposé lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin.
- Cet appareil ne doit pas être considéré comme un remplacement d'un médecin ou un physiothérapeute. Les plaintes chroniques peuvent s'aggraver.
- N'utilisez pas le produit si vous avez une plaie ou une inflammation sur la langue ou dans la bouche.

- Consultez votre médecin avant de l'utiliser si vous avez des problèmes dentaires ou si vous avez subi une chirurgie buccale.
- Ce produit ne remplace pas les traitements effectués par un médecin (dentaire).

Équipement électrique

- En cas de coupure d'électricité lors de l'utilisation, éteignez immédiatement le produit et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Si la surface du produit est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter une décharge électrique.
- Contrôlez le cordon d'alimentation et la fiche régulièrement pour des signes de dommages ou d'usure. En cas de dommages ou d'usure, n'utilisez pas le produit et laissez remplacer ou réparer le cordon et / ou la fiche par personnel de maintenance autorisé.
- Utilisez uniquement l'adaptateur et / ou les accessoires fournis par le fabricant pour éviter une surchauffe, des explosions, des décharges électriques, un incendie, d'autres dégâts et des dommages corporels.
- N'utilisez pas le produit si vous suspectez que le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés pour éviter une décharge électrique. Un cordon d'alimentation endommagé ou une fiche endommagée doivent être remplacés par un professionnel (un distributeur autorisé).
- Retirez la fiche de la prise électrique et éteignez le produit si vous ne l'utilisez pas et avant que vous le nettoyez.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise électrique. Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne pendez pas le cordon au bord d'une table ou d'un comptoir.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs importants.
- Ne placez pas le cordon sur des surfaces chaudes ou près d'huile.
- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux

28 d'emballage et tous les autocollants.

- Ne mettez pas le cordon d'alimentation sous un tapis ou sous des couvertures. Assurez-vous que le cordon n'est jamais placé dans un passage.
- Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation et ne déformez pas le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que la tension du réseau qui est indiquée sur l'image indication-modèle, correspond à celle de votre réseau électrique avant que vous branchiez le produit.
- Assurez-vous que vous ne trébuchez pas sur le cordon et que le cordon n'est pas brisé, déformé ou accroché.
- Si la fumée noire émet du produit, il faut immédiatement retirer la fiche de la prise électrique. Attendez jusqu'à ce que la fumée disparaisse avant que vous retirez le contenu du produit et contactez notre service clientèle.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures du produit. Assurez-vous que les pièces mobiles ne sont pas bloquées et que rien n'est coincé.

Recevoir la livraison

- Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

Contenu de la boîte


- Auronic Hydropulseur - Model AU3041 - EAN 8720195255192

Accessoires inclus

- 1x Manuel d'utilisation
- 4x Pièce jointe
- 1x Câble de charge USB
- 1x Adaptateur USB (prise euro)
- 1x Sac de voyage

Caracteristiques du produit

Description du produit



1. Pièce jointe
2. Bouton de libération
3. Bouton d'alimentation
4. Bouton de mode
5. Voyant lumineux mode normal (normal)
6. Voyant lumineux mode doux (Soft)
7. Indicateur lumineux du mode de massage (Pulse)
8. Témoin lumineux de la batterie
9. Réservoir d'eau
10. Pièces jointes
11. Point de charge

Données techniques

Dimensions	7,6 x 6,7 x 20,4 cm
Poids	305 g
Couleur	Noir
Matériau	Plastique ABS
Longueur du cordon	80 cm
Entrée de l'adaptateur	100 - 240V~
Sortie adaptateur	5V 1A
Fréquence	50/60Hz
Actuel	5W
Numéro IP	IPX7
Batterie	3.7V Lithium 1400mAh
Pression	30 - 100 psi
Impulsions	1400 - 1800 fois/minute
Contenu du réservoir d'eau	300 ml
Temps de charge	4 heures
Durée de vie de la batterie	20 jours (si complètement chargé)
Modes	3 : normal, doux, massage

Autres caractéristiques

- Réservoir d'eau amovible ;
- Buse longue rotative à 360° ;
- Utilisation sans fil ;
- Fonction mémoire pour mémoriser votre mode de préférence
- 4 attaches dont 1 orthodontique.

Instructions d'utilisation

Avant utilisation

- Chargez complètement le produit avant utilisation. Cela prendra environ 4 heures. N'utilisez pas le produit lors de la charge.


Attacher/retirer une pièce jointe

- Attacher : Placez la pièce jointe en haut de l'ouverture du produit et faites pivoter jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Retirer : Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez l'accessoire de l'ouverture en le tirant doucement vers le haut.

Utiliser

1. Assurez-vous que le produit est éteint. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et versez de l'eau. Remarque : Assurez-vous de ne pas dépasser la ligne de 300 ml.
2. Choisissez le mode souhaité en appuyant sur le bouton de mode : standard, doux ou massant. Vous pouvez choisir la position souhaitée à la fois lorsque le produit est allumé et lorsque le produit est éteint.
3. Tenez le produit en diagonale vers le bas, placez l'extrémité de l'accessoire dans votre bouche et visez les dents. Placez le produit de manière à ce que l'eau pulvérise sur vos gencives à un angle de 90°. Vous pouvez faire pivoter l'accessoire pour trouver la bonne position. Fermez légèrement la bouche pour éviter que l'eau ne s'écoule.
4. Allumez le produit en appuyant sur le bouton d'alimentation.


5. Commencez par l'extérieur de vos dents supérieures (1). Continuez ensuite avec l'intérieur (2). Ensuite, continuez avec l'intérieur de vos dents inférieures (3). Enfin, commencez par l'extérieur de vos dents inférieures (4).



- Le produit s'éteint automatiquement après 2 minutes d'utilisation continue.
- Si le produit est en mode massage, l'autonomie de la batterie s'affiche après 3 secondes.
- La batterie est faible lorsque les trois voyants clignotent pendant l'utilisation. Ensuite, chargez le produit.
- Le produit dispose d'une fonction mémoire. Lorsque vous allumez le produit, il est automatiquement sur le dernier mode utilisé.

Après utilisation

1.




Retirez le réservoir d'eau en tenant le produit avec votre main gauche et le réservoir d'eau avec votre main droite. Tournez le réservoir d'eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en le tirant doucement vers le bas.

2.



Videz le réservoir d'eau en ouvrant le couvercle du réservoir d'eau et en le versant vide.

3.



Remplacez le réservoir d'eau en le retournant dans le sens des aiguilles d'une montre sur le produit.

Entretien et nettoyage

- Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, laissez-le complètement allumé avant de l'utiliser à nouveau. Chargez le produit à temps pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Nettoyez le produit avec un chiffon humide et propre et séchez-le soigneusement. N'utilisez pas d'agents de nettoyage abrasifs ou agressifs.

Stockage

- Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

Élimination - recyclage

- Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers normaux, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités pour le recyclage.

Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de Auronic à l'adresse service@auronic.nl.
- Auronic offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.

Clause de non-responsabilité

- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

© **LifeGoods B.V.**

Wisselweg 33
1314CB Almere
Netherlands

01/2023 - v2.1
www.auronic.nl