

Back

105 mm

Cover

105 mm



148 mm



BCC elektro-speciaalzaken B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

Type nr: BS22-01
323599

**HANDLEIDING
PERSONENWEEGSCHAAL**
MAX. GEWICHT 180 KG/396 LB
**BATHROOM SCALE
INSTRUCTION MANUAL**
MAX. WEIGHT 180 KG (396 LB/28.3 STONE)

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige referentie.
Read this manual thoroughly before using and save it for future reference.

105 mm

NL - GEBRUIKSAANWIJZING

Uw nieuwe personenweegschaal is ontworpen om uw gewichtstoename of verlies over een bepaalde periode nauwkeurig weer te geven en zou u bij normaal gebruik vele jaren dienst moeten doen.

ZORG EN AANDACHT

- Door uw weegschaal op een harde en vlakke ondergrond te plaatsen, bent u verzekerd van de grootste nauwkeurigheid.
- Weeg uzelf altijd op dezelfde weegschaal die op hetzelfde vloeroppervlak is geplaatst. Oneffen vloeren kunnen de meetresultaten beïnvloeden.
- Uw weegschaal rondt naar boven of beneden af op de dichtstbijzijnde 50g/0,1lb.
- Maak uw weegschaal schoon met een vochtige doek, maar zorg ervoor dat er geen water in de weegschaal komt. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Zorg ervoor dat uw weegschaal niet verzadigd raakt met water, omdat dit de elektronica kan beschadigen. Verwijder de batterijen als de weegschaal lange tijd niet wordt gebruikt.
- Behandel uw weegschaal met zorg. Het is een precisie instrument, laat er niets op vallen en spring er niet op.

BATTERIJ VERVANGEN INDICATOR

Wanneer de batterijen moeten worden vervangen, verschijnt het volgende op het scherm:



Open de achterkant van de weegschaal en haal de batterijen voorzichtig uit het batterijvak. Buig de contacten niet naar achteren terwijl u dit doet, anders kunnen ze breken. Gooi de oude batterijen weg op de daarvoor bestemde plek.

LET OP:

Het apparaat is glad wanneer het nat is.



148 mm

105 mm

GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1.

Zet de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond (vermijd tapijten of andere zachte oppervlakken).

Stap 2.

Ga op de weegschaal staan. Plaats uw voeten gelijkmatig op de weegschaal zonder te bewegen. Na ongeveer 3 seconden wordt uw juiste gewicht weergegeven zoals hieronder afgebeeld:



Stap 3.

Wanneer u van de weegschaal stapt, schakelt deze automatisch uit.

Opmerking: Wanneer de weegschaal uit is, hoeft u de weegschaal alleen maar te bedienen volgens de bovengenoemde stap 2 & 3.

OVERBELASTING INDICATOR

Wanneer de weegschaal overbelast is (meer dan 180kg/396lb), zal het volgende op het scherm verschijnen:



SPECIFICATIES

- Uitgerust met 4 zeer nauwkeurige rekstrooksensoren
- Gehard veiligheidsglas / platform
- Capaciteit: 180kg / 396lb
- Divisie: 50g (0,1lb)
- Voetschakelaar
- Automatisch resetten en uitschakelen
- Indicator voor laag vermogen en overbelasting
- Druk op de knop "eenheid" om de eenheid kg / lb / st om te rekenen
De "unit" knop bevindt zich aan de achterzijde van de weegschaal (onder de accubak met "set/unit")

TECHNISCHE GEGEVENS

Batterij (2 x AAA)

Vervang de batterijen wanneer de weegschaal "Lo" aangeeft.

148 mm

105 mm

MILIEUBESCHERMING



Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische- en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op het artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

GARANTIEBEPALINGEN

- BCC B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van BCC B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- BCC B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadigingen, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
BCC B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 020-3348888

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont, kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde BCC B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

148 mm

105 mm

EN - USER INSTRUCTIONS

Your new personal scale has been designed to accurately indicate your weight gain or loss over a period of time and should give you many years of service under normal use.

CARE AND ATTENTION

- Placing your scales on a hard, flat surface will ensure the greatest accuracy and repeatability.
- Always weigh yourself on the same scales placed on the same floor surface, uneven floors may affect the readings.
- Your scales round up or down to the nearest 50g/0.1lb.
- Clean your scale with a damp cloth but do not allow water to get inside the scales. Do not use any chemical cleaning agents. Do not allow your scales to become saturated with water as this can damage the electronics.
Remove the batteries if the scales are not going to be used for a long period of time.
- Treat your scales with care. It is a precision instrument, do not drop or jump on it.

BATTERY CHANGE INDICATOR

When the batteries need to be replaced the following will appear on the screen:



Please open the back board of the scales, then take the batteries carefully out of the batteries compartment.

Do not bend the contacts back while you do this, or they may break. Dispose of the old batteries in a safe place. Do not place on fire.

CAUTION:

Slippery when wet.



148 mm

105 mm

OPERATING INSTRUCTIONS

Step 1.

Put the scales on a hard flat surface (avoiding carpets or any soft surfaces).

Step 2.

Stand on the scales, put your feet evenly on the scale without moving, later after about three seconds your correct weight will be displayed as below picture shown:



Step 3.

When you step off the scale, it will automatically switch off.

NOTE: When the scale Auto-off (the insulation slip has been removed), you just need to operate the scale according to above mentioned STEP 2 and STEP 3.

OVERLOAD INDICATOR

When the scales are overload (over 180kg/396lb/28.3 stone), the following will appear on the screen:



SPECIFICATIONS

- Equipped with 4 high precise strain gauge sensor system
- Tempered safety glass / platform
- Capacity: 180kg (396lb / 28.3 stone)
- Division: 50g (0.1lb)
- Foot-tap switch
- Auto zero resetting & auto power off
- Low power & over-load indicator
- Press "unit" button to convert unit kg/lb/st. The "unit" button is on the backside of the scale (under the battery box with "set/unit" index)

TECHNICAL DATA

Battery (2 x AAA)

Replace the batteries when the "low battery indicator" shows.

148 mm

105 mm

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WASTE PROCESSING



This marking means that this product should not be disposed of with other household waste. In order not to endanger the environment and human health and to promote the reuse of raw materials, this product must be disposed of responsibly. Please dispose used equipment at the appropriate collection points or at the shop where the product was purchased. They will accept this product for environmentally friendly disposal.

WARRANTY

- BCC B.V. gives a 2 year warranty on all defects that are the result of the hidden defects and that make the device unfit for normal use.
- The warranty start at the time of purchase; keep the proof of purchase carefully.
- Within the warranty period, any manufacturing and/or material defects will be rectified by us free of charge, either by repair, replacement of parts or exchange of the device.
- Repair will only be carried out under warranty if it is convincingly demonstrated (by means of your purchase receipt) that the day on which the complaint is submitted falls within the warranty period.
- The warranty expires if the defect is caused by damage as a result of an accident, incorrect use, neglect (e.g. not cleaning properly) or if interventions have been carried out or repairs have been carried out outside the service workshop of BCC B.V. (expect disassembly as stated in the user manual).
- The warranty is also not valid for connection to the wrong voltage, failure to follow the user manual and normal wear and tear of the device.
- BCC B.V. cannot be held liable for material damage or personal accidents as a result of connection in violation of the locally applicable safety regulations and technical standards (e.g. a faulty socket). The guarantee does not give any right to compensation under any circumstances.
- All other claims, including damage, are excluded unless otherwise required by law.
- All other warranty provisions mentioned above will not be used by us.
- Other than the above-mentioned warranty provisions will not be used by us.

SERVICE

For questions, please contact BCC B.V. customer service
Phone number: 020-3348888

What to do if the device does not work?

If your device shows defects, it is best to first contact your nearest BCC B.V. store. Our colleagues will ensure that these are resolved as soon as possible.

Repairs outside the warranty period

Repairs outside the warranty period are always possible.
There are of course costs associated with this.

148 mm