



FERTILILLY

A FERTIL CONCEPT

- A. FERTILILLY CONCEPTION GEL
- B. HOW TO USE THE FERTILILLY CONCEPTION GEL
- C. PRECAUTIONARY WARNINGS
- D. INGREDIENTS

A. FERTILILLY CONCEPTION GEL

The FERTILILLY Conception Gel is a personal lubricant that can be used while trying to conceive. The Conception Gel is clinically proven to be friendly to sperm. The FERTILILLY Conception Gel is water-based, has a pH-friendly to sperm survival and elicits the properties of the fertile fluid. The FERTILILLY Conception Gel can be used in combination with the FERTILILLY Conception Cup to increase your chances of conception.

B. HOW TO USE THE FERTILILLY CONCEPTION GEL

Step 1
Remove the seal from the tube before first use.

Step 2
Apply the lubricant to the outside of the vagina or to the shaft of the penis prior to intercourse.

Dispense a small amount of product onto your fingers and/or the palm of your hand and apply to genital area. Very moist to achieve desired lubrication.

Step 3
After each use, firmly close the tube. Do not leave the tube open between uses.

C. PRECAUTIONARY WARNINGS

If you have sensitive skin, try applying a thin gel on the inside of your elbow to test if you are sensitive to its ingredients. The FERTILILLY



Conception Gel can be used for 3 months after opening. Do not use the FERTILILLY Conception Gel if you have a yeast or bacterial infection or if you have recently had infections or wounds on the vaginal area. Resumes use once the infection has completely cleared. If you experience any adverse effects, discontinue use and consult your physician. Keep out of the reach of children.

D. INGREDIENTS (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Citric Acid.

Date of latest revision: July 2021

EN

- A. FERTILILLY CONCEPTIE GEL
- B. HET GEBRUIK VAN DE FERTILILLY CONCEPTIE GEL
- C. VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN
- D. INGREDIENTEN

A. FERTILILLY CONCEPTIE GEL

De FERTILILLY Conceptie Gel is een glijmiddel voor persoonlijke gebruik dat kan worden gebruikt wanneer je probeert zwanger te worden. Van deze conceptie gel is klinisch bewezen dat deze vriendelijk is voor spermatozoa. De FERTILILLY Conceptie Gel is waterig, heeft een pH-waarde waarin zaadcellen langer kunnen overleven en helpt na alomvrijdend gebruik de vruchtbaarheid te verbeteren. De FERTILILLY Conceptie Gel kan worden gebruikt in combinatie met de FERTILILLY Conceptie Cup die is beschikbaar op onze website.

B. HET GEBRUIK VAN FERTILILLY CONCEPTIE GEL

Stap 1
Verwijder de sluiting van de tube vóór het eerste gebruik.

Stap 2
Breng het glijmiddel voorzigtig in de geslachtsorgaan toe en op de buitenkant van de vagina of op de penis.

Stap 3
Na gebruik van de tube de sluiting van de tube stevig dichtmaken. De tube niet open laten tussen gebruik.

Step 3
The use of the gel should be discontinued if you experience any adverse effects. Consult your physician if you experience any adverse effects.

C. VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

Use the gel for 3 months after opening. Do not use the gel if you have a yeast or bacterial infection or if you have recently had infections or wounds on the vaginal area. Resumes use once the infection has completely cleared. If you experience any adverse effects, discontinue use and consult your physician. Keep out of the reach of children.

Step 1
Remove the seal from the tube before first use.

D. INGREDIENTEN (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Citric Acid.

Date of latest revision: July 2021

FR

- A. GEL DE CONCEPTION FERTILILLY
- B. MODE D'EMPLOI DU GEL DE CONCEPTION FERTILILLY
- C. PRECAUTIONS D'EMPLOI
- D. INGREDIENTS

A. GEL DE CONCEPTION FERTILILLY

Le gel de conception FERTILILLY est un lubrifiant intime qui peut être utilisé lorsque vous essayez de concevoir un enfant. Il est cliniquement prouvé que le gel de conception FERTILILLY est compatible avec les spermatozoïdes. Le gel de conception FERTILILLY peut être utilisé en association avec le concepteur FERTILILLY pour améliorer vos chances de concevoir un enfant.

B. MODE D'EMPLOI DU GEL DE CONCEPTION FERTILILLY

Étape 1

Retirez l'étiquette du tube avant la première utilisation.

Étape 2

Appliquez une petite quantité de produit sur vos doigts ou sur votre main et appliquez-le sur les parties génitales avant et après l'acte sexuel.

Étape 3

Après chaque utilisation, serrez bien le tube. Ne laissez pas le gel et le contenu de votre emballage.

C. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utilisez le gel pendant 3 mois après l'ouverture du tube. Ne l'utilisez pas si vous avez une infection fongique ou bactérienne ou si vous avez récemment eu des infections ou des blessures sur la zone vaginale. Résumez l'utilisation une fois que l'infection a complètement disparu. Si vous éprouvez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le gel et consultez votre médecin. Gardez le produit hors de la portée des enfants.

D. INGREDIENTS (INCI)

Aqua, alcool phényléthyl, hyaluronate de sodium, fructose, bicarbonate de sodium, chlorure de potassium, phosphate disodique, phosphate de potassium.

Date de la dernière révision: juillet 2021.



D. INGREDIENTI (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Citric Acid

Ultima revisione: Luglio 2021

DE

- A. **DAS FERTILILY KINDERWUNSCH GLEITMITTEL**
- B. **WIE WIRD DAS FERTILILY GLEITMITTEL VERWENDET**
- C. **WARNHINWEISE**
- D. **INHALTSSTOFFE**

A. Das FERTILILY Kinderwunsch Gleitmittel ist ein Gel, das speziell bei Kinderwunsch verwendet werden kann. Die Spermenverträglichkeit des Gleitmittels ist klinisch nachgewiesen. Das Gel abtut die die wichtigsten fruchtbarkeitsfördernden Eigenschaften der vaginalen Flüssigkeiten nach. Das FERTILILY Kinderwunsch Gleitmittel kann in Kombination mit dem FERTILILY Kinderwunsch Empfängnisstiftchen verwendet werden, um Ihre Empfängnischancen zu erhöhen.

B. WIE WIRD DAS FERTILILY GLEITMITTEL VERWENDET

Schritt 1
Entfernen Sie das Hygienesiegel vor der Tube.

Schritt 2
Das FERTILILY Kinderwunsch Gleitmittel ist vor dem Geschlechtsverkehr vollständig im Genitalbereich anzuwenden. Dazu entnehmen Sie eine kleine Menge aus der Tube und tragen Sie das Gleitmittel auf die Außenseite der Vagina oder auf den Penis auf. Sie können die Menge variieren, um die gewünschte Gleitfähigkeit zu erreichen.

Schritt 3
Schließen Sie die Tube nach jedem Gebrauch sorgfältig. Lassen Sie die Tube zwischen den Anwendungen nicht geöffnet.

C. WARNHINWEISE

Falls Sie empfindliche Haut haben, sollten Sie vor der ersten

Anwendung ein wenig Gel auf die Armböge auftragen, um zu testen, ob Sie empfindlich auf die Inhaltsstoffe reagieren. Das FERTILILY Kinderwunsch Gleitmittel kann nach Kontakt 3 Monate verwendet werden. Verwenden Sie das FERTILILY Kinderwunsch Gleitmittel nicht, wenn Sie eine vaginale Pilz- oder Bakterieninfektion haben oder wenn Sie kürzlich Beziehungen oder Wunden im vaginalen Bereich hatten. Setzen Sie die Verwendung fort, sobald die Infektion vollständig abgeklungen ist. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, stellen Sie die Anwendung erst und konsultieren Sie Ihren Arzt. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

D. INHALTSSTOFFE (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Citronensäure

Datum der letzten Anpassung: July 2021

PL

- A. **ZEL POCZĘCIOWY FERTILILY**
- B. **JAK UŻYWAĆ ZELU FERTILILY**
- C. **OSTRZEŻENIA**
- D. **SKŁADNIKI**

A. ZEL POCZĘCIOWY FERTILILY

FERTILILY to Gel intymny, który wspomaga proces zapłodnienia. Działa klinicznie potwierdzone, że jest przyjazny dla pleśniaków. Ziel wspomagalny zapłodnienia FERTILILY jest izotoniczny i nadaje się do stosowania w celu poprawy kondycji na żywotność pleśniaków. Aby zwiększyć szanse na ciążę, Ziel FERTILILY stosuj wraz z subiektywnym FERTILILY.

B. JAK UŻYWAĆ ZELU FERTILILY

Krok 1
Przed pierwszym użyciem usuń zabezpieczenie tubki.

Krok 2
Przed stosowaniem zapijki Ziel na zewnętrzny części pochwy lub na srozek penisa.

Wyciśnij niewielką ilość produktu na palec (lub dłoń) i wsadź go w otwór pochwy. Zastój się iść Ziel, aby uzyskać pożądane rezultaty.

Krok 3

Przeczytaj uważnie wszystkie zamknięte tabliczki, jeśli nie używasz żelu, opakowanie powinno być zamknięte.

C. OSTRZEŻENIA

Aby sprawdzić ewentualną nadwrażliwość na składniki produktu, należy nałożyć trochę żelu na wewnętrzny srodek dłoni. Ziel wspomagalny zapłodnienia FERTILILY mała stosować przez 3 miesiące od stwierdzenia ciąży. Nie stosuj żelu FERTILILY podczas bakteriejalnej lub grzybiczej infekcji pochwy ani w przypadku nadwrażliwego podrażnienia lub choroby błony śluzowej. Stosowanie żelu może zmniejszyć prawdopodobieństwo infekcji. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek doległości nieporozumień przemyj stosowanie żelu i skonsultuj się z lekarzem. Przechowaj poza zasięgiem dzieci.

D. SKŁADNIKI (INCI)

Aqua, Phenethyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Fructose, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Citric Acid

Data ostatniej zmiany: lipiec 2021 r.

Hersteller/Fabrikant/Producent
Produttore/Hersteller/Produttore

FERTILILY
Mr. Tschoban T.
1007 0P Amstutz
The Netherlands
www.fertilily.com



The FERTILILY Conception Gel is a medical device Class I

FERTILILY Conception Gel is a medical device Class I

La gel de conception FERTILILY est un dispositif médical de classe I

Il Gel per il Conoscimento FERTILILY è un dispositivo medico di Classe I

FERTILILY is a medical device Class I

FERTILILY is a medical device Class I

