



Handleiding

Manual

**Massagegun XG10 – met 10
massagekoppen**



Inhoudsopgave

table of contents



massagegun XG10 – met 10 massagekoppen	3.
Specificaties	
2. Installatie	7.
Een stapsgewijs overzicht om direct aan de slag te gaan met het product.	
3. Duurzaam recyclen	11.
Uw bijdrage aan een beter milieu	
4. Garantie bepaling	12.
De garantievoorwaarden en het R2B retourbeleid uitgelegd.	



1. Massage Gun XG10 – with 10 massage heads	15.
specifications	
2. Installation	19.
A step-by-step guide to get started with the product.	
3. Sustainable recycling	23.
Your effort for a better environment	
4. Guarantee terms	24.
The warranty terms and the R2B return policy explained.	

1. Massagegun XG10



1.1 Specificaties

- Oplaadtijd: 3-4 uur
- 10 massage standen
- 10 verschillende massagekoppen
- Gebruikstijd: 4-6 uur
- Amplitude van 8mm
- Met een LED-display
- Motor van 60W
- Lithium batterij
- Gewicht: 850g
- Voldoet aan CE-markering en EU-conformiteitsverklaring

1.2.1 Algemene Veiligheidswaarschuwingen

- ⚠ Deze massagegun is ontworpen voor het masseren van spieren bij volwassenen. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden en nooit op huisdieren.
- ⚠ Gebruik de massagegun niet als er zichtbare schade is aan de behuizing, batterij of oplader.
- ⚠ Houd de massagegun uit de buurt van vloeistoffen en warmtebronnen. Dompel het apparaat nooit onder in water.
- ⚠ Demonteer de massagegun niet en verwijder geen schroeven. Dit kan leiden tot letsel of schade.
- ⚠ Laat kinderen of personen met beperkte cognitieve vermogens het apparaat alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.

1.2.2 Veilig gebruik op het lichaam

- ⚠ Gebruik de massagegun niet zonder toestemming van een arts bij: zwangerschap, hartproblemen of pacemakers, diabetes met complicaties, epilepsie, migraine, hernia's, recente operaties, gewrichtsprotheses, metalen implantaten of andere gezondheidsproblemen.
- ⚠ Vermijd gebruik bij open wonden, kneuzingen, ontstekingen, botbreuken, eczeem, huiduitslag of andere huidaandoeningen.
- ⚠ Beweeg de massagekop langzaam over de spiergroep. Druk niet te hard en houd het apparaat nooit langdurig op één plek.

- ⚠ Gebruik de massagegun niet op het hoofd, de keel, de wervelkolom of direct op botuitsteeksels.
- ⚠ De massagegun schakelt automatisch uit na 20 minuten. Gebruik hem maximaal één uur achter elkaar en laat het apparaat daarna minimaal 30 minuten afkoelen.
- ⚠ Blauwe plekken of lichte spiergevoeligheid kunnen optreden. Dit is normaal, maar stop direct bij pijn, duizeligheid, misselijkheid of tintelingen.

1.2.3 Elektronische en oplaadwaarschuwingen

- ⚠ Laad de massagegun uitsluitend op met de meegeleverde oplader en kabel.
- ⚠ Laad het apparaat op bij kamertemperatuur, in een droge omgeving en nooit onbeheerd.
- ⚠ Gebruik de massagegun nooit terwijl deze aan het opladen is.
- ⚠ Haal de oplader los zodra de batterij volledig is opgeladen.
- ⚠ Als het apparaat ongewoon warm wordt, vreemde geluiden of geuren produceert of rook afgeeft: schakel direct uit en stop met gebruik.

1.2.4 Onderhoud en Opslag

- ⚠ Maak de behuizing schoon met een droge, zachte doek. Gebruik geen vocht, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen.
- ⚠ Houd de ventilatieopeningen vrij van stof en vuil.

- ⚠ Bewaar de massagegun in de meegeleverde koffer, op een droge en koele plaats. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, vocht of extreme temperaturen.

1.2.5 Milieu en Verantwoorde Afvoer

- ⚠ De massagegun bevat een lithiumbatterij en mag niet bij het gewone afval. Lever het apparaat in bij een erkend inzamelpunt voor e-waste.
- ⚠ Lever kartonnen en plastic verpakkingen apart in voor recycling.

2. Installatie

2.1 Product diagram



2.2 Bijbehorende accessoires



Ronde kop

Grotere spiergroepen – Rug en dijen



Vorkkop

Wervelkolom & nek



Platte kop

Gevoelige en botachtige gebieden



Pneumatische kop

Voor gevoelige zones of beginners



Dikke platte kop

Brede spiergroepen



Duimvormige kop

voor diepe, precieze druk zoals handen en voeten



Bulletkop

Diepere weefselmassages



Schouderkop

Voor het schoudergebied



Kegelvormige kop

Voor gewrichten en drukpunten



Spiraalkop

Voor acupressuur en diepere spieren



USB-C oplaadkabel



Opzetrubbers



Meeneemkoffer

2.3 Gebruik van de massagegun

Let op! Check voor je de massagegun gebruikt of hij volledig is opgeladen.

2.3.1 Massagegun aanzetten

Zet de massagegun aan doormiddel van de schuifknop aan de onderkant.



2.3.2 Snelheid aanpassen

Klik op de fingerprint op het LED-display om de snelheid aan te passen.



2.3.3 Motor uitschakelen

Door de fingerprint ingedrukt te houden schakelt de motor van de massagegun uit.



2.3.4 Massagegun uitschakelen

Schakel de massagegun helemaal uit doormiddel van de schuifknop aan de onderkant.



2.4 Verwisselen van massagekop

Let op! Verwissel de massagekop nooit wanneer de massagegun aanstaat.

2.4.1 Bevestigen

Druk de pin van de massagekop zo ver mogelijk in de massagegun.




2.4.2 Verwijderen

Trek aan de massagekop om hem te verwijderen.



2.4.3 Rubbers vervangen

Bij frequent wisselen van massagekoppen kunnen de rubberen ringetjes op de pinnen slijten. Vervang deze tijdig met de meegeleverde reserve-rubbers om een goede werking te behouden.



3. Duurzaam recyclen

Uw bijdrage aan een beter milieu

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid en adviseren onze klanten om producten aan het einde van hun levensduur op een verantwoorde manier te recyclen. Gooi producten niet bij het restafval, maar lever ze in bij een erkende recyclingorganisatie of breng ze naar de milieustraat in uw gemeente.

Samen zorgen we voor een duurzamere toekomst!

4. Garantie bepaling

4.1 Kwaliteitsgarantie

2BEHOME garandeert zijn klanten een hoge Nederlandse kwaliteitsnorm, en daar zijn we trots op. Zo geldt voor al onze producten een standaard garantietermijn van 2 jaar tegen gebreken bij materiaal- of fabricagefouten.

4.2 Verval garantie

Wij kunnen helaas geen garantie bieden in de volgende gevallen:

- a. Na verloop van bovenstaande garantietermijn.
- b. Het defect is ontstaan ten gevolgen van oneigenlijk gebruik, verwaarlozing of door valen en stoten.

4.3 Aanspraak maken op garantie

Wil je aanspraak maken op garantie of twijfel je of jouw situatie binnen de garantie valt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de optie tot garantie samen kunnen bespreken!

4.4 Retourneringsrecht

Ben je toch niet helemaal tevreden of heb je een andere reden om het product te retourneren? Je kunt het product binnen 30 dagen retourneren, tenzij anders vermeld in de voorwaarden van specifieke platforms. De voorwaarden van het betreffende platform bepalen of een product kan worden geretourneerd en binnen welke termijn.

Zorg ervoor dat het product onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Na ontvangst en acceptatie van de retour, ontvang je het volledige aankoopbedrag terug, minus eventuele retourkosten (indien van toepassing).

4.5 Over 2BEHOME

2BEHOME is al sinds 2020 de specialist op het gebied van alles in en rondom het huis. Bij 2BEHOME ben je aan het juiste adres voor de beste kwaliteit aroma diffusers, wc borstels, drogerballen en meer!

2BEHOME wordt gecomplementeerd door de aansluitende merken 2BEFUN & 2BEHEALTHY die zich onderscheiden in de producten in onder andere de beste massagegun, yogamat, PS5 koffers en Spikeball sets!

Elk product wordt uitvoerig getest op kwaliteit, levensduur en duurzame productie, voordat het in het aanbod wordt opgenomen. Hierdoor ben je altijd verzekerd van de beste producten in Nederland én België! Naar welk product ben jij opzoek? Hieronder vind je alvast een toelichting over alle producten!



Manual

Massage Gun XG10 – with 10
massage heads



1. Massage Gun XG10



1.1 Specifications

- Charging time: 3-4 hours
- 10 massage settings
- 10 different massage heads
- Usage time: 4-6 hours
- Amplitude of 8mm
- With an LED display
- 60W motor
- Lithium battery
- Weight: 850g
- Complies with CE marking and EU declaration of conformity

1.2.1 General Safety Warnings

- ⚠ This massage gun is designed for massaging muscles in adults. Do not use the device for other purposes and never on pets.
- ⚠ Do not use the massage gun if there is visible damage to the casing, battery, or charger.
- ⚠ Keep the massage gun away from liquids and heat sources. Never submerge the device in water.
- ⚠ Do not disassemble the massage gun or remove any screws. This may lead to injury or damage.
- ⚠ Allow children or individuals with limited cognitive abilities to use the device only under direct adult supervision.

1.2.2 Safe Use on the Body

- ⚠ Do not use the massage gun without a doctor's permission if you have: pregnancy, heart problems or pacemakers, diabetes with complications, epilepsy, migraines, hernias, recent surgeries, joint prostheses, metal implants, or other health issues.
- ⚠ Avoid use on open wounds, bruises, inflammations, fractures, eczema, rashes, or other skin conditions.
- ⚠ Move the massage head slowly over the muscle group. Do not press too hard and never keep the device in one spot for too long.

- ⚠ Do not use the massage gun on the head, throat, spine, or directly on bony protrusions.
- ⚠ The massage gun automatically shuts off after 20 minutes. Use it for a maximum of one hour continuously and allow the device to cool down for at least 30 minutes afterwards.
- ⚠ Bruising or slight muscle tenderness may occur. This is normal, but stop immediately if you experience pain, dizziness, nausea, or tingling.

1.2.3 Electronic and Charging Warnings

- ⚠ Charge the massage gun only with the supplied charger and cable.
- ⚠ Charge the device at room temperature, in a dry environment, and never unattended.
- ⚠ Never use the massage gun while it is charging.
- ⚠ Disconnect the charger as soon as the battery is fully charged.
- ⚠ If the device becomes unusually warm, produces strange noises or smells, or emits smoke: turn it off immediately and stop using it.

1.2.4 Maintenance and Storage

- ⚠ Clean the casing with a dry, soft cloth. Do not use moisture, solvents, or aggressive cleaning agents.
- ⚠ Keep the ventilation openings free from dust and dirt.

- ⚠ Store the massage gun in the supplied case, in a dry and cool place. Do not expose the device to direct sunlight, moisture, or extreme temperatures.

1.2.5 Environment and Responsible Disposal

- ⚠ The massage gun contains a lithium battery and must not be disposed of with regular waste. Return the device to a recognized e-waste collection point.
- ⚠ Separate cardboard and plastic packaging for recycling.

2. Installation

2.1 Product diagram



2.2 Associated accessories



Round head
Larger muscle groups – Back and thighs



Fork head
Spine & neck



Flat head
Sensitive and bony areas



Pneumatic head
For sensitive areas or beginners



Thick flat head
Wide muscle groups



Thumb-shaped head
for deep, precise pressure like hands and feet



Bullet head
Deeper tissue massages



Shoulder head
For the shoulder area



Conical head
For joints and pressure points



Spiral head
For acupressure and deeper muscles



USB-C charging cable



Attachment rubbers



Carrying case

2.3 Use of the massage gun

Attention! Check if the massage gun is fully charged before using it.

2.3.1 Turning on the massage gun

Turn on the massage gun using the slide switch at the bottom.



2.3.2 Adjusting speed

Click on the fingerprint on the LED display to adjust the speed.



2.3.3 Turning off the motor

By holding down the fingerprint, the motor of the massage gun will turn off.



2.3.4 Turning off the massage gun

Completely turn off the massage gun using the slide switch at the bottom.



2.4 Changing the massage head

Attention! Never change the massage head while the massage gun is on.

2.4.1 Confirming

Press the pin of the massage head as far as possible into the massage gun.




2.4.2 Removing

Pull on the massage head to remove it.



2.4.3 Replacing rubbers

With frequent changes of massage heads, the rubber rings on the pins can wear out. Replace them in time with the included spare rubbers to maintain proper function.



3. Sustainable recycling

Your contribution to a better environment

We value sustainability highly and advise our customers to recycle products responsibly at the end of their life cycle. Do not throw products in the general waste, but hand them in at a recognized recycling organization or take them to the recycling center in your municipality.

Together we can ensure a more sustainable future!

4. Warranty provision

4.1 Quality guarantee

2BEHOME guarantees its customers a high standard of Dutch quality, and we take pride in that. Therefore, all our products come with a standard warranty period of 2 years against defects in materials or workmanship.

4.2 Warranty expiration

Unfortunately, we cannot provide a warranty in the following cases:

- a. After the expiration of the above warranty period.
- b. The defect is due to improper use, neglect, or due to falls and bumps.

4.3 Claiming warranty

Do you want to claim warranty or are you unsure whether your situation falls within the warranty? Please contact us so we can discuss the warranty option together!

4.4 Right of return

Are you not completely satisfied or do you have another reason to return the product? You can return the product within 30 days unless otherwise stated in the terms of specific platforms. The terms of the relevant platform determine whether a product can be returned and within what timeframe.

Make sure the product is undamaged and returned in its original packaging. After receipt and acceptance of the return, you will receive a full refund, minus any return costs (if applicable).

4.5 About 2BEHOME

2BEHOME has been the specialist in everything related to home since 2020. At 2BEHOME, you are at the right place for the best quality aroma diffusers, toilet brushes, dryer balls, and more!

2BEHOME is complemented by the associated brands 2BEFUN & 2BEHEALTHY, which stand out in products including the best massage gun, yoga mats, PS5 cases, and Spikeball sets!

Each product is extensively tested for quality, durability, and sustainable production before being included in the range. This ensures you are always guaranteed the best products in the Netherlands and Belgium! What product are you looking for? Below you will find an explanation of all products!

2BEHEALTHY



2BEHOME B.V.
Polderweg 7
1446AA Purmerend, Netherlands



FR

LE TRI

FACILE





Séparez les éléments avant de trier