

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

## DE - Gebrauchsanweisung zu Deinem Gleitmittel

**WICHTIG! Bitte lies diese Anleitung vor der ersten Ingebrauchnahme des Produktes aufmerksam und vollständig durch und beachte insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahre diese Anleitungsbroschüre auf, da sie wichtige Informationen zum sicheren Gebrauch sowie zu technischen und gesetzlichen Informationspflichten enthält, die auch zu einem späteren Zeitpunkt wichtig für Dich sein könnten.**

Anwendung: Das Gleitmittel wird einfach auf das Körperteil oder das am erigierten Penis abgerollte Kondom getropft und dann mit den Fingern verteilt. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir ein gründliches Händewaschen vorab. Beim Verteilen sehr vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass die Fingernägel das Kondom nicht beschädigen. Das Gleitmittel ist auf Wasserbasis. Das bedeutet, es verursacht kein klebriges Gefühl und ist vollständig mit Wasser abwaschbar, es kann aber leicht eintrocknen. Außerdem kann es mit allen Lovetoys verwendet werden, egal aus welchem Material die Toys sind.

Informationen zum Gleitmittel: Das öl- und fettfreie Gleitmittel ist ein Medizinprodukt zur Anwendung auf der Haut, im Intimbereich, mit allen Kondomen und allen Lovetoys. Es erfüllt die strengen Anforderungen der europäischen „Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte“ und des deutschen „Medizinproduktegesetzes“. Seine Qualität hat es durch die ausgewählten Rohstoffe, kontrollierte Fertigungsprozesse und umfangreiche Prüfungen erhalten. Es ist auf Haut- und Schleimhautverträglichkeit positiv getestet, die Kondomverträglichkeit ist nachgewiesen.

Sonstige Hinweise: Gleitmittel vermindern die Reibung und verbessern gleichzeitig die Gleitfähigkeit, weshalb wir sie sowohl beim Geschlechtsverkehr als auch bei der Verwendung mit Toys empfehlen. Schmerzen und leichten Verletzungen im empfindlichen Intimbereich kann so vorgebeugt werden, außerdem ist die Verwendung von Kondomen durch die verminderte Reibung sicherer.

Schwangerschaftsverhütung und Schutz vor Infektionen: Das Gleitmittel ist kein empfängnisverhütendes Mittel, enthält keine spermiziden Wirkstoffe und bietet keinen Infektionsschutz.

Bei Kinderwunsch: Gynäkologen empfehlen, Gleitmittel bei Kinderwunsch nur sparsam einzusetzen oder zur Sicherheit ganz darauf zu verzichten, da die Empfängnis erschwert werden könnte.

Informiere Dich in der Kennzeichnung des Produkts unter „Ingredients (INCI)“ über unverträgliche oder allergieauslösende Stoffe. Wenn Unverträglichkeiten auftreten, entferne das Produkt bitte wie oben beschrieben und konsultiere gegebenenfalls einen Arzt.

Nach Anbruch mindestens 3 Monate haltbar. Beachte das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Flasche.

### Spezifikationen

Inhalt (in ml): 300

Gewicht brutto (in g): 330

Ingredients (INCI): Glycerin, Wasser, Hydroxyethylcellulose, Sodium Lactate, Natriumbenzoat, Allantoin, Milchsäure, Salicylsäure, Menthol, Aroma

Bei Fehlern oder Bedienungsschwierigkeiten wende Dich bitte an [amazon@aaa-marketing.de](mailto:amazon@aaa-marketing.de). Unser Kundensupport wird Dich bei Deinen Schwierigkeiten gerne unterstützen.

**CE 0197**

Triple A Import GmbH

Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld

E-Mail: [amazon@aaa-marketing.de](mailto:amazon@aaa-marketing.de)

## EN - Instructions for use about your lubricant

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

**IMPORTANT! Please read these instructions carefully prior to using your product for the first time, and ensure you have fully understood the warning and safety information. Keep these instructions handy, as they contain important information on the safe use of the toy, as well as providing necessary technical and legal information which you might need at a later date.**

**Use:** Simply drip the lubricant onto the desired area of the body, or onto a condom that has been rolled onto your erect penis and distribute evenly with your fingers. For hygiene reasons, we recommend that you wash your hands thoroughly prior to application. Ensure that you apply the lubricant carefully to ensure that the condom is not damaged, e.g. due to sharp fingernails. The lubricant is water-based. This means that it is easily rinsed off with water, leaving behind no residue or sticky feeling on the skin. It can be used with all sex toys, regardless of material composition.

**More information about the lubricant:** This oil- and fat-free lubricant is a medical product suitable for use on the skin, in intimate areas, and with all types of condom and sex toy. It meets the strict requirements of the European Directive 93/42 EEC on Medical Devices and the German Medical Devices Act. This is a high-quality product thanks to the select raw ingredients, monitored manufacturing processes and comprehensive testing. It has been tested for compatibility with the skin and mucous membranes, and is verifiably condom-safe.

**Other information:** Lubricants reduce friction and simultaneously improve gliding capacity, which is why we recommend their use during intercourse and when using toys. This enables you to avoid pain and minor injuries in your sensitive intimate areas. It also improves safety when using condoms thanks to the reduced friction.

**Contraception and protection against infection:** The lubricant is not a form of contraception. It does not contain spermicides and offers no protection against infection.

**When trying to conceive:** Gynaecologists recommend that you should use lubricants sparingly or abstain from using them completely when trying to conceive as they may hamper conception.

**For information on ingredients that may cause intolerance or an allergic reaction,** please refer to the 'Ingredients (INCI)' section of the product label. If you find that you are unable to tolerate the product, please remove the product as described above, and consult a doctor if necessary.

Once opened, use within 3 months. Observe the best before date on the bottle.

## **Specifications**

Contents (in ml): 300

Gross weight (in g): 330

Ingredients (INCI): glycerin, water, hydroxyethylcellulose, sodium lactate, sodium benzoate, allantoin, lactic acid, salicylic acid, menthol, aroma

In the event of faults or operating difficulties, please contact [amazon@aaa-marketing.de](mailto:amazon@aaa-marketing.de). Our customer support team will be happy to assist you.

**CE 0197**

## **Limitation of liability**

Use at your own risk! Triple A Import GmbH and/or their retailers are liable for damages caused by intentional or grossly negligent behaviour of Triple A Import GmbH, a representative or vicarious agent, in accordance with legal directives. With the exception of injury to life, limb or health, and breach of essential contractual obligations (cardinal obligations), Triple A Import GmbH and/or their retailers are only liable for damages which can be attributed to intentional or grossly negligent behaviour. This also applies to indirect damages, in particular lost profits.

Moreover, liability with regard to consumers due to an assumed guarantee, except in the case of intentional or grossly negligent behaviour, or where there is an injury to life, limb or health and a breach of essential contractual obligations

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

(cardinal obligations) is limited to the typical, foreseeable damages on conclusion of the contract, and also to the level of the average damages typical for this contract. This also applies to indirect damages, in particular lost profits. With regard to companies, except in the case of injury to life, limb and health or intentional or grossly negligent behaviour by Triple A Import GmbH, and/or its retailers liability is limited to the typical, foreseeable damages on conclusion of the contract, and also to the level of the average damages typical for this contract. This also applies to indirect damages, in particular lost profits.

Claims for liability due to product liability legislation remain unaffected.

No liability will be accepted for damages due to:

- Non-compliance with this manual
- Improper use
- Unauthorised alterations
- Technical modifications
- Use of unapproved spare parts
- Use of unapproved accessories

Triple A Import GmbH  
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld  
E-Mail: amazon@aaa-marketing.de

## FR - Mode d'emploi pour votre lubrifiant

**IMPORTANT ! Lisez attentivement et complètement ces instructions avant d'utiliser le produit pour la première fois et portez une attention particulière aux avertissements et aux consignes de sécurité. Conservez ce livret d'instructions car il contient des informations importantes sur une utilisation en toute sécurité ainsi que sur les exigences d'informations techniques et juridiques qui peuvent également être importantes pour vous à un moment ultérieur.**

Utilisation : Le lubrifiant est simplement versé sur la partie du corps ou sur le préservatif déroulé sur le pénis en érection, puis étalé avec les doigts. Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de vous laver soigneusement les mains au préalable. Soyez très prudent lorsque vous l'étalez et veillez à ne pas endommager le préservatif avec vos ongles. Le lubrifiant est à base d'eau. Cela signifie qu'il n'est pas collant et qu'il est complètement lavable à l'eau, mais il peut aussi sécher facilement. Il peut également être utilisé avec tous les jouets érotiques, quel que soit le matériau dans lequel ils sont fabriqués.

Informations sur le lubrifiant : le lubrifiant sans huile et sans graisse est un produit médical pouvant être utilisé sur la peau, dans la région génitale, avec tous les préservatifs et tous les jouets érotiques. Il répond aux exigences strictes de la « Directive 93/42/CEE sur les produits médicaux » européenne et de la « Loi sur les dispositifs médicaux » française. Il doit sa qualité aux matières premières sélectionnées, aux processus de fabrication contrôlés et aux tests approfondis. Il a été testé positif pour sa compatibilité avec la peau et les muqueuses, et sa compatibilité avec les préservatifs a été prouvée.

Autres remarques : Les lubrifiants réduisent les frottements et améliorent le glissement, c'est pourquoi nous les recommandons à la fois pendant les rapports sexuels et lors de l'utilisation de jouets. Des douleurs et blessures mineures dans la zone génitale sensible peuvent ainsi être évitées, et l'utilisation de préservatifs est plus sûre en raison de la réduction des frottements.

Contraception et protection contre les infections : Le lubrifiant n'est pas un contraceptif, il ne contient aucun agent spermicide et ne protège pas contre les infections.

Si vous souhaitez tomber enceinte : Les gynécologues recommandent d'utiliser les lubrifiants avec parcimonie ou, pour plus de sécurité, de ne pas en utiliser du tout, car ils peuvent rendre la conception plus difficile.

Renseignez-vous sur les substances incompatibles ou allergènes sur l'étiquette du produit sous le titre « Ingrédients (INCI) ». En cas d'intolérance, retirez le produit comme décrit ci-dessus et consultez un médecin si nécessaire.

Durée de conservation : au moins 3 mois après l'ouverture de la bouteille. Respecter la date de péremption sur la bouteille.

# EIS

*Entdecke Deine Individualität*

## Spécification

Contenu (en ml) : 300

Poids brut (en g) : 330

Ingredients (INCI): Glycérol, Eau, Cellulose hydroxyéthyle, Sodium Lactate, Benzoate de sodium, Allantoïne, acide lactique, Salicylsäure, Menthol, Arôme

Si vous commettez une erreur ou rencontrez des difficultés lors du fonctionnement, veuillez nous contacter à l'adresse : amazon@aaa-marketing.de. Notre service client se fera un plaisir de vous assister.

## CE 0197

## Limitation de responsabilité

L'utilisation se fait aux risques de l'utilisateur! Triple A Import GmbH et/ou ses distributeurs reconnaissent leur responsabilité selon les dispositions légales pour des dommages causés par un comportement intentionnel ou une négligence grave de Triple A Import GmbH, d'un de ses représentants ou agents. Triple A Import GmbH et/ou ses distributeurs n'engage sa responsabilité que pour les dommages dus à un comportement intentionnel ou une négligence grave, à l'exception des atteintes à la vie, à l'intégrité physique et à la santé ainsi qu'en cas de non respect des obligations contractuelles essentielles (obligations majeures).

En outre, la responsabilité envers les consommateurs, en raison de la garantie assurée, est limitée aux dommages typiques prévisibles à la conclusion du contrat et, en outre, à la hauteur des dommages moyens propre au contrat, sauf en cas de comportement intentionnel ou de négligence grave ou de dommages portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la santé ainsi qu'en cas de non-respect des obligations contractuelles essentielles (obligations majeures). Cela est également valable pour les dommages indirects, en particulier pour une perte de profit. Envers les entrepreneurs, la responsabilité est limitée aux dommages typiques prévisibles à la conclusion du contrat et, en outre, à la hauteur des dommages moyens propre au contrat, sauf en cas de dommages portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique et à la santé ou de comportement intentionnel ou de négligence grave de Triple A Import GmbH et/ou de ses distributeurs. Cela est également valable pour les dommages indirects, en particulier pour une perte de profit.

Les prétentions en matière de la responsabilité selon la loi sur la responsabilité pour défaut d'une qualité assurée n'en seront pas affectées.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages liés à:

- un non-respect du mode d'emploi
- une utilisation non conforme
- une transformation de la propre initiative de l'utilisateur
- des modifications techniques
- une utilisation de pièces détachées non autorisées
- une utilisation d'accessoires non autorisés

Triple A Import GmbH  
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld  
E-Mail: amazon@aaa-marketing.de

## ES - Instrucciones de uso para tu lubricante

**¡IMPORTANTE! Lee íntegra y atentamente estas instrucciones antes de la primera puesta en servicio del producto y presta especial atención a las advertencias y las instrucciones de seguridad. Conserva este folleto de instrucciones, ya que contiene información importante acerca del uso seguro, además de información técnica y legal obligatoria que podría resultarte importante en algún momento.**

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

Aplicación: solo hay que dejar caer unas gotas de lubricante sobre la parte del cuerpo o el condón bien colocado sobre el pene erecto y repartirlo con los dedos. Por motivos higiénicos, es recomendable lavarse antes bien las manos. Al repartir el producto, proceder con mucho cuidado y procurar que las uñas no dañen el condón. El lubricante es un producto a base de agua. Esto significa que no produce una sensación pegajosa y puede eliminarse por completo con agua, aunque tiende a secarse con rapidez. Además, puede utilizarse con todos los juguetes eróticos independientemente del material.

Información sobre el lubricante: el lubricante sin aceite ni grasa es un producto sanitario para aplicar en la piel, en las zonas íntimas, con todo tipo de condones y juguetes eróticos. Cumple las estrictas exigencias de la «Directiva 93/42/CEE de productos sanitarios» europea y la «Ley de productos sanitarios» alemana. Materias primas seleccionadas, procesos de producción controlados y pruebas exhaustivas son la base de su calidad. Tolerancia de la piel y las mucosas comprobada, compatibilidad con condones certificada.

Otras indicaciones: los lubricantes reducen la fricción y mejoran el deslizamiento, por lo que recomendamos su uso tanto durante el coito como con juguetes eróticos. De este modo se pueden prevenir molestias y lesiones leves en las sensibles zonas íntimas, además de incrementar la seguridad de los condones gracias a la reducción de la fricción.

Anticoncepción y prevención de infecciones: el lubricante no es un anticonceptivo, no contiene espermicidas ni protege frente a infecciones.

Si desea tener hijos: los ginecólogos recomiendan utilizar lubricantes solo con moderación e incluso, para mayor seguridad, no utilizarlos, ya que pueden dificultar la concepción.

En los documentos de identificación del producto, consulte el apartado «Ingredients (INCI)» para comprobar si contiene alguna sustancia que pudiera suponerle problemas de intolerancia o alergia. En caso de intolerancia, retire el producto como se ha descrito anteriormente y consulte a su médico si es necesario.

Una vez abierto, se conserva un mínimo de 3 meses. Respete la fecha de caducidad indicada en la botella.

## **Especificación**

Contenido (en ml): 300

Peso bruto (en g): 330

Ingredients (INCI): Glicerina, Agua, Hidroxietilcelulosa, Sodium Lactate, Benzoato de sodio, Alantoína, ácido láctico, Ácido salicílico, Mentol, Aroma

Si hubiese errores o tuvieses problemas de manejo ponte en contacto con [amazon@aaa-marketing.de](mailto:amazon@aaa-marketing.de). Nuestra atención al cliente estará encantada de ayudarte a superar las dificultades.

**CE 0197**

## **Limitación de responsabilidad**

¡Utilización bajo su propio riesgo! La empresa Triple A Import GmbH o sus minoristas responden de los daños derivados de una conducta dolosa o gravemente negligente por parte de Triple A Import GmbH, un representante o un auxiliar ejecutivo de conformidad con las disposiciones legales. A excepción de la vulneración de la vida, la integridad física o la salud, así como de la vulneración de las obligaciones contractuales esenciales (obligaciones fundamentales), la empresa Triple A Import GmbH o sus minoristas únicamente se hacen responsables de los daños atribuibles a una conducta dolosa o gravemente negligente. Esto también se aplica a daños resultantes indirectos, especialmente por pérdida de beneficios.

Por lo demás, la responsabilidad frente a los consumidores en virtud de la garantía asumida, salvo en caso de conducta dolosa o gravemente negligente o en caso de vulneración de la vida, la integridad física o la salud, así como de la vulneración de las obligaciones contractuales esenciales (obligaciones fundamentales), se limita a los daños típicamente previsibles en el momento de la celebración del contrato y, por lo demás, a la cuantía de los daños medios habituales contractualmente. Esto también se aplica a daños resultantes indirectos, especialmente por pérdida de beneficios.

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

La responsabilidad frente a empresarios, salvo en caso de vulneración de la vida, la integridad física o la salud, o en caso de conducta dolosa o gravemente negligente por parte de Triple A Import GmbH y sus minoristas, se limita a los daños típicamente previsibles en el momento de la celebración del contrato y, por lo demás, a la cuantía de los daños medios habituales contractualmente. Esto también se aplica a daños indirectos, especialmente por pérdida de beneficios.

Las reclamaciones de responsabilidad en virtud de la Ley de Responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos permanecen inalteradas.

No se asume ninguna responsabilidad por daños debidos a:

- Inobservancia de las instrucciones
- Uso no previsto
- Modificaciones arbitrarias
- Modificaciones técnicas
- Uso de piezas de recambio no autorizadas
- Uso de accesorios no autorizados

Triple A Import GmbH  
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld  
E-Mail: amazon@aaa-marketing.de

## IT - Istruzioni per l'uso al tuo lubrificante

**IMPORTANTE! Leggi con attenzione e in modo completo queste istruzioni prima della prima messa in uso del prodotto e rispetta soprattutto le avvertenze e le indicazioni di sicurezza. Conserva questo opuscolo con le istruzioni, poiché contiene informazioni importanti per un utilizzo sicuro e sugli obblighi di informazione di tipo tecnico e giuridico, che potrebbero essere importanti per te in futuro.**

Utilizzo: Applicare qualche goccia di lubrificante sulla zona del corpo interessata o sul preservativo inserito sul pene eretto e poi cospargerlo con le dita. Per motivi igienici consigliamo di lavarsi prima bene le mani. Quando si cosparge fare attenzione che le unghie non danneggino il preservativo. Il lubrificante è a base di acqua. Ciò significa che non causa una sensazione appiccicosa, è completamente lavabile con acqua e si asciuga facilmente. Inoltre è compatibile con tutti i giocattoli erotici di qualsiasi materiale.

Informazioni sul lubrificante: Il lubrificante privo di olio e grasso è un dispositivo medico per l'applicazione sulla pelle, sulla zona genitale, compatibile con tutti i preservativi e i giocattoli erotici. Soddisfa i rigidi requisiti della "Direttiva europea 93/42/42 CEE relativa a prodotti medicinali" e della "legge tedesca sui prodotti medicinali". La sua qualità è data da materie prime selezionate, processi di produzione controllati e test approfonditi. È testato positivamente per compatibilità con pelle e mucose, la compatibilità con i preservativi è dimostrata.

Altre indicazioni: I lubrificanti riducono l'attrito e allo stesso tempo migliorano la lubrificazione, motivo per cui li raccomandiamo sia durante i rapporti sessuali sia quando vengono usati con i toys. In questo modo dolore e piccole lesioni nelle zone intime sensibili possono essere prevenuti, inoltre l'uso del preservativo è più sicuro a causa della frizione ridotta.

Prevenzione delle gravidanze e protezione dalle infezioni: Il nostro lubrificante non è un contraccettivo, non contiene sostanze spermicide e non fornisce una protezione contro le infezioni.

Desiderio di maternità: Se si desidera avere un figlio i ginecologi consigliano di usare i lubrificanti con parsimonia o di rinunciarvi del tutto poiché possono rendere più difficile il concepimento.

Informarsi sull'etichettatura del prodotto alla voce "Ingredients (INCI)" sulle sostanze incompatibili o allergeniche. In caso di intolleranza al prodotto, rimuoverlo come descritto ed eventualmente consultare un medico.

Dopo l'apertura consumare preferibilmente entro 3 mesi. Osservare la data di scadenza sulla confezione.

### Specifiche

Contenuto (in ml): 300

Peso lordo (in g): 330

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

Ingredients (INCI): Glycerina, Acqua, Idrossietilcellulosa, Sodium Lactate, Benzoato di sodio, Allantoïna, acido lattico, Acido salicilico, Mentolo, Aroma

In caso di guasti o difficoltà di utilizzo, rivolgiti a [amazon@aaa-marketing.de](mailto:amazon@aaa-marketing.de). La nostra assistenza clienti sarà lieta di aiutarti in caso di difficoltà.

## CE 0197

### Limitazione della responsabilità

L'utilizzo avviene a proprio rischio e pericolo! La Triple A Import GmbH e/ o i relativi dettaglianti saranno responsabili per danni cagionati da comportamento doloso o gravemente negligente della stessa Triple A Import GmbH, di un suo rappresentante o agente, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Fatti salvi i casi di lesioni mortali, corporali o alla salute, nonché di violazione di obblighi contrattuali sostanziali (obblighi essenziali), Triple A Import GmbH e/o i relativi dettaglianti risponderanno solo dei danni imputabili a comportamento doloso o gravemente negligente. Tale disposizione è valida altresì per eventuali danni conseguenti indiretti, come in particolare il mancato guadagno.

Per il resto, la responsabilità nei confronti dei consumatori basata su una delle garanzie assunte, esclusi i casi di comportamento doloso o gravemente negligente o di danni derivanti da lesioni mortali, corporali o alla salute e da violazione di obblighi contrattuali sostanziali (obblighi essenziali), si limita ai danni tipicamente prevedibili in sede di stipula del contratto ed equivalenti all'importo medio dei danni tipici del contratto. Tale disposizione è valida altresì per eventuali danni conseguenti indiretti, come in particolare il mancato guadagno. Nei confronti delle aziende, la responsabilità, ad esclusione dei casi di lesioni mortali, corporali o alla salute o di comportamento doloso o gravemente negligente di Triple A Import GmbH e/o dei relativi dettaglianti, si limiterà ai danni tipicamente prevedibili in sede di stipula del contratto ed equivalenti all'importo medio dei danni tipici del contratto. Tale disposizione è valida altresì per eventuali danni indiretti, come in particolare il mancato guadagno.

Rimangono impregiudicate le eventuali rivendicazioni per responsabilità basata sulle disposizioni di legge in materia di responsabilità del prodotto.

Non si risponderà di alcun danno derivante da:

- Mancato rispetto delle istruzioni
- Uso non conforme
- Modifiche apportate di propria iniziativa
- Modifiche tecniche
- Utilizzo di ricambi non autorizzati
- Utilizzo di accessori non autorizzati

Triple A Import GmbH  
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld  
E-Mail: [amazon@aaa-marketing.de](mailto:amazon@aaa-marketing.de)

### NL - Gebruiksaanwijzing bij je glijmiddel

**BELANGRIJK! Lees deze instructies zorgvuldig en volledig door voordat je het product voor het eerst gebruikt en let vooral op de waarschuwingen en veiligheidsinstructies. Bewaar dit instructieboekje, want het bevat belangrijke informatie over veilig gebruik en over technische en wettelijke informatievereisten, die ook op een later moment voor je van belang kunnen zijn.**

Gebruik: het glijmiddel wordt eenvoudig op het lichaamsdeel of het om een stijve penis gerolde condoom gedruppeld en vervolgens met de vingers verspreid. Om hygiënische redenen raden we aan om vooraf je handen grondig te wassen. Wees heel voorzichtig bij het verspreiden en zorg ervoor dat je vingernagels het condoom niet beschadigen. Het glijmiddel is op waterbasis. Dat betekent dat het geen plakkerig gevoel geeft en volledig met water uitspoelbaar is, maar wel gemakkelijk uitdroogt. Het kan ook worden gebruikt met alle seksspeeltjes, ongeacht van welk materiaal het speeltje is gemaakt.

# EIS

*Entdecke Deine Innlichkeit*

Informatie over het glijmiddel: het olie- en vetvrije glijmiddel is een medisch hulpmiddel voor gebruik op de huid, rond de geslachtsorganen, met alle condooms en alle seksspeeltjes. Het voldoet aan de strenge eisen van de Europese "Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen" en de Duitse "Wet op medische hulpmiddelen". De kwaliteit wordt gegarandeerd door de geselecteerde grondstoffen, gecontroleerde productieprocessen en uitgebreide testen. Het is positief getest op compatibiliteit met huid en slijmvliezen en condoomcompatibiliteit is bewezen.

Overige informatie: glijmiddelen verminderen de wrijving en verbeteren tegelijkertijd het glijvermogen, daarom raden we ze zowel bij geslachtsverkeer als bij gebruik met speeltjes aan. Je kunt zo pijn en kleine verwondingen in het gevoelige genitale gebied voorkomen en door de verminderde wrijving is het gebruik van condooms veiliger.

Zwangerschapspreventie en bescherming tegen infecties: het glijmiddel is geen voorbehoedsmiddel, bevat geen zaaddodende middelen en biedt geen bescherming tegen infectie.

Bij kinderwens: gynaecologen raden aan bij een kinderwens glijmiddelen slechts beperkt te gebruiken of voor de zekerheid volledig te vermijden, omdat ze de bevruchting moeilijker kunnen maken.

Lees meer over incompatibele of allergie veroorzakende stoffen op de etikettering van het product onder "Ingrediënten (INCI)". Als intolerantie optreedt, verwijder dan het product zoals hierboven beschreven en raadpleeg indien nodig een arts.

Na opening minimaal 3 maanden houdbaar. Let op de houdbaarheidsdatum op de fles.

## **Specificaties**

Inhoud (in ml): 300

Brutogewicht (in g): 330

Ingrediënten (INCI): glycerine, water, hydroxyethylcellulose, natriumlactaat, natriumbenzoaat, allantoine, melkzuur, salicylzuur, menthol, aroma

Neem bij gebreken of bedieningsproblemen contact op met [amazon@aaa-marketing.de](mailto:amazon@aaa-marketing.de). Onze klantenondersteuning helpt u graag met uw problemen.

**CE 0197**

## **Beperking van aansprakelijkheid**

Gebruik is op eigen risico! Triple A Import GmbH en/of haar verkopers zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijk of grove nalatigheid van Triple A Import GmbH, een vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Met uitzondering van schade aan leven, lichaam en gezondheid en de schending van essentiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen), zijn Triple A Import GmbH en/of haar verkopers alleen aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade zoals in het bijzonder winstderving.

Voor het overige is aansprakelijkheid jegens consumenten gebaseerd op een aangenomen garantie, behalve in het geval van opzettelijk of grove nalatigheid of schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen en gezondheid en de schending van essentiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen) op de schade die typisch voorzienbaar was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten en anderszins beperkt tot de gemiddelde schade die typisch is voor de overeenkomst. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade zoals in het bijzonder winstderving. Aansprakelijkheid jegens ondernemers is, behalve in geval van letsel aan leven, ledematen en gezondheid of opzettelijk of grove nalatigheid van de zijde van Triple A Import GmbH en/of haar verkopers, beperkt tot de schade die typisch te voorzien was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten en het bedrag anderszins tot de gemiddelde schade die typisch is voor de overeenkomst. Dit geldt ook voor indirecte schade, in het bijzonder winstderving.

Aanspraken op aansprakelijkheid op basis van de Productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast.



# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van:

- niet naleven van instructies
- oneigenlijk gebruik
- ongeoorloofde modificaties
- technische wijzigingen
- gebruik van niet-geautoriseerde reserveonderdelen
- gebruik van niet-geautoriseerde accessoires

Triple A Import GmbH  
Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld  
E-Mail: [amazon@aaa-marketing.de](mailto:amazon@aaa-marketing.de)

## SV – Bruksanvisning gällande ditt glidmedel

**VIKTIGT! Läs igenom dessa instruktioner noggrant och fullständigt innan du använder produkten för första gången och var särskilt uppmärksam på varnings- och säkerhetsanvisningarna. Bevara den här broschyren eftersom den innehåller viktig information om säker användning samt lagföreskriven tekniska information som även vid en senare tidpunkt kan bli viktiga för dig.**

Användning: Glidmedlet droppas helt enkelt på kroppsdelen eller på kondomen som rullats på den erigerade penis och fördelas sedan med fingrarna. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du tvättar händerna noggrant innan. Var mycket försiktig när du smörjer kondomen och var noga med att dina naglar inte skadar kondomen. Glidmedlet är vattenbaserat. Det innebär att den inte ger en klibbig känsla och kan tvättas bort med vatten, men det kan lätt torka. Dessutom kan det användas med alla sexleksaker, oavsett vilket material sexleksakerna är gjorda av.

Information om glidmedlet: Det olje- och fettfria glidmedlet är en medicinsk produkt för användning på huden, i det intima området, med alla kondomer och alla lovetoys. Den uppfyller de strikta kraven i det europeiska direktivet 93/42/EEG om medicintekniska produkter och den tyska lagen om medicintekniska produkter (Medizinproduktegesetz). Kvaliteten beror på utvalda råvaror, kontrollerade tillverkningsprocesser och omfattande tester. Det har testats positivt för hud- och slemhinnekompatibilitet, och kondomkompatibilitet har påvisats.

Övriga tips: Glidmedel minskar friktionen samtidigt som det förbättrar glidet, därför rekommenderar vi dem för både samlag och användning med sexleksaker. Det kan förebygga smärta och mindre skador i intimoMRÅDEN, och användningen av kondomer blir säkrare på grund av den minskade friktionen.

Preventivmedeleffekt och skydd mot infektioner: Glidmedlet är inget preventivmedel, innehåller inga spermiedödande medel och ger inget skydd mot infektioner.

Om du vill ha barn: Gynekologer rekommenderar att du använder glidmedel sparsamt om du vill ha barn, eller att du inte använder dem alls för att vara på den säkra sidan, eftersom det kan försvåra befruktningen.

Kontrollera på produktetiketten under "Ingredienser (INCI)" om det finns ämnen som du inte tål eller som är allergiframkallande. Om allergisk reaktion uppstår, ta bort produkten enligt beskrivningen ovan och kontakta läkare vid behov.

Håller i minst 3 månader efter öppnande. Notera utgångsdatumet på flaskan.

### Specifikationer

Innehåll (i ml): 300

Bruttovikt (i g): 330

Ingredienser (INCI): Glycerin, vatten, hydroxietylcellulosa, natriumlaktat, natriumbensoat, allantoin, mjölksyra, salicylsyra, mentol, arom

Kontakta [amazon@aaa-marketing.de](mailto:amazon@aaa-marketing.de) vid fel eller driftsproblem. Vår kundsupport hjälper dig gärna om du stöter på problem.

# EIS

*Entdecke Deine Sinnlichkeit*

CE 0197

## Ansvarsbegränsning

Använd på egen risk! Triple A Import GmbH och/eller dess återförsäljare är ansvariga för skador som orsakats av uppsåtligt eller grovt oaktsamt beteende från Triple A Import GmbH, dess representant eller ställföreträdare, i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

Med undantag för skada på liv, kropp och hälsa och brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (huvudförpliktelser) är Triple A Import GmbH och/eller dess återförsäljare endast ansvariga för skador som beror på deras uppsåtliga eller grovt oaktsamma beteende. Detta gäller även indirekta följdskador som i synnerhet utebliven vinst.

I övrigt är ansvaret gentemot konsumenter baserat på en garanti, förutom i fall av uppsåtligt eller grovt oaktsamt beteende eller skada på liv, kropp och hälsa och överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser (huvudskyldigheter) gällande de typiska skador som förutsågs när avtalet ingicks och i övrigt begränsas till den genomsnittliga skada som är typisk för kontraktet. Detta gäller även indirekta följdskador som i synnerhet utebliven vinst. Ansvar gentemot företagare är begränsat till skador som vanligtvis kan förutses när avtalet ingås, med undantag för skada på liv, lemmar och hälsa eller uppsåtligt eller grovt oaktsamt beteende från Triple A Import GmbH och/eller dess återförsäljare, och beloppet är begränsat till den genomsnittliga skada som är typisk för kontraktet. Detta gäller även indirekta skador, särskilt utebliven vinst.

Skadeståndsansvar baserat på lagen för produktansvar påverkas inte.

Inget ansvar tas för skador som orsakas av:

- Underlåtenhet att följa instruktionerna
- Felaktig användning
- självrådiga reparationer eller ändringar
- tekniska förändringar
- användning av obehöriga reservdelar
- användning av ej godkända tillbehör

Triple A Import GmbH

Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld

E-Mail: [amazon@aaa-marketing.de](mailto:amazon@aaa-marketing.de)

## PL – instrukcja użytkowania za lubrykant

**WAŻNE! Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, jak również informacje techniczne i prawne, które mogą być dla Ciebie ważne również w późniejszym czasie.**

Stosowanie: Wystarczy skropić lubrykantem daną część ciała lub rozwiniętą na wzwiedzionym penisie prezerwatywę, a następnie rozprowadzić palcami. Ze względów higienicznych zalecamy wcześniejsze dokładne umycie rąk. Zachowaj szczególną ostrożność podczas rozprowadzania i uważaj, aby nie uszkodzić prezerwatywy paznokciami. Lubrykant jest na bazie wody. Oznacza to, że nie powoduje uczucia lepkości i jest całkowicie zmywalny wodą, lecz szybko schnie. Można go stosować ze wszystkimi gadżetami erotycznymi, niezależnie od materiału, z jakiego są wykonane.

Informacje dotyczące lubrykantu: Nie zawierający oleju i tłuszczu lubrykant jest wyrobem medycznym do stosowania na skórze, w okolicach intymnych i ze wszystkimi prezerwatywami i gadżetami erotycznymi. Spełnia rygorystyczne wymogi europejskiej „Dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych” oraz niemieckiej ustawy o wyrobach medycznych (Medizinproduktegesetzes). Gwarancją jakości produktu są wyselekcjonowane surowce, kontrolowane procesy produkcji i

# EIS

*Entdecke Deine Innlichkeit*

szeroko zakrojone testy. Został przetestowany z wynikiem pozytywnym pod kątem zgodności ze skórą i błonami śluzowymi i jest kompatybilny z prezerwatywami.

Inne uwagi: Lubrykanty zmniejszają tarcie i jednocześnie poprawiają nawilżenie, dlatego zalecamy ich stosowanie zarówno podczas stosunku, jak i z gadżetami erotycznymi. W ten sposób można zapobiec bólom i drobnym urazom we wrażliwych okolicach intymnych, a dzięki zmniejszonemu tarciau bezpieczniejsze jest również stosowanie prezerwatyw.

Antykoncepcja i ochrona przed infekcjami: Lubrykant nie jest środkiem antykoncepcyjnym, nie zawiera środków plemnikobójczych i nie chroni przed infekcjami.

Planowanie potomstwa: Ginekolodzy zalecają oszczędne stosowanie lubrykantów w przypadku planowania potomstwa lub całkowite ich odstawienie, gdyż mogą one utrudniać zajście w ciążę.

Przeczytaj etykietę produktu w sekcji „Składniki (INCI)”, aby dowiedzieć się więcej o substancjach alergennych i powodujących nietolerancje. W przypadku wystąpienia reakcji nietolerancji produkt należy usunąć w sposób opisany powyżej i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Okres ważności przez co najmniej 3 miesiące po otwarciu. Sprawdź datę przydatności do spożycia na butelce.

## **Specyfikacje**

Zawartość (w ml): 300

Waga brutto (w g): 330

Składniki (INCI): Gliceryna, woda, hydroksyetyloceluloza, mleczan sodu, benzoesan sodu, alantoina, kwas mlekowy, kwas salicylowy, mentol, aromat

W przypadku błędów lub trudności w obsłudze prosimy o kontakt na adres [amazon@aaa-marketing.de](mailto:amazon@aaa-marketing.de). Nasz dział obsługi klienta z przyjemnością pomoże Ci w rozwiązaniu problemów.

## **CE 0197**

## **Ograniczenie odpowiedzialności**

Używasz na własne ryzyko! Zgodnie z przepisami ustawowymi firma Triple A Import GmbH i/lub jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnym lub rażąco zaniedbanie ze strony Triple A Import GmbH, przedstawiciela lub pełnomocnika.

Z wyjątkiem uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne), firma Triple A Import GmbH i/lub jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem. Dotyczy to również pośrednich szkód następczych, takich jak w szczególności utrata zysku.

W pozostałych przypadkach odpowiedzialność wobec konsumentów, w oparciu o przyjętą gwarancję, z wyjątkiem umyślnego lub rażącego zaniedbania lub w przypadku uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązania kardynalne) jest ograniczona do szkód typowych i przewidywalnych w momencie zawierania umowy, a we wszystkich innych przypadkach – do wysokości średniej szkody typowej dla umowy. Dotyczy to również pośrednich szkód następczych, takich jak w szczególności utrata zysku. Odpowiedzialność wobec przedsiębiorców jest ograniczona do szkód typowych i przewidywalnych w momencie zawierania umowy, a w pozostałych przypadkach do wysokości średniej szkody typowej dla danej umowy, z wyjątkiem uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu lub umyślnego lub rażąco niedbałego działania ze strony firmy Triple A Import GmbH i/lub jej sprzedawców. Dotyczy to również szkód pośrednich, szczególnie utraty zysku.

# EIS

*Entdecke Deine Individualität*

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- nieprzestrzegania zaleceń instrukcji,
- niewłaściwego użytkowania,
- nieautoryzowanych modyfikacji,
- zmian technicznych,
- stosowania nieautoryzowanych części zamiennych,
- stosowania niezatwierdzonych akcesoriów.

Triple A Import GmbH

Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld

E-Mail: [amazon@aaa-marketing.de](mailto:amazon@aaa-marketing.de)