



freedom&comfortable
safe&environmental



Aneer
Menstrual cup

The product is made of imported medical silica gel, which is without irritation and allergenic characters, and is widely used in health care products, such as baby pacifiers, catheter etc. This product does not contain silicone and allergic substances, meaning there is no possible smell and seal situation while using, and daily activities are not restricted during its valid 15 years.

Instructions
It apply to women who has not produced or less than 20 years of age
1. apply to women who has produced or older than 20 years of age making with boiling water totally for 2 minutes while first using.

Put in: Firstly, wash your hands and had the sterilized menstrual cup, and then hold the bottom of the menstrual cup and push into the vagina gently until the cervix. Secondly, rotating the menstrual cup to ensure that it is fully open and close bonding with the vagina. And last adjust the handle to the proper length.

Take out: Hold with your fingers and press the menstrual cup body slightly, squinting or sitting on the toilet, drag gently the menstrual cup after the air is in.

Replacing and cleaning properly according to your situation while period. And this product can be reused after cleaning and disinfection. Use with caution for its usual experiences.

Aneer
Menstrual cup

Dieses Produkt wird durch medizinisches Silikagel hergestellt, das ein Reizstoff ohne Schwere ist und weit in medizinischen Gesundheitswesen verwendet wird, z.B. Im Schnuller der Babys und Katheter usw. Diese Produktion enthält keine Silikone und allergenischen Substanzen. Bei der Anwendung gibt es keinen unangenehmen Geruch. Wenn Sie diese Produktion verwenden, Ihre Alltagsverhalten nicht beeinträchtigt wird. Die Gültigkeitsdauer ist 15 Jahre.

Gebrauchsanweisung
• Es gilt für die Frauen, die keine Kinder geboren haben oder unter 20 Jahre alt sind.
• Es gilt für die Frauen, die Kinder geboren haben oder größer als 20 Jahre alt sind.
• Wie der ersten Verwendung auf diese Produktion in geschlechten Wasser für 2 Minuten eingeweicht werden.

• Einlegen: Die Hände waschen und den antiseptischen Menstruationsbecher haben. Dann greifen die Seite und schoben den Becher in die Scheide bis zur Öffnung des Gebärmutterhals. Drehen den Becher um bis zu der vollen Öffnung und er lohnt sich nicht an der Scheide an. Die Kugel kann zum gefahrenen Länge geschoben werden.
• Herausnehmen: Halten oder sitzen an dem Klosett oder drücken den Becher leicht mit Fingern. Beim Eingehen der Luft ziehen den Becher aus der Scheide aus.
• Verwenden sollte mit der Menstruation auf nach dem konkreten Umständen und bringe den Becher waschen oder wischen. Diese Produktion kann durch Waschen und Desinfizieren mehrmals verwendet werden.
• Bitte achtsam sein wenn Sie nie Liebesleben haben.



Questo prodotto è fatto di silicone medico importato. Questo è un materiale che non irrita e assorbito, sono ampiamente utilizzati in prodotti per la cura della salute, come i ciucci per bambini, cateteri, ecc. Questo prodotto non contiene silicio, materiale allergico, nessun odore e senza umidità, attività quotidiana senza limitazione, il periodo di validità di 15 anni.

Indicazioni per l'uso:
• Si applica per chi non aver dato nascita o prima di età inferiore ai 20 anni.
• Si applica alle donne che hanno dato nascita o dopo ai 20 anni.
• Prima di utilizzare per la prima volta, si prega di compiere l'immersione in acqua bollente per 2 minuti.

La soluzione per mettere prima, si deve tenere le mani, per lo spazio il livello da mettere sterilizzato, e per la parte il fondo del tasche appoggiato per piano fino all'ingresso dell'utero. Dopo di che, si gira il tasche (senza) il tasche via aperto completamente e dotta essere messo alle vagina direttamente. Si può anche usare il metodo se la lunghezza non si adatta per un tempo.

La soluzione per prendere è semplice si deve accostare a metà e si può sentire sul corpo, può si adatta in due secondo e sostituito il tasche. Dopo si assicura che l'aria entra, si può tirare piano piano. Attenzione Quando una donna arriva il ciclo, la deve prendere e usare regolarmente secondo la sua situazione.
Si può usare il nostro prodotto di nuovo dopo essere lavato e sterilizzato. Se una non la mai il solito con gli altri prima, si deve pensare tanto prima di usarlo.



Ce produit est fait en matière silicone médicale importée. C'est une matière première qui n'irrite et non absorbante, largement appliquée sur produits médicaux et médicaux, tels que le tétine pour bébé, le cathéter, etc. Ce produit ne contient pas de silicone, ni matériel allergique, sans odeur et sans humidité au cours de l'utilisation, sans des activités quotidiennes ne sont pas contraintes, et le période de validité dure 15 ans.

Model usage
• Il s'applique à la fille non produisant ou de moins de 20 ans.
• Il s'applique à la femme produisant ou de plus de 20 ans.
• Avant l'utilisation première, stérilisation par l'immersion dans l'eau bouillante pour 2 minutes.

Insérer: se laver les mains, avec une coupe menstruelle stérilisée, tenir la base partie et pousser doucement cette coupe jusqu'à la col de l'utérus, tourner cette coupe, pour assurer qu'elle est complètement ouverte et directement avec le vagin, d'ailleurs, le lig peut être coupée jusqu'à la longueur requise.

Retirer: s'accroupir ou s'asseoir sur une toilette de W-C, tenir la coupe de la coupe et la pousser légèrement, après avoir effectué l'air de air, puis retirer doucement la coupe en douceur.
• Faire le remplacement et le nettoyage d'après la situation d'utilisation de cet objet pendant le cycle menstruel, le stériliser est admissible après le nettoyage et la désinfection.
• Utilisation avec précaution pour la prochaine série relations sexuelles.



This product was made of silicone medical imported that is without irritate or absorbent, widely applied in the medical or subjects of the health care such as baby pacifier, catheter etc. This product is without silicone substances allergenic. During its use, there is no smell and seal situation, because they restrictions on the activities during. Its period of validity is 15 years.

Instructions
It apply to women who never had birth or younger than 20 years
1. apply to women who have had birth or older than 20 years
Before the first use, immerse in the boiling water 2 minutes.

Caution: Wash the hands and keep the cup menstrual sterilized. Please to push bottom and gently insertion into the cervix until the full of the cup. Then the cup can be open and close completely directly and contact directly with the vagina. It can be realize the length to the large space.

Take out: squat or sit on the toilet. Pushing downwards gently, holding the cup and the bottom of the cup and it will enter and take the cup smoothly.
Replacement and keep the cup according to your own situation. This product can be used repeatedly after being washed and disinfection.
Use with caution for its usual experiences.



freedom&comfortable
safe&environmental