

vonía

Personenweegschaal (Smart) Personal Scale (Smart) Personenwaage (smart)



NL

Handleiding

EN

User Manual

DE

Handbuch

NL - NEDERLANDS

Bedankt dat je voor de **VONIA** Smart Personenweegschaal heeft gekozen. Deze weegschaal voor lichaamssamenstelling kan je helpen bij het gemakkelijk meten van lichaamsgewicht, lichaamsbalans, BMI, lichaamsvetpercentage, visceraal vet, vochtgehalte, skeletspieren niveau, spiermassa, botmassa, eiwit, BMR, lichaamsleeftijd en meer.

BELANGRIJK:

- Lees de instructies in deze handleiding zorgvuldig door voordat je het apparaat gebruikt. Het niet naleven van de instructies in de handleiding of het gebruik van deze personenweeg-schaal op een andere manier dan die vermeld in deze handleiding kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de personenweegschaal.
- Zorg ervoor dat je deze handleiding meegeeft als je dit apparaat doorgeeft aan derden.
- De afbeeldingen in de gebruikershandleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen enigszins afwijken van het apparaat.

Het Pakket

1x **VONIA** Smart Personenweegschaal
2x AAA batterij
1x Handleiding

Waarschuwingen

- NIET gebruiken met medische implantaten zoals pacemakers.
- Ga NIET op de rand van de personenweegschaal staan en spring er niet op.
- Overbelast de personenweegschaal NIET (max. 180 kg).
- Laat de personenweegschaal NIET vallen en laat er GEEN voorwerpen op vallen, omdat dit de sensoren kan beschadigen.
- Dompel de personenweegschaal NIET onder in water en gebruik geen chemische reinigings-middelen. Reinig de personenweegschaal met een licht vochtige doek.
- De personenweegschaal wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen, baby's, peuters en kinderen jonger dan 10 jaar.
- Elke met dit apparaat verkregen meting is alleen ter referentie en mag niet worden beschouwd als een medisch advies.
- Raadpleeg je primaire verzorger of huisarts voordat je wijzigingen aanbrengt in je dieet, trainingsplan of fysieke activiteiten.
- Plaats de personenweegschaal altijd op een harde, droge en vlakke ondergrond voordat je gaat meten.
- Zorg ervoor dat je voeten droog zijn voordat je op de personenweegschaal stapt.
- Sluit de batterijen juist aan volgens de aangegeven polariteit.
- Verwijder de batterijen als de personenweegschaal langere tijd niet wordt gebruikt.

Specificaties

Productafmetingen: 260x260x20 mm

LCD-scherm: 74 x 28 mm

Gewichtseenheid: Kg/lb/St (Selecteer de eenheid aan de achterkant van de personenweeg-schaal)

Gewichtslimiet: 6kg-180 kg

Voeding: 2xAAA batterijen

Account aantal: geen beperking (elk account kan 24 personen toevoegen)

Babymodus: hiermee kun je het gewicht van een baby schalen

Lengte meting: hiermee kun je de lengte-informatie onder de 16 jaar opnemen

Gebruikstemperatuur: 10-40 °C

Gebruiksvochtigheid: 20 % -90 %

De Fitdays app

Functies

- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|
| ❖ Gewicht | ❖ Skeletspieren | ❖ Onderhuids vet |
| ❖ Spiermassa | ❖ Visceraal vet | ❖ BMR |
| ❖ Lichaamsleeftijd | ❖ Vocht | ❖ BMI |
| ❖ Lichaamsvet | ❖ Eiwithoeveelheid | ❖ Mate van obesitas |
| ❖ Botmassa | ❖ Gewicht zonder vet | ❖ |

De app Installeren

1. Zoek naar "Fitdays" in de Apple Store of Google Play of scan onderstaande QR-code:



Ondersteunde apparaten:

- iOS 8.0 of hoger
- Android 6.0 of hoger




2. Download en installeer de app op je apparaat.
3. Het app-pictogram verschijnt op je telefoon of tablet nadat de installatie is voltooid.

Gebruik van de app

1. Plaats 2xAAA batterijen (inbegrepen in de verpakking) in de batterijhouder aan de achter-kant van de personenweegschaal. Plaats de personenweegschaal op een harde, vlakke ondergrond.



3. Registreer je account met je e-mail of social media-account.




4. Voeg je gegevens toe en bevestig.

Opmerking: Als je het verkeerde geslacht, leeftijd, lengte of lichaamsbouw invoert, kunnen de metingen onnauwkeurig zijn



- Koppel de personenweegschaal via Bluetooth. Klik op Mine → My device → zoek de weegschaal-ID → Koppelen → en nu is je telefoon verbonden met de personenweegschaal.
- Tik met je voet op de personenweegschaal om het scherm te activeren. Wacht tot het scherm "0.00" kg weergeeft.




- Stap met BLOTE voeten op de personenweegschaal om het apparaat aan te zetten.




Opmerking:

Als je met sokken op de personenweegschaal stapt, worden alleen het gewicht en de BMI gemeten en weergegeven op de app. Stap met blote voeten op de personenweegschaal om een volledige meting te krijgen.


8. Het nummer op het scherm knippert wanneer de personenweegschaal aan het wegen en analyseren is. Wanneer het scherm je linkergewicht en rechtergewicht weergeeft, heb je ongeveer 5-10 seconden om je voeten te positioneren. Probeer een gelijk gewicht links en rechts te krijgen. Blijf op de personenweegschaal staan tot de cirkel stabiel is en "Finished" toont. Je telefoon heeft alle gegevens van de personenweegschaal ontvangen.




9. Je vindt het analyserapport over lichaamsgewicht, BMI, BFR, spier-, botmassa, enz. (zie de app-functies voor volledige details van de geregistreerde parameters). Wanneer je op Record klikt, kun je de lange termijn meetresultaten zien.



10. Voeg een gebruiker toe, wissel van gebruiker door op  te klikken, of klik op Me → Manage users en voeg vervolgens persoonlijke gegevens toe. De Smart personen-weegschaal kan herkennen welke gebruiker erop heeft gestaan en herinnert de gebruiker eraan om naar de juiste gebruiker over te schakelen. Elk account kan 24 gebruikers ondersteunen.



11. Baby wegen: klik op “+” → Baby mode. Stap op de personenweegschaal. De personen-weegschaal meet je gewicht. Houd vervolgens de baby vast en stap opnieuw op de personenweegschaal om het gewicht van de baby te krijgen.



Scherm Indicatiesymbolen

LO	Batterij bijna leeg → Vervang de batterijen (2x1,5V AAA batterij).
Err	Overbelasting.
C	Er is een fout opgetreden tijdens de meting. Stap van de personen-weegschaal af en stap er weer op om het meetproces te herhalen.

Problemen Oplossen

1. Bluetooth is niet verbonden.

- Bluetooth moet op de personenweegschaal en smartphone ingeschakeld staan.
- Controleer de OS-versie van je smartphone. Het moet iOS 8.0 of hoger/Android 6.0 of hoger zijn.
- Klik op Me → My device en zoek de weegschaal-ID.

2. Er wordt geen lichaamsvet gemeten bij het wegen.

- De gebruiker moet blootsvoets zijn om het lichaamsvet te meten.
- Zorg ervoor dat zowel je voeten als de personenweegschaal droog zijn.
- De personenweegschaal is nog niet klaar met wegen als de cijferweergave knippert. Blijf ongeveer 10 seconden op de personenweegschaal staan totdat het cijfer op het scherm stopt met knipperen.
- Bluetooth is niet ingeschakeld.
- Bluetooth is gekoppeld aan een andere personenweegschaal.

3. De personenweegschaal produceert een inconsistent gewicht.

- Controleer of de personenweegschaal op een harde, vlakke ondergrond staat.
- Controleer elke voetsensor aan de achterkant om er zeker van te zijn dat er niets aan de onderkant vastzit.
- Verwijder en vervang de batterijen om de personenweegschaal opnieuw op te starten.

4. De app geeft de verkeerde vet-spierverhouding weer.

- De instelling van de lichaamsparameter is onjuist. Controleer of je het juiste geslacht, lengte en leeftijd hebt ingevoerd.

5. Hoe kan ik de personenweegschaal opnieuw kalibreren nadat ik deze heb verplaatst of de batterijen heb vervangen?

- Stap op de personenweegschaal om deze aan te zetten. Laat het automatisch dalen tot 0,00 kg om te kalibreren.

6. De personenweegschaal gaat niet aan.

- Verwijder de batterijen en plaats ze terug. Zorg ervoor dat je de batterijen volgens de juiste polariteit plaatst.

7. Hoe de eenheid aanpassen?

- Zoek de eenheidsknop aan de achterkant van de personenweegschaal. Druk erop om de eenheid om te wisselen van Kg naar lb of St.

Batterij Advies

- Als de personenweegschaal gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam de batterijen te verwijderen om schade aan de personenweegschaal door mogelijke batterijlekkage te voorkomen.
- Bewaar de batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen, met verschillende samenstellingen of van verschillende merken, om mogelijke lekkage of ontploffing te voorkomen.
- Verwarm of vervorm de batterijen niet en stel ze niet bloot aan vuur.

Weggoien



- Het verpakkingsmateriaal kan gerecycleerd worden. Gooi het op een milieuvriendelijke manier weg en breng het naar een recyclingcentrum.



- Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier. Lever het in bij een recyclingcentrum voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Je kunt meer informatie verkrijgen bij je lokale autoriteiten.



- De batterijen moeten worden verwijderd voordat het apparaat wordt weggegooid en gescheiden van het apparaat worden afgevoerd. Om het milieu te beschermen, mogen niet-oplaadbare en oplaadbare batterijen niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moeten ze naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht. Neem ook de relevante wettelijke voorschriften voor het afvoeren van batterijen in acht.

Garantie

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet:

1. Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie
2. Voor slijtage onderhevige onderdelen
3. Voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was
4. Bij defecten door eigen schuld van de klant
5. Bij schade door derden

EN - ENGLISH

Thanks for choosing the **VONIA** Smart Personal Scale. This body composition scale can help you conveniently measure body weight, body balance, BMI, body fat rate, visceral fat, body water, skeletal muscle rate, muscle mass, bone mass, protein, BMR, body age, and more.

IMPORTANT:

- Read the instructions in this manual carefully before using the device. Failure to comply with the instructions given in the manual or using this personal scale in ways other than the ones mentioned in this manual may result in injury to yourself or damage to the personal scale.
- Make sure to include this manual when passing this device on to third parties.
- The images in the user manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the device.

The Package

1x **VONIA** Smart Personal Scale
2x AAA battery
1x User manual

Warnings

- DO NOT use with medical implants such as pacemakers.
- DO NOT stand on the edge of the personal scale or jump on it.
- DO NOT overload the personal scale (Max. 180kg).
- DO NOT drop the personal scale or drop any objects on it as this may damage the sensors.
- DO NOT immerse the personal scale in water or use chemical cleaning agents. Clean the personal scale with a slightly damp cloth.
- The personal scale is not recommended for pregnant women, infants, toddlers, and children under 10 years of age.
- Any measurement obtained using this device is for reference only and should not be considered a medical opinion.
- Consult your primary care doctor or physician before making changes to your diet, exercise plan, or physical activities.
- Always place the personal scale on a hard, dry, and flat surface before measurement.
- Make sure your feet are dry before stepping on the personal scale.
- Connect the batteries following the correct polarities indicated.
- Remove the batteries if the personal scale is not used for a prolonged time.

Specifications

Product size: 260x260x20mm

LCD display: 74x28mm

Weight unit: Kg/lb/St (Select the unit at the back of the personal scale)

Weight limit: 6kg-180kg

Power Supply: 2xAAA batteries

Account number: No limitation (each account can add 24 persons)

Baby mode: Allows you to scale the weight of a baby

Height record: Allows you to record the height info under 16 years old

Operating temperature: 10-40°C

Operation humidity: 20%-90%

The Fitdays app

❑ Functions

- ❖ Weight
- ❖ Muscle mass
- ❖ Body age
- ❖ Body fat
- ❖ Bone mass
- ❖ Skeletal Muscle
- ❖ Visceral fat
- ❖ Moisture
- ❖ Protein amount
- ❖ Weight without fat
- ❖ Subcutaneous fat
- ❖ BMR
- ❖ BMI
- ❖ Degree of obesity

❑ Installing the app

1. Search "Fitdays" in the Apple Store or Google Play or scan the QR Code below:



Supported Devices:

- iOS 8.0 or higher
- Android 6.0 or higher




2. Download and install the app on your device.
3. The app icon will appear on your phone or tablet after the installation is completed.

☐ Use of the app

1. Insert 2xAAA batteries (included in the package) into the battery holder on the back of the personal scale. Place the personal scale on hard, flat ground.




3. Register your ID by email or social media account.




4. Add your data and confirm.

Note: Entering the wrong gender, age, height, or physique may result in the measurements being inaccurate.



5. Pair the personal scale through Bluetooth. Click Mine → My device → find the scale ID → pair → and now your phone is connected to the personal scale.

6. Tap your foot on the personal scale to activate the display. Wait until the display shows “0.00” kg.





7. Step on the personal scale with BARE feet to turn the personal scale on.




Note:


If stepping on the personal scale with socks, only weight and BMI will be measured and displayed on the app. Step on the personal scale with bare feet to get complete data.



- The number on the display is flashing when the personal scale is weighing and analyzing. When the display shows your left weight & right weight, then you will have about 5-10s to adjust your feet. Try to get an equal left & right weight. Continue to stand on the personal scale until the circle is stable and shows "Finished". Your phone has received all the data from the personal scale.




9. You can find the analyzing report on body weight, BMI, BFR, muscle, bone mass, etc. (see the app functions for full details of the recorded parameters). When you click Record, you can see your long-term tracking results.



10. Add, switch a user by clicking , or click Me → Manage users, then add personal data. The Smart personal scale can recognize which user has stepped on it and reminds the user to switch to the correct user. Each account can support 24 users.



11. Weighing baby: click “+” → Baby Mode. Step on the personal scale. The personal scale gets your weight. Then hold the baby to get the weight of the baby.



Display Indication Symbols

LO	Low battery → Change the batteries (2x1.5V AAA battery).
Err	Overload.
C	An error has occurred during measurement. Step off the personal scale and step onto it again to repeat the measuring process.

Troubleshooting

1. Bluetooth is not connected.

- The personal scale and smartphone must both have Bluetooth on.
- Check the OS version of your smartphone. It must be iOS 8.0 or higher/Android 6.0 or higher.
- Click Me → My device and find the scale ID.

2. There is no body fat data measured when weighing.

- The user must be barefoot to measure the body fat.
- Make sure your feet and the personal scale are both dry.
- The personal scale has not finished weighing when the number display is flashing. Keep standing on the personal scale for around 10 seconds until the number on the display stops flashing.
- Bluetooth is not turned on.
- Bluetooth is paired with another personal scale.

3. The personal scale is producing inconsistent weight.

- Check whether the personal scale is on a hard, flat surface.
- Check each foot sensor on the back to make sure nothing is stuck to the bottom of it.
- Remove and replace the batteries to restart the personal scale.

4. The app is displaying the incorrect fat-muscle ratio.

- The body parameter setting is incorrect. Check to make sure you entered the correct gender, height, and age.

5. How do I re-calibrate the personal scale after moving it or changing the batteries?

- Step on the personal scale to turn it on. Let it automatically drop to 0.00kg to calibrate.

6. The personal scale does not turn on.

- Remove the batteries and put them back. Make sure to insert the batteries with the correct polarity.




7. How to change the unit?

- Find the unit button at the back of the personal scale. Press it to exchange the unit from Kg to lb or St.

Battery Advice

- If the personal scale is not to be used for long periods, it's recommended to remove the batteries to avoid damage to the personal scale due to possible battery leakage.
- Keep the batteries out of reach of children.
- Do not mix old and new batteries, with different compositions or of different brands to prevent possible leakage or explosion.
- Do not heat or deform the batteries or expose them to fire.

Disposal

-  ● The packaging material is recyclable. Dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling center.
-  ● Dispose of the device in an environmentally friendly manner. Dispose of it at a recycling center for used electrical and electronic devices. You can obtain more information from your local authorities.
-  ● The batteries should be removed before disposal of the device and disposed of separately from the device. To protect the environment, non-rechargeable and rechargeable batteries may not be disposed of with normal household waste, but must be taken to suitable collection points. Also, note the relevant statutory regulations governing the disposal of batteries.

Warranty

We grant a 1-year warranty on our products. The customer must be able to show proof of purchase and the warranty must be made within 1 year from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply:

1. Damage caused by improper use or repair
2. Parts subject to wear
3. For defects of which the customer was aware at the time of purchase
4. In the event of defects due to the customer's fault
5. In case of damage by third parties

Vielen Dank, dass Sie sich für die VONIA Intelligente Personenwaage entschieden haben. Mit dieser Körperanalysewaage können Sie bequem das Körpergewicht, die Körperbilanz, den BMI, den Körperfettanteil, das viszerale Fett, das Körperwasser, den Skelettmuskelanteil, die Muskelmasse, die Knochenmasse, das Eiweiß, den Grundumsatz, das Körperalter und mehr messen.

WICHTIG:

- Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn Sie die Anweisungen im Handbuch nicht befolgen oder diese Personenwaage auf andere Weise als in diesem Handbuch beschrieben verwenden, können Sie sich verletzen oder die Personenwaage beschädigen.
- Geben Sie dieses Handbuch unbedingt mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.
- Die Abbildungen im Benutzerhandbuch dienen nur zur Veranschaulichung und können leicht vom Gerät abweichen.

Paketumfang

1x VONIA Intelligente Personenwaage
2x AAA-Batterie
1x Benutzerhandbuch

Warnhinweise

- NICHT mit medizinischen Implantaten wie Herzschrittmachern verwenden.
- Stellen Sie sich NICHT auf die Kante der Personenwaage und springen Sie nicht auf sie.
- Überlasten Sie die Personenwaage NICHT (Max. 180kg).
- Lassen Sie die Personenwaage NICHT fallen und stellen Sie keine Gegenstände darauf ab, da dies die Sensoren beschädigen kann.
- Tauchen Sie die Personenwaage NICHT in Wasser ein und verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Reinigen Sie die Personenwaage mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Die Personenwaage wird nicht für schwangere Frauen, Säuglinge, Kleinkinder und Kinder unter 10 Jahren empfohlen.
- Jede mit diesem Gerät durchgeführte Messung dient nur als Referenz und sollte nicht als medizinisches Gutachten betrachtet werden.
- Konsultieren Sie Ihren Hausarzt oder Arzt, bevor Sie Ihre Ernährung, Ihren Trainingsplan oder Ihre körperlichen Aktivitäten ändern.
- Stellen Sie die Personenwaage vor der Messung immer auf eine harte, trockene und ebene Oberfläche.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Füße trocken sind, bevor Sie die Personenwaage betreten.
- Schließen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität an.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Personenwaage für längere Zeit nicht benutzt wird.

Specifications

Produktgröße: 260x260x20mm

LCD-Anzeige: 74x28mm

Gewichtseinheit: Kg/lb/St (Wählen Sie die Einheit auf der Rückseite der Personenwaage)

Gewichtsgrenze: 6kg-180kg

Stromversorgung: 2xAAA-Batterien

Kontonummer: Keine Begrenzung (jedes Konto kann 24 Personen aufnehmen)

Baby-Modus: Ermöglicht es Ihnen, das Gewicht eines Babys zu wiegen

Größe aufzeichnen: Ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung der Körpergröße von Kindern unter 16 Jahren

Betriebstemperatur: 10-40°C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20%-90%

Die Fitdays-App

☐ Funktionen

- ❖ Gewicht
- ❖ Muskelmasse
- ❖ Körperalter
- ❖ Körperfett
- ❖ Knochenmasse
- ❖ Skelettmuskulatur
- ❖ Viszerales Fett
- ❖ Hautfeuchtigkeit
- ❖ Proteinmenge
- ❖ Körpergewicht ohne Fett
- ❖ Subkutanes Fett
- ❖ BMR
- ❖ BMI
- ❖ Grad der Fettleibigkeit

☐ Installieren der App

4. Suchen Sie "Fitdays" im Apple Store oder bei Google Play oder scannen Sie den QR-Code unten:



Unterstützte Geräte:

- iOS 8.0 oder höher
- Android 6.0 oder höher

5. Downloaden und installieren Sie die App auf Ihrem Gerät.



6. Das App-Symbol erscheint auf Ihrem Telefon oder Tablet, nachdem die Installation abgeschlossen ist.

☐ Use of the app

12. Legen Sie 2xAAA-Batterien (in der Verpackung enthalten) in den Batteriehälter auf der Rückseite der Personenwaage ein. Stellen Sie die Personenwaage auf einen harten, ebenen Untergrund.





14. Melden Sie Ihre ID per E-Mail oder über ein soziales Medienkonto an.




15. Fügen Sie Ihre Daten hinzu und bestätigen Sie.

Hinweis: Die Eingabe eines falschen Geschlechts, Alters, einer falschen Größe oder eines falschen Körperbaus kann dazu führen, dass die Messungen ungenau sind.



16. Koppeln Sie die Personenwaage über Bluetooth. Klicken Sie auf Meine Mein Gerät finden Sie die Waagen-ID koppeln und schon ist Ihr Telefon mit der Personenwaage verbunden.

17. Tippen Sie mit dem Fuß auf die Personenwaage, um die Anzeige zu aktivieren. Warten Sie, bis das Display "0.00" kg anzeigt.




18. Gehen sie BARFUSS auf die Personenwaage, um die Personenwaage einzuschalten.




Hinweis:



Wenn Sie die Personenwaage mit Socken betreten, werden nur Gewicht und BMI gemessen und in der App angezeigt. Betreten Sie die Personenwaage barfuß, um vollständige Daten zu erhalten.



19. Die Zahl auf dem Display blinkt, wenn die Personenwaage wiegt und analysiert. Wenn das Display Ihr linkes und rechtes Gewicht anzeigt, haben Sie etwa 5-10 Sekunden Zeit, Ihre Füße zu justieren. Versuchen Sie, links und rechts dasselbe Gewicht zu erreichen. Stellen Sie sich weiter auf die Personenwaage, bis der Kreis stabil ist und "Fertig" anzeigt. Ihr Telefon hat alle Daten von der Personenwaage erhalten.




20. Sie können den Analysebericht zu Körpergewicht, BMI, BFR, Muskeln, Knochenmasse usw. finden (siehe die App-Funktionen für alle Details zu den aufgezeichneten Parametern). Wenn Sie auf Aufzeichnen klicken, können Sie Ihre langfristigen Tracking-Ergebnisse sehen.



21. Fügen Sie einen Benutzer hinzu oder wechseln Sie diesen mit der -Taste, oder indem Sie auf Meins  Benutzer verwalten, dann persönliche Daten hinzufügen drücken. Die intelligente Personenwaage kann erkennen, welcher Benutzer sie betreten hat, und erinnert den Benutzer daran, zum richtigen Benutzer zu wechseln. Jedes Konto kann 24 Benutzer unterstützen.



22. Baby wiegen: Klicken Sie auf "+" ➔ Babymodus. Treten Sie auf die Personenwaage. Die Personenwaage ermittelt Ihr Gewicht. Halten Sie dann das Baby, um das Gewicht des wiegenden Babys zu ermitteln: Klicken Sie auf "+".



Display-Anzeige-Symbole

LO	Akku niedrig ➔ Wechseln Sie die Batterien (2x1,5V AAA-Batterie).
Err	Überbelastung.
C	Bei der Messung ist ein Fehler aufgetreten. Verlassen Sie die Personenwaage und betreten Sie sie erneut, um den Messvorgang zu wiederholen.

8. Bluetooth ist nicht verbunden.

- Sowohl auf der Personenwaage als auch auf dem Smartphone muss Bluetooth aktiviert sein.
- Überprüfen Sie die Betriebssystemversion Ihres Smartphones. Es muss iOS 8.0 oder höher/Android 6.0 oder höher sein.
- Klicken Sie auf Meine → Mein Gerät und suchen Sie die Waagen-ID.

9. Beim Wiegen werden keine Körperfettdaten gemessen.

- Der Benutzer muss barfuß sein, wenn er das Körperfett messen will.
- Achten Sie darauf, dass sowohl Ihre Füße als auch die Personenwaage trocken sind.
- Die Personenwaage hat das Wiegen noch nicht beendet, wenn die Zahlenanzeige blinkt. Bleiben Sie etwa 10 Sekunden lang auf der Personenwaage stehen, bis die Zahl auf dem Display nicht mehr blinkt.
- Bluetooth ist nicht eingeschaltet.
- Bluetooth ist mit einer anderen Personenwaage gekoppelt.

10. Die Personenwaage zeigt ein inkonsistentes Gewicht an.

- Prüfen Sie, ob die Personenwaage auf einer harten, flachen Oberfläche steht.
- Überprüfen Sie jeden Fußsensor auf der Rückseite, um sicherzustellen, dass nichts an der Unterseite kleben bleibt.
- Entfernen und ersetzen Sie die Batterien, um die Personenwaage neu zu starten.

11. Die App zeigt das falsche Fett-Muskel-Verhältnis an.

- Die Einstellung der Körperparameter ist falsch. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Geschlecht, die richtige Größe und das richtige Alter eingegeben haben.

12. Wie kalibriere ich die Personenwaage neu, nachdem ich sie bewegt oder die Batterien ausgetauscht habe?

- Treten Sie auf die Personenwaage, um sie einzuschalten. Lassen Sie die Waage zum Kalibrieren automatisch auf 0,00 kg fallen.

13. Die Personenwaage schaltet sich nicht ein.

- Nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie wieder ein. Achten Sie darauf, die Batterien mit der richtigen Polarität einzulegen.

14. Wie wechseln Sie das Gerät?

- Suchen Sie die Einheitentaste auf der Rückseite der Personenwaage. Drücken Sie darauf, um die Einheit von kg auf lb oder St umzustellen.

Hinweise zu den Batterien

- Wenn die Personenwaage über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten Sie die Batterien herausnehmen, um Schäden an der Personenwaage durch ein mögliches Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien mit unterschiedlicher Zusammensetzung oder verschiedener Marken, um ein Auslaufen oder eine Explosion zu verhindern.
- Erhitzen oder verformen Sie die Batterien nicht und setzen Sie sie keinem Feuer aus.

Entsorgung



- Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie es auf umweltfreundliche Weise und bringen Sie es zu einem Recycling-Center.



- Entsorgen Sie das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise. Entsorgen Sie es bei einem Recyclingzentrum für elektrische und elektronische Altgeräte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.



- Die Batterien sollten vor der Entsorgung des Geräts entnommen und getrennt vom Gerät entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt dürfen nicht wiederaufladbare und wiederaufladbare Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie auch die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien.

Garantie

Wir gewähren eine 1-jährige Garantie auf unsere Produkte. Der Kunde muss einen Kaufnachweis vorlegen können und die Garantie muss innerhalb von 1 Jahr nach dem Kaufdatum in Anspruch genommen werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt:

6. Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Reparatur entstanden sind
7. Teile, die dem Verschleiß unterliegen
8. Für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren
9. Bei Mängeln, die auf ein Verschulden des Kunden zurückzuführen sind
10. Bei Schäden durch Dritte

vonía

Dennepark B.V.
Keersopstraat 59
3044 EX Rotterdam
Nederland

✉: klantenservice@dennepark.nl

🌐: www.dennepark.nl



© 2023 VONIA

Document versie/version: 2023-08-13