

## Après Piqûres d'insectes

**FR** Le Filmogel Urgo Après Piqûres d'insectes est indiqué en cas de piqûres d'insectes tels que moustiques, guêpes, abeilles, taons, araignées, aoûtats et fourmis.

### • Propriétés

Le Filmogel Urgo Après Piqûres d'insectes associe dans une formule innovante des propriétés filmogènes protectrices (Technologie Filmogel) et des propriétés apaisantes.

Une fois appliqué, le produit se transforme en un film transparent souple (semi-occlusif) et résistant à l'eau.

Le film ainsi formé :

- Protège, évite de se gratter
- Apaise

### • Conseils d'utilisation

En cas de présence d'un dard, le retirer délicatement.

Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher la zone concernée à l'aide d'une compresse stérile avant application.

Déposer et étaler le filmogène à l'aide de la spatule afin de recouvrir uniformément la zone

(un picotement peut être ressenti à l'application).

Laisser sécher pendant quelques secondes.

Renouveler l'application aussi souvent que nécessaire (en moyenne 2 à 3 fois par jour).

Il n'est pas indispensable d'ôter le film résiduel lors du renouvellement. Si vous souhaitez le retirer, deux méthodes sont possibles :

- Tirer sur les bords de la pellicule.
- Appliquer une nouvelle goutte de solution sur le film déjà formé et essuyer immédiatement avec une compresse sèche.

Bien refermer après utilisation.

Après ouverture, il est conseillé d'utiliser ce produit dans les 6 mois.

### • Contre indications

Ne pas appliquer sur les lésions dues à des affections dermatologiques, des mycoses, et sur les plaies infectées ou suintantes.

Ne pas appliquer sur les muqueuses et le contour de l'œil. Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

En l'absence d'étude chez les femmes enceintes ou allaitant, l'utilisation du produit n'est pas recommandée.

### • Précautions d'emploi

Application cutanée exclusivement. Ne pas avaler.

**Ne pas laisser à la portée des enfants.**

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 1 an.

Irritant pour les yeux.

En cas de piqûres multiples, surtout chez les enfants, demander conseil à votre pharmacien.

Si la démangeaison n'est pas due à une piqûre d'insectes, demandez conseil à votre pharmacien.

Ne pas utiliser plus de 8 jours sans avis médical.

Ne pas fumer lors de l'application, avant séchage complet du produit ou à proximité du flacon ouvert.

En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

### • Ingrédients

ETHYL ACETATE, ALCOHOL, NITROCELLULOSE, ISOPROPYL ALCOHOL, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, HYDROXYPROPYLCELLULOSE, TRITICUM VULGARE GERM OIL, GLYCYRRHETINIC ACID.

## Insectenbeten

**NL** De filmogel Urgo Insectenbeten is geïndiceerd bij insectenbeten en -steken van bijvoorbeeld muggen, wespen, bijen, dazen, spinnen, oogstmijtlarven en mieren.

### • Eigenschappen

De filmogel Urgo Insectenbeten combineert in zijn vernieuwende formule de eigenschappen van een beschermlaag (Filmogel-technologie) met kalmerende eigenschappen.

Na aanbrenging vormt het product een soepele, transparante (semi-occlusieve) laag die bestand is tegen water.

De film:

- beschermt, voorkomt krabben
- kalmeert.

### • Gebruiksaanwijzing

Als er een angel in de wond zit, verwijder die dan voorzichtig.

Reinig, ontsmet, spoel en droog de zone met een steriel wondverband voor u het product aanbrengt.

Breng het product met de spatel aan en strijk het uit om de zone gelijkmatig te bedekken (dat kan wat prikken).

Laat enkele seconden drogen.

Breng opnieuw aan wanneer nodig (gemiddeld 2 à 3 keer per dag).

U hoeft de overblijvende film niet te verwijderen voor een nieuwe aanbrenging. Als u dat toch wilt doen, kunt u een van twee methodes gebruiken:

- Trek aan de randen van de film.
- Breng een nieuwe druppel product aan op de bestaande film en veeg onmiddellijk af met een droog verband.

Goed sluiten na gebruik.

Het is aanbevolen het product na opening binnen 6 maanden te gebruiken.

### • **Contra-indicaties**

Niet aanbrengen op wonden veroorzaakt door huidaandoeningen of schimmelaandoeningen en op geïnfecteerde of vochtige wonden. Niet aanbrengen op slijmvliezen en rond de ogen. Niet gebruiken bij een gekende allergie voor een van de bestanddelen. Door gebrek aan onderzoek bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, is het niet aanbevolen dat zij dit product gebruiken.

### • **Voorzorgen bij gebruik**

Uitsluitend voor aanbrenging op de huid. Niet inslikken.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Irriterend voor de ogen.

Vraag bij meerdere beten, vooral bij kinderen, raad aan uw apotheker.

Als de jeuk niet wordt veroorzaakt door een insectenbeet, vraag dan raad aan uw apotheker.

Niet langer dan 8 dagen gebruiken zonder medisch advies.

Niet roken bij de aanbrenging, voor het product volledig droog is of in de nabijheid van de open fles.

Vraag bij twijfel raad aan uw arts of apotheker.

### • **INGREDIËNTEN:**

ETHYLACETAAT, ALCOHOL, NITROCELLULOSE, ISOPROPYLALCOHOL, RICINUS COMMUNISZAADOLIE, HYDROXYPROPYLCELLULOSE, TARWEKIEMOLIE, GLYCYRRHETINEZUUR.

## Nach Insectenstichen

**DE** Der flüssige Filmverband Urgo Nach Insectenstichen ist bei Insectenstichen angezeigt, z. B. von Mücken, Wespen, Bienen, Bremsen, Spinnen, Grasmilben und Ameisen.

### • **Eigenschappen**

Der flüssige Filmverband Urgo Nach Insectenstichen verfügt durch seine innovative Formel über schützende filmbildende Eigenschaften (Filmogel-Technologie) und beruhigende Eigenschaften.

Nach der Anwendung bildet das Produkt einen durchsichtigen weichen (teil-abdichtenden) und wasserfesten Filmverband.

Der so gebildete Filmverband:

- schützt, verhindert Kratzen
- beruhigt

### • **Anwendungshinweise**

Ist ein Stachel vorhanden, diesen vorsichtig herausziehen.

Den betroffenen Bereich vor der Anwendung säubern, desinfizieren, abspülen und mithilfe einer sterilen Kompresse trocknen.

Den flüssigen Filmverband mithilfe des Spatels auftragen und verteilen, sodass der Bereich gleichmäßig bedeckt ist (bei der Anwendung wird möglicherweise ein Brennen verspürt).

Einige Sekunden lang trocknen lassen.

Die Anwendung so oft wie nötig wiederholen (durchschnittlich 2- bis 3-mal täglich).

Es ist nicht nötig, den restlichen Filmverband bei der Erneuerung zu entfernen. Sie können den Filmverband, falls gewünscht, wie folgt abziehen:

- An den Rändern des Films ziehen.
- Einen neuen Tropfen der Lösung auf den bereits gebildeten Film auftragen und sofort mit einer trockenen Kompresse abwischen.

Nach der Anwendung gut verschließen.

Es wird empfohlen, das Produkt nach der Öffnung innerhalb von 6 Monaten aufzubrauchen.

### • **Gegenanzeigen**

Nicht auf durch Hautkrankheiten verursachte Läsionen, Mykosen und auf infizierte oder nässende Wunden auftragen.

Nicht auf Schleimhäute und Augenpartien auftragen. Nicht bei bekannter Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe anwenden.

Da keine Studien bei schwangeren oder stillenden Frauen vorliegen, wird die Anwendung des Produkts in diesem Fall nicht empfohlen.

### • **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung**

Nur zu Anwendung auf der Haut. Nicht schlucken.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren

Nicht bei Kindern unter 1 Jahr anwenden.

Augenreizend.

Bei mehreren Stichen, insbesondere bei Kindern, fragen Sie Ihren Apotheker um Rat.

Bei nicht durch Insectenstiche verursachtem Juckreiz fragen Sie Ihren Apotheker um Rat.

Ohne ärztliche Rücksprache nicht länger als 8 Tage anwenden.

Bei der Anwendung und vor der vollständigen Trocknung des Produkts oder in der Nähe der offenen Flasche nicht rauchen.

Fragen Sie Ihren Apotheker oder Arzt um Rat, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### • **INHALTSSTOFFE:**

ETHYLACETAAT, ALKOHOL, NITROCELLULOSE, ISOPROPYL-ALKOHOL, RICINUS COMMUNIS SAMENÖL, HYDROXYPROPYLCELLULOSE, TRITICUM VULGARE KEIMÖL, GLYCYRRHETINSÄURE.



Facilement inflammable  
Licht ontvlambaar  
Leicht entflammbar



Une question? Vragen? Fragen? [contact@urgo.fr](mailto:contact@urgo.fr) - [info@urgo.be](mailto:info@urgo.be)

Laboratoires URGO HEALTHCARE - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France