



Bijsluiter: Mole Freckle Pen – Moedervlek- en Vlekkenverwijderpen

Productomschrijving:

De **Mole Freckle Pen** is een geavanceerd huidverzorgingsapparaat ontworpen om **moedervlekken, sproeten, wratten, huidvlekken en zelfs kleine tatoeages** op een veilige manier te verwijderen. Met een innovatieve **micronaaldtechnologie** en **5 instelbare niveaus** biedt dit apparaat een professionele behandeling voor thuisgebruik.

Het werkt op basis van **elektrische plasmatechnologie**, die vlekken effectief afbreekt en de huid verjongt zonder langdurige irritatie. Het is **pijnloos**, efficiënt en eenvoudig te gebruiken, zonder dat er dure dermatologische behandelingen nodig zijn.

Voordelen van de Mole Freckle Pen

- ✓ **Effectieve verwijdering** van moedervlekken, wratten, vlekken en kleine tatoeages
- ✓ **5 intensiteitsniveaus** voor verschillende huidtypes en behoeften
- ✓ **Geavanceerde plasmatechnologie** voor een precieze en pijnloze behandeling
- ✓ **Draadloos & oplaadbaar** met een ingebouwde batterij
- ✓ **LCD-display** voor eenvoudige bediening en nauwkeurige controle
- ✓ **Compact & draagbaar** voor gebruik thuis of onderweg

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

1. **Reinig de huid** en zorg ervoor dat het behandelde gebied volledig droog is.
2. **Desinfecteer de naald** vóór gebruik met alcohol.

3. **Kies het juiste intensiteitsniveau**, beginnend bij een lage stand en indien nodig verhogen.

Toepassing:

1. **Houd de knop ingedrukt** en beweeg de pen voorzichtig over het gewenste gebied.
2. **Gebruik cirkelvormige of puntgerichte bewegingen** om de huid te behandelen.
3. **Behandel elk gebied kort**, overbehandeling kan de huid irriteren.
4. **Gebruik een helende crème** na de behandeling om de huid te beschermen.

Nazorg:

- **Vermijd blootstelling aan zonlicht** op het behandelde gebied.
- **Gebruik een hydraterende en verzachtende crème** om het herstelproces te ondersteunen.
- **Niet aan de huid trekken of krabben**, laat korstjes op natuurlijke wijze verdwijnen.

Veiligheidswaarschuwingen

Niet gebruiken bij:

- Kinderen en zwangere vrouwen
- Personen met een gevoelige huid of actieve huidaandoeningen
- Mensen met een pacemaker of andere medische implantaten

Algemene waarschuwingen:

- **Alleen voor extern gebruik.**
- **Niet gebruiken op vochtige huid of in de buurt van ogen of slijmvliezen.**
- **Gebruik het apparaat niet langer dan 10 minuten per sessie.**
- **Niet in water onderdompelen of reinigen met vloeistoffen.**
- **Stop gebruik onmiddellijk bij ernstige irritatie of pijn.**

Veelgestelde Vragen (FAQ)

1. Hoe lang duurt het herstel?

Afhankelijk van de huid en de behandelde plek kan het **7 tot 25 dagen** duren voordat de huid volledig herstelt.

2. Is de behandeling pijnlijk?

De **Mole Freckle Pen** is ontworpen om **minimale pijn** te veroorzaken. Je voelt een lichte tinteling, afhankelijk van de intensiteitsinstelling.

3. Hoe vaak kan ik een plek behandelen?

Meestal is **één sessie voldoende**, maar voor diepere moedervlekken of tatoeages kan een tweede sessie nodig zijn na volledige genezing.

4. Kan ik het apparaat voor meerdere personen gebruiken?

Nee, het wordt **sterk afgeraden** om de naald met anderen te delen vanwege hygiënische

redenen.

Inhoud van de verpakking

- ✓ **1x Mole Freckle Pen**
- ✓ **1x USB-oplaadkabel**
- ✓ **10x Fijne naald** (voor kleine vlekjes en precisiewerk)
- ✓ **3x Dikke naald** (voor grotere plekken of diepere behandelingen)
- ✓ **1x Gebruikershandleiding**

Garantie & Klantenservice

Bij vragen of problemen, neem contact op via **Bol.com**.

💡 **Tip:** Begin altijd op de laagste intensiteit en bouw op naar een hogere stand indien nodig. Geduld en juiste nazorg zorgen voor een **mooi en egaal resultaat!**

DERMAROLLERWINKEL.NL