

材质: 105g铜版纸

尺寸: 100\*140mm

印刷: 单黑双面印刷

装订方式: 风琴折页

User Manual  
Light Therapy Lamp

Dear customer,

Thank you for choosing Light Therapy Lamp. This introduction will help you to properly install and use your new lamp. Please read these carefully before using and keep them for future reference.

PACKAGE CONTENTS

- 1x Light Therapy Lamp
- 1x Adapter
- 1x User Manual

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please read the instruction manual before using the lamp.
2. To ensure the longer life, please do not install near heat, corrosive or damp place.
3. Installation at the point that no shock, momentum and fire. Do not let it fall from high place and avoid a crash.
4. Before cleaning, make sure that the lamp is disconnected from the power supply.
5. Before using the lamp, please check if the lamp is damaged during transport. If the lamp has shown any damage, do not use or install the lamp.
6. Please do not disassemble or repair the lamp yourself.


INSTALLATION

Installation Instructions

1. Please check the accessories of the lamp carefully before installation.
2. To ensure the normal work of the lamp, please use the appropriate voltage.


Installation steps

Insert the lamp ring part into the base. Then connect the power supply.




- EN -

PACKAGE CONTENTS



USAGE



SPECIFICATION

Model Nr.	VL-ML-TDWW24W01
Material	Aluminum + Silica gel
Voltage	AC100-240V 50/60Hz
Color Temperature	2700K-4000K-6500K
Wattage	24W(max)
Brightness	700LM
Dimmable	Yes(5%-100%)
Color rendering Index	98
Touch Control	Yes
Timer	1 Hour
USB Port	Yes, Output: 5V 2A

- EN -

Sehr geehrte(r) Kunde/Kundin,

vielen Dank für Ihre Entscheidung für Light Therapy Lamp. Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen dabei helfen, wie Sie die Lampe richtig installieren und benutzen können. Bitte lesen Sie diese Broschüre vor der Anwendung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für zukünftige Bezugnahmen auf.

PACKUNGSINHALT

- 1x Light Therapy Lamp
- 1x Adapter
- 1x Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie bitte vor der Benutzung die Anweisung zuerst.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze, Korrosion oder Feuchtigkeit, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.
3. Installation an dem Ort, dass kein Wackeln und Feuer. Lassen Sie es nicht von der Höhe fallen und vermeiden Sie einen Absturz.
4. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die Lampe von der Stromversorgung getrennt ist.
5. Bevor Sie die Lampe verwenden, überprüfen Sie bitte, ob die Lampe auf dem Transport beschädigt wird. Wenn die Lampe irgendwelche Beschädigung gezeigt hätte, verwenden oder installieren Sie die Lampe nicht.
6. Bitte demontieren oder reparieren die Lampe niemals selbst.


INSTALLATION

Installation Einleitung

1. Bitte überprüfen Sie das Zubehör der Lampe vor der Installation sorgfältig.
2. Verwenden Sie die entsprechende Spannung, um die normale Funktion der Lampe zu gewährleisten.


Installationschritte

Setzen Sie das Lamperringteil in den Sockel ein. Schließen Sie dann die Stromversorgung an.




- DE -

PRODUKTSTRUKTUR



ANWENDUNG



SPECIFIKATION

Artikelnummer	VL-ML-TDWW24W01
Material	Aluminium + Kieselgel
Stromspannung	AC100-240V 50/60Hz
Farbtemperatur	2700K-4000K-6500K
Stromverbrauch	24W(max)
Lichtleistung	700LM
Dimmbar	Ja(5%-100%)
Farbwiedergabeindex (CRI)	98
Berührungsteuerung	Ja
Timer	1 Stunde
USB-Anschluss	Ja, Ausgangsspannung: 5V 2A

- DE -

Model: VL-ML-TDWW24W01



Cher client/ Chère cliente,

Merci d'avoir choisi Light Therapy Lamp. Cette introduction vous aidera à installer et à utiliser correctement votre nouvelle lampe. Veuillez les lire attentivement avant de les utiliser et les conserver pour référence future.

CONTENU DU COULIS

- 1x Light Therapy Lamp
- 1x Adaptateur
- 1x Manuel d'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser la lampe.
2. Pour assurer une durée de vie plus longue, veuillez ne pas installer à proximité d'un endroit chaud, corrodé ou humide.
3. Installation au point où aucun choc, élan et feu. Ne le laissez pas tomber de haut pour éviter un accident.
4. Avant le nettoyage, assurez-vous que la lampe est déconnectée de l'alimentation électrique.
5. Avant d'utiliser la lampe, veuillez vérifier si la lampe est endommagée pendant le transport. Si la lampe a été endommagée, n'utilisez pas et n'installez pas la lampe.
6. Veuillez ne pas démonter ni réparer la lampe vous-même.


INSTALLATION

Instructions d'installation

1. Veuillez vérifier soigneusement les accessoires de la lampe avant l'installation.
2. Pour assurer le fonctionnement normal de la lampe, veuillez utiliser la tension appropriée.


Étapes d'installation

Insérez la partie de l'anneau de la lampe dans la base. Ensuite connectez l'alimentation.




- FR -

STRUCTURE DU PRODUIT



UTILISATION



SPECIFICATION

Numéro de modèle	VL-ML-TDWW24W01
Matériel	Aluminium + Gel de silice
Tension	AC100-240V 50/60Hz
Température de couleur	2700K-4000K-6500K
Puissance	24W(max)
Luminosité	700LM
Dimmable	Oui(5%-100%)
Indice de rendu des couleurs	98
Contrôle tactile	Oui
Minuterie	1 Heure
Port USB	Oui, Sortie: 5V 2A

- FR -

Estimado cliente,

Gracias por elegir Light Therapy Lamp. Esta introducción le ayudará a instalar y usar correctamente su nueva lámpara. Léala detenidamente antes de usar la lámpara y guárdela para referencia futura.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- 1x Light Therapy Lamp
- 1x Adaptador
- 1x Manual de Usuario

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea el manual de instrucciones antes de usar la lámpara.
2. Para garantizar una vida útil más larga, no la coloque cerca de lugares calientes, corrosivos o húmedos.
3. Instalación en el punto que no choque, impulso y fuego. No la deje caer desde lugares altos y evite un choque.
4. Antes de limpiar, asegúrese de que la lámpara esté desconectada de la fuente de alimentación.
5. Antes de usar la lámpara, verifique si la lámpara está dañada durante el transporte. Si la lámpara ha mostrado algún daño, no la use ni la instale.
6. No desmonte ni repare la lámpara usted mismo.


INSTALACIÓN

Instrucción de instalación

1. Verifique cuidadosamente los accesorios de la lámpara antes de la instalación.
2. Para garantizar el funcionamiento normal de la lámpara, utilice el voltaje adecuado.


Pasos de instalación

Inserte la parte del anillo de la lámpara en la base. Luego conecte la fuente de alimentación.




- ES -

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



USO



SPECIFICACIÓN

Modelo Nr.	VL-ML-TDWW24W01
Material	Aluminio + gel de sílice
Voltage	AC100-240V 50/60Hz
Temperatura del Color	2700K-4000K-6500K
Potencia	24W(max)
Brillo	700LM
Regulable	Si (5%-100%)
Índice de reproducción cromática	98
Control Táctil	Si
Temporizador	1 Hora
Puerto USB	Si, Salida: 5V 2A

- ES -

Genite cliente,

Grazie per scegliere Light Therapy Lamp. Questa introduzione li aiuterà a installare e utilizzare correttamente la sua nuova lampada. Leggere attentamente prima di utilizzare la lampada e conservarla per riferimento futuro.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Light Therapy Lamp
- 1x Adattatore
- 1x Manuale Utente

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare la lampada.
2. Per garantire una maggiore durata, non posizionarla vicino a luoghi caldi, corrosivi o umidi.
3. Installazione nel punto che non si schianta, impulso e fuoco. Non lasciarla cadere da luoghi alti ed evitare un incidente.
4. Prima di pulire, assicurarsi che la lampada sia scollegata dalla fonte di alimentazione.
5. Prima di utilizzare la lampada, verificare se la lampada è danneggiata durante il trasporto. Se la lampada ha mostrato danni, non utilizzarla o installarla.
6. Non smontare o riparare la lampada da soli.


INSTALLAZIONE

Istruzioni per l'installazione

1. Controllare attentamente gli accessori della lampada prima dell'installazione.
2. Per garantire il normale funzionamento della lampada, utilizzare la tensione corretta.


Fasi di installazione

Inserire la parte ad anello della lampada nella base. Quindi collegare l'alimentazione.




- IT -

STRUTTURA DEL PRODOTTO



USO



SPECIFICAZIONE

Modello Nr.	VL-ML-TDWW24W01
Materiale	Aluminio + Gel di silice
Voltaggio	AC100-240V 50/60Hz
Temperatura di colore	2700K-4000K-6500K
Energia	24W(max)
Luminosità	700LM
Dimmerabile	Si (5%-100%)
Indice di resa cromatica	98
Controllo touch	Si
Timer	1 Ora
Porta USB	Si, Potenza: 5V 2A

- IT -