

## duct features

Strong environmental temperature adaptability

New control probe structure to ensure more accurate measurement

Two measurement modes of body temperature and object temperature, one bottom mode switching operation is convenient and practical;

Fever alarm prompt, backlight colour prompt;

Automatically save 32 sets of temperature measurement values;

Large size LCD screen high brightness three colour backlight, Clear and soft display;

You can select Two temperatures units: Celcius and Fahrenheit

Automatic shutdown saves power and energy;

Simple operation mode.

## cations

se read this manual carefully before use. It is forbidden to immerse the head of the temperature gun in any liquid, and it is not permitted to use it in an excessively high or low-temperature environment for an extended period. It is not allowed to collide, fall, mix with sharp objects, and dismantle by yourself. Do not use in a robust electromagnetic interference environment. Put the forehead temperature out of the reach of children. The measurement results can't replace the doctor's diagnosis.

## duct performance, major structural components

Measuring distance:	3cm~ 5cm	
Measuring range:	For the human body, 34°C~42.9°C (93.2°F~109.2°F)	For object surface 0°C~100°C (32°F~212°F)
Measuring accuracy	Object surface temperature +/- 1°C/1.8°F	Human body temperature measurement within (35-42)      above (35-42) +/- 0.2°C/0.4°F      +/-0.3°C/0.54 °F
Operating ambient temperature:	0°C~42°C (32°F~107.6°F)	
Power supply:	DC1.5V * 2 (2PC AAA BATTERY)	
Battery status:	Low battery warning	
Memory function:	Memorize 32 measurements	
Display unit:	Celcius and Fahrenheit	
Automatic shutdown:	Automatic shutdown with no action in 30 seconds	
Product measurement:	104g 149*77*43 mm	

Infrared detector  
 LCD  
 Memory switch  
 °C/°F  
 Set  
 Memory switch  
 Battery



## play icons

Battery indication		Display	Power is low. Please replace the battery
		Display and flashing	The battery is too low to work replace immediately
		No Display	Fully charged
Sound		Display	Buzzer sound on
		No display	Buzzer sound off
Temperature measurement mode		Body temperature mode	
		Object surface temperature mode	
Display unit	°C °F	Celsius temperature Fahrenheit temperature	
Display value		Measured temperature information	
Memory	M	Display value of memory value and group number	

## sets of body temperature memory data queries

When turning on the device, press the "memories" button, and the LCD will display the first memory value; press again to display the next record, a total of 32 groups of memory data.

## Function Key Description



Function key	Function description
SET	Short press can switch between human temperature and object temperature modus, long press set in order to enter setting menu
°C/°F	Switch between Celsius and Fahrenheit
Memories	Review previous measured temperatures

product provides prompt tone switch, temperature compensation function  
ng, the comparison table of setting menu is as follows:

press the set key to enter the setting mode. F1 is the prompt tone switch, and  
rompt tone is turned on or off by the C/F key. Press the set key again, F2 is the  
erature compensation, increase the temperature compensation through the C/F  
and reduce the temperature compensation with the memory query key. Press  
set key again to exit and save the setting mode.

## **ety instructions**

r the battery is installed, press the power on button for 1 second, after the  
ce is turned on. Confirm that the measurement mode above the screen is body  
erature mode (non object temperature mode). Aim the forehead temperature  
probe at the middle of the forehead and  
it vertical. The distance is about 3-5cm. Press the measurement trigger to start  
measurement. After about 1 second, the screen will display the measured value.  
n the device is not used, it will shut down automatically after 30 seconds.

Before and after use, please keep the sensor and probe cavity clean.  
Please place the forehead temperature gun in a temperature stable  
environment for use. When ambient temperature changes greatly (e.g. from  
indoor to outdoor), please place for about thirty minutes after measurement.  
Do not begin to measure body temperature immediately after measuring the  
temperature of an object at very high or very low temperature. Please place  
it for ten minutes.

When the measurement object comes from a place that is quite different  
from the measured ambient temperature, it should stay in the test  
environment for at least five minutes.

Try not to measure in the forehead blowing, drenching water, sweating,  
coating, smear cosmetics, etc. Do not take body temperature within 30  
minutes after exercise, bath, meal. temperature. When the working  
environment temperature is lower than 0 C the screen will display Err 1,  
backlight red, when the ambient temperature is higher than 42 C, the screen  
will display Err 2, backlight red;

## **age conditions, methods**

ucts must be kept clean and kept in a dry place. Don't put the electronic  
read temperature gun in place with electric shock. Do not store the electronic  
read temperature gun in an extreme temperature environment above 55C or  
w -10C and humidity above 85%. The transportation process should prevent  
heavy fall and so on, can not be transported in the extreme temperature  
ronment above 55°C or below -10 C, humidity above 85%.

## ducteigenschappen

Groot aanpassingsvermogen aan omgevingstemperatuur  
Nieuwe structuur van de controlesonde voor een nauwkeurigere meting  
Twee meetmodi voor lichaamstemperatuur en objecttemperatuur, omschakelen van de ene modus naar de andere is handig en praktisch;  
Koortsalarm, met achtergrondverlichting;  
Automatische opslag van 32 sets temperatuurmeetwaarden;  
Groot LCD-display, hoge helderheid, driekleurige achtergrondverlichting, duidelijke en vlotte weergave;  
U kunt twee temperatureenheden kiezen: Celcius en Fahrenheit  
Automatische uitschakeling bespaart stroom en energie;  
Eenvoudige bedieningswijze.

## zorgmaatregelen

Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig vóór gebruik. Het warmtepistool niet raken, en het niet gedurende lange tijd in een omgeving met een te hoge of te lage temperatuur gebruiken. Stoot het niet, laat het niet vallen, meng het niet met andere voorwerpen en haal het niet zelf uit elkaar. Gebruik het niet in een omgeving met sterke elektromagnetische storingen. Houd het hoofdstempatuurpistool buiten het bereik van kinderen. De resultaten van de metingen zijn geen vervanging voor de diagnose van een arts.

## ductprestaties, structurele hoofdcomponenten

Meetafstand :	3cm~ 5cm	
Meetbereik :	Voor het menselijk lichaam , 34°C~42.9°C (93.2°F~109.2°F)	Voor een oppervlak van een voorwerp 0°C~100°C (32°F~212°F)
Meetnauwkeurigheid :	Temperatuur van een oppervlak van een voorwerp +/- 1°C/1.8°F	Meten van de temperatuur van het menselijk lichaam tussen (35-42)+/- 0.2°C/0.4°F , boven (35-42) +/-0.3°C/0.54°F
Omgevingstemperatuur :	0°C~42°C (32°F~107.6°F)	
Stroomvoorziening :	DC1.5V * 2 (2 piles AAA)	
Batterijtoestand :	Waarschuwing lege batterij	
Geheugenfunctie :	Slaat 32 metingen op	
Weergave-eenheid :	Celcius en Fahrenheit	
Automatische uitschakeling :	Automatische uitschakeling als er binnen 30 seconden geen actie ondernomen wordt	
Afmetingen en gewicht van het produkt :	104g 149*77*43 mm	

## gebruiksaanwijzing

infrarood detector  
LCD  
temperatuurverandering  
°C/°F  
keuzes  
veranderen  
geheugen



## Logogrammen op het scherm

batterijniveau		Zichtbaar	De stroomvoorziening is laag. Gelieve de batterij te vervangen
		Knipperend	Batterij is te zwak om te werken; vervang ze onmiddellijk
		Niet zichtbaar	Volledige lading
Geluid		Zichtbaar	Geluid aan
		Niet zichtbaar	Geluid uit
Wijze van temperatuurmeting		Lichaamstemperatuur stand	
		Oppervlaktetemperatuur stand	
Weergave-eenheid	°C °F	Celsius temperatuur	
Weergavewaarde		Fahrenheit temperatuur	
Geheugen	M	Informatie over de gemeten temperatuur	

## geheugengegevens van de lichaamstemperatuur

Wanneer u het toestel aanzet, drukt u op de toets "memories", en de LCD toont de te geheugengegevens; druk nogmaals om de volgende record te tonen, in totaal zes geheugengegevens

## Beschrijving van de functietoetsen



Function key	Beschrijving van de functie
SET	Een korte druk schakelt tussen menselijke en objecttemperatuurmodus, een lange druk gaat naar het instellingsmenu.
°C/°F	Wisselen tussen Celsius en Fahrenheit
Memories	Eerder gemeten temperaturen bekijken

roduct biedt een snelle signaalschakelaar, een temperatuurcompensatiefunctie  
lling, het instelmenu vergelijkingstabel is als volgt:

: lang op de Set-toets om in de instelmodus te komen. F1 is de tone-schakelaar,  
e tone wordt in- of uitgeschakeld met de C/F-toets. Druk nogmaals op de Set-  
s, F2 is de temperatuurcompensatie, verhoog de temperatuurcompensatie met  
/F-toets, en verlaag de temperatuurcompensatie met de geheugenopvraag-  
s. Druk nogmaals op de Set-toets om de instelmodus te verlaten en op te slaan.

## **ligheidsvoorschriften**

estig dat de meetmodus boven het display de lichaamstemperatuurmodus is  
-objecttemperatuurmodus). Richt de sonde van het  
hoofdstemperatuurpistool op het midden van het voorhoofd en houd hem  
caal.

ifstand is ongeveer 3 tot 5 cm. Druk op de meettrekker om de meting te  
nnen. Na ongeveer 1 seconde verschijnt op het display de gemeten waarde. Als  
oestel niet in gebruik is, zal het na 30 seconden automatisch uitschakelen.

ior en na gebruik moet u de sensor en de opening van de sonde schoon  
len.

lieve het temperatuurpistool voor gebruik in een stabiele temperaturomgeving  
aatsen. Wanneer de omgevingstemperatuur sterk verandert (b.v. van binnen  
buiten), wacht dertig minuten voordat u gaat meten.

igin niet met het meten van de lichaamstemperatuur onmiddellijk na het meten  
de temperatuur van een voorwerp met een zeer hoge of lage temperatuur.  
ht alstublieft tien minuten.

anneer het pistool van een plaats komt die sterk verschilt van de gemeten  
evingstemperatuur, moet het minstens vijf minuten in de testomgeving blijven.  
obeer de temperatuur van het voorhoofd niet te meten door op het toestel te  
en, te zweten, cosmetica aan te brengen, enz. Neem de lichaamstemperatuur  
op binnen 30 minuten na het sporten, baden, eten. Wanneer de  
evingstemperatuur lager is dan 0 C, toont het display Err 1, rode  
ergrondverlichting, wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 42 C, toont  
isplay Err 2, rode achtergrondverlichting;

## **lag**

rodukten moeten schoon gehouden worden en op een droge plaats bewaard  
len. Plaats het pistool niet op een plaats waar gevaar voor elektrische schokken  
aat. Bewaar het pistool niet in een omgeving met extreme temperaturen boven  
of onder -10C en een luchtvochtigheid van meer dan 85%. Het vervoer moet  
n, zware druppels enz. vermijden, kan niet vervoerd worden in een omgeving  
extreme temperatuur boven 55C of beneden -10C, en vochtigheid boven 85%.

## Caractéristiques du produit

Forte adaptabilité à la température ambiante

Nouvelle structure de la sonde de contrôle pour assurer une mesure plus précise

Deux modes de mesure de la température du corps et de la température de l'objet, le basculement d'un mode à l'autre est commode et pratique ;

Invite d'alarme de fièvre, invite de couleur rétroéclairée ;

Sauvegarde automatique de 32 séries de valeurs de mesure de la température ;

Écran LCD de grande taille, haute luminosité, rétroéclairage en trois couleurs, affichage clair et doux ;

Vous pouvez sélectionner deux unités de température : Celcius et Fahrenheit

L'arrêt automatique permet d'économiser du courant et de l'énergie ;

Mode de fonctionnement simple.

## Précautions

Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Il est interdit de plonger le pistolet thermique dans un liquide quelconque, et il est interdit de l'utiliser dans un environnement à température excessivement élevée ou basse pendant une période prolongée. Il est interdit de le heurter, de le faire tomber, de le mélanger à des objets pointus et de le démonter soi-même. Ne l'utilisez pas dans un environnement où il y a des interférences électromagnétiques. Mettez le pistolet à température frontale hors de portée des enfants. Les résultats des mesures ne peuvent pas remplacer le diagnostic du médecin.

## Performance du produit, principaux composants structurels

Distance de mesure :	3cm~ 5cm	
Plage de mesure :	Pour le corps humain, 34°C~42.9°C (93.2°F~109.2°F)	Pour une surface d'un objet 0°C~100°C (32°F~212°F)
Précision de mesure :	Température d'une surface d'un objet +/- 1°C/1.8°F	Mesure de la température du corps humain entre(35-42)au dessus de (35-42) +/- 0.2°C/0.4°F +/-0.3°C/0.54 °F
Température ambiante de fonctionnement :	0°C~42°C (32°F~107.6°F)	
Alimentation électrique :	DC1.5V * 2 (2 piles AAA)	
État de la batterie :	Avertissement de batterie faible	
Fonction de mémoire :	Mémorise 32 mesures	
Unité d'affichage :	Celcius et Fahrenheit	
Arrêt automatique :	Arrêt automatique si aucune action n'est effectuée dans les 30 secondes	
Dimension et poids du produit :	<b>104g</b> <b>149*77*43 mm</b>	

JJ  
 hangement de mémoire  
 )/°F  
 hoisir  
 hanger  
 les



## nes d'écran

Indication niveau de pile		Affiché	L'alimentation est faible. Veuillez remplacer la batterie
		Clignotant	La batterie est trop faible pour fonctionner ; remplacez-la immédiatement
		Non affiché	Pleine charge
Son		Affiché	Son activé
		Non affiché	Son désactivé
Mode mesure de température		Mode température corporelle	
		Mode température surface d'un objet	
Unité d'affichage	°C	Température Celsius	
	°F	Température Fahrenheit	
Valeur affichée		Informations sur la température mesurée	
Mémoire	M	Affichage de la valeur de la mémoire et du numéro de groupe	

## séries de données de mémoire de température corporelle

de la mise en marche de l'appareil, appuyez sur le bouton "mémoires", et an LCD affichera la première valeur de mémoire ; appuyez à nouveau pour her l'enregistrement suivant, un total de 32 séries de données de mémoire

## cription des touches de fonctions



Function key	Description de la fonction
SET	Une pression courte permet de basculer entre le mode température humain et le mode température objet, une pression longue permet d'entrer dans le menu de réglage.
°C/°F	Basculer entre Celsius et Fahrenheit
Memories	Voir les températures mesurées précédemment



roduit offre un interrupteur à signal rapide, un réglage de la fonction de pensation de température, le tableau comparatif du menu de réglage est me qui suit :

uyez longuement sur la touche Set pour entrer dans le mode de réglage. F1 est mmutateur de tonalité d'invite, et la tonalité d'invite est activée ou désactivée à touche C/F. Appuyez à nouveau sur la touche set, F2 est la compensation de ératuration, augmentez la compensation de température par la touche C/F, et isevez la compensation de température avec la touche de requête de mémoire. uyez à nouveau sur la touche Set pour quitter et enregistrer le mode de réglage.

## signes de sécurité

fois les piles installées Confirmez que le mode de mesure au-dessus de l'écran e mode de température corporelle (mode de température non objet). Dirigez la le du pistolet de température frontale vers le milieu du front et itenez-la à la verticale. La distance est d'environ 3 à 5 cm. Appuyez sur la quette de mesure pour démarrer la mesure. Après environ 1 seconde, l'écran he la valeur mesurée. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il s'éteint matiquement après 30 secondes.

ant et après utilisation, veuillez garder le capteur et la cavité de la sonde res.

euillez placer le pistolet à température frontale dans un environnement à ératuration stable pour l'utiliser. Lorsque la température ambiante change ément (par exemple, de l'intérieur à l'extérieur), veuillez le placer pendant on trente minutes après la mesure.

commencez pas à mesurer la température du corps immédiatement après r mesuré la température d'un objet à température très élevée ou très basse. illez patienter pendant dix minutes.

rsque le pistolet provient d'un endroit très différent de la température ambiante urée, il doit rester dans l'environnement de test pendant au moins cinq minutes. sayez de ne pas mesurer la température du front en soufflant sur l'appareil, en spirant, en étalant des produits cosmétiques, etc. Ne prenez pas la température orps dans les 30 minutes suivant un exercice, un bain, un repas. Lorsque la ératuration de l'environnement est inférieure à 0 C, l'écran affiche Err 1, éclairage rouge, lorsque la température ambiante est supérieure à 42 C, l'écran he Err 2, rétroéclairage rouge ;

## ditions de stockage, méthodes

produits doivent être maintenus propres et conservés dans un endroit sec. Ne ez pas le pistolet dans un endroit où il y a risque de choc électrique. Ne stockez le pistolet dans un environnement de température extrême supérieure à 55C ou ieure à -10C et d'humidité supérieure à 85%. Le transport doit éviter la pluie, les s chutes et ainsi de suite, ne peut être transporté dans un environnement de ératuration extrême au-dessus de 55°C ou en dessous de -10 C, et humidité au- us de 85%.