

un pharmacien quant à la compatibilité des médicaments topiques qui pourraient entrer en contact avec le préservatif. Il est déconseillé de ranger les préservatifs dans votre portefeuille, poche arrière, sac à main ou similaire. En cas de relations sexuelles non protégées ou d'échec de votre moyen de contraception, veuillez contacter votre planning familial le plus proche ou votre médecin pour obtenir des conseils sur les moyens de contraception d'urgence, de préférence dans un délai maximum de 72 heures. Tenir à l'écart des enfants. Risque de suffocation dû à des préservatifs gonflés ou cassés.

L'utilisation de préservatifs pendant Les rapports sexuels oraux augmentent le risque de suffocation. Un préservatif est un dispositif médical destiné aux profanes - hommes ou femmes adultes. tous les sérieux Les incidents liés au produit sont notifiés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est résident.

**ID Informazioni importanti per i Profiliattici in lattice di gomma naturale PASANTE da leggere con attenzione.** Maneggiare sempre con cautela il profilattico, anche

ska bör du kontakta din preventivmedelsmottagning eller varocentral för råd om akutuppreventivmedel, helst inom 72 timmar. Förvaras torrt och svårt, ej i direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn. En träsigg eller inte upplåst kondom kan leda till kvävning. Användning av kondom under oralsex ökar risken för kvävning. Kondomer är en medicinsk enhet avsedd att användas av lekmän - vuxna män och kvinnor. Alla allvariga incidenter som uppstår i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och lämplig lokal myndighet.

**PL Wazne informacje dotyczące prezerwatyw z naturalnej gumy lateksowej PASANTE. Prosimy o ich dokładne przeczytanie.** Z prezerwatywą należy zawsze obchodzić się ostrożnie, wyjmując ją z opakowania w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia prezerwatywy paznokciami, biżuterią, itp. Prezerwatywy wykonane z lateksu z gumy naturalnej mogą powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Prezerwatyw nie należy używać po raz drugi. Służą one do jednorazowego użytku, a w razie ponownego użycia, istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia lub infekcji. Zwiększa się również

**Medical-Latex (DUA) SDN BHD Plo 8,  
Senai Industrial Estate 81400 Senai,  
Johor, MALAYSIA**



použití podobných prostředků. Pokud se používá rozměrnou nebo zohřmknutou kondomu. Poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom o vhodnosti lokálne používaných liečiv, ktoré sa môžu dostať do kontaktu s kondómom. Neodporúča sa prenášať kondómy v peňaženke, zadnom vrecku nohavíc, v taške alebo podobne. Ak máte nechránený pohlavný styk alebo ak zlyhala metóda vašej antikoncepcie, vyhľadajte kliniku pre sexuálne zdravie alebo svojho praktického lekára pokiaľ možno do 72 hodín, aby ste získali poradenstvo o núdzovej antikoncepcii. Uchovávajte mimo dosahu detí. Deť by sa mohli zadusit kúskami nenaťuknutého alebo prasknutého kondómu. Použitie kondómu počas orálneho sexu zvyšuje riziko zadusenía alebo prasknutia kondómu. Latexový kondóm je zdravotnícka pomôcka. Pomôcka je určená len na použitie dospelými osobami. Akúkoľvek vážnu nehodu, ku ktorej došlo v súvislosti s pomôckou, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom používateľ a/alebo pacient žije.

**Advana Ltd, Tower Business Centre,  
2nd Flr., Tower Street, Swatar, BKR  
4013, Malta**

**ISO 4074 / EN ISO 4074**  
**Text prepared March 2021**  
**Master reference information: M-IFU-01(v.1)**

**Pasante Europe Ltd**  
Unit 3D North Point House, North Point  
Business Park, New Mallow Road  
Cork, T23 AT2P IRELAND

**Pasante Healthcare Ltd.**  
Commerce Way  
Lancing, West Sussex  
BN15 8TA  
UK  
+44 (0) 1903 753844

[www.pasante.com](http://www.pasante.com)