

FYSIO PRO MASSAGE GUN



**USER MANNUAL
HANDLEIDING
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANTLEITUNG**

LANGUAGE – TAAL – LANGUE



ENGLISH – 03



NEDERLAND – 07



FRANÇAIS – 12



Review

FYSIO PRO



DISCLAIMER

READ THIS BEFORE USE

WARNING

- Never use this device near water
- Keep the ventilation grille free from dust and dirt
- Do not remove any screws and never try to open the device yourself
- Do not use this appliance for more than one hour at a time rest 30 minutes before using again
- Never charge the device overnight and only under supervision
- Disconnect the charger from the battery before use
- Suitable for adults only. Do not use this device on injuries. Consult a doctor before using this device

WARNING

DANGER: To reduce the risk of electric shock, injury to limit fire, this appliance may only be used in accordance with instructions below

- Only suitable for adults.
- Never leave the FYSIO PRO massage gun unattended while charging.
- Never use this massage gun in any other way than indicated.
- Check the appliance carefully for defects before each use.
- Charge only with the supplied FYSIO PRO charger.
- Never use water near the FYSIO PRO massage gun.
- Keep hair, fingers and other body parts away from the shaft of the massage heads because these can get pinched.
- Bruises may occur when using a massage gun.

Check treated parts of the body regularly and stop immediately in case of pain or discomfort.

- Use the FYSIO PRO massage gun only on soft body tissues, Without discomfort or pain. Don't ever use these on head and bone.
- Use the FYSIO PRO massage gun only on dry skin or clothes in an up and downward movement for about 60 to 90 seconds.



DISCLAIMER READ THIS BEFORE USE

Never use the FYSIO PRO massage gun without approval from your doctor in the cases below:

Pregnancy, diabetes, use of pacemakers, recent surgeries, epilepsy, migraines, hernias, spondylolisthesis, spondylol-ysis, spondylosis, joint replacements, metal plates in the body or other concerned present inc. your physical health. These cases exclude the use of the FYSIO PRO massage is not an option, but advice from a medical expert is needed.


GUARANTEE


If a manufacturing error or defect occurs within two years of purchase then FYSIO PRO will repair or replace the massage gun free of charge. In case of defect please contact reseller.



SPECIFICATIONS

IMPORTANT: The massage gun shuts down after 10 minutes of use a safety measure





MANUAL

- PAY ATTENTION! The massage gun switches itself off after 10 minutes for security
- Charge the battery for up to 2 hours before first use
- The average working time is up to +- 2 hours, depending on the vibration position and the applied pressure
- Attach a massage head before turning on the device. You can push in the head and pull it out after use
- Switch the device on and off by pressing the On/Off button.

TECHNICAL DATA

Brand: FYSIO PRO
Battery capacity: 2500 mAh
Power: 24W
Voltage: 14V
Weight: 2KG
Charging time: 2 hours
Vibration levels: 30

DISCLAIMER LEES DIT VOOR GEBRUIK

WAARSCHUWING

- Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van water
 - Houd het ventilatierooster vrij van stof en vuil
 - Verwijder geen schroeven en probeer het apparaat nooit zelf te openen
 - Gebruik dit apparaat niet langer dan één uur aan een stuk. Laat het apparaat 30 minuten rusten alvorens opnieuw te gebruiken
 - Laad het apparaat nooit 's nachts en enkel onder toezicht op.
 - Ontkoppel de oplader van de batterij na het opladen alvorens te gebruiken
 - Enkel geschikt voor volwassenen. Gebruik dit apparaat niet bij blessures en consulteer een dokter alvorens dit apparaat te gebruiken
- an up and downward movement for about 60 to 90 seconds.

WAARSCHUWING

GEVAAR: Om de risico's op elektrische schokken, verwonding en brand te beperken, mag dit apparaat enkel gebruikt worden volgens onderstaande instructies

- Enkel geschikt voor volwassenen
- Laat het FYSIO PRO massage gun nooit onbewaakt opladen of aanstaan
- Gebruik dit massage gun nooit op een andere manier dan aangegeven
- Controleer het apparaat zorgvuldig op defecten voor elk gebruik
- Enkel opladen met de meegeleverde FYSIO PRO oplader.
- Gebruik nooit water in de buurt van dit massage gun.
- Houd haren, vingers en andere lichaamsdelen weg bij de schacht van de massage koppen omdat knelling kan ontstaan
- Blauwe plekken kunnen bij gebruik van een massage gun ontstaan. Controleer behandelde lichaamsdelen geregeld en stop onmiddellijk bij pijn of ongemak
- Gebruik het FYSIO PRO massage gun enkel op zacht lichaamsweefsels, zonder ongemak of pijn. Gebruik deze zeker nooit op hoofd en botten
- Gebruik het FYSIO PRO massage gun enkel op een droge huid of kleding in een op en neer gaande beweging voor ongeveer 60 tot 90 sec. per spier



DISCLAIMER

LEES DIT VOOR GEBRUIK

Gebruik het FYSIO PRO massage gun nooit zonder eerst goedkeuring te krijgen van uw dokter in onderstaande gevallen

Zwangerschap, diabetes, gebruik van pace-makers, recente operaties, epilepsie, migraines, hernias, spondylolisthesis, spondylol-ysis, spondylo-sis, gewricht vervangingen, metalen platen in het lichaam of bij andere bezorgdheden i.v.m. uw fysieke gezondheid. Deze gevallen sluiten het gebruik van het FYSIO PRO massage gun niet uit maar advies van een medisch expert is nodig.


GUARANTEE

Wanneer er zich binnen twee jaar na aankoop een productiefout of een defect aan het materiaal van het FYSIO PRO massage gun voordoet, dan zal FYSIO PRO het massage gun gratis herstellen of vervangen. Contacteer bij defect a.u.b. de reseller.



SPECIFICATIES

BELANGRIJK: De ingebouwde level beveiliging zorgt ervoor dat het massage gun zich na 10 minuten uitschakelt.





GEBRUIK

- LET OP! Het massage gun schakelt zichzelf ter beveiliging uit na 10 minuten
- Laad de batterij voor het eerste gebruik tot 2 uur op.
- De gemiddelde werkduur bedraagt tot +- 2 uur, afhankelijk van de vibratiestand en de toegepaste druk
- Bevestig een massage kop alvorens het apparaat in te schakelen. Je kan de kop er in drukken en na gebruik uittrekken
- Schakel het apparaat in door Aan/Uit knop naar On te verzetten en vervolgens op de start/knop knop te drukken
- Schakel het apparaat uit door op de start/knop knop te drukken en vervolgens de Aan/Uit knop naar Of te verzetten

TECHNISCHE DATA

Merk: Fysio Pro

Batterij capaciteit: 2500 mAh

Vermogen: 24W

Spanning: 12V

Gewicht: 2KG

Oplaadtijd: 2 uur

Vibratieniveaus: 30 levels

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ A LIRE AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT

- N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau.
- Gardez la grille de ventilation exempte de poussière et de saleté.
- Ne retirez aucune vis et n'essayez jamais d'ouvrir l'appareil vous-même.
- Ne pas utiliser cet appareil pendant plus d'une heure à la fois reposez-vous 30 minutes avant de réutiliser.
- Ne chargez jamais l'appareil pendant la nuit et uniquement sous surveillance.
- Débranchez le chargeur de la batterie après la charge avant utilisation.
- Convient uniquement aux adultes. N'utilisez pas cet appareil sur des blessures consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil.

AVERTISSEMENT

DANGER: Pour réduire le risqué de choc électrique, de blessure pour limiter les incendies, cet appareil ne peut être utilise que conformément aux instructions ci-dessous

- Convient uniquement aux adultes.
- Ne laissez jamais le pistolet de massage FYSIO PRO sans surveillance en charge ou allumé.
- Ne jamais utiliser ce pistolet de massage d'une autre manière que celle indiquée.
- Vérifiez soigneusement l'appareil pour les défauts avant chaque utilisation.
- Chargez uniquement avec le chargeur FYSIO PRO fourni.
- Ne jamais utiliser d'eau à proximité de ce pistolet de massage.
- Gardez les cheveux, les doigts et les autres parties du corps éloignés de la tige du têtes de massage car pincement du canon.
- Des ecchymoses peuvent survenir lors de l'utilisation d'un pistolet de massage. Vérifier régulièrement les parties du corps traitées arrêter immédiatement en cas de douleur ou malaise.
- Utilisez le pistolet de massage FYSIO PRO uniquement sur les tissus mous du corps, sans inconfort ni douleur. Ne jamais les utiliser sur la tête et les os.
- Utilisez le pistolet de massage FYSIO PRO uniquement sur la peau sèche et les vêtements un mouvement ouvert vers le bas pendant environ 60 à 90 secondes.



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ A LIRE AVANT UTILISATION

N'utilisez jamais le pistolet de massage FYSIO PRO sans lui obtenir d'abord l'approbation de votre médecin en les cas ci-dessous

Grossesse, diabète, utilisation de stimulateurs cardiaques, chirurgies récentes, épilepsie, migraines, hernies, spondylolisthésis, spondylolyse, spondylose, prothèses articulaires, plaques métalliques dans le corps ou autre concerné present inc. votre santé physique. Ces cas excluent l'utilisation du Le massage FYSIO PRO n'est pas une option, mais l'avis d'un expert médical est nécessaire.


GARANTIE


Si un défaut de fabrication ou un défaut survient dans deux l'année suivant l'achat, un défaut dans le matériau du pistolet de massage se produit, alors FYSIO PRO réparera ou remplacera le pistolet de massage gratuitement. Veuillez contacter le reseller.



IMPORTANT:

Le pistolet de massage s'éteint après 10 m. ou utiliser comme mesure de sécurité.





USAGE

- FAITES ATTENTION! Le pistolet de massage s'éteint au bout de 10 minutes pour plus de sécurité.
- Chargez la batterie jusqu'à 2 heures avant la première utilisation.
- Le temps de travail moyen est jusqu'à +- 2 heures, en fonction de la vibration position et la pression appliquée.
- Fixez une tête de massage avant d'allumer l'appareil. Vous pouvez enfoncez la tête et retirez-la après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Marque: FYSIO PRO

Capacité de la batterie: 2500 mAh

Les atouts: 24W

S'étendre: 14V

Poids: 2Kg

Temps de charge: 3 heures

Niveaux vibratoires: 30

FYSIO PRO

