

EN This leaflet contains important information. It is worth taking the time to read it carefully.

If they are used properly, condoms help to reduce the risk of catching HIV (AIDS) and many sexually transmitted infections. No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or the transmission of HIV and STIs. If you are worried that you or your partner may have become pregnant or infected, contact your doctor immediately.

Using Durex condoms: Put a condom on before the penis touches the other person. This helps to prevent pregnancy and the possibility of catching sexually transmitted infections. Check the expiry date on the condom wrapper before you use it. If the individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an undamaged package.

Usage advice: Unless stated otherwise, these condoms are made from Natural Rubber Latex which might cause allergic reactions including anaphylactic shock if the user is allergic to latex. If you think you might be sensitive or allergic to latex, get advice from your doctor before using a condom.

Durex polyisoprene condoms are a synthetic alternative to natural rubber latex, and are considered suitable for people who are sensitive to natural rubber latex (however you may still experience an allergic reaction). Our synthetic condoms are Durex Real Feel or Durex Latex Free.

Use only lubricants recommended for use with condoms. Oil-based ones (petroleum jelly, baby oil and some pessaries) and some topical medicines that are applied to the penis or vagina can damage condoms. **STOP USE** if you feel discomfort or irritation while using condoms.

For anal sex use additional lubrication (do not use Durex Tingle or Embrace) on the outside of the condom. Please do NOT use Durex Climax Durex Intense or Durex Tingle Me condoms for anal sex. If you use a condom for anal sex first, you should use a new condom for any other type of sex that follows. Use a condom only once. Reuse may increase risk of failure or infection.

For Durex condoms containing benzocaine (Durex Extended Pleasure and Durex Mutual Climax): Take particular care when using condoms with benzocaine. Only use one benzocaine condom per sex act. Do not use these condoms if you or your partner has irritated or broken skin. If you or your partner experiences breathing difficulties, or get blue lips when using these condoms, stop using them immediately and call a doctor. Take care to not get the lubricant in your eyes, and wash it off after use.

Premature ejaculation is a common problem, which can have many causes and may require medical consultation/supervision. If these condoms don't help prolong your sexual experience, it's worth checking with your doctor whether any further action may be recommended.

Consult a doctor or pharmacist if you are using topical medicines applied to penis or vagina; irritation/discomfort persists after use; you are unsure if you are allergic to latex; a condom leaks or bursts during use (do this as soon as possible and within 72 hours).

Store in a cool dry place away from direct sunlight.

D Dieser Beipackzettel enthält wichtige Informationen. Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie ihn aufmerksam durch. Bei richtiger Anwendung tragen Kondome dazu bei, das Risiko einer Ansteckung mit HIV (AIDS) und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten zu verringern. Keine Verhütungsmethode kann einen 100%igen Schutz vor einer Schwangerschaft oder der Übertragung von HIV oder anderen sexuell übertragbaren Krankheiten garantieren. Bei Unsicherheiten über eine Schwangerschaft oder Infektion wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.

Verwendung von Durex Kondomen: Legen Sie ein Kondom an, bevor der Penis die andere Person berührt. Das trägt dazu bei, eine Schwangerschaft zu verhindern und eine Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten zu vermeiden. Überprüfen Sie vor der Verwendung das Haltbarkeitsdatum auf der Kondomverpackung. Wenn die Einzelverpackung offensichtlich beschädigt ist, entsorgen Sie das Kondom und nehmen Sie ein neues aus einer unbeschädigten Packung.

Anwendungstipps: Wenn nicht anders angegeben, bestehen diese Kondome aus Naturkautschuklatex. Falls Sie auf Latex allergisch sind, kann eine Verwendung eine allergische Reaktion einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen. Sollen Sie latexempfindlich oder latexallergisch sein, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten. **Durex Kondome aus Polyisopren** sind eine synthetische Alternative zu Naturkautschuklatex und gelten als geeignet für Menschen, die auf Naturkautschuklatex empfindlich reagieren (es könnte jedoch trotzdem zu einer allergischen Reaktion kommen). Unsere synthetischen Kondome sind Durex Natural Feeling. Verwenden Sie nur Gleitmittel, die zur Verwendung mit Kondomen empfohlen werden. Mittel auf Ölbasis (Vaseline, Babyöl und einige Vaginalzäpfchen) sowie einige lokal anzuwendende Medikamente, die auf den Penis oder im Vaginalbereich aufgetragen werden, können das Kondom beschädigen. **BRUCHEN SIE DIE VERWENDUNG AB**, wenn Sie während der Verwendung von Kondomen ein Unwohlsein oder eine Reizung verspüren.

Tragen Sie für analsex ein zusätzliches Gleitmittel außen auf das Kondom auf (verwenden Sie kein Durex Play Prickelnd oder Zweisam Erlebnisgel). Bitte verwenden Sie kein Durex Intense Orgasmic oder Durex Performa Kondom für Analsex. Wenn Sie ein Kondom zuerst für Oralsex verwenden, sollten Sie bei einem Wechsel der Sexualpraktik ein neues Kondom verwenden. Verwenden Sie jedes Kondom nur einmal. Eine Wiederverwendung kann das Risiko einer Beschädigung oder Infektion erhöhen.

Für Durex Kondome mit benzocainhaltigem Gel in der Kondomspitze (Durex Performa und Durex Intense Orgasmic): Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung von Kondomen mit benzocainhaltigem Gel. Verwenden Sie nur ein Kondom mit benzocainhaltigem Gel pro Geschlechtsverkehr. Verwenden Sie diese Kondome nicht, wenn Sie oder Ihr Partner einzündete oder offene Hautstellen haben. Wenn Sie oder Ihr Partner während der Verwendung dieser Kondome Atemprobleme oder blaue Lippen bekommen, brechen Sie die Verwendung sofort ab und rufen Sie einen Arzt. Vermeiden Sie Augenkontakt und waschen Sie das Gel nach Gebrauch wieder ab. Vorzeitiger Samenerguss ist ein weit verbreitetes Problem, das viele Ursachen haben kann und manchmal eine ärztliche

Beratung erfordern. Wenn Ihnen diese Kondome nicht helfen Ihr Sexvergnügen zu verlängern, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.

Wenden Sie sich an einen Arzt oder Apotheke, falls: Sie örtlich anzuwendende Medikamente verwenden, die auf den Penis oder den Vaginalbereich aufgetragen werden; Reizungen/Unwohlsein nach der Verwendung nicht abklingen; Sie unsicher sind, ob Sie gegen Latex allergisch sind; ein Kondom während der Verwendung reißt oder undicht wird (handeln Sie so bald wie möglich und innerhalb von 72 Stunden).

Kühl und trocken aufbewahren, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

NL De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie. Neem de tijd om deze aandachtig door te lezen. Indien condoms correct worden gebruikt, helpen ze het risico op overdracht van HIV (AIDS) en vele andere seksueel overdraagbare aandoeningen te verminderen. Geen enkel voorbehoedsmiddel biedt 100% bescherming tegen zwangerschap, het HIV virus of seksueel overdraagbare aandoeningen. Indien u bezorgd bent dat u of uw partner zwanger of geïnfecteerd zou zijn geraakt, neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Een Durex-condoom gebruiken: Doe het condoom om voordat de penis het lichaam van de partner aanraakt. Dat helpt om zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen. Controleer voor gebruik de vervaldatum op de folie. Cool het condoom weg als de folie beschadigd is en gebruik een nieuw condoom uit een onbeschadigd folie.

Tips voor gebruik: Tenzij anders vermeld, zijn deze condooms gemaakt van latex afkomstig van natuurlijk rubber en worden geschikt geacht voor mensen die gevoelig zijn voor latex afkomstig van natuurlijk rubber (hoewel u nog steeds een allergische reactie kunt krijgen). Onze synthetische condooms zijn Durex Real Feeling of Durex Natural Feeling. Gebruik alleen glijmiddel dat wordt aanbevolen voor gebruik met condooms. Glijmiddelen op oliebasis (vaseline, babyolie, en sommige pessariums) kunnen condooms aantasten, met als bepaalde geneesmiddelen die worden aangebracht op de penis of vagina.

Stop met het gebruik van Durex-condooms als u of uw partner ongemak, irritatie ondervindt bij gebruik van condooms. Bij anal gebruik wordt aanbevolen een glijmiddel op waterbasis te gebruiken op de buitenkant van het condoom (gebruik geen Durex Tingle of Durex Lovers Connect bij anale seks). Gebruik geen Durex Pleasure Me Tingle of Durex Tingle Me bij anale seks. Als je het condoom eerst gebruikt voor orale seks, gebruik dan voor elk ander seksueel contact dat daarop volgt een nieuw condoom. Gebruik een condoom slechts één maal. Hergebruik kan het risico op scheuren of infectie verhogen.

Nor Durex condoms die benzocaine bevatten (Durex Orgasmic en Durex Performa): Let op bij het gebruik van condooms die benzocaine bevatten. Gebruik slechts één benzocaine-bevattend condoom per seksuele daad. Gebruik deze condooms niet indien u of uw partner een ontsteking of beschadigde huid heeft. Indien u of uw partner bij het gebruik van deze condooms ademhalingsproblemen of blauwe lippen krijgt, moet het gebruik ervan onmiddellijk worden stopgezet en moet een arts worden geraadpleegd. Zorg ervoor dat het glijmiddel niet in uw ogen komt en was het af na gebruik.

Voegtijdige zaadlozing is een veel voorkomend probleem, dat veel verschillende oorzaken heeft en waarvoor medisch advies of medische controle nodig kan zijn.

Indien deze condooms niet helpen bij het verlengen van uw seksuele ervaring, is het aan te raden contact op te nemen met uw arts om te kijken of er andere acties kunnen worden aanbevolen.

Readpleeg een arts of apotheker indien: u geneesmiddelen op de penis of vagina gebruikt; irritatie/ongemak aanhoudt na gebruik van condooms; u niet weet of u allergisch bent voor latex; het condoom lekt of scheurt tijdens gebruik (doe dit zo snel mogelijk en binnen 72 uur).

Op een droge en koele plaats bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht.

F Ce mode d'emploi contient des informations importantes. Il est important de prendre le temps de le lire attentivement.

S'ils sont utilisés correctement, les préservatifs permettent de réduire le risque d'attraper le virus VIH (SIDA) et les maladies sexuellement transmissibles. Aucune méthode de contraception ne peut garantir une protection efficace à 100% contre une grossesse, le virus VIH (SIDA) ou les autres maladies sexuellement transmissibles. Si vous êtes préoccupés par le fait que vous ou votre partenaire puissiez être enceinte ou infecté, contactez immédiatement votre médecin.

Utiliser un préservatif Durex : Mettre le préservatif avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire, afin de prévenir une grossesse et la transmission des infections sexuellement transmissibles. Vérifier la date d'expiration indiquée sur l'étui du préservatif avant utilisation. Si l'emballage est endommagé, jeter le préservatif et en utiliser un nouveau provenant d'un étui non endommagé.

Conseils d'utilisation : Sauf indication contraire, ce préservatif est produit à partir de latex de caoutchouc naturel ce qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique pour les personnes allergiques au latex. Si vous pensez que vous êtes sensible ou allergique au latex, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser un préservatif. Les préservatifs synthétiques Durex en polyisoprène sont une alternative au latex de caoutchouc naturel (toutefois une réaction allergique est possible). Nos préservatifs synthétiques sont Durex Real Feeling, Durex Max Tolérance et Durex Natural Feeling.

Utiliser uniquement les lubrifiants compatibles avec les préservatifs. Les lubrifiants à base d'huile tels que la vaseline, huile pour bébé, et certains anneaux pessaires peuvent endommager les préservatifs, tout comme certains médicaments appliqués sur le pénis ou le vagin, ou suppositoires vaginaux. **ARRÊTER** l'utilisation d'un préservatif Durex si vous ou votre partenaire ressentez la moindre gêne, irritation, pendant l'utilisation des préservatifs.

Pour un usage anal, il est recommandé d'ajouter du lubrifiant à base d'eau (ne pas utiliser Durex Cosmic Desire ni Durex Lovers Connect ni Durex Play Prickelnd ni Durex Zweisam

Ergebnis für einen rapport anal sur l'extérieur du préservatif. Veuillez NE PAS utiliser les préservatifs Durex Pleasure Me Tingle, Durex Tingle Me, Durex Intense Orgasmic ou Durex Performa pour un rapport anal. Si vous utilisez d'abord le préservatif pour un usage oral, utilisez un nouveau préservatif pour tout autre rapport sexuel suivant. Un préservatif ne s'utilise qu'une seule fois, le réutiliser augmente le risque de rupture ou d'infection.

Pour les préservatifs contenant de la benzocaïne (Durex Performa et Durex Intense Orgasmic) : Soyez particulièrement prudent pour l'utilisation de préservatifs contenant de la benzocaïne. N'utilisez qu'un seul préservatif en contenant par rapport.

N'utilisez pas ces préservatifs si vous ou votre partenaire avez une peau lésée ou enflammée. Si vous ou votre partenaire ressentez la moindre irritation, difficulté respiratoire, sensation de brûlure ou si vos lèvres deviennent bleues après l'utilisation de ces préservatifs, arrêtez immédiatement l'utilisation des préservatifs et appelez un médecin. Évitez tout contact avec les yeux et bien nettoyer toute trace de lubrifiant après utilisation.

L'éjaculation précoce peut avoir diverses origines et nécessiter une consultation médicale. Si vous ne constatez aucun effet suite à l'utilisation de ces préservatifs, consultez un médecin.

Consultez un médecin ou pharmacien si : vous utilisez des médicaments appliqués sur le pénis ou la vagin; la gêne/irritation persiste après l'utilisation des préservatifs; vous ignorez si vous êtes allergique au latex; un préservatif se déchire ou se perce pendant l'utilisation (le faire le plus rapidement possible et dans les 72h).

A conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe du soleil.

IT Questo leaflet contiene informazioni importanti. È necessario dedicare del tempo alla lettura dello stesso.

Se usati correttamente, i profilattici possono aiutare a ridurre il rischio di contrarre molte infezioni sessualmente trasmissibili. Nessun metodo contraccettivo può garantire una protezione al 100% da gravidanza indesiderata o malattie sessualmente trasmissibili. Se avete il dubbio che voi o il vostro partner possiate essere in stato di gravidanza o aver contratto un'infezione, consultate un medico immediatamente.

Utilizzo dei preservativi Durex: Indossare il profilattico sul pene eretto, prima che lo stesso entri in contatto con il partner. Ciò aiuta ad evitare gravidanza indesiderata e la possibilità di contrarre malattie sessualmente trasmissibili. Controllare la data di scadenza riportata sull'involucro del

profilattico prima dell'uso. Se l'involucro è visibilmente danneggiato, non utilizzare il preservativo e sostituirlo con uno proveniente da un involucro integro.

Consigli d'uso: Se non indicato diversamente, questi profilattici sono realizzati in lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche fra cui shock anafilattico nel caso in cui l'utilizzatore sia allergico al lattice. Se si pensa di poter essere sensibili o allergici al lattice, consultare un medico prima di utilizzare il preservativo. I profilattici Durex in poltisoprene sono un'alternativa sintetica al lattice di gomma naturale, e sono considerati idonei per le persone sensibili al lattice di gomma naturale (tuttavia potrebbe comunque verificarsi una reazione allergica). I profilattici in lattice sintetico sono il Durex Real Feel ed il Durex No Latex ed il Durex Natural Feeling.

Usare solo lubrificanti consigliati per l'uso combinato con i profilattici. I lubrificanti a base oleosa (derivati del petrolio, olii per bambini e ovuli vaginali) ed alcuni prodotti topici che vengono applicati sul pene o sulla vagina possono danneggiare il profilattico. **INTERROMPERE L'UTILIZZO** se si avverte fastidio o irritazione durante l'utilizzo del profilattico.

Per il sesso anale utilizzare una maggiore quantità di lubrificante (non utilizzare i Gel Durex Play Fresh o Durex Lovers Connect, Durex Play Prickelnd o Durex Zweisam Erlebnisgel) nella parte esterna del profilattico. In caso di sesso orale in fase preliminare, utilizzare un nuovo profilattico per le fasi successive del rapporto. Il profilattico è monouso. Il riutilizzo può aumentare il rischio di infezioni o gravidanze indesiderate.

Per i profilattici Durex che contengono benzocaina (Durex Performa e Durex Sync e Durex Intense Orgasmic): Prestare particolare attenzione quando si fa uso di profilattici con benzocaina. Utilizzare i profilattici con benzocaina solo per l'atto sessuale. Non utilizzare questo tipo di condom se uno dei partner ha la pelle infiammata o con abrasioni. Se uno dei partner avverte difficoltà respiratorie, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare un medico. Prestare attenzione per evitare il contatto dei lubrificanti con gli occhi, e lavare immediatamente dopo l'utilizzo. L'eiaculazione precoce è un problema comune, che può avere molte cause e richiedere consulto/supervisione medica. Se i profilattici non aiutano a prolungare l'esperienza sessuale, è consigliabile consultare un medico poiché si possono ottenere ulteriori raccomandazioni.

Consultare un medico o un farmacista se: si utilizzano prodotti topici sul pene o sulla vagina; in caso di

1



EN Handle the condom carefully, as it can be damaged by fingernails and sharp objects.

D Gehen Sie vorsichtig mit dem Kondom um, weil man es mit Fingernägeln oder scharfkantigen Gegenständen leicht beschädigen kann.

NL Pak het condoom voorzichtig vast, omdat het kan worden beschadigd door nagels of scherpe voorwerpen.

F Manipuler le préservatif avec précaution car il peut être endommagé par les ongles et des objets coupants.

IT Maneggiare il profilattico con cura, in quanto può danneggiarsi con unghie ed oggetti affilati.

TR Keskin tirnaklar ve sivri cisimlerle prezervatif zarar verebileceğinden, prezervatifi özen göstererek çıkarınız.

E Manipula el preservativo con cuidado, ya que puede dañarse con las uñas u objetos cortantes.

P Manuseie o preservativo cuidadosamente para não o rasgar com as unhas ou objetos cortantes.

GR Χειριστείτε προσεκτικά το προφυλακτικό, επειδή μπορεί να υποστεί ζημιές από τα νύχια ή αιχμηρά αντικείμενα.

3



EN Roll down to its base. Stop and check if you feel the condom slipping off or tightening excessively onto the penis because this might lead to breakage. Soon after ejaculation the condom should be taken off. The condom should be held firmly in place at the base of the penis before withdrawal.

D Rollen Sie das Kondom bis zum Penisansatz hinunter. Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Kondom abrutscht oder den Penis zu sehr einengt, sollten Sie den Sitz kontrollieren. Das Kondom könnte sonst reißen. Das Kondom sollte bald nach dem Samenerguss abgenommen werden. Halten Sie das Kondom vor dem Herausziehen am Penisansatz fest.

NL Rol het condoom zo ver mogelijk af. Stop en controleer voor je verder gaat of het condoom niet afglijdt of te strak zit, omdat het dan zou kunnen scheuren. Na de zaadlozing moet het condoom snel worden verwijderd. Houd het condoom goed vast aan de onderrand voordat u de penis terug trekt.

F Dérouler complètement le préservatif le long du pénis. Avant de continuer, vérifiez que le préservatif ne glisse pas ni ne serre de manière excessive le pénis car il pourrait se déchirer. Se retirer juste après l'éjaculation. Pour cela se retirer en tenant fermement le préservatif à la base du sexe. Attendre de s'être complètement retiré avant d'enlever le préservatif.

IT Con l'altra mano srotolarlo fino alla base. Fermarsi e controllare se si ha la sensazione che il profilattico si stia sfilando o sia troppo stretto per evitarne la rottura. Subito dopo l'eiaculazione, ritirare lentamente il pene prima della totale scomparsa dell'erezione.

TR Prezervatifi penis üzerinde yuvarlayarak açınız. Prezervatif penis üzerinde kayıyor ya da sıkıyorsa durup kontrol ediniz, bu durum yırtılmaya sebep olabilir. Boşaldıktan kısa süre sonra, penis sertliğini yitirmeden prezervatifi dip kısmından yerinde tutarak geri çekilerek çıkarınız.

E Desenrollalo hacia abajo con la otra mano. Si durante el acto sexual notas que se enrolla, se sale o te presiona el pene, para y comprueba que está bien puesto, pues en estas situaciones se puede romper. Tras la eyaculación el preservativo debe ser retirado. El preservativo deberá ser sostenido en la base del pene antes de retirarlo.

P Desenrole-o até ao fim com a outra mão. Se durante o ato sexual sentir que o preservativo está a enrolar-se, a sair, ou a puxar o pénis, pare e verifique, pois nestas situações o preservativo poderá romper-se. Após a ejaculação o preservativo deve ser retirado. O preservativo deve permanecer fixo na base do pénis antes de ser retirado.

GR Ξεδιπλώστε κάτω προς τη βάση. Σταματήστε και ελέγξτε αν νοιώσετε ότι το προφυλακτικό γλιστράει ή πιέζει υπερβολικά στο πέος επειδή αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο. Το προφυλακτικό πρέπει να αφαιρεθεί σύντομα μετά την εκσπερμάτωση. Το προφυλακτικό πρέπει να κρατείται καλά στη θέση του στη βάση του πέους πριν την απόσυρση.

4



EN Dispose in a bin. Do not flush down the toilet.

D Entsorgen Sie das Kondom in einen Mülleimer. Werfen Sie es nicht in die Toilette.

NL Gooi het condoom in de vuilnisbak. Gooi het niet in het toilet.

F Jeter le préservatif à la poubelle. Ne pas jeter dans les toilettes.

IT Gettare il profilattico in un bidone. Non gettare nel WC.

TR Prezervatifi çöpe atınız. Tuvalete atmayınız.

E Por favor, tíralo a la basura, no en el inodoro.

P Deite-o no lixo. Por favor não o deite na sanita.

GR Απορρίψτε τα σε καλάθι. Μην τα πετάτε στην τουαλέτα.

2



EN With the roll outside, squeeze the test and place the condom on the top of the erect penis.

D Setzen Sie das Kondom - mit dem Rollrand nach außen - oben auf den erigierten Penis und drücken Sie dabei das Reservoir zusammen.

NL Controleer of de opgerolde kant aan de buitenkant zit. Knijp het topje van het condoom (reservoir) voorzichtig met de vingers dicht en plaats het condoom over de top van de stijve penis.

F S'assurer que la partie à dérouler est à l'extérieur. Saisir soigneusement entre les doigts le haut du préservatif (réservoir) et le placer sur le bout du pénis en érection.

IT Accertandosi che la parte da srotolare sia all'esterno, stringere il serbatoio tra due dita e posizionare il profilattico sulla punta del pene eretto.

TR Yuvarlanmış halkanın dışta kalmış olmasına dikkat ediniz. Prezervatifi, rezervuar ucunun içinde hava kalmayacak şekilde erekte olmuş penise takınız.

E Con el borde del preservativo hacia el exterior, aprieta la punta del preservativo y colócalo sobre la punta del pene erecto.

P Com o rebordo do preservativo virado para fora, aperte o depósito e coloque o preservativo na ponta do pénis erecto.

GR Με το ρολό στο εξωτερικό, πιέστε την κατάληξη και τοποθετήστε το προφυλακτικό στην άκρη του πέους σε στύση.