

# Xclusive

**LIFE STYLE**

## MINI MASSAGE GUN



XLS-BLD-307


# Product Overview

Massage head  
(Replaceable)





Gear light

Red breathing light

Power button



## Replace the massage head




The installation is complete

# Product Use

## ON/OFF

1. Press and hold the power button for three seconds to power ON/OFF.
2. In the power-on state, short press the button once to increase the gear.
3. After the product is turned on, every 10 minutes of operation, It will stop automatically, if you want to continue using it, please just press the switch.



## Strength adjustment


1. The initial gear when power on is the first gear. Click the power button once to increase by one step.
2. The maximum gear is the sixth gear. When the sixth gear is clicked, the power button will change to the first gear.

**Note:** The initial gear when power on is the first gear. Click the power button once to increase by one step.


The maximum gear is the sixth gear. When the sixth gear is clicked, the power button will change to the first gear.

## Gear light, red breathing light





- The gear light indicates the gear size of the fascia gun.
- When one light is on, it is the first gear, when two lights are on, it is the second gear.
- When three lights are on, it is the third gear, when four lights are on, it is the fourth gear. And so on.



- When charging, the red breathing light turns red,
- Do not use and switch the machine while charging!
- Fully charged, the red breathing light turns green,
- Can be unplugged to start using.



## Instructions for charging



USB (bring your own)  
Note: The output is 5V-2A or 5V-1A  
mobile phone charging head

1. It cannot be turned on during charging, and the USB charging cable must be unplugged after charging.
2. It takes about 3 hours to fully charge. After full charge, the first gear test can be used for about 4 hours (laboratory data, there is a certain error in actual use). The specific use time will decrease depending on the gear used and the pressing force.
3. Plug one end of the USB cable into the bottom of the host, and the other end can be connected to the USB port of a charger, power bank or desktop computer for charging. Please note that if you use a USB power supply for charging, please do not use a power adapter with an output specification exceeding DC 5V. Otherwise, the host will be damaged.

**\*In order to ensure the safety of use, the massage gun cannot be used when charging.**



## ♥ Indications

- Pain and cramps from muscle contusions, sprains, strains
- Loose and thickened of connective tissue and fascia
- Reduces the accumulation of lactic acid in the muscles
- Increase joint mobility
- - Remove muscle fatigue

## ! Taboo

- Aneurysm, bleeding, use of blood thinners.
- Heart disease, have a pacemaker or defibrillator.
- Pregnancy, cancer.
- Within 90 days of internal fixation, the device cannot be used within 3 inches of internal fixation.
- Sensitive areas head, face, cervical spine, spine vertebrae.
- Positions with less muscle coverage, such as shinbone, dorsum of the foot, dorsum of the hand, etc., Where muscle coverage is less close to bones.

## List



## Product Parameters

Model: BLD-307	Input parameters: 5V—1A
Rated voltage: 7.4V	maximum speed: 3300r/min
Rated current: 1A	Battery capacity: 1800mAh
	Executive standard: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

# Thank You

Thank you for your purchase and your trust in us. We select our products with the greatest care. If you have any questions about our product, please send us an email to [bol@xclusive-lifestyle.nl](mailto:bol@xclusive-lifestyle.nl)



Keep out of reach of small children.


## Company Information

Product by **Xclusive-lifestyle**

KvK 84153121

[bol@xclusive-lifestyle](mailto:bol@xclusive-lifestyle)

**CE FC RoHS**



# Xclusive

**LIFE STYLE**

## MINI MASSAGE GUN




XLS-BLD-307




# Product overzicht

massage kop  
verwisselbaar

intensiteit standen  
"aan" indicatie led  
aan/uit knop



## Vervangen van de massage kop






# Gebruik van de mini gun

## AAN/UIT

1. Houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt om in te schakelen AAN/UIT.
2. Druk bij ingeschakelde toestand eenmaal kort op de knop om de massagesnelheid te verhogen.
3. Nadat het product is ingeschakeld schakelt het elke 10 minuten vanzelf uit. Als u het wilt blijven gebruiken, druk dan eenmaal op de aan/uit knop.



## Aanpassing van de massage intensiteit

1. Bij het inschakelen van de massage gun start deze in de laagste massage snelheid. Druk eenmaal op de aan/uit-knop om één stap te verhogen.
2. De maximale massage intensiteit is de zesde stand. Om terug te keren naar de laagste stand druk je eenmaal op de aan/uit knop.


**Opmerking:** Ter bescherming van botten en spiergroepen, vermijd langdurige gebruik op dezelfde plek.

Om veiligheidsredenen is dit apparaat voorzien van een automatische veiligheidsstop om de 10 minuten.

## Intensiteit LED, aan/uit LED


- De intensiteit indicator LED geeft de trillingssnelheid van de massage gun aan.
- Wanneer één lampje brandt, is het de eerste versnelling, wanneer twee lampjes branden, is het de tweede versnelling enz.

intensiteit standen







- Tijdens het opladen brand de "aan" indicatie LED rood,
- Gebruik en schakel de machine niet in tijdens het opladen!
- Volledig opgeladen (na ca. 2 tot 3 uur), wordt het rode lampje groen,
- Nu kan het apparaat worden losgekoppeld om te gaan gebruiken.

"aan" indicatie led



## Oplaad instructies



USB (niet meegeleverd)  
Opmerking: output USB oplaadstekker:  
5V-2A of 5V-1A

1. Het apparaat kan niet worden ingeschakeld tijdens het opladen.
2. Het duurt ongeveer 3 uur om volledig op te laden.
3. Gebruiksduur ca. 4 uur afhankelijk van gebruik en drukkracht enz.
4. Opladen kan middels een (max.) 5-V USB stekker of via laptop, pc of powerbank. Let erop dat er GEEN stekkers gebruikt worden die een hoger voltage gebruiken dan 5V. Een te hoog voltage zal het massage apparaat beschadigen.

\*Om veiligheidsredenen kan het massage apparaat niet worden gebruikt tijdens opladen.



## ♥ Indicaties

- Pijn en krampen door kneuzingen, verstuikingen en verrekkingen van spieren
- Los en verdikt bindweefsel en fascia
- Vermindert de ophoping van melkzuur in de spieren
- Vergroot de mobiliteit van de gewrichten
- Verwijdert spiervermoeidheid

## ! Niet gebruiken bij

- Aneurysma, bloedingen, gebruik van bloedverdunners.
- Hartziekte, hebben een pacemaker of defibrillator.
- Zwangerschap, kanker.
- Binnen 90 dagen na interne fixatie mag het apparaat niet worden gebruikt binnen 10cm van de interne fixatie.
- Niet gebruiken bij gevoelige gebieden hoofd, gezicht, halswervelkolom, ruggenwervels.
- Posities met minder spierdekking, zoals scheenbeen, dorsum van de voet, dorsaal van de hand, enz. Waar de spierdekking minder is dicht bij de botten.

## Inhoud



## Product Parameters

Model: XLS-BD-307	Input parameters: 5V—1A
Geschatte spanning: 7.4V	Maximum snelheid: 3300r/min
Geschatte stroom: 1A	Batterijcapaciteit: 1800mAh
	Executive standard: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

## Bedankt voor uw aankoop

Bedankt voor uw aankoop en het vertrouwen in ons. Met de grootste zorg selecteren wij onze producten. Indien u vragen heeft over ons product stuurt u ons dan een email naar [bol@xclusive-lifestyle.nl](mailto:bol@xclusive-lifestyle.nl)



Buiten het bereik van kleine kinderen bewaren.

## Bedrijfsinformatie

een product van **Xclusive-lifestyle**

KvK 84153121

[bol@xclusive-lifestyle.nl](mailto:bol@xclusive-lifestyle.nl)

**CE FC RoHS**

