




Maxi Meilleur Nova Series



LED-gezichtsmasker - MJ01
LED face mask - MJ01
LED-Gesichtsmaske. - MJ01



Inhoudsopgave

NL

Welkom	4
Productspecificaties	5
Inhoud verpakking	6
Golflengtes	7
Voor de eerste keer instellen	8
Afstandsbediening & Opladen	9
Gebruiksaanwijzing (4 stappen)	10
Veelgestelde vragen	11
Algemene veiligheid	12
Garantie & Hygiëneseal	13
Batterij veiligheid	14
WEEE & Batterijafvoer	15

Table of contents

EN

Welcome	16
Product specifications	17
Package contents	18
Wavelengths	19
First-Time Setup	20
Remote Control & Charging	21
Instructions for use (4 steps)	22
Frequently Asked Questions	23
General Safety	24
Warranty & Hygiene seal	25
Battery Safety	26
WEEE & Battery Disposal	27

Inhaltsverzeichnis

DE

Willkommen	28
Produktspezifikationen	29
Lieferumfang	30
Wellenlängen	31
Ersteinrichtung	32
Fernbedienung & Aufladen	33
Gebrauchsanweisung (4 Schritte)	34
Häufig gestellte Fragen	35
Allgemeine Sicherheit	36
Garantie & Hygienesiegel	37
Akkusicherheit	38
WEEE & Entsorgung	39



Lieve klant,

Bedankt voor het bestellen bij **Maxi Meilleur®!**

In deze handleiding zie je hoe je het product gebruikt en hoe deze kunt onderhouden.

Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Bij vragen kun je altijd terecht bij ons team, wij zullen jouw vragen beantwoorden!

Groetjes van ons ❤️ Team Maxi Meilleur

**“GLOW WITH CONFIDENCE,
LIGHT UP YOUR BEAUTY”**

De Maxi Meilleur®-technologie biedt geavanceerde innovatie, ontwikkeld door experts. Het masker is ontworpen voor thuisgebruik als onderdeel van een schoonheids- en zelfverzorgingsroutine ter ondersteuning van de huidconditie. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Model	MJ01
LED Lampen	480 LEDS
Aanbevolen gebruiksduur	10 tot 15 minuten (zelf instelbaar)
Oplaadspanning	DC 5V  1,0A / 3,7V 3000mAh (Li-ion)
Netto gewicht	320g
Nominaal vermogen	4W
Product grootte	Volledige set: 34 x 23 x 4.5 cm
Materiaal	Gecertificeerd voedselveilig siliconen

info@maximeilleur.com

Maxi Meilleur®


The Netherlands

Dr. Lelykade 44K, 2583 CM Den Haag



Inhoud verpakking


Maxi Meilleur® Nova




Decolleté Nova




Oogbescherming




USB - C




Stekker




Bevestigingsbanden




Afstandsbediening



Handleiding



Golflengtes



1. Rood licht (630nm):

Helpt de huid er voller, steviger en frisser uit te laten zien. Ideaal wanneer je huid wat dof oogt of wanneer rimpels zichtbaarder lijken dan je zou willen.

2. Geel licht (590nm):

Geel licht staat bekend om zijn kalmerende uitstraling binnen huidroutines. Het ondersteunt een egalere en rustige teint, een fijne keuze wanneer je huid behoefte heeft aan balans.

3. Blauw licht (460nm):

Het ondersteunt een huid die snel onzuiver oogt en behoefte heeft aan helderheid. Het is prettig in periodes waarin je huid wat uit balans voelt en onzuiver is.

4. NIR-infrarood licht (850nm):


Nabij infrarood is onzichtbaar voor het oog, maar wordt veel gebruikt in lichttoepassingen. Het ondersteunt een ontspannen huidgevoel en een zachtere uitstraling.

Voor de eerste keer instellen



Pak voorzichtig alles uit de doos en check of alle onderdelen zijn toegevoegd, deze kan je terug vinden bij het overzicht '**Inhoud verpakking**'.

De eerste stappen



1. Verwijder de seal aan de achterzijde.



2. Plaats de oogbescherming.



3. Plaats de juiste banden aan het masker.



Afstandsbediening & Opladen

Opladen

1. Zorg dat de afstandsbediening niet is aangesloten op het LED masker.

Waarschuwing: Niet gebruiken tijdens opladen

2. Plaats de oplaadkabel onder aan de Afstandsbediening en sluit aan op de meegeleverde stekker

3. Plaats de stekker in het stopcontact.

Waarschuwing: Gebruik uitsluitend meegeleverde stekker.

Afstandsbediening


1. **Aan / uit knop:** Houd gedurende 2-3 seconden in.

2. **Intensiteit:** Pas de intensiteit aan op de toets "E" om de helderheid (intensiteit) van de lichten aan te passen.

3. **Modes:** Kies met de 'M' knop voor de verschillende modus (lichtstanden).

4. **Timer:** Gebruik de 'T+' voor plus 5 minuten en 'T-' voor min 5 minuten.

5. **NIR:** Kies aan/uit voor nabij infrarood. Geschikt voor gebruik bij elke andere kleur.



Gebruiksaanwijzing

De 4 stappen tot gebruik

1. Reinig de huid

Spoel je gezicht af om make-up, zonnebrandcrème of huidverzorgingsproducten te verwijderen en droog je gezicht.



2. Stel jouw behandeling in

Controleer het apparaat, de afstandsbediening en de stroomkabels vóór elk gebruik op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, niet goed werkt of als het in contact is geweest met water. Begin met een lage intensiteit. Verhoog de intensiteit geleidelijk, vooral als u een gevoelige huid heeft.

3. Desinfecteer na gebruik

Koppel de voedingsadapter altijd los voordat u het masker schoonmaakt. Desinfecteer het masker na elke sessie en verwijder olie en resten om het zo hygiënisch mogelijk te houden en de kwaliteit van de LED-therapie te behouden. Gebruik geen schurende, agressieve of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen. Veeg het masker na het reinigen met alcohol grondig af met een vochtige doek om eventuele resten te verwijderen. Voor vlekken: U kunt vlekken voorzichtig verwijderen met 70% isopropylalcohol.

4. Nazorg

Breng eventueel een hydraterende of voedende crème aan ná de behandeling.

Veel gestelde vragen

Hoe vaak moet ik het LED masker gebruiken?

Wij adviseren gebruik van 3 tot maximaal 5 keer per week. Neem voor gebruik goed de volledige instructies door. Gebruik het opbouwschema voor onze best practices.

Hoe bouw ik rustig op?

Wij raden het volgende aan als je voor de eerste keer LED therapie gebruikt: Gebruik de 1e week maximaal 3 dagen op 10 min op de laagste stand, de 2e week gebruik je het elke 2 dagen 10 min de laagste stand, de 3e week gebruik je elke 2 dagen 10 min op de medium stand. Als de huid geen irritatie heeft, dan kan je eventueel verder opbouwen. Is dit wel zo bouw dan af en weer rustig op zodat je huid kan wennen aan de led therapie.

Het apparaat gaat niet aan?

- Druk 3 seconden lang op de AAN/UIT schakelaar
- Het apparaat moet worden opgeladen
- De kabel zit in de verkeerde aansluiting

Hoe lang duurt het voordat je resultaat ziet?

Bij consistent gebruik kun je binnen vier weken zichtbare verbetering verwachten. Veel klanten merken al na twee weken de eerste veranderingen: een rustigere huid en een gezondere glow. Het gaat niet om snelle transformaties, maar om geleidelijke verbetering.

Wat als ik een week oversla?

Een week overslaan betekent niet dat je al je resultaten verliest. De positieve effecten nemen geleidelijk af bij langere onderbrekingen, maar je huid valt niet terug naar nul. LED-therapie werkt het best als vast onderdeel van je wekelijkse routine.

Staat jouw vraag er niet bij? Stuur een bericht via de mail!

Algemene veiligheid

- Gebruik het product niet als onderdelen beschadigd zijn.
- Demonteer of repareer het product niet zelf.
- Dit product heeft geen vuurbestendige functie. Houd het product uit de buurt van vuur of bijtende vloeistoffen.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik dit apparaat niet in een badkuip, douche of met water gevuld reservoir. Als het apparaat in de badkamer wordt gebruikt, haal dan na gebruik de stekker uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water een gevaar vormt, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Bewaar het op een plaats buiten bereik van kinderen.
- Bewaar op een droge, schone plaats, uit de buurt van vocht en direct zonlicht.
- Haal na gebruik en vóór het opbergen altijd de stekker uit het stopcontact.
- Volg altijd de instructies in de handleiding. Onjuist gebruik kan leiden tot defecten of ongelukken.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan die in de handleiding staan.
- Bescherm uw ogen tijdens het gebruik. Draag de meegeleverde oogbeschermers en houd uw ogen gesloten tijdens de sessie.
- Als u ernstig ongemak ervaart tijdens het gebruik van het product, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts.
- Houd het product buiten het bereik van baby's en kinderen.
- Voer voor gebruik altijd de LED-lichtgevoelighedstest uit om compatibiliteit met uw huid te garanderen.
- Dit apparaat is getest volgens EN 62471 voor fotobiologische veiligheid en geclassificeerd als vrijgestelde groep (Exempt Group). Wij raden aan de ogen gesloten te houden tijdens het gebruik. Voor gevoelige gebruikers en bij gebruik van het blauwe (460 nm) programma adviseren wij sterk om de meegeleverde oogbescherming te gebruiken.
- Niet gebruiken door personen jonger dan 18 jaar zonder toezicht van een volwassene.
- Vermijd gebruik van dit product op dezelfde dag als producten die lichtgevoelige ingrediënten bevatten.
- Gebruik het product niet in combinatie met lichtgevoelige medicatie (fotosensitizers), als je een genetische oogaandoening hebt en/of gevoelig bent voor lichtgevoeligheid. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
- Gebruik het product niet als je last hebt van ernstige huidreacties op licht of als je ongemak ervaart.
- Lichtgevoelige aandoeningen: Als je lijdt aan een aandoening die gevoeligheid voor licht veroorzaakt, gebruik dit product dan niet.
- Gebruik het product niet als je zwanger bent of borstvoeding geeft.

- Dit product is niet geschikt voor kinderen.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik in regenachtige, natte of vochtige omgevingen.
- Het product is niet bedoeld voor professioneel, industrieel of commercieel gebruik.
- Als je een lichamelijke, zintuiglijke of mentale ziekte hebt, of als je onder behandeling bent voor dermatologische aandoeningen (zoals lupus erythematosus, lichtgevoelig eczeem of albinisme), raadpleeg dan een arts voor gebruik.
- Let op: Raadpleeg altijd een specialist voordat u het product gebruikt als je
- een onderliggende medische aandoening hebt.

Garantie

Wij bieden 12 maanden garantie vanaf de datum van aankoop voor het aangekochte product. Deze garantie dekt eventuele defecten in materialen of door samenstelling onder normaal gebruik.

Om aanspraak te maken op je garantie, moet je je aankoopbewijs bewaren.

Wanneer de seal verwijderd is, kan het product mogelijk niet als retour worden geaccepteerd om hygiënische redenen. Mocht je problemen ondervinden in de retour- of garantieperiode, dan adviseren wij je om contact op te nemen met de klantenservice. **Wat is gedekt:** Materiaal- of fabricagefouten & Functionele problemen als gevolg van fabricagefouten

Wat wordt niet gedekt: Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, onjuiste verzorging of ongelukken, Normale slijtage, Verwijderen van de seal in de retourperiode, Ongeoorloofde reparaties of wijzigingen door jezelf, De garantie dekt geen schade veroorzaakt door oververhitting of enig ander gebruik buiten het beoogde doel zoals beschreven in de handleiding.

Hygiëne seal

U kunt de buitenverpakking openen en de productinformatie bekijken zonder dat u uw herroepingsrecht verliest. Het Maxi Meilleur LED gezichtsmasker is om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming verpakt met een dubbele verzegeling: een buitenverzegeling van de doos en een afzonderlijke hygiëneverzegeling op het product zelf. Omdat het apparaat bij gebruik direct in contact komt met de huid van het gezicht en het siliconenoppervlak na verwijdering van de verzegeling niet meer op een voor hygiëne verantwoorde wijze in verkoopklare staat kan worden teruggebracht, vervalt het recht op herroeping zodra de hygiëneverzegeling op het product is verbroken. Dit zelf leidt tot verval van dit herroepingsrecht.

Batterij veiligheid (Lithium-ion)

Dit product bevat een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij. Lees onderstaande waarschuwingen zorgvuldig door om risico op brand, explosie, lekkage of persoonlijk letsel te voorkomen.

Gebruik en hantering

- Probeer de batterij nooit zelf te openen, door te boren, samen te persen, te verhitten, te demonteren of te modificeren. Dit kan leiden tot brand, explosie of lekkage van giftige stoffen.
- Stel de batterij nooit bloot aan open vuur, vonken of hoge temperaturen. Gooi het product nooit in vuur.
- Gebruik het product niet als het gevallen is, zichtbaar beschadigd is, of als u zwelling, vervorming, vloeistoflekkage, ongebruikelijke geur of overmatige hitte waarneemt. Stop in dat geval onmiddellijk het gebruik en neem contact op met de klantenservice.
- Vermijd kortsluiting van de batterijcontacten met metalen voorwerpen.
- Bij contact van batterijvloeistof met de huid of ogen: direct spoelen met ruim water en medische hulp inroepen.

Laden

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde originele voedingsadapter en USB-C-kabel. Gebruik van andere adapters kan leiden tot oververhitting, schade aan de batterij of brand.
- Laad het apparaat alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C. Opladen buiten dit temperatuurbereik kan de batterij permanent beschadigen of een veiligheidsrisico vormen.
- Laad het product niet op in direct zonlicht, op een warmtebron, in een gesloten auto of op een zachte ondergrond zoals een bed of bank.
- Laat het apparaat tijdens het opladen nooit onbeheerd achter voor langere tijd en laad het niet op terwijl u slaapt.
- Koppel de adapter los zodra de batterij volledig is opgeladen. Overlaad het product niet.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen.

Opslag

- Bewaar het product bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C op een droge, schone plaats, uit de buurt van direct zonlicht, vocht en warmtebronnen.
- Bij langdurige opslag (langer dan 3 maanden): laad de batterij op tot ongeveer 40-60 % en laad daarna elke 3 tot 6 maanden bij om diepe ontlading te voorkomen.
- Vermijd opslag bij temperaturen onder 0 °C of boven 45 °C. Extreme temperaturen verkorten de levensduur van de batterij aanzienlijk.

Batterijafvoer


- Dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij (Li-ion) (3,7 V, 3000 mAh).
- Probeer de batterij niet zelf te verwijderen. De batterij is ingebouwd en mag alleen worden verwijderd door gekwalificeerd personeel bij een erkend inzamelpunt.
- Lever het complete product aan het einde van de levensduur in bij een erkend inzamelpunt voor batterijen en elektrische apparatuur. Gooi het product of de batterij nooit bij het gewone huisvuil.
- Een kortgesloten, beschadigde of lekkende batterij kan brand veroorzaken. Plak bij afvoer de contacten af met isolatietape.

WEEE

Gescheiden inzameling van elektrische apparatuur

Het doorgestreepte vuilnisbak-symbool (WEEE/AEEA-merkteken) betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het restafval mag. Dit product valt onder de Europese WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Gooi dit product niet bij het reguliere huisvuil. Voer het product af volgens de geldende inzamelings- en recyclingvoorschriften. Gebruik daarvoor aangewezen inzamelpunten voor batterijen. Verbrand het product niet. Neem voor informatie over afvalverwerking contact op met de fabrikant of de EU-verantwoordelijke persoon die op het product of de verpakking staat vermeld. Dit product voldoet aan de geldende EU-veiligheidsvoorschriften. De EU-conformiteitsverklaring is op aanvraag beschikbaar.

Maxi Meilleur HealthTech B.V.
Dr. Lelykade 44K, 2583 CM Den Haag,
The Netherlands
E-mail: info@maximeilleur.com





Dear Customer,

Thank you for your order with **Maxi Meilleur®**

In this manual, you will find instructions on how to use and care for your product.

Please read the manual carefully and keep this manual for future use. If you have any questions, our team is always here to help, we'll be happy to answer them!

With love ❤️ The Maxi Meilleur Family

**“GLOW WITH CONFIDENCE,
LIGHT UP YOUR BEAUTY”**

Maxi Meilleur® technology offers advanced innovation developed by experts. The mask is designed for home use as part of a beauty and self-care routine to support the appearance of the skin. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Model	MJ01
LED Lights	480 LEDS
Recommended session Time	10 to 15 minutes (user adjustable)
Charging Voltage	DC 5V  1,0A / 3,7V 3000mAh (Li-ion)
Net Weight	320g
Rated Power	4W
Product Size	Full set: 34 x 23 x 4.5 cm
Material	Certified, food-grade silicone

info@maximeilleur.com

Maxi Meilleur®


The Netherlands

Dr. Lelykade 44K, 2583 CM Den Haag



Package contents


Maxi Meilleur® Nova




Decolleté Nova




Eye protection




USB - C




Adapter




Attachment Straps




Remote control



User manual



Wavelengths



1. Red light (630nm):

Helps the skin look fuller, firmer and more refreshed. Ideal when the skin appears dull or fine lines seem more visible than desired.

2. Yellow light (590nm):

Yellow light is known for its calming presence in skin care routines. It supports a more even and balanced-looking complexion – a great choice when the skin needs balance.

3. Blue Light (460nm):

Supports skin that tends to look impure and needs clarity. Pleasant during periods when the skin feels unbalanced and in need of brightness.

4. NIR Infrared Light (850nm)


Near infrared is invisible to the eye but widely used in light applications. It supports a relaxed skin feeling and a softer-looking appearance.

First-Time Setup



Carefully remove all items from the box and check if all parts are included. You can refer to the “**Package contents**” section for the complete list.

First-Time Setup



1. Remove the seal on the back



2. Attach the eye protection to the inside of the mask



3. Attach the correct straps to the mask.



Remote Control & Charging

Charging

1. Make sure the remote control is not connected to the LED mask.

Warning: Do not use while charging.


2. Insert the charging cable into the bottom of the remote control and connect it to the supplied adapter.

3. Plug the adapter into the power outlet.

Warning: Use only the supplied adapter.

Remote Control

1. **Power Button:** Press and hold for 2–3 seconds.
2. **Intensity:** Adjust the brightness (intensity) of the lights by pressing 'E'
3. **Modes:** Use the "M" button to select the different light modes.
4. **Timer:** Use the "T+" button to add 5 minutes and use 'T-' for minus 5 minutes.
5. **NIR:** Choose On/Off for Near Infrared. Can be used with any light.



Instructions for use

The 4 Steps for Use

1. Cleanse Your Skin

Rinse your face to remove any makeup, sunscreen, or skincare products, and dry your skin.



2. Set up your treatment

Always inspect the device, remote control, and power cables for damage before each use. Do not use if it is damaged, malfunctioning, or if the unit has been exposed to water. Start with a lower intensity. Gradually increase the setting, especially if you have sensitive skin.

3. Disinfect After Use

Always disconnect the power adapter before cleaning the mask. Disinfect the mask after every session and remove oil and residue to keep it as hygienic as possible and maintain the quality of the LED therapy. Do not use abrasive, harsh, or solvent-based cleaning agents. After cleaning with alcohol, wipe the mask thoroughly with a damp cloth to remove any residue.

For stains: You can gently remove stains with 70% isopropyl alcohol.

4. After care

If desired, apply a hydrating or nourishing cream after the treatment.

Frequently Asked Questions

How often should I use the LED mask?

We recommend use 3 to a maximum of 5 times per week. Read the full instructions carefully before use. Use the build-up schedule for our best practices.

How do I gradually build up usage?

We recommend the following if you are using LED therapy for the first time: During the first week, use it for a maximum of 3 days for 10 minutes on the lowest setting. In the second week, use it every 2 days for 10 minutes on the lowest setting, and in the third week, use it every 2 days for 10 minutes on the medium setting. If the skin shows no irritation, you can gradually increase the frequency. If irritation does occur, taper off and then gradually increase the frequency again so that your skin can get used to the LED therapy.

The device won't turn on

- Press and hold the ON/OFF button for 3 seconds
- The device may need charging
- The cable might be in the wrong port

How long does it take to see results?

With consistent use, you can expect visible improvement within four weeks. Many clients notice the first changes after just two weeks: calmer skin and a healthier glow. It is not about rapid transformations, but about gradual improvement.

What if I skip a week?

Skipping a week does not mean you lose all your results. The positive effects gradually diminish with longer breaks, but your skin does not revert to zero. LED therapy works best as a regular part of your weekly routine.

Still have questions? Don't hesitate to contact us via email, we're happy to help!

General Safety

- Do not use the product if any parts are damaged.
- Do not disassemble or repair the product yourself.
- This product is not fire-resistant. Keep it away from fire and corrosive liquids.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir. If the device is used in a bathroom, unplug it after use, as the proximity of water presents a hazard even when the device is switched off.
- Store the product in a place out of reach of children.
- Store the product in a dry, clean place away from moisture and direct sunlight.
- Always unplug the product after use and before storing it.
- Always follow the instructions in this manual. Improper use may lead to malfunctions or accidents.
- Do not use the product for purposes other than those described in the manual.
- Protect your eyes during use. Wear the provided eye protection and keep your eyes closed during the session.
- If you experience severe discomfort while using the product, stop using it immediately and consult a doctor.
- Keep the product out of reach of babies and children.
- Always perform the LED light sensitivity test before use to ensure compatibility with your skin.
- This device has been tested in accordance with EN 62471 for photobiological safety and classified as Exempt Group. We recommend keeping your eyes closed during use. For sensitive users and when using the blue (460 nm) program, we strongly advise using the provided eye protection.
- Do not use the product if you are under 18 years of age unless supervised by an adult.
- Avoid using this product on the same day as products containing photosensitizing ingredients.
- Do not use the product if you are taking photosensitizing medication (photosensitizers), if you have a genetic eye condition, and/or if you are sensitive to light. If in doubt, consult your doctor or pharmacist.
- Do not use the product if you have severe skin reactions to light or if you experience discomfort.

- Photosensitive conditions: If you have a condition that causes sensitivity to light, do not use this product.
- Do not use the product if you are pregnant or breastfeeding.
- This product is not suitable for children.
- The product is not intended for use in rainy, wet, or damp environments.
- The product is not intended for professional, industrial, or commercial use.
- If you have a physical, sensory, or mental condition, or if you are undergoing treatment for dermatological conditions (such as lupus erythematosus, photosensitive eczema, or albinism), consult a doctor before use.
- Note: Always consult a specialist before using the product if you have an underlying medical condition.

Warranty

We offer a 12-month warranty from the date of purchase for this product. This warranty covers defects in materials or workmanship under normal use.

To claim your warranty, you must keep your proof of purchase.

If the seal has been removed, the product may no longer be eligible for return for hygiene reasons. If you experience any issues during the return or warranty period, we recommend contacting our customer service team.

Covered by Warranty: Material or manufacturing defects & functional issues caused by manufacturing defects

Not Covered by Warranty: Damage caused by misuse, improper care, or accidents, Normal wear and tear, Removal of the seal during the return period, Unauthorized repairs or modifications carried out by yourself

The warranty does not cover damage caused by overheating or any other use outside the intended purpose as described in the manual.

Hygiene seal

You may open the outer packaging and review the product information without losing your right of withdrawal. For reasons of hygiene and health protection, the Maxi Meilleur LED face mask is packaged with a double seal: an outer seal on the box and a separate hygiene seal on the product itself. Because the device comes into direct contact with the skin of the face during use and the silicone surface can no longer be restored to a saleable condition in a hygienically responsible manner once the seal has been removed, the right of withdrawal expires as soon as the hygiene seal on the product is broken. Breaking this seal therefore results in the loss of the right of withdrawal.

Battery Safety (Lithium-ion)

This product contains a built-in rechargeable lithium-ion battery. Read the following warnings carefully to prevent the risk of fire, explosion, leakage, or personal injury.

Use and handling

- Never attempt to open, pierce, crush, heat, disassemble, or modify the battery. Doing so may cause fire, explosion, or leakage of toxic substances.
- Never expose the battery to open flames, sparks, or high temperatures. Never dispose of the product by burning.
- Do not use the product if it has been dropped, is visibly damaged, or if you notice swelling, deformation, liquid leakage, unusual odour, or excessive heat. Stop using the product immediately and contact customer service.
- Avoid short-circuiting the battery contacts with metal objects.
- If battery fluid comes into contact with skin or eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention.

Charging

- Use only the original power adapter and USB-C cable supplied with the product. Using other adapters may cause overheating, battery damage, or fire.
- Only charge the device at an ambient temperature between 0 °C and 40 °C (32 °F and 104 °F). Charging outside this temperature range may permanently damage the battery or create a safety hazard.
- Do not charge the product in direct sunlight, near a heat source, in a closed vehicle, or on a soft surface such as a bed or sofa.
- Do not leave the device unattended for extended periods while charging, and do not charge it while you are sleeping.
- Disconnect the adapter as soon as the battery is fully charged. Do not overcharge the product.
- Do not use the product while charging.

Storage

- Store the product at an ambient temperature between 10 °C and 30 °C (50 °F and 86 °F) in a dry, clean place, away from direct sunlight, moisture, and heat sources.
- For long-term storage (longer than 3 months): charge the battery to approximately 40-60 % and recharge every 3 to 6 months to prevent deep discharge.
- Avoid storage at temperatures below 0 °C or above 45 °C (32 °F or 113 °F). Extreme temperatures significantly reduce battery life.

Battery Disposal


- This product contains a rechargeable lithium-ion battery (Li-ion) (3.7 V, 3000 mAh).
- Do not attempt to remove the battery yourself. The battery is built in and may only be removed by qualified personnel at an authorised collection point.
- At the end of its service life, return the complete product to an authorised collection point for batteries and electrical equipment. Never dispose of the product or battery with regular household waste.
- A short-circuited, damaged, or leaking battery can cause fire. When disposing, cover the contacts with insulating tape.

WEEE

Separate Collection of Electrical Equipment

The crossed-out trash can symbol (WEEE/AEEA mark) means that electrical and electronic equipment must not be disposed of with residual waste. This product falls under the European WEEE Directive (2012/19/EU). Do not dispose of this product with regular household waste. Dispose of the product in accordance with the applicable collection and recycling regulations. Use designated collection points for batteries. Do not incinerate the product. For information about disposal, contact the manufacturer or the EU Responsible Person listed on the product or packaging. This product complies with the applicable EU safety regulations. The EU Declaration of Conformity is available upon request.

Maxi Meilleur HealthTech B.V.
Dr. Lelykade 44K, 2583 CM Den Haag,
The Netherlands
E-mail: info@maximeilleur.com





Liebe Kundschaft,

Vielen Dank für Ihre Bestellung bei uns **Maxi Meilleur®!**

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihr Produkt verwenden und pflegen.

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung auf. Bei Fragen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung, wir beantworten alle Ihre Fragen!

Liebe Grüße ❤️ Team Maxi Meilleur

**“GLOW WITH CONFIDENCE,
LIGHT UP YOUR BEAUTY”**

Die Maxi Meilleur®-Technologie bietet fortschrittliche Innovationen, entwickelt von Experten. Die Maske ist für die Anwendung zu Hause als Teil der täglichen Schönheits- und Pflegeroutine konzipiert und unterstützt das Hautbild. Dieses Gerät ist nicht für die Anwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Anwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Modellnummer	MJ01
LED-Lampen	480 LEDS
Empfohlene Sitzungsdauer	10-15 Minuten pro Sitzung (selbst einstellbar)
Stromversorgung	DC 5V  1,0A / 3,7V 3000mAh (Li-ion)
Nettogewicht	320g
Nennleistung	4W
Produktgröße	Komplettes Set: 34 x 23 x 4.5 cm
Material	Zertifiziert lebensmittelechtes Silikon

info@maximeilleur.com

Maxi Meilleur®


The Netherlands

Dr. Lelykade 44K, 2583 CM Den Haag



Package contents


Maxi Meilleur® Nova




Decolleté Nova




Augenschutz




USB - C




Adapter




Befestigungsbänder




Fernbedienung



Bedienungsanleitung



Wellenlängen



1. Rotes Licht: 630 nm

Hilft dabei, die Haut voller, fester und frischer aussehen zu lassen. Ideal, wenn die Haut matt wirkt oder Fältchen sichtbar erscheinen, als gewünscht.

2. Gelbes Licht: 590 nm

Gelbes Licht ist bekannt für seine beruhigende Ausstrahlung in Hautroutinen. Es unterstützt einen gleichmäßigeren und ruhigen Teint, eine gute Wahl, wenn die Haut nach Balance verlangt.

3. Blaues Licht: 460 nm

Es unterstützt eine Haut, die schnell unrein wirkt und nach Klarheit verlangt. Angenehm in Phasen, in denen sich die Haut unausgeglichen anfühlt.

4. NIR-Infrarotlicht: 850 nm

Nahinfrarot ist für das Auge unsichtbar, wird aber häufig in Lichtenwendungen eingesetzt. Es unterstützt ein entspanntes Hautgefühl und eine sanftere Ausstrahlung.


Ersteinrichtung

Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle Komponenten vorhanden sind.



Die vollständige Liste finden Sie im Abschnitt **“Lieferumfang“**.

Erste Schritte



1. Entfernen Sie das Siegel auf der Rückseite



2. Befestigen Sie den Augenschutz.



3. Befestigen Sie die richtigen Bänder an der Maske.



Fernbedienung & Aufladen

Aufladen

1. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung nicht mit der LED-Maske verbunden ist.

Warnung: Nicht während des Ladevorgangs verwenden.

2. Stecken Sie das Ladekabel an der Unterseite der Fernbedienung ein und schließen Sie es an das mitgelieferte Netzteil an.

3. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

Warnung: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Fernbedienung


1. **Ein-/Ausschalter:** 2–3 Sekunden lang gedrückt halten.

2. **Intensität:** Passen Sie die Helligkeit (Intensität) des Lichts mit der Taste 'E' an.

3. **Modi:** Verwenden Sie die 'M'-Taste, um zwischen den verschiedenen Lichtmodi zu wechseln.

4. **Timer:** Verwenden Sie die Taste 'T+', um 5 Minuten hinzuzufügen, und 'T-', um 5 Minuten zu reduzieren.

5. **NIR:** Wählen Sie Ein/Aus für Nahinfrarot. Kann mit jedem Lichtmodus kombiniert werden.



Gebrauchsanweisung

Die 4 Schritte zur Anwendung

1. Haut reinigen

Spülen Sie Ihr Gesicht ab, um Make-up, Sonnenschutzmittel und Pflegeprodukte zu entfernen, und trocknen Sie es anschließend ab.



2. Behandlung vorbereiten

Überprüfen Sie Gerät, Fernbedienung und Netzkabel vor jeder Anwendung auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, nicht richtig funktioniert oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Beginnen Sie mit einer niedrigen Intensität. Steigern Sie die Intensität schrittweise, insbesondere bei empfindlicher Haut.

3. Nach Gebrauch desinfizieren

Ziehen Sie vor der Reinigung der Maske immer den Netzstecker. Desinfizieren Sie die Maske nach jeder Anwendung und entfernen Sie Öl und Rückstände, um optimale Hygiene und die Qualität der LED-Therapie zu gewährleisten. Verwenden Sie keine scheuernden, aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Wischen Sie die Maske nach der Reinigung mit Alkohol gründlich mit einem feuchten Tuch ab, um alle Rückstände zu entfernen. Flecken: Diese können Sie vorsichtig mit 70%igem Isopropylalkohol entfernen.

4. Nachsorge

Tragen Sie nach der Behandlung bei Bedarf eine feuchtigkeitsspendende oder pflegende Creme auf.

Häufig gestellte Fragen

Wie oft sollte ich die LED-Maske verwenden?

Wir empfehlen eine Anwendung 3- bis maximal 5-mal pro Woche. Lesen Sie die vollständige Gebrauchsanweisung vor der Anwendung sorgfältig durch. Beachten Sie den empfohlenen Anwendungsplan.

Wie steigere ich die Anwendung schrittweise?

Wenn Sie die LED-Therapie zum ersten Mal anwenden, empfehlen wir Ihnen Folgendes: Verwenden Sie sie in der ersten Woche maximal 3 Tage lang jeweils 10 Minuten lang auf der niedrigsten Stufe. In der zweiten Woche verwenden Sie sie alle 2 Tage auf der niedrigsten Stufe und in der dritten Woche alle 2 Tage auf der mittleren Stufe. Wenn Ihre Haut keine Reizungen zeigt, können Sie die Frequenz schrittweise erhöhen. Sollten Reizungen auftreten, reduzieren Sie die Frequenz zunächst und steigern Sie sie dann wieder langsam, damit sich Ihre Haut an die LED-Therapie gewöhnen kann.

Das Gerät schaltet sich nicht ein

- Halten Sie den EIN/AUS-Schalter 3 Sekunden lang gedrückt
- Das Gerät muss eventuell aufgeladen werden
- Das Kabel ist möglicherweise im falschen Anschluss

Wie lange dauert es, bis Ergebnisse sichtbar sind?

Bei regelmäßiger Anwendung können Sie innerhalb von vier Wochen mit sichtbaren Verbesserungen rechnen. Viele Kundinnen und Kunden bemerken erste Veränderungen bereits nach zwei Wochen: beruhigtere Haut und ein gesünderer Teint. Es geht nicht um schnelle Ergebnisse, sondern um eine stetige Verbesserung.

Was passiert, wenn ich eine Woche aussetze?

Eine Pause von einer Woche bedeutet nicht, dass Sie alle Ergebnisse verlieren. Die positiven Effekte lassen mit längeren Pausen zwar allmählich nach, aber Ihre Haut erholt sich nicht. Die LED-Therapie wirkt am besten, wenn sie regelmäßig in Ihre wöchentliche Pflegeroutine integriert wird.

Ihre Frage ist nicht dabei? Zögern Sie nicht, uns einfach eine E-Mail zu schreiben – wir beantworten gerne jede Frage!

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Zerlegen oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
- Dieses Produkt ist nicht feuerbeständig. Halten Sie das Produkt von Feuer und ätzenden Flüssigkeiten fern.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach der Anwendung den Netzstecker, da die Nähe von Wasser selbst dann eine Gefahr darstellt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Unsachgemäße Verwendung kann zu Defekten oder Unfällen führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen.
- Schützen Sie Ihre Augen während der Anwendung. Tragen Sie die mitgelieferten Augenschützer und halten Sie Ihre Augen während der Sitzung geschlossen.
- Wenn Sie während der Anwendung starke Beschwerden verspüren, beenden Sie die Nutzung sofort und konsultieren Sie einen Arzt.
- Halten Sie das Produkt von Babys und Kindern fern.
- Führen Sie vor der Anwendung stets den LED-Lichtempfindlichkeitstest durch, um die Verträglichkeit mit Ihrer Haut sicherzustellen.
- Dieses Gerät wurde gemäß EN 62471 auf photobiologische Sicherheit geprüft und als Exempt Group (freigestellte Gruppe) klassifiziert. Wir empfehlen, die Augen während der Anwendung geschlossen zu halten. Für empfindliche Anwender und bei Verwendung des blauen Programms (460 nm) empfehlen wir dringend, den mitgelieferten Augenschutz zu verwenden
- Ziehen Sie nach der Anwendung und vor dem Verstauen immer den Netzstecker.
- Nicht von Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Vermeiden Sie die Anwendung dieses Produkts am selben Tag wie Produkte, die photosensibilisierende Inhaltsstoffe enthalten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie starke Hautreaktionen auf Licht haben oder Unwohlsein verspüren.

- Verwenden Sie das Produkt nicht in Kombination mit photosensibilisierenden Medikamenten (Photosensibilisatoren). Verwenden Sie das Produkt ebenfalls nicht, wenn Sie an einer genetischen Augenerkrankung leiden und/oder lichtempfindlich sind. Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt oder Apotheker.
- Lichtempfindliche Erkrankungen: Wenn Sie an einer Erkrankung leiden, die Lichtempfindlichkeit verursacht, verwenden Sie dieses Produkt nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet.
- Das Produkt ist nicht für den Einsatz bei Regen oder in nassen bzw. feuchten Umgebungen bestimmt.
- Das Produkt ist nicht für den professionellen, industriellen oder gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Wenn Sie an einer körperlichen, sensorischen oder psychischen Erkrankung leiden oder wegen dermatologischer Erkrankungen (wie Lupus erythematodes, lichtempfindlichem Ekzem oder Albinismus) in Behandlung sind, konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.

Hinweis: Konsultieren Sie immer einen Facharzt, bevor Sie das Produkt verwenden, wenn Sie an einer bestehenden medizinischen Erkrankung leiden.

Garantie

Wir gewähren 12 Monate Garantie ab dem Kaufdatum auf das erworbene Produkt. Diese Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch ab. Zur Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie Ihren Kaufbeleg aufbewahren. Wenn das Siegel entfernt wurde, kann das Produkt aus hygienischen Gründen möglicherweise nicht mehr zur Rückgabe angenommen werden. Sollten Sie während der Rückgabe- oder Garantiezeit Probleme haben, empfehlen wir Ihnen, unseren Kundenservice zu kontaktieren.

Abgedeckt durch die Garantie: Material- oder Herstellungsfehler & Funktionsprobleme aufgrund von Herstellungsfehlern

Hygienesiegel

Sie können die Außenverpackung öffnen und die Produktinformationen einsehen, ohne Ihr Widerrufsrecht zu verlieren. Die Maxi Meilleur LED-Gesichtsmaske ist aus Gründen der Hygiene und des Gesundheitsschutzes mit einer doppelten Versiegelung versehen: einer Außenversiegelung der Verpackung und einem separaten Hygienesiegel auf dem Produkt selbst.

Da das Gerät bei der Verwendung direkt mit der Haut des Gesichts in Kontakt kommt und die Silikonoberfläche nach dem Entfernen der Versiegelung aus hygienischen Gründen nicht mehr in einen verkaufsfähigen Zustand zurückversetzt werden kann, erlischt das Widerrufsrecht, sobald das Hygienesiegel am Produkt gebrochen wurde. Das Brechen dieses Siegels führt daher zum Erlöschen des Widerrufsrechts.

Akkusicherheit (Lithium-Ionen)

Dieses Produkt enthält einen fest eingebauten, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Lesen Sie die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch, um das Risiko von Brand, Explosion, Auslaufen oder Personenschäden zu vermeiden.

Gebrauch und Handhabung

- Versuchen Sie niemals, den Akku selbst zu öffnen, zu durchstechen, zu quetschen, zu erhitzen, zu zerlegen oder zu verändern. Dies kann zu Brand, Explosion oder zum Austritt giftiger Substanzen führen.
- Setzen Sie den Akku niemals offenem Feuer, Funken oder hohen Temperaturen aus. Werfen Sie das Produkt niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es heruntergefallen oder sichtbar beschädigt ist oder wenn Sie Schwellungen, Verformungen, austretende Flüssigkeit, ungewöhnlichen Geruch oder übermäßige Wärme feststellen. Stellen Sie die Nutzung in diesem Fall sofort ein und wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Akkukontakte durch Metallgegenstände.
- Bei Kontakt von Akkuflüssigkeit mit Haut oder Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und ärztliche Hilfe aufsuchen.

Aufladen

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Originalnetzteil und USB-C-Kabel. Die Verwendung anderer Netzteile kann zu Überhitzung, Schäden am Akku oder zu Brand führen.
- Laden Sie das Gerät nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C auf. Das Aufladen außerhalb dieses Temperaturbereichs kann den Akku dauerhaft beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt und laden Sie es nicht auf, während Sie schlafen.
- Laden Sie das Produkt nicht in direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe einer Wärmequelle, in einem geschlossenen Fahrzeug oder auf einer weichen Unterlage wie einem Bett oder Sofa auf.
- Trennen Sie das Netzteil ab, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Überladen Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.

Lagerung

- Lagern Sie das Produkt bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 30 °C an einem trockenen, sauberen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Wärmequellen.
- Bei längerer Lagerung (länger als 3 Monate): Laden Sie den Akku auf etwa 40-60 % auf und laden Sie ihn alle 3 bis 6 Monate nach, um eine Tiefentladung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Lagerung bei Temperaturen unter 0 °C oder über 45 °C. Extreme Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Akkus erheblich.

Entsorgung


- Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) (3,7 V, 3000 mAh).
- Lagern Sie das Produkt bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 30 °C an einem trockenen, sauberen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Wärmequellen.
- Bei längerer Lagerung (länger als 3 Monate): Laden Sie den Akku auf etwa 40-60 % auf und laden Sie ihn alle 3 bis 6 Monate nach, um eine Tiefentladung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Lagerung bei Temperaturen unter 0 °C oder über 45 °C. Extreme Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Akkus erheblich.

WEEE

Getrennte Sammlung von Elektrogeräten

Das durchgestrichene Mülltonnen-Symbol (WEEE/AEEA-Kennzeichnung) bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht im Restmüll entsorgt werden dürfen. Dieses Produkt fällt unter die europäische WEEE-Richtlinie (2012/19/EU). Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden Sammel- und Recyclingvorschriften. Nutzen Sie hierfür die dafür vorgesehenen Sammelstellen für Batterien und Elektrogeräte. Verbrennen Sie das Produkt nicht. Für Informationen zur Entsorgung kontaktieren Sie den Hersteller oder die auf dem Produkt oder der Verpackung angegebene EU-Verantwortliche Person. Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Sicherheitsvorschriften. Die EU-Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich.

Maxi Meilleur HealthTech B.V.
Dr. Lelykade 44K, 2583 CM Den Haag,
The Netherlands
E-mail: info@maximeilleur.com



English

Do you have any questions or comments about the product? Team Maxi Meilleur is always here for you.

Feel free to send us an email at info@maximeilleur.com, we will respond to your question as quickly as possible.

Nederlands

Heeft u vragen of opmerkingen over het product? Team Maxi Meilleur staat altijd voor u klaar.

U kunt ons gerust een e-mail sturen op info@maximeilleur.com, wij zullen uw vraag zo snel mogelijk verwerken.

Deutsch

Haben Sie Fragen oder Anmerkungen zum Produkt? Das Team von Maxi Meilleur ist immer für Sie da.

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@maximeilleur.com, wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten.

Maxi Meilleur HealthTech B.V

Dr. Lelykade 44K, 2583 CM Den Haag.

Model M01

Publication date: 04-2026

Original user manual - Version 2

