

(INHOUD). Vermijd contact met water. In het geval van hart-en vaatziekten, aandoeningen van de bloedsomloop, diabetes en/of huidongevoeligheid (syndroom van Raynaud), gebruik het product alleen na overleg met uw arts. Buiten bereik van kinderen houden. Niet gebruiken op baby's en kinderen onder de 3 jaar. Raadpleeg een dokter voor gebruik op kinderen en ouderen. Raadpleeg de arts in geval van twijfel over de uit te voeren behandeling en als de symptomen aanhouden. Enkel voor uitwendig gebruik.

EN - INDICATIONS FOR USE: Used for relieving pain caused by injuries, scrapes, falls or sprains, and in cases requiring cryotherapy and application of cold. Thanks to its anaesthetic effect induced by cold on the injured area, sports activities can be resumed quickly.

INSTRUCTIONS: Shake before use. Spray product on the affected area from a distance of at least 20 cm for 3-4 seconds. Repeat application if necessary. The mechanical anaesthesia induced by cold eliminates pain temporarily.

WARNINGS: Highly flammable aerosol. Keep away from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Container under pressure. Pressurised container may explode if heated. Do not puncture or burn container, not even when empty. Do not spray onto an open flame or other source of ignition. Keep away from heat sources, hot surfaces, sparks, open flames and other source of ignition. Do not smoke while using. Use in a well ventilated environment. Avoid static electricity build-up. To prevent possible accumulation of flammable gas, do not use product in an excessive or improper way. Do not inhale product directly or spray it into the eyes. Do not spray on broken skin. Before spraying, make sure the injured person is not allergic to the contents (CONTAINS). Avoid contact with the eyes. If unintentionally sprayed in the eyes, rinse with water. Seek medical advice before using this product on people with cardiovascular or circulatory ailments, diabetes and/or insensitive skin (Raynaud's syndrome). Keep out of the reach of

producto para no crear posibles acumulaciones de gas inflamable. Evitar inhalar directamente y no usar en caso de que la persona lesionada no sea de edad adecuada para el uso de este producto (CONTIENE). Evitar el contacto con los ojos. Evitar el uso en personas con enfermedades cardiovasculares, circulatorias, diabetes y/o síndrome de Raynaud. Evitar el uso en niños. Consulte a un médico antes de utilizar el producto en niños. En caso de dudas sobre el tratamiento y la necesidad de consultar con un médico. Solo para uso externo.

FR - INDICATIONS: D'UTILISATION: Utilisé pour soulager la douleur causée par des traumatismes, des contusions, des égratoures, et dans tous les cas nécessitant une application de froid. Son effet anesthésiant temporaire élimine temporairement la douleur.

MODE D'EMPLOI: Secouer avant utilisation. Pulvériser la zone concernée en gardant une distance d'au moins 20 cm pendant 3/4 secondes. Répéter l'application si nécessaire. L'anesthésie mécanique à l'aide du froid élimine temporairement la douleur.

MISES EN GARDE: Aérosol hautement inflammable. Garder à l'écart du rayonnement solaire et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C/122°F. Réceptif sous pression. Risque d'explosion s'il est chauffé. Ne pas pulvériser sur une flamme ouverte ou d'autres sources d'inflammation, feu, étincelles, chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des étincelles, etc. Éviter l'accumulation de gaz inflammable. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Éviter l'accumulation de charge électrostatique. Utiliser dans un environnement bien ventilé. Éviter l'accumulation de charge électrostatique.

Cont. **400 ml**
520 3 e



Dispotech Srl - Via al piano 29
23020 Gordona (SO) Italy
Tel +39 0343/36711 - Fax +39 0343/36567
e-mail: info@dispotech.it - www.dispotech.com



CE 0546

Rev. 05 02/2021
Ed. 01 04/2022