

Elektrische Tandsteenverwijderaar Set Gebruikershandleiding




Voorzorgsmaatregelen

1. Dit product is alleen voor binnenshuis gebruik.
2. Het product mag niet worden opgeslagen op een plaats waar direct zonlicht kan komen. Het moet in een droge of geventileerde ruimte worden geplaatst.
3. Dit product is alleen ontworpen voor volwassenen vanwege scherpe accessoires. Plaats het buiten het bereik van kinderen en dieren om ongelukken te voorkomen.
4. Dit product is uitgerust met LED-licht. Vermijd directe blootstelling aan de ogen voor lange tijd.
5. Dit product is alleen bedoeld voor het reinigen van tanden, tandvlees en tong. Niet voor andere doeleinden.
6. Problemen met je gebit? Neem direct contact op met je tandarts voordat je dit product gebruikt.
7. Dit product is een persoonlijk reinigingsproduct. Het is niet aan te raden om dit te delen met een ander persoon.
8. Voor de persoonlijke hygiëne dien je regelmatig de tandenborstelkop (om de 3 maanden) te vervangen.

Specificaties

Werkmodus: 3 (laag, gemiddeld en hoog)
Oplaadmodus: DC 2.0 oplaadkabel USB
Oplaad spanning: DC 5V
Nominale spanning: 3.7V
Nominale stroom: 70 - 130ma
Motorsnelheid: 11500rpm
Waterdichte kwaliteit: IPX6
Batterij type: Polymer 602040
Batterij capaciteit: 400mAh
Product formaat: 26.9 x 26.9 x 224 (mm)

Beschrijving



Instructies

1. Laad het apparaat voor het eerste gebruik 3 uur op.
2. Bij het installeren van de borstelkop moet je de borstelkop zo uitlijnen dat de haren naar de handgreep wijzen en de borstelkop in de overbrengingsas steken.
3. De standaardinstelling is voor de eerste keer laag, de toets wordt binnen 10 seconden geschakeld en de toets is na 10 seconden uitgeschakeld.
4. Als je het LED-lampje wil aanzetten, druk je op de LED knop. Druk nogmaals op de knop om het licht uit te schakelen.

Kenmerken

1. Uitgerust met drie reinigingskoppen. Eenvoudig te bedienen en geschikt voor meerdere mondreinigingsdoeleinden voor persoonlijke behoeften:
Tandsteenverwijderaar: Plaats de tandsteenverwijderaar bij de tandvleesrand tussen de tanden en trek het apparaat voorzichtig weg van de tandvleesrand. Gebruik het wekelijks. Tandborstel: Maak de tanden schoon.
Tongreiniger: Glijd zachtjes langs je tong van achter naar voren en spoel. Dagelijkse reiniging van het tong oppervlak zal helpen bij het bevorderen van een frissere adem. Dit verbetert de smaakgevoeligheid en biedt een schonere en gezondere mond.
2. LED lampje: Verlichting maakt het veel eenvoudiger om de mond schoon te maken.
3. Ergonomisch en esthetisch ontwerp - lichaam met lederen imitatie effect. Antislip handvat met anticondensbescherming.
4. Het product is licht van gewicht en wordt geleverd met opbergdoos. De reinigingskop kan naar believen worden vervangen en kan gemakkelijk worden opgeborgen.
5. Batterij is duurzaam en heeft een lange gebruiksduur.

Oplaadinstructies

1. Haal de laadkabel uit de verpakking. Steek de ronde sonde van de kabel in de DC laadaansluiting. Het andere uiteinde hoort in de USB-kabeladapter van 5V en 1A.
2. Tijdens het laden knippert het witte lampje. Het witte lampje blijft helder branden als het volledig is opgeladen. Als de batterij bijna leeg is, knippert de indicator continu om je eraan te herinneren dat hij moet worden opgeladen.

Vervang de reinigingskoppen

Dit product is uitgerust met 3 reinigingskoppen als set. Bij verwisselen van de kop, moet je het ringgedeelte van de reinigingskop vasthouden en eruit trekken zoals hieronder:



Eventuele problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Zwakke rotatiesnelheid	Te hard drukken tijdens gebruik	Plaats de borstelkop voorzichtig op je tanden
Helderheid van LED lamp is zwak	Batterij bijna leeg	Gelieve op te laden
Tandenborstel werkt niet goed	De tandenborstel is bijna leeg	Gelieve op te laden. Werkt het nog steeds niet? Raadpleeg de klantenservice.

Electric Oral Dental Cleaner Set User Manual




Precautions

1. This product is for indoor use only.
2. The product should not be stored in a place where direct sunlight can reach. It should be placed in a dry or good-ventilated space.
3. This product is designed only for adults due to sharp accessories. Please place it out of reach of children and animals to avoid any accidents.
4. This product is equipped with LED light. Please avoid direct exposure to the eyes for a long time.
5. This product is only for cleaning teeth, gums and tongue. Usage for other purposes is prohibited.
6. If you have any dental problems, you should directly consult your dentist before using this product.
7. This product is only a personal cleaning product. It is not recommended to share this with another person.
8. For personal hygiene, please regularly replace the toothbrush head every 3 months.

Specifications

Working modes: 3 (low, medium and high)
 Charging mode: DC 2.0 charging cable USB
 Charging voltage: DC 5V
 Rated voltage: 3.7V
 Rated current: 70 - 130ma
 Motor speed: 11500rpm
 Waterproof grade: IPX6
 Battery type: Polymer 602040
 Battery capacity: 400mAh
 Product size: 26.9 x 26.9 x 224 (mm)

Description



Instructions

1. Charge the device for 3 hours for first-time use.
2. When installing the toothbrush head, align the brush head so that the bristles face the handle and insert the brush head into the transmission shaft.
3. The default is low for the first time, the key is switched in 10 seconds and the button is off after 10 seconds.
4. If you need to turn on the LED light, press the light button. Press it again to turn off the light.

Features

1. Equipped with three dental cleaning heads. Easy to operate and suitable for multiple oral dental cleaning purposes according to personal needs:
 Dental pick: Place pick at the gum line between teeth and gently pull the device away from the gum line. Use it weekly. Bristle toothbrush: Clean the teeth.
 Tongue scraper: Gently glide along your tongue from back to front and rinse. Daily cleaning of the tongue surface will help promote fresher breath. This improves taste sensitivity and a cleaner healthier mouth.
2. LED spotlight: White illumination makes mouth cleaning much more easier.
3. Ergonomic and aesthetic design - integrated induction of silicone case body with leather imitation effect. Non-slip handle with anti-fog protection.
4. The product is lightweight with storage box for 3 head parts. The cleaning head can be changed at will for convenient storage.
5. Battery is durable and has a long time usage.

Charging instructions

1. Take out the charging cable from the package. Insert the round probe of the cable into the DC charging jack. The other end belongs into the USB cable adaptor of 5V and 1A.
2. During charging, the white light indicator is flashing. The white light is keeping bright on when it's fully charged. When the battery is low, the indicator is continuously blinking to remind it needs a recharge.

Replace oral cleaning heads

This product is equipped with 3 cleaning heads as a kit. When you change the head, you should hold the ring-part of the cleaning head and pull out vertically shown as below:



Common troubleshooting problems

Malfunction	Cause	Solution
Weak swing intensity	Press too hard when using	Lightly place the brush head on your teeth
LED light brightness is weak	Low battery	Please charge
Toothbrush doesn't work properly	The toothbrush body is low in battery	Please charge. If it is still not working after fully charging, please consult the retailer