



# BEAUTICAL SONIC EYE CARE BOOSTER

### EN: Instructions for use

Thank you for purchasing this product. Before using this device, please read this user manual carefully and keep it for future reference.

### Precautions

- This device must not be used by children, pregnant women, patients suffering from epilepsy, cancer or other serious conditions, patients with a pacemaker or internal defibrillator, patients undergoing radiotherapy or chemotherapy.
- Please follow the instructions. Do not use this device if you suffer from eye inflammation such as conjunctivitis or any active condition in the treatment area such as sores, eczema or rash.
- Remove all metals such as earrings, necklaces, bracelets etc. before use.
- Do not use the unit while charging.
- Do not repair, disassemble or modify this device without authorization.

### Product Description


This highly efficient eye massager features 3 different functions:

- high-frequency vibrations – to refresh and revitalize the eye contour and to reduce the appearance of wrinkles, dark circles and puffiness
- thermotherapy – to open pores and stimulate blood circulation
- red-light treatment – to smooth and firm the delicate skin around the eyes

When used with your favourite eye cream or eye serum, the device increases the absorption of active ingredients and therefore maximizes their efficacy for rejuvenated, firmer and more radiant skin.

### 3 working modes:

- Heat + vibration + light
- Heat + light
- Heat + vibration



- 1- Metal massage head
- 2- Display
- 3- USB charging port
- 4- Upshift button
- 5- Downshift button
- 6- On/off key / mode selection button
- 7- Red light window

### Instructions for use

- Take an appropriate amount of eye cream/serum and spread it evenly on the eye area.
- Long press **🔴** to turn on the device, then short press **⏮** to select the mode and press "+/-" to adjust the temperature as needed.
- Holding the device by the upper part, use the massage head to massage **each treatment zone for 3 minutes.**
- After using, long press **🔴** to turn off the device.

### Charging Method

- When the device's power is too low, turn off the device and plug in the charger.
- The battery symbol on the display flashes during the charging process and stops flashing when charging is complete.
- When charging is completed, please unplug the charger.
- Please charge occasionally to avoid ageing of the device after a long period of non-use.

### Maintenance

- Please distribute the skin care products evenly before each use in order to avoid the accumulation of an excessive amount of product on the massage head.
- Please wipe the product with a dry towel after each treatment.
- Do not pour water on the device or wash the device with water.
- Do not use corrosive products to clean the unit.
- Store it in a cool, dry place.
- Do not use the device if it is damaged.
- Avoid collisions or violent shocks.

### Product Specifications



### FR: Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour référence ultérieure.

### Précautions d'emploi

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants, les femmes enceintes, les patients souffrant d'épilepsie, de cancer ou d'autres affections graves, les patients portant un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne, les patients sous radiothérapie ou chimiothérapie.
- Veuillez suivre les instructions. N'utilisez pas cet appareil si vous souffrez d'une inflammation oculaire telle qu'une conjonctivite ou de toute affection active dans la zone de traitement, telle que des plaies, de l'eczéma ou des éruptions cutanées.
- Retirez tous les métaux, tels que les boucles d'oreilles, les colliers, les bracelets, etc. avant utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil pendant le chargement.
- Ne pas réparer, démonter ou modifier cet appareil sans autorisation.

### Description du produit

Ce masseur oculaire très performant possède 3 fonctions différentes :

- vibrations à haute fréquence - pour rafraîchir et revitaliser le contour des yeux et réduire l'apparition des rides, des cernes et des poches
- thermotherapie - pour ouvrir les pores et stimuler la circulation sanguine
- traitement à la lumière rouge - pour lisser et raffermir la peau délicate du contour des yeux

Utilisé avec votre crème ou sérum pour les yeux préféré, l'appareil augmente l'absorption des principes actifs et maximise ainsi leur efficacité pour une peau rajeunie, plus ferme et plus éclatante.

### 3 modes de fonctionnement :

- Chaleur + vibration + lumière
- Chaleur + lumière
- Chaleur + massage

- Tête de massage métallique
- Affichage
- Port de chargement USB
- Bouton +
- Bouton -
- Touche marche/arrêt / bouton de sélection du mode
- Fenêtre de lumière rouge

### Mode d'emploi

- Prenez une quantité appropriée de crème/sérum pour les yeux et étalez-la uniformément sur le contour des yeux.
- Appuyez longuement **🔴** pour allumer l'appareil, puis appuyez brièvement **⏮** pour sélectionner le mode et appuyez sur "+/-" pour ajuster la température selon les besoins.
- En tenant l'appareil par la partie supérieure, utilisez la tête de massage pour masser chaque zone de traitement enclant 3 minutes.
- Après utilisation, appuyez longuement **🔴** pour éteindre l'appareil.

### Méthode de chargement

- Lorsque la puissance de l'appareil est trop faible, éteignez l'appareil et branchez le chargeur.
- Le symbole de la batterie de l'écran d'affichage clignote pendant le processus de chargement et s'arrête de clignoter lorsque le chargement est terminé.
- Lorsque le chargement est terminé, veuillez débrancher le chargeur.
- Veuillez recharger de temps en temps pour éviter le vieillissement de l'appareil après une longue période d'utilisation.

### Maintenance

- Veuillez répartir les produits de soin de manière uniforme avant chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation d'une quantité excessive de produit sur la tête de massage.
- Veuillez essuyer le produit avec une serviette sèche après chaque traitement.
- Ne versez pas d'eau sur l'appareil et ne lavez pas l'appareil à l'eau.
- N'utilisez pas de produits corrosifs pour nettoyer l'appareil.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Évitez les collisions ou les chocs violents.

### Spécifications



### NL: Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor de aankoop van dit product. Lees deze gebruiksinstructies aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

### Voorzorgmaatregelen

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, zwangere vrouwen, patiënten met epilepsie, kanker of andere ernstige ziekten, patiënten met een pacemaker of interne defibrillator, patiënten die radiotherapie of chemotherapie ondergaan.
- Volg de instructies op. Gebruik dit apparaat niet als u last heeft van oogontstekingen zoals conjunctivitis of een actieve aandoening in het behandelingsgebied zoals zweren, eczeem of huiduitslag.
- Verwijder alle metalen zoals oorbellen, kettingen, armbanden enz. vóór gebruik.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
- Repareer, demonteer of wijzig dit apparaat niet zonder toestemming.

### Productbeschrijving

Dit uiterst doeltreffend oogmassage apparaat heeft 3 verschillende functies:

- hoogfrequente trillingen - om de oogcontour te verfrissen en te revitaliseren en om rimpels, donkere kringen en wallen te verminderen
- thermotherapie - om de poriën te openen en de bloedcirculatie te stimuleren
- rood lichttherapie - om de gevoelige huid rond de ogen glad te strijken en te verstevigen

Bij gebruik met u v u favoriete oogcrème of oogserum verhoogt het apparaat de absorptie van actieve ingrediënten en maximaliseert zo hun doeltreffendheid voor een verjongende, stevigere en meer stralende huid.

### 3 werk wijzen:

- Warmte + trillingen + licht
- Warmte + licht
- Warmte + trillingen

- 1 - Metalen massagekop
- 2 - Display
- 3 - USB-laadpoort
- 4 - Upshift-knop
- 5 - Downshift-knop
- 6 - Aan/uit-knop / controle-knop voor de modus
- 7 - Rood licht venster

### Gebruiksaanwijzing

- Neem een geschikte dosis oogcrème/serum en verdeel het gelijkmatig over het gebied rond de ogen.
- Houd **🔴** lang ingedrukt om de stroom in te schakelen, druk dan kort op **⏮** om de modus te selecteren en druk op "+/-" om de temperatuur aan te passen aan de behoefte.
- Houd het apparaat aan de bovenkant vast en gebruik de massagekop om elke behandelingszone gedurende 3 minuten te masseren.
- Druk na gebruik **🔴** om het apparaat uit te schakelen.

### Laadmethode

- Als het apparaat te weinig stroom krijgt, schakelt u het apparaat uit en sluit u de lader aan.
- Het batterijsymbool op het display knippert tijdens het opladen en stopt met knipperen als het opladen voltooid is.
- Wanneer het opladen voltooid is, gelieve de stekker van de lader uit het stopcontact te halen.
- Laadt u het apparaat van tijd tot tijd op om te voorkomen dat het na een lange periode van niet-gebruik verouderd.

### Onderhoud

- Gelieve de verzorgingsproducten vóór elk gebruik gelijkmatig te verdelen om te voorkomen dat er zich te veel product op de massagekop ophoopt.
- Na elke behandeling het product met een droge handdoek afvegen.
- Get geen water op het apparaat en was het apparaat niet met water.
- Gebruik geen bijtende producten om het apparaat te reinigen.
- Bewaar het op een koele, droge plaats.
- Gebruik het toestel niet als het beskadigd is.
- Vermijd botsingen of hevige schokken.

### Productspecificaties



### DE: Gebrauchsanweisung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern, schwangeren Frauen, Patienten mit Epilepsie, Krebs oder anderen schweren Erkrankungen, Patienten mit einem Herzschrittmacher oder internen Defibrillatoren, Patienten, die sich einer Strahl- oder Chemotherapie unterziehen, verwendet werden.
- Bitte folgen Sie den Anweisungen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie unter einer Augenentzündung wie Bindehautentzündung oder einer aktiven Erkrankung im Behandlungsbereich wie Wunden, Ekzemen oder Ausschlag leiden.
- Entfernen Sie alle Metalle wie Ohrringe, Halsketten, Armbänder usw. vor der Anwendung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Aufladens.
- Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie dieses Gerät nicht ohne Genehmigung.

### Produktbeschreibung

Dieses hocheffiziente Augenmassagegerät bietet 3 verschiedene Funktionen:

- Hochfrequenzvibration - zur Erfischung und Revitalisierung der Augenkontur und zur Reduzierung von Falten, Augenringen und Schwellungen
- Thermotherapie - um Poren zu öffnen und die Blutzirkulation anzuregen
- Rotlichtbehandlung - zur Gätung und Straflung der empfindlichen Haut der Augenpartie

Zusammen mit Ihrer bevorzugten Augencreme oder Augenserum verwendet, erhöht es die Absorption der Wirkstoffe und maximiert so deren Wirksamkeit für eine verjüngte, straffere und strahlende Haut.

### 3 Arbeitsmodi:

- 1 Wärme + Vibration + Licht
- 2 Wärme + Licht
- 3 Wärme + Vibration

- 1 - Metall-Massagekopf
- 2 - Anzeige
- 3 - USB-Ladeanschluss
- 4 - Taste zum Hochschalten
- 5 - Taste zum Herunterschalten
- 6 - Ein/Aus-Taste/ Modus-Auswahl taste
- 7 - Rotlicht-Fenster

### Gebrauchsanweisung

- Nehmen Sie eine angemessene Menge Augencreme/-serum und verteilen Sie diese gleichmäßig auf der Augenpartie.
- Drücken Sie lange auf die Taste **🔴** (Ein-/Auswahl taste), um das Gerät einzuschalten, dann kurz **⏮** (Schaltknopf), um den Modus zu wählen, und drücken Sie "+/-", um die Temperatur nach Bedarf einzustellen.
- Halten Sie das Gerät am oberen Teil und verwenden Sie den Massagekopf um jede Behandlungszone 3 Minuten lang zu massieren.
- Drücken Sie nach dem Gebrauch lange auf die Taste **🔴**, um das Gerät auszuschalten.

### Auflade-Methode

- Wenn die Leistung des Geräts zu niedrig ist, schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie das Ladegerät an.
- Das Batteriesymbol auf dem Display blinkt während des Ladevorgangs und hört auf zu blinken, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie bitte den Netzstecker des Ladegeräts.
- Bitte laden Sie das Gerät gelegentlich auf, um eine Alterung des Geräts nach einer langen Zeit der Nichtbenutzung zu vermeiden.

### Wartung

- Bitte verteilen Sie die Hautpflegeprodukte vor jeder Anwendung gleichmäßig, um die Ansammlung einer übermäßigen Menge des Produkts auf dem Massagekopf zu vermeiden.
- Bitte wischen Sie das Produkt nach jeder Behandlung mit einem trockenen Handuch ab.
- Gießen Sie kein Wasser auf das Gerät und spülen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine ätzenden Produkte.
- Lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Vermeiden Sie Stöße oder heftige Schläge.

### Produkt-Spezifikationen

