



Attentie

1. Overschrijd niet het toepassingsgebied gespecificeerd in deze handleiding.
2. Zwangere vrouwen dienen het advies van een arts op te volgen.
3. Niet gebruiken in de buurt van metalen prothesen zoals, oogballen, binnendoor, botgebieden en gewrichten.
4. Verbied het gebruik in gebieden met veneuze of arteriële pathologie of bij patiënten met tromboflebitis of bloedstollingsprecedenten.
5. Vermijd fysiek contact.
6. Alleen gebruiken volgens de handleiding. Demontage, product transformatie, onderhouden of achteraf aanpassen is verboden.
7. Bewaar het apparaat op een schone en stabiele plek. Een plek dat niet oververhit is of te koud is. Blijf uit de buurt van vuur, zoals een kachel.
8. Oplaadstation is niet waterdicht. Houd het oplaadstation droog en schoon.
9. Koppel het apparaat los nadat het opgeladen is.
10. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

Introductie

Hartelijk dank voor het kopen van onze producten en voor je vertrouwen in ons. We hopen dat ons product je een perfecte ervaring kan bezorgen. Lees de handleiding en alle gerelateerde informatie zorgvuldig door en bewaar het voor toekomstig gebruik.

Productspecificatie

NW: 205G

Meting: 21,5 x 9,8 x 8 cm

Werkomgeving: 0-35 ° C

Ingang: AC 100-240V, 50 / 60Hz

Uitgang: DC-5V, 1A (oplaadbaar)

Vermogen: 2. 2W

Batterijvolume: 800 mAh

Ultrasone frequentie: 24 kHz

Blauwlichtgolflengte: 465 ± 3 nm

Waterdicht niveau: IPX5 (alleen apparaat, oplaadstation is niet waterdicht)

Accessoires

1. Hoofdapparaat
2. 5-pins USB-oplaadkabel
3. Oplaadstation
4. Handleiding
5. Geschenkdoo
6. Water transferfles

Eigenschappen

1. Standby modus: Druk eenmaal op de knop om het apparaat aan te doen en om in de standby modus te komen. In deze modus zie je de lichten voor 'clean', 'ultra' en 'nutrition' knipperen.
2. Clean modus: Druk drie keer op de knop om naar deze modus te gaan. Je hoort continue sonische trillingen en ziet de mist spray. Ook is het indicatielampje 'clean' altijd aan.
3. Modus voor diepe reiniging op hoog niveau: Druk vier keer op de knop om naar deze modus te gaan. Je hoort continue sonische trillingen en het 'ultra' indicatielampje is altijd aan.
4. Sonoforesemodus (ultrasoon-behandeling): Druk vijf keer op de knop om naar deze modus te gaan. Je hoort continue sonische trillingen en voelt ionen. Het 'nutrition' indicatielampje is altijd aan.



5. Standby modus opnieuw: Druk zes keer op de knop om terug naar de standby modus te gaan. Er zijn nu geen functies actief. Druk nogmaals de functies cirkel in om deze te activeren.



6. Schakel het apparaat uit: Druk voor één seconde op de knop om het apparaat uit te schakelen.



7. Het apparaat is ingesteld om tien minuten te werken en vervolgens automatisch uit te schakelen.

Opladen

1. Als de batterij bijna leeg is, gaat het rode indicatielampje branden. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.



2. Zet het apparaat op het oplaadstation en zorg dat het goed is verbonden. Laad het vervolgens op met een USB-kabel. Tijdens het opladen knippert het rode licht. Wanneer het volledig is opgeladen, wordt het licht groen en blijft het groene licht altijd branden.



Tijdens het opladen knippert het rode indicatielampje.



Als het apparaat is opgeladen, brand het groene indicatielampje.

Functies

1. Ultrasonische dieptereinigingstechnologie - De ultrasonische huidscrubber produceert 24.000 Hz per seconde aan ultrasonische golven. Deze worden effectief losgelaten op verstopte poriën en exfolieert de huid, om dode huidcellen pijnloos te verwijderen.
2. Verstevigt en heft de huid - Microstroompulstechnologie en ultrasonische tussenpozen, helpen de regeneratie van celcollageen te stimuleren. Ook activeert dit de celvitaliteit die ervoor zorgt dat je huid gehydrateerd en gezond blijft.
3. Geavanceerde ionentechnologie - Het positieve ion helpt vuil te verwijderen en reinigt de huid. Het versnelt de snelheid van het metabolisme van huidcellen, verzacht oude keratine, herstelt de elasticiteit van de huid en helpt de huid strak en glad te blijven. De leidende functie van de negatieve ionenvoeding helpt bij het afbreken en verfijnen van grotere moleculen zoals collageen, om je huid te ondersteunen om voedingsstoffen gemakkelijk op te nemen.
4. Bio Blue Light: Golflengte 465 ± 3 nm - Vermindert ontstekingen, dood bacterie en propionibacterium acnes en verwijderd acne en littekens.

Tips voor effectief reinigen

Diepe reiniging

1. Breng huidreinigingsserum of olie aan op je gezicht en houd je huid altijd vochtig.
2. Schakel het apparaat in. Kies de eerste 'continuous wave deep cleaning mode' of tweede 'high level deep cleaning mode'. Houd het apparaat vast met de bedieningspaneel weg van het gezicht. Reinig het gezicht volgens de diagram op de volgende pagina. De behandeltijd is doorgaans elke drie tot vijf minuten. Behandel niet meer dan vijf keer per week. Het is aangeraden om eerst met 'continuous wave deep cleaning mode' te beginnen.
3. Was je gezicht na de behandeling met water.



Schoonmaken

Het is aangeraden om het apparaat volgens de diagram te gebruiken, omdat het de natuurlijke lymfesysteem van het lichaam ondersteund.

1. Veeg de machine naar boven op het gezicht in horizontaal bewegingen. Herhaal dit aan beide kanten van het gezicht.
2. Werk methodisch over alle delen van het gezicht, zoals weergegeven in de diagram.
3. Verander de richting van de handset en begin met verticale bewegingen. Werk van de kaak tot de haarlijn.
4. Reinig rond de ronding van het neusgat met behulp van de gebogen binnenrand van de spatel.



Gebruik tips

Gebruik het uitgeschepte middelste deel van de spatel met verticale bewegingen, om het kingedeelte onder de lip te reinigen. Selecteer de eerste 'ultrasonic deep cleaning mode' om de oppervlakte rond de wenkbrauw te reinigen. Vermijd het gevoelige gebied onder de ogen wanneer je de tweede 'high level deep cleaning mode' gebruikt.



lift & sonoforese

1. Breng je favoriete olie of vochtinbrengende crème aan op je gezicht. Houd het apparaat zo vast dat de spatel direct tegen de huid ligt.
2. Schakel het apparaat aan en schakel de vijfde 'sonophoresis modus' in.
3. Schuif de spatel met lichte druk over het oppervlak van de huid met achterwaartse bewegingen. Werk voor het beste resultaat langzaam met de spatel.
4. Drie tot vijf minuten is voldoende voor elke behandeling. Gebruik het apparaat drie tot vijf keer per week.



Tips lift & sonoforese

Laat de spatel over het oppervlak van de huid glijden met een achterwaartse beweging. Werk vanuit het midden van het gezicht naar buiten.



Ga verder omhoog vanaf de kaaklijn naar de haarlijn. Veeg over het gezicht totdat al de olie of crème is geabsorbeerd.



Onderhoud

1. Reinig het apparaat na elk gebruik met een natte doek en bewaar het in een droge en koele omgeving.
2. Voordat je het apparaat reinigt, moet je ervoor zorgen dat het is uitgeschakeld en niet is aangesloten met stroomvoorziening.
3. Alleen persoonlijk gebruik. Deel het apparaat niet met anderen.
4. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Storingen

Als het apparaat niet normaal werkt, controleer dan het volgende:

1. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen.
2. Zorg ervoor dat je op de 'power' knop drukt en de indicatielampjes gaan branden.
3. Als er geen reactie is na het inschakelen van het apparaat, is de batterij wellicht leeg. Laad het apparaat opnieuw op en probeer het nog een keer.
4. Als er gedurende dertig seconden geen actie wordt ondernomen, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.


Water toevoegen



Let op! Gebruik de VRL Skin Scrubber met gedemineraliseerd water voor een betere mist resultaat en ook om kalkaanslag te voorkomen.

Waterdicht

Waterproof: IPX



Attention

1. Do not exceed the scope of use specified in this user manual.
2. Pregnant women should follow a doctor's advice.
3. Do not use this near an area with metal prosthesis, such as eye balls, inner ear, bone areas and joints.
4. Prohibit use in vein or arterial pathology areas or patients with thrombophlebitis or blood coagulation precedents.
5. Avoid physical impact.
6. Only use according to the user manual. Prohibit disassemble, transforming, maintenance or retrofit the product.
7. Please store the device in a clean and stable place. Do not store it in a place that is overheated or over cold. Keep it away from fire, such as a stove.
8. Charging base is not waterproof. Keep the charging base dry and clean.
9. Unplug the device after it finishes charging.
10. Keep the device away from children.

Introduction

Thank you very much for purchasing our product and your confidence in us. We hope our product can bring you a perfect experience. Please read the user manual and all related information carefully and keep it for future reference.

Product specification

NW: 205G

Measurement: 21,5 * 9,8 * 8 cm

Working environment: 0-35 ° C

Input: AC 100-240V, 50 / 60Hz

Output: DC-5V, 1A (rechargeable)

Power: 2. 2W

Battery volume: 800 mAh

Ultrasonic frequency: 24 kHz

Blue light wavelength: 465 ± 3 nm

Waterproof level: IPX5 (device only, charging base is not waterproof)

Accessories

1. Main device
2. 5-pin USB charging cable
3. Charging base
4. User Manual
5. Gift box
6. Water transfer bottle

Features

1. Standby mode: Press the button one time to turn on the device and to enter standby mode. In this mode you can see the lights for 'clean', 'ultra' and 'nutrition' flashing.



2. Clean mode: Press the button three times to enter this mode. You can hear the sonic vibrations and you see the mist spray. The 'clean' indicator light is always on.



3. High level deep cleaning mode: Press the button four times to enter this mode. You can hear the sonic vibrations The 'ultra' indicator light is always on.



4. Sonophoresis mode (ultrasonic-treatment): Press the button five times to enter this mode. You can hear the sonic vibrations and can feel ions. The 'nutrition' indicator light is always on.



5. Standby mode again: Press the button six times to go back to standby mode. No functions are active now. Press the functions circle to activate.



6. Turn off the device: Long press the button for one second to turn off the device.



7. The device is set to run for ten minutes. After ten minutes the device will turn off automatically.

Charging

1. When the battery is low, the red indicator light lights up and the device turns off automatically.



2. Put the device on the charging station and make sure it is well connected. Then charge it with a USB cable. While charging, the red light flashes. When it's completely charged, the light turns green and stays on all the time.



*While charging,
the red light flashes.*



*Done charging,
green light stays on.*


Functions

1. **Ultrasonic deep cleaning technology:** The ultrasonic skin scrubber produces 24,000 Hz per second of ultrasonic waves. These waves effectively releases clogged pores and exfoliates the skin to kill and remove dead skin cells painlessly.
2. **Firms and lifts skin-micro-current:** Pulse technology intermittently on ultrasound helps to stimulate cell collagen regeneration and activates cell vitality, keeping your skin hydrated and stays healthy.
3. **Advanced ion technology:** The positive ion helps to remove dirt and deeply cleanses the skin. It accelerates the speed of the skin cell metabolism, softens old keratin, restores the elasticity of the skin and helps the skin to tighten and be smooth. The leading function of the negative ion helps to break down and refine larger molecules like collagen. It helps to massage and support the skin. It also absorbs nutrients easily.
4. **Bio Blue Light:** Wavelength $465 \pm 3\text{nm}$ - Reduce inflammation, kills bacteria and propionibacterium acnes. It removes acne and scars.

Tips for effective cleaning

Deep cleaning

1. Apply skin cleaning serum or oil on your face and keep your skin moist at all time.
2. Switch on the device. Choose the first 'continuous wave deep cleaning mode' or the second 'high level deep cleaning mode'. Hold the appliance with the control panel away from the face. Clean the face according to the diagram below. The treatment time is usually three to five minutes each time, no more than five times a week. It is recommended using 'continuous wave deep cleaning mode' for first time users.
3. Wash your face with water after the treatment.



Cleaning

It is recommended to use the device according to the diagram, because it supports the body's natural lymph drainage.

1. Sweep the machine upwards onto the face in horizontal strokes. Repeat on both sides of the face.
2. Work methodically over all areas of the face as shown in the diagram below.
3. Change the direction of the handset and glide in vertical strokes. Work from jaw to hairline.
4. Clean around the curve of the nostril using the curved inner edge of the blade.



Use tips

Use the scooped-out middle section of the blade to clean the chin area under the lip with vertical strokes. Select the first 'ultrasonic deep cleaning mode' to work around the eyebrows. Avoid the sensitive areas below the eyes when using the second 'high level deep cleaning mode'".



lift up & sonophoresis

1. Apply your favorite serum or moisturizer onto your face. Hold the appliance so that the blade is directly against the skin.
2. Turn on the device and turn on the fifth 'sonophoresis mode'.
3. Slide the blade over the surface of the skin with light pressure using backward movements. For best results, work the knife slowly at all times.
4. Three to five minutes is sufficient for each treatment. Use three to five times weekly.



Tips lift up & sonophoresis

Let the blade slide over the surface of the skin, with a backward movement. Work from the center of the face outwards.



Continue upwards from the jawline to the hairline. Sweep over the face until all the product has been absorbed.



Maintenance

1. After each use, clean the device with a wet cloth and than keep it in a dry and cool place.
2. Before cleaning the device, make sure that it is turned off and not connected to power.
3. Personal use only. Do not share the device with others.
4. Keep this user manual for future reference.

Failure

If the device does not work normally, please check the following:

1. Make sure the device is fully charged.
2. Be sure to press the 'power' button and that the indicator lights are on.
3. If there is no response after turning on the device, maybe the battery is low. Charge the device and try it again.
4. If no action is taken for thirty seconds, the device automatically shuts down to protect the circuit.


Adding water



Caution! Use the VRL Skin Scrubber with demineralized water for better misting results and to prevent limescale.

Waterproof

Waterproof: IPX



VRL *Beauty*



Fabrikant
VRL Shop
Postbus 4189,3130 KD, Vlaardingen, Nederland
info@vrl-shop.nl | www.vrl-shop.nl

