

SYSTANE® Lid Wipes is een steriele, zachte oogmake-up remover en reinigingsmiddel voor de dagelijkse hygiëne van de oogleden. Deze vochtige doekjes verwijderen vuiligheid en make-up die oogirritatie kunnen veroorzaken.

SYSTANE® Lid Wipes zijn individueel verpakt, hypoallergeen, en niet-irriterend, zodat u ze overal kan meenemen.

SYSTANE® Lid Wipes est un démaquillant stérile et doux pour les yeux et un produit nettoyant pour l'hygiène quotidienne des paupières. Ces lingettes pré-humidifiées enlèvent les impuretés et le maquillage qui peuvent irriter l'œil.

SYSTANE® Lid Wipes sont emballées individuellement, hypoallergéniques et non-irritantes, pour les emporter partout avec vous.

SYSTANE® Lid Wipes ist ein steriles, sanfter Augen-Make-up-Entferner und Reinigungsmittel für die tägliche Hygiene der Augenlider. Diese feuchten Tücher entfernen Schmutz und Make-up, die eine Reizung der Augen verursachen können.

SYSTANE® Lid Wipes sind einzeln verpackt, hypoallergen und nicht reizend, sodass Sie sie überall mitnehmen können.

Gebruik

- Verwijderen van oogmake-up
- Reinigen van de oogleden

Let op

- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Niet rechtstreeks in de ogen gebruiken.
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de bestanddelen.
- Verminder de gebruiksfrequentie als irritatie of overmatige droogte optreedt.
- Stop het gebruik en raadpleeg uw oogzorgbeoefenaar als u overmatige jeuk, roodheid, zwelling of aanhoudende irritatie ervaart.
- Gebruik alleen als de zakjes intact zijn.
- Voor eenmalig gebruik.

BEWAARCONDITIES:

Bewaren bij kamertemperatuur

Waarschuwing:

Buiten het bereik van kinderen houden.

Utilisation

- Démaquillant pour les yeux
- Nettoyant pour les paupières

Précautions particulières d'emploi

- Uniquement à usage externe.
- Ne pas utiliser directement dans les yeux.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants.
- Diminuer la fréquence d'utilisation en cas d'irritation ou de sécheresse oculaire excessive.
- Arrêter l'utilisation et consulter un ophtalmologiste en cas de démangeaisons excessives, rougeur, gonflement ou irritation persistante.
- Utiliser uniquement si les sachets sont intacts.
- Uniquement à usage unique.

CONDITIONS DE CONSERVATION:

Conserver à température ambiante

Mise en garde :

Tenir hors de la portée des enfants.

Anwendung

- Augen-Make-up-Entferner
- Reinigung der Augenlider

Hinweis:

- Nur zur äußeren Anwendung.
- Nicht direkt in den Augen anwenden.
- Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Bestandteile sind.
- Weniger häufig anwenden, wenn Reizung oder übermäßige Trockenheit auftreten.
- Wenden Sie das Produkt nicht länger an und fragen Sie Ihren Augenspezialisten um Rat, wenn starker Juckreiz, Rötung, Schwellung oder anhaltende Reizung auftreten.
- Nur verwenden, wenn die Beutel intakt sind.
- Zur einmaligen Anwendung.

AUFBEWAHRUNG:

Bei Raumtemperatur lagern.

Warnhinweis:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Ingredients: Aqua, PEG 200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamidopropylamine oxide, PEG 80 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Disodium EDTA.

Gebruiksaanwijzing

1. Wrijf over het gesloten zakje om schuim te ontwikkelen, open daarna het zakje.
2. Sluit het oog, beweeg daarna het doekje zachtjes meerdere malen over het ooglid.
3. Herhaal de procedure voor het andere oog door een nieuw doekje te gebruiken.
4. Reinig beide ogen met proper, warm water en dep droog.
5. Gooi weg na gebruik.

Mode d'emploi

1. Masser l'emballage encore fermé afin de faire mousser, puis ouvrir le sachet.
2. Fermer l'œil, puis passer délicatement la lingette plusieurs fois sur la paupière.
3. Répéter la procédure pour l'autre œil en utilisant une nouvelle lingette.
4. Rincer les deux yeux à l'eau claire et tiède et sécher en tamponnant.
5. Jeter après usage.

Hinweise zur Anwendung

1. Reiben Sie über den geschlossenen Beutel, um Schaum zu entwickeln. Danach öffnen Sie den Beutel.
2. Schließen Sie die Augen und führen Sie das Tüchlein dann mehrmals sanft über das Augenlid.
3. Wiederholen Sie das Verfahren mit einem neuen Tüchlein am anderen Auge.
4. Waschen Sie beide Augen mit reinem, warmem Wasser und trocknen Sie sie vorsichtig.
5. Werfen Sie die gebrauchten Tüchlein weg.

SA Alcon Couvreur NV

Rijksweg 14, 2870 Puurs
België / Belgique / Belgien

Vervaardigd in de USA
Fabriqué aux Etats-Unis
Hergestellt in den USA

Alcon[®]

Geproduceerd door / Fabricant/ Hergestellt durch :

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX USA 76134-2099
© 2013 Novartis

9009854-0713