

使用手册成品尺寸: 75x102mm

印刷要求:
正常印刷

Happily



IPL

Intense Pulsed light
Gebruiksaanwijzing

Product informatie

IPL staat voor Intense Pulsed Light. Het IPL apparaat van Happily stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel en stimuleert het haarzakje om naar een rustfase te gaan. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt jouw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad. De behandeling is veilig en zacht genoeg voor gevoelige plekken. Het IPL apparaat van Happily is klinisch getest en ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor eenvoudige en effectieve behandeling, vanuit jouw eigen huis.

Product overzicht



Funcctie introductie

- 1.Het display effect is 999999 keer.
- 2.Plaats de adapter in het stopcontact, het display scherm flits dan drie keer en gaat vervolgens uit. Druk en houd de aan knop voor 2 seconden in om de IPL aan te zetten. Het ice-cooling systeem wordt automatisch ingeschakeld, de ice-cooling indicator licht dan op en de intensiteit van het aantal flitsen staat eerst op 1.
- 3.Houdt de aan/uit knop 2 seconden in om het apparaat uit te schakelen.
- 4.Nadat het apparaat ingeschakeld wordt begint die op stand 1, houdt de aan/uit knop kort ingedrukt om in de shiftmodus te komen, nu kan er gewisseld worden van stand 1 tot en met 5.
- 5.Nadat het apparaat is ingeschakeld kan het op de huid gezet worden, druk vervolgens de knop om te flitsen kort in om te beginnen met de behandeling, houdt deze knop voor 1,5 seconden ingedrukt om automatisch flitsen aan te zetten. Het bijbehorende icoontje laat zien in welke modus de IPL staat.
- 6.Nadat het apparaat is ingeschakeld en het staat in automatische mode zal het beginnen met flitsen zodra het apparaat op de huid staat.
- 7.Energiebehoefte: DC12V/ 3a, DC-DC Verkoelingsysteem: 2.8-3.2v. Ventilator uitvoer: 12v-0.19a-6000 rpm.
- 8.Uitvoer voltage van condensator: 1: 270, 2: 290, 3:310, 4: 330, 5: 350.
- 9.Druk de flits knop 2 keer snel achter elkaar in om het ice-cooling effect aan en uit te zetten.

Product Error Rapport

Errorcode	Betekenis
ERR1	Stroomaansluiting
ERR2	koelingsysteem
ERR3	Te hoge temperatuur
ERR4	Te weinig energie (Onder 12V)

Zaken die aandacht toebehoren

- 1.Mensen met een verleden van overgevoelige huidreacties of een overgevoelige huid hebben kunnen dit product beter niet gebruiken.
- 2.Mensen met allergische reacties als dermatitis, eczeem of andere huidaandoeningen of allergische constitutie kunnen dit product niet gebruiken.
- 3.Zwangere vrouwen, vrouwen in hun menstruatie periode of in hun periode van melkafgifte wordt afgeraden dit product te gebruiken.
- 4.Diegene die de afgelopen twee weken uitroem zijn blootgesteld zijn aan zonlicht.
- 5.Plekken op de huid die heel donker of heel licht zijn kunnen niet bestraald worden.

Voorbereiding voor gebruik

- 1.Verwijder voor gebruik het haar dat op de oppervlakte zit die behandeld gaat worden. Dit kan doormiddel van het bijgeleverde scheermes. Vergeet geen scheerschium te gebruiken voor zo min mogelijk irritatie na het scheren.
- 2.Maak de huid schoon en zorg ervoor dat er geen haartjes meer op de huidoppervlakte zitten die behandeld gaat worden. Zorg er ook voor dat de huid droog is en er geen olieachtige substanties meer op de huid zitten.

Product Parameters

Serienummer	Test	Testtype: algemene test
I	Testconditie	10°C – 50 °C , Luchtvochtigheid onder 80%
	Adapter	Invoer 100-240V-50 / 60Hz 1.2 A Uitvoer 12V-3A 3C
	Voltage	12V
	Invoerstroom	3A
II	Uitgangsvermogen	Lichtmodus 36W
	Temperatuur Veiligheid	Bij een hogere temperatuur dan 80°C stopt het apparaat en gaat pas weer aan onder de 50 °C

Referentietabel Behandelingscyclus

1-4 weken	5-6 weken	7-8 weken	meer dan 8 weken
2-3 keer per week Meer dan 75% valt er op natuurlijke wijze af	twee keer per week Verlies van nieuw haar en verminderde groei het haar wordt dunner en minder	1 keer per week het haar wordt dunner en minder	1-2 keer per week afhankelijk van de staat van de haargroei wordt kan er nog selectief gebruik worden gemaakt op plekken waar haar groeit.

De aangeraden manier van behandelen is om één oppervlakte te bestralen en vervolgens de rest van het lichaamsdeel. Bestraal nooit hetzelfde huidoppervlak drie keer achter elkaar op de zelfde plek. Werk de huid stuk voor stuk af tot dat het hele lichaamsdeel is behandeld. Begin nu opnieuw en zorg dat je elk oppervlakte 3 keer hebt behandeld.

Hoe hoger de stand, hoe beter het effect. Het wordt aanbevolen om bij beginnend gebruik stand 1 te gebruiken om te kijken hoe de huid reageert. Mochten er zich geen huidirritaties voordoen kan er op een gegeven moment een hogere stand gebruikt worden. Het interval van gebruik is persoonsafhankelijk van de haargroei, dit zal ook verschillen per lichaamsdeel.

Reiniging

- 1.Na gebruik, verwijder de stroomtoevoer van het apparaat en laat het afkoelen.
- 2.Maak een stoffendoekje nat met een beetje water en gebruik dit om de volgende onderdelen schoon te maken.
 - Flitsoppervlak
 - Het deel van het apparaat dat de huid raakt
- 3.Bewaar het apparaat op een stofvrije en droge plek met een temperatuur tussen de 0-60 graden Celsius..



Het gebruik

- 1.Voor gebruik, maak het gedeelte van het apparaat dat de huid raakt en het filter schoon met een katoen doek of een stoffij doekje die gedipt is in medisch alcohol (Als het niet vies is hoeft het niet schoongemaakt te worden). Houdt er rekening mee dat het gedeelte van het apparaat dat de huid raakt droog is tijdens gebruik, zo niet heeft dit effect op de licht uitvoer.
- 2.Zodra het apparaat aan het stroom zit druk op de aan/uit knop 3 seconden lang in om de beschikbare standen, verschillende tijden en het ice-cooling icoon zichtbaar te krijgen op de display.
- 3.De aan/uit knop is ook de knop om de verschillende standen in te stellen. Druk op de knop waarmee de standen worden ingesteld om de gewenste stand in te stellen. Stand 1 is de laagste en stand 5 is de hoogste. Het omschakelen van de standen is een circulair proces.
- 4.Nadat het apparaat op de juiste stand ingesteld is moet de plaats van de lichtuitvoer volledig tegen de huid aangedrukt zijn op de plek die onthaart dient te worden. Zodra het display scherm verlicht kunt u beginnen met het drukken op de flitsfunctie.
- 5.Houdt de flits knop voor 3 seconden in om in automatische flitsmodus te komen. "AUTO" zal weergegeven worden op het display zodra dit gebeurd is. Let op bij gebruik van de auto flits modus. Al het huidoppervlak moet per behandeling 3 keer bestraald worden. Dit moet echter met korte tussenpauzes, werk de huid dus stuk voor stuk af en bestraal huidoppervlak nooit 3 keer achter elkaar.
- 6.Na gebruik van de IPL is het aanbevolen om aloë vera of soortgelijke gel aan te brengen op de huid. Na gebruik van het apparaat houdt de aan/uit knop voor 3 seconden in om het apparaat uit te doen om het vervolgens van de stroom te halen.t

Na gebruikt

- 1.De huid kan mogelijk lichtrood, gezwollen, kietelend of warm aanvoelen. Deze reacties zijn volkomen schadeloos en verdwijnen snel weer.
- 2.Als het apparaat gebruikt is kan het geen kwaad om lotion, cream, geurmiddelen of condenserende producten aan te brengen op het behandelde huidoppervlak gedurende de behandelweken. Als de huid nog geïrriteerd aanvoelt, kietelt of rood is wacht dan nog even met het aanbrengen van deze middelen tot deze klachten weggetrokken zijn. Als de huid begint te kietelen na het aanbrengen van het middel was het er dan af met water.

Happily



IPL

Ice Point Hair Remover

User Manual

Product introduction

The instrument uses photon beauty IPL technology to irradiate the skin directly with intense pulsed light to produce photochemical effect. On the one hand, it can regenerate collagen fibers and elastic fibers in the skin, restore skin elasticity, improve blood microcirculation, and remove or reduce wrinkles; on the other hand, intense pulsed light can penetrate the skin, and be selectively absorbed by pigment groups and capillaries in tissues, heat energy can coagulate the blood without damaging normal skin tissues, and the pigment molecules is heated so as to eliminate the expansion of capillaries, remove color spots, and remove excess hair.

Product summary



Function Introduction

1. The display effect is 999999 times.
2. Insert the adapter in the default display screen flashes three times and goes off. Press and hold the power on key for 2 seconds to start the machine. The refrigeration is turned on by default, and the refrigeration indicator is also on, and the gear 1 indicator is on for a long time.
3. Insert the adapter in the default display screen flashes three times and goes off. Long press the power on key 2-3s turn on and turn off.
4. After the machine is turned on, the default gear is gear 1. Short press the power on key to enter the shift mode. Gear 1 is gear 1, gear 5 is gear 5.
5. After turning on the machine, touch the skin, press the lighting key for a short time, the light tube will flash, and long press for 1.5 seconds to turn on or off the automatic lighting mode, and the corresponding icon will be on or off, and the indicator light will be on or off.
6. After the machine is turned on, the head sensor function can detect the hair gear automatic light flashing, press the lighting button to light up, and in the automatic mode, the light will come out when touching the skin.
7. Power supply: DC12V / 3a 3C. Refrigeration output: 2.8-3.2v hair output: 12v-0.19a-6000rpm.
8. Output voltage of large capacitor: 1: 270, 2: 290, 3: 310, 4: 330, 5: 350.
9. Double-click the flash button to turn the refrigeration mode on or off.

Product Error Report

Wrong Labeling	Warning
ERR1	Cooling Wind Blows Not, Turn
ERR2	Warning High temperature at outlet of hair
ERR3	Power Input and Machine abnormality
ERR4	Insufficient power input voltage (less than 12V)

Matters Needing Attention

1. Persons with skin sensation impairment should not use it.
2. Always clean face, axilla and other skin diseases, allergic constitution can not be used.
3. Pregnant women, Simultaneous treatment period, tattoo period, can not use.
4. Those who have been exposed to sunlight 2 weeks cannot be used.
5. Dark skin color, light skin color and tattoo can not be used.

Instructions

- Preparation before use:
1. Please remove the hair on the surface of the skin and do a good job of skin care treatment, but before shaving, you must wet the hair using soap or shower gel. Shaving is not the hair in the last, otherwise "dry shaving" will easily damage the skin on the skin surface and cause allergy.
 2. Clean the skin and make sure there is no obvious hair on the surface. It is recommended to use a depilatory cream before using the photon laser removal, it is strictly forbidden to apply conditioning agents, skin oil and other products. Otherwise, there will be no light.

Product Parameters

Serial Number	Test Item	Test Item, general use test, basic performance, adjustable transformer, power factor, hair removal
1	Test Condition	10 °C – 50 °C, humidity below 80%
	The Power Adapter	Input: 100-240V-50 / 60Hz 1.2A Output: 12V-3A 3C certification
	Japan Voltage	12V
	Japan Current	3A
2	Output output power	Light mode: 36W
	Temperature protection	When the temperature is higher than 80 °C, it will stop working and restart when it is less than 50 °C.

Treatment stage cycle reference table

1-4 weeks	5-6 weeks	7-8 weeks	More than 8 weeks
More than 75% hair falls out naturally	Two times a week Loss of new hair and reduced growth	Once a week The hair becomes thinner and less	1-2 times a week According to the state of hair growth, selective use that when it grows use it again and it no longer grows

One course of hair removal is irradiation for 3 times. After the first exposure to the depilated part, the second and third times should be done, do not irradiate the same place for 3 times continuously.

The higher the gear, the better the effect. It is recommended to use 1-2 gear in the early stage, and 5 gear can be selected after skin adaptation in the later stage. The interval time of treatment depends on the growth rate of your personal hair, and the situation of different parts of the body will also be different.

Cleaning and preservation

1. After use, please turn off the power supply of the device, unplug the plug and let the instrument cool down.
2. Wet the cleaning soft cloth with a little water, and then use it to clean the following parts:
 - Filter
 - Skin contact surface
3. Store the instrument in a dust free dry place with a temperature between 0°C and 60°C.



Product maintenance

1. Please turn off the power supply of the device immediately after use, unplug the plug and let the instrument cool down.
2. Wet the cleaning soft cloth with a little water, and then use it to clean the following parts:
 - Skin contact part
3. Store the instrument in a dust free dry place with a temperature between 0°C and 60°C.

Operation Precautions

1. During operation, the eyes shall not flash directly at the light mouth or directly flash to the eyes.
2. After removal of skin after operation is a normal phenomenon, ice compress or cold cooling can be used.
3. When cleaning the dirt on the glass in the light outlet, it is forbidden to spray alcohol directly on the light outlet.
4. When the instrument is in operation, no gel like cosmetics are allowed on the skin, such as gel, so as not to damage the instrument.
5. Try not to eat sensitive food (such as spicy, heat, resistant, etc.) during operation.
6. The patients with darker skin may have delayed skin reaction, and the energy should not be increased because the immediate reaction is not obvious.
7. Pay attention to the moisturizing and sunscreen of skin after shaving.
8. In the process of use, please do not touch the air inlet and cooling hole, so as not to affect the heat dissipation.
9. The product does not have waterproof function, please do not use it in bathrooms, shower and other places that may easily get water.
10. If the shell and window of the product are damaged or soaked in water, please send it back to the manufacturer for maintenance to determine whether it can be repaired and reused. If the product is immersed in water under charged condition, please unplug the power supply and contact the instrument to ensure your safety.
11. Avoid storage in places with strong magnetic field, without moisture and static or high temperature.
12. Do not strongly impact or knock the instrument.
13. It is forbidden to use the product for purposes other than the specified functions.

Use Complete

1. The skin may have slight redness, swelling, tingling or warm feeling. These reactions are completely harmless and soon disappear.
2. After using the instrument for 3 hours, you can safely apply some lotion, cream, fragrance agent, moisturizing product or cosmetics in the course of treatment. If the skin is highly sensitive after the end of the treatment, please wait for these reactions to disappear and then apply any product on the skin. If the skin is itchy after applying the product, please wash it with water.