

Abbildung ähnlich

- 1 Ein-/Aus-Knopf
- 2 USB-Stecker für Powerbank*
- 3 Integrierte Tasche für Powerbank*
- 4 Schnur zum Zusammenrollen

* Powerbank nicht im Lieferumfang enthalten

Zeichenerklärung

- Stecken Sie keine Nadeln in den Artikel!
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!
- Der Bezug kann per Handwäsche gewaschen werden! Beachten Sie die Hinweise auf dem Etikett!
- Nicht bleichen!
- Der Artikel darf nicht im Trockner getrocknet werden!
- Nicht bügeln! Nicht auswringen!
- Nicht chemisch reinigen!

WICHTIG!
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

WARNUNG
Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

ACHTUNG
Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

HINWEIS
Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.

LOT LOT-Nummer

Hersteller

Trocken halten

Recyclingsymbole/Codes: Diese dienen dazu, über das Material und seine sachgerechte Verwendung sowie Wiederverwertung zu informieren.



DE Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



zur Stromversorgung

- Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass es ausgeschaltet ist und dass die angegebene elektrische Spannung eingehalten wird.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch immer mit der Taste auf der Steuereinheit aus und trennen Sie die Stromversorgung.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Gerät nie am Kabel.
- Die Kabel und die Steuereinheit des Geräts können bei unsachgemäßer Anordnung zu Verwicklungs-, Strangulations-, Stolper- oder Trittfahren führen. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass überschüssige Kabelbinder und elektrische Leitungen sicher verlegt werden.

für besondere Personen

- Setzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder jünger als 3 Jahre dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf Überwärmung zu reagieren.
- Das Gerät darf von Kleinkindern über drei Jahren nicht benutzt werden, es sei denn, die Bedienelemente wurden von einem Elternteil oder einem Erziehungsberechtigten voreingestellt oder das Kind wurde ausreichend in die sichere Bedienung der Bedienelemente eingewiesen.
- Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch mit Ihrem Arzt.

für den Betrieb des Gerätes

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung.
- Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Überprüfen Sie den Artikel vor jeder Anwendung sorgfältig, ob er Anzeichen von Abnutzung und / oder Beschädigungen aufweist. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Abnutzungen, Beschädigungen oder Anzeichen von unsachgemäßem Gebrauch feststellen.
- Wenn ein Fehler auftritt, prüfen Sie, ob die Stromversorgung korrekt hergestellt ist. Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gereinigt oder gewartet werden müssen.
- Die Wärmedecke darf nicht gefaltet oder geknickt betrieben werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Sollte dennoch Flüssigkeit in das Gerät eindringen, trennen Sie sofort die Stromversorgung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht feucht und nur in trockener Umgebung (nicht im Badezimmer o. ä.).
- Platzieren Sie keine elektrischen Geräte an Stellen, wo die Gefahr besteht, dass sie in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen könnten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, während Sie schlafen oder im Bett liegen. Gefahr von Verbrennung oder Hitzschlag!
- Das Gerät ist nicht geeignet für den medizinischen Gebrauch (z. B. in Krankenhäusern).

- Sehr lange Gebrauchszeiten können zu Überhitzung führen. Lassen Sie das Gerät immer erst abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Es dürfen keine Sicherheitsnadeln oder andere spitze oder scharfe Gegenstände am Gerät angebracht oder hineingestochen werden.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Benutzen Sie es niemals unter Decken oder Kissen. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr.
- Lagern oder verwenden Sie das Gerät niemals neben einem Elektroherd oder anderen Wärmequellen.

für Wartung und Reinigung

- Reparieren Sie im Falle einer Störung das Gerät nicht selbst. Eine Reparatur darf nur von einem autorisierten Fachhändler oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn Sie das Gerät aufbewahren, lassen Sie es erst auskühlen, bevor Sie es verstauen.
- Legen Sie während der Lagerung keine Gegenstände auf den Artikel, um scharfe Knicke zu vermeiden.
- Beschädigen Sie das Gerät nicht, indem Sie während der Lagerung Gegenstände darauf abstellen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß bzw. Beschädigung. Gibt es solche Anzeichen oder wurde das Gerät nicht korrekt benutzt oder funktioniert es nicht richtig, wenden Sie sich an den Kundendienst, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfall nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 **medisana** Wärmedecke **OL 800 / OL 850**
- 1 Aufbewahrungsbeutel
- 1 Kurzanleitung

Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

! WARNUNG
Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen!
Es besteht Erstickungsgefahr!

Benutzung

Die **medisana** Wärmedecke **OL 800 / OL 850** zeichnet sich durch eine kabellose Anwendung dank Powerbank (nicht im Lieferumfang) aus. Sie benötigen für den Betrieb zwingend eine handelsübliche Powerbank, die über eine USB-Buchse mit einer Ausgangsleistung von 5V/2A verfügt (z. B. die **medisana** Powerbank Art. 60279).

1. Verbinden Sie den USB-Stecker **2** am Artikel mit der USB-Buchse an der Powerbank.
2. Legen Sie die Wärmedecke entsprechend Ihren Bedürfnissen aus.
3. Drücken Sie den Ein-/Aus-Knopf **1**, um das Gerät einzuschalten. Die Wärme schaltet sich auf der niedrigsten Stufe ein und die LED leuchtet gelb.
4. Durch langes Drücken (ca. 1 Sekunde halten) des Ein-/Aus-Knopfes **1** können Sie zwischen den Wärmestufen 1, 2 oder 3 umschalten (mittlere Stufe 2 = LED orange; höchste Stufe 3 = LED rot).
5. Das Gerät schaltet sich automatisch nach ca. 20 Minuten ab oder kann jederzeit durch kurzen Druck auf den Ein-/Aus-Knopf **1** abgeschaltet werden.

Verstauen Sie die Powerbank in der integrierten Tasche **3**.

Powerbank (nicht im Lieferumfang)

Die zu verwendende Powerbank muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden.

Fehler und Behebung

Sollte das Gerät nach dem Anschalten KEINERLEI Reaktion zeigen, so prüfen Sie bitte, ob die Stromversorgung korrekt hergestellt ist. Ist dies der Fall, so ist der Artikel defekt. Bitte benutzen Sie ihn nicht und kontaktieren Sie eine Servicestelle. Blinkt die LED, ist dies ein Hinweis auf weitere, mögliche Fehler:

- a) LED blinkt 3-mal - Kurzschluss im Heizdraht
- b) LED blinkt 7-mal - Stromkreis nicht geschlossen
- c) LED blinkt 5-mal - Kurzschluss oder Unterbrechung NTC-Sensor

Beim Auftreten solcher Fehler trennen Sie die Wärmedecke von der Stromzufuhr, warten Sie 5 Minuten und versuchen Sie eine erneute Inbetriebnahme. Lässt sich der Fehler nicht abstellen, benutzen Sie die Decke nicht weiter und kontaktieren Sie die Servicestelle.

Reinigung und Pflege

- Bevor Sie den Artikel reinigen, trennen Sie die Stromzufuhr und lassen das Gerät mind. 10 Minuten abkühlen.
- Handwäsche: Trennen Sie den abnehmbaren Bezug ab und lassen Sie ihn ca. 15 Minuten lang in milder Seife und kaltem Wasser einweichen. Danach in frischem, kaltem Wasser ausspülen.
- Halten Sie das Kabel und die Schalteinheit von Hitze, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern.
- Das Produkt während bzw. nach der Reinigung nicht auswringen oder reiben!
- Darf nicht gebleicht, gebügelt oder chemisch gereinigt werden!
- Benutzen Sie den Artikel erst wieder, wenn er vollkommen trocken ist.
- Entwinden Sie das Kabel, falls es verdreht ist.
- Zur Aufbewahrung kann der Artikel zusammengerollt und mit der Schnur **4** zusammengebunden und in den Aufbewahrungsbeutel verpackt werden. Stellen Sie sicher, dass der Artikel vor der Verwahrung vollständig abgekühlt ist.

Entsorgung

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertriebers alle Lager- und Versandflächen. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Technische Daten

Name und Modell:	medisana Wärmedecke OL 800 / OL 850
Autom. Abschaltung:	20 Minuten
Eingang:	5V= 10W
Lagerbedingungen:	Abgekühlt, sauber und trocken
Abmessungen ca.:	135 x 45 cm
Gewicht ca.:	0,6 kg
Artikel Nr.:	60281 (OL 800) 60282 (OL 850)
EAN Nr.:	40 15588 60281 8 40 15588 60282 5

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.medisana.com

Garantie- und Reparaturbedingungen

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei.

Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1. Auf **medisana** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
 - b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an die Servicestelle entstanden sind.
 - d. Ersatzteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
DEUTSCHLAND

Die Service-Adresse finden Sie auf dem separaten Beilegeblatt.




Illustration similar

- ❶ On/Off button
- ❷ USB plug for power bank*
- ❸ Integrated pocket for power bank*
- ❹ Strap to roll up

* Powerbank not included in scope of delivery

Explanation of symbols



Do not insert needles into the device!



Not to be used by very young children (0-3 years)!



The cover can be washed by hand! Follow the instructions on the label!



Do not bleach!



Do not dry the device in a tumble drier!



Do not iron! Do not wring!



Do not dry clean



IMPORTANT!

Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.



WARNING

These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.



CAUTION

These notes must be observed to prevent any damage to the device.



NOTE

These notes provide useful additional information on the installation or operation.

LOT

LOT number




Manufacturer



Keep dry



Recycling symbols/codes: These are used to provide information about the material and its proper use and recycling.



GB Safety instructions



Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



Power supply

- Before connecting the unit to the power supply, make sure that it is switched off and that the specified electrical voltage is observed.
- Always switch off the appliance after use with the button on the control unit and disconnect the power supply.
- Never carry, pull or turn the device by the cable.
- The cable and control unit of the appliance can give rise to risks of entanglement, strangulation, tripping or treading if not correctly arranged. The user shall make sure that excess ties and electric cords shall be arranged in a safe way.

For special people

- Do not use the device on children or persons who are disabled, asleep or insensitive to heat (persons who cannot react on overheating).
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Children under the age of three are not allowed to use this appliance due to their inability to react to overheating.
- The appliance is not allowed to be used by young children over the age of three unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, or unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- If you have any health concerns, talk to your doctor before use.

Operating the device

- Only use the device for its intended use as in the instruction manual.
- If misused, all guarantee rights shall become null and void.
- Before each use, carefully check the article for signs of wear and/or damage. Do not operate the appliance if you notice wear, damage or signs of improper use.
- If an error occurs, check that the power supply is properly established. Do not open the unit. There are no user-serviceable parts inside the unit.
- The Heated Pad must not be operated folded or bent.
- Do not immerse the device in water or other liquids. If liquid does enter the device, disconnect the power supply immediately.
- Do not use the device in a wet environment (e.g. in the bathroom or similar).
- Do not keep or place any electrical device on a surface where it is in danger of falling into a bathtub or sink.
- Do not use the device while you are sleeping or lying in bed. Danger of burns or heat stroke!
- The device is not suitable for medical use (e.g. in hospitals).
- Very long periods of use can cause overheating. Always allow the appliance to cool down before using it again.
- Never operate the appliance unattended.
- Do not attach safety pins or other pointed or sharp objects to the appliance or prick it.

- Do not cover the unit when it is on. Never use it under blankets or pillows. There is a risk of fire, electric shock and injury.
- Never store or use the appliance near an electric cooker or other heat sources.

Maintenance and cleaning

- Do not repair the unit yourself in the event of a fault. Repairs may only be carried out by an authorised dealer or a suitably qualified person.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- When storing the appliance, allow it to cool down before storing it.
- Do not place any objects on top of the item during storage to avoid sharp kinks.
- Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.
- Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs, if the appliance has been misused or does not work, contact the customer service before switching it on again.

Scope of supply

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. In case of doubt, do not use the it and contact your dealer or your service centre.

The following parts are included:

- 1 **medisana** Heated Pad **OL 800 / OL 850**
- 1 Storage pouch
- 1 Short instruction manual

If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.



WARNING

Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children!
Risk of suffocation!

Operating

The **medisana** Heated Pad **OL 800 / OL 850** is characterised by wireless use thanks to the power bank (not included). For operation, you need a commercially available power bank with a USB socket with an output power of 5V/2A (e.g. the **medisana** power bank art. 60279).

1. Connect the USB plug ❷ on the device to the USB socket on the power bank.
2. Lay out the Heated Pad according to your needs.
3. Press the on/off button ❶ to switch the unit on. The heat switches on at the lowest level and the LED lights up in yellow.
3. By pressing the on/off button ❶ for a long time (hold for approx. 1 second), you can switch between heating levels 1, 2 or 3 (medium level 2 = LED orange; highest level 3 = LED red).
4. The appliance switches off automatically after 20 minutes or can be switched off by short pressing the the on/off button ❶ at any time.

Stow the powerbank in the integrated pocket ❸.

Power bank (not included in scope of delivery)

The power bank to be used must be fully charged before first use.

Troubleshooting

If there is no function AT ALL after switching on, please check whether the power supply is correctly established. If this is the case, the device is defective. Please do not use the device and contact the service center.

If the LED flashes, this is an indication of other possible faults:

- a) LED flashes 3 times - short circuit in the heating wire.
- b) LED flashes 7 times - circuit not closed
- c) LED flashes 5 times - short-circuit or interruption of the circuit NTC sensor

If such errors occur, disconnect the warming blanket from the power supply, wait 5 minutes and try to start it up again. If the error cannot be eliminated, stop using the blanket and contact the service centre.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning, disconnect the power supply and allow the appliance to cool down for at least 10 minutes.
- Hand wash: Detach the removable cover and soak it in mild soap and cold water for about 15 minutes. Then rinse in fresh, cold water.
- Keep the cable and control unit away from heat, hot surfaces, moisture and liquids.
- Do not wring or rub the product during or after cleaning!
- May not be bleached, ironed or dry cleaned!
- Do not use the article again until it is completely dry.
- Untwist the cable if it is twisted.
- For storage, the item can be rolled up and tied with the cord ❹ and packed in the storage bag. Make sure that the item has cooled down completely before storing it.

Disposal



This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Do not dispose of old batteries resp. the powerbank with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

Technical specifications

Name and model: **medisana** Heated Pad

OL 800 / OL 850

Automatic switch-off: 20 min.

Input: 5V= 10W

Storage conditions: Cooled down, clean and dry

Dimensions approx.: 135 x 45 cm

Weight approx.: 0.6 kg

Art. number: 60281 (OL 800)
60282 (OL 850)

EAN number: 40 15588 60281 8
40 15588 60282 5

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right for technical and design changes without notice.

The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com


Warranty and repair terms

Your statutory warranty rights are not restricted by our guarantee below. Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is. The following warranty terms apply:

1. The warranty period for **medisana** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
 - a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-observance of the user instructions.
 - b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

medisana GmbH
 Carl-Schurz-Str. 2
 41460 NEUSS
 GERMANY

The service centre address is shown on the attached leaflet.



Vergelijkbare afbeelding

- 1 Aan-/uitknop
- 2 USB-stekker voor powerbank*
- 3 Geïntegreerd zakje voor powerbank*
- 4 Koord voor het oprollen

* Powerbank niet meegeleverd

Legenda

Steek geen naalden in het product!

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar!

De hoes kan met de hand worden gewassen! Let op de voorschriften op het etiket!

Niet bleken!

Het product mag niet in de droogtrommel

Niet strijken! Niet uitwringen!

Niet chemisch reinigen!

BELANGRIJK!
Het niet-nakomen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstige verwondingen of schade aan het product.

WAARSCHUWING
Deze waarschuwingen moeten worden nageleefd om mogelijke verwondingen van de gebruiker te voorkomen.

ATTENTIE
Deze instructies moeten worden nageleefd om mogelijke beschadigingen aan het product te voorkomen.

TIP
Deze tips geven u nuttige, aanvullende informatie over de installatie of het gebruik.

LOT LOT-nummer

Fabrikant

Droog houden

Recyclingsymbolen / codes: Deze dienen om informatie te geven over het materiaal, het juiste gebruik van het product en de recycling.



NL Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.



over de stroomtoevoer

- Zorg ervoor dat de warmtedeken is uitgeschakeld voor u hem aansluit op de stroomtoevoer en dat de aangegeven elektrische spanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnet.
- Schakel de warmtedeken na gebruik altijd uit met de knop op de bedieningsunit en haal de stroomtoevoer los.
- Trek niet aan het snoer, draai het product niet aan het snoer en til het niet op aan het snoer.
- Wanneer de snoeren en de bedieningsunit van het product niet veilig zijn geplaatst, brengt dat risico's met zich mee. Zo kan iemand erin vast komen te zitten of erop gaan staan en bestaat het risico op verwurging of struikelen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen dat lange elektriciteits snoeren veilig liggen, evt. met behulp van tiewraps.

voor bijzondere personen

- Gebruik het product niet bij kinderen, mindervaliden of slapende personen en evenmin bij mensen die ongevoelig zijn voor warmte en niet kunnen reageren op een oververhitting.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het product en de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar mogen dit product niet gebruiken, omdat ze niet in staat zijn te reageren op oververhitting.
- Het product mag niet worden gebruikt door jonge kinderen vanaf 3 jaar, tenzij één van de ouders of verzorgers de bedieningselementen vooraf heeft ingesteld of het kind voldoende is geïnstrueerd wat betreft het veilige gebruik van de bedieningselementen.
- Overleg met uw arts voor u het product gaat gebruiken als u twijfels heeft omtrent uw gezondheid.

over het gebruik van het apparaat

- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Wanneer de warmtedeken voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Controleer voor elk gebruik zorgvuldig of er sporen van slijtage en/of beschadigingen zichtbaar zijn. Gebruik het product niet als u slijtage, beschadigingen of tekenen van onjuist gebruik constateert.
- Controleer in geval van een storing of de stroomtoevoer goed is aangesloten. Open het product niet. Het bevat geen onderdelen die door de consument moeten worden schoongemaakt of onderhouden.
- De warmtedeken mag niet worden gebruikt als hij gevouwen of geknikt is.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen. Koppel direct de stroomtoevoer los als er toch vocht in het product is gekomen.
- Gebruik het product niet als het nat is en gebruik het alleen in een droge omgeving (dus bijv. niet in de badkamer).
- Plaats geen elektrische apparaten op plekken waar ze in een badkuip of een wastafel zouden kunnen vallen.
- Gebruik de warmtedeken niet als u slaapt of in bed ligt. Risico op verbranding of een hitteberoerte!
- Het product is niet geschikt voor medisch gebruik (bijv. in ziekenhuizen).

- Zeer lang ononderbroken gebruik kan leiden tot oververhitting. Laat het product altijd eerst afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.
- Zet het product nooit aan zonder toezicht.
- Er mogen geen veiligheidsspelden of andere spitse of scherpe voorwerpen aan het product worden vastgemaakt of in het product worden gestoken.
- Bedek het product niet als het ingeschakeld is. Gebruik het in geen geval onder dekens of kussens. Er bestaat het risico op brand, een elektrische schok en letsel.
- Gebruik of bewaar het product nooit naast een fornuis of een andere warmtebron.

onderhoud en schoonmaken

- Repareer het product niet zelf wanneer er zich een storing voordoet. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende speciaalzaak of een daartoe gekwalificeerde persoon.
- Kinderen mogen het warmtekussen niet schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren zonder dat er toezicht op wordt gehouden.
- Laat het product eerst afkoelen voor u het opbergt.
- Voorkom scherpe knikken en leg geen voorwerpen op het product wanneer het is opgeborgen.
- Beschadig het product niet door er voorwerpen op te leggen als het is opgeborgen.
- Controleer regelmatig of er zichtbare sporen van slijtage of beschadigingen zijn aan het product. Wanneer dergelijke sporen zichtbaar zijn, is het product niet correct gebruikt of werkt het niet goed. Neem contact op met de klantenservice voor u het opnieuw gaat gebruiken.

Leveringsomvang

Controleer eerst of het product compleet en onbeschadigd is. Neem het product bij twijfel niet in gebruik en neem contact op met uw verkoper of uw servicedienst.

Meegeleverd:

- 1 **medisana** warmtedeken **OL 800 / OL 850**
- 1 opbergzak
- 1 beknopte handleiding

Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

WAARSCHUWING
Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen!
Kans op verstikking!

Gebruik

De **medisana** warmtedeken **OL 800 / OL 850** onderscheidt zich doordat hij draadloos wordt gebruikt met behulp van een powerbank (niet meegeleverd). Om de warmtedeken te gebruiken is een gangbare powerbank nodig, die een USB-poort en een uitgangscapaciteit van 5V/2A heeft (bijv. de **medisana** powerbank art. 60279).

1. Steek de USB-stekker **2** van de warmtedeken in de USB-poort van de powerbank.
2. Spreid de warmtedeken naar wens uit.
3. Druk op de aan-/uitknop **1** om de warmtedeken in te schakelen. De deken begint op de laagste warmtestand en de ledlamp brandt geel.
4. Door lang (ca. 1 seconde) op de aan-/uitknop **1** te drukken, kunt u de warmtestand wijzigen tussen 1, 2 en 3 (middelste stand 2 = ledlamp brandt oranje, hoogste stand 3 = ledlamp brandt rood).
5. De warmtedeken schakelt automatisch uit na ca. 20 minuten en kan ook altijd worden uitgeschakeld door kort op de aan-/uitknop **1** te drukken.

Berg de powerbank op in het geïntegreerde zakje **3**.

Powerbank (niet meegeleverd)

De te gebruiken powerbank moet voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen.

Problemen en oplossingen

Controleer of de stroomtoevoer goed is aangesloten als het product, nadat het is ingeschakeld, helemaal GEEN reactie laat zien. Wanneer dat het geval is, is het product defect. Gebruik het in dat geval niet en neem contact op met een servicedienst.

Als de ledlamp knippert, wijst dat op andere mogelijke problemen:

- a) ledlamp knippert 3 keer - kortsluiting in de verwarmingsdraad
- b) ledlamp knippert 7 keer - stroomkring is onderbroken
- c) ledlamp knippert 5 keer - kortsluiting of onderbreking NTC-sensor

Ga als volgt te werk als dergelijke problemen zich voordoen: koppel de warmtedeken los van de stroomtoevoer, wacht 5 minuten, sluit hem weer aan en probeer of hij daarna wel goed werkt. Gebruik de deken niet meer en neem contact op met de klantenservice als de problemen zich blijven voordoen.

Schoonmaken en onderhoud

- Koppel de voeding los en laat het product minstens 10 minuten afkoelen voor u het gaat schoonmaken.
- Handwas: gedurende 15 minuten laten inweken in koud water met een milde zeep. Uitspoelen in schoon, koud water.
- Stel het snoer en de bedieningsunit niet bloot aan hoge temperaturen, hete oppervlakken, vocht of vloeistoffen.
- Het product tijdens of na het schoonmaken niet uitwringen of wrijven!
- Mag niet worden gebleekt, gestreken of chemisch worden gereinigd!
- Gebruik het product pas weer als het helemaal droog is.
- Haal het snoer zo nodig uit de knoop.
- De warmtedeken kan worden opgerold, met het koord **4** worden samengebonden en in de opbergzak worden opgeborgen. Zorg dat de warmtedeken volledig afgekoeld is voor u hem opbergt.

Weggoaien

Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, om het even of ze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een afvalbrengstation of bij een winkel waar een vergelijkbaar product wordt aangeschaft, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en verwerkt. Gooi gebruikte batterijen / Powerbank niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

Technische gegevens

Naam en model:	medisana warmtedeken OL 800 / OL 850
Autom. uitschakeling:	na 20 minuten
Ingang:	5 V, = 10 W
Bewaaromstandigheden:	afgekoeld, schoon en droog
Afmetingen ca.:	135 x 45 cm
Gewicht ca.:	0,6 kg
Artikelnr.:	60281 (OL 800) 60282 (OL 850)
EAN-nr.:	40 15588 60281 8 40 15588 60282 5

In het kader van continue productverbeteringen behouden wij ons technische wijzigingen en wijzigingen qua vormgeving voor.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.medisana.com


Garantie- en reparatievoorwaarden

Onze hieronder beschreven garantie heeft geen beperkende invloed op uw wettelijke rechten. Neem voor aanspraak op de garantie contact op met uw speciaalzaak of direct met de servicedienst. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van de aankoopbon toe als het apparaat moet worden opgestuurd. De volgende garantievoorwaarden zijn van kracht:

1. Op producten van **medisana** geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 3 jaar. De verkoopdatum moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbon of factuur.
2. Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.
3. Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode van het product of de vervangen onderdelen niet verlengd.
4. Van garantie zijn uitgesloten:
 - a. alle schades die zijn ontstaan door onjuist gebruik, bijv. door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
 - b. schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde.
 - c. transportschades die zijn ontstaan op weg van de fabrikant naar de gebruiker of bij het opsturen naar de servicedienst.
 - d. onderdelen die normale slijtage vertonen.
5. Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het product is ook uitgesloten, wanneer de schade aan het product wordt erkend als garantie.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
DUITSLAND

De contactgegevens van de servicedienst staan vermeld op de losse bijlage.



- 1** Bouton marche/arrêt
- 2** Prise USB pour la batterie externe*
- 3** Sac intégré pour la batterie externe*
- 4** Cordon pour enrouler

* Batterie externe non incluse

Explication des symboles

N'enfoncez pas d'aiguille dans l' article !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !

La housse peut être lavée à la main !
Suivez les instructions sur l'étiquette !

Ne pas blanchir !

Ne pas passer cet article au sèche-linge !

Ne pas repasser ! Ne pas essorer !

Ne pas nettoyer à sec !

IMPORTANT !
Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou risque d'endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT
Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter tout risque de blessure à la personne.

ATTENTION
Ces instructions doivent être respectées pour éviter tout dommage à l'appareil.

REMARQUE
Ces instructions constituent un complément d'informations utiles sur l'installation ou l'utilisation.

LOT Numéro de LOT

Fabricant

Garder au sec

Symboles/codes de recyclage :
Ils servent à donner des informations sur le matériau et son utilisation appropriée ainsi que sur son recyclage.

FR Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous confiez l'appareil à un tiers, veuillez impérativement joindre ce mode d'emploi.



pour l'alimentation électrique

- Avant de raccorder l'appareil au secteur, assurez-vous qu'il est éteint et que la tension électrique indiquée est respectée.
- Éteignez toujours l'appareil après utilisation en appuyant sur la touche correspondante de l'unité de commutation et débranchez l'alimentation électrique.
- Ne portez pas, ne tirez pas ou ne tournez pas l'appareil par le câble.
- S'ils sont mal agencés, les câbles et l'unité de commande de l'appareil sont susceptibles de créer des enchevêtrements, de provoquer un étranglement, de faire trébucher ou d'être piétinés. L'utilisateur doit s'assurer de la bonne fixation des câbles et de l'installation correcte des câbles en excès.

Cas particuliers

- Veillez à ne pas utiliser cet appareil sur les enfants, les personnes handicapées ou endormies, ainsi que sur les personnes insensibles à la chaleur, qui pourraient ne pas ressentir toute surchauffe éventuelle.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, à condition qu'elles soient placées sous surveillance ou qu'elles sachent comment utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers résultant de cette utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 3 ans, car ils sont incapables de réagir à une surchauffe.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants de plus de 3 ans, à moins que les commandes n'aient été préréglées par un parent ou un tuteur ou bien que l'enfant ait reçu des instructions suffisantes sur la manière d'utiliser les commandes en toute sécurité.
- Si vous avez des soucis de santé, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

Concernant l'utilisation de l'appareil

- Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu dans le mode d'emploi.
- Le droit à la garantie expire en cas d'utilisation non conforme.
- Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement que l'article ne présente pas de signes d'usure et/ou de dommages. Ne mettez pas l'appareil en service si vous constatez des traces d'usure, des dommages ou tout autre signe d'usage non conforme.
- Si une erreur se produit, vérifiez que l'alimentation électrique est correctement établie. N'ouvrez pas l'appareil. Il ne contient aucune pièce devant être nettoyée ou entretenue par l'utilisateur.
- La couverture chauffante ne doit pas être pliée ou rabattue.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Si du liquide pénètre toutefois dans l'appareil, débranchez immédiatement l'alimentation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil mouillé, mais uniquement dans un environnement sec (ne pas utiliser dans la salle de bain ou lieux similaires).
- Ne placez pas les appareils électriques dans des endroits où ils risqueraient de tomber dans une baignoire ou un évier.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous dormez ou que vous êtes allongé(e) dans votre lit. Risque de brûlures ou de coup de chaleur !

- L'appareil n'est pas adapté à un usage médical (par ex. dans les hôpitaux).
- Une longue durée d'utilisation peut provoquer des surchauffes. Laissez toujours refroidir l'appareil avant de l'utiliser à nouveau.
- Dans tous les cas, ne laissez jamais l'appareil en état de marche sans surveillance.
- Veillez à ne pas fixer ou à ne pas enfoncer d'aiguille à nourrice ou tout autre objet pointu ou tranchant sur l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil lorsqu'il est allumé. Ne l'utilisez jamais sous des couvertures ou des coussins. Il existe un risque d'incendie, de choc électrique et de blessures.
- Ne stockez ou n'utilisez jamais l'appareil près d'une cuisinière électrique ou d'une autre source de chaleur.

pour l'entretien et le nettoyage

- En cas de dysfonctionnement, ne réparez pas vous-même l'appareil. Toute réparation ne doit être effectuée que par un revendeur agréé ou par une personne possédant les qualifications requises.
- Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant de ranger l'appareil, laissez-le d'abord refroidir.
- Ne placez aucun objet sur l'article lorsque vous le rangez afin d'éviter tout contact avec des parties tranchantes.
- N'abîmez pas l'appareil en posant des objets dessus pendant le stockage.
- Vérifiez régulièrement que l'appareil ne présente pas de signes d'usure ou d'endommagement. Si vous notez de tels signes, si l'appareil n'a pas été utilisé correctement ou s'il ne fonctionne pas correctement, contactez le service après-vente avant de le remettre en service.

Contenu de la livraison

Veillez d'abord vérifier que l'appareil a bien été livré avec l'ensemble de ses composants et ne présente aucun dommage. Au moindre doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur ou le service après-vente.

La livraison inclut :

- 1 couverture chauffante **medisana OL 800 / OL 850**
- 1 sac de rangement
- 1 Manuel rapide

Si vous constatez un dommage lié au transport lors du déballage, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les films d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants ! Il y a risque d'étouffement !

Utilisation

La **couverture chauffante** medisana **OL 800 / OL 850** se caractérise par une utilisation sans fil grâce à une batterie externe (non comprise dans la livraison). Pour le fonctionnement, il vous faut impérativement une batterie externe disponible dans le commerce et disposant d'une prise USB avec une puissance de sortie de 5V/2A (par exemple la Powerbank **medisana** art. 60279).

- Raccordez le connecteur USB **2** de l'article à la prise USB de la batterie externe.
- Installez la couverture chauffante en fonction de vos besoins.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt **1** pour allumer l'appareil. La chaleur s'enclenche au niveau le plus bas et la LED s'allume en jaune.
- En appuyant longuement (environ 1 seconde) sur le bouton marche/arrêt **1**, vous pouvez commuter entre les niveaux de chaleur 1, 2 ou 3 (niveau moyen 2 = LED orange ; niveau le plus élevé 3 = LED rouge).
- L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'environ 20 minutes ou peut être arrêté à tout moment en appuyant brièvement sur le bouton marche/arrêt **1**.

Rangez la batterie externe dans le sac intégré **3**.

Batterie externe (non fournie)

La batterie externe qui sera utilisée doit être complètement chargée avant la première utilisation.

Problèmes et solutions

Si l'appareil ne réagit PAS après être allumé, veuillez vérifier si l'alimentation électrique est correctement installée. Si tel est le cas, l'article est défectueux. Cessez de l'utiliser et contactez le service après-vente.

Si la LED clignote, cela indique d'autres erreurs possibles :
a) La LED clignote 3 fois - court-circuit dans le fil chauffant
b) La LED clignote 7 fois - circuit électrique non fermé
c) La LED clignote 5 fois - court-circuit ou interruption. Capteur NTC

Si de telles erreurs se produisent, débranchez la couverture chauffante de l'alimentation électrique, attendez 5 minutes et réessayez de la mettre en service. Si l'erreur persiste, cessez d'utiliser la couverture et contactez le service après-vente.

Nettoyage et maintenance

- Avant de procéder au nettoyage de l'article, débranchez l'alimentation électrique et laissez refroidir l'article pendant au moins 10 minutes.
- Lavage à la main : Laissez tremper dans une froide avec du savon doux pendant 15 minutes. Rincer à l'eau douce et froide.
- Garder le câble et l'unité de commutation à distance de la chaleur, des surfaces chaudes, de l'humidité et des liquides.
- Ne pas essorer ou frotter le produit pendant ou après le nettoyage !
- Ne doit pas être blanchi, repassé ou nettoyé à sec !
- Ne pas utiliser l'article avant qu'il ne soit complètement sec.
- Déroulez le câble s'il est torsadé.
- Pour le rangement, l'article peut être enroulé et attaché avec le cordon **4** et placé dans le sac de rangement. Veillez à ce que l'article soit complètement refroidi avant de le ranger.

Élimination

Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas!

Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Caractéristiques techniques

Nom et modèle :	couverture chauffante medisana OL 800 / OL 850
Arrêt automatique :	20 minutes
Entrée :	5V= 10W
Conditions de stockage :	refroidi, propre et sec
Dimensions env. :	135 x 45 cm
Poids env. :	0,6 kg
N° d'article :	60281 (OL 800) 60282 (OL 850)
N° d'EAN :	40 15588 60281 8 40 15588 60282 5

Par souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques et de conception.

Vous pouvez consulter la version actuelle de ce mode d'emploi à l'adresse suivante : www.medisana.com

Conditions de garantie et de réparation

Vos droits de garantie légaux ne sont pas limités par notre garantie énoncée ci-après. En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé ou directement au service après-vente. Si vous devez retourner l'appareil, veuillez indiquer le défaut et joindre une copie du justificatif d'achat.

Les conditions de garantie suivantes sont applicables :

1. Les produits **medisana** sont garantis 3 ans à compter de la date de vente. En cas de réclamation au titre de la garantie, la date de vente doit être attestée par un ticket de caisse ou une facture.

2. Les vices dus à des défauts matériels ou de fabrication sont réparés gratuitement pendant la période de garantie.

3. Une réparation sous garantie ne prolonge pas la période de garantie, ni pour l'appareil ni pour les composants rem placés.

4. Sont exclus de la garantie :
a. tous les dommages causés par une manipulation in correcte, par exemple en raison du non-respect du mode d'emploi.
b. les dommages dus à la remise en état ou à l'intervention de l'acheteur ou de tiers non habilités.
c. les dommages de transport survenus sur le trajet du fabricant vers l'utilisateur ou lors de l'envoi au service après-vente.
d. les pièces de rechange soumises à l'usure normale.

5. La responsabilité pour les dommages consécutifs directs ou indirects causés par l'appareil est exclue, même si le dommage à l'appareil a été reconnu comme un cas de garantie.

	medisana GmbH Carl-Schurz-Str. 2 41460 NEUSS ALLEMAGNE
--	--

Vous trouverez l'adresse du service après-vente sur la feuille jointe séparée.




Figura similar

- 1 Botón de apagado/encendido
- 2 Conector USB para la batería externa*
- 3 Bolsa integrada para la batería externa*
- 4 Cordón para enrollar la manta

* La batería externa no está incluida en el volumen de suministro

Leyenda

¡No inserte agujas en el artículo!

¡No apto para niños menores de 3 años!

¡La funda se puede lavar a mano!
¡Respete las indicaciones de la etiqueta!

¡No utilizar lejía!

¡El artículo no debe secarse en la secadora!

¡No planchar! ¡No escurrir!

¡No limpiar en seco!

¡IMPORTANTE!
La inobservancia de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en el aparato.

ADVERTENCIA
Estas indicaciones de advertencia deben respetarse para evitar posibles lesiones del usuario.

ATENCIÓN
Estas indicaciones deben respetarse para evitar posibles daños en el aparato.

NOTA
Estas indicaciones le proporcionan información adicional útil sobre la instalación o el funcionamiento.

LOT Número de lote

Fabricante

Mantener seco

Símbolos de reciclaje/códigos: proporcionan información sobre el material, su uso correcto y el reciclaje.



ES Indicaciones de seguridad

Lea el manual de instrucciones atentamente, sobre todo las indicaciones de seguridad, antes de utilizar el aparato y guarde el manual para posteriores consultas. Si entrega el aparato a terceros, deberá entregarles también este manual de instrucciones.



Alimentación eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la alimentación eléctrica, asegúrese de que está apagado y de que se respeta la tensión eléctrica indicada.
- Después del uso, apague siempre el aparato por medio del botón de la unidad de control y desconéctelo de la alimentación eléctrica.
- No desplace, tire ni gire el aparato utilizando el cable.
- Si los cables y la unidad de control del aparato están mal colocados, existe el riesgo de que se enreden o de pisarlos, así como riesgo de estrangulamiento y tropiezo. El usuario debe garantizar que los sujetacables sobrantes y los cables eléctricos se colocan correctamente.

Personas especiales

- No utilice el aparato en niños, personas discapacitadas, dormidas o insensibles al calor que no puedan reaccionar ante un sobrecalentamiento.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de conocimientos y de experiencia siempre que se encuentren supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños menores de 3 años no deben utilizar este aparato, ya que no son capaces de reaccionar ante un sobrecalentamiento.
- Los niños pequeños de más de 3 años no deben utilizar el aparato, a menos que un padre o tutor legal haya ajustado previamente los elementos de mando o el niño haya recibido una formación suficiente sobre cómo operar los elementos de mando con seguridad.
- Si tiene dudas sobre cuestiones de salud, póngase en contacto con su médico antes de utilizar el aparato.

Utilización del aparato

- Utilice el aparato solamente para el uso previsto en el manual de instrucciones.
- El uso del aparato para otros fines anula el derecho de garantía.
- Cada vez que vaya a utilizar el artículo, revíselo cuidadosamente para comprobar si presenta indicios de desgaste y/o daños. No ponga el aparato en funcionamiento si presenta signos de desgaste, daños o signos de un uso inadecuado.
- Si se produce un error, compruebe que el aparato se ha conectado correctamente a la alimentación eléctrica. No abra el aparato. No contiene ninguna pieza que requiera limpieza ni mantenimiento por parte del usuario.
- La manta térmica no debe utilizarse plegada o doblada.
- No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos. En caso de que entre líquido en el aparato, desconecte inmediatamente la alimentación eléctrica.
- No utilice el aparato si está húmedo y hágalo siempre en un entorno seco (no en el cuarto de baño o similares).
- No coloque aparatos eléctricos en lugares donde exista riesgo de que puedan caer en una bañera o un inodoro.
- No utilice el aparato mientras duerme o está tumbado en la cama. ¡Peligro de quemaduras o golpe de calor!
- Este aparato no es adecuado para uso médico (p. ej., en hospitales).

- Períodos de uso muy prolongados pueden provocar un sobrecalentamiento. Espere siempre a que el aparato se enfríe antes de volver a utilizarlo.
- No deje nunca el aparato desatendido mientras se encuentra en funcionamiento.
- No deben fijarse ni insertarse en el aparato imperdibles ni otros objetos puntiagudos o afilados.
- No cubra el aparato cuando está encendido. No lo utilice nunca debajo de mantas o almohadas. Peligro de incendio, descarga eléctrica y lesiones.
- No guarde ni utilice nunca el aparato al lado de una cocina eléctrica o de otras fuentes de calor.

Mantenimiento y limpieza

- No repare personalmente ninguna avería que se produzca en el aparato. La reparación solo debe ser realizada por un distribuidor autorizado o por una persona convenientemente cualificada.
- Los trabajos de limpieza y cuidado habituales no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Antes de guardar el aparato, espere a que se enfríe.
- Cuando guarde el artículo, no coloque ningún objeto sobre el mismo para evitar dobleces excesivamente marcadas.
- No dañe el aparato poniendo objetos sobre él durante el almacenamiento.
- Compruebe regularmente que el aparato no presenta muestras de desgaste o daños. Si hubiera algún indicio de este tipo o el aparato no se hubiera usado de modo correcto, o si no funcionara correctamente, contacte con el servicio de atención al cliente antes de ponerlo de nuevo en funcionamiento.

Volumen de suministro

En primer lugar, compruebe que el aparato está completo y no presenta ningún daño. En caso de duda, no ponga el aparato en funcionamiento y contacte con su vendedor o centro de servicio.

El volumen de suministro incluye:

- 1 manta térmica **medisana OL 800/OL 850**
- 1 bolsa de almacenamiento
- 1 guía rápida

Si al desembalar el producto descubre algún daño ocasionado por el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el vendedor.

ADVERTENCIA
¡Mantenga las películas de embalaje fuera del alcance de los niños!
¡Peligro de asfixia!

Utilización

La manta térmica **medisana OL 800/OL 850** destaca por su uso inalámbrico gracias a la batería externa (no incluida en el volumen de suministro). Para su funcionamiento, es absolutamente necesario contar con una batería externa convencional que disponga de un puerto USB con una potencia de salida de 5V/2A (p. ej. la batería externa **medisana** n.º art. 60279).

- Conecte el conector USB 2 del artículo al puerto USB de la batería externa.
- Coloque la manta térmica según sus necesidades.
- Pulse el botón de encendido/apagado 1 para encender el aparato. El calor se enciende en el nivel más bajo y el LED luce amarillo.
- Pulsando prolongadamente (mantener pulsado aprox. 1 segundo) el botón de encendido/apagado 1 puede cambiar entre los niveles de calor 1, 2 o 3 (nivel medio 2 = LED naranja; nivel máximo 3 = LED rojo).
- El aparato se apaga automáticamente tras aprox. 20 minutos o cada vez que se pulsa brevemente el botón de encendido/apagado 1.

Almacene la batería externa en el bolsillo integrado 3.

Batería externa (no incluida en el volumen de suministro)
La batería externa que se va a utilizar debe cargarse por completo antes del primer uso.

Errores y subsanación de errores

Si el aparato no muestra NINGUNA reacción después de encenderlo, compruebe si está correctamente conectado a la alimentación eléctrica. Si es así, el artículo está defectuoso. No lo utilice y contacte con un centro de servicio técnico. Si el LED parpadea, es una indicación de que posiblemente existen otros errores:

- El LED parpadea 3 veces: cortocircuito en el cable calefactor
- El LED parpadea 7 veces: el circuito eléctrico no está cerrado
- El LED parpadea 5 veces: cortocircuito o interrupción sensor NTC

Si se producen este tipo de errores, desconecte la manta térmica de la alimentación eléctrica, espere 5 minutos e intente ponerla en marcha de nuevo. Si el error no desaparece, deje de utilizar la manta y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.

Limpieza y cuidados

- Antes de limpiar el artículo, desconéctelo del suministro eléctrico y deje que se enfríe al menos 10 minutos.
- Lavado a mano: dejar en remojo en agua fría y jabón suave durante 15 minutos. Enjuagar con agua limpia y fría.
- Mantenga el cable y la unidad de conmutación alejados del calor, de superficies calientes, de la humedad y de los líquidos.
- ¡No escurrir ni frotar el producto durante o después del lavado!
- ¡No utilizar lejía, no planchar ni lavar en seco!
- Espere a que el artículo esté completamente seco antes de volver a utilizarlo.
- Suelte el cable si está retorcido.
- Para almacenar el artículo, enróllelo, sujételo con el cordón 4 y colóquelo dentro de la bolsa de almacenamiento. Asegúrese de que el artículo se ha enfriado por completo antes de almacenarlo.

Eliminación

Este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar los aparatos eléctricos o electrónicos, sin importar si contienen sustancias tóxicas o no, en un punto de recogida de su municipio o del comercio para que puedan ser eliminados de forma no contaminante. No arroje las pilas usadas (batería externa) a la basura sino al contenedor de residuos especiales, o délas en los recolectores de pilas de los comercios especializados. Para más información sobre la eliminación, pregunte a las autoridades municipales o a su vendedor.

Datos técnicos	
Nombre y modelo:	manta térmica medisana OL 800/OL 850
Desconexión automática:	20 minutos
Entrada:	5 V= 10 W
Condiciones de almacenamiento:	enfriada, en un lugar limpio y seco
Dimensiones aprox.:	135 x 45 cm
Peso aprox.:	0,6 kg
N.º de artículo:	60281 (OL 800) 60282 (OL 850)
Código EAN:	40 15588 60281 8 40 15588 60282 5

Debido a las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

Encontrará la versión actual del presente manual de instrucciones en www.medisana.com

Condiciones de garantía y reparación

Sus derechos de garantía comercial no se verán limitados por nuestra garantía, que exponemos a continuación. En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra. Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:

- Los productos **medisana** tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o una factura.
- Los defectos debidos a errores de material o de producción se subsanan gratuitamente dentro del plazo de garantía.
- La prestación de la garantía no prolonga el plazo de garantía, ni en lo que respecta al aparato, ni para las piezas sustituidas.
- La garantía no incluye:
 - Daños debidos a una manipulación inadecuada, p. ej. debidos a la inobservancia de las instrucciones de uso.
 - Daños derivados de la reparación o la intervención del comprador o de terceros no autorizados.
 - Daños de transporte sufridos durante el transporte desde el fabricante al usuario o durante el envío al centro de atención al cliente.
 - Los recambios sometidos a un desgaste normal.
- También se excluye cualquier responsabilidad por daños secundarios directos o indirectos ocasionados por el aparato, aunque el daño en el aparato se considere cubierto por la garantía.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
ALEMANIA

Encontrará la dirección del centro de servicio en la hoja informativa adjunta.



- 1** Pulsante ON/OFF
2 Presa USB per power bank*
3 Tasca integrata per power bank*
4 Filo da arrotolare

* Il power bank non è compreso nella fornitura

Spiegazione dei simboli

Non trafiggere con aghi il prodotto!

Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni!

Il rivestimento può essere lavato a mano! Consultare le indicazioni sull'etichetta!

Non candeggiare!

Non asciugare nell'asciugatrice!

Non stirare! Non strizzare!

Non lavare con agenti chimici!

IMPORTANTE!
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni o danni al dispositivo.

AVVERTENZA
È necessario rispettare le presenti avvertenze per evitare possibili lesioni dell'utilizzatore.

ATTENZIONE
È necessario rispettare le presenti indicazioni per evitare di danneggiare il dispositivo.

NOTA
Queste note forniscono ulteriori informazioni utili per l'installazione o per l'utilizzo.

LOT Numero di LOTTO

Produttore

Tenere asciutto

Simboli di riciclaggio / Codici: questi servono a fornire informazioni sul materiale e sul suo corretto utilizzo e riciclo.

IT Indicazioni per la sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le indicazioni di sicurezza e conservarle per eventuali impieghi futuri. Se il dispositivo viene dato a terzi, consegnare sempre anche le presenti istruzioni per l'uso.



Alimentazione elettrica

- Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione di corrente, accertarsi che sia spento e che la tensione di rete indicata venga rispettata.
- Dopo l'utilizzo spegnere sempre il dispositivo con il tasto che si trova sull'unità di comando e staccarlo dall'alimentazione elettrica.
- Non trasportare, tirare o girare il dispositivo tenendolo per il cavo.
- Il cavo e l'unità di commutazione del dispositivo possono causare pericoli di impigliamento, strangolamento, inciampo o calpestio se non disposti correttamente. L'utilizzatore deve assicurarsi che le fascette in eccesso e il cablaggio elettrico siano disposti correttamente.

Soggetti particolari

- Non utilizzare mai il dispositivo con bambini, persone disabili o addormentate né con persone insensibili al calore, che non sono in grado di reagire a un surriscaldamento.
- Il presente dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su, da persone con abilità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze, se vigilate o se sono state istruite in merito al corretto utilizzo del dispositivo e in merito ai pericoli che ne possono derivare.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono utilizzare il dispositivo in quanto non sono in grado di reagire al surriscaldamento.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età superiore ai tre anni a meno che i comandi non siano stati preimpostati da un genitore o da un tutore o il bambino sia stato adeguatamente istruito sul funzionamento sicuro dei comandi.
- In caso di problemi di salute, prima dell'utilizzo consultare il proprio medico.

Per il funzionamento del dispositivo

- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto e secondo le istruzioni per l'uso.
- In caso di modifica della destinazione d'uso, il diritto alla garanzia decade.
- Prima di ogni utilizzo controllare attentamente che il dispositivo non presenti segni di usura e/o di danneggiamento. Non mettere in funzione il dispositivo se si riscontrano usura, danneggiamenti o segni di uso improprio.
- Se si verifica un errore, controllare che l'alimentazione elettrica sia predisposta correttamente. Non aprire il dispositivo. Esso contiene piccoli componenti che devono essere puliti o sottoposti a manutenzione da parte dell'utilizzatore.
- Non mettere in funzione la coperta termica piegata.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi. Nel caso penetrasse del liquido nel dispositivo, staccare immediatamente l'alimentazione elettrica.
- Utilizzare il dispositivo non umido e solo in ambiente asciutto (non in bagno o ambiente simile).
- Non posizionare i dispositivi elettrici in punti in cui c'è pericolo che possano cadere nella vasca da bagno o nel lavandino.
- Non utilizzare il dispositivo durante il sonno o stando sdraiati a letto. Pericolo di ustione o di colpo di calore!
- Il prodotto non è destinato all'uso medico (per es. negli ospedali).

- Tempi di utilizzo estremamente prolungati possono provocare surriscaldamento. Lasciare sempre raffreddare completamente il dispositivo prima di riutilizzarlo.
- Non lasciare mai incustodito il dispositivo acceso.
- Non applicare al o introdurre nel dispositivo spille di sicurezza o altri oggetti appuntiti o taglienti.
- Non coprire il dispositivo quando è acceso. Non utilizzarlo mai sotto coperte o cuscini. Pericolo di incendio, di scosse elettriche e di lesioni.
- Non conservare né utilizzare mai il dispositivo accanto a un fornello elettrico o ad altre fonti di calore.

Manutenzione e pulizia

- In caso di guasto non riparare mai direttamente il dispositivo. L'intervento di riparazione può essere eseguito solo da un distributore autorizzato o da persona qualificata.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Per conservare il dispositivo lasciarlo raffreddare prima di ripiegarlo.
- Per la conservazione non disporre alcun oggetto sul prodotto, per evitare piegature a gomito.
- Non danneggiare il dispositivo poggiando degli oggetti sopra allo stesso quando è stipato.
- Controllare regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danneggiamenti. Se ci sono questi segni o se il dispositivo non è stato utilizzato correttamente o non funziona correttamente, rivolgersi al servizio clienti prima di rimetterlo in funzione.

Contenuto della fornitura

Controllare innanzitutto se il dispositivo è completo e se presenta eventuali danneggiamenti. In caso di dubbio, non utilizzare il dispositivo e rivolgersi al proprio rivenditore o al centro assistenza.

La fornitura comprende:

- 1 coperta termica **medisana OL 800 / OL 850**
- 1 custodia
- 1 breve guida

Se all'apertura dell'imballaggio si riscontrano danni dovuti al trasporto, mettersi in contatto tempestivamente con il proprio rivenditore.

AVVERTENZA
Fare attenzione affinché i bambini non entrino in possesso della pellicola di imballaggio!
Pericolo di soffocamento!

Utilizzo

La coperta termica **medisana OL 800 / OL 850** è utilizzabile senza fili grazie al power bank (non compreso nella fornitura). È necessario un comune power bank completo di presa USB con un'uscita di 5V/2A (per es. il power bank **medisana art. 60279**).

- Collegare la presa USB **2** dell'articolo con la porta USB del power bank.
- Applicare la coperta termica in base alle proprie esigenze.
- Premere il pulsante ON/OFF **1** per accendere il dispositivo. Il calore comincia a diffondersi al livello più basso e il LED si accende di giallo.
- Premendo a lungo il pulsante ON/OFF (tenere premuto per ca. 1 secondo) **1** è possibile commutare tra i livelli di calore 1, 2 o 3 (livello medio 2 = LED arancione; livello massimo 3 = LED rosso).
- Il dispositivo si spegne automaticamente dopo ca. 20 minuti o può essere spento in qualsiasi momento premendo brevemente il pulsante ON/OFF **1**.

Conservare il power bank nella tasca integrata **3**.

Power bank (non fornito)

Il power bank da utilizzare deve essere caricato completamente prima di essere utilizzato la prima volta.

Errori e rimedi

Se dopo l'accensione il dispositivo non dovesse presentare ALCUNA reazione, controllare se l'alimentazione elettrica è stata predisposta correttamente. In tal caso il prodotto è guasto. Non utilizzarlo e contattare un servizio assistenza.

Se il LED lampeggia, ciò indica che ci sono ulteriori errori:

- Il LED lampeggia 3 volte - cortocircuito nel filo di riscaldamento
- Il LED lampeggia 7 volte - circuito elettrico non chiuso
- Il LED lampeggia 5 volte - cortocircuito o interruzione Sensore NTC

Se si verificano questi errori, scollegare la coperta termica dall'alimentazione, attendere 5 minuti e provare a riavviarla. Se non si riesce a risolvere l'errore, interrompere l'utilizzo della coperta e contattare il centro assistenza.

Pulizia e manutenzione

- Prima di pulire il prodotto, staccare l'alimentazione elettrica e fare raffreddare il dispositivo almeno 10 minuti.
- Lavaggio a mano: mettere a mollo per 15 minuti con sapone delicato ed acqua fredda. Sciacquare con acqua fresca e fredda.
- Tenere il cavo di rete ed il commutatore lontani da fonti di calore, da superfici calde, da umidità e liquidi.
- Non strizzare o strofinare il prodotto durante o dopo la pulizia!
- Non può essere candeggiato, stirato o lavato a secco!
- Riutilizzare il prodotto solo quando è perfettamente asciutto.
- Srotolare il cavo nel caso sia attorcigliato.
- Per la conservazione, l'articolo può essere arrotolato e legato con la corda **4** e riposto nella custodia. Assicurarsi che l'articolo si sia raffreddato completamente prima di riporlo.

Smaltimento

Questo apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Ciascun consumatore è tenuto a conferire tutti i dispositivi elettrici o elettronici, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria città o presso il rivenditore locale, affinché essi possano essere destinati a uno smaltimento rispettoso dell'ambiente. Non gettare le pile esaurite / power bank nei rifiuti domestici, ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile presso i rivenditori specializzati. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità del proprio comune o al proprio rivenditore.

Dati tecnici

Nome e modello:	coperta termica medisana OL 800 / OL 850
Spegnimento automatico:	20 minuti
Ingresso:	5V= 10W
Condizioni di conservazione:	in luogo fresco, pulito e asciutto
Dimensioni ca.:	135 x 45 cm
Peso ca.:	0,6 kg
Articolo N°:	60281 (OL 800) 60282 (OL 850)
Cod. EAN:	40 15588 60281 8 40 15588 60282 5

Nell'intento di migliorare continuamente i nostri prodotti ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e strutturali.

La versione aggiornata delle presenti istruzioni per l'uso è disponibile nel sito www.medisana.com.

Condizioni di garanzia e riparazione

I diritti di garanzia sanciti dalla legge non sono limitati dalla nostra garanzia indicata di seguito. In caso di richieste di garanzia, rivolgersi al proprio negozio specializzato o direttamente al centro assistenza. Qualora sia necessario spedire l'apparecchio, indicare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.

Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

- I prodotti **medisana** sono coperti da una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. In caso di richieste di garanzia, la data di acquisto va dimostrata dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
- I vizi derivanti da difetti dei materiali o di produzione vengono eliminati gratuitamente nell'arco del periodo di garanzia.
- L'intervento in garanzia non prolunga la durata della garanzia, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.
- Sono esclusi dalla garanzia:
 - tutti i danni derivanti da uso improprio, per es. da mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
 - Danni da attribuirsi a riparazione o a interventi da parte dell'acquirente o di terzi non autorizzati.
 - Danni da trasporto, che si sono verificati nel tragitto dal produttore al consumatore o in occasione della spedizione al servizio di assistenza.
 - Ricambi soggetti a normale usura.
- E' esclusa la responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti causati dall'apparecchio, anche se il danno all'apparecchio viene riconosciuto come attuazione della garanzia.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
GERMANIA

L'indirizzo dei centri assistenza è disponibile nella scheda separata in allegato.




Figura semelhante

- ❶ Botão ligar/desligar
- ❷ Ficha USB para powerbank*
- ❸ Bolsa integrada para powerbank*
- ❹ Corda para enrolar

* Powerbank não incluído no volume de fornecimento

Explicação dos símbolos

Não espete agulhas no artigo!

A capa pode ser lavada à mão! Preste atenção às indicações na etiqueta!

A almofada de aquecimento pode ser lavada à mão!

Não utilizar lixívia!

Não é permitido secar o artigo na máquina de secar roupa!

Não passar a ferro! Não torcer!

Não limpar a seco!

IMPORTANTE!
A inobservância destas instruções pode causar ferimentos graves ou danos no aparelho.

AVISO
Estes avisos têm de ser respeitados para evitar possíveis ferimentos do utilizador.

ATENÇÃO
Estas indicações têm de ser respeitadas para evitar possíveis danos no aparelho.

NOTA
Estas notas fornecem informações adicionais úteis sobre a instalação ou o funcionamento.

LOT Número de lote

Fabricante

Manter seco

Símbolos de reciclagem/códigos:
Estes servem para dar informações sobre o material e a sua correta utilização e reciclagem.



PT Indicações de segurança

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança, e guarde o manual de instruções para uso posterior. Ao entregar o aparelho a terceiros, entregue também obrigatoriamente o presente manual de instruções.



Alimentação elétrica

- Antes de ligar o aparelho à alimentação elétrica, certifique-se de que este está desligado e que a tensão elétrica indicada é respeitada.
- Após a utilização, desligue o aparelho sempre através do botão na unidade de comando e separe-o da alimentação elétrica.
- Nunca transporte, puxe ou rode o aparelho pelo cabo.
- Uma disposição incorreta do cabo e/ou da unidade de comando do aparelho pode causar o risco de emaranhamento, de estrangulamento, de tropeçar ou de pisar. O utilizador tem de assegurar que as braçadeiras de cabos e os cabos elétricos em excesso sejam dispostos de forma segura.

para pessoas com necessidades especiais

- Não utilize o dispositivo em crianças, pessoas com deficiências ou que estejam a dormir, nem em pessoas sem sensibilidade térmica, que não tenham capacidade de reagir a um sobreaquecimento.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre a utilização segura do aparelho e percebam os perigos associados ao uso do mesmo.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- As crianças com idade inferior a 3 anos não podem utilizar este aparelho, uma vez que são incapazes de reagir a um sobreaquecimento.
- As crianças pequenas com mais de 3 anos de idade não podem utilizar o aparelho, a menos que os elementos de comando tenham sido pré-ajustados de forma adequada por um progenitor ou um tutor, ou que a criança tenha sido suficientemente instruída acerca da utilização segura dos elementos de comando.
- Se tiver alguma dúvida ou problema de saúde, consulte o seu médico antes da utilização.

Operação do aparelho

- Utilize o aparelho apenas para o fim previsto, tal como indicado no manual de instruções.
- Em caso de uso indevido, perde o direito à garantia.
- Antes de cada utilização, verifique cuidadosamente se o artigo apresenta indícios de desgaste e/ou danos. Não coloque o aparelho em funcionamento se detetar sinais de desgaste, danos ou indícios de uma utilização incorreta.
- Se ocorrer um erro, verifique se a alimentação elétrica está corretamente estabelecida. Não abra o aparelho. Este não contém peças que necessitem de limpeza ou de manutenção por parte do utilizador.
- Não é permitido utilizar o cobertor elétrico dobrado ou com vincos.
- Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. No entanto, se alguma vez entrar líquido no aparelho, separe-o imediatamente da alimentação elétrica.
- Não utilize o aparelho se este estiver húmido e utilize-o apenas em ambientes secos (não utilize em casas de banho ou semelhantes).
- Não coloque aparelhos elétricos em locais onde haja o risco de caírem numa banheira ou num lavatório.
- Não utilize o aparelho enquanto estiver a dormir ou deitado na cama. Perigo de queimaduras ou de golpe de calor!
- O aparelho não se destina à utilização para fins médicos (por exemplo, em hospitais).

- Períodos de utilização muito longos podem causar um sobreaquecimento. Deixe sempre o aparelho arrefecer antes de voltar a utilizá-lo.
- Nunca utilize o aparelho sem vigilância.
- É proibido aplicar ou espetar alfinetes de segurança ou outros objetos afiados ou pontiagudos no aparelho.
- Não cubra o aparelho quando este estiver ligado. Nunca utilize o aparelho por baixo de cobertas ou almofadas. Existe o perigo de incêndio, de choque elétrico e de ferimentos.
- Nunca guarde nem utilize o aparelho ao lado de um fogão elétrico ou de outras fontes de calor.

Relativamente à manutenção e limpeza

- Em caso de avaria, não repare o aparelho por iniciativa própria. A reparação deve ser feita exclusivamente por um revendedor especializado autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada.
- limpeza e a manutenção que diz respeito ao utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Deixe arrefecer o aparelho antes de o guardar.
- Durante o armazenamento, não coloque objetos sobre o artigo a fim de evitar vincos acentuados.
- Quando armazenado e de forma a não danificar o aparelho, não coloque objetos por cima do mesmo.
- Verifique regularmente se o aparelho tem sinais de desgaste ou danos. Caso o aparelho apresente esse tipo de sinais, não tinha sido utilizado corretamente ou não funcione corretamente, dirija-se ao serviço de apoio ao cliente antes de o voltar a utilizar novamente.

Volume de fornecimento

Em primeiro lugar, verifique se o aparelho está completo e se não apresenta quaisquer danos. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e entre em contacto com o seu revendedor ou o seu centro de assistência. O volume de fornecimento inclui:

- 1 cobertor elétrico **medisana OL 800/OL 850**
- 1 saco de armazenamento
- 1 guia de consulta rápida

Caso detete danos provocados pelo transporte ao retirar o aparelho da embalagem, entre imediatamente em contacto com o seu revendedor.

AVISO
Mantenha as películas de embalagem fora do alcance das crianças! Existe perigo de asfíxia!

Utilização

O **cobertor elétrico medisana OL 800/OL 850** oferece uma utilização sem fios através de um powerbank (não incluído no volume de fornecimento). Para o funcionamento, é necessário ter um powerbank convencional com que tenha uma entrada USB com uma potência de saída de 5 V/2 A (por exemplo, o powerbank **medisana**, art.º 60279).

- Ligue a ficha USB **❷** do artigo à entrada USB no powerbank.
- Estenda o cobertor elétrico conforme preferir.
- Prima o botão de ligar/desligar **❶** para ligar o aparelho. O aquecimento liga-se no nível mais baixo e o LED fica amarelo.
- Uma pressão prolongada (durante aprox. 1 segundo) no botão de ligar/desligar **❶** permite alternar entre os níveis de aquecimento 1, 2 ou 3 (nível médio 2 = LED laranja; nível máximo 3 = LED vermelho).
- O aparelho desliga-se automaticamente após cerca de 20 minutos ou pode ser desligado em qualquer momento pressionando brevemente o botão de ligar/desligar **❶**.

Guarde o powerbank na bolsa integrada **❸**.

Powerbank (não incluído no volume de fornecimento)

O powerbank a utilizar tem de ser completamente carregado antes da primeira utilização.

Erros e resolução

Se o aparelho não mostrar NENHUMA reação depois de ser ligado, verifique se está corretamente ligado à alimentação elétrica. Se estiver ligado, significa que o artigo tem defeito. Não o volte a utilizar e entre em contacto com um centro de assistência.

Se o LED piscar, indica outros erros possíveis:

- O LED pisca 3 vezes: curto-circuito no fio de aquecimento
- O LED pisca 7 vezes: circuito elétrico não fechado
- O LED pisca 5 vezes: curto-circuito ou interrupção Sensor NTC

Se este erro ocorrer, desligue o cobertor elétrico da fonte de alimentação, aguarde 5 minutos e tente colocá-lo em funcionamento novamente. Se não for possível eliminar o erro, não volte a utilizar o cobertor elétrico e entre em contacto com o serviço de assistência técnica.

Limpeza e conservação

- Antes de limpar o artigo, desligue o aparelho da alimentação elétrica e deixe-o arrefecer durante, no mínimo, 10 minutos.
- Lavagem à mão: pôr de molho por 15 minutos numa solução de água fria e sabão suave. Enxaguar em água limpa e fria.
- Mantenha os cabos e a unidade de controlo afastados do calor, de superfícies quentes, humidade e líquidos.
- Não torça ou esfregue o aparelho durante ou depois da limpeza!
- Não utilizar lixívia, não passar a ferro nem limpar a seco!
- Volte a utilizar o artigo apenas quando este estiver completamente seco.
- Desenrole o cabo se este estiver torcido.
- Para guardar o artigo, enrolar e prenda-o com a corda **❹**, e coloque-o no saco de armazenamento. Antes de guardar, certifique-se de que o artigo arrefeceu completamente.

Eliminação

Este aparelho não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Todos os consumidores têm a obrigação de entregar os aparelhos elétricos ou eletrónicos, independentemente de conterem substâncias nocivas ou não, num ponto de recolha municipal ou do comércio, para que possam seguir para uma eliminação ecologicamente correta. Não elimine as pilhas vazias / powerbank através do lixo doméstico, mas entregue-as nos postos de recolha especiais para pilhas ou coloque-as no pilhão. Para informações adicionais sobre a eliminação, entre em contacto com as autoridades locais ou o seu revendedor.

Dados técnicos

Nome e modelo: **cobertor elétrico medisana OL 800/OL 850**

Desconexão automática: 20 minutos

Entrada: 5 V= 10 W

Condições de armazenamento: local frio, limpo e seco

Dimensões aprox.: 135 x 45 cm

Peso aprox.: 0,6 kg

N.º de artigo: 60281 (OL 800)
60282 (OL 850)

N.º EAN: 40 15588 60281 8
40 15588 60282 5

No âmbito de aperfeiçoamentos constantes do produto, reservamo-nos o direito de proceder a alterações técnicas e de design.

Pode consultar a respetiva versão atualizada deste manual de instruções em www.medisana.com

Condições de garantia e reparação

Os seus direitos legais da garantia não são limitados pela nossa garantia que se segue. Para acionar a garantia, contacte a sua loja da especialidade ou diretamente o centro de assistência. Caso tenha de enviar o aparelho, indique o defeito e junte uma cópia do recibo de compra.

Aplicam-se as seguintes condições de garantia:


- Os produtos da **medisana** têm uma garantia de 3 anos após a data da compra. Em caso de acionamento da garantia, a data de aquisição deve ser comprovada através do recibo de compra ou da fatura.
- Os defeitos resultantes de defeitos de material ou de fabrico são eliminados gratuitamente dentro do prazo da garantia.
- O serviço de garantia não prolonga o período de garantia do equipamento ou de qualquer peça sobressalente.
- Exclui-se da garantia:
 - qualquer dano causado pela utilização indevida, por exemplo, devido à inobservância das instruções de uso.
 - Danos provocados por reparações ou intervenções do comprador ou de terceiros não autorizados.
 - danos resultantes do transporte, que ocorram no trajeto entre o fabricante e o consumidor ou no envio para o centro de assistência.
 - Peças sobressalentes sujeitas a um desgaste normal.
- Exclui-se a responsabilidade por danos provocados direta ou indiretamente pelo aparelho, mesmo quando o dano no aparelho possa ser reconhecido como uma reclamação de garantia.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
ALEMANHA

Pode consultar o endereço do centro assistência na folha anexada em separado.

medisana


GR Οδηγίες χρήσης - Θερμαινόμενη ηλεκτρική κουβέρτα OL 800 / OL 850





- 1** Πλήκτρο απ-/ενεργοποίησης (On/Off)
- 2** Βύσμα USB για το Powerbank
- 3** Ενσωματωμένη θήκη για το Powerbank*
- 4** Κορδόνι περιτύλιξης


* Ο φορητός φορτιστής (Powerbank) δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία


Επεξήγηση συμβόλων

 Μην εισάγετε βελόνες στο προϊόν!

 Προϊόν ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών!

 Το κάλυμμα πλένεται στο χέρι! Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στην ετικέτα!

 Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή λευκαντικές ουσίες!

 Το προϊόν δεν επιτρέπεται να στεγνώνει σε στεγνωτήριο!

 Να μη σιδερώνεται!  Μην στύβετε!

 Να μην υποβάλλεται σε χημικό αρισμό!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η μη τήρηση των προκείμενων οδηγιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, προς αποφυγή πιθανού τραυματισμού του χρήστη.


ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.


ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Αυτές οι υποδείξεις περιλαμβάνουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.


LOT Αριθμός παρτίδας

 Κατασκευαστής

 Διατηρείτε το στεγνό

 Σύμβολα Recycling / Codes: Αποσκοπούν στην ενημέρωση σχετικά με το εκάστοτε υλικό, την ορθή χρήση και ανακύκλωσή του.

GR Υποδείξεις ασφαλείας
 Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική χρήση. Παραδώστε οπωσδήποτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, εάν την παραχωρήσετε σε τρίτους.

Σχετικά με την παροχή ρεύματος

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή σας στην παροχή ρεύματος βεβαιωθείτε πως βρίσκεται εκτός λειτουργίας και πως η αναγραφόμενη ηλεκτρική τάση αντιστοιχεί σε αυτή του δικτύου παροχής.
- Μετά τη χρήση απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή με το πλήκτρο στη μονάδα χειρισμού και αποσυνδέετε την από την παροχή ρεύματος.
- Ποτέ μη μεταφέρετε, τραβάτε ή περιστρέφετε τη συσκευή από το καλώδιο.
- Εάν τα καλώδια και η μονάδα χειρισμού της συσκευής δεν διευθετηθούν σωστά υπάρχει κίνδυνος κάποιος να στραγγαλιστεί, να σκοντάψει ή να μπερδευτεί σε αυτά, ή να τα πατήσει. Ο χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για τη σωστή τοποθέτηση των μη απαραίτητων κλιπ στερέωσης καλωδίων και των ηλεκτρικών καλωδίων.

Σχετικά με άτομα με ιδιαιτερότητες

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε παιδιά, άτομα με αναπηρία ή άτομα που κοιμούνται καθώς και σε άτομα με μειωμένη αίσθηση θερμού που δεν μπορούν να αντιδράσουν σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εφόσον αυτά επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή, εφόσον δεν διαθέτουν την ικανότητα αντίδρασης στην υπερθέρμανση.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά άνω των τριών ετών εκτός εάν τα στοιχεία χειρισμού έχουν προρυθμιστεί από τους γονείς ή τον κηδεμόνα ή το παιδί έχει εκπαιδευτεί επαρκώς στον ασφαλή χειρισμό των στοιχείων χειρισμού.
- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης η εγγύηση παύει να ισχύει.
- Ελέγχετε προσεχτικά το προϊόν πριν από κάθε χρήση για να διαπιστώσετε εάν παρουσιάζει ενδείξεις φθοράς από χρήση ή/και ζημιές. Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, εάν διαπιστώσετε σημάδια φθοράς, ζημιάς ή ενδείξεις μη ενδεδειγμένης χρήσης.
- Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, ελέγξτε εάν η παροχή ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά. Μην ανοίγετε τη συσκευή. Δεν περιέχει εξαρτήματα που χρήζουν καθαρισμού ή συντήρησης από τον χρήστη.
- Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της θερμαινόμενης ηλεκτρικής κουβέρτας όταν είναι διπλωμένη ή τσακισμένη.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Εάν παρ’ όλα αυτά δεισδύσει υγρό στη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή βρεγμένη και χρησιμοποιείτε την μόνο σε στεγνό περιβάλλον (όχι στο μπάνιο κοκ.).
- Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές σε σημεία, στα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους στην μπανιέρα ή στον νιπτήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κοιμάστε ή είστε ξαπλωμένος/η στο κρεβάτι. Κίνδυνος εγκαυμάτων ή θερμοπληξίας!
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για ιατρική χρήση (π.χ. σε νοσοκομεία).

- Η υπερβολική διάρκεια χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση. Αφήνετε πάντα πρώτα τη συσκευή να κρυώσει, πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε στη συσκευή παραμάνες ή να την τρυπάτε με άλλα αιχμηρά αντικείμενα
- Μην σκεπάζετε τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη. Σε καμία περίπτωση μην τη χρησιμοποιείτε κάτω από κουβέρτες ή μαξιλάρια. Αυτό ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.
- Ποτέ μη φυλάσσετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή δίπλα σε μια ηλεκτρική εστία ή άλλες πηγές θερμότητας.

Σχετικά με την τακτική συντήρηση και τον καθαρισμό


- Μην επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή σε περίπτωση βλάβης. Μια επισκευή επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένα εμπορικά καταστήματα ή από άτομο που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές δεξιότητες.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής σε επίπεδο χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Για να φυλάξετε τη συσκευή, αφήστε την πρώτα να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
- Κατά την αποθήκευση μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή, για να αποφύγετε το σχηματισμό έντονων πτυχών.
- Μην προκαλέσετε ζημιές στη συσκευή τοποθετώντας επάνω της αντικείμενα κατά την αποθήκευση.
- Ελέγχετε τη συσκευή τακτικά για σημάδια φθορών ή ζημιών. Εάν παρατηρήσετε τέτοια σημάδια ή εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά ή δεν λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών πριν τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρης και δεν παρουσιάζει ζημιές. Εάν έχετε αμφιβολίες μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Περιεχόμενα συσκευασίας:





- 1 Θερμαινόμενη ηλεκτρική κουβέρτα **medisana OL 800 / OL 850**
- 1 θήκη φύλαξης
- 1 εγχειρίδιο σύντομων οδηγιών


Εάν κατά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία διαπιστώσετε κάποια ζημιά που έχει προκληθεί κατά τη μεταφορά, επικοινωνήστε αμέσως με το εμπορικό κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
Φροντίστε, ώστε οι μεμβράνες συσκευασίας να μην καταλήξουν στα χέρια των παιδιών! Υφίσταται κίνδυνος ασφυξίας!

Χρήση

Η θερμαινόμενη ηλεκτρική κουβέρτα **medisana OL 800 / OL 850** διακρίνεται για τη δυνατότητα χρήσης της χωρίς καλώδιο χάρη στον φορητό φορτιστή (Powerbank) (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Για τη λειτουργία θα χρειαστείτε οπωσδήποτε έναν συνήθη φορητό φορτιστή (Powerbank) του εμπορίου που διαθέτει μια υποδοχή σύνδεσης USB με μια ισχύ εξόδου 5V/2A (π.χ. το **medisana** Powerbank, κωδ. 60279).

- Συνδέστε το βύσμα USB  στο προϊόν με την υποδοχή USB στο Powerbank.
- Τοποθετήστε τη θερμαινόμενη ηλεκτρική κουβέρτα ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Πατήστε το κουμπί απ-/ενεργοποίησης (On/Off) , για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η θερμότητα ενεργοποιείται στη χαμηλότερη βαθμίδα και η ένδειξη LED ανάβει κίτρινη.
- Πατώντας παρατεταμένα (για περ. 1 δευτερόλεπτο) το πλήκτρο απ-/ενεργοποίησης (On-Off)  μπορείτε να επιλέξετε διαδοχικά τις βαθμίδες θερμότητας 1, 2 ή 3 (μεσαία βαθμίδα 2 = LED πορτοκαλί, ανώτατη βαθμίδα 3 = LED κόκκινη).
- Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περ. 20 λεπτά ή μπορεί να απενεργοποιηθεί οποτεδήποτε πατώντας το πλήκτρο απ-/ενεργοποίησης (On-Off) .

Αποθηκεύετε τον φορητό φορτιστή (Powerbank) στην ενσωματωμένη θήκη .

Φορητός φορτιστής (Powerbank) (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Ο φορητός φορτιστής (Powerbank) πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.

Σφάλματα και λύσεις

Εάν η συσκευή δεν παρουσιάσει KAMIA αντίδραση κατά την ενεργοποίηση, ελέγξτε εάν έχει συνδεθεί σωστά η παροχή ρεύματος. Σε αυτή την περίπτωση το προϊόν παρουσιάζει βλάβη. Μην το χρησιμοποιείτε και απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Εάν αναβοσβήνει η ένδειξη LED, με αυτό επισημαίνεται η ύπαρξη περαιτέρω πιθανών σφαλμάτων::


α) η ένδειξη LED αναβοσβήνει 3 φορές - βραχυκύκλωμα στο σύρμα θέρμανσης

β) η ένδειξη LED αναβοσβήνει 7 φορές - το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν έχει κλείσει


γ) η ένδειξη LED αναβοσβήνει 5 φορές - βραχυκύκλωμα ή διακοπή Αισθητήρας NTC

Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων σφαλμάτων αποσυνδέστε τη θερμαινόμενη κουβέρτα από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, περιμένετε 5 λεπτά και προσπαθήστε ξανά να τη θέσετε σε λειτουργία. Εάν το σφάλμα δεν μπορεί να εξαλειφθεί, μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κουβέρτα και επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Καθαρισμός και περιποίηση

- Πριν καθαρίσετε το προϊόν, αποσυνδέετε το από την παροχή ρεύματος και αφήνετέ το να κρυώσει τουλ. για 10 λεπτά.
- Πλύσιμο στο χέρι: αφήστε να μουλιάσει για 15 λεπτά σε ήπιο σαπούνι και κρύο νερό. Ξεπλύνετε σε φρέσκο, κρύο νερό.
- Αποφεύγετε την έκθεση του καλωδίου και της μονάδας διακόπτη σε υψηλές θερμοκρασίες, κρατάτε τα μακριά από καυτές επιφάνειες, υγρασία και υγρά.
- Μη στύβετε ή τρίβετε το προϊόν κατά τη διάρκεια ή μετά τον καθαρισμό!
- Η λεύκανση με χλωρίνη, το σιδέρωμα και το στεγνό καθάρισμα δεν επιτρέπονται!
- Χρησιμοποιήστε ξανά το προϊόν μόνο όταν έχει στεγνώσει εντελώς.
- Ξεδιπλώστε το καλώδιο εάν έχει μπλεχτεί.
- Για τη φύλαξη, το προϊόν μπορεί να τυλίγεται σε ρολό, να δένεται με το κορδόνι  και να τοποθετείται στη θήκη αποθήκευσης. Πριν το αποθηκεύσετε, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει κρυώσει εντελώς.

Απόρριψη

 Η συγκεκριμένη συσκευή δεν επιτρέπεται να απορριπτεται στα οικιακά απορρίμματα. Κάθε καταναλωτής οφείλει να παραδίδει όλες τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ανεξάρτητα από το εάν αυτές περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, στο σημείο συγκέντρωσης της πόλης του ή στα εμπορικά καταστήματα, προκειμένου να προωθούνται προς ανακύκλωση. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες / powerbank δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να παραδίδονται στα επικίνδυνα απόβλητα ή σε σημεία συγκέντρωσης μπαταριών σε εξειδικευμένα καταστήματα! Απευθυνθείτε σχετικά με θέματα απόρριψης στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου σας ή στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της επιλογής σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομασία και μοντέλο: Θερμαινόμενη ηλεκτρική κουβέρτα **medisana OL 800 / OL 850**

Αυτόμ. απενεργοποίηση: 20 λεπτά

Είσοδος: 5V= 10W

Συνθήκες αποθήκευσης: σε κρύα κατάσταση, σε καθαρό και ξηρό μέρος

Διαστάσεις περ.: 135 x 45 cm

Βάρος περ.: 0,6 kg

Κωδ. είδους: 60281 (OL 800)

60282 (OL 850)

Αρ. EAN: 40 15588 60281 8

40 15588 60282 5

Στο πλαίσιο συνεχών βελτιώσεων του προϊόντος διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών και σχεδιαστικών τροποποιήσεων.

Μπορείτε να βρείτε την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών στη διεύθυνση www.medisana.com

Όροι εγγύησης και επισκευής

Τα δικαιώματά σας βάσει της νόμιμης εγγύησης, δεν περιορίζονται από την εγγύηση μας ως κατασκευαστή, όπως αυτή πα­ρα­τί­θεται α­κο­λου­θώς. Σε περίπτωση αξίωσης που καλύπτεται από την εγγύηση απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο κατάστημα της επιλογής σας ή απευθείας στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Εάν χρειαστεί να αποστείλετε τη συσκευή, παρακαλούμε αναφέρετε τη βλάβη και επισυνάψτε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό ισχύουν οι ακόλουθοι όροι εγγύησης:


1. Τα προϊόντα της **medisana** συνοδεύονται από εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση καλυπτόμενης από την εγγύηση αξίωσης, η ημερομηνία αγοράς πρέπει να αποδεικνύεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.

2. Τα ελαττώματα που οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή κατασκευής θα αποκαθίστανται χωρίς χρέωση εντός του χρόνου ισχύος της εγγύησης.

3. Με μία υπηρεσία που παρέχεται στα πλαίσια της εγγύησης δεν επέρχεται καμία παράταση του χρόνου ισχύος της εγγύησης, ούτε για τη συσκευή ούτε για τα εξαρτήματα που αντικατασταθούν.

4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση:
α. όλες οι ζημιές που οφείλονται σε μη ενδεδειγμένη χρήση, π.χ. λόγω της μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.
β. Ζημιές που οφείλονται στην επισκευή ή σε επεμβάσεις εκ μέρους του αγοραστή ή μη εξουσιοδοτημένων τρίτων.
γ. Ζημιές που προκληθούν κατά τη μεταφορά από τον κατασκευαστή προς τον καταναλωτή ή κατά την αποστολή στο κέντρο σέρβις.
δ. Ανταλλακτικά που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης.

5. Μία ευθύνη για έμμεσες ή άμεσες επακόλουθες ζημιές που προκληθούν από τη συσκευή αποκλείεται ακόμα και εάν η ζημιά στη συσκευή αναγνωριστεί ως μία καλυπτόμενη από την εγγύηση περίπτωση.

 **medisana GmbH**
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
Γερμανία

Για τη διεύθυνση του τμήματος τεχνικής υποστήριξης ανατρέξτε στο ξεχωριστό συνημμένο φύλλο.



- 1 På/Av-knapp
- 2 USB-kontakt för powerbank*
- 3 Integrerad ficka för powerbank*
- 4 Sladd att rulla upp

* Powerbank medföljer ej

Symbolförklaring

För inte in några nålar i produkten!

Inte lämplig för barn under 3 år!

Överdraget kan tvättas för hand! Följ anvisningarna på etiketten!

Får ej blekas!

Produkten får inte torkas i torktumlare!

Får ej strykas! Vrid inte!

Ej kemtvätt!

VIKTIGT!
Om bruksanvisningen inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller skador på produkten.

VARNING
Dessa varningar måste följas för att förhindra att användaren skadas.

OBSERVERA
Dessa anvisningar måste följas för att förhindra att produkten skadas.

INFORMATION
Dessa anvisningar ger ytterligare praktisk information om installationen eller användningen.

LOT LOT-nummer

Tillverkare

Skyddas mot väta

Återvinningssymboler / koder:
Dessa har till syfte att ge information om materialet och dess korrekta användning samt återvinning.

SE Säkerhetsanvisningar
 Läs bruksanvisningen noggrant, särskilt säkerhetsanvisningarna, innan du använder enheten och spara bruksanvisningen för framtida bruk. Om du lämnar apparaten vidare till tredje man, ska denna bruksanvisning alltid lämnas med.



om strömförsörjningen

- Innan du ansluter produkten till strömförsörjningen, se till att den är avstängd och att den angivna elektriska spänningen följs.
- Stäng alltid av produkten efter användning via knappen på kontrollen och dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- Bär, dra eller vrid aldrig produkten via kabeln.
- Om produktens kabel eller kontroll anordnas felaktigt finns risk för intrassling, strypning, snubbling eller feltrampning. Användaren måste se till att långa elsladdar och överflödiga kabelfästen anordnas på ett säkert sätt.

om särskilda personer

- Använd inte produkten på barn eller på rörelsehindrade, sovande eller värmeökänsliga personer som inte kan reagera på överhettning.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och även av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskaper, om de hålls under uppsikt eller informeras om säker användning av produkten och förstår vilka faror användningen innebär.
- Barn får inte leka med produkten.
- Barn under 3 år får inte använda produkten eftersom de inte kan reagera på överhettning.
- Produkten får inte användas av små barn över 3 år, såvida inte förinställningen av kontrollerna görs av en förälder eller en vårdnadshavare, eller om barnet har instruerats ordentligt om hur produkten manövreras på ett säkert sätt.
- Vid hälsoproblem ska du tala med din läkare före användning.

om produktens användning

- Använd endast enheten för det ändamål som anges i bruksanvisningen.
- Annan användning gör garantin ogiltig.
- Kontrollera artikeln noggrant med avseende på slitage och/eller skador före varje användning. Ta inte produkten i bruk om du upptäcker slitage, skador eller tecken på oaktsam användning.
- Om fel uppstår ska du kontrollera att strömmen är korrekt ansluten. Öppna inte produkten. Den innehåller inga delar som ska rengöras eller underhållas av användaren.
- Värmefiltten får inte användas när den är vikt eller böjd.
- Doppa inte produkten i vatten eller andra vätskor. Om vätska ändå skulle tränga in i produkten ska du genast dra ut nätsladden.
- Använd inte produkten fuktig, använd den endast i torr miljö (inte badrum eller liknande).
- Placera aldrig elektriska produkter på ställen där de riskerar att falla ner i ett badkar eller en vask.
- Använd inte produkten medan du sover eller ligger i sängen. Risk för brännskador eller värmeslag!
- Produkten är inte avsedd för medicinsk användning (t.ex. på sjukhus).

- Vid längre tids användning kan produkten överhettas. Låt alltid produkten svalna ordentligt innan du använder den på nytt.
- Använd aldrig produkten utan uppsikt.
- Inga säkerhetsnålar eller andra spetsiga eller vassa föremål får användas på produkten eller stickas in i den.
- Täck inte över apparaten när den är påslagen. Använd den aldrig under täcken eller kuddar. Det finns risk för brand, elektriska stötar och andra skador.
- Förvara eller använd aldrig produkten intill en elspis eller andra värmekällor.

för underhåll och rengöring

- Reparera aldrig produkten själv. Reparationer får endast utföras av en auktoriserad återförsäljare eller en person med likvärdig behörighet.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Låt produkten först svalna innan du lägger undan den för förvaring.
- För att undvika kraftiga veck ska du inte lägga några föremål ovanpå produkten under förvaringen.
- Skada inte produkten under förvaringen genom att placera saker på den.
- Kontrollera produkten regelbundet avseende tecken på slitage eller skador. Om produkten har den typen av skador, om den inte används korrekt eller inte fungerar som den ska – vänd dig till kundtjänst innan du använder den igen.

Leveransomfattning

Kontrollera först att produkten är komplett och att den inte har några skador. Använd inte produkten vid tveksamheter, utan vänd dig till din återförsäljare eller till ditt serviceställe.

I leveransen ingår:

- 1 **medisana** värmefilt **OL 800/OL 850**
- 1 förvaringspåse
- 1 snabbguide

Kontakta genast din återförsäljare om du upptäcker någon form av transportskada vid uppackningen.

! VARNING
Se till att hålla förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn! Det finns risk för kvävning!

Användning

Medisana värmefilt **OL 800/OL 850** kan användas sladdlöst med hjälp av en powerbank (medföljer ej). För användningen behöver du en vanlig powerbank med USB-uttag med en utgångseffekt på 5 V/2 A (t.ex. **medisana** powerbank Art. 60279).

- Anslut artikelns USB-uttag till powerbankens USB-uttag.
- Bred ut värmefiltten efter dina behov.
- Tryck på på/av-knappen för att slå på produkten. Värmen startar på den lägsta nivån och LED-lampan lyser gult.
- Genom att trycka länge på på/av-knappen (ca 1 sekund) kan du växla mellan värmenivåerna 1, 2 eller 3 (mellannivå 2 = orange LED, högsta nivå 3 = röd LED).
- Produkten stängs av automatiskt efter ca 20 minuter eller kan stängas av när som helst genom att trycka kort på på/av-knappen .

Förvara powerbanken i den integrerade fickan .

Powerbank (medföljer ej)

Den powerbank som ska användas måste vara fulladdad innan den används första gången.

Fel och avhjälpande

Om produkten INTE REAGERAR ALLS efter påslagning – kontrollera om strömmen är korrekt ansluten. Om så är fallet är artikeln trasig. Använd den inte och kontakta ett serviceställe. Om LED-lampan blinkar är detta en indikation på andra möjliga fel:

- LED-lampan blinkar 3 gånger – kortslutning i värmekabeln
- LED-lampan blinkar 7 gånger – kretsen är inte sluten
- LED-lampan blinkar 5 gånger – kortslutning eller avbrott NTC-sensor

Koppla bort värmefiltten från strömförsörjningen om dessa fel uppstår, vänta 5 minuter och försök starta den igen. Om felet inte kan åtgärdas, sluta använda filten och kontakta servicecentret.

Rengöring och skötsel

- Innan du rengör artikeln – slå från strömmen och låt produkten svalna i minst 10 minuter.
- Tvätta för hand: Blötlägg i minst 15 minuter i mild tvål och kallt vatten. Skölj av i rent, kallt vatten.
- Håll kabeln och strömknappen borta från värme, heta ytor, fukt och vätska.
- Produkten får inte vridas ur eller gnuggas under eller efter rengöringen!
- Får inte blekas, strykas eller kemtvättas!
- Använd artikeln först igen när den är helt torr.
- Råta ut kabeln om den har vridit sig.
- För förvaring kan artikeln rullas ihop och knytnas med snöret och packas i förvaringspåsen. Se till att artikeln har svalnat helt innan du förvarar det.

Kassering

Den här produkten får inte kastas bland hushållssoporna. Varje konsument är skyldig att lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater, vare sig de innehåller skadliga ämnen eller ej, till en kommunal återvinningsstation eller en återförsäljare. Detta så att produkten kan avfallshanteras på ett miljöriktigt sätt. Kasta inte förbrukade batterier / powerbank i hushållssoporna utan lämna dem till återvinningsstation eller till batteriinsamling i fackhandeln. Vänd dig till din kommun eller återförsäljare angående avfallshanteringen.

Tekniska data

Namn och modell:	medisana värmefilt OL 800/OL 850
Automatisk Avstängning:	20 minuter
Ingång:	5 V= 10 W
Förvaringsförhållanden:	Avkyld, ren och torr
Mått ca:	135 x 45 cm
Vikt ca:	0,6 kg
Artikelnr:	60281 (OL 800) 60282 (OL 850)
EAN-nr:	40 15588 60281 8 40 15588 60282 5

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska och utseendemässiga ändringar i samband med vårt ständiga produktförbättringsarbete.

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning hittar du på www.medisana.com

Garanti- och reparationsvillkor


Dina juridiska garantirättigheter inskränks inte av vår garanti, som framställs nedan. Vänd dig till en återförsäljare eller direkt till servicestället om du behöver utnyttja garantin. Om du behöver skicka in apparaten anger du felet och skickar med en kopia av kvittot.

Följande garantivillkor gäller:

- På **medisana**-produkter ges en garanti på 3 år från försäljningsdatumet. Om man vill utnyttja garantin ska försäljningsdatumet framgå från kvitto eller faktura.
- Brister som beror på material- eller tillverkningsfel åtgärdas gratis inom garantitiden.
- Utnyttjad garanti betyder inte att garantitiden för apparaten eller för komponenter som byts ut förlängs.
- Undantagna från garantin är:
 - Alla skador som orsakats av felaktig hantering, t.ex. vid bristande efterlevnad av bruksanvisningen.
 - Skador som uppkommer på grund av reparationer eller ändringar som utförts av köparen eller obehörig tredje person.
 - Transportskador som uppstått på vägen från tillverkaren till konsumenten eller som uppstått när den skickas in till serviceverkstaden.
 - Reservdelar som utsatts för normalt slitage.
- Ansvar för direkta eller indirekta följdskador som orsakats av apparaten är också uteslutna om skadan på apparaten erkänns som ett garantifall.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
TYSKLAND


Serviceadressen hittar du på den separata följesedel.





- ❶ Av-/På-knapp
- ❷ USB-kontakt for strømbank*
- ❸ Integreert lomme for strømbank*
- ❹ Snor til å rulle sammen teppet

* Strømbank er ikke inkludert i leveransen


Tegnforklaring



 Ikke stikk nåler i produktet!


 Ikke egnet for barn under 3 år!

 Trekket kan vaskes for hånd! Følg anvisningene på etiketten!

 Skal ikke blekes!

 Produktet skal ikke tørkes i tørketrommel!

 Skal ikke strykes!  Ikke vri ut!

 Skal ikke rengjøres kjemisk!

VIKTIG!
Hvis disse anvisningene ikke følges, kan alvorlige personskader eller skader på apparatet oppstå.

ADVARSEL
Disse advarslene må overholdes for å unngå eventuelle personskader.


OBS!
Disse henvisningene må overholdes for å unngå eventuelle skader på apparatet.

MERKNAD
Disse merknadene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjon eller bruk.

LOT LOT-nummer


 Produsent

 Holdes tørt

 Resirkuleringssymbol/koder:
Dette benyttes til å informere om materialet og riktig bruk av dette, i tillegg til gjenbruk.



NO Sikkerhetsanvisninger

 **Les bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningene, nøye før du tar apparatet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen i tilfelle du trenger den senere. Hvis du gir apparatet videre til en tredjepart, må bruksanvisningen følge med.**



Strømforsyning

- Sørg for at apparatet er slått av før du kobler det til strømforsyningen og pass på at den angitte elektriske spenningen overholdes.
- Slå alltid av apparatet etter bruk med tasten på styreenheten, og koble fra strømforsyningen.
- Ikke bær, dra eller snu apparatet ved hjelp av strømkabelen.
- Kabelen og styreenheten til apparatet kan utgjøre en fare for snubling, kvelning o.l. ved dårlig plassering. Brukeren er ansvarlig for at ekstra kabelfester og elektriske ledninger legges på en trygg måte.

Personer med spesielle behov

- Ikke bruk apparatet på barn, funksjonshemmede eller sovende personer, samt mennesker som er ufølsomme overfor varme, som ikke kan reagere på en overoppheting.
- Produktet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske funksjonshemminger, eller med manglende erfaring og kunnskap så lenge de er under tilsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i bruken av produktet og forstår farene forbundet med bruken.
- Barn får ikke leke med apparatet.
- Barn yngre enn 3 år bør ikke bruke denne enheten da de ikke kan reagere på overoppheting.
- Enheten kan ikke brukes av spedbarn over tre år med mindre kontrollene er forhåndsinnstilt av en forelder eller foresatt, eller barnet har blitt tilstrekkelig instruert i sikker bruk av kontrollene.
- Hvis du har helsemessige betenkeligheter, tar du kontakt med legen før du bruker apparatet.

Drift av apparatet

- Apparatet skal kun brukes i henhold til tiltenkt bruk som forklart i bruksanvisningen.
- Ved tilfeller av misbruk opphører garantien.
- Kontroller apparatet nøye før hver bruk og se om det har tegn på slitasje og/eller skader. Ikke bruk apparatet om du ser tegn til slitasje, skader eller bruk som ikke er tiltenkt.
- Hvis en feil oppstår, kontrollerer du om strømforsyningen fungerer korrekt. Ikke åpne apparatet. Det inneholder ingen deler som skal rengjøres eller vedlikeholdes av brukeren.
- Varmeteppet må ikke brukes når det er brettet eller bøyd.
- Senk aldri apparatet ned i vann eller andre væsker. Hvis det likevel skulle komme væsker inn i apparatet, kobler du umiddelbart fra strømforsyningen.
- Ikke bruk apparatet når det er fuktig, og bare bruk det i tørre omgivelser (ikke på badet o.l.).
- Ikke plasser elektriske apparater på steder der det er fare for at de kan falle i badekaret eller vasken.
- Ikke bruk apparatet mens du sover eller ligger i sengen. Fare for forbrenning eller heteslag!
- Apparatet er ikke egnet til medisinsk bruk (som f.eks på sykehus).

- Svært lang brukstid kan føre til overoppheting. La apparatet alltid bli avkjølt før du bruker det igjen.
- Ikke la apparatet være i drift uten tilsyn.
- Sikkerhetsnåler eller andre spisse gjenstander skal ikke festes eller stikkes i apparatet.
- Ikke dekk til apparatet når det er påslått. Bruk det aldri under tepper eller puter. Fare for brann, elektrisk støt og personskade.
- Ikke oppbevar eller bruk apparatet i nærheten av en elektrisk komfyr eller annen varmekilde.

Vedlikehold og rengjøring

- Ved feil skal du aldri reparere apparatet selv. Reparasjoner skal bare utføres av en autorisert forhandler eller tilsvarende kvalifisert personell.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.
- Når du skal oppbevare apparatet, skal det kjølnes ned først før du legger det vekk.
- Ved lagring skal det ikke legges gjenstander på apparatet for å unngå knekk.
- For å unngå å belaste enheten, skal du ved lagring ikke legge gjenstander oppå den.
- Kontroller enheten regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Hvis det er slike tegn, eller hvis enheten har blitt brukt feil eller ikke fungerer som den skal, kontakt kundeservice før du bruker den igjen.

Leveransens innhold

Kontroller først at apparatet er komplett og at det ikke har tegn på skader. Er du i tvil, skal du ikke ta apparatet i bruk. Ta kontakt med forhandleren eller servicestedet.

Leveransens innhold:

- 1 **medisana** varmeteppe **OL 800 / OL 850**
- 1 oppbevaringspose
- 1 hurtigstartveiledning

Hvis du ser en transportskade når du pakker opp produktet, skal du umiddelbart ta kontakt med forhandleren.

⚠ ADVARSEL
Pass på at ikke barn får tak i forpakkingsmaterialet!
Fare for kvelning!

Bruk

medisana varmeteppe **OL 800 / OL 850** skiller seg ut med kabelløs bruk takket være strømbank (ikke inkludert i leveransen). For å bruke teppet trenger du en vanlig strømbank som leverer en strømforsyning på 5 V / 2 A via en USB-tilkobling (for eksempel **medisana** strømbank art. 60279).

- Koble USB-kontakten **❷** på varmeteppe til USB-kontakten på strømbanken.
- Bre ut varmeteppe etter eget behov.
- Trykk på Av-/På-knappen **❶** for å slå på apparatet. Varmen slås på på laveste nivå, og LED-lampen lyser gult.
- Ved å trykke lenge på Av-/På-knappen **❶** kan du bytte mellom de forskjellige varmenivåene: 1, 2 eller 3 (middels nivå 2 = LED-lampe lyser oransje, høyeste nivå 3 = LED-lampe lyser rødt).
- Apparatet slår seg automatisk av etter ca. 20 minutter. Det kan også når som helst slås av ved å trykke kort på Av-/På-knappen **❶**.

Plasser strømbanken i den integrerte lommen **❸**.

Strømbank (ikke inkludert i leveransen)

Strømbanken må lades helt opp før første gangs bruk.

Feil og utbedring av feil

Hvis apparatet ikke viser NOEN reaksjon når du slår det på, må du kontrollere at strømforsyningen er koblet til korrekt. Hvis dette er tilfellet, betyr det at produktet er defekt. Ikke bruk apparatet, og ta kontakt med brukerservice.

Hvis LED-lampen blinker, er dette et tegn på mulige andre feil:



- LED-lampen blinker 3 ganger – kortslutning i elektriske kretser
- LED-lampen blinker 7 ganger – strømkrets ikke lukket
- LED-lampen blinker 5 ganger – kortslutning eller avbrudd NTC-sensor

Hvis slike feil oppstår, kobler du varmeteppe fra strømkretsen og venter i fem minutter før du prøver å koble det til igjen. Hvis feilen vedvarer, skal du ikke bruke teppet lenger. Ta kontakt med brukerservice.

Rengjøring og vedlikehold

- Koble fra strømforsyningen til apparatet før du rengjør det, og la det avkjøle seg i minst 10 minutter.
- Håndvask: Legg i bløt i 15 minutter i mildt vaskemiddel og kaldt vann. Skyll i rent, kaldt vann.
- Hold kabelen og bryterenheten unna varme, varme overflater, fuktighet og væsker.
- Ikke vri eller gni produktet under eller etter rengjøring!
- Skal ikke blekes, strykes eller rengjøres kjemisk!
- Benytt produktet først når det er helt tørt igjen.
- Rett ut kabelen hvis det har blitt snurr på den.
- For å oppbevare teppet kan du rulle det sammen og knyte det med snoren **❹**. Legg det deretter i oppbevaringsposen. Pass på at teppet er helt avkjølt før du pakker det sammen.

Avfallshåndtering

 Dette apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Hver forbruker er selv forpliktet til å levere alle elektriske og elektroniske apparater – uansett om  disse inneholder skadelige stoffer eller ikke – ved et lokalt mottakssted for slikt avfall eller hos forhandler, for å sikre en miljøvennlig avfallshåndtering. Ikke kast brukte batterier / powerbank i husholdningsavfallet. De må kastes som spesialavfall eller leveres på en returstasjon for batterier. Ta kontakt med kommunen eller forhandleren hvis du har spørsmål om avfallshåndtering.

Tekniske data

Navn og modell:

medisana varmeteppe
OL 800 / OL 850

Autom. frakobling:

20 minutter

Inngang:

5 V= 10 W

Lagringsforhold:

Kjølig, rent og tørt

Mål ca.:

135 x 45 cm

Vekt ca.:

0,6 kg

Artikkelnr.:

60281 (OL 800)

60282 (OL 850)

EAN-nr.:

40 15588 60281 8

40 15588 60282 5

Som en følge av stadige produktforbedringer forbeholder vi oss retten til å gjøre tekniske og designmessige endringer.

Den til enhver tid aktuelle versjonen av denne bruksanvisningen finner du på www.medisana.com

Garanti- og reparasjonsvilkår


Dine lovpålagte garantirettigheter er ikke begrenset av vår garanti presentert nedenfor. For garantihenvendelser kan du ta kontakt med forhandleren eller direkte med brukerservice. Hvis du må sende inn produktet, må du notere hva defekten er og legge ved en kopi av kvitteringen.

Følgende garantivilkår gjelder:

- Alle **medisana**- produkter har en garanti på tre år fra kjøpsdatoen. For bruk av garantien skal kjøpsdatoen dokumenteres med kvittering eller regning.
- Materialfeil og produksjonsfeil rettes gratis innenfor garantitiden.
- Ved garantiytelse trer forlengelse av garantitiden ikke inn, verken for produktet eller for utskiftbare deler.
- Følgende er utelukket fra garantien:
 - alle skader som oppstår som en følge av feilbruk, f.eks. ved å ikke følge bruksanvisningen.
 - skader som oppstår som følge av istandsetting eller justering av kjøperen eller ikke godkjent tredjepart.
 - transportskader som oppstår på veien fra produsenten til forbruker eller på vei fra kunden til brukerservice.
 - Reservedeler som har normal slitasje.
- Ansvar for indirekte eller direkte følgeskader som har blitt forårsaket av apparatet er også utelukket selv om skaden på produktet regnes som et garantitilfelle.

 **medisana GmbH**
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
TYSKLAND

Adressen til brukerservice finner du på separat vedleggsark.



- 1 Przycisk Wł./Wył.
- 2 Wtyczka USB do powerbanku*
- 3 Zintegrowana kieszeń na powerbank*
- 4 Sznurek do zwijania

* Powerbank nie wchodzi w zakres dostawy

Objaśnienie symboli

- Nie wbijać igieł w produkt!
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat!
- Pokrowiec można prać ręcznie! Należy przestrzegać wskazówek umieszczonych na metce!
- Nie wybielać!
- Produktu nie wolno suszyć w suszarce bębnowej!
- Nie prasować!
- Nie wyżyłkować!
- Nie czyścić chemicznie!

WAŻNE!
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do powstania obrażeń ciała lub skutkować uszkodzeniem urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Należy przestrzegać ostrzeżeń zawartych w instrukcji, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom użytkownika urządzenia.

UWAGA
Przestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji jest warunkiem uniknięcia ewentualnych uszkodzeń urządzenia.

INFORMACJA
Informacje zawarte w instrukcji są źródłem dodatkowej wiedzy w zakresie instalacji i eksploatacji urządzenia.

LOT Numer partii

Producent

Przechowywać w suchym miejscu

Symbole / kody recylingu: Informują one o materiale i jego prawidłowym zastosowaniu oraz możliwości jego ponownego wykorzystania.



PL Zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom należy koniecznie dołączyć do niego instrukcję obsługi.



Zasilanie

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a podane napięcie elektryczne jest zgodne z napięciem sieci.
- Po zakończeniu użytkowania urządzenie należy zawsze wyłączyć najpierw przyciskiem na panelu sterującym i dopiero wtedy odłączyć od sieci.
- Nie należy nosić, ciągnąć ani przekręcać urządzenia, trzymając je za przewód zasilający.
- Nieprawidłowo ułożone przewody i panel sterujący mogą spowodować ryzyko zapłątania się, uduszenia, potknięcia lub nadeptnięcia. Użytkownik musi zadbać o bezpieczne ułożenie odstających końcówek opasek zaciskowych oraz przewodów elektrycznych.

Użytkownicy

- Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci, osoby niepełnosprawne lub śpiące oraz osoby nieodczuwające ciepła, które nie mogą odpowiednio zareagować w razie przegrzania.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub mentalnych, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, tylko wtedy, gdy są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją wynikające z tego zagrożenia.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci jako zabawka.
- Dzieci poniżej 3 lat nie mogą korzystać z urządzenia, ponieważ nie są w stanie reagować na przegrzanie.
- Dzieci w wieku powyżej 3 lat mogą korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy rodzic lub opiekun zdefiniował ustawienia na urządzeniu lub gdy dziecko dostatecznie poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia.
- W przypadku wątpliwości dotyczących wpływu urządzenia na zdrowie, należy przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

Użytkowanie urządzenia

- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
- W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.
- Przed każdym zastosowaniem produktu należy sprawdzić, czy nie nosi on śladów zużycia i/lub uszkodzenia. Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli widoczne są na nim jakiegokolwiek ślady zużycia, uszkodzenia lub oznaki nieprawidłowego stosowania.
- Jeśli urządzenie nie działa, należy sprawdzić, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone. Nie należy otwierać urządzenia. Nie zawiera ono części, które użytkownik musiałby samodzielnie czyścić lub konserwować.
- Nie wolno korzystać z koca elektrycznego, jeśli jest złożony lub zagięty.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Jeśli jednak płyn dostanie się do środka urządzenia, należy natychmiast odłączyć zasilanie.
- Nie wolno używać mokrego urządzenia. Należy je stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych (nie używać w łazience itp.).
- Urządzenia nie należy przechowywać w miejscach, z których mogłoby spaść do wanny lub umywalki.
- Nie wolno korzystać z urządzenia podczas snu lub leżenia w łóżku. Ryzyko poparzenia lub uderzenia ciepłego!
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań medycznych (np. w szpitalach).

- Długi czas użytkowania może prowadzić do przegrzania. Przed każdym ponownym użyciem należy zawsze pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy wbijać lub przyczeplać do urządzenia agrafek ani innych ostrych i ostro zakończonych przedmiotów.
- Nie wolno przykrywać urządzenia, gdy jest włączone. Nie należy używać urządzenia pod koldrą, kocem lub poduszką. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem i innych obrażeń.
- Nie wolno przechowywać ani używać urządzenia w pobliżu kuchenki elektrycznej lub innych źródeł ciepła.

Konserwacja i czyszczenie

- W przypadku wadliwego działania nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy może dokonać tylko autoryzowany sprzedawca lub odpowiednio wykwalifikowana osoba.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Przed odłożeniem urządzenia w miejsce przechowywania należy najpierw poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- W trakcie przechowywania urządzenia nie wolno kłaść na nim żadnych przedmiotów. Dzięki temu nie powstaną trwałe zagięcia.
- Podczas przechowywania urządzenia nie wolno umieszczać na nim żadnych przedmiotów, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia.
- Należy regularnie kontrolować urządzenie pod kątem oznak zużycia lub występowania uszkodzeń. Jeśli występują takie oznaki lub jeśli urządzenie nie było używane prawidłowo lub nie działa prawidłowo, przed ponownym uruchomieniem należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Zawartość zestawu

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne oraz czy nie ma żadnych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy uruchamiać urządzenia. W takim przypadku należy skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym. Zawartość zestawu:

- 1 koc elektryczny medisana OL 800 / OL 850
- 1 woreczek do przechowywania
- 1 skrócona instrukcja obsługi

Jeśli podczas odpakowywania urządzenia stwierdzone zostaną uszkodzenia powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.

OSTRZEŻENIE
Folie opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!
Istnieje ryzyko uduszenia!

Użytkowanie

Cechą wyróżniającą koc elektryczny medisana OL 800 / OL 850 jest możliwość stosowania bez użycia przewodu zasilającego dzięki zastosowaniu powerbanku (nie wchodzi w zakres dostawy). Do zasilania urządzenia niezbędny jest dostępny w handlu powerbank wyposażony w gniazdo USB o mocy wyjściowej 5 V/2 A, np. powerbank medisana, nr artykułu 60279).

1. Wtyczkę USB 2 artykułu należy włożyć do gniazda USB powerbanku.
2. Koc elektryczny należy rozłożyć stosownie do potrzeby.
3. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk Wł./Wył. 1. Koc elektryczny włącza się na najniższym poziomie grzania i zapala się żółta dioda LED.
4. Dłuższe (trwające ok. 1 sekundę) przyciśnięcie przycisku Wł./Wył. 1 umożliwia przełączanie poziomów grzania 1, 2 lub 3 (poziom środkowy 2 = dioda LED świeci się kolorem pomarańczowym, poziom najwyższy 3 = dioda LED świeci się kolorem czerwonym).
5. Urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 20 minutach, ale w każdej chwili można je wyłączyć krótkim naciśnięciem przycisku Wł./Wył. 1.

Powerbank należy umieścić w zintegrowanej kieszeni 3.

Powerbank (nie wchodzi w zakres dostawy)

Przed pierwszym użyciem powerbank należy całkowicie naładować.

Usterki i ich usuwanie

Jeśli po włączeniu urządzenie nie reaguje W ŻADEN SPOSÓB, należy sprawdzić, czy zasilanie jest prawidłowo podłączone. Jeśli zasilanie podłączone jest poprawnie, to urządzenie jest uszkodzone. Nie należy go w takim przypadku używać, lecz skontaktować się z serwisem.

- Jeśli dioda LED miga, oznacza to inne ewentualne usterki:
 - a) Dioda LED miga 3 razy – zwarcie w drucie grzejnym
 - b) Dioda LED miga 7 razy – obwód prądowy nie jest zamknięty
 - c) Dioda LED miga 5 razy – zwarcie lub przerwanie obwodu Czujnik NTC

W razie wystąpienia tych usterek należy odłączyć koc elektryczny od zasilania, odczekać 5 minut i następnie ponownie spróbować go uruchomić. Jeśli usterka wciąż występuje, należy zaprzestać używania koca i skontaktować się z serwisem.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć dopływ prądu i poczekać co najmniej 10 minut, aż urządzenie ostygnie.
- Pranie ręczne: namoczyć przez 15 minut w zimnej wodzie z dodatkiem łagodnego środka piorącego. Wypłukać w zimnej, czystej wodzie.
- Przewód zasilający i panel sterujący należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, wilgoci i cieczy.
- Podczas czyszczenia i po jego zakończeniu nie wolno wyżyłkować produktu ani go pocierać!
- Nie wybielać, nie prasować i nie czyścić chemicznie!
- Produkt można ponownie użyć, gdy jest całkowicie suchy.
- Jeśli przewód zasilający jest poskręcany, należy go wyprostować.
- W celu przechowania produkt należy zwinąć, związać sznurkiem 4 i włożyć do woreczka do przechowywania. Należy upewnić się, że przed odłożeniem w miejsce przechowywania produkt całkowicie ostygł.

Utylizacja

Tego urządzenia nie można utylizować razem z odpadami komunalnymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddawania wszystkich urządzeń elektrycznych lub elektronicznych – niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe czy nie – do specjalnego punktu zbiórki odpadów (miejskiego lub w sklepie), aby umożliwić ich utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Zużytych baterii / powerbank nie wyrzucać do odpadów gospodarczych, lecz do odpadów specjalnych, lub oddaj do punktu zbiorczego baterii w specjalistycznej placówce handlowej. W sprawach dotyczących utylizacji należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu lub do sprzedawcy.

Dane techniczne

Nazwa i model:	koc elektryczny medisana OL 800 / OL 850
Automatyczne wyłączenie:	20 minut
Wejście:	5 V= 10 W
Warunki przechowywania:	chłodne, suche i czyste miejsce
Wymiary ok.:	135 x 45 cm
Masa ok.:	0,6 kg
Nr artykułu:	60281 (OL 800) 60282 (OL 850)
Nr EAN:	40 15588 60281 8 40 15588 60282 5

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i zmian formy urządzenia.

Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi znajduje się na stronie www.medisana.com

Warunki gwarancji i napraw


Ustawowe uprawnienia z tytułu gwarancji nie są ograniczone przez opisane poniżej nasze warunki gwarancji. W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do sklepu lub bezpośrednio do serwisu. Jeśli zmuszeni są Państwo do wysłania urządzenia, proszę opisać uszkodzenie i załączyć kopię dowodu zakupu.

Obowiązują następujące warunki gwarancji:

1. Produkty medisana objęte są trzyletnią gwarancją obowiązującą od daty zakupu. W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy udokumentować datę zakupu, przedkładając paragon lub fakturę.
2. Wady materiałów i produkcji usuwane są w okresie obowiązywania gwarancji nieodpłatnie.
3. Wskutek wystąpienia roszczenia gwarancyjnego nie następuje przedłużenie gwarancji zarówno w zakresie samego urządzenia jak i wymienionych części.
4. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. wszelkich szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem, np. w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
 - b. Szkód powstałych w wyniku napraw lub ingerencji dokonanych przez nabywcę lub nieuprawnione osoby trzecie.
 - c. Szkód transportowych powstałych w drodze od producenta do konsumenta lub podczas wysyłki do serwisu.
 - d. Elementów urządzenia podlegających normalnemu zużyciu.
5. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód pośrednich spowodowanych przez urządzenie wyłączona jest również wtedy, gdy szkoda na urządzeniu zostanie uznana jako podlegająca pod gwarancję.

medisana GmbH
 Carl-Schurz-Str. 2
 41460 NEUSS
 NIEMCY

Adres serwisu znajduje się na załączonej ulotce.



- 1 gumb Uključi/Isključi
 2 USB utikač za prijenosnu bateriju
 3 integrirani džep za prijenosnu bateriju
 4 uzica za vezanje deke

* prijenosna baterija nije dio isporuke

Objašnjenje znakova

Ne ubadajte igle u proizvod!

Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine!

Grijači jastuk može se prati ručno!
 Pridržavajte se uputa na etiketi!

Proizvod ne izbjeljivati!

Proizvod se ne smije sušiti u sušilici!

Ne glačati! Ne cijediti uvijajući!

Ne čistiti kemijski!

VAŽNO!
 Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do teških ozljeda ili oštećenja na uređaju.

UPOZORENJE
 Ovih se upozorenja treba pridržavati kako bi se spriječile moguće ozljede korisnika.

POZOR
 Ovih se napomena treba pridržavati kako bi se spriječila moguća oštećenja uređaja.

NAPOMENA
 Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu uređaja.

LOT Broj ŠARŽE

Proizvođač

Čuvati na suhom

Simboli za reciklažu / kodovi:
 Oni služe za pružanje informacija o materijalu i njegovoj pravilnoj uporabi te recikliranju.



HR Sigurnosne napomene

Prije nego započnete koristiti uređaj, pažljivo pročitajte Uputu o uporabi, osobito sigurnosne napomene i sačuvajte tu Uputu za kasnije potrebe. Kada uređaj dajete drugima na korištenje, obavezno im uručite i njegovu Uputu o uporabi.



O opskrbi strujom

- Prije nego što uređaj priključite na napajanje strujom, vodite računa o tome da je isključen i da se pridržavate navedenog električnog napona.
- Nakon upotrebe uvijek isključite uređaj pritiskom na tipku na upravljačkoj jedinici i odvojite ga od napajanja.
- Uređaj nemojte nositi, povlačiti ga ili okretati držeći ga za kabel.
- Kabel i upravljačka jedinica uređaja mogu u slučaju nestručnog postavljanja predstavljati opasnost – možete se zaplesti u kabel, zadaviti se, pasti preko njega ili stati na isti. Korisnik mora voditi računa o tome da su svišni držači kabela i električni vodovi sigurno položeni.

Za posebne skupine osoba

- Ne koristite uređaj za djecu, osobe s invaliditetom, osobe koje spavaju kao niti za osobe koje su osjetljive na vrućinu i koje ne mogu reagirati na pregrijavanje.
- Ovaj uređaj mogu koristiti i djeca u dobi iznad 8 godina te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s manjkom iskustva i znanja ako ih se nadzire ili ako su poučeni o sigurnom korištenju uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze njegovim korištenjem.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Djeca mlađa od 3 godine ne smiju koristiti ovaj uređaj s obzirom da su nesposobna reagirati na prejako zagrijavanje.
- Uređaj ne smiju rabiti djeca starija od tri godine, osim u slučajevima kada im roditelj ili zakonski skrbnik unaprijed namjesti upravljačke elemente ili nakon što se djetetu pruži odgovarajuća poduka o sigurnom rukovanju upravljačkim elementima.
- Imate li bilo kakvih zdravstvenih dvojbi, razgovarajte prije upotrebe uređaja sa svojim liječnikom.

O radu uređaja

- Uređaj koristite samo u skladu s njegovom namjenom prema uputama za uporabu.
- U slučaju nenamjenskog korištenja gubi se pravo na jamstvo.
- Prije svake upotrebe pažljivo provjerite ima li na proizvodu znakova pohabanosti i/ili oštećenja. Uređaj ne uključujte ako utvrdite istrošenost, oštećenja ili znakove neprikladne uporabe.
- Pojavi li se greška, provjerite je li napajanje ispravno uspostavljeno. Ne otvarajte uređaj. Uređaj ne sadrži dijelove koje bi korisnik morao čistiti ili održavati.
- Grijača deka ne smije raditi preklopljena ili presavijena.
- Uređaj ne uranjajte u vodu ili u druge tekućine. U slučaju da u uređaj prodre tekućina, odmah prekinite napajanje strujom.
- Ne rabite uređaj ako je vlažan i koristite ga samo u suhom okruženju (ne u kupaonici ili sl.).
- Ne postavljajte električne uređaje na mjesta na kojima postoji opasnost da padnu u kadu ili umivaonik.
- Ne koristite uređaj dok spavate ili ležite u krevetu. Opasnost od opekline ili strujnog udara!
- Uređaj nije prikladan za medicinsku primjenu (npr. u bolnicama).

- Dugotrajniiintervali upotrebemogu dovesti do pregrijavanja. Prije ponovnog korištenja pustite najprije da se uređaj ohladi.
- Ne dopustite da uređaj radi bez nadzora.
- Na uređaj se ne smiju stavljati niti u uređaj ubadati sigurnosne igle ili drugi šiljasti ili oštri predmeti.
- Ne prekrivajte uređaj dok je uključen. Nikada ne koristite uređaj ispod pokrivača/deke ili jastuka. Postoji opasnost od požara, strujnog udara i ozljeđivanja.
- Uređaj nikada ne čuvajte i ne upotrebljavajte blizu električnog štednjaka ili drugih izvora topline.

O održavanju i čišćenju

- U slučaju smetnji uređaj ne popravljajte sami. Popravak smiju vršiti samo ovlašteni specijalizirani trgovci ili odgovarajuće kvalificirano osoblje.
- Čišćenje i korisničko održavanje uređaja djeca ne smiju obavljati bez nadzora.
- Kad pospremate uređaj, prije odlaganja pustite ga da se ohladi.
- Za vrijeme skladištenja na proizvod ne stavljajte nikakve predmete kako biste spriječili oštre prijelome.
- Ne oštećujte uređaj stavljajući na njega predmete tijekom skladištenja.
- Redovito provjeravate ima li na uređaju znakova dotrajlosti odn. oštećenja. Ako se takvi znakovi pojave ili ako se uređaj neispravno koristi odn. ako ne radi kako treba, prije njegove ponovne upotrebe obratite se korisničkoj službi.

Opseg isporuke

Prije upotrebe provjerite prvo je li uređaj u cijelosti isporučen i ima li na njemu kakvih oštećenja. Ako ste u nedoumici, ne koristite uređaj i obratite se svojem prodavaču ili svojoj servisnoj službi.

U opseg isporuke pripadaju:

- 1 **medisana** grijača deka **OL 800 / OL 850**
- 1 torbica za pohranu
- 1 kratke upute

Ako prilikom raspakiranja primijetite štetu uslijed transporta, molimo vas da odmah stupite u kontakt sa svojim trgovcem.

UPOZORENJE
Vodite računa o tome da folije ambalaže ne dospiju u ruke djece!
Postoji opasnost od gušenja!

Upotreba

medisana Grijaču deku **OL 800 / OL 850** odlikuje bežično korištenje zahvaljujući prijenosnoj bateriji (nije dio isporuke). Za rad vam je nužno potrebna prijenosna baterija koju se može kupiti u trgovinama, a koja raspolaze USB utičnicom izlazne snage 5V/2A (npr. **medisana** Prijenosna baterija, br. proizv. 60279).

- Spojite USB-utikač **2** na proizvodu s USB-utičnicom na prijenosnoj bateriji.
- Rasprostrite grijaču deku prema svojim potrebama.
- Pritisnite gumb Uključi/Isključi **1** kako biste uključili uređaj. Uključuje se najniži stupanj grijanja, a LED žaruljica svijetli žuto.
- Dugim pritiskom (držati oko 1 sekunde) na gumb za Uključi/Isključi **1** možete mijenjati stupnjeve grijanja 1, 2 ili 3 (srednji stupanj 2 = LED žaruljica narančasta, najviši stupanj 3 = LED žaruljica crvena).
- Uređaj se nakon otprilike 20 minuta isključuje automatski ili ga se može isključiti kratkim pritiskom na gumb Uključi/Isključi **1**.

Pospremite prijenosnu bateriju u integrirani džep **3**.

Prijenosna baterija (nije dio isporuke)

Prijenosna baterija, predviđena za korištenje, mora se prije prve upotrebe potpuno napuniti.

Greške i njihovo otklanjanje

Ako uređaj nakon uključanja NE pokaže NIKAKVU reakciju, provjerite je li napajanje strujom pravilno uspostavljeno. Ako je napajanje strujom u redu, znači da je proizvod neispravan. Molimo vas da uređaj ne koristite u neispravnom stanju i da u tom slučaju kontaktirate servisnu službu.

Ako LED žaruljica treperi, to ukazuje na moguće daljnje sljedeće greške:

- LED žaruljica zatreperi 3 puta – kratki spoj u žici za grijanje
- LED žaruljica zatreperi 7 puta – strujni krug nije zatvoren
- LED žaruljica zatreperi 5 puta – kratki spoj ili prekid NTC senzora

U slučaju pojave ovih grešaka, odvojite grijaču deku od dovoda struje, pričekajte 5 minuta i pokušajte uređaj ponovno staviti u pogon. Ako se greška ne da otkloniti, ne koristite deku dalje i stupite u kontakt sa servisnom službom.

Čišćenje i održavanje

- Prije čišćenja proizvoda prekinite napajanje strujom te ostavite uređaj da se ohladi najmanje 10 minuta.
- Ručno pranje: namočiti najmanje 15 minuta u hladnu vodu s blagom sapunicom. Isprati u svježoj hladnoj vodi.
- Držite kabel i jedinicu prekidača podalje od izvora topline, vrućih površina, vlage i tekućina.
- Proizvod tijekom odn. nakon pranja nemojte cijediti uvijajući ili trljati!
- Ne smije se izbjeljivati, glačati ili čistiti kemijskim putem!
- Uređaj koristite ponovno tek nakon što se potpuno osušio.
- Izravajte kabel ako se izvitoperi.
- Proizvod se radi pospremanja može zarolati i zavezati uzicom **4** te zapakirati u torbicu za pohranu. Vodite računa o tome da je proizvod prije pospremanja potpuno hladan.

Zbrinjavanje

Ovaj uređaj/proizvod ne smije se zbrinuti zajedno s ostalim kućnim otpadom. Svaki potrošač je obavezan sve električne ili elektroničke uređaje, neovisno o tome sadrže li oni opasne tvari ili ne, predati u reciklažno dvorište u svom gradu ili u trgovinu, kako bi isti mogli biti zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Prije zbrinjavanja uređaja uklonite iz njega baterije. Istrošene baterije / powerbank ne bacajte u kućni nego u posebni otpad ili ih predajte na mjesto za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama. Imate li pitanja o zbrinjavanju uređaja, obratite se svojem mjerodavnom komunalnom poduzeću ili svome trgovcu.

Tehnički podaci

Naziv i model:	medisana Grijača deka OL 800 / OL 850
Autom. isključivanje:	20 minuta
Ulaz:	5V= 10 W
Uvjeti skladištenja:	hladno, čisto i suho
Dimenzije oko:	135 x 45 cm
Težina oko:	0,6 kg
Broj proizvoda:	60281 (OL 800) 60282 (OL 850)
EAN br.:	40 15588 60281 8 40 15588 60282 5

U okviru stalnog poboljšanja proizvoda zadržavamo pravo tehničkih i dizajnerskih izmjena.

Trenutačno važeću verziju ove Upute o uporabi možete naći na mrežnoj stranici www.medisana.com

Jamstveni uvjeti i uvjeti za obavljanje popravaka

Vaša zakonska jamstvena prava nisu ograničena našom garancijom koju ćemo predstaviti u nastavku. Ako nastupi jamstveni slučaj, obratite se svojoj specijaliziranoj trgovini ili neposredno servisnoj službi. U slučaju da proizvod morate poslati poštom, u pošiljci navedite kvar i priložite presliku potvrde o plaćenom računu.

Pri tome vrijede sljedeći jamstveni uvjeti:

- Na proizvode **medisana** odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. Datum kupnje se u jamstvenom slučaju dokazuje potvrdom o plaćenom računu ili računom.
- Nedostaci uslijed greške u materijalu ili proizvodnji otklanjaju se unutar jamstvenog roka besplatno.
- Jamstvo ne produljuje jamstveno razdoblje – ni za uređaj ni za zamijenjene dijelove.
- Iz jamstva su isključene(-a):
 - bilo kakve štete nastale zbog nepravilnog rukovanja uređajem, npr. zbog nepoštivanja Upute o uporabi;
 - štete koje se temelje na popravku ili zahvatima koje su poduzeli kupac ili neovlaštene treće osobe.
 - oštećenja koja su nastala na putu od proizvođača do potrošača ili koja su nastala tijekom slanja pošiljke u servisnu službu;
 - zamjenski dijelovi koji podliježu normalnom habanju.
- Odgovornost za izravne ili neizravne posljedične štete koje uzrokuje uređaj isključena je i onda kada je nastala šteta na uređaju priznata kao garancijski slučaj.

medisana GmbH
 Carl-Schurz-Str. 2
 41460 NEUSS
 Njemačka

Adresu servisa naći ćete na posebnoj listi u dodatku.



- 1** Buton Pornire/Oprire
2 Conector USB pentru bateria externă*
3 Buzunar integrat pentru bateria externă*
4 Cordon pentru înfășurare

* Bateria externă nu este inclusă în pachetul de livrare

Explicații desen

Nu introduceți ace în articol!

Nu este recomandată copiilor sub 3 ani!

Husa se poate spăla manual! Respectați instrucțiunile de pe etichetă!

A nu se folosi înălbitor!

Articolul nu trebuie uscat în uscător!

A nu se călca! A nu se storce!

A nu se curăța chimic!

IMPORTANT!
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza accidente grave sau avarii la aparat.

AVERTISMENT
Aceste indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica accidentările posibile ale utilizatorului.

ATENȚIE
Aceste indicații trebuie respectate, pentru a împiedica potențiale defecțiuni ale aparatului.

INDICAȚIE
Aceste indicații vă oferă informații adiționale utile pentru instalare sau operare.

LOT Număr LOT

Producător

A se păstra într-un loc uscat

Coduri/simboluri pentru reciclare:
Servesc la informarea cu privire la material și utilizarea sa corespunzătoare, precum și cu privire la reciclare.



RO Indicații de siguranță

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucțiunile de utilizare pentru uzul ulterior. Dacă predați aparatul la terțe persoane, predați de asemenea obligatoriu instrucțiunile de utilizare.



Referitor la alimentarea cu curent

- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că acesta este oprit și că este respectată tensiunea electrică specificată.
- După utilizare, opriți întotdeauna aparatul de la tasta de pe unitatea de comandă și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Nu transportați, nu trageți și nu răsuciți niciodată aparatul de cablu.
- Cablurile și unitatea de comandă ale aparatului pot cauza pericole de înfășurare, strangulare, împiedicare sau lovire dacă nu sunt aranjate corespunzător. Utilizatorul trebuie să se asigure, așadar, că elementele de prindere pentru cablul rămas și cablurile electrice sunt pozate în siguranță.

Pentru persoane speciale

- Aparatul nu trebuie folosit de către copii, persoane cu dizabilități sau persoane care dorm precum și de către cele rezistente la căldură, care nu pot reacționa la o supra încălzire.
- Aparatul poate fi folosit de copii de la vârsta de 8 ani sau mai mulți precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa experienței și cunoștințelor dacă, sunt supravegheați sau au fost informați cu privire la utilizarea sigură a aparatului și la pericolele rezultate din aceasta.
- Copii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Copii cu vârsta de sub 3 ani nu au voie să utilizeze acest aparat, deoarece nu sunt capabili să reacționeze la supra încălzire.
- Aparatul nu trebuie utilizat de copii mici cu vârsta de peste trei ani, cu excepția cazului în care elementele de operare au fost presetate de către un părinte sau un tutore sau dacă copilul a fost instruit în mod corespunzător cu privire la funcționarea în siguranță a acestora.
- Dacă aveți dubii cu privire la sănătate, discutați cu medicul dvs., înainte de a folosi aparatul.

Referitor la funcționarea aparatului

- Utilizați aparatul numai conform destinației sale, așa cum este descrisă în instrucțiunile de utilizare.
- Dreptul la garanție se pierde în cazul utilizării necorespunzătoare.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați cu atenție dacă articolul prezintă semne de uzură și/sau deteriorări. Nu folosiți aparatul dacă ați identificat semne de uzură, deteriorări sau semne de utilizare necorespunzătoare.
- Dacă apare o eroare, verificați dacă alimentarea cu curent este realizată corect. Nu deschideți aparatul. Acesta nu conține piese care să fie curățate sau întreținute de către utilizator.
- Pătura cu încălzire nu trebuie folosită îndoită sau pliată.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide. Dacă totuși pătrunde lichid în aparat, deconectați imediat alimentarea cu curent.
- Nu utilizați aparatul dacă este umed și folosiți-l numai într-un mediu uscat (nu în baie sau alte încăperi similare).
- Nu amplasați aparatele electrice în locurile în care există pericolul să cadă într-o cadă sau într-o chiuvetă.
- Nu folosiți aparatul în timp ce dormiți sau stați în pat. Pericol de arsuri sau de hipertermie!
- Aparatul nu este adecvat pentru uz medical (de ex. în spitale).

- Duratele de utilizare foarte îndelungate pot duce la supraîncălzire. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l folosi din nou.
- Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze nesupravegheat.
- Nu adăugați ace de siguranță sau alte obiecte ascuțite sau tăioase la aparat și nu îl străpungeți.
- Nu acoperiți aparatul atunci când este pornit. Nu îl folosiți niciodată sub pături sau perne. Există pericol de incendiu, electrocutare și rănire.
- Nu depozitați și nu folosiți niciodată aparatul lângă un cuptor electric sau alte surse de căldură.

pentru întreținere și curățare

- În caz de defecțiuni nu reparați aparatul. Lucrările de reparație pot fi efectuate doar de către un comerciant de specialitate sau de către o persoană calificată.
- Lucrările de curățenie și întreținere nu pot fi efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
- Dacă păstrați aparatul, lăsați-l să se răcească înainte de a îl depozita.
- În timpul depozitării nu așezați obiecte pe articol, pentru a împiedica îndoirile.
- Nu deteriorați aparatul așezând pe el obiecte în timpul depozitării.
- Verificați în mod regulat aparatul pentru a vedea dacă există semne de uzură sau deteriorare. Dacă există astfel de semne sau dacă aparatul nu a fost utilizat corect sau nu funcționează corespunzător, contactați serviciul clienți înainte de a-l pune din nou în funcțiune.

Pachet de livrare

Verificați mai întâi dacă aparatul este complet și nu are defecte. În caz de dubii nu puneți aparatul în funcțiune și adresați-vă comerciantului dvs. sau centrului de service.

Pachetul de livrare cuprinde:

- 1 **pătură cu încălzire medisana OL 800 / OL 850**
- 1 săculeț pentru depozitare
- 1 ghid rapid

Dacă în timpul despachetării identificați o defecțiune de transport, contactați imediat comerciantul.

AVERTIZARE
Aveți grijă ca foliile de ambalaj să nu ajungă la îndemâna copiilor!
Există pericol de asfixiere!

Utilizare

Pătura cu încălzire medisana OL 800 / OL 850 se utilizează fără fir prin intermediul unei baterii externe (nu este inclusă în pachetul de livrare). Pentru funcționare aveți nevoie de o baterie externă disponibilă în comerț, cu o mufă USB cu o ieșire de 5 V/2 A (de ex. modelul de baterie externă **medisana**, cu nr. de art. 60279).

- Conectați conectorul USB **2** al articolului la mufa USB de la bateria externă.
- Așezați pătura cu încălzire în funcție de nevoile dumneavoastră.
- Apăsăți butonul Pornire/Oprire **1** pentru a porni aparatul. Căldura pornește la cea mai scăzută treaptă, iar LED-ul luminează în galben.
- Prin apăsarea lungă (cca. 1 secundă) a butonului Pornire/Oprire **1** puteți comuta între treptele de căldură 1, 2 sau 3 (treapta medie 2 = LED portocaliu; treapta maximă 3 = LED roșu).
- Aparatul se oprește automat după aproximativ 20 de minute sau poate fi oprit în orice moment prin apăsarea scurtă a butonului Pornire/Oprire **1**.

Așezați bateria externă în buzunarul integrat **3**.

Baterie externă (nu este inclusă în pachetul de livrare)
Bateria externă care urmează să fie utilizată trebuie să fie încărcată complet înainte de prima utilizare.

Erori și remediere

Dacă aparatul NU ARE NICIO reacție după pornire, verificați dacă alimentarea cu curent este realizată corect. În acest caz, articolul este defect. Vă rugăm să nu îl folosiți și să contactați un centru de service.

Lumina intermitentă a LED-ului indică alte erori posibile:

- LED-ul clipește de 3 ori - scurtcircuit în rezistența de încălzire
- LED-ul clipește de 7 ori - circuit electric neînchis
- LED-ul clipește de 5 ori - scurtcircuit sau întrerupere Senzor NTC

Dacă apar astfel de erori, deconectați pătura cu încălzire de la sursa de alimentare, așteptați 5 minute și încercați să o porniți din nou. Dacă eroarea nu poate fi remediată, întrerupeți utilizarea păturii și contactați centrul de service.

Curățare și întreținere

- Înainte de a curăța articolul, deconectați aparatul de la curent, și lăsați aparatul să se minim 10 minute.
- Spălarea manuală: Se lasă la înmuiat 15 minute în soluție de apă cu săpun. Se clătește în apă proaspătă, rece.
- Țineți cablul și unitatea de comutare la distanță față de căldură, suprafețe fierbinți, umiditate și lichide.
- A nu se storce sau freca produsul în timpul sau după curățare!
- Nu trebuie înălbită, călcată sau curățată chimic!
- Folosiți articolul abia după ce, este complet uscat.
- Desfaceți cablul, în cazul în care este răsucit.
- În vederea depozitării, articolul poate fi înfășurat și legat cu cordonul **4** și apoi împachetat în săculețul de depozitare. Asigurați-vă că articolul s-a răcit complet înainte de a-l depozita.

Înlăturare

Acest aparat nu are voie să fie eliminat ca deșeu împreună cu gunoiul menajer. Fiecare utilizator este obligat să predea toate aparatele electronice sau electrice, indiferent dacă acestea conțin substanțe toxice sau nu, la un punct de colectare local sau din comerț, ca acestea să poată fi eliminate ca deșeu într-un mod ecologic. Nu de-puneți bateriile / powerbank consumate în containerele de gunoi menajer, ci la deșeurii speciale sau la centrul de colectare pentru baterii din comerțul de speciali-tate. Pentru eliminare ca deșeu adresați-vă autorităților locale sau comerciantului dvs.

Specificații tehnice

Denumire și model:

Oprire autom.:

Intrare:

Condiții de depozitare:

Dimensiuni aprox.:

Greutate aprox.:

Nr. articol:

Nr. EAN:

pătură cu încălzire medisana OL 800 / OL 850

20 de minute

5 V= 10 W

la loc răcoros, curat și uscat

135 x 45 cm

0,6 kg

60281 (OL 800)

60282 (OL 850)

40 15588 60281 8

40 15588 60282 5

În cadrul îmbunătățirilor continue a produsului ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și optice.

Versiunea actuală a acestor instrucțiuni de utilizare se găsesc la www.medisana.com

Condiții de acordare a garanției și de efectuare a lucrărilor de reparație


Drepturile dvs. la garanție prevăzute de lege nu sunt limitate de garanția noastră descrisă în cele ce urmează. În caz de acordare a garanției, vă rugăm să vă adresați magazinului de specialitate sau direct punctului de service. Dacă trebuie să ne trimiteți aparatul, menționați defectul și atașați copia chitanței de achiziționare.

La acestea sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

- Pentru produsele **medisana** se acordă de la data achiziției o perioadă de garanție de 3 ani. În caz de acordare a garanției, data achiziției se va dovedi cu chitanța sau factura.
- Avariile de material sau de producție se înlătură gratuit în cadrul perioadei de acordare a garanției.
- Prin serviciul de garanție nu apare nicio prelungire a perioadei de garanție nicio pentru aparat nici pentru componentele schimbate.
- Excluse de la garanție sunt:
 - toate avariile cauzate de utilizare necorespunzătoare, de ex.: nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
 - daunele cauzate de lucrări de reparații sau intervenții efectuate de cumpărător sau terțe persoane neautorizate.
 - Daune de transport apărute pe drumul de la producător către consumator sau la expedierea către punctul de service.
 - Piesele de schimb, care sunt supuse unei uzuri normale.
- Se exclude și răspunderea pentru daunele directe sau indirecte care au fost cauzate de către aparat, dacă daunele asupra aparatului nu sunt acoperite de garanție.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
GERMANIA

Adresa de service se află pe fișa adițională informativă.



- 1** Бутон за Вкл./Изкл.
- 2** USB щепсел за външна батерия*
- 3** Интегриран джоб за външна батерия*
- 4** Шнур за навиване

* Външната батерия не е включена в окомплектовката на доставката

Обяснение на знаците

Не забивайте игли в артикула!

Артикулът не е подходящ за деца под 3 години!

Калфът може да се пере на ръка! Спазвайте указанията върху етикета!

Да не се избелва!

Артикулът не трябва да се суши в сушилня!

Да не се глади! Да не се изстисква!

Без химическо чистене!

ВАЖНО! Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Тези предупредителни указания трябва да бъдат спазвани, за да се предотвратят евентуални наранявания на потребителя.

ВНИМАНИЕ Тези указания трябва да се спазват, за да се предотврати възникването на евентуални повреди по уреда.

УКАЗАНИЕ Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.

LOT Партиден номер

Производител

Дръжте на сухо

Символи за рециклиране / Кодове: Те служат за предоставяне на информация относно материала и правилната му употреба и рециклиране.

BG
Указания за безопасност
Прочетете внимателно инструкцията за употреба и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.



Относно електрическото захранване

- Преди да свържете уреда към захранването, се уверете, че той е изключен и че посоченото електрическото напрежение е спазено.
- Винаги изключвайте уреда след употреба с бутона на блока за управление и изключвайте захранването.
- Никога не носете, дърпайте или въртете уреда за кабела.
- Кабелите и блокът за управление на уреда могат да създадат опасност от заплитане, задушаване, спъване или падане, ако не са положени правилно. Отговорност на потребителя е да се увери, че при наличност на подълги кабелни връзки и електрически проводници те са прокарани безопасно.

за лица със специални потребности

- Не използвайте уреда при деца, хора с увреждания или спящи лица, както и при нечувствителни към топлина хора, които не могат да реагират на прегряване.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.
- Деца на възраст под 3 години не трябва да използват уреда, защото те не са способни да реагират на прегряване.
- Уредът не трябва да се използва от малки деца над 3 години освен ако елементите за обслужване не са били настроени предварително от родител или настойник, или ако детето е било инструктирано по подходящ начин относно безопасното боравене с елементите за обслужване.
- Ако имате някакви здравословни проблеми, се консултирайте с Вашия лекар преди употреба.

За работата на уреда

- Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба.
- При използване за други цели гаранцията става невалидна.
- Преди всяка употреба внимателно проверявайте артикула за следи от износване и/или повреда. Не пускайте уреда в експлоатация, ако установите износвания, повреди или признаци на неправилна употреба.
- Ако възникне грешка, проверете дали захранването е свързано правилно. Не отваряйте уреда. Той не съдържа части, които трябва да бъдат почиствани или поддържани от потребителя.
- Електрическото одеяло не трябва да се използва, ако е сгънато или намачкано.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако въпреки това в уреда попадне течност, незабавно го изключете от електрическото захранване.
- Не използвайте уреда влажен и го използвайте само в суха среда (не в баня и др.).
- Не поставяйте електрически уреди на места, където има опасност да паднат във вана или умивалник.
- Не използвайте уреда, докато спите или лежите в леглото. Опасност от изгаряне или топлинен удар!
- Уредът не е подходящ за медицинска употреба (напр. в болници).

- Твърде продължителното време на използване може да доведе до прегряване. Винаги първо оставайте уреда да се охлади, преди да го използвате отново.
- Никога не оставайте уреда без надзор.
- Върху и в уреда не трябва да се поставят или забждат безопасни игли или други остри предмети.
- Не покривайте уреда, когато е включен. Никога не го използвайте под одеяло или възглавница. Съществува опасност от пожар, електрически удар и нараняване.
- Никога не съхранявайте и не използвайте уреда до електрическа фурна или други източници на топлина.

за поддръжката и почистването

- В случай на повреда не ремонтирайте уреда сами. Ремонт трябва да се извършва само от оторизиран специализирантърговецилисъответно квалифицирано лице.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, без да се осъществява надзор.
- Когато прибирате уреда за съхранение, първо го оставете да се охлади, преди да го приберете.
- По време на съхранение не поставяйте предмети върху артикула, за да избегнете остри гънки.
- Не повреждайте уреда, поставяйки други предмети върху него по време на съхранение.
- Проверявайте уреда редовно за признаци на износване или повреда. Ако има такива признаци, или ако уредът е бил използван неправилно или не функционира правилно, обърнете се към службата за работа с клиенти, преди да го пуснете отново в експлоатация.

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете дали окомплектовката на уреда е пълна и дали няма някакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обърнете към Вашия търговец или към сервиз.

Към окомплектовката на доставката спадат:

- 1 електрическо одеяло medisana OL 800 / OL 850**
- 1 торбичка за съхранение
- 1 кратка инструкция

Ако при разопаковането забележите повреда, причинена по време на транспорта, моля незабавно да се свържете с Вашия търговец.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **Внимавайте фолиото от опаковката да не попада в ръцете на деца!** **Съществува опасност от задушаване!**

Употреба

Електрическото одеяло **medisana OL 800 / OL 850** се характеризира с безкабелна употреба благодарение на използването на външна батерия (не е включена в окомплектовката на доставката). За експлоатацията на уреда задължително се нуждаете от предлагана в търговската мрежа външна батерия, която има USB букса с изходна мощност 5V/2A (напр. външна батерия **medisana**, арт. 60279).

- Свържете USB щепсела **2** на артикула с USB буксата на външната батерия.
- Разстелете електрическото одеяло съгласно нуждите Ви.
- Натиснете бутона за Вкл./Изкл. **1**, за да включите уреда. Нагряването се включва на най-ниската степен и светодиодът свети жълто.
- Чрез продължително натискане (задържане за прибл. 1 секунда) на бутона за Вкл./Изкл. **1** можете да превключвате между степените на нагряване 1, 2 или 3 (средна степен 2 = оранжев светодиод, най-висока степен 3 = червен светодиод).
- Уредът се изключва автоматично след прибл. 20 минути или може да бъде изключен по всяко време чрез кратко натискане на бутона за Вкл./Изкл. **1**.

Приберете външната батерия във вградения джоб **3**.

Външна батерия (не е включена в окомплектовката на доставката)

Използваната външна батерия трябва да бъде заредена напълно преди първата употреба.

Грешки и отстраняването им

Ако уредът НЕ показва реакция след включване, моля проверете дали електрическото захранване е свързано правилно. Ако свързването е правилно, артикулът е повреден. Моля, не го използвайте и се свържете със сервиз.

Ако светодиодът мига, това е указание за други възможни грешки:

- Светодиодът мига 3 пъти - късо съединение в нагревателния проводник
- Светодиодът мига 7 пъти - електрическата верига не е затворена
- Светодиодът мига 5 пъти - късо съединение или прекъсване NTC сензор

При възникване на такива неизправности разединете електрическото одеяло от електрическото захранване, изчакайте 5 минути и опитайте повторно пускане в експлоатация. Ако неизправността не може да бъде отстранена, не използвайте повече електрическото одеяло и се свържете със сервиза.

Почистване и грижа

- Преди да почиствате артикула, изключете от електрическото захранване и оставете уреда да се охлади мин. 10 минути.
- Ръчно пране: Накиснете в продължение на 15 минути в студена вода с мек сапун. Изплакнете в прясна, студена вода.
- Пазете кабела и превключателя далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности.
- Не изстискайте и не търкайте продукта по време на или след почистване.
- Не трябва да се избелва, глади или почиства химически!
- Използвайте артикула отново едва след като е изсъхнал напълно.
- Развийте кабела, ако се е усукал.
- За съхранение артикулът може да бъде навит на руло, вързан с шнур **4** и опакован в торбичката за съхранение. Уверете се, че артикулът е напълно охладен преди съхранение.

Изхвърляне

Този уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всеки потребител е задължен да предаде всички електрически или електронни уреди, без значение дали те съдържат вредни материали или не, в пункт за събиране в своя град или в търговската мрежа, за да могат те да бъдат изхвърлени по екологично безвреден начин. Не изхвърляйте използваните батерии / powerbank с битовите отпадъци, а в контейнер за опасни отпадъци или на място за събиране на батерии в специализираните магазини. Във връзка с изхвърлянето се обърнете към Вашите местни органи или Вашия търговец.

Технически данни

Наименование и модел: електрическо одеяло **medisana OL 800 / OL 850**

Автом. изключване: 20 минути
Вход: 5V= 10W
Условия на съхранение: В охладено състояние, на чисто и сухо място

Приблизителни размери: 135 x 45 cm
Приблизително тегло: 0,6 kg
Артикулен №: 60281 (OL 800) 60282 (OL 850)
EAN №: 40 15588 60281 8 40 15588 60282 5

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструкционни промени.

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес www.medisana.com

Условия за гаранция и ремонт

Вашите законови гаранционни права не се ограничават от нашата гаранция, представена по-долу. В гаранционен случай, моля обърнете се към Вашия специализиран магазин или директно към сервиза. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите копие на касовия бон.

При това важат следните гаранционни условия:

1. За продуктите **medisana** се дава гаранция от 3 години от датата на продажбата. Датата на продажбата трябва да бъде доказана в гаранционен случай чрез касов бон или фактура.

2. Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.


3. Предоставянето на гаранционна услуга не води до удължаване на гаранционния срок нито за уреда, нито за сменените части.

4. От гаранцията са изключени:
а) всички повреди, които са възникнали поради неправилна употреба, напр. в резултат на неспазване на инструкцията за употреба.
б) повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица.
в) транспортни повреди, които са възникнали по пътя от производителя до потребителя или при изпращането до сервиза.
г) резервни части, които подлежат на нормално износване.

5. Изключва се поемане на отговорност за причинени от уреда преки или косвени щети, които са причинени от уреда, дори и тогава, когато повредата на уреда се покрива от гаранцията.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
DEUTSCHLAND/ГЕРМАНИЯ

Сервизният адрес може да намерите върху отделния приложен лист.



- 1 toitenupp
 2 USB-pistik akupanga jaoks*
 3 integreeritud kott akupanga jaoks*
 4 nõõr kokkukerimiseks

* Akupank ei sisaldu tarnekomplektis

Sümbolite selgitus

Ärge torgake toote sisse nõelu!

Ei sobi alla 3-aastastele lastele!

Katet võib pesta käsitsi! Järgige juhiseid sildil!

Mitte valgendada!

Toodet ei tohi kuivatis kuivatada!

Mitte triikida! Mitte väänata!

Mitte puhastada keemiliselt!

TÄHTIS!
Selle juhendi mittejärgmine võib põhjustada raskeid vigastusi või kahjustada seadet.

HOIATUS
Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida kasutaja võimalikku vigastamist.

TÄHELEPANU
Neist juhistest tuleb kinni pidada, et vältida seadme võimalikku kahjustamist.

MÄRKUS
Need juhised annavad paigaldamise või kasutamise kohta kasulikku lisateavet.

LOT Partii number

Tootja

Hoida kuivana

Taaskasutussümbolid/-koodid:
Nende eesmärk on anda teavet materjali ning selle õige kasutamise ja ringlussevõtu kohta.

EE Ohutusjuhised

Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate seadme edasi kolmandale isikule, andke tingimata kaasa ka kasutusjuhend.



Vooluvarustus

- Veenduge enne seadme vooluvõrku ühendamist, et seade on välja lülitatud ja et märgitud pinge vastab vooluvõrgu pingele.
- Pärast kasutamist lülitage seade alati juhtseadmel olevast nupust välja ja eemaldage vooluvõrgust.
- Ärge kandke, tõmmake ega keerake seadet kunagi juhtmest.
- Seadme juhe ja juhtseade võivad mittenouetekohase paigutamise korral tekitada takerdumis-, lämbumis-, komistamis- või äralöömisohu. Kasutaja peab hoolitsema selle eest, et liigsed kaablisidemed ja elektrijuhtmed oleksid ohutult paigutatud.

Erivajadustega isikud

- Ärge kasutage seadet laste, puuetega või magavate inimeste ega kuuma suhtes mittetundlike inimeste puhul, kes ei suuda ülekuumenemisele reageerida.
- Üle 8-aastased lapsed, samuti vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud võivad seda seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Alla 3-aastased lapsed ei tohi seda seadet kasutada, sest nad ei ole võimelised ülekuumenemisele reageerima.
- Üle 3-aastased lapsed ei tohi seadet kasutada, v.a kui lapsevanem või järelevaataja on lülitusseadme eelseadistanud ja kui lapsele on piisavalt selgitatud, kuidas lülitusseadet ohutult kasutada.
- Terviseprobleemide korral konsulteerige enne seadme kasutamist oma arstiga.

Seadme kasutamine

- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel.
- Vale kasutamise korral muutub garantiinõue kehtetuks.
- Kontrollige enne iga kasutust hoolikalt, et toode poleks kulunud ega kahjustatud. Ärge võtke seadet kasutusele, kui tuvastate tootel märke kulumisest, kahjustustest või vales kasutamisest.
- Vea esinemisel kontrollige, kas seade on korralikult toiteallikaga ühendatud. Ärge seadet avage. See ei sisalda ühtegi osa, mida kasutaja peaks puhastama või hooldama.
- Elektrilist soojendustekki ei tohi kasutada, kui see on kokku volditud või murtud.
- Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Kui sellegipoolest peaks seadmesse sattuma vedelikku, eemaldage seade kohe vooluvõrgust.
- Ärge kasutage seadet niiskena, vaid ainult kuivas keskkonnas (mitte vannitoas vms).
- Ärge asetage elektriseadmeid kohta, kust need võivad kukkuda vanni või kraanikaussi.
- Ärge kasutage seadet magades või voodis lamades. Põletuse või kuumarabanduse oht!
- Seade ei sobi meditsiiniliseks kasutamiseks (nt haiglates).

- Liiga pikaaegne kasutamine võib põhjustada ülekuumenemise. Enne uuesti kasutamist laske seadmel alati jahtuda.
- Ärge jätke töötavat seadet kunagi järelevalveta.
- Seadme juurde ega sisse ei tohi panna ega torgata haaknõelu ega teisi terava otsaga või teravaid esemeid.
- Ärge katke seadet kinni, kui see on sisse lülitatud. Ärge kasutage seadet kunagi tekkide ega patjade all. Esineb tulekahju-, elektrilöögi- ja vigastusohu.
- Ärge kunagi hoidke ega kasutage seadet elektripliidi või muude soojusallikate läheduses.

Hooldus ja puhastamine

- Tõrke korral ärge parandage seadet ise. Parandada võib üksnes volitatud edasimüüja või vastava väljaõppega isik.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Enne kui seadme hoiustamiseks ära panete, laske sellel maha jahtuda.
- Teravate murdekohtade vältimiseks ärge asetage hoiustamise ajaks tootele esemeid.
- Ärge kahjustage seadet, asetades sellele hoiustamise ajal muid esemeid.
- Kontrollige regulaarselt, et seadmel ei oleks märke kulumisest ega kahjustustest. Kui leiate selliseid märke või kui seadet pole õigesti kasutatud või see ei tööta nagu peaks, pöörduge enne seadme uuesti kasutamist kliendi-teeninduse poole.

Tarnekomplekt

Kõigepealt kontrollige, et seade oleks terve ega oleks kahjustatud. Kahtluse korral ärge seadet kasutage, vaid pöörduge edasimüüja või teeninduspunkti poole.

Tarnekomplekti kuuluvad

- 1 **medisana** soojendustekk **OL 800 / OL 850**
- 1 hoiukott
- 1 lühijuhend

Kui märkate seadme lahtipakkimisel transpordikahjustusi, võtke otsekohe ühendust oma edasimüüjaga.

HOIATUS
Jälgige, et pakkepile ei satuks laste kätte!
Lämbumisoht!

Kasutamine

medisana soojendustekki **OL 800 / OL 850** saab kasutada juhtmevabalt tänu akupangale (ei sisaldu tarnekomplektis). Kasutamiseks on tingimata vajalik kaubanduses saadaolev akupank, millel on USB-pesa väljundvõimsusega 5 V/2 A (nt **medisana** akupank, art 60279).

- Ühendage toote küljes olev USB-pistik **2** akupanga USB-pesaga.
- Laotage soojendustekk vastavalt oma vajadustele laiali.
- Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu **1**. Soojendus lülitub sisse madalaimal astmel ja LED põleb kollaselt.
- Toitenupu **1** pikaajalisel vajutamisel (u 1 sekund) saate ümber lülitada soojendusastmete 1, 2 või 3 vahel (keskmine aste 2 = oranž LED; kõrgeim aste 3 = punane LED).
- Seade lülitub umbes 20 minuti pärast automaatselt välja või seda saab igal ajal välja lülitada, vajutades toitenuppu **1**.

Hoidke akupanka integreeritud taskus **3**.

Akupank (ei sisaldu tarnekomplektis)

Kasutatav akupank tuleb enne esmakordset kasutamist täielikult täis laadida.

Vead ja nende kõrvaldamine

Kui seade ei reageeri pärast sisselülitamist ÜLDSE, kontrollige, kas see on korralikult toiteallikaga ühendatud. Kui see on korralikult ühendatud, on toode defektne. Ärge toodet enam kasutage, vaid võtke ühendust teeninduspunktiga.

Kui LED vilgub, viitab see muudele võimalikele vigadele:

- LED vilgub 3 korda - lühis kütetraadis
- LED vilgub 7 korda - vooluring pole suletud
- LED vilgub 5 korda - lühis või katkestus NTC-andur

Selliste vigade tekkimise korral lahutage soojendustekk voolutoitest, oodake 5 minutit ja proovige uuesti kasutusele võtta. Kui viga ei õnnestu kõrvaldada, ärge tekki enam kasutage ja võtke ühendust hoolduspunktiga.

Puhastamine ja korrashoid

- Enne toote puhastamist ühendage toide lahti ja laske seadmel vähemalt 10 minutit jahtuda.
- Käsupesu: leotada 15 minutit pehmetoimelise seebiga külmas vees. Loputada värskes külmas veega.
- Hoidke juhe ja lülitusseade eemal kuumusest, kuumadest pindadest, niiskusest ja vedelikest.
- Ärge toodet puhastamise ajal ega järel väänake ega hõõruge!
- Ei tohi valgendada, triikida ega keemiliselt puhastada!
- Kasutage toodet uuesti alles siis, kui see on täiesti kuiv.
- Kui juhe on keerdus, keerake see lahti.
- Hoiulepanemiseks võib toote kokku rullida, nõõriga **4** kokku siduda ja pakkida hoiukotti. Veenduge, et toode oleks enne hoiulepanemist täielikult jahtunud.

Kasutuselt kõrvaldamine

Seda seadet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. Iga tarbija on kohustatud kõik elektrilised või elektroonilised seadmed viima – ükskõik, kas need sisalduvad saasteaineid või mitte – oma linna kogumispunkti või kauplusesse, et anda oma panus keskkonnasõbralikku jäätmete kõrvaldamisse. Ärge visake kasutatud patareisid / akupank olmejäätmete hulka, vaid kõrvaldage need ohtlike jäätmetena või viige patareide kogumispunkti poes. Pöörduge jäätmekäitluseks kohaliku omavalitsuse või oma müügiesindaja poole.

Tehnilised andmed

Nimi ja mudel:

Automaatne Väljalülitus:	medisana soojendustekk OL 800 / OL 850
Sisend:	20 minutit 5V= 10 W
Hoiutingimused:	Jahtunud, puhas ja kuiv
Mõõtmed u:	135 x 45 cm
Kaal u:	0,6 kg
Tootenr:	60281 (OL 800) 60282 (OL 850)
EAN-kood:	40 15588 60281 8 40 15588 60282 5

Toote pidevaks edasiarendamiseks jätame endale õiguse teha tehnilisi ja disainialaseid muudatusi.

Selle kasutusjuhendi olemasoleva ajakohase versiooni leiate veebiaadressilt: www.medisana.com

Garantii- ja remonditingimused

Teie seadusest tulenevaid garantiioigusi ei piira meie järgnevalt esitatud garantii. Pöörduge garantiinõude korral oma edasimüüja või otse teeninduspunkti poole. Kui peaksite seadme meile saatma, kirjeldage viga ja lisage koopia ostudokumendi.

Seejuures kehtivad alljärgnevad garantiitingimused:


- medisana** toodetele kehtib 3-aastane garantii alates ostukuupäevast. Ostukuupäeva tuleb garantii korral tõendada ostukviitungi või arvega.
- Materjali- või tootmisvigadest tulenevad puudused kõrvaldatakse garantiiperioodil tasuta.
- Garantiiremondi korral ei pikene seadme ega väljavahetatud detailide garantiiperiood.
- Garantiitööde alla ei kuulu:
 - kõik väärast kasutamist, nt kasutusjuhendi eiramisest tingitud kahjud;
 - kahjud, mis on tekkinud ostja või volitamata kolmandate isikute sekkumiste või remondi tagajärjel;
 - transpordikahjustused, mis on tekkinud teel tootja juurest tarbija juurde või teeninduspunkti;
 - varuosad, mis kuluvad tavapäraselt;
- vastutus seadmest tingitud otseste või kaudsete kahjude eest on välistatud ka siis, kui seadme kahjustused kuuluvad garantii alla.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
SAKSAMAA

Teeninduse aadressi leiate eraldiseisvalt lisalehelt.

medisana

LV
Lietošanas instrukcija
Apsildāmā sega OL 800 / OL 850



- 1** Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 2** USB spraudnis lādētājakumulatoram*
- 3** Integrēta kabata lādētājakumulatoram*
- 4** Aukla sarullēšanai

* lādētājakumulators nav iekļauts piegādes komplektā

Simbolu skaidrojums

Neduriet izstrādājumā adatas!

Nav piemērots bērniem, kas ir jaunāki par 3 gadiem!

Apvalku drīkst mazgāt ar rokām! Ņemiet vērā norādes uz etiķetes!

Nedrīkst balināt!

Izstrādājumu nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā!

Nedrīkst gludināt ar gludekli! Neizgrieziet!

Nedrīkst tīrīt ķīmiski!

SVARĪGI! Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.

BRĪDINĀJUMS Ievērojiet šīs brīdinājuma norādes, lai novērstu iespējamās lietotāja traumas.

UZMANĪBU Ievērojiet šīs norādes, lai novērstu iespējamus ierīces bojājumus.

NORĀDE Šīs norādes sniedz noderīgu papildu informāciju par uzstādīšanu un lietošanu.

LOT LOT numurs

Ražotājs

Turiet sausu

Pārstrādes simboli / kodi: Tie paredzēti informācijas sniegšanai par materiālu un tā pareizu izmantošanu un pārstrādi.

LV Drošības norādījumi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabājiet lietošanas instrukciju turpmākām uzziņām. Nododot ierīci citiem, obligāti iedodiet līdzi arī šo lietošanas instrukciju.



Barošana

- Pirms pieslēdzat ierīci barošanas avotam, pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta un tiek ievērots norādītais elektriskais spriegums.
- Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet ierīci ar taustiņu vadības ierīcē un atvienojiet strāvas padevi.
- Nekad nepārnēsājiet, nevelciet un neapgrieziet ierīci, turot to aiz kabeļa.
- Kabeļi un ierīces vadības bloks var izraisīt aizķeršanās, nožņaugšanas, pakļupšanas un uzkāpšanas risku, ja tie nav pareizi izvietoti. Lietotājam jānodrošina, lai nelietoti kabeļu savienotāji un elektriskie vadi būtu droši novietoti.

Personas ar īpašām vajadzībām

- Nelietojiet ierīci bērniem, personām ar invaliditāti vai guļošām personām, kā arī cilvēkiem, kuri nav jutīgi pret karstumu un tādēļ nespēj reaģēt uz pārkaršanu.
- Bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un personas ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai sensorām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst lietot šo ierīci tādā gadījumā, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai viņi ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un ar to saistītajiem apdraudējumiem.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst lietot šo ierīci, jo viņi nespēj reaģēt uz pārkaršanu.
- Ierīci nedrīkst lietot mazi bērni, kas vecāki par trim gadiem, izņemot gadījumus, kad kāds no vecākiem vai aizbildnis iepriekš ir iestatījis vadības elementus vai bērns ir pietiekami instruēts par drošu vadības elementu lietošanu.
- Ja jums ir veselības problēmas, pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces lietošana

- Lietojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam mērķim.
- Ja ierīce tiek lietota neatbilstoši paredzētajam mērķim, garantija tiek anulēta.
- Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet, vai precei nav nolietojuma un/vai bojājumu pazīmju. Nelietojiet ierīci, ja tai konstatējat nolietojuma, bojājumu vai nepareizas lietošanas pazīmes.
- Ja rodas kāda kļūme, pārbaudiet, vai ierīcei ir nodrošināta pareiza barošana. Neatveriet ierīci pašrocīgi. Tā nesatur nevienu detaļu, kuras tīrīšanu vai apkopi paredzēts veikt ierīces lietotājam.
- Apsildāmo segu nedrīkst lietot sakrokotā vai salocītā stāvoklī.
- Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citos šķidrumos. Ja ierīcē tomēr iekļūst šķidrums, nekavējoties atvienojiet strāvas padevi.
- Lietojiet ierīci tikai tad, ja tā ir sausa un atrodas sausā vidē (nelietojiet vannas istabā u.tml.).
- Nenovietojiet elektroierīces vietās, kurās pastāv risks, ka tās var iekrist vannā vai izlietnē.
- Nelietojiet ierīci, kad guļat vai atrodaties gultā guļus stāvoklī. Risks, ko rada apdegumi vai karstuma trieciens!
- Ierīce nav piemērota lietošanai medicīniskiem nolūkiem (piemēram, slimnīcās).

- Pārāk ilgs lietošanas laiks var izraisīt ierīces pārkaršanu. Vienmēr ļaujiet ierīcei vispirms atdzist, pirms lietojat to atkārtoti.
- Nekad neatstājiet ieslēgtu ierīci darbojamies bez uzraudzības.
- Ierīcei nedrīkst piestiprināt vai tajā iedurt saspaužamās adatas vai citus smailus vai asus priekšmetus.
- Neapsedziet ierīci, kad tā ir ieslēgta. Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci zem segas vai spilvena. Pastāv aizdegšanās, strāvas trieciena un traumų gūšanas risks.
- Nekādā gadījumā neglabājiet vai nelietojiet ierīci elektriskās plīts vai citu siltuma avotu tuvumā.

Apkope un tīrīšana

- Traucējumu gadījumā nemēģiniet patstāvīgi saremontēt ierīci. Remontu drīkst veikt tikai pilnvarots specializētais tirgotājs vai atbilstoši kvalificēta persona.
- Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotājam atļauts apkopes darbus.
- Ja vēlaties ierīci novietot glabāšanā, ļaujiet tai vispirms atdzist.
- Glabāšanas laikā nenovietojiet uz preces priekšmetus, lai izvairītos no dziļiem locījumiem.
- Nesabojājiet ierīci, glabāšanas laikā uz tās novietojot priekšmetus.
- Regulāri pārbaudiet, vai ierīcei nav nodiluma vai bojājumu pazīmju. Ja parādās šādas pazīmes vai ierīce ir lietota nepareizi vai nedarbojas pareizi, pirms atkārtotas lietošanas sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Piegādes komplekts
Vispirms pārbaudiet, vai ierīcei netrūkst nevienas daļas un vai tai nav nekādu bojājumu. Ja rodas šaubas, nesāciet lietot ierīci un vērsieties pie tirgotāja vai servisa centrā.

Piegādes komplektā ietilpst:

- 1 medisana** apsildāmā sega **OL 800 / OL 850**
- 1 uzglabāšanas maisiņš
- 1 Tsā lietošanas instrukcija

Izpakošanas laikā konstatējot transportēšanas bojājumus, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu tirgotāju.

BRĪDINĀJUMS
Nodrošiniet, ka bērni nevar piekļūt preces iepakojšanai izmantotajām plēvēm!
Nosmakšanas risks!

Lietošana

- Apsildāmā spilvena USB spraudni **2** savienojiet ar ārējā akumulatora USB līgzdu **5**.
- Izklājiet apsildāmo spilvenu atbilstoši savām vajadzībām, piem., uz soliņa vai dārza krēsla.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu **1**, lai ieslēgtu ierīci. Siltums ieslēdzas zemākajā līmenī.
- Nospiežot un turot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu **1**, jūs varat pārslēgties starp 1., 2. vai 3. siltuma līmeni un izslēgt ierīci, vēlreiz nospiežot pogu. IESLĒGTS (zemākais līmenis) > vidējs līmenis > augstākais līmenis > IZSLĒGTS
- Pēc 20 minūtēm ierīce automātiski izslēdzas.

Ja nepieciešams, ievietojiet ārējo akumulatoru integrētajā kabatā ar līpaizdari **5.**

Lādētājakumulators (nav iekļauts piegādes komplektā)
Izmantojamais lādētājakumulators pirms pirmās lietošanas pilnībā jāuzlādē.

Kļūdas un to novēršana

Ja ierīce pēc ieslēgšanas NEKĀDI nereaģē, lūdzu, pārbaudiet, vai ir nodrošināta pareiza barošana. Ja tā ir, tas liecina par izstrādājuma bojājumu. Lūdzu, nelietojiet to un sazinieties ar servisu.
Mirgojoša gaismas diode norāda uz citām iespējamām kļūdām:
a) gaismas diode iemirgojas 3 reizes - tsslēgums sildstieplē
b) gaismas diode iemirgojas 7 reizes - strāvas ķēde nav aizvērta
c) gaismas diode iemirgojas 5 reizes - tsslēgums vai pārtrauce NTC sensors

Ja rodas šādas kļūdas, atvienojiet apsildāmajai segai strāvas padevi, pagaidiet 5 minūtes un mēģiniet izstrādājumu ieslēgt no jauna. Ja kļūdu neizdodas apturēt, pārtrauciet segas lietošanu un sazinieties ar servisu.

Tīrīšana un kopšana

- Pirms preces tīrīšanas atvienojiet strāvas padevi un vismaz 10 minūtes ļaujiet ierīcei atdzist.
- Mazgāšana ar rokām: iemērciet uz 15 minūtēm aukstā ūdenī ar maigām ziepēm. Izskalojiet tīrā, aukstā ūdenī.
- Sargājiet vadu un vadības ierīci no karstuma, karstām virsmām, mitruma un šķidrumiem.
- Tīrīšanas laikā un pēc tās neizgrieziet un neberzējiet izstrādājumu!
- Nedrīkst balināt, gludināt vai tīrīt ķīmiski!
- Atsāciet preces lietošanu tikai tad, kad tā ir pilnībā izžuvusi.
- Attīniet vadu, ja tas ir savērpies.
- Uzglabāšanas nolūkā izstrādājumu varat sarullēt un apsiēt ar auklu **4**, un ievietot uzglabāšanas maisiņā. Pārlicinieties, ka izstrādājums pirms novietošanas glabāšanā ir pilnībā atdzisis.

Utilizācija

Šo ierīci aizliegts izmest sadzīves atkritumos. Katra patērētāja pienākums ir visas elektriskās vai elektroniskās ierīces – neatkarīgi no tā, vai tajās ir bīstamās vielas vai nav – nodot savā pilsētā izveidotā savākšanas punktā vai arī atgriezt tirdzniecības vietā, lai tās būtu iespējams nodot videi draudzīgai utilizācijai. Neizmetiet lietotas baterijas / powerbank sadzīves atkritumos, bet gan īpašo atkritumu tvertnē vai arī nododiet tās bateriju savākšanas punktā specializētajos veikalos. Ar jautājumiem saistībā ar utilizāciju vērsieties savas pašvaldības atbildīgajā iestādē vai pie tirgotāja.

Tehniskie dati	
Nosaukums un modelis:	medisana apsildāmā sega OL 800 / OL 850
Autom. izslēgšanās: Ieeja:	20 minūtes 5V= 10W
Uzglabāšanas nosacījumi:	atdzisušā stāvoklī glabāt tīrā un sausā vietā
Aptuvenais izmērs:	135 x 45 cm
Aptuvenais svars:	0,6 kg
Preces Nr.:	60281 (OL 800) 60282 (OL 850)
EAN Nr.:	40 15588 60281 8 40 15588 60282 5

Lai nepārtraukti uzlabotu mūsu izstrādājumus, paturam tiesības veikt tehniskas un vizuālas izmaiņas.
Jaunākā šīs lietošanas instrukcijas versija ir pieejama vietnē www.medisana.com

Garantijas un remonta noteikumi

Mūsu izsniegtā garantija neierobežo normatīvajos aktos teiktās garantijas tiesības. Garantijas gadījumā, lūdzu, griezieties savā specializētajā veikalā vai arī tieši servisā. Ja vēlaties ierīci nosūtīt remontēšanai, norādiet bojājumu un pievienojiet iegādes dokumenta kopiju.

Tādā gadījumā spēkā ir tālāk norādītie garantijas noteikumi.

1. medisana izstrādājumiem tiek nodrošināta 3 gadu garantija, sākot no iegādes datuma. Garantijas prasību gadījumā iegādes datums ir jāapliecina ar iegādes kvīti vai rēķinu.

2. Materiālu vai ražošanas kļūmes garantijas laikā tiek novērstas bez maksas.

3. Veicot garantijas remontu, garantijas laiks netiek pagarināts ne ierīcei, ne arī nomainītajām detaļām.

4. Garantija neattiecas uz:
a. visiem bojājumiem, kas ir radušies noteikumiem neatbilstošas lietošanas dēļ, piemēram, neievērojot lietošanas instrukciju;
b. bojājumiem, kas ir radušies pircēja vai nepilnvarotu trešo personu veikta remonta vai iejaukšanās dēļ;
c. transportēšanas bojājumiem, kas ir radušies ceļā no ražotāja līdz patērētājam vai arī nosūtot servisam;
d. detaļām, kuras ir pakļautas normālam nolietojumam.

5. Ražotājs neuzņemas atbildību par tiešiem vai netiešiem izrietošajiem bojājumiem, kurus ir izraisījusi ierīce, arī tādos gadījumos, ja ierīces bojājums tiek atzīts kā garantijas gadījums.

	medisana GmbH
	Carl-Schurz-Str. 2
	41460 NEUSS
	VĀCIJA

Servisa adrese ir norādīta pievienotajā pavaddokumentā.


ilustracija panaši

- 1 Ij./Išj. mygtukas
- 2 USB kištukas išorinei baterijai*
- 3 Integruota kišenė išorinei baterijai*
- 4 Virvelė suvyniojimui

* Išorinė baterija nepridedama prie komplekto

Simbolių paaiškinimas

Į gaminį nesmeikite adatų!

Netinka vaikams, jaunesniems nei 3 etai!

Užvalkalą galima skalbti rankomis!
Laikykites etiketėje pateiktų nurodymų!

Nebalinkite!

Gaminio negalima džiovinti džiovyklėje!

Nelyginkite! Negręžkite!

Nevalykite cheminiu būdu!

SVARBU!
Nesilaikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti arba padaryti didelės žalos prietaisui.

ISPĖJIMAS
Privalote laikytis šio įspėjamojo nurodymo, kad išvengtumėte galimų naudotojo sužeidimų.

DĖMESIO!
Šių nurodymų laikytis būtina, siekiant išvengti galimų prietaiso pažeidimų.

NURODYMAS
Šie nurodymai jums suteikia naudingos papildomos informacijos apie įrengimą ir naudojimą.

LOT Partijos numeris

Gamintojas

Laikykite sausiai

Perdirbimo simboliai / kodai:
Juose pateikiama informacija apie medžiagą, tinkamą jos naudojimą bei perdirbimą.



LT Saugos nurodymai

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač jos saugos nurodymus, ir ją išsaugokite, kad galėtumėte pasiskaityti vėliau. Perduodami prietaisą tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir šią naudojimo instrukciją.



apie maitinimą

- Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą, atkreipkite dėmesį į tai, kad jis būtų išjungtas ir kad būtų laikomasi nurodytos elektros įtampos.
- Pasinaudoję prietaisu jį visuomet išjunkite tik mygtuku ant valdymo pulto ir ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo.
- Neneškite, netraukite arba nesukite prietaiso paėmę už laido.
- Netinkamai nutiesę prietaiso laidą ir padėję valdymo bloką galite įsipainioti, pasismaugti, pargriūti ir užminti laidą. Todėl naudotojas turi pasirūpinti, kad išsikišę laidų jungimo elementai ir elektros laidai būtų nutiesti saugiai.

Dėl ypatingų asmenų

- Nenaudokite prietaiso vaikams, neįgaliems arba miegantiems asmenims bei karščiui jautriems žmonėms, kurie negali tinkamai reaguoti į perkaitimą.
- Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir sutrikusių fizinių, jauslinių ar protinių gebėjimų asmenys arba mažai žinių ir patirties turintys asmenys, prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta, kokių pavojų gali kilti.
- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
- Šį prietaisą draudžiama naudoti vaikams, jaunesniems nei 3 metai, nes jie negali tinkamai reaguoti į perkaitimą.
- Prietaisą draudžiama naudoti vaikams, jaunesniems nei 3 metai, nebent valdymo elementus iš anksto nustatė vienas iš tėvų ar teisėtų globėjų arba vaikas buvo tinkamai apmokytas, kaip saugiai naudoti valdymo elementus.
- Jei kiltų abejonių dėl sveikatos, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su savo gydytoju.

apie prietaiso naudojimą

- Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį.
- Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioja.
- Kaskart prieš naudodami atidžiai patikrinkite gaminį, ar ant jo nesimato nusidėvėjimo žymių ir (arba) pažeidimų. Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad jis nusidėvėjęs, sugedęs arba buvo netinkamai naudotas.
- Jeigu parodoma klaida, patikrinkite, ar tinkama maitinimo įtampa. Prietaiso neardykite. Jame nėra dalių, kurias naudotojas turėtų valyti arba atlikti jų techninę priežiūrą.
- Nenaudokite sulankstytos ar perlenktos šildančios antklodės.
- Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį arba kitus skysčius. Jei į prietaisą vis dėl to pateko skysčio, nedelsdami išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Nenaudokite prietaiso drėgmėje, naudokite tik sausoje aplinkoje (ne vonios kambaryje ar pan.)
- Elektros prietaisų nedėkite ten, kur kyla pavojus, kad jie gali įkristi į vonią arba į plautuvę.
- Prietaiso nenaudokite, kai miegate arba gulite lovoje. Pavojus nusideginti ir gauti šilumos smūgi!
- Prietaiso negalima naudoti medicininiiais tikslais (pvz., lignoninėse).

- Per ilgai naudojamas prietaisas gali perkaisti. Prieš vėl pradėdami naudoti, leiskite prietaisui atvėsti.
- Niekada nenaudokite prietaiso, palikto be priežiūros.
- Prietaiso negalima tvirtinti ar į jį smeigti apsauginių adatų ar kitokių aštrių daiktų.
- Neuždenkite prietaiso, kai jis įjungtas. Prietaiso niekada nenaudokite po antklode arba pagalve. Kyla gaisro, elektros smūgio ir traumų pavojus.
- Nelaikykite ir nenaudokite prietaiso prie elektrinės viryklės arba kitų šilumos šaltinių.

techninei priežiūrai ir valymui

- Jei prietaisas sugedo, netaisykite jo patys. Remonto darbus gali atlikti tik įgaliotasis prekybininkas arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
- Valyti ir atlikti naudotojui priklausančius techninės priežiūros darbus neleidžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.
- Prieš padėdami saugoti, leiskite prietaisui atvėsti.
- Padėdami saugoti ant gaminio nedėkite daiktų, kad išvengtumėte gilių raukšlių.
- Nesugadinkite prietaiso ant jo saugojimo metu kraudami kitus daiktus.
- Prietaisą reguliariai tikrinkite, ar nėra nusidėvėjimo arba pažeidimo požymių. Jeigu yra tokių požymių arba prietaisas buvo naudojamas netinkamai ar veikia netinkamai, prieš jį naudodami pakartotinai, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Pakuotės turinys

Pirmiausia patikrinkite, ar netrūksta prietaiso dalių ir ar prietaisas nepažeistas. Jei abejojate, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į savo pardavėją arba klientų aptarnavimo tarnybą.

Pakuotės turinį sudaro:

- 1 **medisana** šildanti antklodė **OL 800 / OL 850**
- 1 laikymo krepšys
- 1 trumpa instrukcija

Jei išpakavę pastebėjote transportavimo pažeidimų, nedelsdami susisiekiite su savo pardavėju.

ISPĖJIMAS
Saugokite, kad pakuotės plėvelė nepatektų vaikams į rankas!
Kyla pavojus uždusti!

Naudojimas

medisana šildoma antklodė **OL 800 / OL 850** gali būti naudojama be laidų – su išorine baterija (nepridedama prie komplekto). Naudojimui jums būtinai reikės įprastos išorinės baterijos su USB lizdu, kurio išėjimo galia yra 5 V/2 A (pvz., **medisana** išorinė baterija, gam. 60279).

1. Gaminio USB kištuką **2** prijunkite prie išorinės baterijos USB lizdo.
2. Ištieskite šildančią antklodę pagal savo poreikius.
3. Paspauskite Ij./ Išj. mygtuką **1**, kad įjungtumėte prietaisą. Šildymas įjungiamas žemiausiu lygiu, o šviesos diodas šviečia geltona spalva.
4. Ilgai spausdami (laikykite apie 1 sek.) Ij./Išj. mygtuką **1** galite įjungti 1, 2 arba 3 šilumos lygius (vidutinis lygis 2 = oranžinis šviesos diodas; aukščiausias lygis 3 = raudonas šviesos diodas).
5. Prietaisas išsijungia automatiškai po maždaug 20 minučių arba gali būti bet kada išjungtas paspaudus Ij./Išj. mygtuką **1**.

Įdėkite išorinę bateriją į integruotą kišenę **3**.

Išorinė baterija (nepridedama prie komplekto)

Naudojamą išorinę bateriją prieš naudojant pirmą kartą būtina visiškai įkrauti.

Klaidos ir jų šalinimas

Jeigu prietaisas jį įjungus NEREAGUOJA, patikrinkite, ar tinkamai tiekiami maitinimo įtampa. Jeigu taip, tuomet prietaisas sugedo. Prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Jei šviesos diodai mirksi, vadinasi, galimos kitos klaidos:

- a) Šviesos diodas sumirksi 3 kartus – trumpasis jungimas kaitinimo vieloje
- b) Šviesos diodas sumirksi 7 kartus – atvira elektros grandinė
- c) Šviesos diodas sumirksi 5 kartus – trumpasis jungimas arba grandinės pertrūkis NTC jutiklis

Jei atsiranda šios klaidos, atjunkite šildomąją antklodę nuo maitinimo šaltinio, palaukite 5 minutes ir bandykite ją vėl įjungti. Jei klaidos nepavyksta pašalinti, nebenaudokite antklodės ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Valymas ir priežiūra

- Norėdami valyti gaminį, atjunkite jį nuo maitinimo įtampos ir leiskite prietaisui atvėsti bent 10 minučių.
- Skalbimas rankomis: 15 minučių mirkykite švelnaus muilo ir šalto vandens tirpale. Išskalaukite šviežiame, šaltame vandenyje.
- Laido ir jungimo bloko nelaiikykite karštyje, šalia įkaitusių paviršių, drėgmės ir skysčių.
- Gaminį valydami arba po to negręžkite arba netrinkite!
- Draudžiama balinti, lyginti arba valyti cheminiu būdu!
- Gaminį vėl naudokite tik tuomet, kai jis visiškai sausas.
- Išvyniokite laidą, jei jis persisukęs.
- Nenaudojamą gaminį galima suvynioti, surišti virvele **4** ir supakuoti į laikymo maišelį. Prieš padėdami laikymui įsitikinkite, kad gaminys visiškai atvėso.

Utilizavimas

Šio prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kiekvienas vartotojas privalo atiduoti visus elektrinius arba elektroninius prietaisus, neatsižvelgiant į tai, ar juose yra kenksmingųjų medžiagų, savo miesto surinkimo punkte arba prekybos vietoje, kad šiuos prietaisus būtų galima perduoti šalinti aplinkai tinkamu būdu. Panaudotas baterijas / powerbank išmeskite ne kartu su buitinėmis atliekomis, bet kaip pavojingas atliekas arba specializuotos prekybos baterijų surinkimo vietoje. Šalinimo klausimais kreipkitės į savo savivaldybę arba prekybininką.

Techniniai duomenys

Pavadinimas ir modelis:	medisana šildomoji antklodė OL 800 / OL 850
Autom. išjungimas:	20 minučių
Įvestis:	5 V= 10 W
Laikymo sąlygos:	Atvėsinus, švarioje ir sausoje vietoje
Matmenys apyt.:	135 x 45 cm
Svoris maždaug:	0,6 kg
Gaminio Nr.:	60281 (OL 800) 60282 (OL 850) 40 15588 60281 8 40 15588 60282 5
EAN Nr.	

Atsižvelgdami į tai, kad nuolat tobuliname savo gaminius, pasiliecame teisę keisti techninius ir optinius parametrus.

Aktualią šios naudojimo instrukcijos redakciją rasite adresu www.medisana.com.


Garantijos ir remonto sąlygos

Jūsų įstatymo reglamentuojamos garantijos teisės dėl mūsų toliau pateiktos garantijos nenustoją galioti. Garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės į savo specializuotą parduotuvę arba tiesiai į klientų aptarnavimo tarnybą. Jei prietaisą turite atsiųsti, nurodykite gedimą ir pridėkite kasos čekio kopiją. Galioja tokios garantijos sąlygos:

1. **medisana** produktams nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Garantijos atveju įsigijimo datą liudija kasos kvitas arba sąskaita faktūra.
2. Medžiagų ar gamybos trūkumai garantijos galiojimo laikotarpiu šalinami nemokamai.
3. Atlikus garantinį aptarnavimą, garantijos laikas nepratęsiamas nei prietaisui, nei pakeistam konstrukciniam elementui.
4. Garantija netaikoma:
 - a. visiems gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, pvz., nepaisant naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos.
 - b. gedimams, atsiradusiems dėl pirkėjo ar trečiojo asmens remonto darbų ar įsikišimo.
 - c. pažeidimams, atsiradusiems transportavimo iš gamintojo vartotojui metu arba siunčiant į servisą.
 - d. atsarginėms dalims, kurios natūraliai nusidėvi.
5. Atsakomybė už tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl prietaiso, netaikoma ir tuomet, kai prietaiso žala pripažįstama garantiniu atveju.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
VOKIETIJA

Klientų aptarnavimo tarnybos adresą rasite atskirai pridėtame lapelyje.



- 1 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- 2 USB-разъем для внешнего аккумулятора*
- 3 Карман для внешнего аккумулятора*
- 4 Шнур для сворачивания в бухту

Внешний аккумулятор не входит в комплект поставки

Условные обозначения

- Не втыкайте в изделие иглы!
- Не предназначено для детей до 3 лет.
- Чехол можно стирать вручную! Обратите внимание на указания на этикетке!
- Не отбеливать!
- Изделие нельзя сушить в сушилке!
- Не гладить! Не выкручивать!
- Не подвергать химчистке!

ВАЖНО!
Несоблюдение этого руководства может привести к серьезным травмам или повреждению устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Необходимо соблюдать эти предупреждения, чтобы избежать возможного травмирования пользователя.

ВНИМАНИЕ
Необходимо соблюдать эти указания, чтобы избежать возможного повреждения устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ
Эти примечания предоставляют вам дополнительную полезную информацию для установки или для эксплуатации.

LOT Номер партии

Производитель

Не подвергать воздействию влаги

Символы/коды переработки:
Они служат для информирования о материале и его надлежащем использовании, а также переработке.

RU Указания по технике безопасности
 Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство по использованию, в частности, указания по безопасности, и сохраните руководство для дальнейшего использования. Если вы передаете устройство третьим лицам, обязательно передавайте вместе с ним данное руководство по использованию.

Электропитание

- Перед подключением устройства к источнику питания, убедитесь, что питание оно выключено, и соблюдается указанное электрическое напряжение.
- После использования, всегда выключайте устройство кнопкой на блоке управления и отсоединяйте от источника питания.
- Не переносите, не тяните и не поворачивайте устройство, держась за кабель или блок питания.
- Неправильное расположение кабеля и блока управления может привести к риску запутывания, удушья, спотыкания или наступания. Пользователь должен позаботиться, чтобы лишние стяжки и электрические шнуры были уложены безопасным образом.

Для особых категорий пользователей

- Не используйте устройство на детях, инвалидах или спящих людях, а также на людях, нечувствительных к теплу, которые не могут реагировать на перегрев.
- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и старше, а также людьми с пониженными физическими, сенсорными или психическими способностями, или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или их ознакомили с безопасным использованием устройства и они осознают исходящие от устройства опасности.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Дети до 3 лет не должны пользоваться этим устройством, так как они неспособны реагировать на перегрев.
- Устройство может использоваться детьми в возрасте от трех лет только в том случае, если родители или опекуны выполнили предварительную настройку элементов управления и в достаточной мере разъяснили ребенку правила безопасного обращения с элементами управления.
- Если у вас есть сомнения в отношении здоровья, перед использованием устройства посоветуйтесь со своим врачом.

Использование устройства

- Используйте изделие только по назначению, следуя инструкциям в руководстве по применению.
- Гарантийное обязательство утрачивает силу в случае использования изделия не по назначению.
- Перед каждым использованием, тщательно проверяйте устройство на наличие следов износа и/или повреждений. Не используйте устройство в случае обнаружения следов износа, повреждений или признаков ненадлежащего использования.
- Привозникновениинеполадок, проверьте правильность подключения источника питания. Не вскрывайте устройство. В нем не содержится деталей, которые должен очищать или обслуживать пользователь.
- Нельзя использовать термоодеяло в свернутом или сложенном виде.
- Ни в коем случае не погружайте изделие в воду или другие жидкости. Если в устройство все же попала жидкость, немедленно отключите его от электропитания.
- Не используйте устройство в условиях влажности, оно должно всегда оставаться сухим (не используйте в ванной комнате и т.д.).
- Не размещайте электрические устройства в местах, где они могут упасть в ванну или раковину.
- Не пользуйтесь устройством, когда вы спите или лежите в постели. Опасность ожога или теплового удара!
- Устройство не предназначено для применения в медицинских целях (например, в больницах).

- Слишком длительное использование может привести к перегреву. Перед повторным использованием дайте устройству полностью остыть.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Запрещается прикреплять или втыкать в устройство английские булавки или другие острые или колющие предметы.
- Не накрывайте устройство, когда оно включено. Ни в коем случае не используйте изделие под одеялом или под подушкой. Существует риск возгорания, поражения электрическим током и получения травм.
- Никогда не храните и не используйте устройство рядом с электрической печью или другими источниками тепла.

Обслуживание и очистка

- В случае неполадок не ремонтируйте устройство самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только авторизованным дилером или квалифицированным специалистом.
- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.
- Если вы хотите сложить устройство для хранения, дайте ему сперва остыть.
- Во время хранения не кладите на устройство какие-либо предметы, чтобы не допустить сильного перегиба.
- Не нагружайте устройство, располагая на нем во время хранения какие-либо предметы.
- Регулярно осматривайте устройство на наличие признаков износа и повреждения. Если вы обнаружили такие признаки, или если устройство использовалось неправильно, или если оно неправильно работает, обратитесь в сервисную службу, прежде чем снова использовать устройство.

Комплект поставки

Прежде всего проверьте комплектность устройства и нет ли у него повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь устройством и обратитесь к своему продавцу или в сервисный центр.

В комплект поставки входят:

- 1 Термоодеяло **medisana OL 800 / OL 850**
- 1 Сумка для хранения
- 1 Краткая инструкция

Если при распаковке вы заметите повреждения изделия, возникшие при перевозке, немедленно свяжитесь со своим торговым представителем.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детей!
Она может стать причиной удушья!

Использование

Термоодеяло **medisana OL 800 / OL 850** отличается функцией беспроводного использования с помощью внешнего аккумулятора (не входит в комплект поставки). Для его работы вам обязательно понадобится имеющийся в продаже внешний аккумулятор с USB-разъемом с выходной мощностью 5 В/2 А (например, внешний аккумулятор **medisana** арт.№ 60279).

1. Подключите USB-штекер **2** на устройстве к USB-разъему внешнего аккумулятора.
2. Разложите термоодеяло в соответствии со своими потребностями.
3. Чтобы включить устройство, нажмите кнопку Вкл/Выкл **1**. Нагрев включается на самом низком уровне, и загорается желтый светодиод.
4. Уровни нагрева 1, 2 или 3 (средний уровень 2 = оранжевый светодиод; самый высокий уровень 3 = красный светодиод) можно переключать с помощью длительного нажатия кнопки включения/выключения **1** (удерживать около 1 секунды).
5. Устройство выключается автоматически примерно через 20 минут, или его можно выключить в любой момент кратким нажатием кнопки включения/выключения **1**.

Уложите внешний аккумулятор в предусмотренный для него карман **3**.

Внешний аккумулятор (не входит в комплект поставки)
Перед первым использованием внешний аккумулятор нужно полностью зарядить.

Неполадки и их устранение

Если устройство после включения НИКАК НЕ реагирует, проверьте, правильно ли подключено питание. Если да, значит изделие неисправно. Не пользуйтесь устройством, а обратитесь в сервисный центр.

Если светодиод мигает, это указывает на другие возможные ошибки:

- а) Светодиод мигает 3 раза – короткое замыкание в нагревательном проводе
 - б) Светодиод мигает 7 раз – цепь не замкнута
 - в) Светодиод мигает 5 раз – короткое замыкание или обрыв цепи
- NTC-датчик

При возникновении подобных ошибок, отключите термоодеяло от электросети, подождите 5 минут и попробуйте включить его снова. Если ошибку устранить не удастся, не пользуйтесь больше одеялом и обратитесь в сервисный центр.

Очистка и уход

- Перед очисткой изделия отключите питание и дайте устройству остыть не менее 10 минут.
- Ручная стирка: замочите в холодной воде с мягким мылом на 15 минут. Промойте в свежей холодной воде.
- Оберегайте кабель и блок переключений от нагрева, горячих поверхностей, влажности и жидкостей.
- Не трите изделие во время стирки, не выкручивайте после нее!
- Запрещается гладить, подвергать отбеливанию или химической чистке!
- Изделием можно пользоваться снова только после того, как оно полностью высохнет.
- Распрямите кабель, если он перекручен.
- Для хранения, изделие можно свернуть в рулон, обвязать шнуром **4** и упаковать в сумку для хранения. Перед хранением, убедитесь, что изделие полностью остыло.

Утилизация

Данное устройство нельзя утилизировать вместе с домашним мусором. Каждый потребитель обязуется сдавать все электрические и электронные устройства, вне зависимости, содержат они вредные вещества или нет, в сборные пункты своего города либо в торговые пункты, чтобы их смогли утилизировать, не нанося вреда окружающей среде. Не выбрасывайте использованные батарейки / powerbank вместе с бытовыми отходами, а сдавайте их как специальные отходы или в пункты приема батареек на предприятиях специализированной торговли! По вопросу утилизации обратитесь в свое коммунальное хозяйство или к торговому агенту.

Технические характеристики	
Название и модель:	Термоодеяло medisana OL 800 / OL 850
Автоматическое Отключение:	20 минут
Вход:	5В= 10Вт
Условия хранения:	После остывания, в чистом и сухом виде
Габаритные размеры, прибл.:	135 x 45 см
Масса, прибл.:	0,6 кг
Артикульный №	60281 (OL 800) 60282 (OL 850)
Номер EAN:	40 15588 60281 8 40 15588 60282 5

В процессе постоянного совершенствования продукции мы сохраняем за собой право изменять конструкцию и технические параметры.

Актуальная версия настоящего руководства по использованию размещена на сайте: www.medisana.com

Условия гарантии и ремонта

Гарантийный срок на изделия **medisana** составляет три года. В гарантийном случае дата покупки подтверждается кассовым чеком или счетом.

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS
ГЕРМАНИЯ

Адреса сервисных центров можно найти на отдельном листе приложения.