

NEDERLANDS

INHOUD

- 1 ergonomisch Pro Anti-Cellulite Vacuum Device InnovaGoods® 800 mAh
- 1 kop met dubbele roller
- 1 kop met enkele roller
- 1 adaptor CA/CC van 100-240 V
- 1 oplader DC 3 V

INSTRUCTIES

- Sluit het Pro Anti-Cellulite Vacuum Device InnovaGoods® aan.
- Schuif de aan/uit knop naar de ON positie en druk op de START knop.
- Pro Anti-Cellulite Vacuum Device InnovaGoods® wordt geleverd met twee koppen:
 - A. De kop met enkele roller is ontworpen voor gebruik op armen, maag en dijen.
 - B. De kop met twee rollers is ontworpen voor gebruik op benen, middel en bilspieren.
- Steek de kop van uw keuze in het apparaat door de uiteinden samen te brengen, en draai dan met de klok mee.
- Gebruik de zijknop om de intensiteit van

Pro Anti-Cellulite Vacuum Device InnovaGoods® - Wellness

de Pro Anti-Cellulite Vacuum Device InnovaGoods aan te passen.

- Voorafgaand aan iedere behandeling, brengt u reducerende olie of lichaamsolie op de huid aan om de massage te verbeteren en om ieder ongemak te voorkomen.
- Voor het beste resultaat masseert u ieder gebied 5 tot 8 minuten.
- Om de beweging of de rollerkop te wijzigen, drukt u op de knop aan de achterkant om de zuiging te stoppen.

WAARSCHUWINGEN

Als u tijdens het gebruik van het apparaat niet lekker wordt, zet het apparaat dan uit en neem contact op met uw huisarts. Na gebruik van het apparaat kan uw huid wat rood zijn; dit is normaal en de kleur trekt snel weg. Gebruik het apparaat niet op plekken waar de huid ontstoken of pijnlijk is. Maak het apparaat na elk gebruik schoon om te voorkomen dat er residu achterblijft dat moeilijk is te verwijderen. Laad de batterij volledig de eerste keer. Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met het apparaat. Niets aan het snoer verbinden en zorg ervoor dat het niet gaat rollen. Houd het snoer uit de buurt van hete of scherpe oppervlakken. Producten afnemen met een licht vochtige doek. Schurende materialen na of voor gebruikt reinigen. Dompel het apparaat of het snoer niet in vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Niet gebruiken in de buurt van elke bron van water of in vochtige omgevingen. Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen waar het voor beoogd is. Bewaar het apparaat op een droge en stofvrije plaats. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het oplaad. Apparatuur, onderdelen of kabels die defect of niet goed functioneren, niet gebruiken of proberen te repareren. Alleen een gekwalificeerde technicus zou dit moeten doen. Dit apparaat is niet ontworpen om te gebruiken door kinderen of mensen met een lichamelijke of geestelijke beperkt, met uitzondering van mogelijkheden die worden begeleid door een volwassene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Dit product is geen huishoudelijk afval, volg milieuvoorschriften voor recycling.

InnovaGoods

POLSKI

ZAWARTOŚĆ

- Zamocuj odpowiednią głowicę dopasowując formę na bokach i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Aby dostosować intensywność zabiegu aparatem Pro Anti-Cellulite Vacuum Device InnovaGoods®, skorzystaj z przycisku na boku aparatu.
- Zaleca się stosowanie olejku lub mleczka do ciała przed każdym zabiegiem dla zwiększenia efektywności masażu oraz uniknięcia nieprzyjemnego odczucia na skórze.
- Dla optymalnego wyniku masuj każdy obszar od 5 do 8 minut.
- Aby zmienić obszar zabiegu lub wymienić głowicę, naciśnij na przycisk z tyłu aparatu, aby wyłączyć ssanie.

OSTRZEŻENIA

W przypadku odczuwania dyskomfortu podczas korzystania z urządzenia, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Po użyciu możesz zauważyć zaczerwienienie skóry w miejscu zabiegu. Jest to normalna reakcja, która szybko mija. Nie używać aparatu na zakazanej lub podrażnionej skórze. W celu uniknięcia gromadzenia się większych odpadów należy czyścić urządzenie po każdym użyciu. Naładuj baterię do pełna podczas pierwszego ładowania. Upewnij się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla urządzenia. Nie ciągnij za przewód i upewnij się, że się nie zwija. Trzymaj przewód z dala od gorących lub ostrych powierzchni. Przecieraj wilgotną ściereczką. Nie używaj produktów ani materiałów ściernych do czyszczenia. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu w cieczach. Nie dotykać mokrymi rękami. Nie używaj w pobliżu źródła wody lub wilgotnych miejsc. Wyłącznie do użytku domowego. Używaj aparat wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przechowuj urządzenie w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone. Jeżeli urządzenie, jego części lub przewód zostaną uszkodzone lub nie działają prawidłowo, nie używaj ich ani nie próbuj naprawiać. Tylko wykwalifikowany pracownik powinien to zrobić. To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci ani osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub umysłowych, chyba, że są nadzorowane przez dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego, przestrzegaj istniejące przepisy o ochronie środowiska w celu recyklingu.

InnovaGoods® két f

- A. Az egy görgővel karokon, gyomron lehet használni.
- B. A két görgővel el kialakítva, hogy és a farizmokon legyen.

- Illeszse be a választott görgőt úgy, hogy a végeket majd forgassa az óramutató járásba.
- Használja az oldalsó Cellulite Vacuum Device intenzitásának beállítását.
- Minden kezelést megelőzően olajat a bőrön a masszázs fokozása és a kellemes élmény érdekében.
- A legjobb eredmény érdekében masszírozza az egyes részeket.
- A mozgás, vagy a görgő megváltoztatásához nyomja meg a kapcsolót a szívhátánál.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ha rosszul érzi magát, ne használja a készüléket és konzultáljon orvosával. A készülék használatát követően fordulhat elő, ami teljesen normális, hogy gyorsan eltűnik. Ne használja a készüléket, ha bőrfertőzött, vagy fájó bőrfelületen van. A készülék használatát megelőzően tisztítsa meg a készüléket. Töltse fel az akkumulátort megfelelő a készülékhez tartozó kábellel, és győződjön meg a csavarodott meg. Tartsa távol a készüléket a tűzveszélyes tárgyaktól vagy éles tárgyaktól. A tisztításhoz használjon dörzsölő anyagot, de ne használja nedves kézzel. Ne használja a készüléket vízforrás mellett, vagy nedves felületen. Otthoni használatra alkalmas. Rendeltesse szerzőn a készüléket száraz, pormentessé. Ha a készülék, a kábel, vagy a kábel hibásnak tűnnek, vagy nem működnek megfelelően, ne használja a készüléket. Csak képzett személyek javíthatják. Ez a készülék nem alkalmas gyermekek, vagy korlátozott pszichés képességűek csak felügyelete mellett használhatók. Ez a termék nem a hulladék, újrahasznosításnál a környezetvédelmi előírásokkal