



Technische Specificaties

Model	Lumnia	Kleur	Wit
Vermogen	120W	Garantie	2 Jaar
Verbruik	60W±5%	Levensduur	20.000+ uur
Voltage	100-240V AC, 50/60 HZ		
LEDs	40		
Frequenties	660nm / 850nm 1:1		
Lenshoek	30 Graden		

NorahLux Lumnia

Ervaar de lichtkracht en weet wat het verschil maakt!

Deze kleine draagbare Rood Licht Therapie lamp is de meest betaalbare in haar soort. Dit maakt haar uiterst geschikt om ook mee op reis te nemen. Ondanks haar kleine formaat is zij net zo krachtig per cm² als haar grote broers! Dit betekent dat deze lamp voor alle therapeutische doeleinden geschikt is zoals beschreven onder "Meer Leren" op de website.

Certificatie

Alle NorahLux modules zijn CE en RoHS gecertificeerd.

Gebruiksaanwijzing

Dit model is plug & play, sluit de adapter aan op het stopcontact en de andere zijde in de achterkant van de lamp. Hierna is de lamp per direct bruikbaar. Zet de lamp aan door met de twee rechtse knoppen te kiezen of je rood licht wilt of infrarood licht of beide. In de meeste gevallen geeft beide soorten samen het meeste resultaat. Hiernaast kun je kiezen na welke tijd de lamp automatisch uitschakelt. Om onnodig lang gebruik te voorkomen is aan te raden de knop 10 of 15 minuten te gebruiken, dit is in de meeste gevallen meer dan voldoende tijd voor een behandeling. Voor meer informatie over behandel tijden en afstanden kun je de pagina "Veelgestelde Vragen - FAQ" lezen op de website.

Afstand en Tijd

Met ervaring die wij de laatste jaren hebben opgedaan met Rood Licht Therapie kunnen we het gebruik hiervan voor optimaal effect heel simpel uitleggen. De optimale werking van de leds krijgt u wanneer u een afstand tot de lamp houdt van 10cm tot 15cm en per oppervlak dat u behandelt, bijvoorbeeld uw gezicht, een tijd aanhoudt van 10 tot 15 minuten.

Afstand tot de lamp : 10cm tot 15cm

Duur van de sessie : 10 tot 15 minuten

Herhaling: Mits mogelijk 1x per dag

Video Gebruiksaanwijzing

Video instructies en uitleg zijn te vinden op het Youtube kanaal NorahLux Rood Licht Therapie. Voor een directe link kunt u onderstaande QR-code gebruiken.

Veiligheid

In tegenstelling tot de meeste conventionele behandelingen, is roodlicht-therapie veilig, niet-invasief, gebruikt geen chemicaliën of medicijnen of UV en wordt niet geassocieerd met schadelijke bijwerkingen.



NorahLux Lumnia

Feel the power and know what makes the difference!

This portable Red Light Therapy device is the most affordable in its class. This makes it an ease to bring along during travels. Despite her size she is as powerful per cm² as her bigger brothers! This means that the Lumnia is applicable for all therapeutic purposes as described on our website.

Certificate

All NorahLux lights are CE and RoHS certified

Instructions

This model is plug & play. Connect the power supply to the wall socket and the other end into the backside of the light. From this point on the light is ready for use. Turn the light on by pushing the buttons RED and NIR. They can operate independently to get red light only, near-infrared light only or in combination. In most cases the combination of red and nir will give the best results. The remaining buttons give you an option to automatically turn off the light after a set time as indicated. Most times the 10 or 15 minutes button will suffice. You can find more information and answers to questions on the FAQ page on our website.

Distance and Time

With experience we gained during the years using Red Light Therapy it has become very easy to explain the best use for results. Optimal results are made with sessions at a distance of 10 to 15cm and a time of 10 to 15 minutes per treated area, for instance the face area.

Distance to the light: 10cm to 15cm

Duration of session: 10 to 15 minutes

Repeat: If possible, 1x daily

Video instructions

Instructions and other data is presented on video on our Youtube channel NorahLux Rood Licht Therapie. We will try to add English versions soon! You can go to the video by scanning the QR-code.

Safety

Contrary to most conventional treatments Red Light Therapy is safe, non-invasive, is free of chemicals, medicine and UV radiation and is not associated with harmful side effects.



NorahLux Lumnia

Spüren Sie die Kraft und wissen Sie, was den Unterschied macht!
Dieses tragbare Rotlicht-Therapiegerät ist das günstigste in seiner Klasse. Das macht es zu einer Leichtigkeit, auf Reisen mitzunehmen. Trotz ihrer Größe ist sie pro cm² genauso leistungsstark wie ihre größeren Brüder! Das bedeutet, dass die Lumnia für alle therapeutischen Zwecke, wie auf unserer Website beschrieben, einsetzbar ist.

Zertifikat

Alle NorahLux-Leuchten sind CE- und RoHS-zertifiziert

Anleitung

Dieses Modell ist einfach anzuschließen. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und das andere Ende in die Rückseite der Leuchte. Ab diesem Zeitpunkt ist die Leuchte einsatzbereit. Schalten Sie die Leuchte ein, indem Sie die Tasten RED und NIR drücken. Sie können unabhängig voneinander arbeiten, um nur rotes Licht, nur Nahinfrarotlicht oder in Kombination zu erhalten. In den meisten Fällen wird die Kombination aus Rot und NIR die besten Ergebnisse liefern. Die übrigen Tasten bieten Ihnen die Möglichkeit, das Licht nach einer bestimmten Zeit automatisch auszuschalten, wie angegeben. In den meisten Fällen reicht die Taste 10 oder 15 Minuten aus. Weitere Informationen und Antworten auf Fragen finden Sie auf der FAQ-Seite auf unserer Website.

Entfernung und Zeit

Mit der Erfahrung, die wir im Laufe der Jahre mit der Rotlichttherapie gesammelt haben, ist es sehr einfach geworden, die beste Anwendung für Ergebnisse zu erklären. Optimale Ergebnisse werden mit Sitzungen in einem Abstand von 10 bis 15cm und einer Zeit von 10 bis 15 Minuten pro behandeltem Bereich, zum Beispiel dem Gesichtsbereich, erzielt.
Abstand zum Licht: 10cm bis 15cm
Dauer der Sitzung: 10 bis 15 Minuten
Wiederholung: Wenn möglich, 1x täglich

Video Anleitung

Anleitungen und andere Daten werden als Video auf unserem Youtube-Kanal NorahLux Red Light Therapie präsentiert. Sie können zum Video gelangen, indem Sie den QR-Code scannen.

Sicherheit

Im Gegensatz zu den meisten konventionellen Behandlungen ist die Rotlichttherapie sicher, nicht-invasiv, frei von Chemikalien, Medikamenten und UV-Strahlung und wird nicht mit schädlichen Nebenwirkungen in Verbindung gebracht.



NorahLux Lumnia

Ressentez la puissance et réalisez la différence qu'il fait !
Cet appareil portable de luminothérapie rouge est le plus abordable de sa catégorie. Il est donc facile de l'emporter avec soi quand on est sur la route. Malgré sa taille, il est aussi puissant au centimètre carré que ses grands frères ! Cela signifie que le Lumnia est utile à toutes les fins thérapeutiques décrites sur notre site web.

Certificat

Tous les luminaires NorahLux sont certifiés CE et RoHS.

Instructions

Ce modèle est "plug & play". Branchez l'alimentation électrique à la prise murale et branchez l'autre bout à l'arrière de la lampe. Dès lors, la lumière est prête à être utilisée. Allumez la lumière avec les boutons RED et NIR. Ils fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, de sorte que vous pouvez choisir entre la lumière rouge, la lumière proche infrarouge ou une combinaison des deux. Dans la plupart des cas, la combinaison de la lumière rouge et de l'infrarouge proche donnera le meilleur résultat. Avec les autres boutons, vous pouvez éteindre la lumière automatiquement après un certain temps. Dans la plupart des cas, les boutons de 10 ou 15 minutes suffisent. Vous trouverez de plus amples informations et des réponses aux questions sur la page FAQ de notre site web.

Distance et Temps

Grâce à l'expérience que nous avons acquise au cours des années d'utilisation de la luminothérapie, il est très facile d'expliquer comment l'utiliser au mieux. Les meilleurs résultats sont obtenus après des séances de 10 à 15 minutes avec une distance de 10 à 15 cm par zone traitée, par exemple le visage.
Distance de la lumière : 10 à 15 cm
Durée : 10 à 15 minutes
Répéter : 1x par jour, si possible

Instructions vidéo

Vous trouverez des instructions et d'autres données dans la vidéo sur notre chaîne Youtube NorahLux Red Light Therapy. Nous allons essayer d'ajouter des versions anglaises bientôt ! Vous pouvez accéder à la vidéo en scannant le QR-code.

Sécurité

Contrairement à la plupart des traitements conventionnels, la Thérapie à la Lumière Rouge est sûre, non invasive, ne contient ni produits chimiques, ni médicaments, ni rayons UV et n'est pas associée à des effets secondaires nocifs.



NorahLux
PROFESSIONAL RED LIGHT THERAPY



NorahLux
PROFESSIONAL RED LIGHT THERAPY