



Mondtape Handleiding

Hoe te gebruiken?

Gebruiksaanwijzing

- Reinig grondig de huid rondom uw lippen en droog deze goed af.
- Verwijder voorzichtig de PurelyGoods Mondtape van het plastic plaatje.
- Plaats de tape zorgvuldig op uw mond, waarbij u uw lippen op elkaar doet voor een goede hechting.
- Druk de randjes van de tape gedurende 10 seconden stevig aan om ervoor te zorgen dat deze goed blijft zitten gedurende de hele nacht.
- Zorg ervoor dat uw lippen licht vochtig zijn, wat bijdraagt aan een comfortabele pasvorm gedurende de nacht.
- De volgende ochtend kunt u de tape moeiteloos verwijderen door er lichtjes met uw tong tegenaan te drukken en deze langzaam af te halen.

Inhoud

Met 33 stuks in elke verpakking, biedt de PurelyGoods Mondtape genoeg tape voor 1 maand lang snurkvrije nachten en een frisse mond bij het ontwaken.

klantenservice@purelygoods.nl



Relaxen



Slapen



Reizen



Mondtape Manual

How to use?

Instructions

- Thoroughly clean the skin around your lips and dry it well.
- Carefully remove the PurelyGoods Mouth Tape from the plastic plate.
- Carefully place the tape on your mouth, pinching your lips together for a good seal.
- Press the edges of the tape firmly for 10 seconds to ensure it stays in place throughout the night.
- Make sure your lips are slightly moist, which helps ensure a comfortable fit throughout the night.
- The next morning you can easily remove the tape by lightly pressing it with your tongue and slowly peeling it off.

Contents

With 33 pieces in each pack, the PurelyGoods Mouth Tape provides enough tape for 1 month of snore-free nights and a fresh mouth when waking up.

klantenservice@purelygoods.nl



Relaxing



Sleeping



Travelling



Manuel Mouth Tape

Comment utiliser?

Manuel d'utilisation

- Nettoyez soigneusement la peau autour de vos lèvres et séchez-la bien.
- Retirez délicatement le ruban adhésif PurelyGoods de la plaque en plastique.
- Placez délicatement le ruban adhésif sur votre bouche, en pinçant vos lèvres pour une bonne étanchéité.
- Appuyez fermement sur les bords du ruban pendant 10 secondes pour vous assurer qu'il reste en place toute la nuit.
- Assurez-vous que vos lèvres sont légèrement humides, ce qui aide à assurer un ajustement confortable tout au long de la nuit.
- Le lendemain matin, vous pouvez facilement retirer le ruban adhésif en appuyant légèrement dessus avec votre langue et en le décollant lentement.

Contenu

Avec 33 pièces par paquet, le ruban adhésif pour la bouche PurelyGoods fournit suffisamment de ruban adhésif pour un mois de nuits sans ronflements et une bouche fraîche au réveil.

klantenservice@purelygoods.nl



Relaxant



Dormir



Voyager