

# auronic


Gebruiksaanwijzing - Massagekussen  
User Manual - Massage pillow  
Manuel d'utilisation - Coussin de massage

**NL:** p.2-6

Model/Modèle: AU3030

**EN:** p.7-11

**FR:** p.12-16



**RoHS**

**CE**

CHN  
MADE IN CHINA



Lees de instructies  
Please read the manual  
Veuillez lire ce mode d'emploi

## Introductie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via e-mail: service@auronic.nl.

### Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend bestemd voor de doeleinden beschreven in de handleiding.
- De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan.
- Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u gebruik maakt van 'de massagekussen', hierna te noemen 'het product'.

## Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

- ⚠ **Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!**
- ⚠ **Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!**

### Algemeen

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen.
- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raadpleeg onze klantenservice.
- Controleer voor elk gebruik de onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barsten/breuken) die het functioneren negatief kunnen beïnvloeden en vervang ze, als hiervan sprake is, door originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires.
- Gebruik geen accessoires die niet aangeboden worden door de leverancier. Deze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het product beschadigen.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Dit kan schade aan het product aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het product. Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Houd het product uit de buurt van hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Zet het product uit en haal de stekker uit het stopcontact als je het product niet gebruikt of schoonmaakt. Laat het product volledig afkoelen voordat je het product schoonmaakt.
- Zorg ervoor dat het product niet nat wordt.

### Personen

- Het reinigen en onderhouden van het product mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
  - Laat kinderen niet met het product spelen. Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
  - Het product mag niet gebruikt worden door kinderen. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
  - Het product mag niet gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
  - Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
  - Langdurig gebruik op een hoge stand kan leiden tot brandwonden.
- 2 We raden aan om het product alleen te gebruiken als je 16 jaar of ouder bent.

### Gebruik

- Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussens of dekens op het product of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.
- Maak het product niet schoon als deze nog in het stopcontact zit.
- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Raak het product en het stroomsnoer niet met natte handen aan. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Gebruik en bewaar het product zo dat de kabels niet beschadigd kunnen raken.
- Delen van het product worden heet. Maak het product niet schoon als deze nog warm is. Wacht tot het product is afgekoeld, voordat je hem schoonmaakt.
- Laat het product volledig afkoelen voordat je hem opbergt.
- Val niet in slaap, als je het product gebruikt.
- Gebruik het product niet voor het slapengaan. De massage heeft een stimulerende werking en kan het bemoeilijken om in slaap te komen.
- Na 15 minuten schakelt het product automatisch uit. Laat het product afkoelen voordat je het weer gebruikt.

### Medische opmerkingen

- Als je pijn of ongemakken ervaart tijdens gebruik van het product, stop dan direct en raadpleeg je arts.
- Dit product dient niet als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut. Chronische klachten kunnen verergeren.
- Gebruik het product niet als je problemen met je bloedsomloop hebt en gebruik het product niet op plekken die gevoelig zijn voor hitte. Dit kan leiden tot brandwonden!
- Gebruik het product niet of raadpleeg een arts: als je zwanger bent; als je een pacemaker of andere elektronische implantaten; kunstgewrichten, een hoge bloeddruk, hartklachten; cerebrale atherosclerose, cerebrale trombose, botbreuken, kwaadaardige tumoren, circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid, ontsteking van de aderen, geelzucht, diabetes, zenuwfasciïtissen, acute ontstekingen of andere gezondheidsproblemen hebt; tijdens of direct na grote inspanningen; direct na het douchen, het nemen van een bad, of na de sauna; als je alcohol hebt gedronken; tijdens of direct na het eten; als je koorts hebt; als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt; als je een of meer van de volgende aandoeningen hebt: circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid, ontsteking van de aderen.
- Raadpleeg een arts voordat je het product gebruikt als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt.

### Elektra

- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het product dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Als het oppervlak van het product gebarsten is, zet dan het product uit om een elektrische schok te voorkomen.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het product dan niet en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik alleen de adapter en/of accessoires die door de leverancier geleverd worden om oververhitting, explosies, elektrische schokken, brand, andere schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet als je vermoedt dat de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, om een elektrische schok te voorkomen. Een beschadigde stroomkabel of stekker moeten gerepareerd of vervangen worden door een professional (een geautoriseerde distributeur).
- Haal de stekker uit het stopcontact en zet het product uit wanneer je het product niet gebruikt en voordat je het product schoonmaakt.
- Haal de stekker van het product niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Laat de kabel niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Laat het product niet vallen en stel het product niet bloot aan grote schokken.
- Leg de kabel niet op warme oppervlakken of in de buurt van olie.
- Stop de stroomkabel niet onder tapijten of dekens. Zorg ervoor dat de kabel nooit in een wandelgang ligt.

- Verplaatst het product niet door aan het snoer te trekken en draai het snoer niet.
- Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en eventuele stickers.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt en dat de kabel niet geknakt of gedraaid is, of vastzit.
- Komt er zwarte rook uit het product, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact. Wacht tot de rook weg is voordat je de inhoud van het product verwijdert en neem contact op met onze klantenservice.
- Steek geen objecten in de openingen van het product. Zorg ervoor dat de bewegende onderdelen niet geblokkeerd worden en dat er niks geklemd zit.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het product niet gebruikt, zet het product dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.

## Ontvangen van verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

## Inhoud verpakking

- Auronic Massagekussen - Model AU3030 - EAN 8720195254799


### Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding
- 1x Stroomadapter

## Producteigenschappen

### Productoverzicht

1. Aan-/uitknop
2. Leren hoes
3. Massagekop
4. Gaas hoes
5. DC-connector
6. Euro stekker
7. Stroomkabel
8. DC-stekker



## Technische data

Afmeting	36 x 17 x 12,5 cm
Gewicht	1 kg
Kleur	Zwart
Materiaal	PU-leer en stof
Snoerlengte	1,8 m
Input adapter	220 - 240V~
Input massagekussen	12V

Output massagekussen	5A
Frequentie	50/60Hz
Stroomsterkte	24W
Automatische uitschakeling	Ja, na 15 min
Overhittingsbeveiliging	Ja
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 45°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C

### Overige eigenschappen

- Geschikt voor benen, boven- en onderrug, nek, schouders, voeten, kuiten en armen;
- Shiatsu massagetype;
- Met 4 roterende massagekoppen;
- Inclusief warmtefunctie;
- Met verstelbare band om aan je hoofdsteun of stoel vast te maken.

## Instructies voor Gebruik

Schakel het product in door op de aan-/uitknop te drukken. Je kunt met de aan-/uitknop schakelen tussen de verschillende functies.

- Eenmaal drukken: Het product aan- of uitzetten.
- Tweemaal drukken: Verander de rotatierichting van de massagekoppen.
- Driemaal drukken: De warmtefunctie aan- of uitzetten.

## Onderhoud en reiniging

- Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat je het product gaat reinigen. Reinig het product met een vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

## Opslag

- Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

## Weggoien - recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

## Service en garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klanten-service via [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl).
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

## Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgave van redenen.

## Introduction

- Thank you for choosing a Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by e-mail: [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl).

### Intended use

- This product is only intended for the purposes described in the manual.
- The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product outside of its intended use.
- Always observe the following precautions when using 'the massage pillow', hereinafter referred to as 'the product'.

## Warnings and safety instructions

- ⚠ Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!
- ⚠ Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully!

### General

- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully.
- If the product is not working properly, has been dropped or damaged, do not use the product and contact our customer service.
- Before each use, inspect the parts and accessories for damage or wear (cracks/breaks) that could impair function and if so, replace them with original parts and accessories recommended by the manufacturer.
- Do not use accessories not offered by the supplier. They may pose a danger to the user and damage the product.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.
- Do not disassemble, repair or repair the product. This may damage the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the product to the service center for repairs to avoid damage and personal injury.
- Be aware of the risks and consequences associated with incorrect use of the product. Improper use of the product can lead to personal injury and damage to the product.
- The product is designed and intended for private use. Do not use the product for commercial purposes.
- Keep the product away from heat, areas where the temperature is relatively high and heat sources such as ovens.
- Turn off the product and remove the plug from the socket when you are not using or cleaning the product. Let the product cool down completely before cleaning the product.
- Make sure the product does not get wet.

### Persons

- Cleaning and maintenance of the product should not be carried out by children unless they are older than 8 years and supervised.
- Do not let children play with the product. Use and store the product out of the reach of children.
- The product should not be used by children. Use of the product is permitted only when a supervisor is present and responsible for the safety of the user.
- The product must not be used by people with physical or mental disabilities. Use of the product is allowed only when a supervisor is present, who is responsible for the safety of the user.
- Keep the product and cord out of the reach of children under 8 years old.
- Prolonged use on a high setting may result in burns.
- We recommend using the product only if you are 16 years or older.

### Use

- Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the product. This could result in a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.
- Do not clean the product while it is still plugged in.
- Do not use the product near a bath, shower, swimming pool, or near a basin or sink filled with water. Do not touch the product and power cord with wet hands. Make sure that the product does not come into contact with water. Do not immerse the product in water. If water does get in or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service.
- Use and store the product so that the cables cannot be damaged.
- Parts of the product become hot. Do not clean the product while it is still hot. Wait until the product has cooled down before cleaning it.
- Allow the product to cool completely before storing.
- Do not fall asleep while using the product.
- Do not use the product before bedtime. The massage has a stimulating effect and may make it difficult to fall asleep.
- After 15 minutes, the product turns off automatically. Let the product cool down before using it again.

### Medical notes

- If you experience pain or discomfort while using the product, stop immediately and consult your doctor.
- This product is not a substitute for treatment from a physician or physiotherapist. Chronic complaints can worsen.
- Do not use the product if you have circulation problems and do not use the product in areas that are sensitive to heat. This can lead to burns!
- Do not use the product or consult a doctor: if you are pregnant; if you have a pacemaker or other electronic implants, artificial joints, high blood pressure, heart problems, cerebral atherosclerosis, cerebral thrombosis, fractures, malignant tumors, circulation problems, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins, jaundice, diabetes, have nerve disorders, acute inflammation or other health problems; during or immediately after strenuous exercise; immediately after showering, taking a bath, or after the sauna; if you have drunk alcohol; during or immediately after eating; if you have a fever; if you have unexplained pain, are undergoing medical treatment or use medical equipment; if you have one or more of the following conditions: circulation problems, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins.
- Consult a physician before using the product if you have unexplained pain, are undergoing medical treatment or use medical equipment.

### Electronics

- If the power fails during use, turn off the product immediately and unplug the power cord.
- If the surface of the product is cracked, please turn off the product to avoid electric shock.
- Periodically inspect both power cord and plug for signs of damage or wear, and if any, do not operate the product and have the power cord and/or plug replaced or repaired by authorized service personnel.
- To avoid overheating, explosion, electric shock, fire, other damage and personal injury, use only the adapter and/or accessories supplied by the supplier.
- To avoid electric shock, do not use the product if you suspect that the power cord or plug is damaged. A damaged power cord or plug must be repaired or replaced by a professional (an authorized distributor).
- Unplug the product and turn off the product when not in use and before cleaning the product.
- Do not unplug the product by pulling on the power cord. This may cause fire or electric shock.
- Do not let the cable hang over the edge of a table or counter.
- Do not drop the product or subject it to large shocks.
- Do not place the cable on hot surfaces or near oil.
- Do not tuck the power cord under rugs or blankets. Make sure that the cable is never in a walkway.
- Do not move the product by pulling or twisting the cord.
- Before first use, remove all packaging material and any stickers.
- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the type rating plate corresponds to that of your mains supply.
- Make sure that you do not trip over the cable and that the cable is not bent, twisted, or caught.

- If black smoke comes out of the product, unplug the power cord immediately. Wait for the smoke to clear before removing the contents of the product and contact our customer service.
- Do not insert objects into the openings of the product. Make sure that the moving parts are not blocked and that nothing is pinched.
- Do not leave the product unattended when in use. When not using the product, turn off the product and unplug the power cord.

### Receiving your shipment

- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

### Contents of package

- Auronic Massage pillow - Model AU3030 - EAN 8720195254799


#### Included accessories

- 1x User Manual
- 1x Power adapter

### Product features

#### Product overview

1. Power button
2. Leather cover
3. Massage head
4. Mesh cover
5. DC connector
6. Euro plug
7. Power cable
8. DC plug



## Technical data

Dimension	36 x 17 x 12.5 cm	Output massage pillow	5A
Weight	1 kg	Frequency	50/60Hz
Color	Black	Current	24W
Material	PU leather and fabric	Automatic switch off	Yes, after 15 min
Cord length	1,8 m	Overheating protection	Yes
Input adapter	220 - 240V~	Operating temperature	-10°C to 45°C
Input massage pillow	12V	Storage Temperature	-20°C to 60°C

### Other features

- Suitable for legs, upper and lower back, neck, shoulders, feet, calves and arms;
- Shiatsu massage type;
- With 4 rotating massage heads;
- Includes heat function;
- With adjustable strap to attach to your headrest or chair.

## Operating instructions

Turn on the product by pressing the power button. You can switch between different functions with the power button.

- Press once: Turn the product on or off.
- Press twice: Change the rotation direction of the massage heads.
- Press three times: Turn the heat function on or off.

## Maintenance and cleaning

- Unplug the product from the electrical outlet before cleaning. Clean the product with a damp, clean cloth and dry it thoroughly. Do not immerse the product in water or other liquids. Do not use abrasive or harsh cleaning agents.

## Storage

- Store the product in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or extreme low temperatures.

## Disposal - recycle

- Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! This product is subject to the European Directive (EU) 2012/19/EU. At the end of its service life, do not dispose of the product with normal household waste, but deliver it to a collection point designated by the authorities for recycling.

## Service and warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact our Customer Support at [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl).
- We provide a 2-year warranty on our products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.

## Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

## Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de Auronic ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl).

### Utilisation prévue

- Ce produit est uniquement destiné à l'usage décrit dans le manuel.
- Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité pour toute blessure ou tout dommage causé par l'utilisation du produit en dehors de son usage prévu.
- Respectez toujours les précautions suivantes lors de l'utilisation du "le coussin de massage", ci-après dénommé "le produit".

## Avertissements et consignes de sécurité

**⚠ Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !**

**⚠ Lisez attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr !**

### Général

- Si c'est la première fois que vous utilisez ce produit, il est important que vous lisiez attentivement le manuel d'utilisation et les instructions.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, ne l'utilisez pas et consultez le service à la clientèle.
- Après chaque utilisation, contrôlez les pièces et les accessoires pour des signes de dommages ou d'usure (des fissures / des fractures) qui peuvent négativement affecter le fonctionnement du produit. En cas de dommages ou d'usure, remplacez-les par des pièces ou des accessoires originaux ou recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas d'accessoires non mis à disposition par le fournisseur. Ils peuvent présenter un danger pour l'utilisateur et endommager le produit.
- Utilisez le produit uniquement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Ne démontez pas le produit. Ne réparez ou ne restaurez pas l'appareil. Cela peut entraîner des dégâts à l'appareil. Pour votre propre sécurité, les pièces peuvent être remplacées seulement par personnel de maintenance autorisé. Envoyez toujours le produit à un centre de service pour des réparations pour prévenir des dégâts et des dommages corporels.
- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance de le produit. La maltraitance de le produit peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.
- Le produit est conçu pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales.
- Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.
- Éteignez le produit et retirez la fiche de la prise électrique si vous n'utilisez pas le produit ou si vous le nettoyez. Laissez entièrement refroidir le produit avant que vous le nettoyez.
- Veillez à ce que le produit ne soit pas mouillé.

### Personnes

- Le nettoyage et la maintenance du produit ne doit pas être fait par les enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont supervisés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Utilisez et gardez le produit hors de la portée des enfants.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants. L'utilisation du produit n'est autorisée que lorsqu'un superviseur est présent et responsable de la sécurité de l'utilisateur.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental. L'utilisation de l'appareil n'est autorisée qu'en présence d'un superviseur, qui est responsable de la sécurité de l'utilisateur.

- Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Une utilisation prolongée à un réglage élevé peut entraîner des brûlures.
- Nous vous recommandons d'utiliser le produit uniquement si vous avez 16 ans ou plus.

### Utilisation

- Ne couvrez pas le produit quand c'est activé. Ne placez jamais de coussinets ou des couvertures sur ou près de l'appareil. Cela peut entraîner un risque d'incendie, une décharge électrique, des dommages corporels ou des dégâts à l'appareil.
- Ne nettoyez pas le produit lorsqu'il est encore branché.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'un bain, une douche, une piscine ou un lavabo rempli d'eau. Ne touchez pas l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec de l'eau. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. S'il entre quand même de l'eau sur ou dans l'appareil, éteignez immédiatement l'appareil et contactez notre service clientèle.
- Utilisez et stockez le produit de manière à ce que les câbles ne puissent pas être endommagés.
- Quelques pièces du produit se réchauffent. Ne nettoyez pas le produit si c'est encore chaud. Attendez que le produit refroidisse avant que vous le nettoyez.
- Laissez entièrement refroidir le produit avant que vous le stockiez.
- Ne vous endormez pas pendant l'utilisation du produit.
- N'utilisez pas le produit avant le coucher. Le massage a un effet stimulant et peut rendre difficile l'endormissement.
- Après 15 minutes, le produit s'éteint automatiquement. Laissez le produit refroidir avant de l'utiliser à nouveau.

### Remarques médicales

- Si vous ressentez des douleurs (inexplicables) et / ou si vous vous sentez indisposé lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin.
- Cet appareil ne doit pas être considéré comme un remplacement d'un médecin ou un physiothérapeute. Les plaintes chroniques peuvent s'aggraver.
- N'utilisez pas le produit si vous avez des problèmes avec la circulation et n'utilisez pas le produit sur des zones sensibles à la chaleur. Cela peut entraîner des brûlures !
- N'utilisez pas l'appareil ou consultez un médecin si vous : êtes enceinte ; Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres implants électroniques, des articulations artificielles, une pression artérielle élevée, des troubles cardiaques, de l'athérosclérose cérébrale, de la thrombose cérébrale, des fractures osseuses, des tumeurs malignes, des problèmes de la circulation périphérique, des varices, des plaies ouvertes, des ecchymoses, de la peau éraflée, de l'inflammation des veines, de la jaunisse, du diabète, des anomalies du nerf, une inflammation aiguë ou d'autres problèmes de santé ; pendant ou immédiatement après de grands efforts ; immédiatement après une douche, avoir pris un bain ou après le sauna ; si vous avez bu de l'alcool ; pendant ou immédiatement après avoir mangé ; si vous avez de la fièvre ; si vous ressentez des douleurs inexplicables, subissez un traitement médical ou utilisez des équipements médicaux. Si vous avez des problèmes de circulation, des varices, des plaies ouvertes, des ecchymoses, de la peau éraflée ou de l'inflammation des veines.
- Consultez un médecin avant que vous utilisiez le produit si vous avez des douleurs inexplicables, si vous subissez un traitement médical ou si vous utilisez des équipements médicaux.

### Équipement électrique

- En cas de coupure d'électricité lors de l'utilisation, éteignez immédiatement le produit et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Si la surface du produit est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter une décharge électrique.
- Contrôlez le cordon d'alimentation et la fiche régulièrement pour des signes de dommages ou d'usure. En cas de dommages ou d'usure, n'utilisez pas le produit et laissez remplacer ou réparer le cordon et / ou la fiche par personnel de maintenance autorisé.
- Utilisez uniquement l'adaptateur et / ou les accessoires fournis par le fabricant pour éviter une surchauffe, des explosions, des décharges électriques, un incendie, d'autres dégâts et des dommages corporels.
- N'utilisez pas le produit si vous suspectez que le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés pour éviter une décharge électrique. Un cordon d'alimentation endommagé ou une fiche endommagée doivent être remplacés par un professionnel (un distributeur autorisé).

- Retirez la fiche de la prise électrique et éteignez le produit si vous ne l'utilisez pas et avant que vous le nettoyez.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise électrique. Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne pendez pas le cordon au bord d'une table ou d'un comptoir.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs importants.
- Ne placez pas le cordon sur des surfaces chaudes ou près d'huile.
- Ne mettez pas le cordon d'alimentation sous un tapis ou sous des couvertures. Assurez-vous que le cordon n'est jamais placé dans un passage.
- Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation et ne déformez pas le cordon d'alimentation.
- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et tous les autocollants.
- Assurez-vous que la tension du réseau qui est indiquée sur l'image indication-modèle, correspond à celle de votre réseau électrique avant que vous branchiez le produit.
- Assurez-vous que vous ne trébuchez pas sur le cordon et que le cordon n'est pas brisé, déformé ou accroché.
- Si la fumée noire émet du produit, il faut immédiatement retirer la fiche de la prise électrique. Attendez jusqu'à ce que la fumée disparaisse avant que vous retiriez le contenu du produit et contactez notre service clientèle.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures du produit. Assurez-vous que les pièces mobiles ne sont pas bloquées et que rien n'est coincé.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance en cours d'utilisation. Quand vous n'utilisez pas le produit, éteignez l'appareil et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

### Recevoir la livraison

- Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

### Contenu de la boîte

- Auronic Coussin de massage - Model AU3030 - EAN 8720195254799


#### Accessoires inclus

- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Adaptateur électrique

### Caractéristiques du produit

#### Description du produit

1. Bouton d'alimentation
2. Couverture en cuir
3. Tête de massage
4. Couverture en maille
5. Connecteur DC
6. Prise Euro
7. Câble d'alimentation
8. Prise DC



### Données techniques

Dimensions	36 x 17 x 12,5 cm	Fréquence	50/60Hz
Poids	1 kg	Actuel	24W
Couleur	Noir	Arrêt automatique	Oui, après 15 minutes
Matériau	Cuir PU et tissu	Protection contre la surchauffe	Oui
Longueur du cordon	1,8 m	Température de fonctionnement	De -10°C à 45°C
Adaptateur d'entrée	220 - 240V~	Température de stockage	De -20°C à 60°C
Coussin de massage d'entrée	12V		
Coussin de massage de sortie	5A		

#### Autres caractéristiques

- Convient pour les jambes, le haut et le bas du dos, le cou, les épaules, les pieds, les mollets et les bras ;
- Type de massage shiatsu ;
- Avec 4 têtes de massage rotatives ;
- Comprend une fonction de chauffage ;
- Avec une sangle réglable pour l'attacher à votre appui-tête ou à votre chaise.

### Instructions d'utilisation

- Mettez le produit en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Vous pouvez passer d'une fonction à l'autre à l'aide du bouton marche/arrêt.
- Appuyez une fois : Allumez ou éteignez le produit.
- Appuyez deux fois : Changez le sens de rotation des têtes de massage.
- Appuyez trois fois : Activez ou désactivez la fonction de chauffage.

### Entretien et nettoyage

- Débranchez le produit de la prise murale avant de le nettoyer. Nettoyez le produit avec un chiffon humide et propre et séchez-le soigneusement. Ne pas immerger le produit dans l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

### Stockage

- Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

## Élimination - recyclage

- Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers normaux, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités pour le recyclage.

## Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de Auronic à l'adresse [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl).
- Auronic offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.

## Clause de non-responsabilité

- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

© LifeGoods B.V.  
Wisselweg 33  
1314CB Almere  
Netherlands  
01/2023 - v2.1  
[www.auronic.nl](http://www.auronic.nl)