

Body Fat Scale BFS18W

Instruction Manual

English / Nederlands / Deutsch

moa
color your life

www.moacolors.com

BEFORE USE

Before use, please read this manual carefully.



Only connect the appliance to an earthed wall socket.

This appliance is for household use only. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to avoid fires, electric shocks, burns, or other injuries and damage. Read these operating and safety instructions carefully.

SPECIFICATIONS

- Equipped with high precision strain gauge sensor system Capacity: -
- Division: 100g/0.2lb
- 150kg/330lb
- Height unit: cm/fit-in
- Unit:kg-lb
- BMI/Body fat/ Muscle/Water division: 0,1%;
- Body bone division:0,1kg
- Mini effective weight:8kg
- Age range for body fat: 10-80 years
- 5 mm tempered safety glass platform
- Height range: 100-220 cm/3 ft 3in-7 ft 3 in
- Automatic power generation control
- Body bone range; 0-15kg
- Battery-free technology
- Muscle range; 13.0-100.0%
- Auto zero resetting / Auto power off
- Fat range: 5-50%
- Low power / Over-load indication
- Water range: 35-75%

PARTS & LOCATION



APP

COMPATIBILITY

Battery free Bluetooth Smart Scale is made for the following models:

iOS: Above iPhone 5

Andriod: Above Android 6.0 verion

“AirScale U” DOWNLOAD

Download the app here:



Android



iOS

BLEUTOOTH SETTING

Open the Bluetooth of the iOS/Andriod device, go to Bluetooth setting.

USER SETTING

Press “+” and fill in Name, Gender, Birthday, Height, Goal, Weight and tick in the upper right cornor. Go to your registered mailbox for validation.

SETTING AND REVIEW


Press the hamburger-menu icon you can review your homepage, body's composition, health chart and set unit and slect language.

CHANGE LANGUAGE

“Settings” in Aircscale U app, select “Multilanguage”

HOW TO USE

"ECO-Power" One quick stamping on the power button by your feet and the scale charges for use.



1. Put the scale on a hard & flat surface.
2. One quick stamping on the ECO-power button will generate power for weighing, please wait until "0.0" appears.
3. The scale powers off automatically after one minute.

NOTE:

- Do not step on the scale until "0.0" appears.
- Please measure with bare feet and keep the scale clean
- For an accurate result, please keep your feet in a good contacting with the metal electrode.

FUNCTION

ERROR INDICATION



Over-load Indication

When the scale is over-loaded [more than 150kg], the screen will appear "Err".



Low battery indication

When the screen indicates "00" it will turn off automatically after few seconds. Simply reload it by stamping on the ECO-power button !

UNIT EXCHANGE (kg/lb)



Under weight mode, press the unit key to choose the unit, the key is on the back of the scale. Note: Please set the unit before weighing. It could not change the unit while weighing.

USE AND CARE

1. For accurate results, place scale on a flat surface.
2. Static pressure is effective, do not drop it or strike the scale, otherwise the scale is easy to damage.
3. In weighing, please keep balance. Do not allow water to get inside scale.
4. Please use a damp cloth to clean the scale. Do not allow water to get inside scale.
5. Do not use chemicals to clean the scale.
6. To ensure the life of the scale, do not put the scale under wet & hot condition.
7. Do not use for legal trade.
8. Do not overload, otherwise the sensor will be damaged.
9. Do not put heavy things on the scale when not use.
10. Do not store the scale in an upright position.
11. Due to the continuous improvements, this product is subject to change without notice.
12. Please do not jump or stamp on the scale and avoid dropping it, as the scale is highly precise electronic instrument.
13. Do not use it on the wet and slippery floor, do not stand on at the edge of scale to avoid any falling down.

ATTENTION FOR SAFETY

- The scale should not be used for anyone who has a pacemaker, or with other medical transplanting. The impedance passed through our body will have disturbance of the normal working of medical equipment.
- This scale is for family use only. We do not advise you to use it as medical equipment.
- Do not use it on a wet or slippery floor. Do not stand at the edge of the scale to avoid falling and injury.
- We advise pregnant women, elderly persons and disabled persons to use the scale with help.

DISPOSAL

Do not dispose of the device in normal domestic waste.
Dispose of the device over a registered waste disposal firm or through your communal waste disposal facility.
Observe the currently valid regulations. In case of doubt, consult your waste disposal facility.

WARRANTY

Dear Valued Customer,

Thank you very much for purchasing a MOA product.

We wish you to inform you that this product is covered by a warranty which complies with all legal provisions concerning existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.

Should you find any defect or malfunction of your MOA product, please contact the appropriate Customer Care Center.

Sincerely yours,
The MOA Team

VOOR GEBRUIK

Lees deze handleiding voor gebruik met aandacht.



Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik van elektrische apparaten, moeten algemene veiligheidsmaatregelen altijd opgevolgd worden om brand, elektrische schokken, brandwonden en andere verwondingen en vormen van schade te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsmaatregelen zorgvuldig.

SPECIFICATIES

- Uitgerust met een zeer nauwkeurig spanningsmeetsensorsysteem
- Capaciteit: -
- Indeling: 100 g / 0,2 lb.
- 150kg / 330lb
- Hoogte eenheid: cm / inbouw
- Eenheid: kg-lb
- BMI / lichaamsvet / spier / waterverdeling: 0,1%;
- Lichaamsbotdeling: 0,1 kg
- Mini effectief gewicht: 8 kg
- Leeftijdsgroep voor lichaamsvet: 10-80 jaar
- Platform van gehard veiligheidsglas van 5 mm
- Hoogtebereik: 100-220 cm / 3 ft 3 in-7 ft 3 in
- Automatische controle van de stroomopwekking
- Lichaamsbeen bereik; 0-15kg
- Batterijloze technologie
- Spierbereik; 13,0-100,0%
- Automatische nulstelling / Automatische uitschakeling
- Vet bereik: 5-50%
- Indicatie laag vermogen / overbelasting
- Waterbereik: 35-75%

ONDERDELEN & LOCATIE



APP

COMPATIBILITEIT

Batterijloze Bluetooth Smart Scale is gemaakt voor de volgende modellen:

iOS: boven iPhone 5

Andriod: Boven Android 6.0-versie

“AirScale U” DOWNLOAD

Download de app hier:



Android



iOS

BLEUTOOTH-INSTELLING

Open de Bluetooth van het iOS / Andriod-apparaat, ga naar Bluetooth-instelling.

GEBRUIKERSINSTELLING

Druk op “+” en vul Naam, Geslacht, Verjaardag, Hoogte, Doel, Gewicht in en vink in de rechterbovenhoek aan. Ga naar uw geregistreerde mailbox voor validatie.

INSTELLING EN BEOORDELING

Druk op het hamburgermenupictogram om je startpagina, lichaamssamenstelling, gezondheidsgrafiek te bekijken en eenheid en taal te kiezen.

TAAL WIJZIGEN

‘Instellingen’ in de Airscale U-app, selecteer ‘Meertalig’

HOE TE GEBRUIKEN

“ECO-Power” Een snelle stempel op de aan / uit-knop bij uw voeten en de weegschaal wordt opgeladen voor gebruik.



1. Zet de weegschaal op een harde en vlakke ondergrond.
2. Een snelle druk op de ECO-power-knop genereert kracht voor het wegen, wacht tot "0.0" verschijnt.
3. De weegschaal wordt automatisch uitgeschakeld na één minuut.

NOTITIE:

- Stap niet op de schaal totdat "0.0" verschijnt.
- Gelieve te meten met blote voeten en de weegschaal schoon te houden
- Houd uw voeten goed in contact met de metalen elektrode voor een nauwkeurig resultaat.

FUNCTIE

FOUTMELDING



Indicatie overbelasting


Als de schaal is overbelast [meer dan 150 kg], in het scherm zal "Err" verschijnen.



Lage batterij indicatie

Als het scherm "00" aangeeft het wordt automatisch uitgeschakeld na enkele seconden. herlaad het eenvoudig door op de ECO-power-knop te drukken!

EENHEID UITWISSELING (kg / lb)



Druk in de gewichtsmodus op de eenheidstoets om de eenheid te kiezen, de toets bevindt zich aan de achterkant van de weegschaal. Opmerking: Stel het apparaat in alvorens te wegen. Het kon de eenheid niet veranderen tijdens het wegen.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

1. Voor nauwkeurige resultaten plaatst u de schaal op een vlak oppervlak.
2. Statische druk is effectief, laat deze niet vallen en sla niet op de schaal, anders is de schaal gemakkelijk te beschadigen.
3. Houd bij het wegen uw evenwicht in acht. Zorg ervoor dat er geen water in de schaal komt.
4. Gebruik een vochtige doek om de weegschaal schoon te maken. Zorg ervoor dat er geen water in de schaal komt.
5. Gebruik geen chemicaliën om de weegschaal schoon te maken.
6. Om de levensduur van de weegschaal te garanderen, zet u de weegschaal niet onder natte en hete omstandigheden.
7. Niet gebruiken voor legale handel.
8. Overbelast niet, anders wordt de sensor beschadigd.
9. Plaats geen zware dingen op de weegschaal wanneer deze niet wordt gebruikt.
10. Bewaar de weegschaal niet rechtop.
11. Vanwege de voortdurende verbeteringen kan dit product zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
12. Spring of stamp niet op de weegschaal en laat deze niet vallen, aangezien de weegschaal een zeer nauwkeurig elektronisch instrument is.
13. Gebruik het niet op de natte en gladde vloer, sta niet op de rand van de weegschaal om vallen te voorkomen.

AANDACHT VOOR VEILIGHEID

- De weegschaal mag niet worden gebruikt voor iedereen die een pacemaker heeft of bij andere medische transplantaties. De impedantie die door ons lichaam gaat, zal de normale werking van medische apparatuur verstoren.
- Deze schaal is alleen voor gezinsgebruik. We raden u af om het als medische apparatuur te gebruiken.
- Gebruik het niet op een natte of gladde vloer. Ga niet op de rand van de weegschaal staan om vallen en letsel te voorkomen.
- Wij raden zwangere vrouwen, ouderen en gehandicapten aan om de weegschaal met hulp te gebruiken.

BESCHIKKING

Gooi het apparaat niet bij het normale huisvuil.
Gooi het apparaat weg bij een geregistreerd afvalverwerkingsbedrijf
of via uw gemeentelijke afvalverwerkingsinstallatie.
Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Raadpleeg bij
twijfel uw afvalverwerkingsinstallatie.

GARANTIE

Geachte gewaardeerde klant,

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een MOA-product.

We willen u laten weten dat dit product wordt gedekt door een
garantie die voldoet aan alle wettelijke bepalingen met betrekking
tot bestaande garantie en consumentenrechten in het land waar het
product is gekocht.

Als u een defect of storing van uw MOA-product constateert, neem dan
contact op met de juiste klantenservice.

Hoogachtend,
Het MOA-team

VOR GEBRAUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.



Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um Brände, Stromschläge, Verbrennungen oder andere Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Lesen Sie diese Betriebs- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

SPEZIFIKATIONEN

- Ausgestattet mit einem hochpräzisen Spannungsmesssensorsystem
- Kapazität: -
- Format: 100 g.
- 150 kg
- Gerätehöhe: cm / vertieft
- Einheit: kg-lb
- BMI / Körperfett / Muskel / Wasser-Verteilung: 0,1%;
- Körpermassenteilung: 0,1 kg
- Mini-Nutzgewicht: 8 kg
- Altersgruppe für Körperfett: 10-80 Jahre
- 5 mm gehärtete Sicherheitsglasplattform
- Höhenbereich: 100-220 cm / 3 ft 3 in-7 ft 3 in
- Automatische Steuerung der Stromerzeugung
- Körperbeinbereich; 0-15 kg
- Batteriefreie Technologie
- Muskelbereich; 13,0-100,0%
- Automatische Nullstellung / automatische Abschaltung
- Fettbereich: 5-50%
- Anzeige für geringe Leistung / Überlast
- Wasserbereich: 35-75%

TEILE & LAGE



APP

KOMPATIBILITÄT

Die batteriefreie Bluetooth Smart Scale wurde für folgende Modelle entwickelt:

iOS: über iPhone 5

Android: Über Android 6.0 Version

“AirScale U“ HERUNTERLADEN

Laden Sie die App hier herunter:



Android



iOS

BLEUTOOTH-EINSTELLUNG

Öffnen Sie das Bluetooth des iOS / Android-Geräts und gehen Sie zur Bluetooth-Einstellung.

BENUTZER EINSTELLUNGEN

Drücken Sie “+” und geben Sie Name, Geschlecht, Geburtstag, Größe, Ziel, Gewicht ein und überprüfen Sie in der oberen rechten Ecke. Gehen Sie zur Überprüfung zu Ihrem registrierten Postfach.

EINSTELLUNG UND BEWERTUNG

Drücken Sie auf das Hamburger-Menüsymbol, um Ihre Homepage, Körperzusammensetzung, Gesundheitstabelle anzuzeigen und Einheit und Sprache auszuwählen.

SPRACHE ÄNDERN

Wählen Sie in der Airscale U-App unter “Einstellungen” die Option “Mehrsprachig”.

WIE BENUTZT MAN

„ECO-Power“ Ein schneller Druck auf den Netzschalter zu Ihren Füßen und die Aufladung der Waage vor dem Gebrauch.



1. Stellen Sie die Waage auf eine harte und flache Oberfläche.
2. Durch kurzes Drücken des ECO-Netzschalters wird Strom zum Wiegen erzeugt. Warten Sie, bis „0.0“ angezeigt wird.
3. Die Waage schaltet sich nach einer Minute automatisch aus.

HINWEIS:

- Betreten Sie die Waage erst, wenn „0.0“ angezeigt wird.
- Bitte mit bloßen Füßen messen und die Waage sauber halten
- Halten Sie Ihre Füße in gutem Kontakt mit der Metallelektrode, um ein genaues Ergebnis zu erzielen.

POSITION

FEHLERMELDUNG



Überlastanzeige


Wenn die Waage überlastet ist [mehr als 150 kg], Das Display zeigt „Err“ an.



Überlastanzeige

Wenn das Display „00“ anzeigt es schaltet sich nach einigen Sekunden automatisch aus. Laden Sie es einfach neu, indem Sie den ECO-Netzschalter drücken!

EINHEITSAUSTAUSCH (kg / lb)



Drücken Sie im Gewichtsmodus die Einheitentaste, um die Einheit auszuwählen. Die Taste befindet sich auf der Rückseite der Waage. Hinweis: Richten Sie das Gerät vor dem Wiegen ein. Das Gerät konnte beim Wiegen nicht gewechselt werden.

GEBRAUCH UND WARTUNG

1. Platzieren Sie die Waage für genaue Ergebnisse auf einer ebenen Fläche.
2. Der statische Druck ist wirksam. Lassen Sie die Schale nicht fallen und schlagen Sie nicht auf sie, da sie sonst leicht beschädigt werden kann.
3. Halten Sie beim Wiegen das Gleichgewicht. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Schüssel gelangt.
4. Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Schüssel gelangt.
5. Verwenden Sie zum Reinigen der Waage keine Chemikalien.
6. Um die Lebensdauer der Waage zu gewährleisten, stellen Sie die Waage nicht unter nassen und heißen Bedingungen auf.
7. Nicht für den legalen Handel verwenden.
8. Überlasten Sie nicht, da sonst der Sensor beschädigt wird.
9. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage, wenn Sie sie nicht benutzen.
10. Lagern Sie die Waage nicht aufrecht.
11. Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen kann dieses Produkt ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
12. Springen oder stampfen Sie nicht auf die Waage und lassen Sie sie nicht fallen, da es sich bei der Waage um ein hochpräzises elektronisches Instrument handelt.
13. Verwenden Sie es nicht auf nassem und rutschigem Boden, stellen Sie sich nicht auf den Rand der Waage, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

ACHTUNG AUF SICHERHEIT

- Die Waage sollte nicht von Personen verwendet werden, die einen Herzschrittmacher oder andere medizinische Transplantationen haben. Die Impedanz, die durch unseren Körper fließt, stört den normalen Betrieb medizinischer Geräte.
- Diese Skala ist nur für den Familiengebrauch bestimmt. Wir empfehlen, es nicht als Medizinprodukt zu verwenden.
- Verwenden Sie es nicht auf nassem oder rutschigem Boden. Stellen Sie sich nicht auf den Rand der Waage, um Stürze und Verletzungen zu vermeiden.
- Wir empfehlen schwangeren Frauen, älteren Menschen und Behinderten, die Waage mit Hilfe zu benutzen.

ENTSCHEIDUNG

Entsorgen Sie das Gerät nicht im normalen Hausmüll.
Entsorgen Sie das Gerät bei einem registrierten
Entsorgungsunternehmen oder über Ihre kommunale Müllentsorgung.
Beachten Sie die aktuellen Vorschriften. Wenden Sie sich im Zweifelsfall
an Ihre Abfallverwertungsanlage.

GARANTIE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein MOA-Produkt entschieden haben.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass für dieses Produkt eine
Garantie gilt, die allen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der
bestehenden Garantie und der Verbraucherrechte in dem Land
entspricht, in dem das Produkt gekauft wurde.

Wenn Sie einen Defekt oder eine Fehlfunktion Ihres MOA-Produkts
feststellen, wenden Sie sich an den entsprechenden Kundendienst.

Mit freundlichen Grüßen
Das MOA-Team