

VRL

MASSAGE GUN PRO

Handleiding





(NL)

1. Anti-druip draagtas
2. Krachtig massagepistool
3. Oplaadkabel
4. 8 Massage koppen

(EN)

1. Anti-drip carrying case
2. Powerful massage gun
3. Charging cable
4. 8 massage heads

(DE)

1. Anti-Tropf-Tragetasche
2. Leistungsstarke Massagepistole
3. Ladekabel
4. 8 massageköpfe

PRODUCT INSTRUCTIE / PRODUCT INSTRUCTION / PRODUKTANLEITUNG

(NL) Drukzensor

(EN) Pressurized sensor

(DE) Druckmesser

(NL) Snelheid

(EN) Speed

(DE) Geschwindigkeit

(NL) Kracht

(EN) Force

(DE) Kraft

(NL) Start

(EN) Start

(DE) Start



(NL) LED scherm

(EN) LED screen

(DE) LED-Anzeige

SPECIFICATIES / SPECIFICATIONS / SPEZIFIKATIONEN

(NL)

Naam: VRL Massage Gun

Model: Y-8

Schakelaar: Power + Touch

Grootte: 23,6x16,6x7x5 cm

Adapter: DC 16,8V / 1A

Verzend gewicht: 1,92 kg

Product gewicht: 0,98 kg

Massage koppen: 8

Versnellingen: 7 standen

Snelheid: 1300-3200 RPM

Batterij Capaciteit: 16.8 V/4800 mAh

(EN)

Name: VRL Massage Gun

Model: Y-8

Switch: Power + Touch

Size: 23.6x16.6x7.5 cm

Adapter: DC 16.8V / 1A

Shipping weight: 1.92 kg

Product weight: 0.98 kg

Massage heads: 8

Gears: 7 settings

Speed: 1300-3200 RPM

Battery capacity: 16.8 V/4800 mAh

(DE)

Name: VRL Massagepistole

Modell: Y-8

Schalter: Power + Touch

Größe: 23,6x16,6x7x5 cm

Adapter: DC 16,8V / 1A

Versandgewicht: 1,92 kg

Produktgewicht: 0,98 kg

Massageköpfe: 8

Gänge: 7 stufen

Geschwindigkeit: 1300-3200 RPM

Batteriekapazität: 16,8 V/4800 mAh

PRODUCT HANDLEIDING / PRODUCT MANUAL / PRODUKT-HANDUCH

(NL) Het massagepistool is gemakkelijk te bedienen, helpt spierspanning en pijn te verlichten, verbetert en versnelt de spier regeneratie en ontspant spieren. Veel mensen willen graag diepe spier ontspanning voor of na het sporten of yoga. **(EN)** The massage gun is easy to operate, helps relieve muscle tension and pain, improves and accelerates muscular regeneration and relaxation. Many people seek deep muscle relaxation before or after sports or yoga. **(DE)** Die Massagepistole ist leicht zu bedienen, hilft Muskelverspannungen und Schmerzen zu lindern, verbessert und beschleunigt die Muskelregeneration und entspannt die Muskeln. Viele Menschen mögen die tiefe Muskelentspannung vor oder nach dem Sport oder Yoga.

WERK UREN / WORKING HOURS / ARBEITSSTUNDEN



(NL) Snelste Gang (DE) Schnellste Gang	1	24h
(NL) 2de Gang (DE) 2te Gang	2	22h
(NL) 3de Gang (DE) 3te Gang	3	20h
(NL) 4de Gang (DE) 4te Gang	4	18h
(NL) 5de Gang (DE) 5te Gang	5	16h
(NL) 6de Gang (DE) 6te Gang	6	14h
(NL) 7de Gang (DE) 7te Gang	7	12h

BATTERIJ / BATTERY / AKKU

(NL) Het massagepistool is uitgerust met een lithium batterij, die tot 24 uur mee gaat op een eenmalige lading van 2500 mAh. **(EN)** The massage gun is equipped with a lithium battery that lasts up to 24 hours on a single charge of 2500 mAh. **(DE)** Die Massagepistole ist mit einem Lithium-Akku ausgestattet, der bei einer einzigen Ladung von 2500 mAh bis zu 24 Stunden hält.

**PRODUCT GROOTTE / PRODUCT
SIZE / GRÖÖE DES PRODUKTS**

70MM



180MM



240MM

1	2	3	4	5	6	7
1200RPM	1800RPM	2100RPM	2500RPM	2800RPM	3000RPM	3000RPM



(NL) Dit massagepistool is uitgerust met een krachtig, borstelloze 24V hoge koppel motor, met een diameter van 48 mm, een massage stroke diepte van 14 mm en 7 verschillende versnellingen om elke slag perfect te maken. **(EN)** This massage gun is equipped with a powerful, brushless 24V high torque motor, with a diameter of 48mm, a massage stroke depth of 14mm, and 7 different gears to make every stroke perfect. **(DE)** Massagepistole mit leistungsstarkem, bürstenlosem 24-Volt-Motor und hohem Drehimpuls, mit einem Durchmesser von 48 mm, einer Massagehubtiefe von 14 mm und 7 unterschiedlichen Gängen, um einen perfekten Hub zu erreichen.



(NL) Laag geluid: De hoge precisie opzetstukken en motor zijn nauwkeurig in elkaar geïntegreerd. De hoge nauwkeurigheid zorgt ervoor dat het glijden soepel gaat waardoor het geluid effectief vermindert wordt. Het geluid kan tot minder dan 50 decibel gereduceerd worden. **(EN)** Low noise: The high precision attachments and motor are integrated precisely. The high precision ensures that the gliding is smooth, effectively reducing the noise. The noise can be reduced to less than 50 decibels. **(DE)** Geräuschlos: Die hochpräzisen Aufsätze und der Motor sind passgenau integriert. Durch die hohe Präzision gleitet das Gerät reibungslos, was die Geräuscentwicklung effektiv reduziert. Das Geräusch kann auf weniger als 50 Dezibel reduziert werden.

MASSAGE KOPPEN / MASSAGE HEADS / MASSAGEKÖPFE



1



2



3



4



5



6



7



8

(NL)

1. Rond opzetstuk: gebruikt voor hand-, rug-, billen- en beenmassage.
2. U-vormig opzetstuk: wordt gebruikt voor nek-, ruggenmerg- en achillespeesmassage.
3. Plat opzetstuk: wordt gebruikt om elk spierdeel te ontspannen en vorm te geven.
4. Schopvormig opzetstuk: wordt gebruikt om spieren van het hele lichaam te ontspannen.
5. Conisch opzetstuk: wordt gebruikt voor diep weefsel, zoals de gewrichten en handpalmen.
6. Halvemaanvormig opzetstuk: geschikt voor armen, dijen, taille en andere delen (gebruikt van hoge versnellingen wordt hierbij afgeraden)
7. Gyro opzetstuk: geschikt voor het masseren van zacht weefsel.
8. Paddenstoel opzetstuk: geschikt voor het ontspannen van gewrichten en gevoelige spieren.

(EN)

1. Round attachment: used for hand, back, buttocks, and leg massage.
2. U-shaped attachment: used for neck, spinal cord, and Achilles tendon massage.
3. Flat attachment: used to relax and shape every muscle part.
4. Shovel-shaped attachment: used to relax muscles throughout the body.
5. Conical attachment: used for deep tissue, such as joints and palms.
6. Crescent-shaped attachment: suitable for arms, thighs, waist, and other parts (not recommended to use at high gears).
7. Gyro attachment: suitable for massaging soft tissue.
8. Mushroom-shaped attachment: suitable for relaxing joints and sensitive muscles.

(DE)

1. Runder Aufsatz: Für die Massage von Händen, Rücken, Gesäß und Beinen.
2. U-förmiger Aufsatz: für Nacken-, Rücken- und Achillessehnen-Massage.
3. Flacher Aufsatz: Zum Entspannen und Formen der einzelnen Muskelpartien.
4. Schaufelförmiger Aufsatz: zur Entspannung der Muskeln des ganzen Körpers.
5. Kegelförmiger Aufsatz: wird für das tiefe Gewebe verwendet, z. B. für die Gelenke und die Handflächen.
6. Halbmondförmiger Aufsatz: für Arme, Oberschenkel, Taille und andere Körperteile geeignet (hier empfiehlt sich die Verwendung von hohen Gängen nicht)
7. Kreiselaufsatz: eignet sich für die Massage von Weichgewebe.
8. Pilzaufsatz: geeignet für die Lockerung und Entspannung von Gelenken und empfindlichen Muskeln.

VRL Shop

Postbus 4189,3130 KD, Vlaardingen, Nederland
info@vrl-shop.nl | www.vrl-shop.nl

