



说明书 美容点痣扫斑笔

操作介绍

1. 开机键(M): 长按(M)键2秒开关机, 开机后显示档位(默认1档)。
2. 开机后短按一下开机键(M)可打开led灯, 再按一下灯关灭。
3. 短按加减键可以切换输出功率大小, 有9个档位可以调节, 1到9逐渐加大。
4. 工作键(OUT): 按下(OUT)键开始工作, 松开停止工作。
5. 保护功能: 长按(OUT)键持续2分钟设备停止输出, 如果需要继续工作, 松开(OUT)键后, 再次按下即可。
6. 电量显示和充电说明: 电量分四格显示, 充电时指示灯会依次循环跳动, 充满电后指示灯长亮停止闪动。



功能介绍

采用高新技术, 电离子碳化功能, 瞬间扫雀斑、老人斑、扁平痣等, 可在不出血情况下达到快速、安全无副作用效果。

用法

除斑: 将电针微微接触斑点位置来回移动, 则可很清楚发现黑色素在电针扫过后变焦黑脱落, 若斑点沉淀浅, 面积较小, 可一次去除若面积较大色素沉淀较深, 则须2或3次处理较为适当, 还应注意美容师在使用电针处理时, 除顾客保持不动姿势外, 美容师握电针之手应平衡持称, 不可抖动, 以免处理时造成灼伤、深浅不一影向伤口复原, 造成留疤现象。

点痣:

点痣时, 要特别注意点痣深浅程度, 有些痣生长在皮肤表层, 痣的根部生长则深达皮下组织, 使用电针时不要一次把针端划破痣的表层, 最好以小方格方式进行烧除。若生长较深层的痣, 在处理完后除了应避免发炎外, 最好在伤口复原前2-3天涂上少许活细胞之类的营养霜, 可防止皮肤凹洞产生, 在擦拭营养霜时, 应注意伤口不可有发炎情形, 若有则不可擦拭。

除肉芽:

将电针端口微微接触肉芽部, 将衍生肉芽根部细胞以镭射电针烧死, 约一星期后肉芽就会自行脱落, 如肉芽体积不大, 可利用镭射电针一次性烧除滋生肉芽, 如肉芽体积大, 则应分多次烧除, 以免影响伤口复原。

除刺青纹身:

般烧除刺青及纹身, 其面积较大, 宜用大号针, 烧除刺青纹身的方法, 大致与扫斑相同, 操作时间可能会稍长一些, 面积太大者(超过3cm), 应分多次处理, 千万不可一次完成, 否则, 不小受细菌感染, 后果则不堪设想, 美容师及顾客均应特别谨慎, 若有严重发炎情形, 应尽快到医院接受治疗。

注意事项

- 1、初次使用本设备时建议用新鲜水果测试设备, 当完全熟练掌握设备性能与操作规程时再使用。
- 2、由于本设备可以在瞬间产生高温效应, 在不使用时请妥善保管避免小孩和不懂设备的人使用与玩耍, 避免危险发生。
- 3、使用本设备治疗30天内最好不要过于清洗患处, (简单护理下就行)不可用力擦洗, 不能人为的使硬皮脱落。
- 4、当痂处发痒时(内生长期), 千万不要用手抓除, 待20至30天左右, 痂会自行脱落。
- 5、恢复期为3个月左右, 建议在恢复期内不宜吃生姜(影响皮肤平滑度)牛肉(会产生淡淡的红色)酱油(会产生淡淡的黑色)在恢复期, 以上事项注意好, 皮肤可以恢复到原来皮肤的95%通过机器直接烧掉色素, 不管任何色一样OK, 然后拼皮肤上会结层薄痂皮肤里的色素会全部集中在痂下面, 等痂掉了皮肤的色素就会跟着痂全部掉光, 不会感染。
- 6、长时间不使用本设备时, 建议每三到四个月充一次电, 保持电池使用寿命。
- 7、当设备发生故障时请不要自己拆开试图维修以免发生危险, 建议联系原厂家维修。
- 8、严禁用水或者液体类直接清洁本设备, 避免进入设备内部造成损毁或危险发生。

产品参数

产品名称: 美容点痣扫斑笔
产品型号: DZ-01 充电输入: DC5V=1A
电池容量: 1200mA 输出功率: 4W
产品尺寸: 190*28*29 产品净重: 85g




本公司对上说明拥有最终解释权



INSTRUCTIONS BEAUTY MOLE REMOVAL SWEEP SPOT PEN

OPERATING GUIDE

1. Power-on key (M): long press (M) key for 2 seconds to turn on and off the machine, and then the gear position will be displayed (default: 1).
2. After power on, press the power button (M) to turn on the led light. Press the light again to turn it off.
3. Short press plus or minus to switch the output power, with 9 gears it can be adjusted, 1 to 9 gradually increase.
4. Work button (OUT): press the button (OUT) to start working, loosen it to stop working.
5. Protection function: long press (OUT) for 2 minutes to stop the device from losing out, if you need to continue working, release the (OUT) key after again press once.
6. Electric quantity display and charging instructions: the electric quantity is displayed in four grids. When charging, the indicator will beat in turn. When fully charged, the indicator light will stop flashing.



function Introduction

To use high and new technology, ion carbonization function, instant sweep freckles, spots, flat mole And so on, can achieve fast, safe without side effect effect under the circumstance of not bleeding.

Usage

In addition to the spot:

Including the contact spot location moves back and forth slightly, can be clearly found that the melanin in electric acupuncture cue after Saul zoom black fall off, if precipitation shallow spots, area is lesser, cana removal. If a larger area of pigmentation is deeper, it must be 2 or 3 times to deal with more appropriate, should also pay attention to the hairdresser when using electric acupuncture treatment, besides keeping customers pose, according to the hairdresser with the hand of electric acupuncture should balance the jitter, lest cause burns when processing, shades, influence wound healing, leave scar phenomenon.

Dot mole

When dot mole, pay special attention to distinguish the mole extent, some mole grows on the skin surface layer, and root growth of moles, deep subcutaneous tissue, including using the needle at a time when the end of the cut surface of moles, the best way to burn in small squares, if growth relatively deep mole, besides should avoid inflammation after processed had better be in 2 to 3 days before the wound healing nourishing cream coated with a small living cells, can prevent skin concave hole, when wiping nutrition frost, should pay attention to the wound with inflammation of the situation, if is not to wipe.

In addition to granulation:

The electric acupuncture mouth slightly contact granulation, derivative granulation root cells to radium radio needle burned to death, about a week after granulation can fall off on their own, such as granulation is small, can use laser radio disposable needle burning breeding ground for granulation, such as granulation is big, the duty to burn for many times, lest affect wound healing.

In addition to tattoo and tattoo:

Generally burn tattoos and tattoo, its area is larger, appropriate USES large needle, the method of burning tattoo tattoo, roughly the same as the scanning spot, operating time may be slightly longer, the area is too large (more than 3cm) should deal with many times, everyone time.

Otherwise, accidentally bacteria infection, consequence is unimaginable, beautician and customer should be especially careful if you have severe inflammation of the situation, as soon as possible to the hospital for treatment.

Note

1. It is recommended to use fresh fruit test equipment when using this equipment for the first time, when fully cooked. Practice equipment performance and operation procedures before use.
2. Due to the effect of this equipment can produce high temperature in an instant, when not in use, please properly keep away from children and do not know the equipment use and to play, to avoid danger happening.
3. The use of this equipment had better not too clean, affected within 30 days (simple) under the care not scrub, not artificially make hard skin fall off.
4. when the scab place itchy (tender meat phase), don't by hand grasp, for 20 to 30 days right, scab will fall off on their own.
5. Recovery period is 3 months or so, it is suggested that during the recovery period is unfavorable eat ginger (affect the skin smoothness beef (produces light red) soy sauce (produces light black) in convalescence, the good things above, the skin can be restored to its original 95% of skin burn pigment directly by machine. Regardless of any color is OK. Then thin scab skin, the skin pigment will all concentration below the scabs, scab off the pigment in the skin such as follows scabs all fall out, absolutely not infection.
6. If long time not to use this equipment should every three to four months to charge, keep the battery using life.
7. The device failure occurs, please don't open trying to repair in order to avoid risk, suggest to contact the original factory maintenance.
8. It is strictly prohibited to water or clean this equipment directly, like liquid to avoid entering the device internal cause damage or danger happening.

Product parameters

Product name: beauty mole removal sweep spot pen
Product model: dz-01 充电输入: DC5V=1A
Battery capacity: 1200mA 输出功率: 4W
Product size: 190*28*29 净重: 85g