

Gebruikershandleiding
User manual

Huidverjongingsapparaat
Skin Rejuvenation Device

Lees de instructies voor gebruik
Read the instructions before use



Productinformatie

Laat je gezicht stralen met ons huidverjongingsapparaat. Met de nieuwste huidverzorging technologieën en bewezen resultaten, biedt dit apparaat jou de sleutel tot tijdloze schoonheid. Beleef een transformatieve ervaring terwijl je fijne lijntjes, rimpels, acne en pigmentvlekken aanpakt.

Belangrijk :

Dit product maakt gebruik van microstroom ionentechnologie, dus lichtstroom (EMS) aanvoelen is een normaal verschijnsel.

Gebruik & Functies

Houd de aan/uitknop langer dan 1,5 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen

Belangrijk :

- Het product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen!
- Het product zelf is niet waterdicht, voorkom overmatige aanraking met water!

Clean Modus (Groen)

Om de functie van cellen of zuurstofgebruik in de huid verbeteren, huidmicrocirculatie vergemakkelijken of de lymfeomloop te versnellen.

1. Breng make-up remover of andere reinigingslotion gelijkmatig aan op de huid.
2. Houd de knop ongeveer 1 seconde ingedrukt om naar de modus "CLEAN" te gaan (geïndiceerd door de groene led kleur).
3. Volg de stappen die worden uitgelegd in onderstaande geïllustreerde afbeelding*.

EMS Modus (Rood)

Deze modus wordt gebruikt voor het stimuleren en ontspannen van de huid, en helpt bij het hydrateren van de diepere huidlagen. In combinatie met rood licht kan het diep in de huid doordringen, het collageen revitaliseren, donkere plekken verminderen en fijne lijntjes en rimpels verminderen.

1. Breng make-up remover of andere reinigingslotion gelijkmatig aan op de huid.
2. Houd de aan/uitknop ongeveer 1 seconde ingedrukt om te starten en druk nogmaals op de aan/uitknop om naar de "EMS"-modus te gaan (geïndiceerd door rood licht).
3. Volg de stappen die worden uitgelegd in onderstaande geïllustreerde afbeelding*.


Warme Modus (Blauw)

Deze modus kan de huid voorzichtig activeren en ontspannen, waardoor de huid glans en creativiteit herwint. In combinatie met blauw licht vergemakkelijkt het de collageensynthese, revitaliseert het de huid, verstevigt de verslachte huid en huidporiën worden verbeterd.

1. Breng make-up remover of andere reinigingslotion gelijkmatig aan op de huid.
2. Houd de aan/uitknop ongeveer 1 seconde ingedrukt om te starten en druk twee keer op de aan/uitknop om naar de "HOT"-modus te gaan (geïndiceerd door blauw licht).

3. Volg de stappen die worden uitgelegd in onderstaande geïllustreerde afbeelding*.

Geïllustreerde afbeelding voor gebruik*



1. Wrijf omhoog, van kin naar de wang.
2. Wrijf omhoog vanaf de wang, naar buiten.
3. Wrijf omhoog, vanaf de nek naar de kin
4. Wrijf omhoog, van kin naar bovenkaak

Veiligheidsmaatregelen

1. Niet gebruiken bij plastische chirurgie, implantaten of zwangere personen.
2. Bewaar of gebruik het product niet op vochtige plekken.
3. Elke modus kan slechts één keer per dag worden gebruikt en het wordt aanbevolen om elke dag drie modi na elkaar te

gebruiken.

4. Was het apparaat niet met water, maar veeg af met een vochtige doek.

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. spant zich in om de informatie in deze handleiding en daarbij horende webpagina's zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Bij onduidelijkheden of foutieve informatie kan er vrijblijvend contact opgenomen worden met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie op deze website en handleiding is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan voorbehouden, TLS Commerce B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de handleiding of aangeboden informatie op de website bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Bedrijfsgegevens

TLS Commerce B.V. | Nuvance

KvK: 85524271

BTW nr: NL863652591B01

Graafschap Hornelaan 116B

6004 HT Weert

Nederland

Product information

Let your face shine with our skin rejuvenation device. With the latest skin care technologies and proven results, this device offers you the key to timeless beauty.

Experience a transformative experience as you tackle fine lines, wrinkles, acne and pigmentation.

Important :

This product uses microcurrent ion technology, so light current (EMS) sensation is a normal occurrence.

Usage & Features

Press and hold the power button for more than 1.5 seconds to turn on the device.

Important :

- The product cannot be used while charging!
- The product itself is not waterproof, avoid excessive contact with water!

Clean Mode (Green)

To improve the function of cells or oxygen utilization in the skin, facilitate skin microcirculation or accelerate lymph circulation.

1. Apply makeup remover or other cleansing lotion evenly to the skin.
2. Press and hold the button for about 1 second to enter "CLEAN" mode (indicated by the green LED color).
3. Follow the steps explained in the illustrated image below*.

EMS Mode (Red)

This mode is used to stimulate and relax the skin, and helps hydrate the deeper layers of skin. Combined with red light, it can penetrate deep into the skin, revitalize collagen, reduce dark spots and reduce fine lines and wrinkles.


1. Apply makeup remover or other cleansing lotion evenly to the skin.
2. Hold the power button for about 1 second to start and press the power button again to enter "EMS" mode (indicated by red light).
3. Follow the steps explained in the illustrated figure below*.

Warm Mode (Blue)

This mode can gently activate and relax the skin, restoring skin radiance and creativity. Combined with blue light, it facilitates collagen synthesis, revitalizes the skin, firms up sagging skin, and skin pores are improved.

1. Apply makeup remover or other cleansing lotion evenly to the skin.
2. Hold the power button for about 1 second to start and press the power button twice to enter "HOT" mode (indicated by blue light).
3. Follow the steps explained in the illustrated image below*.

Illustrated image*



1. Rub upward, from chin to cheek.
2. Rub upward from cheek, outward.
3. Rub up, from neck to chin.
4. Rub up, from chin to upper jaw

Safety measures

1. Do not use with plastic surgery, implants or pregnant individuals.
2. Do not store or use in damp areas.
3. Each mode can only be used once a day and it is recommended to use three modes in succession each day.
4. Do not wash the device with water, but wipe with a damp cloth.

Disclaimer

By using this manual, you agree to this disclaimer. TLS Commerce B.V. makes every effort to keep the information in this manual and related web pages as complete, accurate and current as possible. If unclear or incorrect information, please feel free to contact the customer service of TLS Commerce B.V. All information on this website and manual is intended for personal use. To reserves, TLS Commerce B.V. accepts no responsibility for damages of any kind arising from use, incompleteness or inaccuracy of the information provided on the manual or information provided on the website when used carelessly. The information is subject to change without prior warning or notification.

Company details

TLS Commerce B.V. | Nuvance

Chamber of Commerce: 85524271

VAT no: NL863652591B01

Graafschap Hornelaan 116B

6004 HT Weert

The Netherlands