

# auronic

## Gebruiksaanwijzing - Massage apparaat User Manual - Massager Manuel d'utilisation - Masseur

---

**NL:** p.2-6


**EN:** p.7-11

**FR:** p.12-16

Model/Modèle: AU3031

AU3236

AU3237



**EMC**

**LVD**



**RoHS**

**CE**



CHN  
MADE IN CHINA



Lees de instructies  
Please read the manual  
Veuillez lire ce mode d'emploi

## Introductie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl).

### Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend bestemd voor de doeleinden beschreven in de handleiding.
- De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan.
- Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u gebruik maakt van 'het massage apparaat', hierna te noemen 'het product'.

## Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

- ⚠ **Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!**

- ⚠ **Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!**

### Algemeen

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen.
- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raadpleeg onze klantenservice.
- Controleer voor elk gebruik de onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barsten/breuken) die het functioneren negatief kunnen beïnvloeden en vervang ze, als hiervan sprake is, door originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Dit kan schade aan het product aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Houd het product uit de buurt van hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het product. Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik het product niet voor commerciële doeleinden.
- Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het product niet gebruikt, zet het product dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Zet het product uit en haal de stekker uit het stopcontact als je het product niet gebruikt of schoonmaakt. Laat het product volledig afkoelen voordat je het product schoonmaakt.

### Personen

- Het product mag niet gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Laat kinderen niet met het product spelen. Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
- Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Langdurig gebruik op een hoge stand kan leiden tot brandwonden.
- Het product mag niet gebruikt worden door kinderen. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.

### Gebruik

- Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het product of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.
- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Raak het product en het stroomsnoer niet met natte handen aan. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Delen van het product worden heet. Maak het product niet schoon als deze nog warm is. Wacht tot het product is afgekoeld, voordat je hem schoonmaakt.
- Dompel het product, de stroomkabel of de stekker niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Gebruik het product niet langer dan 15 minuten achter elkaar.
- Het product is niet geschikt om te gebruiken tijdens het rijden.
- Val niet in slaap, als je het product gebruikt.

### Medische opmerkingen

- Dit product dient niet als vervanging voor behandelingen van een arts of een fysiotherapeut. Chronische klachten kunnen verergeren.
- Gebruik het product niet of raadpleeg een arts: als je zwanger bent; als je een pacemaker of andere elektronische implantaten; kunstgewrichten, een hoge bloeddruk, hartklachten; cerebrale atherosclerose, cerebrale trombose, botbreuken, kwaadaardige tumoren, circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid, ontsteking van de aderen, geelzucht, diabetes, zenuwafwijkingen, acute ontstekingen of andere gezondheidsproblemen hebt; tijdens of direct na grote inspanningen; direct na het douchen, het nemen van een bad, of na de sauna; als je alcohol hebt gedronken; tijdens of direct na het eten; als je koorts hebt; als je onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt; als je een of meer van de volgende aandoeningen hebt: circulatieproblemen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, kapotte huid, ontsteking van de aderen.
- Als je pijn of ongemakken ervaart tijdens gebruik van het product, stop dan direct en raadpleeg je arts.

### Elektra

- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het product dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het product dan niet en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik alleen de adapter en/of accessoires die door de leverancier geleverd worden om oververhitting, explosies, elektrische schokken, brand, andere schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet als je vermoedt dat de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, om een elektrische schok te voorkomen. Een beschadigde stroomkabel of stekker moeten gerepareerd of vervangen worden door een professional (een geautoriseerde distributeur).
- Haal de stekker van het product niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Steek geen objecten in de openingen van het product. Zorg ervoor dat de bewegende onderdelen niet geblokkeerd worden en dat er niks geklemd zit.
- Verplaats het product niet door aan het snoer te trekken en draai het snoer niet.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt en dat de kabel niet geknakt of gedraaid is, of vastzit.

## Ontvangen van verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

## Inhoud Verpakking


- Auronic Massage apparaat - Model AU3031 - EAN 8720195254805
- Auronic Massage apparaat - Model AU3236 - EAN 8720195258759
- Auronic Massage apparaat - Model AU3237 - EAN 8720195258766

### Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding
- 1x Stroomadapter

## Producteigenschappen

### Productoverzicht



### Technische data

Grootte	41 x 17 x 50 cm	Stroomsterkte	24 W
Gewicht	1,2 kg	Automatische uitschakeling	Ja, na 15 min
Kleur	Zwart/Grijs, Zwart/Zwart, Zwart/Blauw	Overhittingsbeveiliging	Ja
Materiaal	PU leer	Massagetype	Shiatsu
Input/output	12 V / 5 A	Warmtefunctie	Ja (tot 40°C)
Frequentie	50 Hz	Aantal massagekoppen	8


### Overige eigenschappen

- Met 3 snelheidsstanden;
- Instelbare massagerichting;
- Met armlussen om de kracht zelf te kunnen bepalen.


## Geschikt voor




Nek & Schouders




Nek



Rug



Middel



Buik




Bovenbenen



Benen



Voeten



Kuiten

## Instructies voor Gebruik

	<b>Gebruiken</b> Zet het product met de massagekoppen op de gewenste lichaamsdeel en start de massage door te drukken op de aan-/uitknop.
	<b>Richting aanpassen</b> Pas de draairichting van de massagekoppen aan door te drukken op de selectieknop. Je kunt kiezen uit linksom of rechtsom.
	<b>Snelheid aanpassen</b> Pas de snelheid van de massagekoppen aan door te drukken op de selectieknop. Je kunt kiezen uit langzaam, gemiddeld en snel.
	<b>Warmtestand in-/uitschakelen</b> Schakel de warmtestand van de massagekoppen in of uit door te drukken op deze knop.

## Onderhoud en reiniging

- Haal het product uit de oplader en stopcontact voordat je het schoonmaakt. Reinig het product met een vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.

## Opslag

- Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

## Weggoeien - recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

## Service en garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl).
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

## Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

## Introduction

- Thank you for choosing a Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl).

### Intended Use

- This product is only intended for the purposes described in the manual.
- The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product outside of its intended use.
- Always observe the following precautions when using 'the massager', hereinafter referred to as 'the product'.

## Warnings and Safety Instructions

**⚠ Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!**

**⚠ Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully!**

### General

- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully.
- If the product is not working properly, has been dropped or damaged, do not use the product and contact our customer service.
- Before each use, inspect the parts and accessories for damage or wear (cracks/breaks) that could impair function and if so, replace them with original parts and accessories recommended by the manufacturer.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.
- Do not disassemble, repair or repair the product. This may damage the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the product to the service center for repairs to avoid damage and personal injury.
- Keep the product away from heat, areas where the temperature is relatively high and heat sources such as ovens.
- Be aware of the risks and consequences associated with incorrect use of the product. Improper use of the product can lead to personal injury and damage to the product.
- The product is designed and intended for private use. Do not use the product for commercial purposes.
- Do not leave the product unattended when in use. When not using the product, turn off the product and unplug the power cord.
- Turn off the product and remove the plug from the socket when you are not using or cleaning the product. Let the product cool down completely before cleaning the product.

### Persons

- The product must not be used by people with physical or mental disabilities. Use of the product is allowed only when a supervisor is present, who is responsible for the safety of the user.
- Do not let children play with the product. Use and store the product out of the reach of children.
- Keep the product and cord out of the reach of children under 8 years old.
- Prolonged use on a high setting may result in burns.
- The product must not be used by children. Use of the product is permitted only when a supervisor is present and responsible for the safety of the user.

### Use

- Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the product. This could result in a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.
- Do not use the product near a bath, shower, swimming pool, or near a basin or sink filled with water. Do not touch the product and power cord with wet hands. Make sure that the product does not come into contact with water. Do not immerse the product in water. If water does get in or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service.

- Parts of the product become hot. Do not clean the product while it is still hot. Wait until the product has cooled down before cleaning it.
- Do not immerse the product, power cord or plug in water. If water does get inside or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service department.
- Do not use the product for longer than 15 minutes in a row.  
The product is not suitable for use while driving.
- Do not fall asleep while using the product.

#### Medical notes

- This product is not a substitute for treatment from a physician or physiotherapist. Chronic complaints can worsen.
- Do not use the product or consult a doctor: if you are pregnant; if you have a pacemaker or other electronic implants, artificial joints, high blood pressure, heart problems, cerebral atherosclerosis, cerebral thrombosis, fractures, malignant tumors, circulation problems, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins, jaundice, diabetes, have nerve disorders, acute inflammation or other health problems; during or immediately after strenuous exercise; immediately after showering, taking a bath, or after the sauna; if you have drunk alcohol; during or immediately after eating; if you have a fever; if you have unexplained pain, are undergoing medical treatment or use medical equipment; if you have one or more of the following conditions: circulation problems, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins.
- If you experience pain or discomfort while using the product, stop immediately and consult your doctor.

#### Electronics

- If the power fails during use, turn off the product immediately and unplug the power cord.
- Periodically inspect both power cord and plug for signs of damage or wear, and if any, do not operate the product and have the power cord and/or plug replaced or repaired by authorized service personnel.
- To avoid overheating, explosion, electric shock, fire, other damage and personal injury, use only the adapter and/or accessories supplied by the supplier.
- To avoid electric shock, do not use the product if you suspect that the power cord or plug is damaged.
- A damaged power cord or plug must be repaired or replaced by a professional (an authorized distributor).
- Do not unplug the product by pulling on the power cord. This may cause fire or electric shock.
- Do not insert objects into the openings of the product. Make sure that the moving parts are not blocked and that nothing is pinched.
- Do not move the product by pulling or twisting the cord.
- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the type rating plate corresponds to that of your mains supply.
- Make sure that you do not trip over the cable and that the cable is not bent, twisted, or caught.

### Receiving Your Shipment

- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

### Contents of Package


- Auronic Massager - Model AU3031 - EAN 8720195254805
- Auronic Massager - Model AU3236 - EAN 8720195258759
- Auronic Massager - Model AU3237 - EAN 8720195258766

#### Included Accessories

- 1x User Manual
- 1x Power adapter

## Product Features

### Product overview



### Technical Data

Size	41 x 17 x50 cm	Current	24W
Weight	1.2 kg	Auto power off	Yes, after 15 min
Color	Black/Grey, Black/Black, Black/Blue	Overheating protection	Yes
Material	PU leather	Massage type	Shiatsu
Input/output	12V / 5A	Heat function	Yes (up to 40°C)
Frequency	50Hz	Number of massage heads	8


### Other Features

- With 3 speed settings;
- Adjustable massage direction;
- With arm loops to control the power yourself.


## Suitable for




Neck & Shoulders




Neck



Back



Waist



Abdomen



Thighs



Legs



Feet



Calves

## Maintenance and Cleaning

- Remove the product from the charger and outlet before cleaning. Clean the product with a damp, clean cloth and dry it thoroughly. Do not use abrasive or harsh cleaning agents. Do not immerse the product in water or other liquids.

## Storage

- Store the product in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or extreme low temperatures.

## Disposal - Recycle

- Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! This product is subject to the European Directive (EU) 2012/19/EU. At the end of its service life, do not dispose of the product with normal household waste, but deliver it to a collection point designated by the authorities for recycling.





## Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact our Customer Support at [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl).
- We provide a 2-year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.

## Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

## Operating Instructions

	<p><b>Using</b></p> <p>Place the product with the massage heads on the desired body part and start the massage by pressing the on/off button.</p>
	<p><b>Adjust direction</b></p> <p>Adjust the direction of rotation of the massage heads by pressing the selection button. You can choose from counterclockwise or clockwise.</p>
	<p><b>Adjust speed</b></p> <p>Adjust the speed of the massage heads by pressing the selection button. You can choose from slow, medium and fast.</p>
	<p><b>Turning heat mode on/off</b></p> <p>Turn the heat mode of the massage heads on or off by pressing this button.</p>

## Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de Auronic ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl).

### Utilisation prévue

- Ce produit est uniquement destiné à l'usage décrit dans le manuel.
- Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité pour toute blessure ou tout dommage causé par l'utilisation du produit en dehors de son usage prévu.
- Respectez toujours les précautions suivantes lors de l'utilisation du "le masseur", ci-après dénommé "le produit".

## Avertissements et consignes de sécurité

- ⚠ **Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !**

- ⚠ **Lisez attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr !**

### Général

- Si c'est la première fois que vous utilisez ce produit, il est important que vous lisiez attentivement le manuel d'utilisation et les instructions.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, ne l'utilisez pas et consultez le service à la clientèle.
- Après chaque utilisation, contrôlez les pièces et les accessoires pour des signes de dommages ou d'usure (des fissures / des fractures) qui peuvent négativement affecter le fonctionnement du produit.
- En cas de dommages ou d'usure, remplacez-les par des pièces ou des accessoires originaux ou recommandés par le fabricant.
- Utilisez le produit uniquement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Ne démontez pas le produit. Ne réparez ou ne restaurez pas l'appareil. Cela peut entraîner des dégâts à l'appareil. Pour votre propre sécurité, les pièces peuvent être remplacées seulement par personnel de maintenance autorisé. Envoyez toujours le produit à un centre de service pour des réparations pour prévenir des dégâts et des dommages corporels.
- Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.
- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance de le produit. La maltraitance de le produit peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.
- Le produit est conçu pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance en cours d'utilisation. Quand vous n'utilisez pas le produit, éteignez l'appareil et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Éteignez le produit et retirez la fiche de la prise électrique si vous n'utilisez pas le produit ou si vous le nettoyez. Laissez entièrement refroidir le produit avant que vous le nettoyez.

### Personnes

- Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental. L'utilisation de l'appareil n'est autorisée qu'en présence d'un superviseur, qui est responsable de la sécurité de l'utilisateur.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Utilisez et gardez le produit hors de la portée des enfants.
- Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Une utilisation prolongée à un réglage élevé peut entraîner des brûlures.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants. L'utilisation du produit n'est autorisée qu'en présence d'un superviseur, qui est responsable de la sécurité de l'utilisateur.

### Utilisation

- Ne couvrez pas le produit quand c'est activé. Ne placez jamais de coussinets ou des couvertures sur ou près de l'appareil. Cela peut entraîner un risque d'incendie, une décharge électrique, des dommages corporels ou des dégâts à l'appareil.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'un bain, une douche, une piscine ou un lavabo rempli d'eau.
- Ne touchez pas l'appareil et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec de l'eau. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. S'il entre quand même de l'eau sur ou dans l'appareil, éteignez immédiatement l'appareil et contactez notre service clientèle.
- Quelques pièces du produit se réchauffent. Ne nettoyez pas le produit si c'est encore chaud. Attendez que le produit refroidisse avant que vous le nettoyez.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. S'il entre quand même de l'eau sur ou dans l'appareil, éteignez immédiatement l'appareil et contactez notre service clientèle.
- N'utilisez pas l'appareil plus longtemps que ... minutes sans interruption.
- Le produit n'est pas adapté à une utilisation pendant la conduite.
- Ne vous endormez pas pendant l'utilisation du produit.

### Remarques médicales

- Cet appareil ne doit pas être considéré comme un remplacement d'un médecin ou un physiothérapeute. Les plaintes chroniques peuvent s'aggraver.
- N'utilisez pas l'appareil ou consultez un médecin si vous : êtes enceinte ; Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres implants électroniques, des articulations artificielles, une pression artérielle élevée, des troubles cardiaques, de l'athérosclérose cérébrale, de la thrombose cérébrale, des fractures osseuses, des tumeurs malignes, des problèmes de la circulation périphérique, des varices, des plaies ouvertes, des ecchymoses, de la peau éraflée, de l'inflammation des veines, de la jaunisse, du diabète, des anomalies du nerf, une inflammation aiguë ou d'autres problèmes de santé ; pendant ou immédiatement après de grands efforts ; immédiatement après une douche, avoir pris un bain ou après le sauna ; si vous avez bu de l'alcool ; pendant ou immédiatement après avoir mangé ; si vous avez de la fièvre ; si vous ressentez des douleurs inexplicables, subissez un traitement médical ou utilisez des équipements médicaux. Si vous avez des problèmes de circulation, des varices, des plaies ouvertes, des ecchymoses, de la peau éraflée ou de l'inflammation des veines.
- Si vous ressentez des douleurs (inexplicables) et / ou si vous vous sentez indisposé lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin.

### Équipement électrique

- En cas de coupure d'électricité lors de l'utilisation, éteignez immédiatement le produit et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Contrôlez le cordon d'alimentation et la fiche régulièrement pour des signes de dommages ou d'usure.
- En cas de dommages ou d'usure, n'utilisez pas le produit et laissez remplacer ou réparer le cordon et / ou la fiche par personnel de maintenance autorisé.
- Utilisez uniquement l'adaptateur et / ou les accessoires fournis par le fabricant pour éviter une surchauffe, des explosions, des décharges électriques, un incendie, d'autres dégâts et des dommages corporels.
- N'utilisez pas le produit si vous suspectez que le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés pour éviter une décharge électrique. Un cordon d'alimentation endommagé ou une fiche endommagée doivent être remplacés par un professionnel (un distributeur autorisé).
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise électrique. Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures du produit. Assurez-vous que les pièces mobiles ne sont pas bloquées et que rien n'est coincé.
- Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation et ne déformez pas le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que la tension du réseau qui est indiquée sur l'image indication-modèle, correspond à celle de votre réseau électrique avant que vous branchiez le produit.
- Assurez-vous que vous ne trébuchez pas sur le cordon et que le cordon n'est pas brisé, déformé ou accroché.

## Recevoir la livraison


- Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

## Contenu de la boîte

- Auronic Masseur -Modèle AU3031 - EAN 8720195254805
- Auronic Masseur -Modèle AU3236 - EAN 8720195258759
- Auronic Masseur -Modèle AU3237 - EAN 8720195258766
- Accessoires inclus
- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Adaptateur

## Caractéristiques du produit

Description du produit



1. Massa
2. Bouton marche/arrêt
3. Bouton de sélection de la direction
4. Bouton de Sélection de la vitesse
5. Marche/arrêt du mode chauffage
6. Boucle d'armement

Données techniques

Taille	41 x 17 x 50 cm
Poids	1,2 kg
Couleur	Noir/Gris, Noir/Noir, Noir/Blue
Matériau	Cuir PU
Entrée/sortie	12 V / 5 A
Fréquence	50 Hz

Courant	24 W
Arrêt automatique	Oui, après 15 min
Protection contre la surchauffe	Oui
Type de massage	Shiatsu
Fonction de chauffage	Oui (jusqu'à 40°C)
Nombre de têtes de massage	8


Autres caractéristiques

- Avec 3 réglages de vitesse ;
- Direction de massage réglable ;
- Avec des attaches de bras pour pouvoir contrôler vous-même la puissance.


## Approprié pour




Cou & épaules




Cou



Dos



Taille



Ventre




Le haut des jambes



Jambes



Pieds



Mollets

## Instructions d'utilisation

	<b>Allumer</b> Placez le produit avec les buses de massage sur la partie du corps souhaitée et démarrez-les en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
	<b>Ajuster la direction</b> Réglez le sens de rotation des buses de massage en appuyant sur le bouton de sélection. Vous pourrez choisir entre le sens inverse des aiguilles d'une montre et le sens des aiguilles d'une montre.
	<b>Ajuster la vitesse</b> Réglez la vitesse des buses de massage en appuyant sur le bouton de sélection. Vous pouvez choisir entre la vitesse lente, moyenne et rapide.
	<b>Marche/arrêt mode chauffage</b> Activez ou désactivez le mode de chauffage des buses de massage en appuyant sur ce bouton.



## Entretien et nettoyage

- Débranchez le produit du chargeur et de la prise avant de le nettoyer. Nettoyez le produit avec un chiffon humide et propre et séchez-le soigneusement. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs. Ne plongez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides.

## Stockage

- Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

## Élimination - Recyclage

- Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers normaux, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités pour le recyclage.

## Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de Auronic à l'adresse [service@auronic.nl](mailto:service@auronic.nl).
- Auronic offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.

## Clause de non-responsabilité

- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

© LifeGoods B.V.

Wisselweg 33  
1314CB Almere  
Netherlands

08/2023 - v2.1

[www.auronic.nl](http://www.auronic.nl)