

## Productgarantie

Hulpmiddellenspecialist, garandeert dit product voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop tegen defecte materialen en vakmanschap. Deze garantie dekt geen enkel onderdeel van het product, misbruik, verkeerd gebruik, verstoring of manipulatie. Een eventuele garantie van Hulpmiddellenspecialist heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

De Kunststof geribbelde grijpstang serie maakt deel uit van een assortiment van meer dan 3000 dagelijkse leefhulpmiddelen die verkrijgbaar zijn bij Homecare Innovation.

Om het volledige assortiment te bekijken kunt u onze website bezoeken of een catalogus aanvragen via onderstaand nummer.

**Hulpmiddellenspecialist**, Venkelbaan 22,  
2908 KE Capelle aan den IJssel,  
The Netherlands

Tel: 0031 (0)10 242 0913  
Email: [info@hulpmiddellenspecialist.nl](mailto:info@hulpmiddellenspecialist.nl)  
[www.hulpmiddellenspecialist.nl](http://www.hulpmiddellenspecialist.nl)

**Hulpmiddellenspecialist** is een toonaangevende leverancier van Community Equipment en Daily Living Aids, om ons volledige assortiment te bekijken, bezoek onze website: [www.hulpmiddellenspecialist.nl](http://www.hulpmiddellenspecialist.nl)



## Gebruiksaanwijzing Kunststof geribbelde grijprails

F19467 - 300mm (12")

F19479 - 450mm (18")

F19480 - 600mm (24")

### Maximaal gebruikersgewicht



#### Algemene waarschuwing

Zorg ervoor dat deze instructies volledig worden gelezen en uitgevoerd. Dit voorkomt letsel voor de gebruiker. Bewaar ze voor toekomstige referentie.

### Bedoeld gebruik

Deze Hulpmiddellenspecialist Kunststof geribbelde grijpstang serie wordt aanbevolen voor alle interne toepassingen en is ontworpen en getest om te voldoen aan BS EN 12182. Ze kunnen worden gebruikt op zichzelf of als onderdeel van een groep producten die elkaar combineren en aanvullen om een veiligere omgeving voor de gebruiker te creëren. Zie onze website of



catalogus voor productdetails.  
Zie achterzijde voor contactgegevens

### Uitpakken

Haal het product uit de verpakking. Controleer op schade. Als u een fout ziet of vermoedt, installeer het product dan niet; neem onmiddellijk contact op met uw leverancier.

## Veiligheidsmaatregelen

- Lees de instructies volledig voor gebruik
- Deze Grijpstang moet correct worden gemonteerd, geïnstalleerd en onderhouden.
- Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde en competente persoon.
- Installeer het product alleen op een plaats waar het montagevlak structureel gezond is.
- Het kan nodig zijn om het bevestigingsoppervlak te verstevigen.
- Installeer dit product alleen met bevestigingen die zijn afgestemd op de grijpstang, het type montagevlak en de toe te passen belastingsomstandigheden. Hulpmiddelen specialist kan het type bevestiging dat moet worden gebruikt niet specificeren vanwege het grote aantal mogelijke types en de toestand van het oppervlak waaraan de grijpstang kan worden bevestigd.
- De maximale belasting van dit product is 95 kg op basis van het feit dat het product met behulp van geschikte bevestigingen op een geschikt oppervlak wordt aangebracht en door een deskundig persoon wordt gemonteerd.

- Plaats geen lucifers of sigaretten op of in de buurt van dit product.

## Installatie Algemeen

- Vóór de installatie; denk na over de beste plaats om de rail te plaatsen, rekening houdend met alle activiteiten waarvoor hij kan worden gebruikt, bijvoorbeeld zitten, staan of reiken.
- Ze zijn bedoeld om te worden gebruikt om te voorzien in grijp- of handgriepposities rond deuropeningen, trappenhuisen, badkamers en andere soortgelijke toepassingen.
- Nadat de positie van de rail is gekozen voor een optimaal gebruik door de klant, houdt u rekening met de structuur van de muur en vermijdt u eventuele elektrische/loodlijnen achter de muur.
- Belangrijk; na het installeren van het product moet u alle bevestigingsmiddelen definitief vastdraaien en inspecteren.
- Test de installatie door krachtig aan de rail te trekken. De rail moet stijf en stabiel zijn.

## Gebruiksaanwijzing

- De grijpstang is ontworpen voor algemeen huishoudelijk gebruik als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon over een normale woning.
- De grijpstang mag alleen worden gebruikt voor de taken die hij moet uitvoeren. Gebruik hem niet om voorwerpen aan vast te binden of op te hangen, omdat dit ernstige nadelige gevolgen kan hebben voor de prestaties en de veiligheid.

## Zorg & Onderhoud

- Controleer regelmatig de stabiliteit en stijfheid van het product.
- Controleer of alle schroeven zijn aangedraaid en in goede staat verkeren.
- Alle rails die tekenen van schade of misbruik vertonen, moeten worden vervangen.

## Specificatie

Dit product is ontworpen voor een installatie op één locatie.

Max\* gewichtscapaciteit 95kg (15st)  
\* Gewichtscapaciteit heeft alleen betrekking op de rail, niet op de bevestigingen of de retentie in het montagevlak.

Lengte  
F19467 - 300mm (12")  
F19479 - 450mm (18")  
F19480 - 600mm (24")

## Schoonmaken

- De grijpstang moet regelmatig worden gereinigd met normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
- After cleaning always rinse with water and wipe thoroughly with a damp cloth to remove any cleaning material residue.
- Gebruik geen sterke of geconcentreerde zure, alkalische of andere reinigingsmiddelen die de rail kunnen beschadigen of verkleuren.
- Indien desinfectie nodig is, gebruik dan een mild reinigings-/desinfectiemiddel.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen

## Verpakking

- Het product wordt individueel verpakt om te voorkomen dat het voor gebruik vuil wordt; het kan ook in bulk worden geleverd in een kartonnen doos van het merk Homecare Innovation. Beide zijn geschikt voor recycling en moeten worden weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke recyclingvoorschriften.