

NL - Gebruiksaanwijzing

Stap 1: Masseer de buik van de baby zachtjes naar beneden richting de billen.

Stap 2: Vet het puntje van de Gassi in.

Stap 3: Til de benen op en houd een luier klaar.

Stap 4: Breng Gassi voorzichtig in (zoals een rectale thermometer). Trek de Gassi terug en verwijder deze voorzichtig als je enige weerstand voelt. Misschien hoor je een scheetje of zie je dat je baby ontspant. Dit zou maar een paar seconden moeten duren. Als je klaar bent, gooi je de Gassi weg.

Stap 5: Til de benen voorzichtig afwisselend op (zoals fietsen).

Waarschuwing: Laat de Gassi niet achter in het rectum van het kind. Trek de Gassi terug en verwijder deze voorzichtig als je enige weerstand voelt. Gooi de Gassi altijd weg na gebruik. Hergebruik van dezelfde Gassi kan een risico op infectie vormen. Gebruik niet meer dan drie keer per periode van 24 uur. Neem bij aanhoudende klachten contact op met uw huisarts of verloskundige. Raadpleeg een arts als u vóór, tijdens of na gebruik van de Gassi roodheid, irritatie of een bloeding waarneemt, aangezien dit tekenen kunnen zijn van een urgente medische aandoening.

EN - Instructions

Step 1: Massage belly gently downward towards baby's bottom.

Step 2: Lubricate Gassi tip.

Step 3: Lift legs and have a diaper ready.

Step 4: Gently insert Gassi (just like a rectal thermometer). If you're feeling any resistance, pull back and carefully remove. You might hear a fart whistle or see your baby relieved, it should only take a few seconds. When finished, discard Gassi.

Step 5: Gently lift the legs alternating (like riding a bicycle).

Warning: Do not leave Gassi in the rectum of the child. If you feel any resistance, pull back and carefully remove. Always discard after you have finished. Reuse of the same Gassi may pose a risk of infection. Do not use more than three times per 24-hour period. Speak to your GP or midwife if symptoms persist. Consult a medical professional if any redness, irritation, or bleeding is seen before, during, or after use of Gassi as these can be signs of an urgent medical condition.



CE 2460

Luvion Premium Babyproducts
Kleveringweg 7
2616 LZ Delft
The Netherlands
www.luvion.com

FR - Mode d'emploi

Étape 1 : Massez doucement le ventre vers le bas vers les fesses de bébé.

Étape 2 : Lubrifiez la pointe Gassi.

Étape 3 : Soulevez les jambes et préparez une couche.

Étape 4 : Insérez délicatement Gassi (tout comme un thermomètre rectal).

Si vous ressentez une résistance, retirez-la et retirez-la soigneusement. Vous pourriez entendre un pet siffler ou voir votre bébé soulagé, cela ne devrait prendre que quelques secondes. Une fois terminé, jetez Gassi.

Étape 5 : Soulevez doucement les jambes en alternance (comme faire du vélo).

Attention : Ne laissez pas Gassi dans le rectum de l'enfant. Si vous ressentez une résistance, retirez-le soigneusement. Jetez-le toujours une fois que vous avez terminé. La réutilisation du même Gassi peut présenter un risque d'infection. Ne pas utiliser plus de trois fois par période de 24 heures. Parlez à votre médecin généraliste ou sage-femme si les symptômes persistent. Consultez un professionnel de la santé si une rougeur, une irritation ou un saignement est observé avant, pendant ou après l'utilisation de Gassi, car ceux-ci peuvent être les signes d'un problème médical urgent.

DE - Anweisungen

Step 1: Massieren Sie den Bauch Ihres Baby ganz zart von oben nach unten.

Step 2: Gassi-Spitze schmieren.

Step 3: Heben Sie die Beine an und halten Sie eine Windel parat.

Step 4: Führen Sie Windi wie ein Thermometer in den After ein. Wenn Sie einen Widerstand spüren, ziehen Sie ihn zurück und entfernen Sie ihn vorsichtig. Möglicherweise hören Sie einen Furz oder sehen, wie sich Ihr Baby entspannt, es sollte nur ein paar Sekunden dauern. Wenn Sie fertig sind, entsorgen Sie Gassi.

Step 5: Heben Sie die Beine abwechselnd sanft an (wie beim Fahrradfahren).

Warnung: Lassen Sie Gassi nicht im Rektum des Kindes. Wenn Sie einen Widerstand spüren, ziehen Sie ihn zurück und entfernen Sie ihn vorsichtig. Entsorgen Sie es immer, wenn Sie fertig sind. Die Wiederverwendung desselben Gassi kann ein Infektionsrisiko darstellen. Nicht öfter als dreimal pro 24-Stunden-Zeitraum verwenden. Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hebamme, wenn die Symptome weiterhin bestehen. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn vor, während oder nach der Anwendung von Gassi Rötungen, Reizungen oder Blutungen auftreten, da dies Anzeichen für einen dringenden medizinischen Zustand sein können.