

NEXTORA

Gebruikers handleiding



Neusdouche

Lees de instructies voor gebruik

Producteigenschappen

Producteigenschappen

- Volledig handmatig te gebruiken
- Geen batterijen of elektriciteit nodig
- Zacht siliconen opzetstuk
- Zelf controle over de druk en doorstroming
- Geschikt voor gebruik met een 0,9% zoutoplossing
- Eenvoudig uit elkaar te halen en schoon te maken
- Compact en praktisch voor thuis of onderweg

Onderdelen

- Handmatige spuit
- Zuiger
- Zacht siliconen opzetstuk
- Beschermdop

Gebruiksaanwijzing

Stap 1 – Vullen

Vul de neusdouche met ongeveer **250–300 ml** lauwwarm water en een geschikte **0,9%** zoutoplossing.

Aanbevolen watertemperatuur: ongeveer **37 °C**.



Stap 2 – Opzetstuk bevestigen

Plaats het zachte **siliconen** opzetstuk stevig op de neusdouche en controleer of het goed vastzit.



Stap 3 – Plaatsen

Buig uw hoofd licht voorover en plaats het siliconen uiteinde voorzichtig tegen één neusgat.



Stap 4 – Spoelen

Druk rustig en geleidelijk op de zuiger. Laat de zoutoplossing door de neus stromen en via het andere neusgat weer naar buiten lopen.

Herhaal dit indien gewenst aan de andere zijde.



Belangrijk tijdens gebruik & Reiniging

Belangrijk

Druk de zuiger altijd rustig in en bepaal zelf het tempo van de spoeling. Gebruik geen onnodig hoge druk. Het siliconen uiteinde hoeft niet diep in het neusgat te worden ingebracht.

Reiniging

Maak de neusdouche na ieder gebruik schoon.

1. Haal het siliconen opzetstuk van de spuit.
2. Reinig de afzonderlijke onderdelen.
3. Spoel de onderdelen goed na.
4. Laat alle onderdelen volledig drogen voordat u de neusdouche weer in elkaar zet of opbergt.



Belangrijke waarschuwingen en Specificaties

- Gebruik de neusdouche uitsluitend voor neusspoeling.
 - Gebruik geen heet water.
 - Gebruik uitsluitend een geschikte zoutoplossing voor neusspoeling. Alleen lauw water kan ook
 - Forceer de zuiger niet wanneer de vloeistof niet goed doorstroomt.
 - Stop onmiddellijk met het gebruik bij pijn, hevige irritatie, duizeligheid of een neusbloeding.
 - Gebruik het product niet wanneer onderdelen beschadigd of sterk vervuild zijn.
 - Deel de neusdouche niet met andere personen.
 - Houd het product buiten bereik van jonge kinderen.
 - Raadpleeg bij twijfel over het gebruik een arts of andere zorgprofessional.
 - Neem contact op met een arts wanneer klachten aanhouden, verergeren of wanneer na gebruik ongebruikelijke klachten ontstaan.
-

- Producttype: Handmatige neusdouche
- Bediening: Handmatig met zuiger
- Opzetstuk: Zacht siliconen opzetstuk
- Inhoud tijdens gebruik: ca. 250–300 ml
- Aanbevolen zoutoplossing: 0,9%
- Aanbevolen watertemperatuur: ca. 37 °C
- Voeding: Geen batterijen of elektriciteit nodig

Kennisgeving

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor handmatige neusspoeling zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik het product alleen volgens de aangegeven gebruiksinstructies en veiligheidswaarschuwingen.
- Productnaam: Nextora Neusdouche
- Producttype: Handmatige neusdouche / neusspoeler
- Merk: Nextora
- EAN: 8721516480095
- Type gezondheidsproduct: Medisch hulpmiddel
- Risicoclassificatie: Klasse I (s,m,r)
- Toepasselijke verordening: Medical Device Regulation (EU) 2017/745 (MDR)
- Producttaal: Nederlands
- Taal gebruiksaanwijzing: Nederlands
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen. Controleer het product vóór ieder gebruik op beschadigingen. Gebruik het product niet wanneer de spuit, het opzetstuk of andere onderdelen beschadigd zijn.
- Bij twijfel over het gebruik, aanhoudende klachten of ongewenste reacties dient u het gebruik te stoppen en contact op te nemen met een arts of andere bevoegde zorgprofessional.



Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. TCM Commerce streeft naar volledige, nauwkeurige en actuele informatie in de handleiding en op de bijbehorende webpagina's. Bij vragen of foutieve informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van TCM Commerce. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. TCM Commerce is niet verantwoordelijk voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd

Bedrijfsgegevens

TCM Commerce | Nextora
KvK: 95816550
BTW nr: NL867318430B01
Fahrenheitstraat 20-A8
6003DC Weert
Nederland