



COMEDO SUCTION BEAUTY DEVICE

Operation Manual

Please read this manual carefully before using and keep this in a safe place for future reference

Function



Microcrystalline skin-smooth

The probe with microcrystalline particles has a large surface area with high adsorption. Without hurting the skin, this probe can massage and exfoliate.



Comedo suction, skin tightening

The large circular probe has strong suction. It is best used for oily spots and blackheads. It has a unique mechanism that uses vacuum pressure to massage the skin by micro-lift which deeply effects the underlying skin. Stimulates micro-circulation operation, promotes blood and lymphatic circulation, let the skin rejuvenate again.



Cleansing pores

The small circular probe's suction is weaker. Place the round hole on the blackhead acne to remove. If the skin gets hurt or swollen, it is not recommended to use it. If the blackhead is deep in the pores, use the larger size probe. This small size probe is more suitable for sensitive skin.



Smooth fine lines

The special oval probe is designed to have a micro puffing massage for the canthus, ala nasi, the corner of the mouth and other areas that have fine lines, areas difficult to care for, or sensitive skin. It stimulates the micro circulation, preventing the appearance of wrinkles.

Tips

- 1 Tightening function shapes and pulls the skin, which may cause injury or scarring. Thus, it is not recommended to keep the probe in the same place for too long, generally 3-5 seconds is appropriate.
- 2 It is recommended that you use the microcrystalline particle probe depending on your skin type: once a week for dry skin, twice a week for oily skin, and no more than 5 minutes each time per type.
- 3 Please don't press the probe firmly on your skin; the machine has strong suction.
- 4 After skin care, the skin may feel a little tingling and flushed because of blood circulation. Depending on your skin type, the redness phenomenon will automatically fade away between 0.5-24hours.
- 5 Please pay more attention to moisturizing and sun care after skin care.
- 6 Please do not use scrub cream or exfoliator before or after skin care.

Working Principle

Skin-smooth and tighten function

After cleansing the face, open the pores with a hot towel or water vapor and keep your face dry before use;

- 1 Change to the microcrystalline probe or large probe;
- 2 Start with your chin and move the device from bottom to top;
- 3 Use the device on your cheeks and move it from the inside to the outside;
- 4 Use the device in the forehead area and move it from the center to the sides;
- 5 Use the device in the T-zone and move it from bottom to top.

Clean the pore

- 1 Change to large or small size circular probe (depending on your skin type);
- 2 Place the round hole on the blackhead acne to remove it. The levels can be changed according to your need;

Method: when working on a blackhead, please move slowly in the same direction. Repeat several times to avoid redness of the skin. Please don't stay in one location for too long.

Smooth fine lines


Change to the oval probe, use on canthus, alanas, the corner of the mouth and other areas where it is easy to have fine lines. The levels can be changed according to your need;

Method: Suction on the areas of need to smooth fine lines, pull away quickly and gently again and again. It stimulates the micro circulation, preventing the appearance of wrinkles.



(Attention: Please don't suction on the same area all the time, it will make the skin swell. If the skin swells, stop using immediately.

Product Feature



Using area

Microcrystalline Probe:

Any area on the face except the area around the eyes. Also suitable for elbows, knees and ankles.

Big Circular Probe:

Any area on the face except the area around the eyes

Small Circular Probe:

Sensitive areas like the area around the eyes or any other areas of the face.

Oval Probe:

Sensitive areas like the area around the eyes or any other areas of the face.

Attention:

- 1 Please dry your hands before using the device. The water may get into the device from its air exit hole, which will damage the device;
- 2 Before using it, please make sure the sponge has been put into the filter cup. The sponge must be dry, or the liquid will damage the device;
- 3 Please don't wash the device;
- 4 This product is not for people who are physically or mentally disabled or lack experience and knowledge (including children) without a responsible parent or guardian present.
- 5 This product is not suitable for body parts that have had cosmetic surgery or rhinoplasty. Pregnant women and heart patients should not use this product.

Inleiding

Het microkristallijne zwartkopzuigapparaat is een schoonheidsapparaat voor het gladstrijken van de huid, het verwijderen van acne, het aanhalen van de huid, het reinigen van de poriën en het zuigen van de zwartkop. Het gebruikt de microkristallijne sonde met meer dan 1 miljoen natuurlijke minerale deeltjes die samen met de vacuümzuiging werken om oppervlakkige huidonzuiverheden en vuil uit de poriën te verwijderen, waardoor uw huid onmiddellijk zacht en soepel wordt. Deze technologie is niet-invasief en irriterend voor de huid. De sonde heeft verschillende gradaties van ruwheid om de graad van afschilfering te controleren. Elk van de 4 verschillende sondes heeft verschillende functies: Afschilfering, huidverstrakking, poriëreiniging en meeëterzuiging.

Werkingsprincipe

Vacuüm-dampdruk type afslanken gezicht technologie

1. Masseert uw huid zachtjes, wat de bloedsomloop kan versnellen, het metabolisme kan bevorderen, de huid elastischer kan maken en het wit en glad kan achterlaten;
2. Versterkt de osmose van de huid door diep in de huid te dringen, de poriën te verkleinen, de huid te hydrateren, te voeden en te verstevigen;
3. Versnelt de verfrissing van de opperhuidcellen, versterkt de immuniteit en weerstand van de huid tegen UV-straling, vermindert de epidermale pigmentatie en remt de melanineproductie voor een vlekkeloos, monochromatisch uiterlijk;
4. Stimuleert de groei van textielvezel-metrocyten, produceert de massieve, hoogwaardige spanningscollageenvezel continu en helpt de huid aan te spannen.
5. Verbeterd de microcirculatie van het scheenbeen, bevordert de stofwisseling van melanine, die de vorming van nieuwe melanine kan controleren.

Microkristallijne sonde

De natuurlijke minerale deeltjes op de sonde kunnen zachtjes exfoliëren, de huid grondig reinigen en het gezicht in een mum van tijd activeren. Het kan mee-eters en ouderdomsvlekken verwijderen en het vuil van de huid zuigen terwijl het de bloedsomloop versnelt om de cellen te helpen verfrissen, waardoor de huid glad en verjongd wordt.

Specificatie

Naam: Zwartkopzuigschoonheidsapparaat
Ingangsspanning: 5V- 1A
Vermogen: 5W
Grootte: 168 (L) x36 (B) x44 (H) mm

Functie



Microkristallijne huid-vlotte

De sonde met microkristallijne deeltjes heeft een groot oppervlak met een hoge adsorptie. Zonder de huid te beschadigen, kan deze sonde masseren en exfoliëren.



Zwartkopzuiging, huidverstrakking

De grote, ronde sonde heeft een sterke zuigkracht. Hij kan het beste worden gebruikt voor olieplekken en mee-eters. Het heeft een uniek mechanisme dat vacuümdruk gebruikt om de huid te masseren door middel van micro-lifting, die diep in de onderliggende huid werkt. Het stimuleert de microcirculatie, bevordert de bloed- en lymfecirculatie, laat de huid weer verjongen.



Reinigen van de poriën

De zuigkracht van de kleine cirkelvormige sonde is zwakker. Plaats het ronde gat op de zwartkopacne om deze te verwijderen. Als de huid gewond of gezwollen is, is het niet aan te raden om het te gebruiken. Als de meeëter diep in de poriën zit, gebruik dan de grotere sonde. Deze kleine sonde is meer geschikt voor de gevoelige huid.



Vloeiende fijne lijntjes

De speciale ovale sonde is ontworpen om een micro-massage te geven voor canthus, alae nasi, mondhoeken en andere gebieden met fijne lijntjes, moeilijk te verzorgen gebieden of gevoelige huid. Het stimuleert de microcirculatie en voorkomt zo het ontstaan van rimpels.

Tip

Aanspanning van functionele vormen en trekkrachten, blessures en littekens zijn mogelijk. Het is niet aan te raden om de sonde te lang op dezelfde plaats te houden. Over het algemeen worden 3-5 seconden aanbevolen.

1. De sonde met microkristallijne deeltjes moet afhankelijk van het huidtype worden gebruikt: eenmaal per week voor de droge huid, tweemaal per week voor de vette huid, telkens niet langer dan 5 minuten;
2. Gelieve te drukken niet de sonde stevig op uw huid; de machine heeft een sterke zuiging;
3. Na de huidverzorging kan de huid door de bloedsomloop een beetje tintelen en rood worden. Afhankelijk van het huidtype verdwijnt het roodverschijnsel automatisch binnen 0,5 tot 24 uur;
4. Besteed a.u.b. meer aandacht aan hydratatie en zonverzorging na de huidverzorging;
5. Gebruik geen peeling crème of exfoliator voor of na de huidverzorging.

Werkingsprincipe

Huid gladstrijken en huidverstrakking

Maak uw gezicht schoon en droog, gebruik huidverzorging of een stoombad om de poriën te openen;

1. Schakel over op de microkristallijne sonde of de grote sonde;
2. Begin bij je kin, beweeg het apparaat van onder naar boven;
3. Gebruik op de wang en verplaats het van binnen naar buiten;
4. Gebruik op het voorhoofd en verplaats het van het midden naar beide kanten;
5. Gebruik op het T-gebied en beweeg het van onder naar boven.

Maak de porie schoon

1. Schakel over op een grote of kleine cirkelvormige sonde (afhankelijk van uw huidtype);
2. Plaats het ronde gat op de zwartkopacne om deze te verwijderen. De niveaus kunnen worden aangepast aan uw behoeften;

Methode: Als je aan een zwartkop werkt, ga dan langzaam in dezelfde richting. Herhaal dit meerdere malen om het fenomeen roodheid van de huid te voorkomen. Blijf alstublieft niet te lang in één positie.

Vloeiende fijne lijntjes

Schakel over naar de ovale sonde, gebruik deze voor canthus, alae nasi, mondhoek en andere gebieden waar het gemakkelijk is om fijne lijntjes te hebben. De niveaus kunnen worden aangepast aan uw behoeften;

Methode: Aspireren snel en zachtjes op de punten waar de fijne lijntjes moeten worden gladgestreken. Het stimuleert de microcirculatie en voorkomt zo het ontstaan van rimpels.



(Attentie: Zuig niet steeds op dezelfde plaats, anders zwelt de huid op. Als de huid opzwellt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.)

Producteigenschappen



Gebruiksgebied

Microkristallijne sonde:

Elk deel van het gezicht, behalve rond de ogen. Het is geschikt voor gebruik op plaatsen zoals de ellebogen, knieën en enkels;

Grote cirkelvormige sonde:

Elk deel van het gezicht, behalve rond de ogen.

Kleine cirkelvormige sonde:

Kan worden toegepast op gevoelige gebieden zoals rond de ogen of andere delen van het gezicht.

Ovale sonde:

Kan worden toegepast op gevoelige gebieden zoals rond de ogen of andere delen van het gezicht.

Attentie:

Droog uw handen voordat u het apparaat gebruikt. Het water kan via de luchtuitleet in het apparaat komen,

1. Controleer voor gebruik of de spons in de filterhouder is geplaatst. De spons moet droog zijn, anders kan de vloeistof het apparaat beschadigen;

2. Was het apparaat niet;

3. Dit product is niet geschikt voor personen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn of die geen ervaring en kennis hebben (inclusief kinderen) zonder dat er een verantwoordelijke ouder of voogd aanwezig is.

Dit product is niet geschikt voor lichaamsdelen die een cosmetische ingreep of neuscorrectie hebben ondergaan. Zwangere vrouwen en hartpatiënten moeten dit product niet gebruiken.