

GESKE

GERMAN BEAUTY TECH

Quickstart Guide



www.geske.com

GESKE Beauty Tech GmbH,
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, Germany
info@geske.com, www.geske.com

SmartAppGuided™
MicroNeedle Face & Body Roller | 8 in 1

Short Introduction


Scan for the full instructions
in your language



Massage



2 sec



GESKE German Beauty Tech App
Available in 36 Languages



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

EN

Read the safety information before first use.

Keep both instructions for use.

YOUR PRODUCT AT A GLANCE

Your product is a multi-functional MicroNeedle roller. It is safe to be used up to 2 times per week, at maximum 3 times per week. Please do not use more frequently. This limitation only applies to the most intense function of the device: microneedling. For maximal safety and ideal results, always follow your personalized Skin Care Routine created by the GESKE App.

Download the GESKE app and get your personalized routine.

SPECIFICATIONS:

Material: silicone, ABS, PC, stainless steel, resin |

Storage temperature: -5 - +60°C/23 - 140°F | **Battery:** Li-Ion 3.7V |

Battery Capacity: 140 mAh | **Maximum Charging Current:** 140 mA |

Charging Voltage: 5V | **Charging Time:** approx. 2.5 hours |

Operating Time: Operating time differs depending on activated technologies & intensities. | **Interface:** USB | **Programs:** Vibration: 1 speed level, LED Light Technology: 1 colour

IMPORTANT SAFETY NOTES! READ BEFORE USAGE!

The product is not suitable for use under the following conditions:

- If you suffer from skin cancer or precancerous stages (actinic keratoses)
- If you suffer from hemorrhagic diseases (congenital blood clotting disorders) and/or take medication that affects blood clotting
- The safety and effectiveness of the product has never been assessed in conjunction with non-GESKE skin care products and masks. We recommend using the product only with GESKE products. Use with other products at your own risk
- After laser treatment or chemical peeling
- After cosmetic facial surgery

In the following cases, a consultation with a physician is necessary as to whether the product is suitable for you to use:

- If you have a heart disease
- In case of pregnancy. The safety of use during pregnancy has not been established
- If you have derma fillers or injections
- The product can emit intense light, avoid applying it in the direction of or near an open eye
- Do not use the product on irritated or injured skin or open wounds (after any kind of injury), in the case of bacterial or viral infections of the skin (either in the usage area and elsewhere)
- Do not use the product on nevi, moles or other (benign) skin lesions

• This product is not intended to treat medical skin conditions or diseases. If you have medical skin conditions or diseases, consult your dermatologist before using this product

Further information on use:

- Only apply light pressure when using the microneedling head
- Microneedling can lead to mild swelling or bruising. Moisturize thoroughly after each session
- Avoid exercising and swimming for 24 h after a microneedling session. Do not apply make-up for 24 h. Avoid prolonged sun exposure for at least one week and apply sunscreen (with high SPF >30) during this time
- Avoid using products with acids and fragrance, as well as physical scrubs and exfoliators during and after a microneedling session
- Using products with active ingredients such as vitamin C or retinol may lead to more intense irritation of the skin. If this irritation persists for a longer period of time, seek medical advice
- Sanitize the needle attachment after each use with alcohol spray and let it air dry
- Do not use the product if it is 1) untypically warm, 2) mechanically damaged or deformed, 3) discolored
- If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use and seek medical advice
- The eye area is very sensitive: Be extra careful in this area and avoid any contact of the product with the eyelids or the eye itself
- Only use the product as recommended in your personalized routine
- For hygiene reasons, we recommend not sharing your product with others and replacing attachments as needed
- The product is intended for cosmetic use on the face. GESKE assumes no liability for harmful consequences arising from the use on other body areas or other improper use, connection to unsuitable voltage sources, contaminated conducting liquid or balls
- Always make sure the plug and socket are completely dry before charging. Otherwise, electric shocks, a short circuit or fire may result. The product must not be used while connected to the power outlet

DE

Lies Dir vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise durch. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

DEIN PRODUKT AUF EINEN BLICK

Dein Produkt ist ein multifunktionaler MicroNeedle-Roller. Er kann sicher bis zu 2 Mal pro Woche, maximal 3 Mal pro Woche verwendet werden. Bitte nicht häufiger verwenden. Diese Einschränkung gilt nur für die intensivste Funktion des Geräts: Microneedling. Für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse,

verwende immer Deine personalisierte Skin Care Routine, die von der GESKE App erstellt wurde.

Lade die GESKE App herunter und erhalte Deine personalisierte Routine.

SPEZIFIKATIONEN

Material: Silikon, ABS, PC, Edelstahl, Kunstharz |

Lagertemperatur: -5 - +60 °C/23-140 °F | **Batterie:** Li-Ion 3,7 V |

Batteriekapazität: 140 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 140 mA |

Ladespannung: 5V | **Ladezeit:** ca. 2,5 Stunden |

Betriebszeit: Die Anwendungszeit variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten. | **Anschluss:** USB | **Programme:** Vibration: 1 Geschwindigkeitsstufe, LED Licht Technology: 1 Farbe

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE! VOR DER BENUTZUNG LESEN!

Unter folgenden Bedingungen ist das Produkt ist nicht zur Verwendung geeignet:

- Wenn Du an Hautkrebs oder Krebsvorstufen (aktinische Keratosen) leidest
- Wenn Du an hämorrhagischen Erkrankungen (angeborene Blutgerinnungsstörungen) leidest und/oder Medikamente einnimmst, die die Blutgerinnung beeinflussen
- Die Sicherheit und Wirksamkeit des Produkts wurde nie in Verbindung mit Nicht-GESKE Hautpflegeprodukten und Masken untersucht. Wir empfehlen, das Produkt nur mit GESKE Produkten zu nutzen. Eine Verwendung mit anderen Produkten geschieht auf eigenes Risiko
- Nach einer Laserbehandlung oder einem chemischen Peeling
- Nach kosmetischer Gesichtschirurgie

In folgenden Fällen ist eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, ob das Produkt für Dich zur Verwendung geeignet ist:

- Bei Vorliegen einer Herzerkrankung
- Im Falle einer Schwangerschaft. Die Sicherheit der Verwendung während der Schwangerschaft ist nicht nachgewiesen
- Wenn Du Dermafüller oder Injektionen hast
- Das Produkt kann intensives Licht emittieren, eine Anwendung in Richtung bzw. in der Nähe des offenen Auges ist unbedingt zu vermeiden
- Benutze das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut oder bei offenen Wunden (nach jeglicher Art von Verletzung), bei Infektionen der Haut durch Bakterien oder Viren (sowohl im Anwendungsareal als auch an anderen Stellen)
- Verwende das Produkt nicht auf Nävi, Muttermalen oder anderen (gutartigen) Hautläsionen
- Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Hautprobleme oder Krankheiten bestimmt. Wenn Du medizinische Hautprobleme oder Krankheiten hast, konsultiere Deinen Dermatologen, bevor Du dieses Produkt verwendest

Weitere Hinweise zur Benutzung:

- Bei Verwendung des Microneedling-Kopfes nur leichten Druck ausüben
- Das Microneedling kann zu leichten Schwellungen oder Blutergüssen führen. Trage nach jeder Session eine Feuchtigkeitspflege auf
- Vermeide nach einer Microneedling-Session für 24 Stunden Sport und Schwimmen. Trage 24 Stunden kein Make-up auf. Vermeide längere Sonneneinstrahlung für mindestens eine Woche und trage während dieser Zeit Sonnencreme (mit hohem Lichtschutzfaktor >30) auf
- Vermeide die Verwendung von Produkten mit Säuren und Duftstoffen, Wirkstoffen (wie Vitamin C oder Retinol) sowie physikalischen oder anderen Peelings während und nach einer Microneedling-Session
- Die Verwendung von Produkten mit Wirkstoffen wie Vitamin C oder Retinol kann zu einer stärkeren Reizung der Haut führen. Wenn diese Reizung über einen längeren Zeitraum anhält, hole ärztlichen Rat ein
- Desinfiziere den Microneedle-Aufsatz nach jedem Gebrauch mit Alkohol und lass ihn an der Luft trocknen
- Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn es 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, brich die Anwendung ab und konsultiere einen Arzt
- Der Augenbereich ist sehr empfindlich: Sei dort besonders vorsichtig und vermeide jeden Kontakt des Produkts mit den Augenlidern bzw. dem Auge selbst
- Verwende das Produkt nur so, wie in Deiner personalisierten Routine empfohlen
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen und die Aufsätze nach Bedarf auszutauschen
- Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung am Gesicht vorgesehen. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die durch Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstigen unsachgemäßen Gebrauch, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, verunreinigte Leitflüssigkeit oder -kugeln entstehen
- Vergewissere Dich immer vor dem Laden, dass der Stecker und die Steckdose komplett trocken sind. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand kommen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist

ES

Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.

UN VISTAZO A SU PRODUCTO

El producto es un rodillo MicroNeedle multifuncional. Es seguro usarlo hasta dos veces por semana, como máximo tres veces por semana. Por favor, no lo utilices con más frecuencia de la indica-

da. Esta limitación solo se aplica a la función más intensa del dispositivo: microneedling. Para obtener la máxima seguridad y resultados ideales, sigue siempre tu rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

Descarga la aplicación GESKE y disfruta de tu rutina personalizada.

ESPECIFICACIONES:

Materiales: silicona, ABS, PC, acero inoxidable, resina | **Temperatura de almacenamiento:** entre -5 y +60 °C / 23 - 140 °F | **Batería:** Li-Ion de 3,7 V | **Capacidad de batería:** 140 mAh | **Corriente de carga máxima:** 140 mA | **Tensión de carga:** 5 V | **Tiempo de carga:** aprox. 2,5 horas | **Tiempo de funcionamiento:** El tiempo de uso varía en función de las tecnologías e intensidades aplicadas. | **Interfaz:** USB | **Programas:** Vibración: Vibración: 1 niveles de velocidad, tecnología de luz LED: 1 color

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ¡LEER ANTES DE USAR!

No es conveniente utilizar el dispositivo en las condiciones que se indican a continuación:

- No usar si padece cáncer de piel o estadios precancerosos (queratosis actínicas)
- Si padece enfermedades hemorrágicas (trastornos congénitos de la coagulación de la sangre) y/o tomas medicamentos que afectan a la coagulación de la sangre.
- La seguridad y eficacia del producto no se ha estudiado nunca en combinación con productos y mascarillas para el cuidado de la piel que no sean de GESKE. Le recomendamos utilizar el dispositivo exclusivamente con los productos de GESKE. El uso junto con otros productos queda bajo su propia responsabilidad
- Después de un tratamiento con láser o un peeling químico
- Después de una cirugía estética facial)

En los siguientes casos es necesario consultar con su médico si el uso del dispositivo es adecuado para usted:

- Si tiene una enfermedad del corazón
- En caso de embarazo. No se ha demostrado la seguridad de uso del aparato durante el embarazo
- Si tienes rellenos dérmicos o inyecciones
- El dispositivo puede emitir una luz intensa, por lo que debe evitarse a toda costa su uso cerca de los ojos
- No utilizar el producto sobre la piel irritada o lesionada o sobre heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), sobre infecciones cutáneas por bacterias o virus (tanto en la zona de tratamiento como en otros lugares)
- No utilices el producto sobre nevos, lunares u otras lesiones cutáneas (benignas)

• Este producto no está destinado como tratamiento de afecciones o enfermedades de la piel. Si padece alguna enfermedad de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de utilizar este producto

Otras indicaciones de uso:

- Aplica solo una ligera presión cuando use el cabezal de microagujas
- Las microagujas pueden provocar una hinchazón leve o hematomas. Hidratar a fondo después de cada sesión.
- Evitar hacer ejercicio y nadar durante las 24 h posteriores a una sesión de microneedling. No usar maquillaje durante 24 h. Evitar la exposición prolongada al sol durante al menos una semana y aplicar crema solar (con alto SPF > 30) durante este tiempo
- Evitar el uso de productos con ácidos y fragancias, así como exfoliantes físicos durante y después de una sesión de microneedling.
- El uso de productos con principios activos como la vitamina C o el retinol puede provocar una irritación más intensa de la piel. Consultar con un médico si esta irritación persiste durante un período de tiempo largo.
- Desinfecta el accesorio de la aguja después de cada uso con alcohol en aerosol y déjalo secar al aire.
- No utilice el producto en caso de que esté 1. inusualmente caliente, 2. mecánicamente dañado o deteriorado, 3. descolorido
- En caso de que aparezcan dolores y/o molestias durante su uso, interrumpa su utilización y acuda a un médico
- La zona de los ojos es muy delicada: Tenga especial cuidado en esta zona y evite el contacto del producto con los párpados o el propio ojo
- Utilice el producto exclusivamente de acuerdo con las recomendaciones de su rutina personalizada
- Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta su dispositivo con otras personas y que reemplace los accesorios cuando sea necesario
- El producto está destinado a un uso cosmético en la cara. GESKE no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras partes del cuerpo o de cualquier otro uso inadecuado, así como de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquido conductor o bolas contaminadas
- Antes de cargarlo, asegúrese siempre de que el enchufe y la toma de corriente estén completamente secos. En caso contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la toma de corriente.



Lisez les informations de sécurité avant la première utilisation. Conservez les deux instructions d'utilisation.

VOTRE PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

Ce produit est un rouleau à microaiguilles multifonctionnel. Il peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 2 fois par semaine,

au maximum 3 fois par semaine. Veuillez ne pas l'utiliser plus fréquemment. Cette limitation ne s'applique qu'à la fonction la plus intense de l'appareil : le microneedling. Pour une sécurité maximale et des résultats optimaux, suivez toujours votre routine de soins de la peau personnalisée créée par l'app GESKE.

Téléchargez l'application GESKE et recevez votre routine personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES

Matériau : silicone, ABS, PC, acier inoxydable, résine |
Température de stockage : -5 à +60 °C/23-140 °F | **Batterie :** Li-Ion 3,7V |
Capacité de la batterie : 140 mAh | **Courant de charge maximal :** 140mA |
Tension de charge : 5V | **Temps de charge :** env. 2,5 heures | **Temps de fonctionnement :** Le temps de fonctionnement diffère selon les technologies et les intensités activées. | **Interface :** USB | **Programmes :** Vibration : 1 niveau de vitesse, technologie LED Light : 1 couleur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! À LIRE AVANT UTILISATION !

Le produit ne convient pas à une utilisation dans les conditions suivantes :

- Si vous souffrez d'un cancer de la peau ou de stades précancéreux (kératoses actiniques)
- Si vous souffrez de maladies hémorragiques (troubles congénitaux de la coagulation sanguine) et/ou prenez des médicaments qui affectent la coagulation du sang
- La sécurité et l'efficacité du produit n'ont jamais été évaluées en conjonction avec des produits de soins de la peau et des masques d'une autre marque que GESKE. Nous recommandons d'utiliser le produit uniquement avec les produits GESKE. L'utilisation avec d'autres produits se fait à vos risques et périls
- Après traitement au laser ou peeling chimique
- Après une chirurgie esthétique du visage

Dans les cas suivants, une consultation avec le médecin est nécessaire pour savoir si le produit vous convient :

- Si vous avez une maladie cardiaque
- En cas de grossesse. La sécurité d'utilisation pendant la grossesse n'a pas été établie
- Si vous avez des produits de comblement dermique ou des injections
- Le produit peut émettre une lumière intense, il faut absolument éviter de l'utiliser en direction ou à proximité de l'œil ouvert
- Ne pas utiliser le produit sur une peau irritée ou blessée ou en cas de plaies ouvertes (tout type de blessure), d'infections bactériennes ou virales de la peau (à la fois sur la zone de traitement et ailleurs)
- Ne pas utiliser le produit sur les naevus, les grains de beauté ou autres lésions cutanées (bénignes)

• Ce produit n'est pas destiné au traitement d'affections cutanées ou de maladies. Si vous souffrez d'affections cutanées ou de maladies, consultez votre dermatologue avant d'utiliser ce produit

Informations complémentaires sur l'utilisation :

- N'appliquez qu'une légère pression lors de l'utilisation de la des microaiguilles
- Le microneedling peut entraîner un léger gonflement ou des ecchymoses. Hydratez-vous bien après chaque séance
- Évitez de faire de l'exercice et de nager pendant 24h après une séance de microneedling. Ne vous maquillez pas pendant 24h. Évitez l'exposition prolongée au soleil pendant au moins une semaine et appliquez une crème solaire (avec un FPS élevé > 30) pendant cette période
- Évitez d'utiliser des produits contenant des acides et des parfums, ou des gommages physiques et des exfoliants pendant et après une séance de microneedling
- L'utilisation de produits contenant des ingrédients actifs tels que la vitamine C ou le rétinol peut entraîner une irritation plus intense de la peau. Si cette irritation persiste plus longtemps, consulter un médecin
- Désinfectez l'embout de l'aiguille après chaque utilisation avec un vaporisateur à alcool et laissez-le sécher à l'air
- Ne pas utiliser le produit s'il est 1. anormalement chaud, 2. mécaniquement endommagé ou déformé, 3. décoloré
- En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin
- Le contour des yeux est très sensible : soyez très prudent-e et évitez tout contact du produit avec les paupières ou l'œil lui-même
- N'utilisez le produit que selon les recommandations de votre routine personnalisée
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas partager votre produit avec d'autres personnes et d'échanger les embouts si nécessaire
- Le produit est destiné à une utilisation cosmétique sur le visage. GESKE décline toute responsabilité pour les conséquences néfastes résultant d'une application sur d'autres parties du corps ou d'une autre utilisation non conforme, d'un raccordement à des sources de tension inappropriées, de billes ou d'un liquide conducteurs souillés
- Assurez-vous toujours que la fiche et la prise sont complètement sèches avant le chargement. Sinon, un choc électrique, un court-circuit ou un incendie pourrait en résulter. Le produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché sur la prise de courant



Lê as informações de segurança antes da primeira utilização. Guarda ambas as instruções de utilização.

O TEU PRODUTO À PRIMEIRA VISTA

O teu produto é um rolo MicroNeedle multifuncional. Pode ser usado em segurança até 2 vezes por semana, no máximo 3 vezes

por semana. Não o utilizes com mais frequência. Esta limitação só se aplica à função mais intensa do aparelho: microneedling. Para máxima segurança e resultados ideais, segue sempre a tua rotina personalizada de cuidados com a pele criada pela aplicação GESKE.

Faz o download da app GESKE e obtém a tua rotina personalizada.

ESPECIFICAÇÕES

Material: silicone, ABS, PC, aço inoxidável, resina |

Temperatura de armazenamento: -5 - +60 °C/23-140 °F |

Bateria: Li-Ion 3,7 V | **Capacidade de carga:** 140 mAh | **Corrente máxima de carregamento:** 140 mA | **Tensão de carregamento:** 5 V | **Tempo de carregamento:** aprox. 2,5 horas | **Tempo de funcionamento:** O tempo de operação difere dependendo das tecnologias e intensidades ativadas. |

Interface: USB | **Programas:** Vibração: 1 nível de velocidade, tecnologia de luz LED: 1 cor

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES! LER ANTES DE UTILIZAR!

O produto não é adequado para utilização nos seguintes casos:

- Se sofres de cancro da pele ou lesões pré-cancerosas da pele (queratoses actínicas)
- Se sofres de doenças hemorrágicas (distúrbios congénitos da coagulação do sangue) e/ou toma medicamentos que afetem a coagulação do sangue
- A segurança e a eficácia do produto foram apenas avaliadas em combinação com produtos e máscaras de cuidados com a pele da GESKE. Recomendamos a utilização do produto apenas com produtos GESKE. A utilização com outros produtos ocorre por conta e risco do utilizador

- Após tratamentos a laser ou peelings químicos
- Após cirurgia facial de natureza estética

Nos seguintes casos, é necessária uma consulta com o médico, para saber se o produto é adequado:

- Se a pessoa tiver uma doença cardíaca
- Em caso de gravidez. A segurança da utilização durante a gravidez não foi demonstrada
- Se tiveres fillers ou produtos injetáveis
- O produto pode emitir luz intensa. Evita aplicá-lo na direção ou próximo do olho aberto
- Não utilizar o produto em pele irritada ou ferida, nem em feridas abertas (após qualquer tipo de lesão) ou infeções bacterianas ou virais da pele (tanto na área de tratamento como noutras áreas)
- Não utilizes o produto em nevos, verrugas ou outras lesões cutâneas (benignas)

• Este produto não se destina a tratar doenças ou condições médicas cutâneas. Se tiver condições doenças médicas cutâneas, consulte o seu dermatologista antes de usar este produto

Outras informações sobre a utilização:

- Aplica apenas uma leve pressão ao usar a cabeça de microagulhamento
- O microagulhamento pode causar um inchaço ou hematoma ligeiros. Realiza uma hidratação profunda após cada sessão
- Evita exercício físico e nadar por 24 horas após uma sessão de microneedling. Não apliques maquilhagem durante 24 h. Evita a exposição prolongada ao sol por pelo menos uma semana e aplica protetor solar (com FPS alto > 30) durante esse período
- Evita utilizar produtos com ácidos e fragrâncias, bem como esfoliantes físicos ou outros esfoliantes durante e após uma sessão de microneedling
- O uso de produtos com ingredientes ativos, como vitamina C ou retinol, pode levar a uma irritação mais intensa da pele. Se esta irritação persistir por um longo período de tempo, procura orientação médica
- Higieniza o acessório de agulhas após cada uso com spray de álcool e deixa secar ao ar
- Não utilizar o produto, se este estiver anormalmente quente, danificado ou deformado mecanicamente, ou descolorado
- Se ocorrer dor e/ou desconforto durante a utilização, interrompe a utilização e consulta um médico
- O contorno dos olhos é uma zona muito sensível: Tem cuidado redobrado e evita qualquer tipo de contacto do produto com as pálpebras ou com o próprio olho
- Utiliza o produto apenas conforme recomendado na tua rotina personalizada
- Por motivos de higiene, recomendamos não partilhar o produto com outras pessoas e substituir os acessórios sempre que necessário
- O produto destina-se a aplicação cosmética no rosto. A GESKE não se responsabiliza por quaisquer efeitos nocivos, decorrentes da aplicação noutras partes do corpo ou de uma utilização indevida, nem por ligações a fontes de tensão inadequadas ou sujidade de líquidos condutores ou esferas
- Certifica-te sempre de que a ficha e a tomada estão completamente secas antes de carregar. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos, curto-circuitos ou incêndios. O produto não deve ser utilizado enquanto estiver ligado à tomada
- El producto está destinado a un uso cosmético en la cara. GESKE no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras partes del cuerpo o de cualquier otro uso inadecuado, así como de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquido conductor o bolas contaminadas
- Antes de cargarlo, asegúrese siempre de que el enchufe y la toma de corriente estén completamente secos. En caso contrario, es posible que se

produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la toma de corriente

RU

Обязательно ознакомьтесь с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохрани обе инструкции по применению.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой многофункциональный мезороллер. Безопасно использовать до 2 раз в неделю, максимум 3 раза в неделю. Не используйте изделие чаще. Это ограничение распространяется только на самую интенсивную функцию устройства: микронидлинг. Для максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуй индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

Скачай приложение GESKE и получи индивидуальную программу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: силикон, АБС, поликарбонат, нержавеющей сталь, смола | **Температура хранения:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Батарея:** литий-ионная, 3,7 В | **Емкость батареи:** 140 мАч | **Максимальный зарядный ток:** 140 мА | **Напряжение зарядки:** 5 В | **Время зарядки:** прибл. 2,5 часа | **Время работы:** Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности. | **Интерфейс:** USB | **Программы:** Вибрация: 1 уровень скорости, LED-терапия: 1 цвет

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Изделие не пригодно для использования при следующих условиях:

- Если у тебя рак или предраковое состояние кожи (актинический кератоз)
 - Если вы страдаете геморрагическими заболеваниями (врожденными нарушениями свертываемости крови) и (или) принимаете лекарства, влияющие на свертываемость крови
 - Безопасность и эффективность изделия не исследовались в сочетании со средствами по уходу за кожей и масками других производителей.
- Мы рекомендуем использовать изделие только с продукцией GESKE. Использование с другими средствами осуществляется на твой страх и риск
- После лазерной терапии или химического пилинга
 - После косметических операций на лице

В следующих случаях необходима консультация с врачом относительно того, подходит ли тебе данное изделие:

- Если у тебя болезнь сердца
- В случае беременности. Безопасность применения при беременности не установлена
- Если тебе вводили филлеры или делали инъекции
- Изделие может излучать интенсивный свет. Не используй в направлении или рядом с открытым глазом
- Не используй изделие на раздраженной или поврежденной коже или открытых ранах (после травмы любого вида), а также при бактериальных или вирусных инфекциях кожи (как в области терапии, так и в других местах)
- Не используйте продукт на участках с невусами, родинками или другими (доброкачественными) новообразованиями на коже
- Это средство не предназначено для лечения медицинских проблем с кожей или кожных заболеваний. Если у тебя есть проблемы с кожей или кожные заболевания, проконсультируйся с дерматологом перед использованием этого средства

Дополнительная информация по использованию:

- Не дави сильно на микроигльчатую головку при использовании изделия
- Мезотерапия может привести к небольшому отеку или синякам. Тщательно увлажняй кожу после каждого сеанса
- Избегайте физических упражнений и плавания в течение 24 часов после сеанса микронидлинга. Не наноси макияж в течение 24 часов Избегайте длительного пребывания на солнце в течение как минимум одной недели и наносите солнцезащитный крем (с высоким SPF > 30) в течение этого времени.
- Не пользуйся продуктами с кислотами и ароматизаторами, активными ингредиентами (такими как витамин С или ретинол), а также скрабами и отшелушивающими средствами во время и после сеанса мезотерапии
- Использование продуктов с активными ингредиентами, такими как витамин С или ретинол, может привести к более сильному раздражению кожи. Если это раздражение сохраняется в течение более длительного периода времени, обратись к врачу
- После использования обработай игльчатую насадку спреем с содержанием спирта и дай ей высохнуть
- Не используй изделие, если оно необычно теплое на ощупь, механически повреждено или деформировано, или обесцвечено
- Если во время использования возникает боль и/или дискомфорт, прекрати использовать изделие и обратись к врачу
- Область вокруг глаз очень чувствительна. Проявляй осторожность и избегай контакта изделия с веками или глазом
- Используй изделие только в соответствии с рекомендациями в твоей индивидуальной процедуре по уходу за кожей
- Из соображений гигиены рекомендуем не делиться изделием с другими

alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso su altre parti del corpo o da altri usi impropri, collegamento a sorgenti di alimentazione non idonee, sfere o liquidi conduttivi contaminati

• Assicurati sempre che la spina e la presa siano completamente asciutte prima di mettere il dispositivo in carica. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Il prodotto non deve essere utilizzato mentre è collegato alla presa di corrente

PL

Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje używania.

TWÓJ PRODUKT W SKRÓCIE

Twój produkt to wielofunkcyjny roller MicroNeedle. Można go bezpiecznie stosować do 2 razy w tygodniu i maksymalnie 3 razy w tygodniu. Nie należy stosować częściej. Ograniczenie dotyczy tylko najbardziej intensywnej funkcji urządzenia, czyli mezoterapii mikroigłami. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

Pobierz aplikację GESKE i stwórz swoją personalizowaną rutynę.

DANE TECHNICZNE

Materiał: silikon, ABS, PC, stal nierdzewna, żywica |
Temperatura przechowywania: -5 – +60°C/23-140°F | **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V | **Pojemność akumulatora:** 140 mAh | **Maksymalny prąd ładowania:** 140 mA | **Napięcie ładowania:** 5 V | **Czas ładowania:** ok. 2,5 godziny | **Czas użytkowania:** Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i poziomu intensywności. | **Interfejs:** USB |
Programy: Wibracje: 1 poziom prędkości, technologia LED: 1 kolor

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM!

Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:

- Jeśli cierpisz na raka skóry lub stany przedrakowe (rogowacenie słoneczne)
- Jeśli cierpisz na choroby krwotoczne (wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi) i/lub przyjmujesz leki wpływające na krzepliwość krwi
- Bezpieczeństwo i skuteczność produktu nigdy nie były badane w połączeniu z produktami do pielęgnacji skóry i maseczkami innymi niż GESKE. Zalecamy stosowanie produktu tylko z produktami GESKE.

Stosowanie z innymi produktami odbywa się na własne ryzyko

- Po zabiegu laserowym lub peelingu chemicznym
 - Po zabiegach kosmetycznych twarzy
- W następujących przypadkach należy skonsultować się z lekarzem, czy dany produkt jest odpowiedni do użycia:**

- W przypadku chorób serca
- W przypadku ciąży. Bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało potwierdzone
- Jeśli używasz wypełniacza do skóry lub zastrzyków
- Produkt może emitować intensywne światło, należy bezwzględnie unikać stosowania go w kierunku lub w pobliżu otwartego oka
- Nie stosować produktu na podrażnioną lub zranioną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), infekcje bakteryjne lub wirusowe skóry (zarówno w obszarze poddawanyemu zabiegowi, jak i w innych miejscach)
- Nie stosować produktu na znamiona, pieprzyki lub inne (niezłotliwe) zmiany skórne
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem

Dalsze informacje dotyczące stosowania:

- Stosować tylko lekki nacisk podczas korzystania z głowicy mikroigłowej
- Mikronakłuwanie może prowadzić do łagodnego obrzęku lub siniaków. Dokładnie nawilżać po każdej sesji
- Unikaj ćwiczeń i pływania przez 24 godziny po sesji mezoterapii. Nie należy nakładać makijażu na całą dobę. Unikaj długotrwałego przebywania na słońcu przez co najmniej tydzień i w tym czasie stosuj krem przeciwsłoneczny (o wysokim SPF >30)
- Unikaj stosowania produktów z kwasami i substancjami zapachowymi, a także peelingu mechanicznego w trakcie i po sesji mezoterapii
- Stosowanie produktów z aktywnymi składnikami, takimi jak witamina C czy retinol, może prowadzić do mocniejszego podrażnienia skóry. Jeśli podrażnienie utrzymuje się przez dłuższy czas, zasięgnij porady lekarza
- Po każdym użyciu należy zdezynfekować nasadkę igłową za pomocą alkoholu w sprayu i pozostawić do wyschnięcia
- Nie należy używać produktu, jeśli jest on 1. nadmiernie ciepły, 2. uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3. odbarwiony
- Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi ból i/lub dyskomfort, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem
- Okolice oczu są bardzo wrażliwe: Należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu produktu z powiekami lub samym okiem
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach indywidualnej rutyny
- Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu innym osobom i w razie potrzeby wymieniać nasadki
- Produkt jest przeznaczony do stosowania kosmetycznego na twarz.