



DREAVER

GEBRUIKSHANDLEIDING

Hand Massager



Lees deze instructies voor gebruik goed door

1 Over

Dit zijn belangrijke aanwijzingen, opgesteld om u goed en veilig te laten genieten van uw hand massager. Lees ze alstublieft aandachtig door voor gebruik.

2 Specificaties en eigenschappen

Voltage DC3.7 V

Power: 5W

Gewicht: 1.15 kg

Programmatijd: 15 min

Oplaadtijd: 5 uur

Werktijd: 3 uur

- Ergonomisch ontwerp conform (palm)acupunctuurpunten en handcurves
 - Pneumatische gesegmenteerde massage
 - Met warmtefunctie voor koudere dagen
-

3 Voor gebruik

Laadt het apparaat op voor het eerste gebruik om de levensduur van de batterij te beschermen. Volledig opladen van het apparaat duurt 5 uur, daarna zal hij 3 uur lang werkzaam zijn. Voor het opladen kunt u een telefoonoplader gebruiken. Tijdens het opladen zal het lampje gaan branden, wanneer het apparaat volledig is opgeladen zal het lampje uit gaan.


Het is belangrijk om op intensiteit level 1 te beginnen, zo kunt u ervaren hoe het apparaat aanvoelt. Nadat u hier comfortabel mee bent, kunt u de overige programma's uitproberen.

4 Doelgroep

Dit apparaat is uitermate geschikt voor de volgende doelgroepen:

- Mensen die lange tijd computers gebruiken
- Mensen met een slechte bloedcirculatie in de handpalm
- Mensen die de huid jong en strak willen houden

5 Componenten



6 Kenmerken



7 Gebruiksaanwijzing



Aan- / uitknop

Houd de aan- / uitknop twee seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Druk vervolgens de intensiteitsknop in. De machine zal nu automatisch beginnen te werken. De standaard massagetiJD is 15 minuten, na deze 15 minuten zal het apparaat automatisch worden uitgeschakeld.



Modeknop

Kies nu een massagestand. Het apparaat zal standaard beginnen met level P1. In totaal zijn er 6 beschikbare modi. U kunt uw favoriete massagemodus selecteren. De volgorde is: P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P1 etc.

P1: Een mix van alle verschillende standen (P2 tm P6)

P2: Het massagegebied is afwisselend gericht op het handgedeelte en het polsgedeelte.

P3: Alle gebieden zijn werkend, maar de focus ligt voorop op het volledige handpalmgebied.

P4: Alle gebieden zijn werkend, maar de focus ligt voorop op de pols.

P5: Alle gebieden zijn werkend, maar de focus ligt voorop op de handen.

P6: De focus ligt op de handcirculatiemassage.



Intensiteitsknop

Kies vervolgens een intensiviteit level. De standaardwaarde is L3, met in totaal 6 verschillende intensiteit levels. U kunt de verschillende levels achtereenvolgens selecteren: L3 - L4 - L5 - L6 - L1 - L2 etc. L1 is het zwakst en L6 is het sterkst.



Vibratieknop

Druk op deze toets om de trilling in of uit te schakelen (optioneel). Er zijn 2 verschillende vibratiemodi: rood lampje = gedeeltelijk vibreren. Groen lampje = constant vibreren.



Verwarmingsknop

Druk hier om de verwarming in of uit te schakelen (optioneel). De verwarming heeft 5 minuten de tijd nodig om zijn maximale temperatuur te bereiken.

8 Problemen en oplossingen

1) Apparaat gaat niet aan

Mogelijke oorzaken:

- Lege batterijen
- Het apparaat is niet juist aangezet

Oplossing:

- Laadt het apparaat opnieuw op
- Druk 2 seconden op de aan / uit knop

2) Het apparaat maakt een vreemd geluid

Mogelijke geluiden:

- Zoemend geluid
- Tikkend geluid

Oorzaken:

- De luchtpomp kan een zoemend geluid veroorzaken
- De ventielen kunnen een tikkend geluid veroorzaken

Oplossing:

Deze geluiden zijn normaal. Er zijn geen problemen met het apparaat en u kunt het apparaat gewoon blijven gebruiken.

3) Het apparaat laat afdrukken op de hand en arm achter
(Zie voorbeeld in onderstaande foto)



Dit is normaal na het gebruiken van dit massage apparaat. Na een aantal minuten zal dit vanzelf verdwijnen.

4) Alle lichtjes gaan branden en u hoort een piepend geluid

Oorzaak:

De hand massager is (bijna) leeg.

Oplossing:

Laadt het apparaat op.

9 Waarschuwingen

Dit zijn belangrijke aanwijzingen, opgesteld om u goed en veilig te laten genieten van uw hand massager. Lees ze aub aandachtig door voor gebruik. Bewaar deze instructies zorgvuldig.

Dit apparaat is ontworpen voor privégebruik, niet bedoeld voor medische of commerciële doeleinden. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze dit hulpmiddel niet als speelgoed gebruiken.

Belangrijke waarschuwingen

- Dompel het apparaat NIET onder in water om het te reinigen.
- Gebruik het apparaat NIET als u een wond hebt of na een operatie en nog niet volledig hersteld bent van uw handen.
- Gebruik dit apparaat NIET langer dan 15 minuten onafgebroken per hand. Het wordt aanbevolen om elke 15 minuten gebruik per hand een pauze van 10 tot 15 minuten in te lassen.
- Gebruik dit product NIET terwijl u slaapt en vermijd in slaap te vallen terwijl het product in werking is.
- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een verwarming, open haard, kachel of andere warmtebron.
- Begeleid en let altijd op terwijl kinderen, patiënten, gehandicapten en ouderen dit apparaat gebruiken. Dit apparaat is niet bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar.
- Nauwgezet toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, in de buurt van of naast kinderen, invaliden of personen met een handicap.
- Laat kinderen, geestelijk gehandicapten en mensen die moeite hebben met het bedienen van dit apparaat en het bereiken van de stroombron nooit toe.

- Uitgebreid gebruik kan leiden tot oververhitting van het product en een kortere levensduur.
- Gebruik dit product NIET als vervanging voor medische hulp of behandeling.
- Dit product is alleen ontworpen voor thuisgebruik.
- Draag geen sieraden tijdens het gebruik van de hand massager.

LET OP

Dit massage apparaat mag in de volgende gevallen niet worden gebruikt:

- De massage moet comfortabel en aangenaam zijn. Mocht er pijn of ongemak optreden, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts.
- Dit product mag nooit worden gebruikt door een persoon met een medische aandoening die het vermogen van de gebruiker om de bedieningselementen te bedienen zou beperken.
- Gebruik dit product nooit direct op gezwollen of ontstoken plekken van de huid of op plekken waar huiduitbarstingen aanwezig zijn.
- Werk NIET na het innemen van pijnstillers, kalmerende middelen of alcohol. Raadpleeg uw arts indien onder deze medicijnen.



DREAVR

USER MANUAL

Hand Massager



Read these instructions carefully before use

1 About

These are important instructions designed to help you enjoy your hand massager properly and safely. Please read them carefully before use.

2 Specifications and features

Voltage DC3.7 V.

Power: 5W

Weight: 1.15 kg

Program time: 15 min

Charging time: 5 hours

Working time: 3 hours

- Ergonomic design in accordance with (palm) acupuncture points and hand curves
 - Pneumatic segmented massage
 - With heat function for colder days
-

3 Before use

Charge the device before first use to protect the battery life. Fully charging the device takes 5 hours, then it will work for 3 hours straight. You can use a phone charger for charging. While charging, the light will turn on, when the device is fully charged, the light will turn off.


It is important to start at intensity level 1, so you can experience how the device feels. After you are comfortable with this, you can try out the other programs.

4 Target audience



This device is ideal for the following target groups:

- People who use computers for a long time
- People with poor blood circulation in the palm
- People who want to keep their skin young and tight

5 Components



6 Features



7 Instructions



On off switch

Press and hold the power button for two seconds to turn on the device. Then press the intensity button. The machine will now start working automatically. The default massage time is 15 minutes, after these 15 minutes the device will turn off automatically.



Mode button

Now choose a massage mode. The device will start with level P1 by default. In total there are 6 available modes. You can select your favorite massage mode. The order is: P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P1 etc.

P1: A mix of all different modes (P2 to P6).

P2: The massage area focuses alternately on the hand part and the wrist part.

P3: All areas are working, but the focus is on the full palm area first.

P4: All areas are working, but the focus is on the wrist.

P5: All areas are working, but the focus is on the hands.

P6: The focus is on the hand circulation massage.



Intensitybutton

Then choose an intensity level. The default value is L3, with a total of 6 different intensity levels. You can select the different levels consecutively: L3 - L4 -L5 -L6 - L1 - L2 etc. L1 is the weakest and L6 is the strongest.



Vibrationbutton

Press this key to turn the vibration on or off (optional). There are 2 different vibration modes: red light = partial vibration. Green light = constant vibration.



Heating button

Press to turn the heating on or off (optional). The heater needs 5 minutes to reach its maximum temperature.

8 Problems and solutions

1) Device does not turn on

Possible causes:

- Empty batteries
- The device is not turned on correctly

Solution:

- Recharge the device
- Press the on / off button for 2 seconds

2) The appliance makes a strange noise

Possible noises:

- Buzzing sound
- Ticking sound

Causes:

- The air pump can make a buzzing noise
- The valves can cause a clicking noise

Solution:

These noises are normal. There are no problems with the device and you can continue to use it.

3) The device leaves prints on the hand and arm
(See example in photo below)



This is normal after using the hand massager. The prints will disappear by itself after a few minutes.

4) All lights will illuminate and you will hear a beeping sound

Cause:

The hand massager is (almost) empty.

Solution:

Charge the device.

9 Warnings

These are important instructions designed to help you enjoy your hand massager properly and safely. Please read them carefully before use. Please keep these instructions in a safe place.

This device is designed for private use, not intended for medical or commercial purposes. Children must be supervised to ensure that they do not use this aid as a toy.

Important warnings

- DO NOT immerse the device in water for cleaning.
- DO NOT use the device if you have a wound or after surgery and have not fully recovered from your hands.
- DO NOT use this device by hand for more than 15 minutes continuously. It is recommended to take a 10 to 15 minute break on each hand every 15 minutes of use.
- DO NOT use this product while you are sleeping and avoid falling asleep while the product is in operation.
- Never use the device near a heater, fireplace, stove or other heat source.
- Always supervise and observe while children, patients, the disabled and the elderly use this device. This device is not intended for children under 18 years of age.
- Close supervision is necessary when this device is used by, near, or next to children, invalids, or persons with disabilities.
- Never allow children, the mentally challenged, and those who have difficulties operating this device to access the power source.

- Extended use can cause the product to overheat and shorten its life.
- DO NOT use this product as a substitute for medical attention or treatment.
- This product is designed for home use only.
- Do not wear jewelry while using the hand massager.

PAY ATTENTION

This massage device may not be used in the following cases:

- The massage should be comfortable and pleasant. Should any pain or discomfort occur, discontinue use and consult your physician.
- This product should never be used by a person with a medical condition that would limit the user's ability to operate the controls.
- Never use this product directly on swollen or inflamed areas of the skin or areas where skin eruptions are present.
- DO NOT work after taking painkillers, sedatives, or alcohol. Consult your physician if under these medications.