



SHOPLACE

GEBRUIKSAANWIJZING

Kaaklijn Huidverjongingsapparaat



Houd ingedrukt
voor 2 seconden



Lees de instructies en bewaar deze goed

Made in P.R.C

RoHS CE FC

Inhoud

- 1. Introductie
 - 1.1. Waarchuwingen en veiligheidsinstructies
 - 1.2. Ontvangen van het product
 - 1.3. Inhoud verpakking
- 2. Producteigenschappen
- 3. Instructies voor gebruik
- 4. Behandelmethoden
 - 4.1. LED Lichttherapie
- 5. Gebruiksaanwijzingen
- 6. Opslag -en reiniging
- 7. Service -en garantie

- Bedankt dat je gekozen hebt voor een van onze Shoplace producten. Lees de gebruiksaanwijzing van je Kaaklijn Huidverjongingsapparaat zorgvuldig door en bewaar deze goed. Volg de veiligheidsinstructies om het product veilig te gebruiken. Heb je vragen over het product of iets anders? Neem dan contact met ons op via:  support@shoplace.nl
- De Shoplace Kaaklijn Huidverjongingsapparaat is geschikt voor het versterken van een verslachte kaaklijn, het verbeteren van de gezichtsvorm en het verminderen van een dubbele kin. Daarnaast draagt het apparaat bij aan huidverjonging, het verzachten van zichtbare gezichtslijnen en het verminderen van gezichtsvermoeidheid. Het apparaat beschikt over 2 LED-standen (blauw en rood) en 6 behandelingsmodi, elk met een specifiek effect op de kaaklijn. De intensiteit van de behandeling is instelbaar met 6 niveaus.
- Het gebruik van het apparaat is eenvoudig. Zet het apparaat aan door de aan/uit-knop kort in te drukken. Het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat start automatisch in de eerste stand. Met de afstandsbediening kun je de behandelingsmodus wijzigen door de aan/uit-knop in te drukken. De indicatoren tonen welke behandeling is geselecteerd en het bijbehorende intensiteitsniveau. Het intensiteitsniveau kan aangepast worden via het staafdiagram knop.
- De verwarmende elementen brengen hoog- en laagfrequente trillingen over, die ervoor zorgen dat de kaaklijn en gezichtsvorm op termijn worden versterkt en verbeterd. Gebruik het apparaat 4 à 5 keer per week voor een effectieve afslanking en versterking van de kaaklijn. De verwarmende elementen helpen de kaaklijn spieren te ontspannen, zodat je optimaal kunt genieten van de behandeling. Het Shoplace Kaaklijn Huidverjongingsapparaat is effectief, pijnloos en eenvoudig in gebruik.

⚠ Lees de onderstaande instructies aandachtig door voordat je gebruik gaat maken van de Kaaklijn Huidverjongingsapparaat

- Als dit de eerste keer is dat je het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te lezen. Let goed op de mogelijke gevolgen en risico's die kunnen ontstaan bij misbruik van het apparaat. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Dit apparaat is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke en/of mentale beperking.
- Gebruik het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat alleen voor de doeleinden die in deze handleiding worden beschreven.
- Het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat is gemaakt voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Shoplace is niet verantwoordelijk voor schade en/of breuk veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie van het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat.
- Het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat bevat een accu en wordt opgeladen via een USB-kabel. Zorg ervoor dat het apparaat op een donkere en droge plek wordt opgeladen en houd het regelmatig in de gaten.
- Het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat kan alleen droog of vochtig worden gebruikt. Het is mogelijk om het te gebruiken in combinatie met olie, serum en/of crème. Zorg ervoor dat het gehele apparaat niet onder stromend water wordt gehouden of erin wordt ondergedompeld.

- Gebruik en bewaar het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het huidverjongingsapparaat nooit op de onderstaande delen van het lichaam:
 - De lippen
 - De oren

Ontvangen van het product


1.2

- Controleer de inhoud van het pakket bij ontvangst. Neem contact met ons op als er onderdelen ontbreken. Lijkt het apparaat beschadigd, neem dan contact met ons op en geef een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Bewaar het product goed om je klacht te onderbouwen.

Inhoud verpakking

1.3

- 1x Shoplace Kaaklijn Huidverjongingsapparaat
- **Accessoires:**
 - 1x Gezichtsband
 - 1x Afstandsbediening
 - 1x USB-oplaadkabel
 - 1x Shoplace opbergzak
 - 1x Handleiding



Grootte	178 x 106 x 49 mm
Gewicht	172 gram
Materiaal en kleur	ABS en Nylon, Wit
Batterij	Lithium 400mAh 3.7V
Aantal LED-standen	2: Rood - Blauw
Aantal behandelingen en niveaus	6
Gebruiksduur	60 minuten
Oplaadtijd	120 minuten
Invoerspanning	USB Micro DC 5V
Temperatuur	42-45°C
Vibratie frequentie	3500/min

Aanbevelingen

- Reinig het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat na elk gebruik met een licht vochtige doek. Volg de reinigingsinstructies in sectie 6.
- Druk het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat niet te hard op de huid om rode of geïrriteerde plekken te voorkomen.
- Gebruik het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat pas wanneer het volledig is opgeladen, na 120 minuten opladen.
- Gebruik het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat niet wanneer het is aangesloten op de USB-oplaadkabel. Trek de kabel voor gebruik los.
- Lees deze handleiding goed door voor je eerste behandeling om te ontdekken welke LED-lichttherapie stand je kunt gebruiken.
- Plaats het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat correct op de kaaklijn voor het beste resultaat.
- Neem een warme douche en/of ontspan jezelf om optimaal gebruik te maken van het apparaat.
- Gebruik het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat ook in combinatie met olie, serum en/of crème.

– **Compacte gezichtscontouren:**

Deze behandeling wordt gebruikt om de gezichtscontouren te verbeteren en te verstrakken. De behandeling maakt gebruik van EMS-pulsgolven en blauw LED-licht.

– **V-gezichtsvorming:**

Deze behandeling wordt gebruikt om de gezichtsvorm te verbeteren en een V-vorm te creëren. De behandeling maakt gebruik van EMS-pulsgolven.

– **Magnetische therapie (Laagfrequent trillingen):**

Deze behandeling wordt gebruikt om laagfrequente trillingen in de vorm van EMS-pulsgolven naar de gezichtsspieren te sturen. De behandeling maakt gebruik van EMS en rood LED-licht.

– **Huidreiniging en anti-zwelling:**

Deze behandeling wordt gebruikt om de huid hygiënisch en gezond te houden en huidzwellingen te voorkomen. De behandeling maakt gebruik van EMS, verwarming en rood LED-licht.

– **Anti-acné:**

Deze behandeling wordt gebruikt om acné en gezichtslijnen te verminderen. De behandeling maakt gebruik van rood LED-licht.

– **Huidverjonging:**

Deze behandeling wordt gebruikt om de kaaklijn te verjongen en te verstevigen. De behandeling maakt gebruik van EMS en rood LED-licht.

● - Rood LED-stand

De rode LED-lichttherapie herstelt een beschadigde kaaklijn, bevordert de bloedcirculatie, verstevigt de huid en verbetert de huidelasticiteit voor een stralendere uitstraling.

● - Blauw LED-stand

De blauwe LED-lichttherapie verfijnt grove poriën, vermindert rimpels en fijne gezichtslijnen, en verjongt de huid.

Gebruiksaanwijzingen

5

1. Zet het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat aan door de aan/uit-knop kort in te drukken op de band. Het apparaat gaat aan in de eerste stand. Daarna is een eenmalige klik nodig om de volgende standen en intensiteitsniveaus te bereiken. Dit kun je ook bedienen met de meegeleverde afstandsbediening.
2. Reinig je kaaklijn en breng olie, serum en/of crème aan rondom het te behandelen gebied.
3. Plaats het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat op de juiste plek en zorg ervoor dat het strak wordt gezet met de gezichtsband.
4. Kies de gewenste behandeling en het intensiteitsniveau met de afstandsbediening.
5. De behandeling duurt in totaal 15 minuten. Herhaal deze meerdere keren per week.
6. Reinig het apparaat na gebruik met een licht vochtige doek en berg het netjes op.

- Berg het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat op in de meegeleverde Shoplace-opbergzak. Verplaats het daarna naar een schone, stofvrije en droge plek.
- Reinig het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat na ieder gebruik. Het apparaat mag niet met water schoongemaakt worden, maar alleen met een licht vochtige doek.
- **Stappenplan reinigen:**
 1. Zet het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat uit.
 2. Verwijder eventueel de opbergkap en/of USB-kabel uit het apparaat.
 3. Reinig het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat met een licht vochtige doek. Wrijf er voorzichtig overheen en voorkom dat er gebruiksafdrukken achterblijven.
 4. Zorg ervoor dat het apparaat niet met water of andere vloeistoffen schoongemaakt wordt.
 5. Reinig de overige delen van het apparaat met de licht vochtige doek om het hygiënisch en schoon te houden voor de volgende keer.
 6. Berg het apparaat op in de meegeleverde opbergzak.

✉ *Indien je informatie -en of service nodig hebt, stuur dan een e-mail naar support@shoplace.nl*

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie moet binnen 1 jaar na de aankoopdatum ingeroepen worden.

⚠ We geven geen garantie in de volgende gevallen:

- Beschadiging door vuur, aardbevingen of overstromingen.
- Beschadiging door oncontroleerbare factoren.
- Beschadiging aan het apparaat veroorzaakt door de klant.
- Beschadiging aan het apparaat door het gebruik van vloeibare middelen.
- Beschadiging door gebruik op verboden of sterk afgeraden plekken.
- Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verwondingen aan het lichaam wanneer de klant het Kaaklijn Huidverjongingsapparaat onjuist gebruikt.