

BATTERY SAFETY INFORMATION

- Do not disassemble batteries.
- Clean the battery and device contacts if necessary before putting in the batteries!
- Remove discharged batteries from the device immediately!
- Increased risk of leakage, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! If battery acid comes in contact with any of these parts, rinse the affected area with copious amounts of fresh water and seek medical attention immediately!
- If a battery has been swallowed seek medical attention immediately!
- Insert the battery correctly, observing the polarity!
- Keep the battery compartment well sealed!
- Remove the battery from the device if it is not going to be used for an extended period!
- Keep batteries out of childrens reach!
- Do not attempt to recharge batteries! There is a danger of explosion!
- Do not short circuit! There is a danger of explosion!
- Do not throw into a fire! There is a danger of explosion!
- Keep unused batteries in their packaging away from metal objects in order to prevent short circuiting!
- Do not throw used batteries into the household refuse; put them in a hazardous waste container or take them to a battery collection point, at the shop where they were purchased!

Settings

After inserting a battery, the device will automatically execute a self-test. All elements of the LC-display 🕒 are shown for approx. 1 second. Afterwards the device switches to the setting mode (the display shows «**SEt**» and the flashing year figure and date symbol). Use the START-button 👉 to adjust the year and press the on-/off-button 🕒^(ⓘ) to confirm the setting. Now adjust month, day, hour and minute in the same way. After the date has been set, you can choose the unit of measure (degree Celsius „C“ or degree Fahrenheit „F“). Again press the on-/off-button 🕒^(ⓘ) to confirm. The device will switch off automatically.

NOTES

- The device will automatically switch off if there is no input for approx. 20 seconds.
- You can also enter the setting mode manually by pressing and holding the on-/off-button 🕒^(ⓘ) for at least 8 seconds while the device is switched off, until the flashing year figure appears on the display.

Before use

Acclimatise the thermometer to the temperature of the room: For an accurate reading of a patient's temperature, their body must first acclimatise to the temperature of the room where the measurement will be made. The same applies to the infrared multifunctional thermometer **TM 760 / TM 762**. When taken somewhere else, it automatically adjusts itself to the new environment. The thermometer takes a certain amount of time to equalise its own temperature to that of the room. This depends on the difference between the two temperatures and can take more than 30 minutes. Precise readings can only be taken once this process is completed.

Measuring body temperature

NOTES For the most accurate readings:

- Do not take a baby's temperature during or directly after breastfeeding.
- Patients should not drink or eat directly before or during a measurement, and they should avoid any physical exertion.
- Clean the area where you are taking the temperature and remove any dirt, hairs or sweat before moving the sensor 👉 to the measuring position.
- Do not remove the thermometer from the measuring position until it has beeped to signal the end of the reading.
- If the sensor becomes dirty during or after a reading, clean it with a cotton bud dipped in cleaning alcohol before putting the thermometer away.
- Always take the temperature in the same place, because the readings will vary in different environments.

The thermometer has been clinically tested, and its safety and accuracy inspected and confirmed, provided it is used in accordance with these instructions.

- Press the on-/off-button 🕒^(ⓘ) to switch on the thermometer. „**On**“ appears on the display shortly, then a selftest is executed in which all elements of the display 🕒 are shown for approx. 1 second.
- Now the last measured temperature value appears along with the corresponding symbol (👤 for body temperature and 🌡 for object temperature) and time and date of the measurement. After approx. 3 seconds the device is ready for measurement - this will be indicated by a short beep.
- To begin the measurement, point the sensor 👉 at the middle of the patient's forehead at a distance of no more than 2.5 cm. If the patient's forehead has hair, sweat or dirt on it, remove this first so that the reading is as accurate as possible.
- Press the START-button 👉. The blue light switches on to illuminate the area where you are taking the measurement.
- Now move the thermometer smoothly over the patient's eyebrow (with approx. 1 cm distance) from the forehead to the temple to measure the maximum temperature. After approx. 3 seconds a long beep can be heard to indicate that the measurement is finished. If the temple area has not been reached until the beep can be heard, repeat the measurement and try to move a little bit faster. During the measurement the display will show 3 strokes at first, then 2 strokes and finally 1 stroke.
- After approx. 3 seconds the measured temperature will be shown. Remove the sensor from the measuring position. If the result is between 32°C (89.6°F) and 37.5°C (99.5°F), a long beep is emitted and the green backlight is active for about 3 seconds. Is the result at or above 37.5°C (99.5°F) [up to max. 43°C/109.4°F], 10 short beeps will be emitted and the red backlight will be active for about 3 seconds. At measured temperatures above 43°C (109.4°F) or below 32°C (89.6°F) the measuring range is exceeded. 3 short beeps and an error message will be emitted and the red backlight will be activated for around 3 seconds.

After approximate 5 seconds the device is ready for another measurement. The device will automatically switch off if there is no input for approx. 20 seconds. You may also switch the device off manually by pressing the on-/off-button 🕒^(ⓘ).

Measuring the temperature of an object

- Press and hold the on-/off-button 🕒^(ⓘ) for approx. 3 seconds, until „On“ appears along with the symbol for object temperature measurement (🌡). Release the button. A self-test is executed, in which all elements of the display are shown in the display 🕒 for approx. 1 second.
- Now the last measured temperature value appears along with the corresponding symbol (👤 for body temperature and 🌡 for object temperature) and time and date of the measurement. After approx. 3 seconds the device is ready for measurement - this will be indicated by a short beep.
- To begin the measurement, point the sensor 👉 at the middle of the object at a distance of no more than 2.5 cm. If it has water, dust or dirt on it, remove this first so that the reading is as accurate as possible.
- Press the START-button 👉. The blue light switches on to illuminate the area where you are taking the measurement.
- During the measurement the display will show 3 strokes at first, then 2 strokes and finally 1 stroke.
- After approx. 3 seconds the measured temperature will be shown. Remove the sensor from the measuring position. If the result is between 0.1°C (32.2°F) and 99.9°C (211.8°F), a long beep will be emitted and the green backlight is active for about 3 seconds. At measured temperatures above 99.9°C (211.8°F) or below 0.1°C (32.2°F) the measuring range is exceeded. 3 short beeps and an error message will be emitted and the red backlight will be activated for around 3 seconds.

After approximate 5 seconds the device is ready for another measurement. The device will automatically switch off if there is no input for approx. 20 seconds and will automatically switched to body measurement mode. You may also switch the device off manually by pressing the on-/off-button 🕒^(ⓘ).

Recalling stored data

The thermometer can store up to 30 results. You can call up your stored data with a short press of the START button 👉, without having previously switched on the thermometer with the on-/off-button 🕒^(ⓘ). The symbol 📄 appears in the display, together with „On“.

If measurement values are stored in memory (if no data are stored „0“ appears), first the memory slot number „1“ appears and afterwards the stored temperature with the corresponding symbol (👤 for body temperature and 🌡 for object temperature) and time and date of the measurement. By further pressing the START button 👉 you can call up more stored values (memory slot „2“ etc.). Totally there are 30 memory slots available, which may be recalled by pressing the START button 👉 repeatedly.

Delete memory

You can delete all saved values in memory. To do so, first press the START button 👉 while the device is switched off. This will take you to the memory recall mode. Now press and hold the START button 👉 for at least 3 seconds, until „Clr“ appears and flashes on the display. Now you may delete all saved data by pressing the START button 👉 again. You may also press the on-/off-button 🕒^(ⓘ) to cancel the deletion process. The device will automatically switch off if there is no input for approx. 20 seconds. You may also switch the device off manually by pressing the on-/off-button 🕒^(ⓘ).

Audio settings

You may activate or deactivate the acoustic signals of the device. To adjust, press and hold the START button 👉 while the device is switched off for approx. 3 seconds, until one of the two symbols 🔊 or 🔇 appear together with „SET“. Now you may adjust the signal settings by pressing the START button 👉, until the signals are activated (symbol: 🔊) or deactivated (symbol: 🔇). Afterwards, press the on-/off-button 🕒^(ⓘ) to save the setting and switch off the device.

Selftest mode

Press and hold the START button 👉 while the device is switched off for approx. 8 seconds to enter the selftest mode of the device. „On“ and „En“ appear on the display. You do not need this mode for the normal operation of this device. Press the on-/off-button 🕒^(ⓘ) to switch off the device.

Error messages

Display «**Er.H**»: The ambient temperature is too high. The ambient temperature is above 40°C [104°F].

Display «**Er.L**»: The ambient temperature is too low. The ambient temperature is below: 15°C [59°F] (body mode 👤) resp. 5°C [41°F] (object mode 🌡).

Display «**Er.0**»: The self-test failed. Try to switch on the device again. If the problem persists, contact the customer service.

Display «**L°C**»: The measured temperature is too low. **L** appears in the display if the reading is below 34°C [93.2°F] (body mode 👤) resp. 0.0°C [32°F] (object mode 🌡).

Display «**H°C**»: The measured temperature is too high. **H** appears in the display if the reading is above 43°C [109.7°F] (body mode 👤) resp. 100°C [212°F] (object mode 🌡).

Blank display Check the position of the battery.

🔊 / 🔇 Flat battery indication. Insert a new battery.

Cleaning and maintenance

- The sensor 👉 is the most delicate part of the device. Protect it from dirt and damage. Clean the sensor with a cotton bud dipped in warm water or 70% isopropyl alcohol.
- Do not immerse the thermometer in water or any other liquid. It is **not watertight**.
- To clean the thermometer, use a soft cloth slightly dampened with mild soapy water or 70% isopropyl alcohol. Do not let water get into the unit. Only use the unit again when completely dry.
- Never use aggressive cleaning agents, thinners, benzine or tough brushes.
- Take care not to scratch the lens of the sensor, the display or the housing.
- Do not use or store the unit in an environment where the ambient temperature or humidity is too high or too low (see operating conditions in the "Technical specifications" section), in direct sunshine, in the vicinity of static electricity or in a dusty environment.
- Remove the batteries if you do not wish to use the unit for an extended period of time. Otherwise there is a danger that the batteries may leak.
- If the thermometer is used as described in these instructions, no regular maintenance or calibration is required.

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner.

Please remove the battery before disposing of the device/unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal authority or your supplier for information about disposal.

Technical specifications

Name and model: **medisana** Infrared multifunctional thermometer **TM 760 / TM 762**
Display system: digital display (LCD)
Power supply: 1 x battery 3V ☹ (CR2032)
Expected service life: 5 years or 12.000 measurements
Measuring range: Body mode 34-43°C (93.2- 109.4°F); Object mode 0-100°C (32-212°F)
Accuracy of measurement: Body mode: ±0.2°C, 35.0-42.0°C (±0.4°F, 95.0-107.6°F) ±0.3°C, 34.0-34.9°C & 42.1-43.0°C (laboratory readings): ±0.5°F, 93.2-94.8°F & 107.8-109.4°F), Object mode: ±1.0°C, 0-100.0°C (±2°F, 32.0-212°F)
Resolution: 0,1°C (0,1°F)
Memory capacity: up to 30 readings
Operating temperature: 15 - 40°C (59 -104°F); rel. humidity 15 to 95%, non-condensing
Storage/transport temperature: -25°C to +55°C (-13°F - 131°F), rel. humidity 15 to 95%, noncondensing
Dimensions: approx. 158 x 42 x 43 mm
Weight: approx. 67 g including battery
Article No.: 76121 (TM760) / 76123 (TM762)
EAN Code: 40 15588 76121 8 / 40 15588 76123 2

The CE-mark of this device refers to the EC-directive 93/42/EEC MDD. The unit is designed for home use only. For commercial use, a metrological inspection must be carried out once every year. This calibration will be charged for and can be carried out by an appropriate authority or an authorised service centre - in accordance with the regulations for users of medical equipment. Electromagnetic compatibility: The device complies with the EN 60601-1-2 standard for electromagnetic compatibility. Details on this measurement data can be found at the end of this manual.

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice.	
🌐 The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com	

Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is. The following warranty terms apply:

- The warranty period for **medisana** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
- Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
- Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
- The following is excluded under the warranty:
 - All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
 - All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - Accessories which are subject to normal wear and tear.
- Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

🏠	medisana GmbH Carl-Schurz-Str. 2 41460 NEUSS, GERMANY	📍 The service centre address is shown on the attached leaflet.
-----------------------------	--	--

NL

Infrarood multifunctionele thermometer

Gebruiksaanwijzing - *Zorgvuldig lezen!*

Veiligheidsinstructies BELANGRIJKE INSTRUCTIES ! BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING!
Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u het artikel gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.
🗿🚫⚠⚠🕒🔇

- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Het gebruik van deze thermometer vervangt geen raadpleging bij de arts.
- Personen en thermometers moeten zich gedurende minstens 30 minuten in gelijk blijvende omgeving bevinden, alvorens een meting wordt uitgevoerd.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij ze worden begeleid door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die hen helpt bij het juiste gebruik van dit product.
- Houd kinderen in de gaten en laat ze niet met het apparaat spelen.
- De temperatuur van het voorhoofd en de slapen verschilt van de lichaamstemperatuur, die bijv. oraal of rectaal wordt gemeten. Een kortstijge aandoening kan in vroeg stadium tot een vaatvernauwend effect (vasoconstrictie) leiden, die de huid afkoelt. In dit geval kan de met de thermometer gemeten temperatuur buitengewoon laag zijn. Als dientengevolge een meetresultaat niet met het aanvoelen van de patiënt overeenstemt of ongewoon laag uitvalt, herhaal u de meting alle 15 minuten. Ter controle kunt u ook een meting van de lichaamstemperatuur met een gebruikelijke thermometer uitvoeren, die geschikt is voor de orale of rectale meting.
- In de volgende gevallen is een controlemeting met een traditionele koortsthermometer raadzaam:
 - als het meetresultaat verrassend laag is;
 - bij pasgeborenen in de eerste 100 dagen;
 - bij kinderen onder drie jaar die een verminderd immuunsysteem hebben of die zorgelijk reageren bij koorts of zonder koorts;
 - als de thermometer voor het eerst wordt gebruikt of als u nog aan de thermometer moet wennen.
- Het huidoppervlak van baby's reageert zeer snel op de omgevingstemperatuur. Voer daarom geen meting met de thermometer uit tijdens of na het borstvoeding geven omdat de huidtemperatuur dan lager dan de lichaamstemperatuur kan zijn.
- In geval van storingen of beschadigingen van het apparaat niet zelf repareren, u verliest dan elke aanspraak op garantie. Vraag advies aan uw verkoper en laat reparaties alleen door een erkende reparateur uitvoeren.
- Verander en / of open het apparaat niet. Het bevat kleine onderdelen die door kinderen zouden kunnen worden ingeslikt.
- Een beschadigd apparaat mag niet worden gebruikt.
- Gebruik de thermometer niet in vochtige omgeving. Leg de thermometer niet in water of in een andere vloeistof. **Hij is niet waterdicht.**

- Deze thermometer bestaat uit kwetsbare onderdelen en er moet voorzichtig mee worden omgegaan. Lees de bewaar- en gebruiksinstructies die beschreven staun bij «Technische gegevens» goed door.
- Gebruik de thermometer niet in de buurt van sterke elektromagnetische velden, zoals mobiele telefoons of draadloze zenders. Blijf tenminste 3,3 m van dergelijk apparaten verwijderd als u deze thermometer gebruikt.
- Schud de thermometer niet en sla er niet op. Laat hem niet vallen.
- Bescherm de thermometer tegen direct zonlicht, extreem hoge of lage temperaturen, vuil en stof.
- Verwijder de batterij als u van plan bent de thermometer gedurende langere tijd niet te gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING - De meetresultaten die door deze thermometer worden geregistreerd zijn geen diagnose en vervangen niet het bezoek aan een arts. Neem bij twijfel altijd contact op met een arts.

Levering en verpakking

Controleer eerst of het apparaat compleet en onbeschadigd is. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst. Meegeleverd:

- 1 **medisana** Infrarood multifunctionele thermometer **TM 760 / TM 762**
- 1 obergtas
- 1 batterij 3V (type CR2032)
- 1 gebruiksaanwijzing

De verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden gerecycled. Scheid het verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is. Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

⚠ WAARSCHUWING - Houd de verpakkingsfolie uit handen van kinderen. Er is kans op verstikking!

Temperatuur meten - snel en betrouwbaar!

Met de **medisana** multifunctionele infraroodthermometer kan de lichaamstemperatuur nauwkeurig en contactloos (ca. 2,5 cm afstand) worden gemeten. De meting wordt boven de wenkbrauwen, van het voorhoofd richting de slaap uitgevoerd. Daarbij wordt de waarde van de daar uitgestraalde energie gemeten en omgezet in een temperatuurwaarde. Het meetresultaat wordt binnen ca. 3 seconden weergegeven. Zo kan bijv. de temperatuur van baby's worden gemeten zonder ze wakker te maken. **Extra functie:** Behalve voor de meting van de lichaamstemperatuur, kan de infrarood multifunctionele thermometer ook voor de meting van een objecttemperatuur (bijv. omgevingstemperatuur, vloeistoffen, oppervlakken) worden gebruikt. Een meting in deze functie is binnen het bereik van 0° tot 100° Celsius (32 °F - 212 °F) mogelijk.

Toepassing - ingebruikname

Batterijen verwijderen / plaatsen: Wanneer na een bepaalde gebruiksduur het batterijsymbool 🔋 of 🔋 op het lcd-display verschijnt, moet er een nieuwe 3V-batterij (knoopcel, type CR2032) worden geplaatst. *Verwijderen:* Verwijder het klepje van het batterijkvak 👉 door hem te draaien tot de pijl naar 👉 wijst. Verwijder het klepje en haal de batterij uit het vak. *Plaatsen:* Plaats een nieuwe batterij. Let op dat de "+"-pool naar boven zit, plaats het klepje van het batterijkvak weer terug en draai hem tot de pijl naar 👉 wijst.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES BATTERIJEN

- Haal de batterijen niet uit elkaar!
- Reinig indien nodig de contacten van de batterijen en het apparaat voor u de batterijen in het apparaat plaatst!
- Haal lege batterijen meteen uit het apparaat!
- Verhoogd risico op lekken, voorkom contact met de huid, ogen en slijmvliezen! Spoel bij contact met batterijzuur de aange-dane huid onmiddellijk ruimschoots met schoon water en raadpleeg meteen een arts!
- Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer een batterij is ingeslikt!
- Plaats de batterij op de juiste wijze en let daarbij op de polariteit!
- Houd het batterijkvak goed gesloten!
- Verwijder de batterij uit de thermometer als hij gedurende langere tijd niet wordt gebruikt!
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen!
- Laad de batterijen niet opnieuw op! Explosiegevaar!
- Niet kortsluiten! Explosiegevaar!
- Niet in het vuur gooien! Explosiegevaar!
- Bewaar ongebruikte batterijen in de verpakking en niet in de buurt van metalen voorwerpen om kortsluiting te voorkomen!
- Gooi gebruikte batterijen en accus niet bij het huisvuil, maar zamel ze apart in of lever ze zo in bij een winkel die batterijen verkoopt.

Instellen

Nadat de batterij is geplaatst voert de thermometer automatisch een zelftest uit waarbij alle elementen van het lcd-display 🕒 gedurende ca. 1 seconde worden weergegeven. Vervolgens gaat de thermometer in de instellingsmodus (op het display verschijnt «**SEt**», het jaar en de datum knippen). Stel nu met de START knop 👉 het jaar in en druk vervolgens op de aan-/uitknop 🕒^(ⓘ) om te bevestigen. Stel op dezelfde manier achtereenvolgens de maand, de dag, het uur en de minuut in. Nadat de datum is ingesteld, kunt u de meeteenheid (graden Celsius „C“ of graden Fahrenheit „F“) selecteren. Als u de meeteenheid heeft bevestigd met de aan-/uitknop 🕒^(ⓘ) gaat de thermometer automatisch uit.

IAANWIJZINGEN

- Als de thermometer na ca. 20 seconden niet is gebruikt, gaat hij automatisch uit.
- U kunt de instellingsmodus later ook handmatig openen door de aan-/uitknop 🕒^(ⓘ) gedurende tenminste ca. 8 seconden ingedrukt te houden terwijl de thermometer uit is, tot de instelling van het jaar op het display verschijnt.

Voor het gebruik

Aanpassing van het apparaat aan de kamertemperatuur: om een nauwkeurige meting van de lichaamstemperatuur te kunnen uitvoeren, moet eerst het lichaam zich aan de temperatuur van de ruimte waarin de meting moeten worden uitgevoerd, aanpassen Dat geldt ook voor de infrarood multifunctionele thermometer **TM 760 / TM 762**. Hij pas zich automatisch aan de nieuwe omgeving aan als een standaardmeetwaarde wordt uitgevoerd. Voor de aanpassing van de thermometer aan de kamertemperatuur heeft het apparaat een zekere tijdsperiode nodig. Deze is afhankelijk van het hoogteverschil van de beide temperaturen en kan tot max. 30 minuten duren. Enkel als dit proces van de temperatuuraanpassing afgesloten is, kunnen nauwkeurige meetresultaten worden bereikt.

Lichaamstemperatuur meten

- IAANWIJZINGEN om nauwkeurige meetresultaten te verkrijgen**
 - Voer geen meting uit tijdens of vlak na het geven van borstvoeding.
 - Drink of eet niet vlak voor of tijdens een meting en verricht geen lichamelijke inspanning.
 - Maak het gebied waar de meting moet worden uitgevoerd schoon en verwijder vuil, haren en zweet voor u de sensor 👉 op het voorhoofd richt.
 - Haal de thermometer niet weg van het te meten gebied voor u de pieptoon heeft gehoord die het einde van de meting bevestigt.
 - Maak de sensor als hij tijdens of na een meting vies is geworden schoon met een wattenstaafje dat in schoonmaakalcohol is gedoopt voor u de thermometer opruimt.
 - Voer temperatuurmetingen altijd op dezelfde plaats uit, omdat het meetresultaat verandert in verschillende omgevingen.

De thermometer is klinisch getest en de veiligheid en nauwkeurigheid zijn gecontroleerd en bevestigd bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.

- Druk op de aan-/uitknop 🕒^(ⓘ) om de thermometer aan te zetten. Er verschijnt kort „On“, vervolgens wordt een zelftest uitgevoerd waarbij alle elementen van het lcd-display 🕒 gedurende ca. 1 seconde worden weergegeven.
- Nu verschijnt de laagst gemeten temperatuur samen met het symbool (👤 voor lichaamstemperatuur en 🌡 voor objecttemperatuur), de tijd en de datum van de meting. Na ca. 3 seconden klikt er een korte pieptoon en is de thermometer klaar voor de meting.
- Richt voor de meting de sensor 👉 met een afstand van maximaal 2,5 cm op het midden van het voorhoofd. Verwijder evt. haren, zweet of vuil van het voorhoofd voor u gaat meten voor een optimale meetnaauwkeurigheid.
- Druk op de START knop 👉. Het blauwe lampje gaat branden om het gebied te verlichten.
- Beweeg nu de thermometer ca. 1 cm boven de wenkbrauwen gelijkmatig van het voorhoofd tot de slaap om de hoogste temperatuur vast te stellen. Na ca. 3 seconden klikt er een lange pieptoon die aangeeft dat de meting klaar is. Herhaal de meting als de slaap nog niet is bereikt voor de pieptoon te horen is en voer de beweging iets sneller uit. Tijdens de meting worden er in het display eerst 3 streepjes, daarna 2 en vervolgens nog 1 streepje weergegeven.
- Na ca. 3 seconden wordt de gemeten temperatuur weergegeven. Haal de thermometer weg bij het hoofd. Als het meetresultaat tussen 32°C en 37,5°C is, klikt er een lange pieptoon en brandt de groene achtergrondverlichting gedurende ca. 3 seconden. Wanneer de temperatuur 37,5°C of hoger is (tot max. 43°C), geeft de thermometer 10 korte pieptonen en brandt de rode achtergrondverlichting gedurende ca. 3 seconden. Temperaturen boven 43°C of onder 32°C kunnen niet worden gemeten. In dat geval geeft de thermometer 3 korte pieptonen en een foutmelding en brandt de rode achtergrondverlichting gedurende ca. 3 seconden.

Na ca. 5 seconden is de thermometer klaar voor een volgende meting. Als de thermometer na ca. 20 seconden niet is gebruikt, gaat hij automatisch uit. U kunt hem ook handmatig uitzetten door op de aan-/uitknop 🕒^(ⓘ) te drukken.

Objecttemperatuur meten

- Houd de aan-/uitknop 🕒^(ⓘ) gedurende ca. 3 seconden ingedrukt tot op het display „On“ en het symbool voor de objecttemperatuurmeting (🌡) wordt weergegeven. Laat de knop los. Er wordt een zelftest uitgevoerd waarbij alle elementen van het lcd-display 🕒 gedurende ca. 1 seconde worden weergegeven.
- Nu verschijnt de laagst gemeten temperatuur samen met het symbool (👤 voor lichaamstemperatuur en 🌡 voor objecttemperatuur), de tijd en de datum van de meting. Na ca. 3 seconden klikt er een korte pieptoon en is de thermometer klaar voor de meting.
- Richt voor de meting de sensor 👉 met een afstand van niet meer dan 2,5 cm op het midden van het object. Verwijder evt. water, stof of vuil van het object voor u gaat meten voor een optimale meetnaauwkeurigheid.
- Druk op de START knop 👉. Het blauwe lampje gaat branden om het gebied te verlichten.
- Tijdens de meting worden er op het display eerst 3 streepjes, daarna 2 en vervolgens nog 1 streepje weergegeven.
- Na ca. 3 seconden wordt de gemeten temperatuur weergegeven. Haal de thermometer weg bij het object. Als het meetresultaat tussen 0,1°C en 99,9°C is, klikt er een lange pieptoon en brandt de groene achtergrondverlichting gedurende ca. 3 seconden. Temperaturen boven 99,9°C of onder 0,1°C kunnen niet worden gemeten. In dat geval geeft de thermometer 3 korte pieptonen en een foutmelding en brandt de rode achtergrondverlichting gedurende ca. 3 seconden.

Na ca. 5 seconden is de thermometer klaar voor een volgende meting. Als de thermometer na ca. 20 seconden niet is gebruikt, gaat hij automatisch uit en terug naar de lichaamstemperatuur meetmodus. U kunt hem ook handmatig uitzetten door op de aan-/uitknop 🕒^(ⓘ) te drukken.

Opgeslagen meetgegevens bekijken

De thermometer kan max. 30 meetresultaten opslaan. De opgeslagen meetgegevens kunt u zien door kort op de START knop 👉 te drukken zonder dat de thermometer daarvoor is aangezet met de aan-/uitknop 🕒^(ⓘ). Op het display verschijnt het symbool 📄 samen met „On“. Als er geen gegevens zijn opgeslagen, verschijnt „0“, als er wel gegevens zijn opgeslagen, verschijnt op het display eerst het geheugennummer „1“ en direct daarna de laagst opgeslagen temperatuur met de tijd en datum van die meting en het symbool (<

FR/ES/IT

medisana

TM 760 / TM 762



Appareil et éléments de commande
1 Éclairage 2 Sonde 3 Compartiment à pile 4 Écran LCD lumineux 5 Bouton START 6 Bouton Marche/Arrêt (↵)

ES Aparato y elementos de mando
1 Iluminación 2 Sensor 3 Compartimento para las pilas 4 Pantalla LCD iluminada 5 Botón START 6 Botón de encendido/apagado (↵)

IT Apparecchio ed elementi per la regolazione
1 Luce 2 Sensor 3 Vano batteria 4 Display luminoso a cristalli liquidi 5 Tasto START 6 Tasto ON/OFF (↵)

Légende des symboles / Leyenda / Spiegazione dei simboli:



Ce mode d'emploi fait partie intégrante de cet article. Il contient d'importantes instructions pour la mise en service et l'utilisation. Lisez ce mode d'emploi dans son intégralité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou risque d'endommager l'article.

Este manual de instrucciones forma parte de este artículo. Contiene información importante sobre su estructura y manipulación. Lea íntegramente este manual de instrucciones.

La inosservanza de las instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en el artículo.

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'apparecchio. Esse contengono informazioni importanti relative alla struttura e alla gestione dell'apparecchio. Leggere tutte le istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni o danni all'apparecchio.



AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / AVVERTENZA

Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuelles blessures à l'utilisateur. Se deben respetar las indicaciones de seguridad para evitar posibles lesiones del usuario.

È necessario rispettare le presenti avvertenze per evitare possibili lesioni dell'utente.



ATTENTION / ATENCIÓN / ATTENZIONE

Ces instructions doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages à l'appareil.

Se deben respetar estas indicaciones para evitar posibles daños en el aparato.

È necessario rispettare le presenti indicazioni per evitare di danneggiare l'apparecchio.



REMARQUE / NOTA / NOTA

Ces instructions vous procurent des informations supplémentaires utiles sur l'installation ou le fonctionnement. Estas indicaciones le proporcionan información adicional sobre la instalación y el funcionamiento. Queste note contengono ulteriori utili informazioni per l'installazione o l'utilizzo.



Classification de l'appareil : Type BF / Clasificación del aparato: tipo BF / Classificazione dell'apparecchio: Tipo BF



Plage de température / Rango de temperaturas / Gamma di temperatura



Protéger de l'humidité / Proteger de la humedad / Proteggere dall'umidità



Indice de protection contre les corps solides et l'eau / Información del tipo de protección contra objetos sólidos y agua / Indicazione del tipo di protezione contro solidi e acqua



LOT
Fabricant / Fabricante / Produttore



Date de fabrication / Fecha de fabricación / Data di fabbricazione

FR Thermomètre infrarouge multifonctions

Veuillez lire attentivement *le mode d'emploi* !

Consignes de sécurité

REMARQUES IMPORTANTES ! À CONSERVER PRÉCIEUSEMENT !

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous confiez l'appareil à un tiers, veuillez impérativement joindre ce mode d'emploi.

- Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu dans le mode d'emploi. Le droit à la garantie expire en cas d'utilisation non conforme.
- L'appareil est conçu pour l'usage domestique, et non pour une utilisation commerciale.
- L'utilisation de ce thermomètre ne remplace pas la consultation d'un médecin.
- Les personnes ainsi que le thermomètre doivent se trouver dans un environnement stable pendant au moins 30 minutes avant d'effectuer une mesure.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de cette personne des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La température frontale et temporelle diffère de la température corporelle basale, qui est mesurée par ex. par voie orale ou rectale. Une fiébrilité peut entraîner à un stade précoce un effet vasoconstricteur (vasoconstriction) qui refroidit la peau. Dans ce cas, la température mesurée avec le thermomètre peut être anormalement basse. Si le résultat de la mesure ne correspond pas à ce que le patient ressent ou s'il est anormalement bas, recommencez la mesure toutes les 15 minutes. Vous pouvez également, à des fins de contrôle, mesurer la température corporelle basale avec un thermomètre usuel adapté à une mesure orale ou rectale.
- Dans les cas suivants, une mesure de contrôle avec un thermomètre usuel est recommandée :
 - Si le résultat de la mesure est étonnamment bas,
 - Chez les nouveau-nés dans les 100 premiers jours,
 - Chez les enfants de moins de trois ans dont le système immunitaire est déficient ou qui réagissent de façon préoccupante à l'apparition ou à l'absence de fièvre.
- Lorsque l'utilisateur utilise l'appareil pour la première fois ou doit encore se familiariser avec la bonne application.
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de champs électromagnétiques puissants tels que les téléphones portables ou les équipements radio. Tenez-vous à une distance minimale de 3,3 m de ces équipements lorsque vous utilisez cet appareil.

- Ne secouez pas et ne frappez pas le thermomètre. Ne le laissez pas tomber.
- N'exposez pas le thermomètre à la lumière directe du soleil, à des températures extrêmement élevées ou basses, aux impuretés et à la poussière.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez la pile.
- AVERTISSEMENT - Les résultats de mesure obtenus par ce thermomètre ne constituent pas un diagnostic et ne remplacent pas la consultation par un médecin, qui doit toujours être effectuée dans le doute.**
- Cet appareil est constitué de composants sensibles et doit être manipulé avec soin. Respectez les conditions de stockage et d'utilisation décrites au paragraphe « Données techniques ».
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de champs électromagnétiques puissants tels que les téléphones portables ou les équipements radio. Tenez-vous à une distance minimale de 3,3 m de ces équipements lorsque vous utilisez cet appareil.
- Ne secouez pas et ne frappez pas le thermomètre. Ne le laissez pas tomber.
- N'exposez pas le thermomètre à la lumière directe du soleil, à des températures extrêmement élevées ou basses, aux impuretés et à la poussière.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez la pile.

- AVERTISSEMENT - Veillez à ce que les films d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Il y a risque de suffocation !**

Contenu de la livraison et emballage
Veuillez d'abord vérifier que l'appareil a bien été livré avec l'ensemble de ses composants et ne présente aucun dommage. En cas de doute, ne mettez pas l'appareil en service et contactez votre revendeur ou votre service après-vente. La livraison inclut :

- 1 Thermomètre infrarouge multifonctions **medisana TM 760 / TM 762**
- 1 sac de rangement
- 1 piles 3V (type CR2032)
- 1 mode d'emploi

Les emballages sont réutilisables ou peuvent être recyclés. Veuillez vous débarrasser des emballages inutilés de manière appropriée. Si vous constatez des dommages dus au transport lors du déballage, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

- AVERTISSEMENT - Veillez à ce que les films d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Il y a risque de suffocation !**

Mesurer la température rapidement et sans erreur !
Le thermomètre infrarouge multifonctions **medisana** permet de mesurer avec précision et sans contact la température corporelle (à environ 2,5 cm de distance). La mesure est prise au-dessus du sourcil, dans la zone située entre le front et la tempe. La valeur de l'énergie rayonnée à cet endroit est mesurée et convertie en une valeur de température. Le résultat de la mesure s'affiche au bout de 3 secondes environ. La température des bébés, par exemple, peut ainsi être mesurée sans perturber leur sommeil.

Fonction supplémentaire : Le thermomètre à infrarouge multifonctions TM 750 mesure non seulement la température corporelle, mais aussi la température de surfaces et de liquides, ainsi que la température ambiante. Une mesure dans cette fonction est possible dans la plage de 0 °C à 100 °C (32 °F - 212 °F).

Application - Mise en service
Retirez / insérz les piles : Si, après une certaine période de fonctionnement, le symbole de la pile ⎓ ou ⎓ apparaît à l'écran LCD, une nouvelle pile de 3V (pile bouton, type CR2032) doit être insérée. *Remarque* : Retirez le couvercle du compartiment à pile 🔒 en le tournant jusqu'à ce que la flèche pointe vers ↖ . Enlevez le couvercle et retirez la pile. *Insertion* : Insérez une nouvelle pile. Assurez-vous que le sens d'insertion est correct (pôle « +» vers le haut) et remettez le couvercle du compartiment à pile en place en le tournant jusqu'à ce que la flèche pointe vers ↗ .

- CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES**
- Ne pas désassembler les piles !
- Nettoyer si nécessaire les contacts de l'appareil et des piles avant de les insérer !
- Retirez immédiatement les piles usées de l'appareil !
- Risque élevé de fuite, en contact avec le peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec l'acide des piles, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones concernées et consulter immédiatement un médecin !
- En cas d'ingestion d'une pile, appeler de toute urgence un médecin !
- Insérez la pile correctement, respectez la polarité !
- Maintenez le compartiment des piles hermétiquement fermé !
- Retirer la pile de l'appareil en cas de non-utilisation prolongée !
- Tenir les piles hors de portée des enfants !
- Ne pas recharger les piles ! Risque d'explosion !
- Ne pas court-circuiter ! Il y a risque d'explosion !
- Ne pas les jeter au feu ! Il y a risque d'explosion !
- Stockez les piles non utilisées dans leur emballage, et à distance d'autres objets métalliques, afin d'éviter tout risque de court-circuit !
- Ne jetez en aucun cas vos piles et accumulateurs usagés avec vos ordures ménagères, mais dans un conteneur prévu à cet effet, ou dans un point de collecte mis en place dans les commerces spécialisés !

Effectuer les réglages
Après l'insertion de la pile, l'appareil effectue automatiquement un autotest pendant que tous les éléments de l'écran LCD 🔒 s'affichent pendant environ 1 seconde. L'appareil passe ensuite en mode réglage (l'écran affiche « SET » et le symbole clignotant de l'année et de la date). Réglez ensuite l'année en utilisant le bouton START 👉 , puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt 👉 pour confirmer la saisie. Réglez ensuite successivement le mois, le jour, l'heure et la minute de la même façon. La saisie de la date est suivie de la sélection de l'unité de mesure (degrés Celsius « °C » ou degrés Fahrenheit « °F »). Après avoir confirmé l'unité de mesure à l'aide du bouton Marche/Arrêt 👉 (↵), l'appareil s'éteint automatiquement.

- REMARQUES**
- Si aucune saisie n'est effectuée pendant environ 20 secondes, l'appareil s'éteint automatiquement.
- Vous pouvez également accéder ultérieurement au mode de réglage manuel lorsque l'appareil est éteint, en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt 👉 (↵) pendant au moins 8 secondes, jusqu'à ce que le réglage de l'année apparaisse à l'écran.

Avant utilisation
Adaptation de l'appareil à la température ambiante : Pour pouvoir mesurer la température corporelle avec précision, le corps doit d'abord s'adapter à la température de la pièce dans laquelle la mesure doit être effectuée. Cela s'applique également au thermomètre infrarouge multifonctions **TM 760 / TM 762**. Il s'adapte automatiquement au nouvel environnement en cas de changement de lieu. L'ajustement de la température minisque du thermomètre à la température ambiante nécessite une certaine durée. Celle-ci dépend de l'écart entre les deux températures et peut atteindre 30 minutes. Ce n'est qu'après ajustement de la température que des mesures précises peuvent être effectuées.

- Mesurer la température corporelle**
- REMARQUES, pour obtenir des résultats de mesure précis :**

 - Ne prenez pas de mesure pendant ou immédiatement après l'allaitement d'un bébé.
 - Il est recommandé de ne pas boire ou manger juste avant ou pendant une mesure et d'éviter tout effort physique.
 - Nettoyez la zone à mesurer et enlevez les salissures, les cheveux ou la sueur avant de placer la sonde 👉 en position de mesure.
 - Ne retirez pas le thermomètre de la zone de mesure avant d'avoir entendu le signal sonore qui confirme la fin du processus de mesure.
 - Si la sonde se salt pendant ou après une mesure, nettoyez-la avec un coton-tige trempé dans de l'alcool nettoyant avant de la ranger jusqu'à la prochaine utilisation.
 - Effectuez toujours les mesures de température au même endroit, car le résultat des mesures varie en fonction de l'environnement.

Le thermomètre a été testé cliniquement, sa sécurité et sa précision ont été vérifiées et confirmées lorsqu'il est utilisé conformément à ce mode d'emploi.

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt 👉 (↵) pour allumer le thermomètre. L'écran affiche brièvement « On », suivi d'un autotest, dans lequel tous les éléments de l'écran LCD 🔒 s'affichent pendant environ 1 seconde.
- La dernière valeur de température mesurée apparaît alors avec le symbole correspondant (👤 pour la température corporelle et 👉 pour la température de l'objet), ainsi que l'heure et la date de mesure. L'appareil est prêt à effectuer des mesures au bout d'environ 3 secondes, ce qui est signalé par un bref signal sonore.
- Pour effectuer la mesure, pointez la sonde 👉 au milieu du front à une distance n'excédant pas 2,5 cm. Dégagez préalablement le front si nécessaire, s'il est recouvert de cheveux, de sueur ou de salissures, afin d'optimiser la précision des mesures.
- Appuyez sur le bouton de démarrage (START) 👉 . La lumière bleue s'allume pour éclairer la zone.
- Déplacez ensuite le thermomètre à environ 1 cm au-dessus du sourcil, de manière régulière, du front jusqu'à la tempe pour obtenir la température la plus élevée. Un signal sonore long retentit au bout d'environ 3 secondes pour indiquer la fin de la mesure. Si la zone temporelle n'est pas atteinte avant le déclenchement du signal sonore, répétez la mesure et effectuez le mouvement un peu plus rapidement. Pendant la mesure, l'écran affiche d'abord 3 traits, puis 2 et enfin 1 trait.
- La température mesurée s'affiche au bout de 3 secondes environ. Retirez le thermomètre de la position de mesure. Si le résultat de la mesure se situe entre 32 °C et 37,5 °C, un signal sonore long retentit et l'éclairage d'arrière-plan vert est activé pendant environ 3 secondes. Si la température est de 37,5 °C ou plus (jusqu'à 43 °C max.), 10 signaux sonores courts retentissent et l'éclairage d'arrière-plan rouge est activé pendant environ 3 secondes. À des températures supérieures à 43 °C ou inférieures à 32 °C, la plage de mesure est dépassée ou sous-dépassée. 3 signaux sonores courts retentissent, accompagnés d'un message d'erreur, et l'éclairage d'arrière-plan rouge est activé pendant environ 3 secondes.

Au bout de 5 secondes environ, l'appareil est prêt pour une nouvelle mesure. L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'environ 20 secondes en l'absence de réutilisation. Vous pouvez également l'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt 👉 (↵).

- Mesure de la température d'un objet**
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt 👉 (↵) pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche « On » ainsi que l'icône de mesure de température d'un objet (👉). Relâcher le bouton. Un autotest est effectué, au cours duquel tous les éléments de l'affichage LCD 🔒 s'affichent pendant environ 1 seconde.
- La dernière valeur de température mesurée apparaît alors avec le symbole correspondant (👤 pour la température corporelle et 👉 pour la température de l'objet), ainsi que l'heure et la date de la mesure. L'appareil est prêt à effectuer des mesures au bout d'environ 3 secondes, ce qui est signalé par un bref signal sonore.
- Pour commencer la mesure, pointez la sonde 👉 au centre de l'objet à une distance ne devant pas dépasser 2,5 cm. Cet objet doit être préalablement débarrassé de toute trace d'eau, de poussière ou de saleté afin d'optimiser la précision de la mesure.
- Appuyez sur le bouton de démarrage (START) 👉 . La lumière bleue s'allume pour éclairer la zone.
- Pendant la mesure, l'écran affiche d'abord 3 traits, puis 2 et enfin 1 trait.
- La température mesurée s'affiche au bout de 3 secondes environ. Retirez le thermomètre de la position de mesure. Si le résultat de la mesure se situe entre 0,1 °C et 99,9 °C, un signal sonore long retentit et l'éclairage d'arrière-plan vert est activé pendant environ 3 secondes. À des températures supérieures à 99,9 °C ou inférieures à 0,1 °C, la plage de mesure est dépassée ou sous-dépassée. 3 signaux sonores courts retentissent, accompagnés d'un message d'erreur, et l'éclairage d'arrière-plan rouge est activé pendant environ 3 secondes.

Au bout de 5 secondes environ, l'appareil est prêt pour une nouvelle mesure. L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'environ 20 secondes en l'absence de réutilisation et se remet en mode de mesure de température corporelle. Vous pouvez également l'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt 👉 (↵).

Récupération de données de mesures enregistrées
Le thermomètre peut enregistrer jusqu'à 30 résultats de mesure. Vous pouvez rappeler vos données de mesures enregistrées en appuyant brièvement sur le bouton de démarrage (START) 👉 sans avoir préalablement allumé le thermomètre avec le bouton Marche/Arrêt 👉 (↵). Le symbole 📄 apparaît à l'écran avec « On ». Si des données sont enregistrées (si aucune donnée n'est enregistrée, « 0 » apparaît), le numéro d'emplacement mémoire « 1 » apparaît d'abord à l'écran et juste après la dernière température enregistrée avec l'heure, la date et le symbole correspondant (👤 pour la température corporelle et 👉 pour la température de l'objet). En appuyant à nouveau sur le bouton START 👉 , vous pouvez rappeler le résultat de mesure enregistré à l'emplacement mémoire « 2 », etc. 30 emplacements mémoires au total sont disponibles, apparaissant successivement à l'écran en appuyant plusieurs fois sur le bouton START 👉 .

Supprimer les données enregistrées
L'appareil offre la possibilité de supprimer toutes les données enregistrées. Pour ce faire, veuillez d'abord appuyer brièvement sur le bouton START 👉 lorsque l'appareil est prêt pour passer en mode de rappel mémoire. Appuyez ensuite sur le bouton START 👉 pendant au moins 3 secondes environ jusqu'à ce que « Clr » apparaisse et clignote à l'écran. En appuyant à nouveau sur START 👉 , vous pouvez maintenant supprimer toutes les données. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt 👉 (↵) pour interrompre le processus de suppression. L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'environ 20 secondes en l'absence de réutilisation. Vous pouvez également l'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt 👉 (↵).

Réglages audio
Les signaux acoustiques de l'appareil peuvent être activés ou désactivés. Pour effectuer le réglage, appuyez sur le bouton START 👉 pendant environ 3 secondes lorsque l'appareil est éteint, jusqu'à ce que l'un des symboles 🔔 ou 🔕 apparaisse avec « SET ». Vous pouvez maintenant activer ou désactiver les signaux acoustiques (symbole : 🔔) ou (symbole : 🔕) en appuyant sur le bouton START 👉 . Appuyez ensuite sur le bouton Marche/Arrêt 👉 (↵) pour sauvegarder le réglage et éteindre l'appareil.

Mode autotest
En appuyant sur le bouton START 👉 pendant environ 8 secondes, l'appareil étant éteint, vous basculez l'appareil en mode autotest. « On » et « En » apparaissent à l'écran. Vous n'avez pas besoin de ce mode en fonctionnement normal. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt 👉 (↵) pour éteindre l'appareil .

Messages d'erreur
Affichage « Er.H » : La température ambiante est trop élevée. La température ambiante est supérieure à 40 °C [104 °F].
Affichage « Er.L » : La température ambiante est trop basse. La température ambiante est inférieure à : 15 °C [59 °F] (mode corporel 👤) ou 5 °C [41 °F] (mode objet 👉).
Affichage « Er.0 » : L'autotest a échoué. Essayez à nouveau d'allumer le thermomètre. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

Affichage « L °C » : La température mesurée est trop basse. L'écran affiche L lorsque le résultat de la mesure est inférieur à 34 °C [93,2 °F] (mode corporel 👤) ou 0,0 °C [32 °F] (mode objet 👉).

Affichage « H °C » : La température mesurée est trop élevée. L'écran affiche H lorsque le résultat de la mesure est supérieur à 43 °C [109,7 °F] (mode corporel 👤) ou 100 °C [212 °F] (mode Objet 👉).

Affichage vide 🔒 Vérifiez le niveau de la pile.
 🔒 / ⎓ Indicateur de pile faible. Insérez une nouvelle pile.

- Nettoyage et entretien**
- La sonde 👉 est la partie la plus sensible de l'appareil. Protégez-la de la saleté ou des risques de détérioration. Nettoyez la sonde à l'aide d'un coton-tige trempé dans de l'eau chaude ou de l'alcool isopropylique à 70 %.
- Ne trempez pas le thermomètre dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Il n'est pas étanche.**
- Pour nettoyer le thermomètre, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution de savon doux ou de l'alcool isopropylique à 70 %. L'eau ne doit pas pénétrer dans l'appareil ! N'utilisez pas l'appareil avant qu'il ne soit complètement sec.
- N'utilisez jamais de détergents agressifs ni de brosses dures.
- Prenez soin de ne pas rayer la lentille de la sonde, l'écran ou le boîtier.
- Évitez de stocker ou d'utiliser l'appareil dans un environnement dont la température est trop élevée ou trop basse (voir les conditions de fonctionnement au chapitre « Données techniques ») et présentant un taux d'humidité trop élevé, une exposition au soleil, une interaction avec le courant électrique ou un endroit poussiéreux. Enlevez la pile de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée. Autrement, vous encourez le risque que la pile coule.
- Si le thermomètre est utilisé conformément à ce mode d'emploi, aucun entretien ou calibrage périodique n'est nécessaire.

Remarque concernant l'élimination
Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Chaque utilisateur est tenu de rapporter tous les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent ou non des substances nocives, à un point de collecte dans sa ville ou dans le commerce, afin qu'ils puissent être éliminés de manière écologique. Retirez la pile avant de mettre l'appareil au rebut. Ne jetez en aucun cas vos piles usagées avec vos ordures ménagères, mais dans un conteneur prévu à cet effet, ou dans l'un des points de collecte mis en place dans les commerces spécialisés. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour la mise au rebut.

Données techniques	
Nom et modèle :	Thermomètre infrarouge multifonctions medisana TM 760 / TM 762
Système d'affichage :	Affichage numérique (LCD)
Alimentation électrique :	3 V ± , 1 x pile 3V (CR2032)
Durée de vie :	5 ans ou 12 000 mesures
Plage de mesure :	Mode corporel 34-43 °C (93,2-109,4 °F) ; mode objet 0-100 °C (32-212 °F)
Précision de mesure :	Mode corporel ± 0,2 °C, 35,0-42,0 °C (±0,4 °F, 95,0-107,6 °F) ; ± 0,3 °C, 34,0-34,9 °C & 42,1-43,0 °C (Mesures en laboratoire) (±0,5 °F, 93,2-94,8 °F & 107,8-109,4 °F); mode objet ± 1,0 °C, 0-100,0 °C (±2°F, 32,0-212°F)
Résolution de l'affichage :	0,1 °C (0,1 °F)
Capacité de stockage :	Jusqu'à 30 mesures
Conditions de fonctionnement :	15 - 40 °C (59 -104°F); humidité relative15 % jusqu'à 95 % (sans condensation)
Conditions de stockage et de transport :	-25 °C +55 °C (-13°F-131°F), humidité relative15 % jusqu'à 95 % (sans condensation)
Dimensions :	env. 158 x 42 x 43 mm
Poids :	env. 67 g avec pile
N° d'article :	76121 (TM760) / 76123 (TM762)
Code EAN :	40 15588 76121 8 / 40 15588 76123 2

Le marquage CE de l'appareil fait référence à la directive européenne 93/42/CEE. L'appareil est conçu pour un usage domestique. Pour un usage professionnel, un contrôle métrologique doit être effectué une fois par an. Le contrôle est payant et peut être effectué par une instance compétente ou par des services de maintenance agréés, conformément à « l'ordonnance relative aux utilisateurs de dispositifs médicaux ».
Compatibilité électromagnétique : L'appareil est conforme aux exigences de la norme EN 60601-1/-1-2 relative à la compatibilité électromagnétique. Les détails concernant ces données de mesure figurent dans la notice complémentaire.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BATERÍ

- Baterie nerozberajte!
- Je-li to nutné, očistíte pred vložením baterií kontakty na bateriach a na prístroji
- Vybíeťte batérie ihneď vymiete z prístroja!
- Zvýšené nebezpečí vyčistení Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicami! Pri kontakte s akumulátorovou kyselinou okamžite opláchnite zasažené miesto dostatočným množstvom čistej vody a ihneď vyhľadajte lekára!
- Pokud došlo ke splnknutiu batérie, je treba okamžite vyhľadať lekára!
- Pri vkládaní batérie dbejte na správnu polaritu!
- Vymíete batérie z prístroje, pokud ho delší dobu nepoužívate!
- Baterie uchovávajte mimo dosah detí!
- Baterie nedobíjajte! Nebezpečí výbuchu!
- Baterie nezkratujte! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Baterie nemožujte do ohní! Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nepoužíte batérie skladujte v obalu a mimo dosah kovových predmetů, aby ste predišli možnému zkratui
- Použíte batérie a akumulátory nevhadzujte do domovného odpadu, ale do zvláštného odpadu nebo do sběrného boxu na batérie ve specializovanom obchode!

Provádění nastavení

Po vložení batérie prístroj automaticky provede inicializačný test, během kterého se na LCD displeji **ⓘ** zobrazí všechny prvky po dobu asi 1 sekundy. Poté se prístroj přepne do režimu nastavení (na displeji se zobrazí „**SET**“ a dále blíkaají rok a datum). Nyní pomocí tlačítka **START** **Ⓢ** nastavte rok a poté nastavení potvrďte stisknutím tlačítka ZAP/VYP **Ⓣ** **Ⓛ**). Stejným způsobem nastavte postupně měsíc, den, hodinu a minutu. Po nastavení data následuje ještě volba měrné jednotky (stupně Celсія „C“ nebo stupně Fahrenheita „F“). Jakmile pomocí tlačítka ZAP/VYP **Ⓣ** **Ⓛ**) potvrdíte měrnou jednotku, prístroj se automaticky vypne.

! UPOZORNĚNÍ

- Prístroj se automaticky vypne, pokud po dobu cca 20 sekund neprovedete žádnou voľbu.**
- Režim nastavení můžete kdykoliv aktivovat také manuálně tím, že na vypnutém prístroji stisknete a podržíte tlačítko ZAP/VYP **Ⓣ** **Ⓛ**) po dobu alespoň cca 8 sekund, dokud se na displeji nezobrazí nastavení roku.**

Před použitím

Přípršobení teploty prístroje teplotě místnosti: Aby měření tělesné teploty bylo přesné, musí se tělo nejprve přizpůsobit teplotě místnosti, ve které má být měření provedeno. To samé platí i pro infračervený multifunkční teploměr **TM 760 / TM 762**. Při změně prostředí se automaticky přizpůsobí novým podmínkám. Prístroj potřebuje určitý čas na to, aby svou vlastní teplotu přizpůsobil teplotě místnosti. Tento proces může trvat až 30 minut v závislosti na rozdílu teplot. Přesných výsledků měření lze dosáhnout jen tehdy, pokud byl tento proces dokončen.

Měření tělesné teploty

! POKYNY pro přesnější měření:

- Měření neprovádíte během ani ihneď po kojení.
- Bezprostředně před měřením a během měření by osoby neměly pit ani jíst a měly by se vyvarovat fyzické námahy.
- Očistíte místo, na kterém má být měření provedeno, a odstráňte z něj nečistoty, vlasy a pot předtím, než umístíte čidlo **Ⓞ** do měřící polohy.
- Teploměr ponechte v měřící poloze tak dlouho, dokud neuslyšíte pípnutí signalizující dokončení měření.
- Je-li čidlo během nebo po měření špinavé, očistíte ho před uložením pomocí vatové tyčinky namočené do čistícího alkoholu.
- Výsledek měření se liší v závislosti na okolním prostředí. Měření proto provádějte vždy na stejném místě.**

Tento teploměr byl klinicky testován a jeho bezpečnost a přesnost je ověřená a potvrzená, je-li používán v souladu s tímto návodem k použití.

- Teploměr zapnete stisknutím tlačítka ZAP/VYP **Ⓣ** **Ⓛ**). Na displeji se krátce zobrazí „**On**“ a poté teploměr provede inicializačný test, při kterém se na LCD displeji **ⓘ** zobrazí všechny prvky po dobu asi 1 sekundy
- Nyní se zobrazí poslední naměřená teplota včetně příslušného symbolu (**Ⓞ** pro tělesnou teplotu a **Ⓢ** pro teplotu předmětu) a také čas a datum měření. Po cca 3 sekundách je prístroj připraven na měření, což je signalizováno krátkým pípnutím. 3. Abyste mohli zahájit měření, namířte čidlo **Ⓞ** ze vzdálenosti maximálně 2,5 cm na střed čela. Pokud čelo zakrývájí vlasy nebo pokud je zponené či špinavé, očistíte ho, aby byla zajištěna optimální přesnost měření.
- Astiskněte tlačítko **START** **Ⓢ**. Zapne se modré světlo, které osvětluje dané místo.
- Aby mohla být změněna nejvyšší teplota, přečtete nyní teploměrem plynule ze středu čela (asi 1 cm nad obočím) ke spánku. Po cca 3 sekundách zazní dlouhé pípnutí, které signalizuje dokončení měření. Pokud se teploměr v okamžití pípnutí nenachází v oblasti spánku, zopakujte měření a proveďte pohyb o něco rychleji. Během měření se na displeji zobrazují nejprve 3 čárky, poté 2 čárky a nakonec jen 1 čárka.
- Po cca 3 sekundách se na displeji zobrazí naměřená teplota. Odeberte teploměr z měřící polohy. Je-li naměřená teplota mezi 32 °C a 37,5 °C, zazní dlouhé pípnutí a zelené podsvícení je aktivní po dobu asi 3 sekund. Je-li teplota 37,5 °C nebo vyšší (až max. 43 °C), zazní 10 krátkých pípnutí a červené podsvícení je aktivní po dobu asi 3 sekund. Při teplotách vyšších než 43 °C nebo nižších než 32 °C dochází k přerokčení, resp. podkročení měřícího rozsahu. Zazní 3 krátká pípnutí, zobrazí se chybové hlášení a červené podsvícení je aktivní po dobu asi 3 sekund.

Po cca 5 sekundách je prístroj připraven na další měření. Po cca 20 sekundách nečinnosti se prístroj automaticky vypne. Můžete ho však vypnout i manuálně stisknutím tlačítka ZAP/VYP **Ⓣ**.

Měření teploty předmětu

- Stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP **Ⓣ** **Ⓛ**) po dobu asi 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „**On**“ a symbol měření teploty předmětu (**Ⓢ**). Teploměr provede inicializačný test, při kterém se na LCD displeji **ⓘ** zobrazí všechny prvky po dobu asi 1 sekundy.
- Nyní se zobrazí poslední naměřená teplota včetně příslušného symbolu (**Ⓢ** pro tělesnou teplotu a **Ⓢ** pro teplotu předmětů) a také čas a datum měření. Po cca 3 sekundách je prístroj připraven na měření, což je signalizováno krátkým pípnutím. 3. Abyste mohli zahájit měření, namířte čidlo **Ⓢ** ze vzdálenosti maximálně 2,5 cm na střed předmetů. Je-li na povrchu předmětu voda, prach nebo špína, očistíte ho, aby byla zajištěna optimální přesnost měření.
- Astiskněte tlačítko **START** **Ⓢ**. Zapne se modré světlo, které osvětluje dané místo.
- Během měření se na displeji zobrazují nejprve 3 čárky, poté 2 čárky a nakonec jen 1 čárka.
- Po cca 3 sekundách se na displeji zobrazí naměřená teplota. Odeberte teploměr z měřící polohy. Je-li naměřená teplota mezi 0,1 °C a 99,9 °C, zazní dlouhé pípnutí a zelené podsvícení je aktivní po dobu asi 3 sekund. Při teplotách vyšších než 99,9 °C nebo nižších než 0,1 °C dochází k přerokčení, resp. podkročení měřícího rozsahu. Zazní 3 krátká pípnutí, zobrazí se chybové hlášení a červené podsvícení je aktivní po dobu asi 3 sekund.

Po cca 5 sekundách je prístroj připraven na další měření. Po cca 20 sekundách nečinnosti se prístroj automaticky vypne a nachází se opět v režimu měření tělesné teploty. Můžete ho však vypnout i manuálně stisknutím tlačítka ZAP/VYP **Ⓣ** **Ⓛ**).

Zobrazení naměřených údajů

Teploměr dokáže uložit až 30 výsledků měření. Naměřené údaje můžete zobrazit krátkým stisknutím tlačítka **START** **Ⓢ**, aníž byste předtím teploměr zapínali pomocí tlačítka ZAP/VYP **Ⓣ** **Ⓛ**). Na displeji se zobrazí symbol **Ⓔ** společně s „**On**“. Pokud jsou v teploměru uloženy údaje (nejsou-li uloženy žádné údaje, zobrazí se „0“), zobrazí se na displeji nejprve paměťové místo „1“ a ihneď na to uložení teplota s příslušnými údaji o čase a datu, včetně příslušného symbolu (**Ⓢ** pro tělesnou teplotu a **Ⓢ** pro teplotu předmětů). Opětovným stisknutím tlačítka **START** **Ⓢ** můžete zobrazit výsledek měření uloženy na paměťovém místě „2“ atd. Celkem je k dispozici 30 paměťových míst, která se při opakované aktivaci tlačítka **START** **Ⓢ** postupně zobrazují na displeji.

Vymazání uložených údajů

Přístroj umožňuje vymazat všechny uložené údaje. Za tímto účelem stiskněte nejprve tlačítko **START** **Ⓢ** na vypnutém prístroji, abyste se dostali do režimu vyloučení paměti. Nyní stisknete a podržíte tlačítko **START** **Ⓢ** po dobu alespoň cca 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí a neblíka „Clr“. Opětovným stisknutím tlačítka **START** **Ⓢ** můžete nyní vymazat všechny údaje. Stisknutím tlačítka ZAP/VYP **Ⓣ** **Ⓛ**) můžete proces maazání zrušit.

Po cca 20 sekundách nečinnosti se prístroj automaticky vypne. Můžete ho však vypnout i manuálně stisknutím tlačítka ZAP/VYP **Ⓣ** **Ⓛ**).

Nastavení zvuku

Akustické signály prístroje můžete zapnout nebo vypnout. Pro jejich nastavení stisknete a podržíte tlačítko **START** **Ⓢ** na vypnutém prístroji po dobu asi 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí symbol **Ⓘ**1) nebo **Ⓘ**2) společně s „**SET**“. Nyní můžete stisknutím tlačítka **START** **Ⓢ** akustické signály zapnout (symbol: **Ⓘ**1) nebo vypnout (symbol: **Ⓘ**2). Stisknutím tlačítka ZAP/VYP **Ⓣ** **Ⓛ**) následně uložíte všechna nastavení a vypnete prístroj.

Inicializační režim

Pokud na vypnutém prístroji stisknete a podržíte tlačítko **START** **Ⓢ** po dobu asi 8 sekund, dostanete se do inicializačního režimu prístroje. Na displeji se zobrazí „**On**“ a „**En**“. Tento režim nepotřebujete po běžný provoz prístroje. Vypnete prístroj stisknutím tlačítka ZAP/VYP **Ⓣ** **Ⓛ**).

Chybová hlášení

Indikace **„Er:H“**: Okolní teplota je příliš vysoká. Okolní teplota je vyšší než 40 °C [104 F].

Indikace **„Er:L“**: Okolní teplota je příliš nízká. Okolní teplota je nižší než: 15 °C [59 F] (režim měření tělesné teploty **Ⓞ**1), resp. 5 °C [41 F] (režim měření teploty předmětů **Ⓢ**1).

Indikace **„Er:0“**: Inicializační test se nezdařil. Zkuste teploměr zapnout znovu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.

Indikace **„L:C“**: Naměřená teplota je příliš nízká. Na displeji se zobrazí **L**, je-li naměřená teplota nižší než 34 °C [93,2 F] (režim měření tělesné teploty **Ⓞ**1), resp. 0,0 °C [32 F] (režim měření teploty předmětů **Ⓢ**1).

Indikace **„H:C“**: Naměřená teplota je příliš vysoká. Na displeji se zobrazí **H**, je-li naměřená teplota vyšší než 43 °C [109,7 F] (režim měření tělesné teploty **Ⓞ**1), resp. 100 °C [212 F] (režim měření teploty předmětů **Ⓢ**1).

Prázdný displej Zkontrolujte polohu batérie.

▬ / | ⬆ Indikace vybité batérie. Vložte novou batériu.

Čištění a údržba

- Čidlo** **Ⓞ**: Je nejcitlivější částí prístroje. Chráňte ho před znečištením a poškozením. K čištění čidla použijte vatovou tyčinku namočenou do teplé vody nebo 70% isopropylalkoholu.
- Nepokládejte teploměr do vody nebo jiných kapalin.
- Není vodotěsný**.
- K čištění teploměru použijte měkký hadřík lehce navlhčený ve slabém mýdlovém roztoku nebo 70% isopropylalkoholu. Do prístroje nesmí proniknout žádná voda! Prístroj znovu použijte teprve tehdy, je-li úplně suchý.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čističí prostředky, ředidla, benzín nebo tvrdé kartáče.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání čočky čidla, displeje a vnějšího krytu.
- Neskladujte a nepoužívejte prístroj v prostředí s příliš vysokou nebo nízkou teplotou (viz provozní podmínky v kapitole „Technické údaje“) a vlhkosti vzduchu, ve slunečním světle, ve spojení s elektrickým proudem nebo na prašném místě. Nebude-li prístroj delší dobu používat, vymíete z něj batérie. V opačném případě hrozí nebezpečí vytečení batérie.
- Je-li teploměr používán podle tohoto návodu k použití, není vyžadována žádná pravidelná údržba ani kalibrace.

Pokyn pro likvidaci

Tento prístroj se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odovzdat veškeré elektrické nebo elektronické prístroje – bez ohľadu na to, zda obsahují škodlivé látky, či nikoliv – v do sběrného místa ve svém bydlístí nebo v obchode, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostredí. Před likvidací prístroje vymíete batérie. Použitá batérie nevhadzujte do domovného odpadu, ale do zvláštného odpadu nebo do sběrného boxu na batérie ve specializovanom obchode. Pro informac e týkající se likvidace se obraťte na místní orgán nebo na prodejce, u kterého jste prístroj zakoupili.

Technické údaje

Název a model:	multifunkční infračervený teploměr medisana TM 760 / TM 762
Systém zobrazení:	digitální displej (LCD)
Napájecí napětí:	3 V == , 1 x batérie 3 V (CR2032)
Živnotnosť:	5 let nebo 12 000 měření
Rozsah měření:	režim měření tělesné teploty 34–43°C (93,2–109,4°F); režim měření teploty předmětů 0–100°C (32–212°F)
Přesnost měření:	režim měření tělesné teploty ±0,2°C, 35,0-42,0°C (±0,4°F, 95,0-107,6°F) / ±0,3°C, 34,0-34,9°C & 42,1-43,0°C (±0,5°F, 93,2-94,8°F & 107,8-109,4°F), režim měření teploty předmětů ±1,0°C, 0-100,0°C (±2°F, 32,0-212°F)
Rozlišení displeje:	0,1°C (0,1°F)
Úložná kapacita:	až 30 měření
Provozní podmínky:	15 - 40°C (59 -104°F); rel. vlhkost vzduchu 15 až 95 % (bez kondenzace)
Skladovací/přepravení podmínky:	-25°C to +55°C (-13°F - 131°F), rel. vlhkost vzduchu 15 až 95 % (bez kondenzace)
Rozměry:	cca 158 x 42 x 43 mm
Hmotnosť:	cca 67 g včetně batérie
Č. výrobku:	76121 (TM760) / 76123 (TM762)
Kód EAN:	40 15588 76121 8 / 40 15588 76123 2

Označení CE prístroje se vzťahuje na směrnicu EU 93/42/EHS. Prístroj je koncipován pro domácí použití. Při komerčním použití se musí jednou ročně provést metrologická kontrola. Kontrola je plánovaná a může být provedena příslušným orgánem nebo autorizovaným servisem v souladu s nařízením pro provozovatele zdravotnických prostředků (Medizinprodukte-Betriebsverordnung). Elektromagnetická kompatibilita: Tento prístroj odpovídá požadavkům normy EN 60601-1/1-2 o elektromagnetické kompatibilitě. Podrobnosti o těchto údajích najdete v dodatku.

 V rámci neustálého zlepšování výroby si vyhrazujeme právo provádět na něm technické a tvarové změny.
 Aktuální verzi tohoto návodu k použití najdete na adrese www.medisana.com

Záruční a servisní podmínky

V záručním případě se obraťte na specializovaný obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili, nebo přímo na servisní středisko. Bude-li nutné prístroj zaslat zpět, uveďte, o jakou záadu se jedná, a přiložte kopii účtenky.

Při tom platí následující záruční podmínky:

- Na výrobku **medisana** je poskytována 3letá záruka od data prodeje. Datum prodeje je v záručním případě nutno doložit účtenkou nebo fakturou.
- Záruky v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad budou v záruční době odstraněny bezplatně.
- Záručním plněním nedochází u prístroje ani vyměněných dílů k prodloužení záruční doby.
- Ze záruky jsou vyloučeny:
 - všechny škody, které vznikly v důsledku nevhodného zacházení s výrobkem, např. z důvodu nerespektování návodu k použití;
 - škody, které byly zapříčiněny údržbou nebo manipulací ze strany kupujícího nebo nepovolaných třetích osob;
 - škody, které vznikly během přepravy od výrobce ke spotřebiteli nebo při zpětném zaslaní do servisního střediska;
 - díly příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
- Odpovědnost za přímé nebo nepřímé následné škody způsobené prístrojem je vyloučena i v případě, že dané poškození prístroje bylo uznáno jako záruční případ.

	medisana GmbH Carl-Schurz-Str. 2 41460 NEUSS, NĚMECKO	
	Adresu servisu najdete na přiloženém samostatném listu.	

SK Multifunkčný infračervený teplomer

Návod na použitie - Pozorne si prečítajte!

Bezpečnostné pokyny
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNIA! NEVYHNUTNE USCHOVAJTE!
Skôr ako budete výrobok používať, pozorne si prečítajte návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné pokyny, a návod na použitie uschovajte na neskoršie použitie. Ak prístroj odovzdávate tretím osobám, bezpodmienečne s ním odovzdajte aj tento návod na použitie.

- Prístroj používajte len v súlade s jeho určením podľa návodu na použitie. Pri používaní na iné účely zaniká nárok na záruku.
- Prístroj nie je určený na komerčné používanie.
- Použitie tohto teplomeru nenahradza konzultáciu s lekárom.
- Skôr ako sa vykoná meranie, osoby a teplomer by sa mali minimálne 30 minút nachádzať v nemeiacom a s prostredí.
- Tento prístroj nie je určený na použitie oslobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami alebo z dôvodu nedostatku skúseností a/alebo nedostatku znalostí, iba ak by boli pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo by od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.
- Teplota v oblasti čela a spánkov sa líši od teploty telesného jadra, ktorá je meraná napríklad orálne alebo rektálne. Horúčkou ochorenú môže v ktorom štádiu viesť k efektu tuženia cieľ (vazokonstrikcia), ktorý ochladzuje pokožku. V tomto prípade môže byť teplota nameraná teplomerom neobyčkle nízká. Ak sa v dôsledku toho výsledok merania nezohoduje s pocitom pacienta alebo je neobyčkne nízky, opakujte meranie každých 15 minút. Na kontrolu môžete meranie teploty telesného jadra vykonať aj bežným teplomerom, ktorý je vhodný na orálne alebo rektálne meranie.
- V nižšie uvedených prípadoch sa odporúča vykonať kontrolné meranie bežným lekárským teplomerom:
 - Keď je výsledok merania prekvapivo nízky.
 - Pri novorodencoch v priebehu prvých 100 dní.
 - Pri deťoch mladších ako tri roky, ktoré majú ohrozený imunitný systém, alebo ktoré reagujú pozdovrivo pri výskyte resp. neprítomnosti horúčky.
 - Keď používateľ používa prístroj viackrát, alebo sa ešte neoboznámil so správnym použitím.
- Povrch pokožky u bábätiek reaguje veľmi rýchlo na okolité teplotu. Preto meranie teplomerom nevkonávajte počas dojenia alebo po ňom, pretože teplota pokožky môže byť potom nižšia ako teplota telesného jadra.
- V prípade poruchy alebo poškodenia prístroj sami neopravujte, pretože tým zaniká akýkoľvek nárok na záruku. Informujte sa u vášho predajcu a opravu prenechajte na autorizovanému servisnímu stredisku.
- Prístroj nemodifikujte a/alebo ho neotvárajte. Obsahuje malé časti, ktoré by deti mohli prehltnúť.
- Poškodený prístroj sa nesmie používať.
- Teploměr nepoužívalte vo vlhkom prostredí. Teploměr neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. **Nie je vodotesný.**
- Tento prístroj sa skladá z citlivých komponentov a musíte s ním manipulovať opatrne. Rešpektujte skladovacie a prevádzkové podmienky opísané v odseku «Technické údaje».
- Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti silných elektromagnetických polí ako mobilné telefóny alebo rádiové zariadenia. Keď tento prístroj používate, udržujte minimálnu vzdialenosť 3,3 m od takýchto prístrojov.
- Teploměrom netrasťe, ani po ňom neklepte. Nenechajte ho spadnúť.
- Prístroj chráňte pred priamym slnečným žiarením, extrémne vysokými alebo nízkymi teplotami, znečistením a prachom.
- Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batériu.

! **VÝSTRAHA - Výsledky merania zistené týmto teplomerom nepredstavujú žiadnu diagnózu a nenahradzájú konzultáciu s lekárom, s ktorým by ste sa mali vždy v prípade pochybnosti poradiť.**

Rozsah dodávky a balenie

- Najskôr zkontrolujte, či je prístroj úplný a či nie je poškodený. V prípade pochybností prístroj neuvádzajte do prevádzky a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisného pracovníka. Balenie obsahuje:
 - 1 multifunkčný infračervený teplomer **TM 760 / TM 762 medisana**
 - 1 taška na uschovanie
 - 1 batéria 3 V (CR2032)
 - 1 návod na použitie

Obaly sú recyklovateľné alebo ich je možné vrátiť do kolobehu surovín. Nepotrebný obsahový materiál riadne zlikvidujte. Ak pri rozbaľovaní zistíte poškodené prepravou, okamžite kontaktujte svojho predajcu.

! **VÝSTRAHA - Dávajte pozor, aby sa obalové fólie nedostali do rúk detom.**
Hrozí nebezpečenstvo zadusení!

Meranie teploty - rýchlo a bezchybn!
Multifunkčný infračervený teplomer **medisana** umožňuje presné bezdotykové meranie (vzdialenosť cca 2,5 cm) telesnej teploty. Meranie sa vykonáva nad obočím, priebežne medzi čelom a spánkom. Priitom sa zmeria hodnota odiaľ vyžiarenej energie a premení sa na teplotu. Výsledok merania sa zobrazí v priebehu cca 3 sekúnd. Tak je možné napríklad zmerať teplotu bábätiek bez toho, aby ste ich vyrúšili v spánku.

Dodatocná funkcia: Okrem merania telesnej teploty je možné multifunkčný infračervený teplomer použiť aj na meranie teploty objektov (napríklad teploty okolia, kvapalin, povrchov). S touto funkciou je možné meranie v rozsahu od 0 °C (32 F - 212 C).

Použitie - Uvedenie do prevádzky

Vybrať/vložiť batérie: Ak by sa po určitej prevádzkovej dobe na LCD displeji zobrazil symbol batérie ▬ alebo ⬆, musí sa vložiť nová 3 V batéria (gambkovaná batéria, typ CR2032).

Vybraťe: Snímte kryt priehradku na batérie **Ⓢ** tak, že ňím odtáčate, pokiaľ šípka neukáže na ▬. Vytiahnite kryt a vyberte batériu.

Vloženie: Vložte novú batériu. Dávajte pozor na správny smer vloženia (pól „+“ nahor) a poklop priehradky na batérie znova nasadte a odtáčajte ňím, pokiaľ šípka neukáže na ▬.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – BATÉRIE

- Batérie nerozoberajte!
- V prípade potreby pred vložením očistite kontakty batérií a prístroja!
- Vybíeť batérie bezodkladne vyberte z prístroja!
- Zvýšené nebezpečenstvo vytečenia, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami! Pri kontakte s batériovou kyselinou postihnutú miestia ihneď opláchnite veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára!
- V prípade prehnutia batérie musíte ihneď vyhľadať lekára!
- Batériu vkladajte správne, dbejte na polaritu!
- Priehradku na batérie dobre zatvorte!
- Ak prístroj dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batériu!
- Batérie držte mimo dosahu detí!
- Batérie znovu nenabíjajte! Nebezpečenstvo výbuchu!
- Neskratujte! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Nehodžadujte do ohňal! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Nepoužíte batérie skladujte v obale a nie v blízkosti kovových predmetov, aby sa zabránilo skratui
- Použíte batérie a akumulátory nevhadzujte do komunálneho odpadu, ale do špeciálneho odpadu alebo do zberne na batérie v špecializovanom obchode!

Vykonanie nastavení

Po vložení batérie prístroj vykoná automatický test, počas ktorého sa na cca 1 sekundu zobrazia všetky prvky LCD displeja **ⓘ**. Potom sa prístroj prepne do nastavovacieho režimu (na displeji sa zobrazí „**SE**“ a blíkaajúci rok ako aj symbol dátumu). Pomocou tlačidla **START** **Ⓢ** nastavte rok a na záver stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie **Ⓣ** **Ⓛ**) na potvrdenie zadania. Teraz rovnakým spôsobom nastavte za sebou mesiac, deň, hodinu a minutu. Po zadaní dátumu nasleduje ešte výber jednotky merania (stupň Celzia „C“ alebo stupň Fahrenheita „F“). Po potvrdení jednotky merania tlačidom na zapnutie/vypnutie **Ⓣ** **Ⓛ**) sa prístroj automaticky vypne.

! POKYNY


- Ak sa na cca 20 sekúnd nevykoná žiadne zadanie, prístroj sa automaticky vypne.**
- Nastavovacie režim môžete vyvolať neskôr aj manuálne tak, že pri vypnutom prístroji stlačíte tlačidlo na zapnutie/vypnutie **Ⓣ** **Ⓛ**) a podržite ho stlačené na cca 8 sekúnd, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nastavenie roku.**

Pred použitím

Přípršobenie prístroja na izbovú teplotu: Aby bolo možné vykonať presné meranie telesnej teploty, musí sa najskôr telo príspôsobiť teplotě miestnosti, v ktorej sa má vykonať meranie. To platí aj pre multifunkčný infračervený teplomer **TM 760 / TM 762**. Po zmene umiestnenia sa automaticky prispôbi novému prostrediu. Na prispôbenie vlastnej teploty teplomeru na izbovú teplotu potrebuje prístroj určitý časové rozpätie. Jeho dĺžka závisí od výškoveho rozdielu oboch teplot a môže trvať až do 30 minút. Po ukončení totoho procesu prispôbenia teploty je možné docieľiť presné výsledky merania.

Meranie telesnej teploty

! POKYNY na získanie presných výsledkov merania:



SI Naprava in upravljalni elementi

1 Osvetlitev **2** Senzor **3** Predalček za baterije **4** Osvetljen LCD zaslon **5** Tipka START **6** Tipka vklop/izklop (°)

HR Uređaj i elementi za upravljanje

1 osvjetljenje **2** senzor **3** pretnac za bateriju **4** osvijetljeni LED zaslon **5** tipka START **6** tipka uklj/isklj (°)

HU Készülék és kezelőelemek

1 Megvilágítás **2** Érzékelő **3** Elemtartó **4** Megvilágított LCD-kijelző **5** START-gomb **6** BE-/KI-gomb (°)



Razlaga znakov / Objašnjenje znakova / Jelmagyarázat:

Ta navodila za uporabo sodijo k temu artiklu. Vsebujejo pomembne informacije v zvezi s sestavo in rnavanjem z izdelkom. V celoti preberite ta navodila za uporabo. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe artikla.

Ova Uputa o uporabi pripada ovom proizvodu (artiklu). Ona sadrži važne informacije o sastavu i rukovanju. Pročitajte u cijelosti ovu Uputu o uporabi. Nepridržavanje Upute može dovesti do teških ozljeda i oštećenja na proizvodu.

A használati útmutató a termék részét képezi. Fontos tudnivalókat tartalmaz a készülék felpipítésével és kezelésével kapcsolatban. Olvassa el a teljes használati útmutatót. Az útmutató figyelem kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.

! OPOZORILO / UPOZORENJE / FIGYELMEZTÉS
Upoštevalje opozorila, saj lahko samo tako preprečite morebitne poškodbe uporabnika. Ovih se upozorenja treba pridržavati da bi se spriječile moguće ozljede korisnika.
A felhasználó sérülésének megelőzése érdekében be kell tartani a figyelmeztető utasításokat.

! POZOR / POZOR / FIGYELEM
Ta navodila morate upoštevati, da preprečite morebitne poškodbe naprave. Ovih se napomena treba pridržavati kako bi se spriječila oštećenja uređaja.
A készülék esetleges károsodásának megelőzése érdekében be kell tartani ezeket az utasításokat.

! NAPOTEK / NAPOMENA / MEGJEGYZÉS

Ti napotki vas bodo dodatno podučili glede namestitve ali delovanja.
Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu uređaja.
Ezek a megjegyzések hasznos kiegészítő információkkal látják el a telepítéssel vagy a működéttéssel kapcsolatban.

Klasifikacija naprave: Tip BF / Klasifikacija uređaja: Tip BF / Készülék besorolása: Típus: BF

	Temperaturno območje / Temperaturno područje / Hőmérséklet-tartomány
	Zaščitite pred vlago / Zaštititi od vlage / Nedvességőtől védendő

Vrsta zaščite pred vodom trdih predmetov in vode

Podaci o vrsti zaščite od stranih tijela i vode

Szilárd testek és víz elleni védettségre vonatkozó adatok

	Številka LOT / Broj ŠARŽE / Tételszám
	Proizvajalec / Proizvođač / Gyártó
	Datum izdelave / Datum proizvodnje / Gyártási dátum

S infrardeći većfunkcijski termometer

Navodila za uporabo - *Prosimo, skrbno preberite!*

Varnostni napotki

POMEMBNI NAPOTKI! OBVEZNO SHRANITI!

Pred uporabo izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke, in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim osebam, nujno priložite ta navodila za uporabo.

(Slika prikazuje funkcije, ki niso opredeljene v navodilih za uporabo)

- Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo. V primeru nepravilne uporabe je garancija neveljavna.
- Naprava ni namenjena za komercialno uporabo.
- Uporaba tega termometra ne nadomešča posveta z zdravnikom.
- Osebe in termometer bi se morale vsaj 30 minut nahajati v enakem okolju, pred izvajanjem meritev.
- Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomankanjem izkušenj in/ali pomankanjem raznjen znanja, če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost ali pa so od te osebe prejele navodila za uporabo te naprave.
- Potreben je nadzor otrok, da preprečite, da bi se z napravo igrali.
- Temperatura območja čela in senc se razlikuje od telesne temperature, katero npr. merimo oralno ali rektalno. Vročinsko obolenje lahko v zgodnjem stadiju pripelje do učinka ožanja žil (vazokonstrikcija), ki kožo ohlaja. V tem primeru je lahko s termometrom izmerjena temperatura izredno nizka. Če posledično merilni rezultat ne ustreza občutenju pacienta ali pa je neobičajno nizek, potem ponovite meritv vsakih 15 minut. Za nadzor lahko izvedete tudi meritev telesne temperature z običajnim termometrom, ki je primeren za oralno ali rektalno meritve.
- V naslednjih primerih priporočamo kontrolno meritev z običajnim termometrom za merjenje telesne temperature:
 - če je rezultat meritve presenetljivo nizek,
 - pri novorojenčkih in prvih 100 dnevih,
 - pri otrocih, mlajših od treh let, ki imajo šibkejši imunski sistem ali, ki ne ob pojavu ali nepojavu vročine odzovejo vprašljivo,
 - če uporabnik napravo uporablja prvič ali pa se šele seznanja s pravilno uporabo.
- Površina kože dojenčkov se hitro odzove na temperaturo okolice. Zaradi tega ne izvajajte meritev s termometrom med ali po dojenju, saj je temperatura kože takrat nižja od telesne temperature.
- V primeru motenj naprave ne popravljajte sami, saj je v tem primeru garancija neveljavna. Vprašajte pri vašem strokovnem prodajalcu in popravila naj izvaja samo pooblaščen servis.
- Naprave na spreminjajte in / ali je ne odpirajte. Termometer vsebuje majhne dele, katere lahko otroci pogoltnete.
- Poškodovane naprave ni dovoljeno uporabljati.
- Termometra ne uporabljajte v vlažnem okolju. Termometra ne polagajte v vodo ali druge tekočine. **Termometer ni vodotesen.**
- Ta naprava je sestavljena iz občutljivih elementov in z njo je potrebno previdno ravnanje. Upoštevalje določila za shranjevanje in delovanje, kot je navedeno v poglavju „tehnični podatki“.
- Te naprave ne uporabljajte v bližini močnih elektromagnetnih polj, kot so mobilni telefoni ali radijska oprema. Pri takšnih napravah zagotovite minimalno razdaljo 3,3 m, če uporabljate to napravo.
- Termometra ne stresajte in ne trkajte po njem. Ne dovolite, da pade na tla.
- Napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, izredno visokimi ali nizkimi temperaturami, nečistočami in prahom.
- Če naprave ne nameravate dalj časa uporabljati, potem odstranite baterijo.

! OPOZORILO - Merilni rezultati, ki jih ugotovi ta termometer ne predstavljajo diagnoze in ne nadomeščajo posveta z zdravnikom, s katerim se je treba posvetovati v primeru dvoma.

Obseg dobave in embalaža
Najprej preverite, ali je naprava popolna in brez poškodb. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na svojega trgovca ali servisno mesto. V obseg dobave sodijo:

- 1 medisana** Infrardeći večfunkcijski termometer **TM 760 / TM 762**
- 1** torba za shranjevanje **2** baterija 3V (tip CR2032) **1** navodila za uporabo

Embalažo se lahko bodisi znova uporabi bodisi reciklira. Prosimo vas za pravilno odstranitev embalaže, katere več ne potrebujete. Če med odpiranjem izdelka opazite poškodbe, nastale med transportom, se takoj obrnite na vašega prodajalca.

! OPOZORILO - Poskrbite za to, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažno folijo. Obstaja nevarnost zadušitve!

Merjenje temperature - hitro in brez napak!
S tem **medisana** infrardečim večfunkcijskim termometrom je možna natančna brezkontaktna meritve telesne temperature (približ. 2,5 cm razdalje). Meritev se izvaja nad obrvjo, med čelom in sencem. Pri tem se izmeri vrednost na leh mestih oddane energije in pretvori v temperaturno vrednost. Merilni rezultat bo prikazan v okviru pribli. 3 sekund. Tako lahko izmerite npr. temperaturo pri dojenčku, brez da zmotite njegov spanec.

Dodatna funkcija: Razen za meritve telesne temperature lahko infrardeći večfunkcijski termometer uporabljate tudi za meritev temperature predmetov (npr. za meritev temperature okolice, tekočin, površin). Meritev s to funkcijo je mogoča v območju od 0° do 100° Celzija (32°F – 212°F).

Uporaba - prva uporaba

Odstranjevanje / vstavljanje baterij: Če bi se po določenem času obratovanja na zaslonu LCD pojavil simbol baterije ⎓ ali ⎓, je treba vstaviti novo baterijo 3V (gumbna baterija tipa CR2032).

Odstranjevanje: Smetite pokrovček predala za baterije 🔋, tako, da ga vrtilte, dokler puščitna oznaka ni usmerjena na 🔋. Izvlecite pokrov in odstranite baterijo.

Vstavljanje: Vstavite novo baterijo. Pazite na ustrezno smer vstavljanja (* pol navzgor) in ponovno namestite pokrovček predala za baterije in ga obrnite, dokler puščitna oznaka ni obrnjena na 🔋.

VARNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJE

- Baterij ne razstavljajte!
- Po potrebi pred vstavljanjem baterij očistite kontakte baterij in naprave!
- izpraznjene baterije nemudoma odstranite iz naprave!
- Povišana nevarnost iztekanja iz baterij, preprečite stik kisline s kožo, očmi in sluznicami! Pri stiku s kislino baterij, zavedna mesta takoj sperite z veliko količino čiste vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč!
- Če baterijo pogoltnete takoj poiščite zdravnika!
- Baterije vstavite ustrezno, upoštevajte pole baterij!
- Predal za baterije naj bo vselej dobro zaprt!
- Če baterij dalj časa ne uporabljate jih odstranite iz naprave!
- Baterije hranite izven dosega otrok!
- Baterij ne pointite! Nevarnost eksplozije!
- Ne vezite v kratak stik! Obstaja nevarnost eksplozije!
- Ne mečite jih v ogenj! Obstaja nevarnost eksplozije!
- Nerabljene baterije hranite v embalaži in ne v bližini kovinskih predmetov, saj lahko samo tako preprečite kratak stik!
- Izrabljenih baterij in akumulatorjev ne odstranjujte med gospodinjске odpadke temveč kot posebne odpadke ali pa jih pre-dajte na zbiralnih mestih v specializiranih trgovinah!

Izvedba nastavitv
Po vstavljanju baterije izvede naprava samodejni test, medtem so prikazani vsi elementi LCD zaslona 🔋 za pribli. 1 sekundo. Nato prva naprava v način nastavitv (na zaslonu se pojavi »SEt« in utripajoča letnica, kakor tudi simbol za datum). Sedaj s pomočjo tipke **START** 🔴 nastavite leto in nato pritisnite na tipko vklop/izklop 🔴 ⏻, za potrditev vnosa. Sedaj na enak način zaporedoma nastavite mesec, dan, uro in minuto. Po vnosu datuma sledi izbira merilne enote (stopinj Celzija „C“ ali stopinj Fahrenheitja „F“). Ko potrdite merilno enoto s tipko vklop/izklop 🔴 ⏻, se naprava samodejno izklopi.

! NAPOTKI

- Če pribli. 20 sekund ne pride do vnosa, se naprava samodejno izklopi.
- Naprave nastavitev lahko kasneje ročno priključite tako, da ob izklopljeni napravi pritisnete tipko vklop/izklop 🔴 ⏻ za vaj pribl. 8 sekund in držite pritisnjeno, dokler se na zaslonu ne pojavi nastavitve letnice.

Pred uporabo

Prilagodite naprave temperaturo prostora. Za izvedbo natančne meritve telesne temperature se mora telo najprej prilagoditi temperaturi prostora, v katerem se izvaja meritve. To velja tudi za infrardeći večfunkcijski termometer **TM 760 / TM 762**. Ko ga uporabljate na drugem kraju se samodejno prilagodi. Za izvedbo lastne temperature termometra s temperaturo prostora naprava potrebuje določen čas. Ta je odvisen od razlike obh temperature in lahko traja do 30 minut. Samo, ko je ta postopek primerjave temperature zaključen, lahko dosežemo natančne rezultate.

Merjenje telesne temperature
! NAPOTKI, za zagotovitev natančnih merilnih rezultatov.

- Med ali neposredno po dojenju ne izvajate meritve.
- Pred ali med meritvijo ne bi smeli piti, uživati hrane in se izogniti vsakršnemu telesnemu naporu.
- Območje, kjer boste izvajali meritev očistite in odstranite umazanijo, lase ali pot, preden senzor namestite na 🔴 merilni položaj.
- Termetra ne odstranjujte z njegovo območja dokler ne zasilišite piska, ki potrdi konec merilnega postopka.
- Če je senzor pri meritvi ali po meritvi umazan, potem ga očistite z vatirano palčko, potopljeno v čistini alkohol, preden ga shranite za naslednjo uporabo.
- Merjenje temperature vedno izvajajte na istem mestu, ker se merilni rezultat spreminja v različnih okoljih.

Termometer je klinično testiran in njegova varnost in natančnost sta preverjeni in potrjeni, če ga uporabljate v skladu z navodili.

- Pritisnite tipko vklop/izklop 🔴 ⏻, da termometer vklopite. Za kratek čas se pojavi „On“, potem se izvede samodejen test, pri katerem se vsi elementi zaslona LCD 🔋 prikažejo za pribli. 1 sekundo.
- Sedaj se pojavi zadnja izmerjena vrednost temperature skupaj z ustreznim simbolom 🔋 za telesno temperaturo in 🔋 za temperaturo predmeta), čas in datum meritve. Po pribl. 3 sekundah je naprava pripravljena za meritve, kar se sporoči s kratkim piskom.
- Da bi lahko začeli z meritvijo senzor usmerite 🔴 na razdaljo ne več kot 2,5 cm od sredine čela. Če je čelo prekrito z lasmi, potem ali umazanijo, potem to najprej odstranite, da optimizirate natančnost meritve.
- Pritisnite tipko **START** 🔴. Modra osvetelitev se vklopi, da osvetli območje.
- Termometer sedaj premaknite približno 1 cm nad obrvo, enakomerno od čela proti sencu, da ugotovite najvišjo temperaturo. Po pribl. 3 sekundah se pojavi glasen pisk, da sporoči konec meritve. Če ne dosežete območja senc, preden je zasilšati pisk, potem ponovite meritve in izvedite ta gib nekoliko hitreje. Med meritvijo se na zaslonu pojavijo najprej 3, nato 2 in nato 1 črtca.
- Po 3 sekundah se prikaže izmerjena temperatura. Termometer odstranite iz merilnega položaja. Če je merilni rezultat med 32°C in 37,5°C, zasilšite dolg pisk in zelena osvetelitev ozadja je aktivirana za pribl. 3 sekunde. Če znaša temperatura 37,5°C ali več (do najvi. 43°C) se pojavi 10 kratkih piskov in rdeča osvetelitev ozadja je aktivirana pribl. 3 sekunde. Pri temperaturah nad 43°C ali pod 32°C gre za prekoračitve merilnega območja navzgor ali navzdol. Pojavijo se 3 kratki piski in sporočilo o napaki in rdeča osvetelitev ozadja je aktivirana za pribl. 3 sekunde.

Po pribl. 5 sekundah je naprava pripravljena za nadaljnjo meritev. Po pribl. 20 sekundah brez dodatnega upravljanja se naprava samodejno izklopi. Izklopite pa jo lahko tudi ročno s pritiskom na gumb vklop/izklop 🔴 ⏻.

Merjenje temperature predmeta
1.Pritisnite in držite tipko vklop/izklop 🔴 ⏻ za pribl. 3 sekunde, dokler zaslon „On“ ne prikaže simbola za meritve temperature predmeta 🔋 🔴 🔋. Izpustite tipko. Izvedel se bo samodejen test, pri katerem bodo prikazani vsi elementi LCD zaslona 🔋 za pribli. 1 sekundo.
2.Sedaj se pojavi zadnja izmerjena vrednost temperature skupaj z ustreznim simbolom 🔋 za telesno temperaturo in 🔋 za temperaturo predmetov), čas in datum meritve. Po pribl. 3 sekundah je naprava pripravljena za meritve, kar se sporoči s kratkim piskom.
3.Da bi lahko začeli z meritvijo senzor usmerite 🔴 na razdaljo ne več kot 2,5 cm od sredine predmeta. Če je ta prekrit z vodo, prahom ali umazanijo, potem to najprej odstranite, da optimizirate natančnost meritve.
4.Pritisnite tipko **START** 🔴. Modra osvetlitev se vklopi, da osvetli območje.
5.Med meritvijo se na zaslonu pojavijo najprej 3, nato 2 in nato 1 črtca.
6.Po 3 sekundah se prikaze izmerjena temperatura. Termometer odstranite iz merilnega položaja. Če je merilni rezultat med 0,1°C in 99,9°C se zasilši dolg pisk in zelena osvetelitev ozadja je aktivirana za pribl. 3 sekunde. Pri temperaturah nad 99,9°C ali pod 0,1°C gre za prekoračitve merilnega območja navzgor ali navzdol. Pojavijo se 3 kratki piski in sporočilo o napaki in rdeča osvetelitev ozadja je aktivirana za pribl. 3 sekunde.

Po pribl. 5 sekundah je naprava pripravljena za nadaljnjo meritev. Po pribl. 20 sekundah brez nadaljnje upravljanja se naprava samodejno izklopi in se ponovno nahaja v merilnem načinu telesne temperature. Izklopite pa jo lahko tudi ročno s pritiskom na gumb vklop/izklop 🔴 ⏻.

Iskanje shranjenih merilnih podatkov
Termometer lahko shrani do 30 merilnih rezultatov. Vaše shranjene merilne podatke lahko poiščete tako, da na kratko pritisnete tipko **START** 🔴, brez, da bi predhodno termometer vklopili s tipko vklop/izklop 🔴 ⏻. Na zaslonu se pojavi simbol 📖 skupaj z „On“. Če so podatki shranjeni (če podatki niso shranjeni, se pojavi „0“), se najprej pojavi številka pominliškega mesta „1“ in neposredno za tem zadnja shranjena temperatura z ustrežno navedito časa in datuma in pripadajočim simbolom 🔋 za telesno temperaturo in 🔋 za temperaturo predmeta) na zaslonu. S ponovnim pritiskom tipke **START** 🔴 lahko poiščete shranjen merilni rezultat na pominliškem mestu „2“ oz. ga priključite Skupaj je na voljo 30 pominliških mest, ki se zaporedoma na zaslonu pojavijo s ponovnim pritiskom tipke **START** 🔴.

Brisanje shranjenih podatkov

Naprava ponuja možnost brisanja shranjenih podatkov. V ta namen pritisnite najprej za kratek čas tipko **START** 🔴 ob izklopljeni napravi, da pridete do načina iskanja v pomnilniku. Sedaj pritisnite na tipko **START** 🔴 za vsaj pribl. 3 sekunde, dokler se na zaslonu ne pojavi in utripa „Clr“. S ponovnim pritiskom na tipko **START** 🔴 lahko sedaj izbrišete vse podatke. Pritisnite tipko vklop/izklop 🔴 ⏻, da prekinete postopek brisanja.

Po pribl. 20 sekundah brez dodatnega upravljanja se naprava samodejno izklopi. Izklopite pa jo lahko tudi ročno s pritiskom na gumb vklop/izklop 🔴 ⏻.

Avdio nastavitve
Akustične signalne naprave lahko vklopite ali izklopite. Za nastavitve pritisnite in držite tipko **START** 🔴 ob izklopljeni napravi za pribl. 3 sekunde, dokler se ne pojavi eden 🔊 od 🔊 simbolov ali skupaj z „SEt“. Sedaj lahko s pritiskom na tipko **START** 🔴 zvočne signalne vklopite (simbol: 🔊) ali izklopite (simbol: 🔇). Nato pritisnite na tipko vklop/izklop 🔴, da shranite nastavitve in napravo izklopite.

Način samodejnega testa
Če tipko **START** 🔴 ob izklopljeni napravi za pribl. 8 sekund pritisnete in držite pritisnjeno, potem pridete do načina samodejnega testiranja naprave. Na zaslonu se pojavi „On“ in „En“. Tega načina ne potrebujete za običajno obratovanje. Pritisnite tipko za vklop/izklop 🔴 ⏻, za izklop naprave.

Sporočila o napakah
Prikaz «Er.H»: Temperatura okolice je previsoka. Temperatura okolice je višja od 40°C [104°F].
Prikaz «e.R.L»: Temperatura okolice je prenizka. Temperatura okolice je pod: 15°C [59°F] (način za telesno temperaturo 🔋 🔴 🔋 oz. 5°C [41°F] (način za temperaturo predmeta 🔋 🔴 🔋).

Prikaz «e.R.D»: Samodejen test ni uspel. Ponovno poskusite z izklopom termometra. Če težava še naprej obstaja, potem se obrnite na servisni naslov.

Prikaz «L.C»: Izmerjena temperatura je prenizka. Na zaslonu se pojavi prikaz L, če je merilni rezultat pod 34°C [93,2°F] (način za telesno temperaturo 🔋 🔴 🔋) oz. 0,0°C [32°F] (način za temperaturo predmetov 🔋 🔴 🔋).

Prikaz «H.C»: Izmerjena temperatura je previsoka. Na zaslonu se pojavi prikaz H, če je merilni rezultat nad 43°C [109,7°F] (način za telesno temperaturo 🔋 🔴 🔋) oz. 100°C [212°F] (način za temperaturo predmeta 🔋 🔴 🔋).

Prazen zaslon Preverite položaj baterije.

🔋 / ⎓ Prikaz za prazno baterijo. Vstavite novo baterijo.

- Čiščenje in nega**
- Senzor 🔴 je najbolj občutljiv del naprave. Zaščitite ga pred umazanijo ali poškodbami. Senzor čistite z vatirano palčko, potopljeno v vodo ali 70%-nim izopropil alkohol.
 - Termetra ne polagajte v vodo ali druge tekočine.
 - Ni vodotesen.**
 - Za čiščenje naprave uporabljajte mehko krpo, navlaženo z blago milnico ali s 70 % izopropilnim alkoholom. V napravo ne sme vdreti voda! Napravo lahko ponovno uporabite šele, ko je popolnoma suha.
 - Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil, razredčil, bencina ali močnih ščetek.
 - Pazite na to, da leča senzorja, zaslon in ohišje niso opraskani.
 - Naprave ne skladiščite in ne uporabljajte v okolici s previsoko ali prenizko temperaturo (glejte pogoje delovanja v poglavju „tehnični podatki“) in zrčno vlago, sončno svetlobo in v povezavi z električnim tokom ali na prašnem mestu. Iz naprave odstranite baterije, če je ne želite dalj časa uporabljati. Drugače obstaja nevarnost, da baterija izteče.
 - Če termometer uporabljate v skladu s temi navodili za uporabo, potem redno vzdrževanje ali umetanje ni potrebno.

Napotki za odstranjevanje

🗑️ Te naprave ne smete odstraniti skupaj z gospodinjjskimi odpadki. Vsak uporabnik je dolžan oddati vse električne in elektronske naprave na zbirno mesto v domačem kraju ali vrniti v trgovino, da bodo lahko odstranjeni na okolju prijazen način. Preden napravo odstranite, izvezemite baterije. Izrabljenih baterij ne odstranjujte skupaj z gospodinjjskimi odpadki ampak kot posebne odpadke ali pa jih predajte na zbiralnih mestih v specializiranih trgovinah. V zvezi z odstranitvijo se obrnite na vaš lokalni komunalni organ ali vašega trgovca.

Tehnični podatki	
Naziv in model:	medisana Infrardeći večfunkcijski termometer TM 760 / TM 762
Sistem zaslona:	Digitalni zaslon (LCD)
Oskrbovanje z napetostjo:	3 V ==, 1 x baterija 3V (CR2032)
Življenska doba:	5 let ali 12.000 meritev
Merilno območje:	Način za merjenje telesne temperature 34-43°C (93,2-109,4°F); Način za merjenje temperature predmeta 0-100°C (32-212°F)
Natančnost meritve: (laboratorijske meritve)	Način za merjenje telesne temperature ±0,2°C, 35,0-42,0°C (±0,4°F, 95,0-107,6°F) ±0,3°C, 34,0-34,9°C & 42,-143,0°C (±0,5 °F, 93,2-94,8°F & 107,8-109,4°F); Način za merjenje temperature predmeta ±1,0°C, 0,-100,0°C (±2°F, 32,0-212°F)
Ločljivost zaslona:	0,1°C (0,1°F)
Zmogljivost pomnilnika:	do 30 meritev
Obratovalni pogoji:	15 - 40°C (59 -104°F); rel. zračna vlažnost 15% do 95% (nekondenzacijsko)
Pogoji za skladiščenje in prevoz:	-25°C bis +55°C (-13°F - 131°F), rel. zračna vlažnost 15% do 95% (nekondenzacijsko)
Mere:	pribl.158 x 42 x 43 mm
Teža:	pribl. 67 g vključno z baterijo
Štev. art.:	76121 (TM760) / 76123 (TM762)
Koda EAN:	40 15588 76121 8 / 40 15588 76123 2

CE - oznaka naprave se nanaša na direktivo EU 93/42/ECS. Naprava je zasnovana za domačo uporabo. Ob komercialni uporabi je treba enkrat letno izvesti merilno tehnično kontrolo. Kontrola je plačljiva in izvesti jo morajo pristojni uradi ali pooblašcene službe za vzdrževanje - v skladu z „Uredbo o operativnih medicinskih izdelkov“. Elektromagnetna združljivost: Naprava izpolnjuje zahteve standarda EN 60601-1/-1-2 za elektromagnetno združljivost. Podrobnosti teh meritev najdete v posebni prilogi.

Zaradi nenehnih izboljšav izdelka, si pridržujemo pravico do tehničnih in oblikovnih sprememb.
Trenutno veljavno različico teh navodil si ogledte na www.medisana.com

Pogoji za garancijo in popravila
V primeru garancijskega zahtevka vas prosimo, da se obrnete na vašega trgovca ali neposredno na servisno mesto. Če nam boste morali napravo poslati nazaj po pošti, napišite, kaj je narobe in dodajte kopijo računa. Pri tem veljajo naslednji garancijski pogoji:
1. Za izdelke **medisana** od datuma nakupa zagotavljamo 3 leta garancije. V primeru garancijskega zahtevka, se datum naku-pa dokazuje s potrdilom o nakupu ali računom.
2. Okvare zaradi materialnih ali proizvodnih napak se v garancijskem roku brezplačno odpravijo.
3. Garancijska storitev ne pomeni, da se garancijski čas podaljša. Ta se namreč ne podaljša niti za zamenjane elemente.
4. Iz garancije je izključeno:

- a. Vsa škoda, ki je posledica nepravilnega ravnanja z napravo ali neupoštevanja navodil za uporabo.
- b. Škoda, ki je posledica popravil ali posegov v napravo s strani kupalet ali nepooblašcene osebe.
- c. Transportna škoda, ki je nastala med potjo od proizvajalca do uporabnika, ali škoda, ki je posledica pošiljanja na ser-visno mesto.
- d. Nadomestni deli, ki so izpostavljeni običajni obrabi.

5. Jamstvo za posredno ali neposredno posledično škodo, ki jo povzroči naprava, je izključeno tudi takrat, kadar je škoda na napravo priznana, kot garancijski primer.

	medisana GmbH Carl-Schurz-
--	--------------------------------------

ROBGIEE

medisana[®]

TM 760 / TM 762



RO Aparat și elemente de operare

- 1 Iluminare 2 Senzor 3 Compartiment pentru baterii 4 Afiașaj LCD iluminat 5 Tasta START
- 6 Tasta pornit/oprit (†)

BG Уред и контролни елементи

- 1 Осветление 2 Сензор 3 Отделение за батериите 4 Осветен LCD дисплей
- 5 Бутон START 6 Бутон за включване/изключване (†)

EE Seade ja juhtelemendid

- 1 valgustus 2 andur 3 patareipesa 4 valgustatud LCD-ekraan 5 START-nupp
- 6 toitenupp (†)

Explicații desen / Обяснение на знаците / Sümboolite selgitus:



Aceste instrucțiuni de utilizare aparțin de acest aparat. Conține informații importante referitoare la construcție și la manipulare Citiți instrucțiunile de utilizare în întregime. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza accidente grave sau avarii la articol.

Настоящата инструкция за употреба принадлежи към този артикул. То съдържа важна информация за монтажа и за боравенето с продукта. Прочетете изцяло тази инструкция за употреба. Неспазването на инструкцията може да доведе до тежки наранявания или повреди на articula.

Käesolev kasutusjuhend kuulub selle toote juurde. See sisaldab olulist teavet seadme ehituse ja kasutamise kohta. Lugege juhend põhjalikult läbi. Selle juhendi mittejärgmine võib põhjustada raskeid vigastusi või kahjustada toodet.



AVERTISMENT / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / HOIATUS

Aceste indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica accidentările posibile ale utilizatorului. Tezi предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възможни наранявания на потребителя. Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida võimalikke kasutaja vigastamist.



ATENȚIE / ВНИМАНИЕ / TÄHELEPANU

Aceste indicații trebuie respectate, pentru a împiedica avariele posibile ale aparatului. Tezi указания трябва да се спазват, за да се предотврати възникването на eventualni повреди по уреда. Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida võimalikke seadme kahjustamist.



INDICAȚIE / УКАЗАНИЕ / JUHIS

Aceste indicații vă oferă informații adiționale utile pentru instalare sau orgerare. Tezi указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията. Need juhised annavad teile vajalikku lisateavet paigaldamise või kasutamise kohta.

Classificare aparat: Tip BF / Класификация на уреда: Тип BF / Seadme klassifikatsioon: BF-tüüpi



Домениу де температурă / Температурен диапазон / Temperatuurivahemik



Productör / Производител / Tootja



Data fabricației / Дата на производство / Tootmiskiupäev

CE 0297

RO Termometru multifuncțional infraroșu

Instrucțiuni de utilizare - *Vă rugăm citiți cu grijă!*

Indicații de siguranță

INDICAȚII IMPORTANTE! A SE PĂSTRA OBLIGATORIU!

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza articolul și păstrați instrucțiunile de utilizare pentru uzul ulterior. Dacă predați aparatul la terțe persoane, predați de asemenea obligatoriu instrucțiunile de utilizare.

- Folosiți aparatul numai în scopul destinației sale conform instrucțiunilor de utilizare. În cazul utilizării necorespunzătoare se pierde dreptul asupra garanției.
- Aparatul nu este prevăzut pentru utilizarea comercială.
- Utilizarea acestui termometru nu înlocuiește consultarea medicului.
- Persoanele și termometrul trebuie să se afle cel puțin 30 de minute în același mediu, înainte de a realiza o măsurare.
- Acest aparat nu este destinat uzului de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau spirituale limitate sau fără experiență și/sau fără cunoștințe, cu excepția cazului, în care aceștia sunt supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța acestora sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului.
- Copii trebuie supravegheați, pentru a se asigura, ca aceștia să nu se joace cu aparatul.
- Temperatura zonei frunți și a tâmplelor se diferențiază de zona temperaturii corpului, care este măsurată de ex. oral sau rectal. O afecțiune cu febră poate avea în stadiu incipient un efect vasoconstrictor (vasoconstricție), care răcește pielea. În acest caz cu temperatura măsurată cu termometrul poate fi neobișnuit de mică. Dacă rezultatul măsurării nu corespunde cu ceea ce resimte pacientul sau este neobișnuit de scăzut, repetați măsurarea la fiecare 15 minute. Pentru control puteți măsura temperatura corpului cu un termometru obișnuit,care este adecvat pentru măsurarea orală sau pentru măsurarea rectală.
- În următoarele cazuri se recomandă o măsurare de control cu un termometru pentru temperatură:
 - Dacă rezultatul măsurării este surprinzător de mic,
 - Dacă cazul nou-născuților în primele 100 de zile,
 - Dacă cazul copiilor sub trei ani care au un sistem imunitar deficitar sau la apariția sau care reacționează îngrîșorător la apariția sau reapariția febrei,
 - Dacă utilizatorul a folosit aparatul pentru prima oară sau dacă se familiarizează încă cu aplicația corectă.
- Suprafața superioară a pielii bebelușului reacționează foarte rapid la temperatura mediului înconjurător. De aceea nu realizați nicio măsurare cu termometrul în timpul sau după alăptare, deoarece temperatura pielii poate fi mai scăzută decât temperatura corpului.
- În caz de defecțiuni sau deteriorări nu reparați aparatul pe proprie răspundere, deoarece acest lucru poate duce la anularea garanției. Contactați magazinul dvs. de specialitate și dispuneți efectuarea lucrărilor de reparație doar de către un atelier autorizat.
- Nu modificați și /sau nu deschideți aparatul. Conține componente mici, care pot fi înghițite de către copii.
- Un aparat defect nu are voie să fie utilizat.
- Nu folosiți termometrul într-un mediu umed. Nu puneți aparatul în apă sau în alt lichid. **Nu este etanș.**
- Aparatul este format din componente sensibile și trebuie tratat cu grijă. Respectați condițiile de depozitare și de utilizare ca în capitolul «Date tehnice».
- Nu folosiți acest aparat în apropierea câmpurilor magnetice puternice cum ar fi telefoane mobile sau echipamente radio. Păstrați o distanță minimă de 3,3 m de aceste aparate dacă folosiți aparatul.
- Nu scuturați și nu lăsați termometrul. Nu îl lăsați să cadă.
- Protejați aparatul de acțiunea directă a razelor solare, temperaturi extrem de scăzute, impurități sau praf.
- Dacă nu intenționați să folosiți aparatul mai mult timp, îndepărtați bateriile.

- AVERTISARE- Rezultatele de măsurare redade de acest termometru nu reprezintă niciun diagnostic și nu înlocuiesc consultația medicului care în caz de dubii ar trebui consultat.**

Pachet de livrare și ambalaj

Verificați mai întâi dacă aparatul este complet și nu are defecte. În caz de dubii nu puneți aparatul în funcțiune și adresați-vă comerciantului dvs. sau centrului de service. Pachetul de livrare cuprinde:

- 1 Termometru medisana** multifuncțional infraroșu **TM 760 / TM 762**
- 1** geantă de depozitare
- 1** baterie 3V (tipul CR2032)
- 1** instrucțiuni de utilizare

Ambalajele sunt reciclabile sau pot fi introduse din nou în circuitul de materii prime. Vă rugăm, să înălțurați materialul de ambalaj, de care nu mai aveți nevoie, în modul corespunzător. Dacă în timpul despachetării identificați o defecțiune de transport, contactați imediat comerciantul.

- AVERTISMENT - Aveți grijă ca foiele de ambalaj să nu ajungă la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere!**

Măsurarea febrei - rapidă și fără erori!

Cu termometrul multifuncțional pe cu infraroșu **medisana** este posibilă o măsurare precisă fără contact a temperaturii corpului (la cca. 2,5 cm distanță). Măsurarea se efectuează la alegere deasupra sprâncenelor, pe frunte și tâmple sau la urechi. În acest caz se măsoară valoarea energiei emanate și se transformă într-o valoare de temperatură. Rezultatul măsurării este afișat timp de cca. 3 secunde. În acest fel se poate măsura și temperatura bebelușilor, fără a afecta somnul.

Funcția suplimentară: În afara măsurării temperaturi corporale, termometrul multifuncțional cu infraroșu poate fi folosit și pentru măsurarea temperaturii obiectului de inter. de temperatura medicului, lichide, suprafețe). Măsurarea pentru această funcție este posibilă în intervalul de la 0° până la 100°Celsius (32°F - 212°F).

Utilizare - Punere în funcțiune

Scararea / introducerea bateriei: Dacă după o anumită durată de funcționare apare simbolul bateriei |⁺ sau |⁻ pe afișajul LCD, trebuie să se introducă o baterie nouă 3 V (baterie tip celulă, tip CR2032).

Scararea: Scoateți carcasa compartimentului pentru baterii |⁺ în timp ce o rotiți până când marcajul săgeții indică |⁻. Scoateți carcasa și apoi scoateți bateria.

Introducere: Introduceți o baterie nouă. Aveți grijă la direcția corectă (**-Pol în sus) și introduceți capacul compartimentului pentru baterii și rotiți-l până când marcajul săgeții indică |⁺.

BATERIE - INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

- Nu demontați bateriile!
- După caz, curățați bateria și contactele aparatului înainte de introducere!
- Scoateți bateriile goale imediat din aparat!
- Risc mărît de scurgere, evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele! În cazul contactului cu acizii bateriei, locurile vizate trebuie clătite cu apă limpede din abundență și apoi trebuie contactat medicul
- Dacă a fost înghițită o baterie, trebuie contactat imediat medicul!
- Introduceți bateriile corect, respectați polaritatea!
- Păstrați compartimentul de baterii închis!
- Scoateți bateriile când nu utilizați aparatul o perioadă îndelungată!
- Țineți bateriile la distanță față de copii!
- Bateriile nu trebuie reîncarcate! Pericol de explozie!
- Nu au voie să fie scurtcircuitate! Există pericolul de explozie!
- Nu au voie să fie aruncate în foc! Există pericolul de explozie!
- Depozitați bateriile neutilizate în ambalaj și nu în apropierea obiectelor metalice, pentru a evita un scurtcircuit!
- Nu aruncați bateriile consumate la gunoii menajer, ci la deșeurile speciale sau la un punct de colectare din comerțul specializat!

Realizarea configuraōrilor

După introducerea bateriei aparatul realizează automat un auto-test în timp ce toate elementele afișajului LCD sunt afișate 1 timp de cca. 1 secundă. Apoi aparatul se comută în modul configurare (pe afiașaj apare «SE» și simbolul care luminează intermitent precum și simbolul datei) Cu ajutorul tastei START 2 se poate configura anul și apăsați apoi pe tasta pornit/oprit 3 (†), pentru a confirma intrarea. Setajați acum în același fel succesiv luna, ziua, ora și minutul. După introducerea datei are loc selectarea unității măsurare (grade Celsius „C” sau grade Fahrenheit „F”). După ce ați apăsat pe unitatea de măsurare tasta pornit/oprit 3 (†), opriți aparatul automat.

INDICAȚII

- Dacă după cca. 20 de secunde nu are loc nicio introducere, aparatul se oprește automat.**
- Puteți activa ulterior modul configurare manual, cu aparatul oprit apășând tasta pornit/oprit 3 (†) timp de minim 8 secunde și ținând-o apăsată, până când configurarea anului apare pe ecran.**



Înainte de utilizare

Adaptarea aparatului la temperatura încăperii Pentru a putea prelua o măsurare exactă a temperaturii corpului, mai întâi corpul trebuie să se adapteze temperaturii încăperii, în care se realizează măsurarea. Acest lucru este valabil și pentru termometru multifuncțional cu infraroșu **TM 760 / TM 762**. Se potrivește atunci când se realizează o schimbare a locației, a noului mediu în mod automat. Pentru adaptarea temperaturii proprii a termometrului la temperatura încăperii aparatul necesită un anumit interval de timp. Acesta depinde de diferențele de temperatură și poate dura până la 30 de minute. Doar dacă acest proces al echilibrării temperaturii este finalizat, se pot obține procese de măsurare exacte.

Măsurarea temperaturii corpului



INDICAȚII, pentru a obține rezultate mai exacte de măsurare:

- Nu realizați nicio măsurare în timpul sau direct după alăptarea unui bebeluș.
- Persoanele nu trebuie să bea, mănânce sau să evite activitățile corporale.
- Curățați zona în care trebuie să se măsoare și ștergeți murdăria, părul sau transpirația înainte de a duce senzorul în poziția de măsurare 2.
- Nu scoateți termometrul din zona de măsurare înainte de a auzi semnalul sonor, care indică finalul procesului de măsurare.
- Dacă senzorul se murdărește la o măsurare sau după o măsurare, curățați-l cu un bețișaj îmbibat în alcool de curățare, înainte de a depozita termometrul pentru o utilizare ulterioară.
- Realizați măsurarea întotdeauna în același loc, deoarece rezultatul măsurării se modifică într-un mediu diferit.

Termometrul a fost testat din punct de vedere clinic și siguranța și exactitatea au fost verificate și conformate, dacă este folosit conform instrucțiunilor de utilizare.

- Apăsați tasta Pornit/Oprit 3 (†), pentru a porni termometrul. Dacă apare scurt „On”, atunci se realizează un auto-test în cadrul căruia se afișează toate elementele afișajului LCD timp de cca. 1 secundă.
- Acum apare ultima valoare de temperatură măsurată cu simbolul corespunzător (1) pentru temperatura corpului și (2) pentru temperatura obiectului), precum și timpul și data măsurării. După cca. 3 secunde aparat este gata de măsurare, ceea ce se poate semnaliza printr-un scurt semnal sonor.
- Pentru a putea începe măsurarea, poziționați senzorul 2 cu o distanță care nu este mai mare decât 2,5 cm. Dacă fruntea se acoperă cu păr, transpirație sau murdărie, eliberați-l înainte pentru a optimiza excitarea măsurării.
- Apăsați tasta START 2. Iluminarea albastră pornește pentru a lumina domeniul.
- Mișcați acum termometrul la cca. 1 cm deasupra sprâncenelor în mod egal de la frunte până la tâmple pentru a reda cea mai ridicată temperatură. După cca. 3 secunde se aude un semnal sonor lung, pentru a semnaliza finalul măsurării. Dacă zona de tâmplelor nu este atinsă înainte de a auzi semnalul sonor, repetați măsurarea și realizați mișcarea mai rapid. În timpul măsurării pe ecran se afișează mai întâi 3, apoi 2 și apoi 1 liniuță.
- După cca. 3 secunde se afișează temperatura măsurată. Îndepărtați termometrul din poziția de măsurare. Dacă rezultatul măsurării este între 32°C și 37,5°C, se aude un semnal sonor mai lung și iluminarea de fundal verde este activă timp de cca. 3 secunde. Dacă temperatura este 37,5°C sau mai mult (până max. 43°C) se redau 10 semnale sonore scurte și iluminarea de fundal roșie este activă timp de cca. 3 secunde. În cazul temperaturilor de peste 43°C sau sub 32°C există o depășire resp. un nivel scăzut al temperaturii. Se redau 3 semnale sonore scurte și un mesaj de eroare și iluminarea roșie este timp de aproximativ 3 secunde activă.

După cca. 5 secunde aparatul este pregătit pentru o altă măsurare. După cca. 20 de secunde fără o altă operare aparatul se oprește automat. Puteți opri manual și prin apăsarea tastei pornit/oprit 3 (†).

Măsurarea temperaturii obiectului

- Apăsați și țineți apăsată tasta pornit/oprit 3 (†) timp de cca. 3 secunde până când ecranul „On” și simbolul pentru măsurarea temperaturii obiectului (2) este afișat. Eliberați tasta. Se afișează un autotest, în cadrul căora se afișează elementele afișajului LCD 4) pentru cca. 1 secundă.
- Acum apare ultima valoare măsurată a temperaturii împreună cu simbolul corespunzător (2) pentru temperatura cororala și (2) pentru temperatura obiectului), precum și ora și data măsurării. După cca. 3 secunde aparat este gata de măsurare, ceea ce se poate semnaliza printr-un scurt semnal sonor.
- Pentru a putea începe măsurarea, poziționați senzorul 2 cu o distanță care nu trebuie să fie mai mare de 2,5 cm, în mijlocul obiectului. Dacă acesta se acoperă cu apă, praf sau murdărie, ștergeți-l înainte pentru a optimiza excitarea măsurării.
- Apăsați tasta START 2. Iluminarea albastră pornește pentru a lumina domeniul.
- În timpul măsurării pe ecran se afișează mai întâi 3, apoi 2 și apoi 1 liniuță.

- După cca. 3 secunde se afișează temperatura măsurată. Îndepărtați termometrul din poziția de măsurare. Dacă rezultatul măsurării este între 0,1°C și 99,9°C, se aude un semnal sonor mai lung și iluminarea de fundal verde este activă timp de cca. 3 secunde. În cazul temperaturilor de peste 99,9°C sau sub 0,1°C există o depășire resp. un nivel scăzut al temperaturii. Se redau 3 semnale sonore scurte și un mesaj de eroare și iluminarea roșie este timp de aproximativ 3 secunde activă.

După cca. 5 secunde aparatul este pregătit pentru o altă măsurare. După cca. 20 de secunde fără o altă utilizare, aparatul se oprește automat și se afliă din nou în modul de temperatură a corpului. Puteți opri manual și prin apăsarea tastei pornit/oprit 3 (†).

Apelarea datelor măsurate

Termometrul poate memora până la 30 de rezultate. Datele dumneavoastră salvate le puteți apela prin apăsarea pe tasta START2) fără a porni termometrul de la tasta pornit/oprit 3 (†). Pe ecran apare simbolul |1) împreună cu „On”. Dacă datele sunt salvate (dacă nu sunt salvate date apare „0”), acum acum numărul locului de memorie „1” și imediat după aceasta ultima temperatură salvată cu informațiile legate de timp și dată precum și simbolul aferent (2) pentru temperatura corpului și (2) pentru temperatura obiectului) pe ecran. Print-o apăsarea ulterioară a tastei START 3) puteți interoga rezultatul salvat al măsurării în memorie „2” etc. În total există 30 de poziții pentru memorare care pot apărea prin apăsarea repetată pe tasta START 3) una după alta pe ecran.

Ștergerea datelor salvate

Aparatul oferă posibilitatea de a șterge toate datele salvate. Pentru acest lucru apăsați scurt pe tasta START 3) cu aparatul oprit pentru a ajunge în modul de interogare memorie. Apăsați și țineți apăsată tasta START 3) timp de cel puțin cca. 3 secunde până când apare „Clr” pe ecran și iluminarea intermitent. Print-o apăsare repetată pe START 3) puteți șterge toate datele. Apăsați tasta Pornit/Opri 3 (†), pentru a intrerupe procesul de ștergere. După cca. 20 de secunde fără o altă operare aparatul se oprește automat. Puteți opri manual și prin apăsarea tastei pornit/oprit 3 (†).

Setările audio

Semnalele acustice ale aparatului pot fi pomite sau oprite. Pentru configurare apăsați și țineți apăsată tasta START 3) cu aparatul oprit timp de cca. 3 secunde până când unul din simboluri |1) sau |2) apare împreună cu„SET”. Acum prin apăsarea pe tasta START 3) semnalele acustice se pornesc (simbolul: |1) sau se opresc (simbolul: |2). Apăsați apoi pe tasta pornit/oprit 3 (†), pentru a salva setarea și pentru a opri aparatul.

Modul auto-testare

Atunci când apăsați tasta START 3) cu aparatul oprit timp de cca. 8 secunde și o țineți apăsată, ajungeți în modul auto-testare al aparatului. Apare „On” și „En” pe ecran. Nu aveți nevoie de acest mod pentru utilizarea în regimul normal de funcționare. Apăsați tasta pornit/oprit 3 (†), pentru a opri aparatul.

Mesaje de eroare

Afișaj«Er.H»: Temperatura mediului înconjurător este prea mare. Temperatura mediului înconjurător este mai mare de 40°C [104°F].

Afișaj «Er.L»: Temperatura mediului înconjurător este prea joasă. Temperatura mediului înconjurător este sub: 15°C [59°F] (mod corp 1) resp. 5°C [41°F] (mod obiect 2).

Afișaj «Er.0»: Auto-testul a eșuat. Încercați din nou să conectați termometrul. Dacă problema persistă, contactați punctul de service.

Afișaj «L.C»: Temperatura măsurată este prea scăzută. Pe ecran apare afișajul L, dacă rezultatul măsurării este sub 34°C [93,2°F] (modul corp 1) resp. 0,0°C [32°F] (modul obiect 2).

Afișaj «H.C»: Temperatura măsurată este prea ridicată. Pe ecran apar afișajele H, dacă rezultatul măsurării este peste 43°C [109,7°F] (mod corp 1) resp. 100°C [212°F] (mod obiect 2).

Ecran gol Verificați poziția bateriei.

|⁺ / |⁻ Afișaj pentru bateria uzată. Introduceți o baterie nouă.

Curățare și întreținere

- Senzorul 2 este cea mai sensibilă parte a instrumentului. Protejați-l de murdărie sau de deteriorări. Curățați senzorul cu apă caldă sau bețișage de vată înmuiate în alcool izopropilic 70%.
- Nu puneți aparatul în apă sau în alt lichid. **Nu este etanș.**
- Pentru curățarea termometrului folosiți o lavetă care este umezită cu o soluție medie cu săpun sau o soluție cu 70% alcool izopropilic. În aparat nu are voie să pătrundă apa! Folosiți aparatul abia după ce, este complet uscat.
- Nu folosiți substanțe agresive de curățaj, diluanți, benzină sau perii dure.
- Aveți grijă ca lentila senzorului, ecranul și carcasa să nu se zgărie.
- Nu depozitați sau nu folosiți aparatul într-un mediu cu o temperatură prea ridicată sau prea scăzută (vezi condițiile de utilizare din capitolul "date tehnice") și umiditatea aerului, în acțiunea razelor solare, în conexiune cu curentul electric sau într-un loc cu praf. Scoateți bateriile din aparat, atunci când nu mai doriți să-l folosiți pe o perioadă îndelungată. În caz contrar apare pericolul ca bateriile să se scurgă.
- Dacă termometrul este folosit conform acestor instrucțiuni de utilizare, este necesară o întreținere și o calibrare.

Indicații privind înălțurarea

Acest aparat nu are voie să fie eliminat ca deșeu împreună cu gunoii menajer. Fiecare utilizator este obligat să predea toate aparatele electronice sau electrice, indiferent dacă acestea conțin substanțe toxice sau nu, la un punct de colectare local sau din comerț, ca acestea să poată fi eliminate ca deșeu într-un mod ecologic. Scoateți bateria, înainte de a elimina aparatul. Nu aruncați bateriile consumate la gunoii menajer, ci la deșeurile speciale sau la un punct de colectare din comerțul specializat. Pentru eliminare ca deșeu adresați-vă autorităților locale sau comerciantului dvs.



Date tehnice	
Denumire și model:	medisana Termometru multifuncțional cu infraroșu TM 760 / TM 762
Sistemul de afișare:	Afișaj digital (LCD)
Alimentare cu tensiune:	3 V =-, 1 x baterie 3V (CR2032)
Durată de viață:	5 ani sau 12.000 de măsurări
Interval de măsurare:	Mod corp 34-43°C (93,2-109,4°F); mod obiect 0-100°C (32-212°F)
Exactitatea măsurării:	Mod corp ±0,2°C, 35,0-42,0°C (±0,4°F, 95,0-107,6°F) / ±0,3°C, 34,0-34,9°C & 42,1-43,0°C (±0,5 °F, 93,2-94,8 °F & 107,8-109,4 °F); mod obiect ±1,0°C, 0-100,0°C (±2°F, 32,0-212°F)
Rezoluția afișaj:	0,1°C (0,1°F)
Capacitate salvare:	până la 30 de măsurători
Condiții de utilizare:	15 - 40°C (59 -104°F); umiditatea rel. a aerului 15 % la 95% (fără condens)
Codții de depozitare/transport:	-25°C bis +55°C (-13°F - 131°F), umiditatea rel. a aerului 15 % la 95% (fără condens)
Dimensiuni:	cca. 158 x 42 x 43 mm
Greutate:	cca. 67 g inclusiv baterie
Nr. articol:	76121 (TM760) / 76123 (TM762)
Cod EAN:	40 15588 76121 8 / 40 15588 76123 2

MOEA

Marcajul CE se referă la Directiva UE 93/42/CEE. Aparatul este conceput pentru uz casnic. În cazul unei utilizări comerciale trebuie realizat un control anual de măsurare tehnică. Controlul este contra cost și poate fi realizat de o instituție competentă sau de către servicii de revizii autorizate - conform „Ordonanței privind distribuitorii de produse medicale”. Compatibilitate electromagnetă: Aparatul corespunde cerințelor normei EN 60601-1/-1-1-2 pentru compatibilitatea electromagnețică. Detaliile referitoare la aceste date de măsurare pot fi preluate din fișă.

În urma îmbunătățirilor constante ale produsului ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și optice.
<p>Versiunea actuală a acestor instrucțiuni de utilizare se găsesc la www.medisana.com</p>

Condiții de acordare a garanției și de efectuare a lucrărilor de reparație

În caz de acordare a garanției, vă rugăm să vă adresați magazinului de specialitate sau direct punctului de service. Dacă trebuie să ne trimiteți aparatul, menționați defectul și atașați copia chitanței de achiziționare. La aceasta sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

- Pentru produsele **medisana** se acordă de la data achiziției o perioadă de garanție de 3 ani. În caz de acordare a garanției, data achiziției dovedește în caz de acordare a garanției cu chitanța sau factura.
- Avariile de material sau de producție se înalțăruat în cadrul perioadei de acordare a garanției.
- Prin acordarea garanției nu rezultă o prelungire a acesteia, atât pentru aparat cât și pentru piesele schimbate.
- Sunt excluse de la garanție:
 - Toate avariele cauzate de utilizare necorespunzătoare, de ex.: nereperectarea instrucțiunilor de utilizare.
 - Avariile cauzate de lucrări de reparații sau intervenții efectuate de cumpărător sau terțe persoane neautorizate.
 - Daune de transport aparute pe drumul de la producător către consumator sau la expedierea către punctul de service.
 - Piese de schimb, care sunt supuse unei uzuri normale.
- Se exclude și răspunderea pentru daunele directe sau indirecte care au fost cauzate de aparat atunci când daunele asupra aparatului nu sunt acoperite de garanție.



medisana GmbH

Carl-Schurz-Str. 2

41460 NEUSS, GERMANIA

Adresa de service se afliă pe o fișă adițională informativă.

BG Инфрaчервен мултифункционален

